

<ul style="list-style-type: none"> ▶ GERMANY ▶ BENELUX ▶ FRANCE ▶ DENMARK ▶ ITALY ▶ SCANDINAVIA ▶ AUSTRIA ▶ SWITZERLAND 	<p>Central Europe</p> <p>☎ 00800 / 821 700 821</p> <p>Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)</p> <p>E-Mail: service@remington-europe.com</p> <p>www.remington-europe.com</p>
---	---

▶ SPAIN	<p>☎ +34 902 10 45 17; 08.00 - 13.00: lunes - viernes (Posventa)</p> <p>☎ +34 932 070 166 (Información al consumidor final)</p>
▶ PORTUGAL	<p>☎ +351 299 942 915; ✉ renase@presat.net</p>
▶ MALTA	<p>☎ Tel. 00800 821 700 82 (free call)</p>

▶ UNITED KINGDOM	<p>☎ Tel. +44 0800 212 438 (free call)</p> <p>Rayovac Europe Ltd, Watermans House, Kingsbury Crescent, The Causeway, Staines, Middlesex, TW18 3BA, UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk</p>
------------------	---

▶ ČESKÁ REPUBLIKA	<p>☎ Tel. +420 487 754 605</p> <p>VARTA Baterie spol. s r. o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lipa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com</p>
-------------------	---

▶ IRELAND	<p>☎ Tel. +353 (0) 1 460 4711</p> <p>Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk</p>
-----------	---

▶ MAGYARORSZÁG	<p>☎ Tel. +36 1 3300 404</p> <p>Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, www.remington.hu</p>
----------------	--

▶ POLSKA	<p>☎ Tel. +48 22 328 11 50</p> <p>Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, Fax +48 22 328 11 61, www.pl.remington-europe.com</p>
----------	--

▶ РОССИЯ	<p>☎ Tel. +7 495 741 4652</p> <p>ООО «Компания «ПрофСервис», Россия, 121355, Москва, Ул. Ивана Франко, д.4, www.remington-europe.com</p>
----------	--

▶ TÜRKIYE	<p>☎ Tel. +90 212 659 01 24</p> <p>Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti., İstic 25 Ada Sonu Kuzey Plaza Kat I D4, 34217, Mahmutbey/İstanbul, TÜRKIYE, Fax +90 212 659 48 40, www.tr.remington-europe.com</p>
-----------	---

▶ U.A.E.	<p>☎ Tel. +971 4 355 5474</p> <p>VARTA Consumer Batteries, Khalid Bin Waleed Street, Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., www.remington-europe.com</p>
----------	---

▶ CROATIA	<p>☎ Tel. +385 12481111</p> <p>Alca Zagreb d.o.o., Zitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, www.remington-europe.com</p>
-----------	--

▶ CYPRUS	<p>☎ Tel. +357 24-532220</p> <p>Theaco Traders Ltd, Eleftherias Ave 75, 7100 Aradippou, Cyprus, www.remington-europe.com</p>
----------	--

▶ ROMANIA	<p>☎ Tel. +40 21 411 92 23</p> <p>TKExpert SRL, 4th, Drumul Taberei St., sector 6, Bucharest, Romania, www.remington-europe.com</p>
-----------	---

▶ SLOVENIA	<p>☎ Tel. +386 (0) 1 561 66 30</p> <p>Ižek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24, Junija 1, 1231 LJUBLJANA - Črnuče, Republika Slovenija, www.remington-europe.com</p>
------------	---

▶ GREECE	<p>☎ Tel. +30 210 94 10 699</p> <p>D.&I. DAMKALIDIS S.A., Import Agencies, 44 Zefyrou str., www.remington-europe.com</p>
----------	--

▶ ISRAEL	<p>☎ Tel. 15-99-55-99-66</p> <p>Sarig Electric Ltd., Nesher Industrial Area, Ramle, P.O. BOX 841, ISRAEL</p>
----------	--



10/INT/PL5000 Version 11/10 Part No: T22-27225
 REMINGTON® Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries
 VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
 Alfred-Krupp-Str.9
 73479 Ellwangen
 Germany
www.remington-europe.com
 © 2009 SBI

REMINGTON Customer Service Information


i-LIGHT

Intense Pulsed Light hair removal



IPL5000

Skin Chart



Read instructions manual before use.
 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal benutzen.
 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing.
 Lisez les instructions avant utilisation.
 Lea el manual de instrucciones antes del uso.
 Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.
 Læs vejledningen før brug.
 Läs instruktionsmanualen innan användning.
 Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.
 Antes de utilizar o aparelho, leia o manual de instruções.
 Pred použitím si prečítajte návod na použítie.
 Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
 Használat előtt olvassa el a használati utasításokat!
 Przed użyciem należy przeczytać instrukcję.
 Перед использованием прочитайте руководство по эксплуатации.
 Kullanmadan önce kullanim kilavuzunu okuyun.
 Çitiij manualul de instructiuni înainte de utilizare.
 Πριν τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
 Pred začetkom uporabe preberite navodila za uporabo.
 Prije korištenja pročitajte priručnik za uporabu.
 Använd ej nära vatten.
 Não utilize perto de água.
 Nepoužívajte v blízkosti vody.
 Ne uporabljajte aparata blizu vode.
 Ne koristiti u blizini vode.
 Ne uporabljajte aparata blizu vode.
 Ne koristiti u blizini vode.
 Ne uporabljajte aparata blizu vode.
 Ne koristiti u blizini vode.




Do not use on the face.
 Nicht im Gesicht anwenden.
 Niet op het gezicht gebruiken.
 No utilize el aparato en el rostro.
 Ne pas utiliser sur le visage.
 No utilize el aparato en el rostro.
 Ne používajte na obličej.
 Nie használja az arcon!
 Nie stosować do twarzy.
 Ne применять на лице.
 Yüzünüze kullanmayın.
 A nu se folosi pe față.
 Na μη χρησιμοποιείται στο πρόσωπο.
 Ne uporabljajte aparata na obrazu.
 Ne koristiti za lice.
 Ne koristiti za lice.



Do not use near water.
 Nicht in der Nähe von Wasser anwenden.
 Niet gebruiken in de buurt van water.
 Ne pas utiliser près d'une source d'eau.
 No utilize el aparato cerca del agua.
 Non usare in prossimità dell'acqua.
 Brug ikke enheden i nærheden af vand.
 Använd ej nära vatten.
 Não utilize perto de água.
 Nepoužívajte v blízkosti vody.
 Ne uporabljajte aparata blizu vode.
 Ne koristiti u blizini vode.
 Ne uporabljajte aparata blizu vode.
 Ne koristiti u blizini vode.

REMINGTON Skin Chart 3



3

Getting Acquainted With i-Light

REMINGTON

What is i-Light?

i-Light is a home-use device for the reduction of body hair using Intense Pulsed Light (IPL) technology. This is the same technology used in professional hair removal salons and clinics. If used correctly it can provide long-lasting hair reduction.

What is Intense Pulsed Light (IPL) and how does the i-Light work?

i-Light works by directing an extremely short, intense pulse of light into the skin. The light energy is absorbed by the melanin in the hair follicle temporarily disabling the growth mechanism in the hair and delaying hair growth.

Hair follicles typically pass through three phases throughout the hair growth cycle. These phases are:

Anagen Phase (growing phase) – the active growth phase of the hair follicles. Melanin concentration is at its highest as it is responsible for pigmentation of the hair. Only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment with IPL (fig. 2).

Catagen Phase (degradation phase) – this is a short transition stage, which follows the anagen phase and signals the end of active growth of hair. It typically lasts 2-3 weeks (fig. 3).


Telogen Phase (resting phase) – the hair follicle is completely at rest during this phase, which is the longest phase and lasts about 100 days. During this time, the new hairs push out the old hairs, allowing the growth cycle to begin again (fig. 4).

What to expect from i-Light

Our studies have shown significant hair reduction after only a single treatment. However, optimal results are generally not obtained with a single session. For best results, repeat a treatment session whenever you notice hair starting to regrow. Results vary by individual, however, most will re-treat areas every two weeks for three treatments until desired results are achieved.

A few days after the first treatment you may start to notice hair has fallen out. Some hair growth will occur that is less dense, finer and lighter in color than the original hair. This regrowth is perfectly normal and should be expected.

4



5

Getting Acquainted With iLight

GB



IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

Before you start using i-Light:

Be sure to read all Warnings and Safety Information
Before you begin, check to see if i-Light is suitable for you.

Use the skin tone chart, provided on the box and at the front of this manual, to determine if this device is right for you.

Skin Type

- See skin color chart on page 3.
- Do not use on naturally dark skin (Fitzpatrick type V and VI), as it may result in burns, blisters and changes in skin color.
- Do not use on tanned skin or after recent sun exposure, as it may cause burns or skin injury.
- i-Light is not effective on naturally white, gray, blond or red body hair.

Areas not to treat

- Do not use on the face or the neck.
- Do not use on nipples, areola, or genitals.
- Do not use if you have tattoos or permanent makeup in the area to be treated.
- Do not use on dark brown or black spots such as moles, birth marks, or freckles.
- Do not use on an area of recent surgery, deep peel, laser resurfacing, scars, or skin that has been damaged with burns or scalds.

When not to use/When to avoid using i-Light.

- Do not use if you are pregnant or breast feeding.
- Do not use if you were exposed to sun or artificial tanning within the past 4 weeks.
- Do not use on dry or fragile skin caused by the use of chemical peels, glycolic peels, Alpha Hydroxy Acids (AHAs).
- Do not flash more than once on the same area as this may cause burns.
- Do not use on the same area of your skin more than once a week.
- Do not use for at least 14 days following microdermabrasion treatment.
- Do not use if you are already undertaking permanent hair removal treatments.

- Do not use if you have a skin disease such as active skin cancer, if you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated, or if you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- Do not use if you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- Do not use if you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- Do not use if you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- Do not use if your skin is sensitive to light and causes a rash or an allergic reaction. If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of the medicine. Never use the unit if it can cause photo-allergic reactions or photo-toxic reactions, or if you should avoid sun while taking a medication.
- Do not use if you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- Do not use on areas of your skin which are currently being treated with or have recently been treated with Alpha Hydroxy Acids (AHAs), Beta Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- Do not use if you have taken oral isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- Do not use if you have any bleeding disorder or take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- Do not use if you have infections, eczema, burns, inflamed follicles, open lacerations, abrasions, surgeries, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- Do not use if you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS) or if you take immunosuppressive medications.
- Do not use when you are on painkillers, which reduce the sensitivity to heat.
- Do not use if you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Do not use over or near anything artificial such as silicon implants, Implanon contraceptive implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. **To reduce the risk of injury or death by electric shock:**

- Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use near water.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for the unit if it has fallen into water or other liquid. Unplug unit immediately.
- Do not reach for the unit if it has become wet. Unplug unit immediately.
- Unplug the unit before cleaning it.
- Keep the unit dry at all times.
- If you move the unit from a very cold to a very warm environment, wait approximately 2 hours before using it.
- An appliance should never be left unattended when plugged into a power outlet.
- Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- Make sure the power plug and cord do not get wet.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- Do not use the product with a damaged cord. A replacement can be obtained via the Remington® Service Centre.
- Use and store the product at a temperature between 15°C and 35°C.
- Always unplug from the mains when cleaning.
- Only use the parts supplied with the appliance.
- Keep this product out of reach of children. The use of this appliance by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.



i-Light Unit Diagram Reference (page 3)

- | | |
|------------------------------------|--|
| A i-Light Handpiece | K Power Inlet |
| B Flash Button | L Intensity Level Selection Button |
| C Skin Contact Sensor | M Intensity Level Selection Display |
| D Flash Window | N Flash Mode Selection |
| E Nose Cone | O Flash Mode Selection Display |
| F Nose Cone Release Buttons | P Bulb Status Indicator Display |
| G Light Cartridge | Q Power Cord |
| H Handpiece Cord | R Lint Free Cloth |
| I i-Light Base Unit | |
| J Power Switch | |

Familiarize yourself with the features of your new i-Light device.

Flash Window (fig. 1-D)

The Flash Window is a filtered glass window with built-in UV protection that allows specific wavelengths of light to pass from the hand piece to your skin and hair follicles.

⚠ WARNING: Always inspect the Flash Window before use to ensure there is no damage to the lens.

⚠ WARNING: Always clean the Flash Window before use with the lint-free cloth provided to ensure there is no oil or debris on the lens.

Skin Contact Sensor (fig. 1-C)

The Skin Contact Sensor is a safety mechanism that prevents the device from accidental activation. In order for the device to activate, the Skin Contact Sensor must be fully depressed against the skin.

**Flash Button (fig. 1-B)**

The Flash Button is located on the hand piece. To activate the flash bulb, ensure the Skin Contact Sensor is fully engaged and press the Flash Button.

Bulb Status Indicator Display (fig. 1-P)

The device is ready to flash when the Bulb Status Indicator Display is illuminated green.

NOTE: If the Flash Button is pressed AND the Skin Contact Sensor is not fully engaged OR the Bulb Status Indicator Display is not illuminated, an audible “beep” will sound.

When the Bulb Status Indicator Display *illuminates* yellow, there are 150 flashes remaining in the flash bulb. When the Bulb Status Indicator Display *flashes* yellow, the bulb cartridge has been used up and will no longer operate. You must replace the bulb cartridge to continue using the device.

Nose Cone Release Buttons (fig. 1-F)

Press both buttons and gently pull to remove the nose cone.

⚠ WARNING: ALWAYS ensure the unit is OFF and the power cord is disconnected before removing the nose cone. If the nose cone is removed while the unit is powered ON, all indicator lights on the base unit will flash and audible “beeps” will sound.

Light Cartridge (fig. 1-G)

Each light cartridge has a life of 1,500 flashes. When all flashes have been used, the cartridge must be replaced.

Replacement model: SP-IPL

Intensity Level Selection (fig. 1-L)

The i-Light device is equipped with 5 intensity levels. Level 1 is the lowest setting and level 5 is the highest setting.

TIP: For the most effective results, always use the highest intensity level that does not cause discomfort on the skin. To determine the intensity level being used, observe the number of lights illuminated on the Intensity Level Selection Display.

Your i-Light device will automatically be set to Intensity Level 1 each time the device is powered ON. To change the level, press the Intensity Level Selection Button.

Flash Mode Selection (fig. 1-N)

The i-Light device is equipped with two operating modes: Single Flash Mode and Multi-Flash Mode. Your i-Light device will automatically be set to Single Flash Mode each time the device is powered ON.

Single Flash Mode: The i-Light device will flash once when the Flash Button is pressed AND the skin contact sensor is engaged.

Multi-Flash Mode: The i-Light device will flash once every two seconds when the Flash Button is pressed AND the skin contact sensor is fully engaged.

The Multi-Flash Mode allows you to quickly treat large areas such as the legs, chest or back by simply gliding the hand piece to a new location after each flash.


The Multi-Flash Mode allows you to quickly treat large areas such as the legs, chest or back by simply gliding the hand piece to a new location after each flash.

To turn Multi-Flash Mode ON, press the Multi-Flash Mode Selector Button. The Multi-Flash Mode Selector Display will illuminate. Press again to turn Multi-Flash Mode OFF and return to Single-Flash Mode.



Test the i-Light device on your skin (fig. 5)


1. Review the Warnings and Safety Precautions.
2. Familiarize yourself with the features of the i-Light device.
3. Consult the Skin Tone Chart to ensure your skin color is in the acceptable range.
4. Test the i-Light device on a small patch of skin and wait 48 hours to ensure there are no adverse reactions.



Treat desired area(s) with the i-Light device


Prepare your skin for treatment

1. Ensure the area to be treated is clean and free from oils, deodorants, perfume, make up, lotions and creams. Shave the hair from the area to be treated.
2. Never use wax, epilation, tweezers, or depilation products to remove the hair because they counteract the IPL process.



Prepare the device for treatment


3. Unwrap the hand piece cord from the i-Light base and rest the hand piece in the base cradle. Locate the power switch on the i-Light base and ensure the unit is OFF. Connect the power cord to the i-Light base at the power inlet. Connect the power cord to the wall outlet. Turn the power switch ON (fig 6).
4. Select the desired Intensity Level. If the Multi-Flash Mode is desired, turn ON using the Flash Mode Selector Button (fig 7).



Treat desired area(s) with the i-Light device –

Single Flash Mode


1. Place the i-Light hand piece against your skin so the Flash Window is flush with the skin surface (fig. 8).
2. Ensure the Skin Contact Sensor is fully engaged and the Bulb Status Indicator Display is illuminated.
3. Press the Flash Button to activate the device (fig. 9).
4. Move the hand piece to a new treatment area and repeat steps 1-3 (fig. 10).



Treat desired area(s) with the i-Light device –

Multi Flash Mode

1. Place the i-Light hand piece against your skin so the Flash Window is flush with the skin surface (fig. 8).
2. Ensure the Skin Contact Sensor is fully engaged and the Bulb Status Indicator Display is illuminated.
3. Press AND HOLD the Flash Button down to activate the device (fig. 9).
4. Immediately after the device has flashed, slide the hand piece to a new location. After a short delay (approximately 2 seconds) the device will flash again (fig. 10).



- NOTE:**
- During Multi-Flash Mode, the Skin Contact Sensor AND the Flash Button must remain fully depressed. If either becomes disengaged, the device will not operate. To resume treatment, repeat steps 1-4.
 - During Multi-Flash Mode, the Bulb Status Indicator Display will remain illuminated while the Skin Contact Sensor and Flash Button are engaged.



Treatment Tips

- For best results, avoid overlapping flashes. This helps prevent exposure to more energy than is necessary to suppress hair growth. It also ensures that you get the maximum use of the light cartridge.
- For the most effective results, always use the highest intensity level that does not cause discomfort on the skin. The level you use should feel warm on your skin, but should never cause discomfort.
- Optimal results are generally not obtained with a single session. For best results, repeat a treatment session whenever you notice hair starting to regrow. Results vary by individual, however, most people will treat areas every two weeks for the first three treatments, until desired results are achieved.
- You may notice that bony areas, such as elbows, shins, and ankles, are more sensitive during treatment. This is normal and should not be cause for alarm. To avoid this sensitivity, try stretching the skin away from the bony area during treatment.

Post-Treatment Care

After treatment, you may experience slight redness or a warm sensation on your skin. This is normal and will disappear quickly. To avoid irritation to your skin after a treatment, take the following precautions:

- Avoid sun exposure for 24 hours after a treatment. Protect the skin with SPF 30 for 2 weeks after each treatment.
- After treatment, keep the area clean and dry and drink plenty of water to keep skin hydrated.
- Do not handle the treated area roughly.
- Do not take hot baths, showers, or use steam rooms and saunas for 24 hours after treatment.
- Do not swim for 24 hours after treatment.
- Do not take part in contact sports for 24 hours after treatment.
- Do not wear tight-fitting clothing over the treated area.
- Do not prolong sun exposure such as sunbathing, using a tanning bed, or self-tan for at least 2 weeks after the last treatment.

- Do not depilate (waxing, plucking, threading or creams) during the treatment – shaving is acceptable as long as you avoid shaving 24 hours after each treatment.
- Do not use bleaching creams or perfumed products for 24 hours after treatment.
- Do not scratch or pick at the treated area.

Cleaning Your i-Light Device

- ▲ **CAUTION:** Before cleaning your i-Light device, make sure that the power switch is OFF and the power cord is disconnected from the base unit.
 - Regular cleaning helps to ensure optimal results and a long life for the i-Light device. The exterior surface of the base unit and hand piece may be wiped clean with a slightly damp cloth.
 - To clean the Flash Window, use only the lint-free cloth included with your i-Light device. Take care not to scratch or chip the Flash Window. Scratches and chips can reduce the effectiveness of the unit.
 - For stubborn stains, use a dampened cotton swab to apply a small amount of water to the Flash Window and clean with the lint-free cloth provided.
 - Use a small hand-held vacuum to remove dust and debris from the hand piece vents.
 - ▲ **WARNING:** If the Flash Window is cracked or broken, the unit must not be used. Never scratch the filter glass or the metallic surface inside the Nose Cone.
 - ▲ **CAUTION:** The i-Light is a high voltage device. Never immerse in water. Never clean the unit or any of its parts under the tap or in the dishwasher.
- Do not use petroleum-based or flammable cleaning agents because of the risk of fire. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as oil or acetone to clean the unit.

i-Light Device Maintenance

- ▲ **CAUTION:** Before performing maintenance on your i-Light device, ensure that the power switch is OFF and the power cord is disconnected from the base unit.

Replacing the bulb

1. Press the nose cone release buttons and gently pull to remove the nose cone.
2. Gently pull out the old bulb cartridge.



- Replace with a new bulb cartridge. Replacement model: SP-IPL
 - CAUTION:** When replacing the bulb cartridge, do not touch the flash bulbs directly as this leaves oils and residue. Doing so could reduce the effectiveness of the bulbs or cause them to crack during treatment.
- Replace the nose cone, making sure it snaps into place.

Storage

- Switch off the unit, unplug it and let it cool down for 10 minutes before storage.
- Store the unit in a dry place at a temperature between 15° C and 35° C.

Troubleshooting

Always read these instructions fully before using i-Light.

Refer to this troubleshooting guide if you experience any problems with i-Light, as this section addresses the most common problems you could encounter with i-Light.

If you have followed the instructions in this section and continue to experience problems, please contact the Remington® Service Center for further assistance.

I turn the power switch ON, but the unit is not working.

- Make sure the unit is plugged into a working electrical outlet.
- Try switching to a different outlet.

The unit appears to have cracks or is broken.

- Do not use if the unit is damaged. If you have concerns about using the unit, discontinue use and contact the Remington® Service Center for further assistance.

I have switched the unit ON, but I cannot increase or decrease the light intensity.

- Try resetting the unit by turning it off and waiting several seconds before turning it back on.

The Bulb Status Indicator Light turns green but the unit does not flash when the button is pressed.

- Make sure the Skin Contact Sensor is in full contact with the skin.
- Try resetting the unit by turning it off and waiting several seconds before turning it back on.

There is a strange smell.

- Be sure the area is completely shaved before treatment.

The treated areas become red after treatment.

- This is normal and the redness should subside. If not, try using a lower light intensity.

I have not seen optimal results or hair has begun to grow back.

- Hair may begin to grow back after your initial treatment. This is perfectly normal. For optimal results, repeat the treatment when you notice hair regrowth.

BE AWARE

If the unit is used over an extended period of time, the unit might automatically disable momentarily (estimated 40 seconds) to cool down. Once the unit has cooled down, it will be ready to use again.

Status LED & Audio

Intensity/Flash Mode LED	Indication
All currently selected LEDs flashing	Unit is overheated and is disabled momentarily to cool down.
Intensity LEDs flashing in sequence	Unit is malfunctioning. Turn the unit off, wait a few moments and try again. If problem persists, the unit should be returned for repair.
All LEDs flashing with warning beep	Nose cone is removed or loose.



Audible Tones	Indication
Not Full Contact	Flash button was pressed while the skin contact sensor was not fully engaged.
Replace Light Cartridge	Light cartridge is missing or needs to be replaced.
Contact Sensors Stuck	Flash button was pressed after the contact sensor had been engaged since unit start up. Contact sensor may be stuck.

Frequently Asked Questions (www.remington-ilight.com)

Q. What is i-Light? What is Intense Pulse Light (IPL)?

A. IPL works by directing an extremely short, intense pulse of filtered light into the skin. The light is absorbed by the colored pigments in and surrounding the hair and disables the hair follicle temporarily, preventing hair regrowth.

Q. Who can use i-Light?

A. Both men and women can use i-Light to remove unwanted hair anywhere below the neck. i-Light has been designed for individuals with light to medium skin tones and dark hair. Safe skin tones include white, ivory, tan, beige, and light brown only. Safe natural hair colors include black, dark brown, and medium brown.

Q. What areas of my body can I treat with i-Light?

A. i-Light is designed to be used on areas below the neck, including the legs, underarms, bikini line, arms, chest and back.

Q. What can I expect from i-Light?

A. i-Light provides safe and effective salon-grade hair removal using IPL technology.

Q. What are the risks involved with i-Light? Is it safe?

A. i-Light is safe to use, but like any electronic device it is important that you read and follow the operating instructions.

Q. How often should I use i-Light?

A. You should use i-Light whenever you start to see hair regrowth.

Q. How long do treatments take?

A. Time varies based on the size of the area being treated, but one full leg should take no more than 15 minutes.

Q. When will I begin to see results?

A. Results are not immediate. Hair may sometimes appear to be growing back after treatment but many of these hairs will begin to fall out after two weeks. Hair grows in a cycle of 3 different phases which lasts 18-24 months. Only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment, which is why multiple treatments are required for optimal results. The results are generally noticeable within a few weeks of the first treatment. Continuous regular weekly (or every 2 weeks for three treatments) use will give good results within 6 to 12 weeks (darker skin may take longer).

Q. Why is my hair growing despite treatments?

A. Hair continues to grow for up to 2 weeks after treatment, at which time you will notice the hair beginning to fall out. Another reason for continued growth could be that the area was missed during a treatment. Continue to treat the area whenever you notice regrowth.

Q. Why can't I use i-Light after recent sun exposure?

A. Sun exposure causes high levels of melanin to be present and exposes the skin to higher risk of burns or blisters following treatment.

Q. What are the warnings against using i-Light?

A. Certain conditions may limit your ability to use the unit. Please read the Warnings and Safety Precautions section in the User Manual in its entirety before using i-Light.

Q. How often do I need to replace the bulb?

A. The bulb needs to be replaced after 1500 flashes. The Bulb Status Indicator Light will illuminate green for the first 1350 flashes of the cartridge life. It will turn to a yellow light to designate that only 150 flashes remain. When the light begins to flash the cartridge life is up and you must replace the bulb.

Replacement model: SP-IPL

Q. Can I use i-Light on my face?

A. No. i-Light is not recommended for use on the face or the neck.

Q. How do I care for treated areas following treatment?

A. Avoid unprotected sun exposure to the treated areas.



Q. Should I suspend normal activity after using i-Light?

A. There is no need to suspend normal activity following treatment assuming no abnormal complications occur. It is recommended that you perform the treatment prior to going to bed so that any resulting redness fades by morning.

Q. Is i-Light dangerous for the skin after long term use?

A. There have not been any reported side effects or skin damage from long-term use of intense pulse light.

Q. How often should I treat with i-Light?

A. An interval of 2 weeks for the initial treatment, is proven to be the most effective in hair reduction. You should avoid treating the same area multiple times in one session, as it will not improve efficacy but increases the risk of skin irritation.

Q. Can I use i-Light if I have blonde, red, gray or white hairs?

A. i-Light works best on darker hair types because they contain more melanin, the pigment that gives hair and skin its color. Melanin is what absorbs the light energy used during i-Light treatment. Black and dark brown hairs respond the best. Brown and light brown hairs will also respond, but typically require more treatments. Red hairs may show some response. White, grey or blonde hairs usually don't respond to i-Light treatments, although some users have noted results after multiple treatments.

Q. Can I use i-Light if I have naturally dark skin?

A. No. i-Light is designed to react with the dark pigment of the hair. As a result, dark brown and black skin may absorb too much of the device's energy (heat), which may cause skin damage. Do not use i-Light on naturally dark skin, as it contains too much melanin. Treating dark skin with i-Light can result in burns, blisters and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation). Review the skin color chart on page 3 to determine if i-Light is right for you.

Q. Do I need eye protection while using i-Light?

A. No, it is not harmful to the eyes, unless it is directed to the face. i-Light features a safety system which prevents unintentional flashing when the device is not in contact with the skin. The small amount of light emitted during treatment is similar to that of a camera flash and is not harmful to the eyes, unless it is directed to the face.

Q. Can I use i-Light if I am pregnant or nursing?

A. No. i-Light has not been tested on pregnant women, therefore we do not recommend using i-Light if you are pregnant or breast feeding. Hormonal changes could increase sensitivity and the risk of injury to the

Applicable Skin Tones, Skin tone chart – Fitzpatrick skin types 1 - 4

You can use this skin-type chart for self-assessment, by adding up the score for each of the questions you've answered. At the end there is a scale providing a range for each of the six skin-type categories. Following the scale is an explanation of each of the skin types. You can quickly and easily determine which skin type you are.

Genetic Disposition

Score	0	1	2	3	4
What is the colour of your eyes?	Light blue, Grey, Green	Blue, Grey or Green	Blue	Dark Brown	Brownish Black
What is the natural colour of your hair?	Sandy Red	Blond	Chestnut Dark Blond	Dark Brown	Black
What is the colour of your skin (non exposed areas)?	Reddish	Vary Pale	Pale with Beige tint	Light Brown	Dark Brown
Do you have freckles on unexposed areas?	Many	Several	Few	Incidental	None

Total score for Genetic Disposition: _____



Reaction to Sun Exposure

Score	0	1	2	3	4
What happens when you stay in the sun too long?	Painful redness, blistering, peeling	Blistering followed by peeling	Burns sometimes followed by peeling	Rare burns	Never had burns
To what degree do you turn brown?	Hardly or not at all	Light color, tan	Reasonable tan	Tan very easily	Turn dark brown quickly
Do you turn brown within several hours after sun exposure?	Never	Seldom	Sometimes	Often	Always
How does your face react to the sun?	Very sensitive	Sensitive	Normal	Very resistant	Never had a problem

Total score for Reaction to Sun Exposure: _____

Tanning Habits

Score	0	1	2	3	4
When did you last expose your body to sun (or artificial sunlamp/tanning cream)?	More than 3 months ago	2-3 months ago	1-2 months ago	Less than a month ago	Less than 2 weeks ago
Did you expose the area to be treated to the sun?	Never	Hardly ever	Sometimes	Often	Always

Total score for Tanning Habits: _____

Add up the total scores for each of the three sections for your Skin Type Score.



Skin Type Score - Fitzpatrick Skin Type

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
over 30	V-VI

Do Not Use i-Light

TYPE 1: Highly sensitive, always burns, never tans.
Example: Red hair with freckles

TYPE 2: Very sun sensitive, burns easily, tans minimally.
Example: Fair skinned, fair haired Caucasians

TYPE 3: Sun sensitive skin, sometimes burns, slowly tans to light brown.
Example: Darker Caucasians

TYPE 4: Minimally sun sensitive, burns minimally, always tans to moderate brown.
Example: Mediterranean type Caucasians, some Hispanics

TYPE 5: Sun insensitive skin, rarely burns, tans well.
Example: Some Hispanics, some Blacks

TYPE 6: Sun insensitive, never burns, deeply pigmented.
Example: Darker Blacks



PROTECT THE ENVIRONMENT

Do not dispose the product in household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at the Remington® Service Centre or appropriate collection sites.



For further information on recycling see www.remington-europe.com,
www.remington-ilight.com



SERVICE & WARRANTY

This product has been checked and is free of defects. We warrant this product against any defects that are due to the faulty material or workmanship for a 2 year period from the original date of consumer purchase. If the product should become defective within the warranty period, we will repair any such defect or elect to replace the product or any part of it without charge provided there is proof of purchase. This does not mean an extension of the warranty period. In the case of a warranty simply call the Remington® Service Centre in your region.

This warranty is offered over and above your normal statutory rights.

The warranty shall apply in all countries in which our product was sold via an authorised dealer.

This warranty does not include replacement bulbs which are consumable parts. Also, not covered is damage to the product by accident or misuse, abuse, alteration to the product or use inconsistent with the technical and/or safety instructions required.

This warranty shall not apply if the product has been dismantled or repaired by a person not authorised by us.



Was ist i-Light?

i-Light ist ein Gerät zur Entfernung von Körperbehaarung. Es setzt die Intense Pulsed Light (IPL)-Technologie für die Anwendung zu Hause ein. Dies ist die gleiche Technik, die in der professionellen kosmetischen Haarentfernung und in Kliniken eingesetzt wird. Bei sachgemäßer Anwendung ermöglicht es eine dauerhafte Reduzierung der Körperbehaarung.

Was genau ist Intense Pulse Light (IPL) und wie wirkt das i-Light?

i-Light wirkt, indem ein extrem kurzer, intensiver Lichtimpuls in die Haut geschickt wird. Diese Lichtenergie wird durch das Melanin im Haarfollikel absorbiert. Dabei wird der Wachstumsmechanismus vorübergehend außer Kraft gesetzt und das Haarwachstum wird aufgehalten.

Die Haarfollikel durchlaufen in ihrem Wachstumszyklus in der Regel drei Phasen des Haarwachstums:

Anagen-Phase (Wachstumsphase) – die aktive Wachstumsphase der Haarfollikel.

Da sie für die Pigmentierung der Haare verantwortlich ist, ist die Melaninkonzentration jetzt am höchsten. Eine IPL-Behandlung ist nur in der Anagen-Phase der Haare wirksam (Abb. 2).


Katagen-Phase (Übergangsphase) – eine kurze Übergangsphase, die auf die Anagen-Phase folgt und das Ende des aktiven Haarwachstums anzeigt. Sie dauert in der Regel 2 bis 3 Wochen (Abb. 3).

Die Telogen-Phase (Ruhephase) – während dieser Phase befindet sich das Haarfollikel in einer vollständigen Ruhephase. Sie ist mit ca. 100 Tagen die längste Phase. Während dieser Zeit schieben die neuen Haare die alten heraus, so dass der Wachstumszyklus wieder von neuem beginnen kann (Abb. 4).

Was i-Light leisten kann

Unsere Studien haben eine erhebliche Reduzierung der Körperbehaarung bereits nach nur einer Anwendung nachgewiesen. Allerdings können mit nur einer Sitzung keine optimalen Ergebnisse erzielt werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wiederholen Sie die Behandlung, sobald Sie ein erneutes Haarwachstum feststellen. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich ausfallen. Jedoch sollten die behandelten Bereiche alle zwei Wochen insgesamt drei Mal nachbehandelt werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Einige Tage nach der ersten Behandlung werden Sie feststellen können, dass Haare ausgefallen sind. Es können Haare nachwachsen, die weniger dicht, feiner und in der Farbe heller sind als das ursprüngliche Haar. Dieses Nachwachsen ist absolut normal und zu erwarten.





! WICHTIGE VORSICHTSMASSREGELN

Bevor Sie i-Light das erste Mal benutzen:
Lesen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise vollständig durch
Bevor Sie das Gerät benutzen, prüfen Sie, ob i-Light für Sie geeignet ist.
Sehen Sie sich die Hautton-Skala an, die auf der Verpackung und auf dem
Deckblatt dieses Bedienungshandbuchs aufgedruckt ist, um sicherzustellen, ob
dieses Gerät für Sie geeignet ist.

Hauttyp

- Siehe Hautton-Skala auf Seite 3.
- Nicht auf dunkler Haut (Fitzpatrick Typ V und VI) anwenden, da dies zu Verbrennungen, Blasen und Farbveränderungen der Haut führen kann.
- Nicht auf gebräunter Haut oder nach einem Sonnenbad anwenden, da dies zu Verbrennungen oder Hautverletzungen führen kann.
- i-Light ist bei weißer, grauer, blonder oder roter Körperbehaarung nicht wirksam.

Folgende Bereiche dürfen nicht behandelt werden:

- Nicht auf Gesicht oder Hals anwenden.
- Nicht auf Brustwarzen, Brustwarzenhof oder Genitalien anwenden.
- Nicht anwenden, wenn Sie Tätowierungen oder Permanent Make-up in den zu behandelnden Bereichen haben.
- Nicht auf dunkelbraunen oder schwarzen Hautmalen, wie Leberflecken oder Muttermalen, oder auf Sommersprossen anwenden.
- Nicht auf Bereichen anwenden, wo kürzlich ein chirurgischer Eingriff, ein Tiefenpeeling oder Laser-Resurfacing erfolgt ist, oder auf Narben oder Haut, die durch Verbrennungen oder Verbrühungen geschädigt ist.

Wann Sie i-Light nicht anwenden sollten/vermeiden sollten, i-Light anzuwenden:

- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie in den letzten 4 Wochen Sonne oder künstlicher Bräunung ausgesetzt waren.
- Nicht auf Haut anwenden, die durch chemische Peelings, Glykolsäure-Peelings oder Alpha Hydroxy Säuren (AHAs) trocken oder empfindlich geworden ist.
- Nicht mehr als ein Mal auf denselben Bereich blitzen, da dies Verbrennungen hervorrufen kann.
- Nicht mehr als einmal pro Woche auf demselben Hautbereich anwenden.
- Für mindestens 14 Tage nach einer Mikrodermoabrasions-Behandlung nicht anwenden.

- Nicht anwenden, wenn Sie bereits andere Behandlungen zur dauerhaften Haarentfernung anwenden.
- Nicht anwenden, wenn Sie eine Hauterkrankung wie einen aktiven Hautkrebs haben, wenn Sie eine Vorgeschichte mit Hautkrebs haben oder einen anderen Krebs, der sich in den zu behandelnden Bereichen befindet, oder wenn Sie Krebsvorstufen haben oder mehrere atypische Leberflecke in den zu behandelnden Bereichen.
- Nicht anwenden bei Epilepsie mit einer Überempfindlichkeit gegen Blitzlicht.
- Nicht anwenden, wenn Sie eine Vorgeschichte mit Kollagenstörungen, einschließlich Narbengeschwürbildung, oder eine Vorgeschichte mit schlechter Wundheilung haben.
- Nicht anwenden, wenn Sie eine Vorgeschichte mit Gefäßstörungen haben, wie Krampfadern oder Gefäßektasie in den zu behandelnden Bereichen.
- Nicht anwenden bei Lichtüberempfindlichkeit mit Ausschlag oder allergischen Reaktionen. Wenn Sie lichtsensibilisierende Wirkstoffe oder Medikamente verwenden, prüfen Sie die Packungsbeilage des Medikaments. Wenden Sie das Gerät nie an, wenn es photoallergische oder phototoxische Reaktionen hervorrufen kann, oder wenn Sie während der Einnahme eines Medikaments Sonnenlicht meiden müssen.
- Nicht anwenden, wenn Sie unter Diabetes, Lupus Erythematodes, Porphyrie oder kongestiver Herzerkrankung leiden.
- Nicht auf Bereichen Ihrer Haut anwenden, die in letzter Zeit oder aktuell mit Alpha-Hydroxy-Säuren (AHAs), Beta-Hydroxy-Säuren (BHAs), Isotretinoin zur Anwendung auf der Haut oder Azelainsäure behandelt wurden/werden.
- Nicht anwenden, wenn Sie Isotretinoin Accutane oder Roaccutane in den letzten 6 Monaten oral eingenommen haben. Diese Behandlung kann Ihre Haut empfindlicher für Risse, Wunden und Reizungen machen.
- Nicht anwenden, wenn Sie Blutungsstörungen haben oder koagulationshemmende Medikamente einnehmen, einschließlich der massiven Anwendung von Aspirin in der Weise, dass eine Mindest-Auswaschphase von 1 Woche vor jeder Behandlung nicht eingehalten werden kann.
- Nicht anwenden, wenn Sie Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen, entzündete Haarfollikel, offene Risswunden, Schürfwunden, Operationswunden, Herpes Simplex, Wunden oder Läsionen und Hämatome in den zu behandelnden Bereichen haben.
- Nicht anwenden, wenn Sie eine Vorgeschichte mit immunsuppressiven Erkrankungen (einschließlich HIV-Infektion oder AIDS) haben oder wenn Sie immunsuppressive Medikamente einnehmen.
- Nicht anwenden, wenn Sie Schmerzmittel nehmen, da diese die Hitze-Empfindlichkeit herabsetzen.
- Nicht anwenden, wenn Sie lang anhaltende Deodorants benutzen. Dies kann Hautreaktionen hervorrufen.
- Nicht anwenden über oder in der Nähe von künstlichen Elementen wie Silikon-Implantaten, Implanon-Implantaten zur Empfängnisverhütung, Herzschrittmachern, subkutanen Injektionskanälen (Insulin-Dispenser) oder Piercings.

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG – ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON VERBRENNUNGEN,
STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN AN PERSONEN:**

Wie bei den meisten elektrischen Geräten sind die elektrischen Teile auch in ausgeschaltetem Zustand stromführend. Um das Risiko von Verletzungen oder Tod durch elektrischen Schlag zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes:

- Den Netzstecker des Geräts immer sofort nach Gebrauch ziehen.
- Nicht in der Nähe von Wasser anwenden.
- Das Gerät nie so platzieren oder aufbewahren, dass es in eine Badewanne oder in ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen oder fallen lassen.
- Nicht nach dem Gerät greifen, wenn es in Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nicht berühren, wenn es nass geworden ist. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Vor dem Reinigen des Geräts Netzstecker ziehen.
- Das Gerät immer trocken halten.
- Wenn Sie das Gerät von einer sehr kalten in eine sehr warme Umgebung bringen, warten Sie vor Gebrauch ca. 2 Stunden.
- Ein Elektrogerät sollte niemals unbeaufsichtigt sein, wenn es mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist.
- Halten Sie den Netzstecker und das Netzkabel von warmen Oberflächen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker und das Netzkabel nicht nass werden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen ausstecken.
- Verwenden Sie das Gerät nie, wenn das Kabel beschädigt ist. Ersatzteile können Sie über unsere Remington®-Servicecenter beziehen.
- Verwenden und bewahren Sie das Gerät zwischen 15 °C und 35 °C auf.
- Achten Sie darauf, das Gerät stets vom Stromnetz zu trennen, wenn Sie es reinigen oder unter fließendem Wasser verwenden.
- Verwenden Sie nur solche Teile, die zusammen mit dem Gerät geliefert wurden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren. Die Verwendung dieses Geräts durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen birgt gewisse Risiken. Für deren Sicherheit verantwortliche Personen sollten ausdrückliche Anweisungen zur Nutzung des Geräts erteilen oder diese überwachen.

i-Light Geräteabbildung (Seite 3)

- | | |
|--|--|
| A i-Light Handstück | K Netzbuchse |
| B Blitztaste | L Auswahltaste Intensitätsstufe |
| C Hautkontakt-Sensor | M Auswahlenzeige Intensitätsstufe |
| D Lichtfenster | N Auswahl Lichtmodus |
| E Nasenkonus | O Auswahlenzeige Lichtmodus |
| F Nasenkonus-Entriegelungstaste | P Anzeige Lampenstatus |
| G Lichtkartusche | Q Stromkabel |
| H Handstück-Kabel | R Fussfreies Tuch |
| I i-Light Basisgerät | |
| J Netz-Schalter | |

Machen Sie sich mit den Produktmerkmalen Ihres neuen i-Light Geräts vertraut.**Lichtfenster (Abb. 1-D)**

Das Lichtfenster ist ein Fenster aus gefiltertem Glas mit einem eingebauten UV-Schutz, das es ermöglicht, dass spezielle Licht-Wellenlängen vom Handstück auf Ihre Haut und Haartollikel treffen.

▲ WARNUNG: Überprüfen Sie immer vor Gebrauch das Lichtfenster, um sicherzustellen, dass die Linse nicht beschädigt ist.

▲ WARNUNG: Reinigen Sie das Lichtfenster vor Gebrauch immer mit dem fusselfreien Tuch, um sicherzustellen, dass sich kein Fett oder Schmutz auf der Linse befindet.

Hautkontakt-Sensor (Abb. 1-C)

Der Hautkontakt-Sensor ist eine Sicherheitsvorrichtung, die verhindert, dass das Gerät sich unbeabsichtigt einschaltet. Um das Gerät zu aktivieren, muss der Hautkontakt-Sensor ganz auf die Haut heruntergedrückt werden.



Blitz-Taste (Abb. 1-B)

Die Blitz-Taste (Abb. 1-B) befindet sich auf dem Handstück. Um die Blitzlampe zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass der Hautkontakt-Sensor vollständig aufliegt und drücken Sie die Blitz-Taste.

Anzeige Lampenstatus (Abb. 1-P)

Das Gerät ist zum Blitzen bereit, wenn die Lampenstatus-Anzeige grün leuchtet.

HINWEIS: Wenn die Blitz-Taste gedrückt ist UND der Hautkontakt-Sensor nicht voll aufliegt ODER die Lampenstatus-Anzeige nicht leuchtet, ertönt ein akustisches Signal.

Wenn die Lampenstatus-Anzeige gelb leuchtet, verbleiben noch 150 Blitze in der Blitzlampe. Wenn die Lampenstatus-Anzeige gelb blinkt, ist die Lampenpatrone aufgebraucht und nicht mehr einsatzfähig. Zum weiteren Gebrauch des Geräts muss die Lampenpatrone ausgetauscht werden.

Nasenkonus-Entriegelungstaste (Abb. 1-F)

Drücken Sie beide Tasten und ziehen Sie vorsichtig, um den Nasenkonus herauszuziehen.

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie **IMMER** sicher, dass das Gerät abgeschaltet und das Stromkabel gezogen ist, bevor Sie den Nasenkonus entfernen. Wenn der Nasenkonus entfernt wird während das Gerät **EINGESCHALTET** ist, blinken alle Anzeigelichter auf dem Basisgerät und es ertönen akustische Signale.

Lichtkartusche (Abb. 1-G)

Jede Lichtkartusche hat eine Lebensdauer von 1500 Blitzen. Wenn alle Blitze aufgebraucht sind, muss die Patrone ersetzt werden.

Ersatz-Modell: SP-IPL

Auswahlstaste Intensitätsstufe (Abb. 1-L)

Das i-Light Gerät verfügt über 5 Intensitätsstufen. Stufe 1 ist die niedrigste Einstellung und Stufe 5 die höchste.

TIPP: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie immer die höchstmögliche Stufe, die keine Beschwerden auf der Haut hervorruft. Um die Intensitätsstufe zu bestimmen, beachten Sie die Anzahl der auf der Intensitätsstufen-Anzeige leuchtenden Lichter.

Ihr i-Light Gerät ist beim EINSCHALTEN immer automatisch auf die Intensitätsstufe 1 eingestellt. Um die Stufe zu ändern, drücken Sie die Auswahlstaste Intensitätsstufe.

Auswahl Lichtmodus (Abb. 1-N)

Das i-Light Gerät verfügt über zwei Betriebsmodi: Den Einfachlichtmodus und den Mehrfachlichtmodus. Ihr i-Light Gerät ist beim EINSCHALTEN immer automatisch auf den Einfachlichtmodus eingestellt.

Einfachlichtmodus: Das i-Light Gerät blitzt einmal, wenn die Blitz-Taste gedrückt wird UND der Hautkontakt-Sensor aufliegt.

Der Mehrfachlichtmodus ermöglicht Ihnen die schnelle Behandlung von großen Flächen, wie Beine, Brust oder Rücken, indem Sie das Handstück nach jedem Blitz einfach an die nächste Stelle gleiten lassen.


Mehrfachlichtmodus: Das i-Light Gerät blitzt alle 2 Sekunden, wenn die Blitz-Taste gedrückt wird UND der Hautkontakt-Sensor vollständig aufliegt.

Um den Mehrfachlichtmodus EINZUSCHALTEN, drücken Sie die Auswahlstaste Mehrfachlichtmodus. Die Auswahlanzeige Mehrfachlichtmodus leuchtet. Nochmals drücken, um den Mehrfachlichtmodus AUSZUSCHALTEN und zum Einfachlichtmodus zurückzukehren.



Probieren Sie das i-Light Gerät auf Ihrer Haut aus (Abb. 5)


1. Lesen Sie sich die Warn- und Sicherheitshinweise durch.
2. Machen Sie sich mit den Produktmerkmalen Ihres i-Light Geräts vertraut.
3. Schauen Sie sich die Hautton-Skala an, um sicherzustellen, dass Ihre Haut im geeigneten Bereich liegt.
4. Testen Sie das i-Light Gerät auf einer kleinen Hautstelle und warten Sie 48 Stunden, um sicherzugehen, dass sich keine Nebenwirkungen auftreten.



Behandeln Sie den/die gewünschte(n) Bereich(e) mit dem i-Light Gerät

Bereiten Sie Ihre Haut auf die Behandlung vor

1. Stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich frei von Öl, 6] Deodorant, Parfum, Make-up, Lotionen und Cremes ist. Rasieren Sie den zu behandelnden Bereich.
2. Verwenden Sie niemals Enthaarungswachs, Epiliermittel, Pinzetten oder Enthaarungsmittel, um die Behaarung zu entfernen, da sie dem IPL-Prozess entgegenwirken.




Bereiten Sie das Gerät für die Behandlung vor

3. Wickeln Sie das Handstück-Kabel von der i-Light Basis ab und legen Sie das Handstück in die Basisstation. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter AUSGESCHALTET ist. Schließen Sie das Stromkabel an der Netzbuchse der i-Light Basis an. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Stellen Sie das Gerät AN (Abb. 6).
4. Wählen Sie die gewünschte Intensitätsstufe aus. Wenn der Mehrfachlichtmodus gewünscht wird, schalten Sie ihn mit der Auswahltaste Lichtmodus EIN (Abb. 7).



Behandeln Sie den/die gewünschte(n) Bereich(e) mit dem i-Light Gerät – Einfachlichtmodus

1. Legen Sie das i-Light Handstück an Ihre Haut an, so dass das Lichtfenster vollständig auf der Haut aufliegt (Abb. 8).
2. Stellen Sie sicher, dass der Hautkontakt-Sensor vollständig aufliegt und die Lampenstatus-Anzeige leuchtet.
3. Drücken Sie die Blitz-Taste, um das Gerät zu aktivieren (Abb. 9).
4. Bewegen Sie das Handstück zum nächsten Behandlungsbereich und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 (Abb. 10).



Behandeln Sie den/die gewünschte(n) Bereich(e) mit dem i-Light Gerät – Mehrfachlichtmodus

1. Legen Sie das i-Light Handstück an Ihre Haut an, so dass das Lichtfenster vollständig auf der Haut aufliegt (Abb. 8).
2. Stellen Sie sicher, dass der Hautkontakt-Sensor vollständig aufliegt und die Lampenstatus-Anzeige leuchtet.
3. Drücken Sie die Blitz-Taste UND HALTEN Sie sie gedrückt, um das Gerät zu aktivieren (Abb. 9).
4. Sobald das Gerät geblitzt hat, schieben Sie das Handstück sofort an eine andere Stelle. Nach einer kurzen Pause (ungefähr 2 Sekunden) blitzt das Gerät erneut (Abb. 10).

HINWEIS: ■ Im Mehrfachlichtmodus müssen der Hautkontakt-Sensor UND die Blitztaste vollständig heruntergedrückt bleiben. Wird eines von beiden gelöst, arbeitet das Gerät nicht. Um die Behandlung fortzuführen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

■ Im Mehrfachlichtmodus leuchtet die Lampenstatus-Anzeige solange der Hautkontakt-Sensor und die Blitztaste heruntergedrückt sind.



Behandlungstipps

- Für ein optimales Ergebnis vermeiden Sie überlappende Blitze. So setzen Sie sich nicht mehr Energie aus als für das Deaktivieren der Haarfollikel erforderlich ist. Dies stellt außerdem sicher, dass Ihre Lichtkartusche maximal ausgenutzt wird.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie immer die höchstmögliche Stufe, die keine Beschwerden auf der Haut hervorruft. Mit der ausgewählten Stufe sollten Sie Wärme auf der Haut spüren, aber niemals ein unangenehmes Gefühl.
- Im Allgemeinen können mit nur einer Sitzung keine optimalen Ergebnisse erzielt werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen wiederholen Sie die Behandlung, sobald Sie ein erneutes Haarwachstum feststellen. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich ausfallen. Jedoch ist davon auszugehen, dass die behandelten Bereiche bei den ersten drei Behandlungen alle zwei Wochen nachbehandelt werden müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
- Möglicherweise werden Sie feststellen, dass knochige Stellen, wie Ellbogen, Schienbeine und Knöchel empfindlicher auf die Behandlung reagieren. Das ist ganz normal und stellt keinen Anlass zur Beunruhigung dar. Um diese Empfindlichkeit zu vermeiden, versuchen Sie, die Haut während der Behandlung von den knöchigen Stellen wegzuziehen.

Nachbehandlungspflege

Nach der Behandlung stellen Sie möglicherweise eine leichte Rötung oder ein warmes Gefühl auf der Haut fest. Das ist normal und verschwindet schnell wieder. Um Hautirritationen nach der Behandlung zu vermeiden, ergreifen Sie die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Vermeiden Sie 24 Stunden vor einer Behandlung Sonnenbestrahlung. Schützen Sie Ihre Haut nach jeder Behandlung 2 Wochen lang mit LSF 30.
- Halten Sie den behandelten Bereich nach der Behandlung sauber und trocken und trinken Sie viel Wasser, um die Haut nicht austrocknen zu lassen.
- Gehen Sie sanft mit den behandelten Bereichen um.
- Vermeiden Sie heiße Bäder, Duschen, Dampfbäder und Saunen nach der Behandlung für 24 Stunden
- Gehen Sie 24 Stunden nach der Behandlung nicht schwimmen.
- Nehmen Sie 24 Stunden nach der Behandlung nicht an Kontaktsportarten teil.
- Tragen Sie über den behandelten Bereichen keine enganliegende Kleidung.
- Nehmen Sie für 2 Wochen nach der letzten Behandlung keine ausgedehnten

Sonnenbäder, vermeiden Sie Sonnenbank und Selbstbräuner.

- Führen Sie während der Behandlung keine Enthaarung durch (Wachsbehandlung, Auszupfen, Fadenenthaarung oder Enthaarungscremes). Nur Rasieren ist ab 24 Stunden nach der Behandlung zulässig.
- Verwenden Sie für 24 Stunden nach der Behandlung keine Bleichcremes oder parfümierten Produkte.
- Kratzen Sie sich nicht an den behandelten Bereichen.

Reinigen Ihres i-Light Geräts

▲ VORSICHT: Bevor Sie Ihr i-Light Gerät reinigen, stellen Sie sicher, dass der Netzschalter **AUSGESCHALTET** und das Netzkabel aus der Basisstation gezogen ist.

- Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet optimale Ergebnisse und eine lange Lebensdauer Ihres i-Light Geräts. Die äußere Oberfläche der Basisstation und des Handstücks kann mit einem leicht feuchten Lappen abgewischt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Lichtfensters nur das mitgelieferte fusselfreie Tuch. Achten Sie darauf, dass am Lichtfenster keine Kratzer oder Absplitterungen auftreten. Kratzer oder Absplitterungen können die Wirksamkeit des Geräts herabsetzen.
- Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein feuchtes Baumwolltuch, um ein wenig Wasser auf das Lichtfenster aufzubringen und wischen Sie mit dem mitgelieferten fusselfreien Tuch nach.
- Verwenden Sie einen kleinen Handstaubsauger, um Staub und Schmutz aus den Öffnungen des Handstücks zu entfernen.

▲ WARNUNG: Wenn das Lichtfenster Risse hat oder beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Niemals das Filterglas oder die Metalloberfläche im Nasenkonus zerkratzen.

▲ VORSICHT: Das i-Light Gerät arbeitet mit Hochspannung. Nie in Wasser eintauchen. Das Gerät oder Geräteteile niemals unter fließendem Wasser oder in der Geschirrspülmaschine reinigen. Verwenden Sie wegen der Feuergefahr keine Reinigungsmittel auf Basis von Öl oder brennbaren Stoffen. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Kratzschwämme, Scheuermilch oder aggressive Flüssigkeiten wie Öl oder Aceton.



Wartung des i-Light Geräts

⚠ VORSICHT: Bevor Sie Ihr i-Light Gerät warten, stellen Sie sicher, dass der Netzschalter **AUSGESCHALTET** und das Netzkabel aus der Basisstation gezogen ist.

Austausch der Lampe

1. Drücken Sie Entriegelungstasten des Nasenkonus und ziehen Sie vorsichtig, um den Nasenkonus herauszuziehen.
2. Ziehen Sie die alte Lampenpatrone vorsichtig heraus.
3. Setzen Sie eine neue Lampenpatrone ein. **Ersatz-Modell: SP-IPL**

⚠ VORSICHT: Wenn Sie die Lampenpatrone ersetzen, berühren Sie die **Blitz-Lampen** nicht direkt, da dies Fett und Rückstände hinterlassen kann. Dadurch kann die **Wirksamkeit der Lampen herabgesetzt werden** oder sie können während der Behandlung platzen.

4. Setzen Sie den Nasenkonus wieder ein und stellen Sie dabei sicher, dass er einrastet.

Aufbewahrung

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es 10 Minuten abkühlen.
- Bewahren Sie das Gerät dann bei 15° C bis 35° C an einem trockenen Ort auf.

Fehlersuche

Lesen Sie diese Anleitung immer sorgfältig durch, bevor Sie das i-Light Gerät benutzen.

Wenn Sie Probleme mit dem i-Light Gerät haben, lesen Sie im Leitfaden zur Fehlersuche nach. Dort finden Sie die häufigsten Probleme, die mit dem i-Light Gerät auftreten können.

Wenn Sie die Anleitungen in diesem Abschnitt befolgt haben und weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an das Remington® Service Center.

Ich schalte das Gerät EIN, aber es funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
- Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Steckdose anzuschließen.

Das Gerät hat Risse oder ist beschädigt.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Wenn Sie Bedenken haben, das Gerät zu benutzen, stellen Sie den Gebrauch ein und wenden Sie sich an das Remington® Service Center.

Ich habe das Gerät EINGESCHALTET, aber ich kann die Lichtintensität nicht erhöhen oder herabsetzen.

- Versuchen Sie, das Gerät neu zu starten, indem Sie es abschalten und einige Sekunden warten, bevor Sie es erneut einschalten.

Die Lampenstatus-Anzeige wird grün, aber das Gerät blitzt nicht, wenn der Schalter gedrückt wird.

- Stellen Sie sicher, dass der Hautkontakt-Sensor vollständigen Kontakt mit der Haut hat.
- Versuchen Sie, das Gerät neu zu starten, indem Sie es abschalten und einige Sekunden warten, bevor Sie es erneut einschalten.

Es riecht komisch.

- Stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich vor der Behandlung vollständig rasiert ist.

Die behandelten Bereiche werden nach der Behandlung rot.

- Das ist normal, die Rötungen sollten wieder zurückgehen. Sollte dies nicht der Fall sein, versuchen Sie es mit einer geringeren Intensität.

Ich habe keine optimalen Ergebnisse erzielt, oder das Haar ist wieder nachgewachsen.

- Nach der ersten Behandlung kann das Haar wieder nachwachsen. Das ist absolut normal. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wiederholen Sie die Behandlung, wenn Sie ein Nachwachsen feststellen.

BITTE BEACHTEN

Sollte das Gerät im Mehrfach-Lichtmodus über eine längere Zeit arbeiten, wird sich das Gerät automatisch temporär abschalten (für ca. 40 Sekunden), um sich abzukühlen. Sobald sich das Gerät abgekühlt hat, ist es wieder einsatzbereit.

LED & Audio Status

Intensitäts-/ Lichtmodus LED	Anzeige
Alle derzeit aktivierten LEDs blinken	Das Gerät ist momentan überhitzt und schaltet temporär ab, um sich abzukühlen.
Lichtintensitäts-LED blinken nacheinander	Das Gerät ist gestört. Bitte Gerät ausschalten, einen Moment warten und erneut probieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, bitte das Gerät zur Reparatur einschicken.
Alle LEDs blinken mit Warnsignal	Das Kopfstück ist derzeit entfernt oder nicht richtig befestigt.



Hörbare Töne	Anzeige
Kein voller Kontakt	Lichtschalter ist gedrückt, während der Hautkontaktsensor nicht vollständig aufliegt.
Bitte ersetzen sie die Lichteinheit	Lichteinheit fehlt oder muss durch eine neue (volle) ersetzt werden.
Der Kontaktsensor klemmt	Lichtschalter ist gedrückt, während der Hautkontaktsensor vollständig aufliegt. In diesem Fall kann es sein, dass der Kontaktsensor klemmt.

Häufig gestellte Fragen (www.remington-ilight.com)

F. Was ist i-Light? Was ist Intense Pulse Light (IPL)?

A. IPL bedeutet, dass ein extrem kurzer, intensiver Impuls gefilterten Lichts in die Haut geschickt wird. Das Licht wird durch die farbigen Pigmente in und um das Haar herum absorbiert und deaktiviert den Haarfollikel so vorübergehend. Dadurch wird ein Nachwachsen des Haares verhindert.

F. Wer kann i-Light anwenden?

A. Männer und Frauen können i-Light zur Entfernung unerwünschter Körperbehaarung überall unterhalb des Halses anwenden. i-Light wurde für Personen mit hellen bis mittleren Hauttönen und dunklem Haar entwickelt. Die Anwendung ist nur für die Hauttöne Weiß, Elfenbein, Hellbeige, Beige und Hellbraun geeignet. Die Anwendung ist bei den Naturhaarfarben Schwarz, Dunkelbraun und Mittelbraun besonders wirksam.

F. Welche Bereiche des Körpers kann ich mit i-Light behandeln?

A. i-Light ist für die Anwendung auf Bereichen unterhalb des Halses, wie Beinen, Unterarmen, Bikini-Zone, Armen, Brust und Rücken geeignet.

F. Was kann ich von i-Light erwarten?

A. i-Light bietet eine sichere und wirksame Haarentfernung unter Einsatz der IPL-Technologie, ganz so wie in der professionellen kosmetischen Haarentfernung

F. Welche Risiken bestehen mit i-Light? Ist es sicher?

A. i-Light ist sicher in der Anwendung, aber wie bei jedem anderen elektronischen Gerät ist es wichtig, die Anwendungshinweise zu lesen und zu befolgen.

F. Wie häufig sollte ich i-Light benutzen?

A. Sie sollten i-Light immer dann anwenden, wenn Sie bemerken, dass Haar nachwächst.

F. Wie lange dauern die Behandlungen?

A. Das hängt vom Umfang des zu behandelnden Bereichs ab. Für ein ganzes Bein sollten Sie nicht länger als 15 Minuten brauchen.

F. Ab wann sehe ich Ergebnisse?

A. Die Ergebnisse sind nicht sofort sichtbar. Es kann vorkommen, dass die Haare nach der Behandlung nachwachsen, aber viele dieser Haare fallen nach zwei Wochen aus. Das Haar wächst in einem Zyklus mit 3 verschiedenen Phasen, der 18 bis 24 Monate dauert. Nur die Haare in der Anagen-Phase sind für die Behandlung geeignet. Daher sind mehrere Behandlungen notwendig, wenn Sie optimale Ergebnisse erzielen wollen. Normalerweise werden die Ergebnisse innerhalb einiger Wochen nach der ersten Behandlung sichtbar. Mit einer regelmäßigen wöchentlichen Anwendung (oder alle zwei Wochen für drei Behandlungen) erzielen Sie binnen 6 bis 12 Wochen (bei dunklerer Haut kann es länger dauern) gute Ergebnisse.

F. Wieso wächst mein Haar trotz der Behandlung?

A. Das Haar wächst bis zu 2 Wochen nach einer Behandlung weiter. Ab diesem Zeitpunkt werden Sie bemerken, dass das Haar auszufallen beginnt. Ein weiterer Grund für das fortgesetzte Wachstum kann sein, dass der Bereich während der Behandlung ausgelassen wurde. Behandeln Sie den Bereich erneut, sobald Sie ein Nachwachsen bemerken.

F. Warum kann ich i-Light nicht anwenden, wenn ich vor kurzem der Sonne ausgesetzt war?

A. Sonnenbestrahlung verursacht hohe Melaninwerte. Die Haut hat daher ein höheres Risiko für Verbrennungen und Blasen nach der Behandlung.

F. Welche Warnhinweise gibt es für die Anwendung von i-Light?

A. Gewisse Erkrankungen können Ihre Fähigkeit, das Gerät zu benutzen, einschränken. Bitte lesen Sie den Abschnitt Warn- und Sicherheitshinweise im Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie i-Light anwenden.

F. Wie häufig muss ich die Lampe ersetzen?

A. Die Lampe muss nach 1500 Blitzen ersetzt werden. Die Lampenstatus-Anzeige leuchtet bei den ersten 1350 Blitzen der Patrone grün. Als Hinweis, dass nur noch 150 Blitze verbleiben, leuchtet dann ein gelbes Licht. Wenn das Licht zu blinken beginnt, ist die Lebensdauer der Patrone beendet und Sie müssen die Lampe ersetzen.

Ersatz-Modell: SP-IPL

F. Kann ich i-Light im Gesicht anwenden?

A. Nein. Von der Anwendung von i-Light im Gesicht oder am Hals wird abgeraten.

F. Wie pflege ich die behandelten Bereiche nach der Behandlung?

A. Vermeiden Sie ungeschützte Sonnenbestrahlung auf den behandelten Bereichen.

F. Muss ich nach der Anwendung von i-Light auf meine gewohnten Tätigkeiten verzichten?

A. Sie brauchen auf Ihre gewohnten Tätigkeiten nach der Behandlung nicht zu verzichten, sofern keine außergewöhnlichen Komplikationen auftreten. Es wird empfohlen, die Behandlung vor dem Schlafengehen durchzuführen, damit eventuell auftretende Rötungen bis zum Morgen abgeklungen sind.





F. Ist i-Light bei Langzeitanwendung schädlich für die Haut?

A. Es wurde von keinen Nebenwirkungen oder Hautschäden nach der Langzeitanwendung von Intense Pulse Light berichtet.

F. Wie häufig sollte ich i-Light anwenden?

A. Ein Zeitabstand von 2 Wochen hat sich für die Haarentfernung bei der ersten Behandlung als am wirksamsten erwiesen. Sie sollten vermeiden, denselben Bereich mehrmals in einer Sitzung zu behandeln, da dies die Wirksamkeit nicht verbessert, dafür aber das Risiko von Hautirritationen erhöht.

F. Kann ich i-Light anwenden, wenn ich blondes, rotes, graues oder weißes Haar habe?

A. i-Light wirkt am besten auf dunkleren Haartypen, da sie mehr Melanin enthalten, das Pigment, das Haaren und Haut ihre Farbe verleiht. Das Melanin absorbiert die Lichtenergie, die bei der i-Light Behandlung eingesetzt wird. Schwarze und dunkelbraune Haare sprechen am besten darauf an. Braune und hellbraune Haare sprechen auch darauf an, aber es sind normalerweise mehr Behandlungen erforderlich. Rote Haare können auf die Behandlung ansprechen. Weiße, graue und blonde Haare sprechen für gewöhnlich nicht auf die Behandlung mit i-Light an. Jedoch haben einige Anwender nach mehreren Anwendungen Ergebnisse erzielt.

F. Kann ich i-Light anwenden, wenn ich dunkle Haut habe?

A. Nein, i-Light ist dafür entwickelt worden, mit dem dunklen Pigment in den Haaren zu reagieren. Folglich kann dunkelbraune und schwarze Haut zu viel der durch das Gerät freigesetzten Energie (Hitze) absorbieren, was Hautschäden verursachen kann. Verwenden Sie i-Light nicht auf dunkler Haut, da sie zu viel Melanin enthält. Durch die Behandlung von dunkler Haut mit i-Light können Verbrennungen, Blasen und Farbveränderungen der Haut hervorgerufen werden (Hyper- oder Hypopigmentierung). Prüfen Sie die Hautton-Skala auf Seite 3, um festzustellen, ob i-Light für Sie geeignet ist.

F. Ist ein Augenschutz während der Behandlung mit i-Light erforderlich?

A. Nein, i-Light ist nicht schädlich für die Augen, sofern es nicht auf das Gesicht gerichtet wird. i-Light verfügt über ein Sicherheitssystem, das unbeabsichtigtes Blitzen verhindert, wenn das Gerät nicht mit der Haut in Kontakt ist. Die kleinen Lichtmengen, die während der Behandlung abgegeben werden, ähneln einem Kamerablitz und sind nicht gefährlich für die Augen, sofern sie nicht direkt auf das Gesicht gerichtet sind.

F. Kann ich i-Light anwenden, wenn ich schwanger bin oder oder während der Stillzeit?

A. Nein. i-Light wurde bei schwangeren Frauen nicht getestet. Daher empfehlen wir die Anwendung nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Hormonveränderungen könnten die Empfindlichkeit der Haut und das Risiko für Hautschäden erhöhen.

Geeignete Hauttöne, Hautton-Skala - Fitzpatrick Hauttypen 1 - 4

Sie können diese Hauttyp-Skala zur Selbstbewertung einsetzen, indem Sie die Punktzahlen für alle beantworteten Fragen addieren. Am Ende gibt es eine Skala, die die Bereiche für jeden der sechs Hauttyp-Kategorien angibt. Unter der Skala stehen die Erklärungen für jeden Hauttyp. So können Sie schnell und einfach bestimmen, welcher Hauttyp Sie sind.

Erbliche Veranlagung

Bewertung	0	1	2	3	4
Wie ist Ihre Augenfarbe?	Hellblau, Grau, Grün	Blau, Grau oder Grün	Blau	Dunkelbraun	Schwarzbraun
Wie ist Ihre natürliche Haarfarbe?	Rotblond	Blond	Kastanienbraun Dunkelblond	Dunkelbraun	Schwarz
Wie ist Ihre Hautfarbe (nicht der Sonne ausgesetzte Hautbereiche)?	Rötlich	Sehr hell	Hell mit Beigetönung	Hellbraun	Dunkelbraun
Haben Sie auf nicht der Sonne ausgesetzten Hautbereichen Sommersprossen?	Viele	Mehrere	Wenige	Gelegentlich	Keine

Gesamtbewertung für erbliche Veranlagung: _____



Reaktion auf Sonnenbestrahlung

Bewertung	0	1	2	3	4
Was passiert, wenn Sie zu lange in der Sonne sind?	Schmerzhafte Rötungen, Blasen, Schälen	Blasenbildung, dann Schälen	Manchmal Sonnenbrand, mit Schälen	Seltener Sonnenbrand	Hatte nie Sonnenbrand
In welchem Maße werden Sie braun?	Kaum oder gar nicht	Leicht gebräunt	Mittlere Bräune	Sehr schnell gebräunt	Schnell dunkelbraun
Werden Sie innerhalb einiger Stunden nach der Sonnenbestrahlung braun?	Nie	Selten	Manchmal	Häufig	Immer
Wie reagiert Ihre Gesichtshaut auf Sonne?	Sehr empfindlich	Empfindlich	Normal	Sehr widerstandsfähig	Hatte nie Probleme

Gesamtbewertung der Reaktion auf Sonnenbestrahlung: ____

Bräunungsgewohnheiten

Bewertung	0	1	2	3	4
Wann haben Sie Ihren Körper das letzte Mal der Sonne ausgesetzt (oder künstlicher Höhensonne/Selbstbräuner)?	Vor mehr als 3 Monaten	Vor 2 bis 3 Monaten	Vor 1 bis 2 Monaten	Vor weniger als einem Monat	Vor weniger als 2 Wochen
Haben Sie den zu behandelnden Bereich der Sonne ausgesetzt?	Nie	Kaum	Manchmal	Häufig	Immer

Gesamtbewertung für Bräunungsgewohnheiten: ____

Addieren Sie die Gesamtpunktzahlen für jeden der drei Bereiche Ihrer Hauttyp-Bewertung.

Hauttyp-Bewertung – Fitzpatrick-Hauttyp

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
über 30	V-VI

Wenden Sie i-Light nicht an

TYPE 1: Hochempfindlich, verbrennt immer, bräunt nie.
Beispiel: Rote Haare und Sommersprossen

TYPE 2: Sehr sonnenempfindlich, verbrennt leicht, bräunt nur minimal.
Beispiel: Hellhäutiger, hellhaariger kaukasischer Typ

TYPE 3: Sonnenempfindliche Haut, verbrennt manchmal, bräunt langsam zu hellbrauner Tönung. Beispiel: Dunklerer kaukasischer Typ

TYPE 4: Minimal sonnenempfindlich, verbrennt minimal, bräunt immer zu mittelbrauner Tönung. Beispiel: Kaukasischer mediterraner Typ, manchmal hispanischer Typ

TYPE 5: Sonnenunempfindliche Haut, verbrennt selten, bräunt schnell.
Beispiel: Hispanischer Typ, manche Schwarze

TYPE 6: Sonnenunempfindlich, verbrennt nie, tief pigmentiert.
Beispiel: Schwarze



SCHÜTZEN SIE UNSERE UMWELT

Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, wenn Sie es nicht mehr benutzen. Sie können das Gerät bei entsprechenden Sammelstellen entsorgen oder beim Remington®-Servicecenter in Ihrer Nähe.



Für weitere Informationen zum Recycling siehe www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



SERVICE UND GARANTIE

Dieses Produkt wurde sorgfältig geprüft und ist frei von Mängeln. Remington gewährt für dieses Produkt eine Garantie gegen Defekte, die auf fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen sind, für zwei Jahre ab dem Datum des Originalkaufbelegs. Tritt während der Garantiezeit ein Fehler am Gerät auf, wird es kostenfrei repariert oder ausgetauscht, wenn ein Kaufbeleg vorliegt. Dies führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.

Diese Garantie berührt nicht die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

Die Garantie erstreckt sich auf alle Länder, in denen unser Produkt über einen Vertragshändler verkauft wurde.

Diese Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien wie Ersatz-Lampen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden am Produkt, die auf Unfälle oder fehlerhafte Verwendung, Missbrauch, Änderungen am Produkt oder unsachgemäßen Gebrauch entgegen den technischen oder Sicherheitshinweisen zurückzuführen sind. Eine Garantieleistung ist ausgeschlossen, wenn das Gerät von einer Person demontiert oder repariert wurde, die nicht von Remington® autorisiert wurde.

Wat is i-Light?

i-Light is een apparaat dat u thuis kunt gebruiken voor het verwijderen van lichaams-haar met behulp van de Intense Pulsed Light (IPL) techniek. Het is dezelfde techniek die ook in professionele salons en klinieken gebruikt wordt voor het verwijderen van haar. Bij juist gebruik kunt u een langdurig resultaat bereiken.

Wat is Intense Pulse Light (IPL) en hoe werkt de i-Light?

i-Light werkt door middel van uiterst korte, intense lichtflitsen die in de huid doordringen. De lichtenergie wordt opgenomen door de melanine (het pigment) in de haarfollikel, waardoor de groeifunctie van het haar tijdelijk wordt uitgeschakeld en de haargroei wordt vertraagd.

Tijdens de haargroeycyclus doorlopen haarfollikels drie fasen. Dat zijn:

De anagene fase (groeifase) – de actieve groeifase van de haarfollikels.

De melanineconcentratie is dan het hoogst aangezien deze stof verantwoordelijk is voor de kleuring van het haar. Alleen haren in de anagene fase zijn gevoelig voor een behandeling met IPL (afb. 2).

De catagene fase (de afbraakfase) – dit is een korte overgangperiode, die volgt op de anagene fase en het einde aangeeft van de actieve haargroei. Gewoonlijk duurt deze fase 2-3 weken (afb. 3).


Telogene fase (rustfase) – de langste fase die circa 100 dagen duurt en waarin de haarfollikel volledig in rust is. Tijdens deze periode duwen de nieuwe haren de oude eruit, waardoor de groeycyclus opnieuw kan beginnen (afb. 4).

Wat u van i-Light kunt verwachten

Onze studies laten al na één enkele behandeling een aanzienlijke haarvermindering zien. Meestal wordt een optimaal resultaat echter niet verkregen met een enkele sessie. Voor het beste resultaat moet u de behandeling herhalen wanneer u een hernieuwde haargroei constateert. De resultaten verschillen van persoon tot persoon. Meestal moet men de behandeling om de twee weken herhalen (ca. 3 behandelingen) tot het gewenste resultaat bereikt wordt.

Een paar dagen na de eerste behandeling ziet u de eerste haaruitval.

Ook is er enige haargroei, maar minder dicht, fijner en lichter van kleur dan het oorspronkelijke haar. Deze nieuwe haargroei is volkomen normaal en te verwachten.





BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u i-Light gebruikt:

Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies.

Controleer voor gebruik of i-Light voor u geschikt is.

Gebruik het huidskleurdiagram dat u vindt op de verpakking en de voorkant van deze handleiding, om te zien of dit apparaat voor u geschikt is.

Huidtype

- Zie het huidskleurdiagram op pagina 3.
- Niet gebruiken op van nature donkere huid (Fitzpatrick type V en VI), omdat dit kan leiden tot brandwonden, blaren en verkleuring van de huid.
- Niet gebruiken na intensief zonnen of op een verbrande huid, omdat dit kan leiden tot brandwonden en huidbeschadiging.
- i-Light is niet effectief op van nature wit, grijs, blond of rood lichaamshaar.

Niet te behandelen gebieden:

- Niet gebruiken op het gezicht of de nek.
- Niet gebruiken op tepels, tepelhoven of genitaliën.
- Niet gebruiken op wratten, tatoeages of permanente make-up.
- Niet gebruiken op donkerbruine of zwarte plekken zoals moedervlekken of sproeten.
- Niet gebruiken in een gebied dat onlangs is geopereerd, een intensieve peelsbehandeling of laser resurfacing heeft ondergaan, op littekens of huid die beschadigd is door verbranding.

Contra-indicaties - gebruik i-Light niet in de volgende situaties:

- Niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Niet gebruiken als u in de laatste 4 weken door de zon of kunstmatig gebruid bent.
- Niet gebruiken op een huid die momenteel of onlangs is behandeld is met chemische peeling, alfa-hydroxyzuren (AHA's), beta-hydroxyzuren (BHA's), isotretinoïne en azelaïnezuur.
- Niet meer dan één maal op een bepaald gebied flitsen om verbranding te voorkomen.
- Niet vaker dan één maal per week gebruiken op dezelfde plaats van uw huid.
- Niet gebruiken gedurende minimaal 14 dagen na een microdermabrasie behandeling.
- Niet gebruiken als u al behandeld wordt voor permanente haarverwijdering.



- Niet gebruiken wanneer u een huidaanandoening heeft, zoals een actieve vorm van huidkanker, wanneer u in het verleden huidkanker of een andere vorm van kanker hebt gehad in de te behandelen gebieden, of wanneer u prekankerletsel of meerdere afwijkende moedervlekken hebt in de te behandelen gebieden.
- Niet gebruiken als u lijdt aan epilepsie met overgevoeligheid van lichtflitsen.
- Niet gebruiken als u in het verleden behandeld bent voor een collageenaandoening, waaronder keloidvorming of slechte wondgenezing.
- Niet gebruiken als u in het verleden behandeld bent voor een vasculaire aandoening, bijvoorbeeld de aanwezigheid van spataderen of vasculaire ectasie in de gebieden die u met i-Light wilt behandelen.
- Niet gebruiken als uw huid gevoelig is voor licht of wanneer er huiduitslag of een allergische reactie ontstaat. Raadpleeg de bijsluiter in de verpakking van het medicijn als u middelen of medicijnen gebruikt die lichtgevoeligheid veroorzaken. Gebruik het apparaat nooit als het fotoallergische of fototoxische reacties kan veroorzaken, of als u zonlicht moet vermijden tijdens het gebruik van medicijnen.
- Niet gebruiken als u lijdt aan diabetes, lupus erythematodes, porphyria of hartaandoening.
- Niet gebruiken als u in de afgelopen zes maanden oraal isotretinoïne Accutane® of Roaccutane® hebt ingenomen. Deze behandeling kan de gevoeligheid van de huid voor scheurtjes, wonden en irritatie verhogen.
- Niet gebruiken als u een bloedingstoornis hebt of antistollingsmiddelen gebruikt, waaronder veelvuldig gebruik en hoge doses aspirine, zodanig dat een onthoudingsperiode van 1 week voor elke behandeling niet mogelijk is.
- Niet gebruiken als u in de te behandelen gebieden infecties, eczeem, brandwonden, ontstoken follikels, open huidscheurtjes, schaafplekken, chirurgische ingrepen, herpes simplex, wonden c.q. letsel of bloeduitstortingen hebt.
- Niet gebruiken als u in het verleden een aandoening aan uw afweersysteem hebt gehad (waaronder HIV-infectie of AIDS) of als u immuno-suppressiva gebruikt.
- Niet gebruiken als u pijnstillende middelen gebruikt die de gevoeligheid voor warmte verminderen.
- Niet gebruiken als u een langwerkende deodorant gebruikt. Dit kan huidreacties oproepen.
- Niet gebruiken op of in de buurt van kunstmatige delen zoals siliconenimplantaten, Implanon anticonceptie-implantaat, pacemakers, onderhuidse injectieopeningen (insulinepomp) of piercings.



**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES
WAARSCHUWING - OM HET RISICO VAN BRANDWONDEN,
ELEKTROCUÏE, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN:**

Zoals bij de meeste elektrische apparaten, zijn de elektrische delen geladen, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld. Om het risico op letsel of overlijden door een elektrische schok te verkleinen, is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen:

- Haal altijd direct na gebruik de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of een vochtige omgeving. Plaats het apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een bad of wastafel getrokken kan worden.
- Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- Raak het apparaat niet aan als het in water of een andere vloeistof is gevallen. Haal direct de stekker uit het stopcontact.
- Raak het apparaat niet aan als het nat geworden is. Haal direct de stekker uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Houdt het apparaat ten alle tijden droog.
- Als u het apparaat van een heel koude naar een heel warme omgeving verplaatst, wacht dan ongeveer 2 uur voordat u het gebruikt.
- Een apparaat dat in een stopcontact is gestoken, mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten.
- Houd de stekker en de snoer uit de buurt van warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat de stekker en de snoer niet nat worden.
- Pak nooit het snoer van dit apparaat met natte handen vast wanneer u het in het stopcontact steekt of eruit haalt.
- Gebruik het product niet als het snoer beschadigd is. Vervangende onderdelen zijn via onze Remington® Service Centra verkrijgbaar.
- Gebruik en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het product wordt gereinigd of onder stromend water wordt afgespoeld.
- Gebruik uitsluitend de onderdelen die bij het apparaat meegeleverd zijn.
- Dit product buiten het bereik van kinderen houden. Het gebruik van dit apparaat door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden of personen die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, kan tot gevaarlijke situaties leiden. De personen die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, dienen expliciete instructies te geven of toezicht op het gebruik van het apparaat te houden.

Referenties naar de afbeelding van de i-Light unit (pag. 3)

- | | |
|--|--|
| A i-Light handstuk | K Snoeraansluiting |
| B Flitsknop | L Knop voor het regelen van de lichtintensiteit |
| C Huidcontactsensor | M Weergave gekozen sterkte |
| D Flitsvenster | N Keuze van de flitsmodus |
| E Beschermkap | O Weergave gekozen flitsmodus |
| F Ontgrendelknoppen van beschermkap | P Indicator van de lampstatus |
| G Lichtcartridge | Q Stroomkabel |
| H Snoer van het handstuk | R Niet-pluizende doek |
| I i-Light basisunit | |
| J Aan/uit-schakelaar | |

Maak uzelf vertrouwd met de functies van uw nieuwe i-Light apparaat.**Flitsvenster (afb. 1-D)**

Het flitsvenster bestaat uit gefilterd glas met een ingebouwde UV-bescherming dat licht met bepaalde golflengtes doorlaat van het handstuk naar uw huid en haarfollikels.

⚠ WAARSCHUWING: Controleer voor gebruik het flitsvenster altijd op mogelijke schade van de lens.

⚠ WAARSCHUWING: Maak het flitsvenster voor gebruik altijd schoon met de meegeleverde niet-pluizende doek om er zeker van te zijn dat er zich geen olie of vuil op de lens bevindt.

Huidcontactsensor (afb. 1-C)

De huidcontactsensor is een veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk in werking wordt gezet. Om het apparaat in werking te zetten moet de huidcontactsensor in zijn geheel op de huid geplaatst worden.

**Flitsknop (afb. 1-B)**

De flitsknop bevindt zich op het handstuk. Om de flitslamp aan te zetten moet u de huid-contactsensor in zijn geheel op de huid plaatsen en op de flitsknop drukken.

Indicator van de lampstatus (afb. 1-P)

Het apparaat is klaar om te flitsen als de indicator van de lampstatus groen oplicht.

LET OP: Als de flitsknop wordt ingedrukt EN de huidcontactsensor onvoldoende contact maakt OF de indicator van de lampstatus uit is, dan hoort u een pieptoon.

Wanneer de indicator van de lampstatus geel oplicht, dan kan de flitslamp nog 150 keer flitsen. Wanneer de indicator van de lampstatus geel knippert, is de lichtcartridge leeg en werkt de lamp niet meer. Voordat u het apparaat weer kunt gebruiken, moet u eerst de lichtcartridge vervangen.

Ontgrendelknoppen van beschermkap (afb. 1-F)

Om de beschermkap te verwijderen, moet u beide knoppen indrukken en voorzichtig trekken.

⚠ WAARSCHUWING: Zorg er ALTIJD voor dat wanneer u de beschermkap verwijdert, de unit **UITGESCHAKELD** is, en de stroomkabel niet met de basisunit verbonden is. Als de beschermkap wordt verwijderd terwijl de unit is **INGESCHAKELD**, zullen op de basisunit alle indicatorlampjes knipperen en hoort u pieptonen.

Lichtcartridge (afb. 1-G)

Elke lichtcartridge heeft een levensduur van 1.500 flitsen. Als alle flitsen zijn verbruikt, moet de cartridge vervangen worden.

Vervangingsmodel: SP-IPL

Knop voor het regelen van de lichtintensiteit (afb. 1-L)

Het i-Light apparaat beschikt over 5 intensiteitsniveaus. Niveau 1 is het laagste, niveau 5 is het hoogste intensiteitsniveau.

TIP: Gebruik voor de beste resultaten altijd het hoogste intensiteitsniveau dat geen ongemak veroorzaakt voor de huid. Aan het aantal lampjes dat oplicht bij de weergave van de gekozen intensiteit ziet u welk intensiteitsniveau wordt gebruikt.

Iedere keer dat uw i-Light wordt aangezet, zal het intensiteitsniveau automatisch op 1 worden ingesteld. Druk op de knop sterkteregelaar om het intensiteitsniveau te wijzigen.

Keuze van de flitsmodus (afb. 1-N)

Het i-Light apparaat beschikt over een enkele flitsmodus en een multi-flitsmodus. Iedere keer dat uw i-Light wordt aangezet, zal deze automatisch op de enkele-flitsmodus worden ingesteld.

Enkele-flitsmodus: Het i-Light apparaat flitst één keer als de flitsknop wordt ingedrukt EN de huidcontactsensor volledig contact maakt.


Met de multi-flitsmodus kunt u grote gebieden (zoals de benen, borst of rug) snel behandelen door het i-Light handstuk simpelweg na iedere flits over de huid te laten glijden.

Multi-flitsmodus: Het i-Light apparaat flitst één keer per twee seconden als de flitsknop wordt ingedrukt EN de huidcontactsensor volledig contact maakt.


Druk op de keuzeknop voor de flitsmodus om de multi-flitsmodus AAN te zetten. Het weergavedisplay licht op voor de gekozen multi-flitsmodus. Druk nogmaals om de multi-flitsmodus UIT te zetten en terug te gaan naar de enkele-flitsmodus.

**Test het i-Light apparaat op uw huid (afb. 5)**


1. Bestudeer de waarschuwingen en veiligheidsinstructies.
2. Maak uzelf vertrouwd met de functies van het i-Light apparaat.
3. Raadpleeg het huidskleurdiagram om er zeker van te zijn dat uw huidskleur in het juiste bereik ligt.
4. Test het i-Light apparaat op een klein stukje huid en wacht 48 uur om er zeker van te zijn dat er geen nadelige reacties optreden.

**Behandel de gewenste gebieden met het i-Light apparaat.****Vorbereiden van de huid voor de behandeling**


1. Zorg ervoor dat het te behandelen gebied schoon is en vrij van olie, deodorant, parfum, make-up, lotions en crèmes. Scheer het haar in het te behandelen gebied.
2. Gebruik nooit wax, een pincet of depilatie-producten om het haar te verwijderen, omdat ze het IPL proces tegenwerken.

**Vorbereiden van het apparaat voor de behandeling**


3. Wikkel het snoer van het handstuk van de i-Light basisunit en leg het handstuk op de basisunit. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de i-Light basisunit op UIT staat. Sluit de stroomkabel aan op de i-Light basisunit. Steek de stekker in een stopcontact. Zet de aan/uit-schakelaar op AAN (afb. 6).
4. Kies het gewenste intensiteitsniveau. Wilt u de multi-flitsmodus, stel deze dan in met de keuzeknop voor de flitsmodus (afb. 7).

**Behandel de gewenste gebieden met het i-Light apparaat - enkele-flitsmodus**

1. Plaats het i-Light handstuk tegen uw huid, zodat het flitsvenster op de huid staat (afb. 8).
2. Zorg ervoor dat de huidcontactsensor goed contact maakt en de indicator van de lampstatus aan is.
3. Druk op de flitsknop om het apparaat in werking te zetten (afb. 9).
4. Beweeg het handstuk naar een ander te behandelen gebied en herhaal de stappen 1-3 (afb. 10).

**Behandel de gewenste gebieden met het i-Light apparaat - multi-flitsmodus**

1. Plaats het i-Light handstuk tegen uw huid, zodat het flitsvenster vlak op de huid staat (afb. 8).
2. Zorg ervoor dat de huidcontactsensor goed contact maakt en de indicator van de lampstatus aan is.
3. Druk op de flitsknop en HOUDT DEZE INGEDRUKT om het apparaat in werking te zetten (afb. 9).
4. Breng direct nadat het apparaat heeft geflitst het handstuk naar een nieuwe plek. Na korte tijd (circa 2 seconden) flitst het apparaat opnieuw (afb. 10).



- LET OP:**
- Tijdens de multi-flitsmodus moeten de huidcontactsensor EN de flitsknop geheel ingedrukt blijven. Als een van beide niet is ingeschakeld, werkt het apparaat niet. Herhaal de stappen 1-4 om de behandeling te hervatten.
 - Tijdens de multi-flitsmodus blijft de indicator van de lampstatus aan, terwijl de huidcontactsensor en de flitsknop zijn ingeschakeld.





Behandelingsstips

- Voor het beste resultaat moet u vermijden dat flitsen elkaar overlappen. Hierdoor voorkomt u een langere belichting dan nodig is om de haargroei tegen te houden. Tevens maakt u dan maximaal gebruik van de lichtcartridge.
- Gebruik voor de beste resultaten altijd het hoogste intensiteitsniveau dat geen ongemak veroorzaakt voor de huid. Het niveau dat u kiest, moet warm aanvoelen op uw huid, maar mag nooit tot ongemak leiden.
- Meestal wordt een optimaal resultaat niet verkregen met één enkele sessie. Voor het beste resultaat moet u de behandeling herhalen wanneer u een hernieuwde haargroei constateert. De resultaten verschillen van persoon tot persoon. Meestal moet men de behandeling om de twee weken herhalen (ca. 3 behandelingen) tot het gewenste resultaat bereikt wordt.
- Mogelijk ervaart u dat benige gebieden, zoals ellebogen, schenen en enkels tijdens de behandeling gevoeliger zijn. Dat is normaal en geen reden voor ongerustheid. Om deze gevoeligheid te vermijden, kunt u proberen om de huid tijdens de behandeling op te rekken, weg van het benige gebied.

Verzorging na de behandeling

Na de behandeling kan uw huid enigszins rood zijn of warm aanvoelen. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om na de behandeling huidirritaties te voorkomen:

- Ga na een behandeling de eerste 24 uur niet in de zon. Bescherm de huid na elke behandeling gedurende 2 weken met SPF 30.
- Houd het gebied na de behandeling schoon en droog, en drink veel water om uitdroging van de huid te voorkomen.
- Het behandelde gebied niet ruw verzorgen.
- Neem/gebruik gedurende 24 uur na de behandeling geen warm bad, warme douche, stoomcabine of sauna.
- Niet zwemmen gedurende 24 uur na de behandeling.
- Doe niet mee aan contactsporten gedurende 24 uur na de behandeling.
- Draag over het behandelde gebied geen nauwsluitende kleding.
- Ga gedurende minimaal 2 weken na de laatste behandeling niet te lang in de zon of op een zonnebank en gebruik zelfbruiners met mate.
- Tijdens de behandeling niet depileren (waxen, of crèmes) – scheren kan, maar niet eerder dan 24 uur na elke behandeling.
- Gebruik gedurende 24 uur na de behandeling geen blekende crèmes of geperfumeerde producten.
- Niet krabben aan het behandelde gebied.

Het i-Light apparaat schoonmaken

⚠ VOORZICHTIG: Controleer, voordat u het i-Light apparaat schoonmaakt, of de aan/uit-schakelaar op UIT staat en de stroomkabel niet met de basisunit verbonden is.

- Met een regelmatige reiniging bereikt u optimale resultaten en een lange levensduur van het i-Light apparaat. De buitenkant van de basisunit en het handstuk kunnen met een licht vochtige doek schoongeveegd worden.
- Gebruik voor het schoonmaken van het flitsvenster uitsluitend de niet-pluizende doek die met uw i-Light apparaat meegeleverd is. Zorg ervoor dat het flitsvenster niet bekrast raakt en er geen stukjes afbreken. Krassen en afgebroken stukjes kunnen de effectiviteit van het apparaat verminderen.
- Gebruik voor lastige vlekken een vochtig wattenstaafje om een beetje water op het flitsvenster aan te brengen en maak het vervolgens schoon met de meegeleverde niet-pluizende doek.
- Gebruik een kleine handstofzuiger om stof en andere resten te verwijderen uit de ventilatieopeningen in het handstuk.

⚠ WAARSCHUWING: Het apparaat niet gebruiken als het flitsvenster is gebarsten of gebroken. Nooit het gefilterd glas of het metalen oppervlak binnen in de beschermkap bekrassen

⚠ VOORZICHTIG: De i-Light is een hoog-voltage apparaat. Nooit onderdompelen in water. Nooit het apparaat of delen daarvan schoonmaken onder de kraan of in de vaatwasser.

Vanwege het brandgevaar geen benzinehoudende of brandbare schoonmaakmiddelen gebruiken. Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals olie of aceton.

Onderhoud van het i-Light apparaat

⚠ VOORZICHTIG: Controleer, voordat u het i-Light apparaat onderhoudt, of de aan/uit-schakelaar op UIT staat en de stroomkabel niet met de basisunit verbonden is.

Vervangen van de lamp

1. Druk de ontgrendelingsknoppen van de beschermkap in en trek hem er voorzichtig af.
 2. Trek de oude lichtcartridge er voorzichtig uit.
 3. Plaats een nieuwe lichtcartridge. Vervangingsmodel: SP-IPL
- ⚠ VOORZICHTIG:** Bij het vervangen van de lichtcartridge de flitslampen niet aanraken, omdat daarbij vette stoffen en vuil achterblijven. Door aanraken kan het rendement van de lampen verminderen of kunnen zij tijdens de behandeling kapot springen.



4. Zet de beschermkap weer terug en zorg ervoor dat deze op zijn plaats klikt.

Opbergen

- Zet de unit uit, haal de stekker eruit en laat hem 10 minuten afkoelen, voordat u hem opbergt.
- Bewaar de unit op een droge plaats bij een temperatuur tussen 15° C en 35° C.

Problemen oplossen

Lees deze instructies altijd in zijn geheel door voordat u de i-Light gebruikt.

Raadpleeg deze gids altijd als u problemen ondervindt met i-Light, omdat in dit hoofdstuk de meest gebruikelijke problemen behandeld worden die u kunt tegenkomen.

Als u de instructies in dit hoofdstuk hebt opgevolgd en nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met het Remington® servicecentrum voor verdere ondersteuning.

Ik zet de aan/uit-schakelaar op AAN, maar de unit werkt niet.

- Controleer of de stekker is aangesloten op een functionerend stopcontact.
- Probeer een ander stopcontact.

De unit vertoont barsten of is gebroken.

- Gebruik de unit niet als deze beschadigd is. Stop het gebruik als u twijfelt of u de unit kunt gebruiken en neem contact op met het Remington® servicecentrum voor verdere ondersteuning.

Ik heb de unit AANGEZET, maar kan de lichtsterkte niet verhogen of verlagen.

- Reset de unit door hem uit te zetten, enkele seconden te wachten en vervolgens weer aan te zetten.

De indicator van de lampstatus wordt groen, maar het apparaat flitst niet wanneer ik op de knop druk.

- Zorg ervoor dat de huidcontactsensor volledig contact maakt met de huid.
- Reset de unit door hem uit te zetten, enkele seconden te wachten en vervolgens weer aan te zetten.

Er is een vreemde geur.

- Zorg ervoor dat het gebied voor de behandeling helemaal geschoren is.

Na behandeling worden de behandelde gebieden rood.

- Dat is normaal en de roodheid moet geleidelijk afnemen. Zo niet, probeer dan een lagere lichtintensiteit.

Het resultaat is niet optimaal of het haar begint opnieuw te groeien.

- Het haar kan na de eerste behandeling opnieuw gaan groeien. Dat is volkomen normaal. Voor een optimaal resultaat moet u de behandeling herhalen als u ziet dat het haar opnieuw begint te groeien.

LET OP:

Als u het product gedurende een langere tijd met de multi-flits methode gebruikt, kan het apparaat zich automatisch na verloop van tijd uitschakelen om af te koelen. Dit duurt ongeveer 40 seconden. Wanneer het apparaat is afgekoeld, kunt u deze direct weer gebruiken.

Status LED & Audio

LED flitsmodus/intensiteit	Mogelijke reden/oorzaak
Alle LED-lampen knipperen	De basisunit is oververhit en heeft zich automatisch uitgeschakeld om af te koelen
LED-lampen van de intensiteitsniveaus knipperen achter elkaar	De basisunit werkt niet goed. Zet de unit uit, wacht een korte tijd en zet de unit weer aan. Wanneer het probleem aanhoudt, dient het apparaat te worden gerepareerd.
Alle LED-lampen knipperen met een waarschuwende toon	De beschermkap van het i-Light handstuk zit los of is verwijderd
Waarschuwing d.m.v. pieptoon	
Mogelijke reden/oorzaak	
Geen volledig contact met de huid	De flitsknop is ingedrukt terwijl de huidcontactsensor niet volledig in contact met de huid was.
Vervang de flitslamp	De flitslamp is niet geïnstalleerd of dient vervangen te worden
De huidcontactsensor zit vast	De flitsknop is ingedrukt nadat de huidcontactsensor volledig in contact met de huid was. De contactsensor kan vastzitten

Veel gestelde vragen (www.remington-ilight.com)

V. Wat is i-Light? Wat is Intense Pulse Light (IPL)?

A. IPL werkt doordat er uiterst korte, intense lichtflitsen in de huid doordringen. Het licht wordt geabsorbeerd door de kleurenpigmenten in en rond het haar en schakelt de haarfollikel tijdelijk uit, waardoor het haar niet opnieuw kan groeien.



**V. Wie kan i-Light gebruiken?**

A. Zowel mannen als vrouwen kunnen i-Light gebruiken om ongewenst haar te verwijderen op plaatsen beneden de neklijn. i-Light is ontworpen voor personen met een lichte tot halfdonkere huidskleur en donker haar. De enige veilige huidtinten zijn wit, ivoor, geelbruin, beige en lichtbruin. De veilige natuurlijke haarkeuren zijn zwart, donkerbruin en middelbruin.

V. Welke delen van mijn lichaam kan ik behandelen met i-Light?

A. i-Light is bedoeld voor gebieden beneden de nek, met inbegrip van de benen, onderarmen, bikinilijn, armen, borst en rug.

V. Wat kan ik van i-Light verwachten?

A. De i-Light met IPL techniek stelt u in staat om haar op professionele wijze te verwijderen.

V. Wat zijn de risico's bij het gebruik van i-Light? Is het veilig?

A. i-Light is veilig te gebruiken, maar zoals bij elk elektronisch apparaat is het belangrijk dat u de gebruiksinstructies leest en opvolgt.

V. Hoe vaak moet ik i-Light gebruiken?

A. Steeds wanneer u ziet dat het haar opnieuw begint te groeien, kunt u i-Light gebruiken.

V. Hoe lang duurt een behandeling?

A. Dat is afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied, maar een volledig been neemt niet meer dan 15 minuten in beslag.

V. Wanneer kan ik resultaat verwachten?

A. Er is geen onmiddellijk resultaat. Na de behandeling kan het haar opnieuw groeien, maar veel van deze haren beginnen na twee weken uit te vallen. Haar groeit in een cyclus van 3 fasen, die 18 tot 24 maanden duurt. Alleen haar in de anagene fase is gevoelig voor de behandeling. Daarom zijn meerdere behandelingen nodig om tot een optimaal resultaat te komen. Over het algemeen worden de resultaten merkbaar binnen enkele weken na de eerste behandeling. Regelmatige wekelijkse behandelingen (of elke twee weken gedurende drie behandelingen) geven een goed resultaat binnen 6 tot 12 weken (een donkere huid kan langer duren).

V. Waarom groeit mijn haar ondanks de behandelingen?

A. Het haar groeit na de behandeling nog maximaal 2 weken door. Daarna zult u zien dat het haar begint uit te vallen. Een andere reden kan zijn, dat het gebied tijdens de behandeling overgeslagen is. Ga door met de behandeling van het gebied wanneer u ziet dat het haar opnieuw groeit.

V. Waarom kan ik i-Light niet gebruiken wanneer ik onlangs in de zon geweest ben?

A. Door het zonlicht stijgt de hoeveelheid melanine in de huid, waardoor de behandeling een hoger risico van brandwonden of blaren met zich meebrengt.

V. Welke waarschuwingen zijn er tegen het gebruik van i-Light?

A. Bepaalde omstandigheden kunnen het gebruik van de unit beperken. Lees in de gebruikershandleiding het hoofdstuk met waarschuwingen en veiligheidsinstructies in zijn geheel voordat u i-Light gebruikt.

V. Hoe vaak moet ik de lamp vervangen?

A. De lamp moet na 1500 flitsen vervangen worden. De indicator van de lampstatus is groen gedurende de eerste 1350 flitsen van de cartridge. Hij wordt geel om aan te geven dat er nog maar 150 flitsen over zijn. Wanneer het licht begint te knipperen, is de cartridge leeg en moet de lamp vervangen worden.

Vervangingsmodel: SP-IPL

V. Kan ik i-Light op mijn gezicht gebruiken?

A. Nee. Het wordt afgeraden om i-Light op het gezicht of de nek/hals te gebruiken.

V. Hoe verzorg ik de behandelde gebieden na de behandeling?

A. Vermijd de onbeschermde blootstelling van behandelde gebieden aan de zon.

V. Moet ik na het gebruik van i-Light mijn normale activiteiten onderbreken?

A. Aannemende dat er zich geen complicaties voordoen, is er geen reden om de normale activiteiten te staken. Wij adviseren de behandeling uit te voeren voordat u naar bed gaat, zodat 's morgens een mogelijke roodheid weer is vervaagd.

V. Is langdurig gebruik van i-Light gevaarlijk voor de huid?

A. Er zijn geen gevallen bekend van bijwerkingen of huidbeschadiging door het langdurig gebruik van IPL (Intense Pulse Light).

V. Hoe vaak is een behandeling met i-Light nodig?

A. Een interval van 2 weken gedurende de eerste behandelingsperiode blijkt het beste resultaat op te leveren. Gedurende een sessie moet u een bepaald gebied maar één keer behandelen. Doet u dat vaker, dan wordt niet de effectiviteit van de behandeling verhoogd, maar wel het risico op huidirritatie.

**V. Kan ik i-Light gebruiken als ik blond, rood, grijs of wit haar heb?**

A. i-Light werkt het beste bij donkere haartypes, omdat deze meer melanine, het pigment dat kleur geeft aan de haren en de huid, bevatten. Het is de melanine die tijdens de i-Light behandeling de energie in het licht absorbeert. Zwarte en donkere haren reageren het best. Bruine en lichtbruine haren reageren ook, maar vereisen gewoonlijk meer behandelingen. Rood haar kan enige reactie geven. Witte, grijze of blonde haren reageren gewoonlijk niet op i-Light behandelingen, hoewel sommige gebruikers na meerdere behandelingen resultaat hebben geboekt.

V. Kan ik i-Light gebruiken als ik van nature een donkere huid heb?

A. Nee. Alleen het donkere pigment in het haar reageert op i-Light. Daarom zal een donkerbruine of zwarte huid teveel van de door het apparaat afgegeven energie (hitte) absorberen, wat huidbeschadigingen kan veroorzaken. Gebruik i-Light dus niet op een van nature donkere huid, omdat deze te veel melanine bevat. De behandeling van donkere huid met i-Light kan leiden tot brandwonden, blaren en verkleuring van de huid (hyper- of hypopigmentatie).

Raadpleeg het huidskleurdiagram op pagina 3 om te zien of i-Light geschikt voor u is.

V. Heb ik oogbescherming nodig wanneer ik i-Light gebruik?

A. Nee, het is niet schadelijk voor de ogen, tenzij het op het gezicht wordt gericht. i-Light beschikt over een veiligheidssysteem, dat het per ongeluk flitsen voorkomt als het apparaat geen contact maakt met de huid. De kleine hoeveelheid licht die wordt uitgezonden is vergelijkbaar met de flits van een fotocamera en niet schadelijk voor de ogen, tenzij het op het gezicht wordt gericht.

V. Kan ik i-Light gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

A. Nee. i-Light is niet getest op zwangere vrouwen. Daarom adviseren wij i-Light niet te gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Hormonale veranderingen kunnen de gevoeligheid en het risico op letsel van de huid doen toenemen.

Geschikte huidtypes, huidskleurdiagram – Fitzpatrick huidtypes 1 – 4

Voor de beoordeling kunt u dit huidtypediagram gebruiken door de punten bij elkaar op te tellen van de door u beantwoorde vragen. Aan het einde treft u een tabel aan met het puntenbereik van elk van de zes huidtypes. De tabel wordt gevolgd door een uitleg van elk van de huidtypes. U kunt snel en gemakkelijk vaststellen welk huidtype u hebt.

Erfelijke aanleg

Score	0	1	2	3	4
Wat is de kleur van uw ogen?	Lichtblauw, grijs of groen	Blauw, grijs of groen	Blauw	Donkerbruin	Bruinzwart
Wat is de natuurlijke kleur van uw haar?	Zandrood	Blond	Kastanje / donkerblond	Donkerbruin	Zwart
Wat is de kleur van uw huid (bedekte delen)?	Rosig	Heel blank	Blank met beige teint	Lichtbruin	Donkerbruin
Hebt u sproeten op bedekte delen van de huid?	Veel	Meerdere	Weinig	Een enkele	Geen

Totaalscore voor erfelijke aanleg: _____



Reactie op blootstelling aan de zon

Score	0	1	2	3	4
Wat gebeurt er als u te lang in de zon blijft?	Pijnlijke roodheid, blaarvorming, vervellen	Blaarvorming, gevolgd door vervellen	Verbrandt soms, gevolgd door vervellen	Verbrandt zelden	Verbrandt nooit
In welke mate wordt u bruin?	Niet of nauwelijks	Een beetje bruin	Redelijk bruin	Heel gemakkelijk bruin	Snel diepbruin
Wordt u al bruin na enkele uren nadat u in de zon bent geweest?	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Altijd
Hoe reageert uw gezicht op de zon?	Erg gevoelig	Gevoelig	Normaal	Kan er goed tegen	Nooit last gehad

Totaalscore voor reactie op blootstelling aan de zon: ____

Zongewoontes

Score	0	1	2	3	4
Wanneer hebt u zich voor het laatst blootgesteld aan de zon (of bruiningslamp/zelfbruiner)?	Meer dan 3 maanden geleden	2-3 maanden geleden	1-2 maanden geleden	Minder dan een maand geleden	Minder dan 2 weken geleden
Hebt u het gebied dat u wilt behandelen, blootgesteld aan de zon?	Nooit	Bijna nooit	Soms	Vaak	Altijd

Totaalscore voor zongewoontes: ____

Tel voor uw huidtypescore de totaalscores van de drie onderdelen bij elkaar op.

Huidtypescore - Fitzpatrick huidtype

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
meer dan 30	V-VI

i-Light niet gebruiken

TYPE 1: erg gevoelig, verbrandt altijd, wordt niet bruin.
Voorbeeld: rood haar en sproeten

TYPE 2: erg zongevoelig, verbrandt snel, wordt een beetje bruin.
Voorbeeld: blank type met blanke huid, blond haar

TYPE 3: zongevoelige huid, kan verbranden, wordt langzaam lichtbruin.
Voorbeeld: blank type, maar iets donkerder huid

TYPE 4: weinig zongevoelig, verbrandt zelden, wordt altijd middelbruin.
Voorbeeld: mediterraan type, sommige mensen van Latijns-Amerikaanse afkomst

TYPE 5: ongevoelig voor zon, verbrandt zelden, wordt snel bruin.
Voorbeeld: Sommige personen van Latijns-Amerikaanse afkomst, sommige negroïde typen

TYPE 6: ongevoelig voor zon, verbrandt nooit, zwaar gepigmenteerd.
Voorbeeld: negroïde type



BESCHERM HET MILIEU

Aan het einde van zijn levensduur mag dit product niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd. Afvoer is mogelijk via het Remington® servicecentrum of daarvoor aangewezen verzamelcentra.



Meer informatie over het recyclen, vindt u op www.remington-europe.com en www.remington-i-light.com



SERVICE EN GARANTIE

Dit product is gecontroleerd en is vrij van defecten. Wij verlenen garantie op dit product voor alle fouten die het gevolg zijn van slechte materialen of vakmanschap voor een periode van 2 jaar, beginnend vanaf de datum van eerste aankoop door de consument. Als het apparaat binnen de garantieperiode niet (meer) goed functioneert, zullen wij het zonder kosten repareren of u een nieuw apparaat toesturen, mits u een aankoopbewijs kunt overhandigen. Dit heeft geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg. Als het apparaat binnen de garantieperiode niet (meer) goed functioneert, zullen wij het zonder kosten repareren of u een nieuw apparaat toesturen, mits u een aankoopbewijs kunt overhandigen. Dit heeft geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg. Om een beroep te doen op de garantie kunt u gewoon contact opnemen met het Remington® Servicecentrum in uw regio.

Deze garantie wordt verleend naast de aan u standaard toegekende wettelijke consumentenrechten. Deze garantie is van toepassing in alle landen waar ons product via een geautoriseerde dealer werd verkocht.

Deze garantie geldt niet voor vervangende lampen, die verbruiksonderdelen zijn.

Evenmin is de garantie van toepassing op schade door ongevallen, onjuist gebruik, misbruik of aan het product aangebrachte veranderingen of een gebruik dat in strijd is met de technische vereisten of veiligheidsvoorschriften. Deze garantie is niet van toepassing als het product uit elkaar is genomen of is gerepareerd door een persoon die daartoe door ons niet is gemachtigd.



Qu'est-ce qu'i-Light ?

i-Light est un épilateur pour l'utilisation à domicile qui utilise la technologie de lumière intense pulsée (Intense Pulsed Light - IPL en anglais). Il s'agit de la même technologie que celle utilisée dans les salons et cliniques professionnels d'épilation. S'il est utilisé correctement, il peut réduire les poils de manière durable.

Qu'est-ce que la lumière intense pulsée (IPL) et comment i-Light fonctionne-t-il ?

i-Light fonctionne en envoyant une impulsion de lumière intense et extrêmement courte sur la peau. L'énergie lumineuse est absorbée par la mélanine dans le follicule pileux et inhibe temporairement le mécanisme de croissance, retardant ainsi la pousse du poil. Les follicules pileux subissent généralement trois phases de croissance. Ces phases sont les suivantes:

Phase anagène (phase de croissance) : la phase de croissance active des follicules pileux.

La concentration de mélanine est à son plus haut niveau et est responsable de la pigmentation du poil. Seuls les poils dans la phase anagène sont sensibles au traitement avec IPL (fig. 2).


Phase catagène (phase de dégradation) : il s'agit d'une phase de transition courte qui suit la phase anagène et signale la fin de la croissance active des poils. Elle dure généralement 2 à 3 semaines (fig. 3).

La phase télogène (phase de repos) : le follicule pileux est complètement au repos durant cette phase qui est la plus longue et dure environ 100 jours. Pendant ce temps, les nouveaux poils poussent les anciens, permettant au cycle de croissance de recommencer (fig. 4).

Que fait i-Light ?

Nos études ont montré une réduction des poils significative après un seul traitement. Cependant, on obtient des résultats optimaux avec plusieurs séances. Pour obtenir les meilleurs résultats, recommencez une nouvelle session de traitement chaque fois que vous constatez que vos poils repoussent. Les résultats varient selon les individus, toutefois, la plupart vont retraiter les zones toutes les deux semaines, faisant ainsi trois traitements jusqu'à l'obtention des résultats souhaités.

Quelques jours après le premier traitement, vous pouvez constater que vos poils sont tombés. Une croissance de poils moins dense, plus fins et plus clairs que la couleur des poils d'origine va se produire. Cette repousse est parfaitement normale et vous devez vous y attendre.





MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Avant d'utiliser i-Light:

Assurez-vous de lire la totalité des avertissements et mesures de sécurité

Avant de commencer, vérifiez si i-Light est adapté pour vous.

Utilisez le nancier de teints de la peau fourni sur la boîte et au début du présent manuel pour savoir si cet appareil vous convient ou non.

Type de peau

- Voir la charte de phototype de la peau en page 3.
- Ne pas utiliser sur une peau naturellement noire (type V et VI selon Fitzpatrick) car cela peut provoquer des brûlures, des cloques et une modification de la couleur de peau.
- Ne pas utiliser sur une peau bronzée ou après s'être exposé au soleil afin d'éviter tout risque de brûlures ou blessures.
- i-Light n'est pas efficace sur les poils naturellement blancs, gris, blonds ou roux.

Zones qui ne doivent pas être traitées

- Ne pas utiliser sur le visage ou le cou.
- Ne pas utiliser sur les tétons, les aréoles ou les parties génitales.
- Ne pas utiliser si vous avez des tatouages ou un maquillage permanent sur la zone à traiter.
- Ne pas utiliser sur des taches marron foncé ou noires comme les grains de beauté, les marques de naissance ou les tâches de rousseur.
- Ne pas utiliser sur une zone récemment opérée, ayant subi un peeling, un traitement au laser, avec des cicatrices ou sur une peau ayant été abîmée par des brûlures ou des échaudures.

Quand ne pas utiliser/quand éviter i-Light ?

- Ne pas l'utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Ne pas l'utiliser si vous vous êtes exposé(e) au soleil ou avez fait une séance de bronzage artificiel dans les 4 dernières semaines.
- Ne pas utiliser sur la peau sèche ou fragilisée du fait d'un peeling par produits chimiques ou glycoliques, par des alpha-hydroxyacides (AHA).
- Ne pas flasher plus d'une fois la même zone car cela peut provoquer des brûlures.
- Ne pas utiliser sur la même zone de votre peau plus d'une fois par semaine.
- Ne pas utiliser pendant au moins deux semaines après un traitement de microdermoabrasion.

- Ne pas utiliser si vous faites déjà des traitements de dépilation permanente.
- Ne pas utiliser si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez eu un cancer de la peau ou un autre cancer localisé sur les zones à traiter ou si vous avez des lésions pré-cancéreuses ou de multiples grains de beauté atypiques sur les zones à traiter.
- Ne pas utiliser si vous êtes épileptique avec une sensibilité à la lumière de flash.
- Ne pas utiliser si vous avez des troubles du collagène, y compris la formation de cicatrice chéloïde ou une mauvaise cicatrisation.
- Ne pas utiliser si vous avez des troubles vasculaires comme la présence de veines variqueuses ou d'ectasie vasculaire dans les zones à traiter.
- Ne pas utiliser si votre peau est sensible à la lumière car cela peut provoquer une éruption cutanée ou une réaction allergique. Si vous prenez des substances ou des médicaments qui rendent photosensibles, lisez la notice du médicament. Ne jamais utiliser l'appareil s'il risque de provoquer des réactions photo-allergiques ou photo-toxiques ou si vous devez éviter le soleil durant un traitement médicamenteux.
- Ne pas utiliser si vous souffrez de diabète, de lupus érythémateux, de porphyrie ou de cardiopathie congestive.
- Ne pas utiliser sur les zones qui sont en cours de traitement ou ont récemment été traitées avec des alpha-hydroxyacides (AHA), des bêta-hydroxyacides (BHA), l'isotrétinoïne locale et l'acide azélaïque.
- Ne pas utiliser si vous avez pris de l'isotrétinoïne orale par Accutane ou Roaccutane au cours de six derniers mois. Le traitement peut rendre la peau plus sensible aux griffures, aux blessures et aux irritations.
- Ne pas utiliser si vous avez un trouble hémostatique ou prenez des anticoagulants, dont une utilisation élevée d'aspirine, à une telle dose qu'elle ne permet pas une période de „nettoyage“ minimale d'une semaine avant chaque traitement.
- Ne pas utiliser si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, avez été opéré, avez de l'herpes simplex, des blessures ou des lésions et des hématomes dans les zones à traiter.
- Ne pas utiliser si vous êtes immunodéprimé (y compris les infections par le VIH ou le SIDA) ou si vous prenez des médicaments rendant immunodéprimé.
- Ne pas utiliser si vous prenez des analgésiques car cela réduit la sensibilité à la chaleur.
- Ne pas utiliser si vous utilisez des déodorants longue durée. Cela peut provoquer des réactions de la peau.
- Ne pas utiliser sur ou près de tout élément artificiel comme des implants en silicone, des implants contraceptifs Implanon, des stimulateurs cardiaques, des orifices d'injection sous-cutanée (diffuseur d'insuline) ou des piercings.



CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
AVERTISSEMENT – POUR EVITER TOUT RISQUE DE BRULURE, D'ELECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE:

Comme pour la plupart des appareils électriques, les parties électriques sont chargées électriquement même lorsque le bouton marche-arrêt est sur off. Pour éviter le risque de blessure ou de décès par choc électrique :

- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
- Ne pas utiliser près d'une source d'eau.
- Ne pas placer ou ranger l'appareil à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer ou jeter dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau ou un autre liquide. Débranchez-le immédiatement.
- Ne pas toucher l'appareil s'il est humide. Débranchez-le immédiatement.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Maintenez toujours l'appareil sec.
- Si vous déplacez l'appareil d'un environnement très froid à un environnement très chaud, attendez 2 h environ avant de l'utiliser.
- Un appareil branché à une prise électrique ne devrait jamais être laissé sans surveillance.
- Tenez la fiche et le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne jamais mouiller la fiche et le cordon d'alimentation.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé. Un nouveau cordon peut vous être fourni en contactant Remington® Service Centres.
- Utilisez et entreposez ce produit à une température comprise entre 15°C et 35°C.
- Toujours débrancher l'appareil du secteur pour le nettoyage ou lorsqu'il est utilisé sous l'eau courante.
- Utilisez exclusivement les accessoires fournis avec l'appareil.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants. L'utilisation de cet appareil par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire peut se révéler dangereuse. Il est recommandé aux personnes responsables de leur sécurité de leur donner des instructions claires ou de les surveiller lors de l'utilisation de l'appareil.



Références du schéma de l'appareil i-Light (page 3)

- | | |
|--|--|
| A Epilateur i-Light | K Prise électrique |
| B Touche flash | L Bouton de sélection du niveau d'intensité |
| C Détecteur de contact avec la peau | M Affichage de la sélection du niveau d'intensité |
| D Fenêtre de flash | N Sélection du mode Flash |
| E Tête d'épilation | O Affichage de la sélection du mode Flash |
| F Bouton d'ouverture | P Indicateur de statut de l'ampoule |
| G Cartouche lumineuse | Q Cordon d'alimentation |
| H Cordon de l'épilateur | R Chiffon non pelucheux |
| I Base du i-Light | |
| J Interrupteur d'alimentation | |

Familiarisez-vous avec les caractéristiques de votre nouvel appareil i-Light.

Fenêtre de flash (fig. 1-D)

La fenêtre de flash est une fenêtre en verre filtré avec protection UV intégrée permettant à des longueurs d'onde spécifiques de la lumière de passer de l'appareil à votre peau et à vos follicules pileux.

⚠ AVERTISSEMENT: inspectez toujours la fenêtre de flash avant l'utilisation pour vérifier que les lentilles ne sont pas endommagées.

⚠ AVERTISSEMENT: nettoyez toujours la fenêtre de flash avant l'utilisation avec le chiffon non pelucheux fourni afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'huile ni de résidus sur les lentilles.

Détecteur de contact avec la peau (fig. 1-C)

Le détecteur de contact avec la peau est un mécanisme de sécurité qui évite que l'appareil ne se mette à fonctionner accidentellement. Pour que l'appareil soit activé, le détecteur de contact avec la peau doit être complètement enfoncé contre la peau.





Touche flash (fig. 1-B)

La touche Flash est située sur l'appareil. Pour activer l'ampoule-flash, assurez-vous que le détecteur de contact avec la peau est complètement engagé et appuyez sur la touche Flash.

Indicateur de statut de l'ampoule (fig. 1-P)

L'appareil est prêt à flasher lorsque l'indicateur de statut de l'ampoule est vert.

REMARQUE: si la touche flash est enfoncée ET que le détecteur de contact avec la peau n'est pas complètement engagé OU que l'indicateur de statut de l'ampoule n'est pas allumé, un „bip“ retentit.

Lorsque le témoin d'autonomie de l'ampoule est jaune, cela signifie qu'il reste 150 flashes dans l'ampoule-flash. Lorsque l'indicateur de statut de l'ampoule clignote avec une lumière jaune, la cartouche de l'ampoule est usée et l'appareil ne fonctionne plus. Vous devez remplacer la cartouche de l'ampoule avant de continuer à utiliser l'appareil.

Boutons de séparation de l'embout conique (fig. 1-F)

Appuyez sur les deux boutons et tirez doucement pour retirer la tête d'épilation.

⚠ AVERTISSEMENT: Assurez-vous TOUJOURS que l'appareil soit OFF et que le cordon d'alimentation soit débranché avant de retirer l'embout conique. Si la tête d'épilation est retirée alors que l'appareil est sur ON, toutes les diodes de la base vont clignoter et des „bips“ vont retentir. vont retentir.

Cartouche lumineuse (fig. 1-G)

Chaque cartouche lumineuse a une durée de vie de 1500 flashes. Lorsque tous les flashes ont été utilisés, la cartouche doit être remplacée.

Modèle de remplacement: SP-IPL

Sélection du niveau d'intensité (fig. 1-L)

L'appareil i-Light est muni de 5 niveaux d'intensité. Le niveau 1 est le réglage le plus faible et 5 est la position de réglage la plus élevée.

ASTUCE: pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez toujours le niveau d'intensité le plus élevé qui ne provoque pas de gêne au niveau de la peau. Pour connaître le niveau d'intensité utilisé, regardez le nombre de diodes allumées sur l'affichage de la sélection du niveau d'intensité.

Votre appareil i-Light sera automatiquement mis sur le Niveau d'intensité 1 à chaque fois que l'appareil est mis sur ON. Pour changer le niveau, appuyez sur le bouton de sélection du niveau d'intensité.

Sélection du mode Flash (fig. 1-N)

L'appareil i-Light a deux modes de fonctionnement : mode Flash Simple et mode Multi-Flash. Votre appareil i-Light sera automatiquement placé sur le mode Flash Simple à chaque fois que l'appareil est mis sur ON.

Mode Flash Simple : L'appareil i-Light flashera une fois lorsque la touche flash est enfoncée ET que le palpeur de contact avec la peau est engagé.


Le Mode Multi-Flash vous permet de traiter rapidement de grandes surfaces telles que les jambes, la poitrine ou le dos par un simple vol à voile de la pièce à main à un nouvel emplacement après chaque flash.

Mode Multi-Flash: L'appareil i-Light flashera une fois toutes les deux secondes lorsque la touche flash est enfoncée ET que le palpeur à contact avec la peau est totalement engagé.

Pour passer en mode Multi-Flash, appuyez sur le bouton de sélection du mode Multi-Flash. L'indicateur de sélection Multi-Flash s'allume. Appuyez de nouveau pour arrêter le mode Multi-Flash et retourner dans le mode Flash Simple.

Testez l'appareil i-Light sur votre peau (fig. 5)


1. Relisez les avertissements et mesures de sécurité.
2. Familiarisez-vous avec les caractéristiques de votre appareil i-Light.
3. Consultez le nuancier de teints de la peau pour vous assurer que votre teint se situe dans la plage adaptée.
4. Testez i-Light sur une petite surface de la peau et attendez 48 heures pour vous assurer qu'il n'y a pas de réactions indésirables.



Traiter la ou les zones souhaitées avec l'appareil i-Light


Préparer la peau pour le traitement

1. Assurez-vous que la zone à traiter est propre et ne contient ni huile, déodorant, parfum, maquillage, lotions et crèmes. Rasez les poils de la zone à traiter.
2. Ne jamais utiliser de cire, de pinces à épiler ou de produits de dépilation pour retirer les poils car ils annulent le processus de l'IPL.




Préparer l'appareil pour le traitement

3. Déroulez le cordon de l'épilateur de la base du i-Light et posez l'appareil sur sa base. Situez l'interrupteur d'alimentation sur la base de i-Light et assurez-vous que l'appareil est sur OFF. Branchez le cordon d'alimentation sur la base de i-Light sur la prise électrique. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur ON (fig. 6).
4. Sélectionner le niveau d'intensité souhaité. Si vous souhaitez le mode Multi-Flash, sélectionnez-le à l'aide du bouton de sélection du mode de flash (fig. 7).



Traiter la ou les zones souhaitées avec l'appareil i-Light – Mode Flash Simple

1. Placez l'épilateur i-Light contre votre peau de façon à ce que la fenêtre de flash affleure avec la surface de votre peau (fig. 8).
2. Assurez-vous que le palpeur à contact avec la peau est totalement engagé et que l'indicateur de statut de l'ampoule est éclairé.
3. Appuyez sur la touche flash pour activer l'appareil (fig. 9).
4. Déplacez l'épilateur vers une nouvelle zone à traiter et répétez les étapes 1-3 (fig. 10).



Traiter la ou les zones souhaitées avec l'appareil i-Light – Mode Multi-Flash

1. Placez l'épilateur i-Light contre votre peau de façon à ce que la fenêtre de flash affleure avec la surface de votre peau (fig. 8).
2. Assurez-vous que le palpeur à contact avec la peau est totalement engagé et que l'indicateur de statut de l'ampoule est éclairé.
3. Appuyez sur la touche flash et MAINTENEZ-LA ENFONCEE pour faire fonctionner l'appareil (fig. 9).
4. Immédiatement après que l'appareil a flashé, faites glisser l'épilateur vers une nouvelle zone. Après un bref délai (environ 2 secondes) l'appareil va flasher de nouveau (fig. 10).



- REMARQUE:**
- Pendant le mode Multi-Flash, le palpeur à contact avec la peau ET la touche flash doivent rester totalement enfoncés. Si l'un des deux est relâché, l'appareil ne fonctionnera pas. Pour continuer le traitement, répétez les étapes 1 à 4.
 - Pendant le mode Multi-Flash, l'indicateur de statut de l'ampoule restera éclairé tant que le palpeur à contact avec la peau et la touche flash sont enfoncés.



Astuces pour le traitement

- Pour obtenir d'excellents résultats, évitez que les flashes ne se chevauchent. Cela permet d'éviter l'exposition à plus d'énergie que nécessaire pour supprimer la croissance des poils. Cela vous permet également d'avoir une utilisation maximale de la cartouche lumineuse.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez toujours le niveau d'intensité le plus élevé qui ne provoque pas de gêne au niveau de la peau. Le niveau utilisé doit vous faire sentir de la chaleur sur votre peau, mais ne doit pas être inconfortable.
- Cependant, on obtient des résultats optimaux avec plusieurs sessions. Pour obtenir les meilleurs résultats, recommencez une nouvelle session de traitement chaque fois que vous constatez que vos poils repoussent. Les résultats varient selon les individus, toutefois, la plupart vont retraiter les zones toutes les deux semaines, faisant ainsi trois traitements jusqu'à l'obtention des résultats souhaités.
- Vous pouvez sentir que les zones osseuses comme les coudes, les tibias ou les chevilles sont plus sensibles durant le traitement. Cela est normal et ne doit pas vous inquiéter. Pour éviter cette sensibilité, essayez d'étirer la peau de la zone osseuse pendant le traitement.

Soins post-traitement

Après le traitement, vous pouvez ressentir une légère rougeur ou une sensation de chaleur sur votre peau. Cela est normal et va disparaître rapidement. Pour éviter que votre peau ne soit irritée après un traitement, prenez les précautions suivantes :

- Évitez l'exposition au soleil dans les 24 heures qui suivent un traitement. Protégez votre peau avec un indice de protection solaire 30 pendant 2 semaines après chaque traitement.
- Après le traitement, maintenez la zone propre et sèche et buvez beaucoup d'eau pour garder votre peau hydratée.
- Manipuler la zone traitée avec douceur.
- Ne pas prendre de bains, de douches et ne pas utiliser de hammams et saunas pendant 24 heures après le traitement.
- Ne pas nager pendant 24 heures après le traitement.
- Ne pas faire de sports de contact pendant les 24 heures après le traitement.
- Ne pas porter de vêtements serrés sur la zone traitée.
- Ne pas faire d'exposition au soleil prolongée comme un bain de soleil, utiliser de lit de bronzage ou d'auto-bronzant durant les 2 semaines qui suivent le dernier traitement.



- Ne pas s'épiler (cire, arrachage, au fil ou crèmes) pendant le traitement – vous pouvez vous raser tant que vous évitez de vous raser pendant 24 heures après chaque traitement.
- Ne pas utiliser de crème décolorante ou de produits parfumés durant 24 heures après chaque traitement.
- Ne pas gratter ou écorcher la zone traitée.

Nettoyer votre appareil i-Light

▲ PRECAUTION: avant de nettoyer votre appareil i-Light, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation soit sur OFF et que le cordon d'alimentation soit débranché de la base.

- Un nettoyage régulier permet d'obtenir des résultats optimaux et une durée de vie élevée de votre i-Light. La surface extérieure de la base et de l'épilateur peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide.
- Pour nettoyer la fenêtre de flash, utilisez uniquement le chiffon non pelucheux fourni avec i-Light. Veillez à ne pas rayer ou ébrécher la fenêtre de flash. Les rayures et les parties ébréchées peuvent réduire l'efficacité de l'appareil.
- Pour les tâches rebelles, utilisez un coton-tige humide pour appliquer une petite quantité d'eau sur la fenêtre de flash et nettoyez avec le chiffon non pelucheux fourni.
- Utilisez un petit aspirateur à main pour retirer la poussière et les résidus de la grille d'aération de l'appareil.

▲ AVERTISSEMENT: si la fenêtre de flash est fêlée ou brisée, l'appareil ne doit pas être utilisé. Ne jamais gratter la vitre du filtre ou la surface métallique à l'intérieur de l'embout conique.

▲ PRECAUTION: i-Light est un appareil haute tension. Ne jamais le plonger dans l'eau. Ne jamais nettoyer l'appareil ou une de ses parties sous le robinet d'eau ou au lave-vaisselle.

Ne pas utiliser d'agents nettoyants à base de pétrole ou inflammables en raison du risque d'incendie. Ne pas utiliser d'éponges abrasives, d'agents nettoyants abrasifs ou de liquides agressifs ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.



Entretien de l'appareil i-Light

▲ PRECAUTION: avant d'entretenir votre appareil i-Light, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur OFF et que le cordon d'alimentation est débranché de la base.

Changer l'ampoule

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la tête d'épilation et tirez doucement pour retirer la tête d'épilation.
2. Tirez doucement la carouche 'ampoulé usagée pour la sortir.
3. Mettez une cartouche d'ampoule neuve en place. **Modèle de remplacement: SP-IPL**

▲ PRECAUTION: lorsque vous changez la cartouche d'ampoule, ne touchez pas les ampoules flash directement car de l'huile et des résidus s'en échappent. Cela pourrait réduire l'efficacité des ampoules ou les faire claquer durant le traitement.

4. Remplacez la tête d'épilation, en s'assurant qu'il se clipse correctement.

Rangement

- Eteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir 10 minutes avant de le ranger.
- Conservez l'appareil en un lieu sec à une température comprise entre 15° C et 35° C.

Dépannage

Lisez toujours les instructions en totalité avant d'utiliser i-Light.

Consultez le guide de dépannage si vous avez un problème avec i-Light car cette section traite des problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer avec votre i-Light.

Si vous avez suivi les instructions de la présente section et que vous continuez à avoir des problèmes, veuillez contacter service consommateurs Remington®.

J'ai mis l'interrupteur d'alimentation sur ON mais l'appareil ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise électrique qui fonctionne.
- Essayez avec une autre prise.

L'appareil est fêlé ou cassé.

- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé. Si vous avez des problèmes pour utiliser l'appareil, arrêtez-vous et contactez le Remington® Service Center.

L'appareil est sur ON mais je n'arrive pas à augmenter ou baisser l'intensité lumineuse.

- Essayez de remettre l'appareil en marche en l'éteignant et en attendant quelques secondes avant de le rallumer.

Le témoin d'autonomie de l'ampoule est vert, mais l'appareil ne flashe pas lorsque le bouton est enfoncé.

- Assurez-vous que le détecteur de contact avec la peau soit complètement en contact avec la peau.
- Essayez de remettre l'appareil en marche en l'éteignant et en attendant quelques secondes avant de le rallumer.

Il y a une étrange odeur.

- Assurez-vous que la zone est complètement rasée avant le traitement.

Les zones traitées rougissent après le traitement.

- Cela est normal et la rougeur devrait disparaître. Si ce n'est pas le cas, utilisez une intensité de lumière plus faible.

Je n'ai pas constaté de résultats optimaux ou mes poils ont repoussé.

- Les poils peuvent repousser après le premier traitement. Cela est parfaitement normal. Pour des résultats optimaux, recommencez le traitement lorsque vous constatez que vos poils repoussent.

ATTENTION :

Si vous utilisez i-Light en mode multi-flash, au dalà d'un certain temps, Il se peut que I-Light se déconnecte momentanément (temps estimé 40 sec) le temps que le system se refroidisse. Lorsque i-Light sera redescendu en température, le mode multi-flash sera de nouveau opérationnel.

Status LED & Audio

Intensité du mode flash	Indication
Tous les témoins clignotent	i-light est en mode de surchauffe et est temporairement inactif le temps qu'il redescende en température



Les témoins lumineux clignotent séquentiellement	Il s'agit d'un dysfonctionnement. Arrêtez l i-light. Attendez quelques instants et essayez de nouveau. Si le problème persiste, i-Light devra être retourné pour réparation .
Tous les témoins clignotent et sont accompagnés d'un signal sonore	La tête d'épilation est enlevée ou mal positionnée

Sons audibles	Indication
Faux contact	Le bouton flash a été enclenché alors que le détecteur de contact n'était pas totalement enclenché
Remplacez la recharge ampoule	La recharge ampoule est manquante ou a besoin d'être remplacée
La recharge ampoule est manquante ou a besoin d'être remplacée	Le bouton flash a été enclenché après que le détecteur de contact ait été engagé dès le démarrage. Il se peut que le détecteur de contact soit bloqué.

Foire Aux Questions (www.remington-ilight.com)

Q. Qu'est-ce qu' i-Light ? Qu'est-ce que la lumière intense pulsée (IPL) ?

R. L'IPL fonctionne en envoyant une impulsion de lumière filtrée intense et extrêmement courte sur la peau. La lumière est absorbée par les pigments colorés dans et autour du poil et inhibe le follicule pileux temporairement, évitant la repousse du poil.

Q. Qui peut utiliser i-Light ?

R. Les hommes et les femmes qui souhaitent enlever les poils indésirables en-dessous du cou peuvent utiliser i-Light. i-Light a été conçu pour les individus au teint pâle à moyennement foncé et aux poils foncés. Les teints pour une utilisation sûre incluent les teints blancs, ivoire, hâlés, clairs et légèrement foncés uniquement. Les couleurs de poils naturelles pour une utilisation sûre sont le noir, le marron foncé et le marron.

Q. Quelles zones de mon corps peuvent être traitées avec i-Light ?

R. i-Light est conçu pour être utilisé sur les zones en-dessous du cou, dont les jambes, les aisselles, le maillot, les bras, la poitrine et le dos.

Q. Que fait i-Light ?

R. i-Light permet une dépilation sûre et efficace comme celle effectuée en salon avec la technologie IPL.

Q. Quels sont les risques d'i-Light ? Est-ce que c'est sûr ?

R. L'utilisation d'i-Light est sûre, mais comme tout appareil électronique, il est important de lire et de respecter les instructions d'utilisation.

Q. À quelle fréquence dois-je utiliser i-Light ?

R. Vous pouvez utiliser i-Light à chaque fois que vous voyez vos poils repousser.

Q. Combien de temps durent les traitements ?

R. Cela varie en fonction de la taille de la zone à traiter mais une jambe entière ne doit pas prendre plus de 15 minutes.

Q. Quand commencerai-je à voir des résultats ?

R. Les résultats ne sont pas immédiats. Les poils peuvent parfois sembler repousser après le traitement, mais beaucoup d'entre-eux vont tomber après deux semaines. Les poils poussent au cours d'un cycle de 3 phases différentes qui durent 18 à 24 mois. Seuls les poils de la phase anagène sont sensibles au traitement, c'est pourquoi plusieurs traitements sont nécessaires pour des résultats optimaux. Les résultats se font généralement sentir en quelques semaines après le premier traitement. Une utilisation hebdomadaire régulière continue (ou toutes les 2 semaines pour trois traitements) donnera de bons résultats dans les 6 à 12 semaines (les peaux plus sombres peuvent nécessiter plus de temps).

Q. Pourquoi mes poils poussent-ils en dépit des traitements ?

R. Les poils continuent de pousser jusqu'à 2 semaines après le traitement, à ce moment-là vous constaterez que vos poils commencent à tomber. Une autre raison pour la repousse continue est que la zone a pu être manquée durant le traitement. Continuez à traiter la zone chaque fois que vous constatez une repousse.

Q. Pourquoi ne puis-je pas utiliser i-Light après une exposition récente au soleil ?

R. L'exposition au soleil provoque des taux élevés de mélanine et expose la peau à un risque plus élevé de brûlures ou de cloques à la suite du traitement.

Q. Quels sont les avertissements à l'encontre d'i-Light ?

R. Certaines conditions peuvent limiter votre capacité à utiliser l'appareil. Veuillez lire la section Avertissements et mesures de sécurité du manuel de l'utilisateur dans son intégralité avant d'utiliser i-Light.

Q. À quelle fréquence dois-je remplacer l'ampoule ?

R. L'ampoule doit être remplacée après 1500 flashes. La diode de l'indicateur du statut de l'ampoule est verte pendant les 1350 premiers flashes de la cartouche. Elle devient jaune pour indiquer qu'il reste 150 flashes seulement. Lorsque la lumière commence à clignoter, la durée de vie de la cartouche est terminée et vous devez remplacer l'ampoule.

Modèle de remplacement: SP-IPL

Q. Puis-je utiliser i-Light sur le visage ?

R. Non. i-Light n'est pas recommandé pour une utilisation sur le visage ou le cou.

Q. Comment dois-je soigner les zones traitées ?

R. Évitez l'exposition au soleil non protégée des zones traitées.

Q. Dois-je suspendre mon activité normale après avoir utilisé i-Light ?

R. Il n'y a pas besoin de suspendre vos activités normales à la suite du traitement si aucune complication anormale ne survient. Il est recommandé d'effectuer le traitement avant le coucher pour que les éventuelles rougeurs aient disparu au matin.

Q. i-Light est-il dangereux pour la peau après une utilisation sur le long terme ?

R. Aucun effet secondaire ou dommage sur la peau n'a été rapporté d'une utilisation sur le long terme de la lumière intense pulsée.

Q. À quelle fréquence dois-je faire des traitements avec i-Light ?

R. Un intervalle de 2 semaines pour le traitement initial est prouvé comme étant la manière la plus efficace de réduire les poils. Vous devez éviter de traiter la même zone plusieurs fois durant un seul traitement, cela n'augmente pas l'efficacité et accroît le risque d'irritation de la peau.

Q. Puis-je utiliser i-Light si j'ai les poils blonds, roux, gris ou blancs ?

R. i-Light est le plus efficace sur les types de poils sombres parce qu'ils contiennent plus de mélanine, le pigment qui donne leur couleur aux poils et à la peau. La mélanine est ce qui absorbe l'énergie lumineuse utilisée durant le traitement avec i-Light. Les poils noirs et marron foncé réagissent le mieux. Les poils marron et marron clair réagissent aussi mais nécessitent plus de traitements en général. Les poils roux peuvent éventuellement réagir. Les poils blancs, gris ou blonds ne réagissent généralement pas aux traitements avec i-Light bien que certains utilisateurs ont constaté des résultats après de multiples traitements.

Q. Puis-je utiliser i-Light si j'ai une peau naturellement sombre ?

R. Non. i-Light est conçu pour réagir avec le pigment foncé du poil. Il en résulte que la peau sombre et noire peut absorber trop d'énergie de l'appareil (chaleur), ce qui peut abîmer la peau. Ne pas utiliser i-Light sur une peau naturellement noire car elle contient trop de mélanine. Traiter la peau sombre avec i-Light peut provoquer des brûlures, des cloques et des modifications de la couleur de la peau (hyper- ou hypo-pigmentation).

Voir le nuancier de teints de la peau en page 3 pour voir si vous pouvez utiliser i-Light.

Q. Dois-je me protéger les yeux pendant que j'utilise i-Light ?

R. Non, il n'est pas nocif pour les yeux s'il n'est pas dirigé sur le visage. i-Light comporte un système de sécurité qui évite les flashes non intentionnels lorsque l'appareil n'est pas en contact avec la peau. La petite quantité de lumière émise pendant le traitement est similaire au flash d'un appareil photo et n'est pas nocive pour les yeux sauf si elle dirigée sur le visage.

Q. Puis-je utiliser i-Light si je suis enceinte ou si j'allaite ?

R. i-Light ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent.

Phototypes de peau selon l'échelle Fitzpatrick 1 –4

Vous pouvez utiliser ce nuancier de types de peau pour une autoévaluation, en additionnant le résultat de chacune des questions à laquelle vous avez répondu. À la fin, vous obtenez une échelle fournissant une plage de six catégories de types de peau. En suivant l'échelle, vous aurez une explication sur chaque type de peau. Vous pouvez ainsi rapidement et facilement déterminer votre type de peau.

Profil génétique

Résultat	0	1	2	3	4
Quelle est la couleur de vos yeux ?	Bleu clair, gris, verts	Bleus, gris ou verts	Bleus	Marron	Marron foncé
Quelle est la couleur naturelle de vos cheveux ?	Roux	Blond	Châtain clair	Châtain foncé	Noir
Quelle est la couleur de votre peau (zones non exposées) ?	Claire avec tendance à rougir	Très pale	Pale avec un teint ivoire	Légèrement foncée	Foncée
Avez-vous des tâches de rousseur sur les zones non exposées ?	Beaucoup	Quelques-unes	Peu	Par endroits	Aucune

Total pour votre disposition génétique : _____



Réaction à l'exposition au soleil

Résultat	0	1	2	3	4
Qu'est-ce qui se passe si vous restez trop longtemps au soleil ?	Rougeurs douloureuses, cloques, peau qui pèle	Des cloques qui pèlent ensuite	Coups de soleil parfois, suivis de peau qui pèle	De rares coups de soleil	Jamais eu de coups de soleil
À quel degré bronzez-vous ?	Difficilement ou pas du tout	Légère coloration, bronzage	Bronzage raisonnable	Bronze très facilement	Bronze très foncé rapidement
Bronzez-vous après plusieurs heures d'exposition au soleil ?	Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Toujours
Comment votre visage réagit-il au soleil ?	Très sensible	Sensible	Normal	Très résistant	Jamais eu de problème

Total pour la réaction à l'exposition au soleil : ____

Habitudes de bronzage

Résultat	0	1	2	3	4
Quand vous êtes-vous exposé(e) pour la dernière fois au soleil (ou bronzage artificiel/ crème bronzante) ?	Il y a plus de 3 mois	Il y a 2 à 3 mois	Il y a 1 à 2 mois	Il y a moins d'un mois	Il y a moins de 2 semaines
Avez-vous exposé la zone à traiter au soleil ?	Jamais	Presque jamais	Parfois	Souvent	Toujours

Total pour les habitudes de bronzage : ____

Additionnez les totaux de chacune des trois sections pour obtenir le résultat de votre type de peau.

Résultat de type de peau - Type de peau selon Fitzpatrick

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
Plus de 30	V-VI

Ne pas utiliser i-Light

TYPE 1: très sensible, toujours des coups de soleil, ne bronze jamais.
Exemple : cheveux roux avec tâches de rousseur

TYPE 2: très sensible au soleil, prends des coups de soleil facilement, bronzage minimal.
Exemple : peau claire, cheveux clairs de type caucasien

TYPE 3: peau sensible au soleil, parfois des coups de soleil, bronzage lent et léger
Exemple : Caucasiens à la peau plus foncée

TYPE 4: peu sensible au soleil, peu de coups de soleil, bronzage au hâle toujours modéré.
Exemple : Méditerranéen type caucasien, certains hispaniques

TYPE 5: peau insensible au soleil, coups de soleil rares, bronze bien.
Exemple : certains hispaniques, certains noirs

TYPE 6: insensible au soleil, jamais de coups de soleil, fortement pigmentée.
Exemple : noirs à la peau très foncée



PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l'appareil avec vos ordures ménagères à la fin de sa vie utile. La mise au rebut peut s'effectuer auprès du centre de service Remington® le plus proche ou auprès de sites de collecte appropriés.



Pour plus d'informations sur le recyclage, rendez-vous sur le site
www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a fait l'objet d'un contrôle et ne comporte aucun défaut. Nous garantissons ce produit contre tout défaut matériel ou de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Si le produit venait à ne plus fonctionner correctement au cours de la période de garantie, nous procéderions à la correction de chaque problème ou au remplacement de tout ou partie du produit sans aucun frais sur présentation de la preuve d'achat. Une telle procédure ne saurait donner lieu à une extension de la période de garantie.

Si vous êtes amené à faire valoir votre garantie, veuillez contacter le service après-vente Remington® de votre région.

Cette garantie n'a aucun impact sur vos droits statutaires normaux. Cette garantie est valable dans tous les pays où ce produit est commercialisé par un revendeur autorisé.

Cette garantie ne porte pas sur les ampoules de rechange qui sont des consommables. Les dommages causés par un accident, une utilisation impropre ou abusive, une détérioration du produit ou une utilisation non conforme aux instructions techniques et/ou de sécurité ne sont également pas couverts par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.

¿Qué es i-Light?

i-Light es un dispositivo de uso doméstico para eliminar el vello corporal que emplea tecnología de Luz Pulsada Intensa (IPL). Es la misma tecnología empleada en los institutos de belleza y clínicas para la eliminación profesional del vello. Si se usa correctamente, puede proporcionar una reducción duradera del vello.

¿Qué es la Luz Pulsada Intensa (IPL) y cómo funciona i-Light?

i-Light funciona dirigiendo una pulsación de luz extremadamente corta e intensa a la piel. La energía de la luz es absorbida por la melanina del folículo piloso, inhabilitando temporalmente el mecanismo de crecimiento del pelo y retrasando su aparición.

Los folículos pilosos normalmente pasan por tres fases a lo largo del ciclo de crecimiento del pelo. Estas fases son:

Fase anágena (fase de crecimiento): fase activa de crecimiento de los folículos pilosos.

La concentración de melanina está a su máximo nivel, pues es responsable de la pigmentación del vello. El tratamiento de IPL sólo puede efectuarse en el vello en la fase anágena (fig. 2).

Fase catágena (fase de degradación): es una breve fase de transición que sigue a la fase anágena y marca el final del crecimiento activo del vello. Dura normalmente de 2 a 3 semanas (fig. 3).


Fase telógena (fase de reposo): el folículo piloso está completamente en reposo durante esta fase, que es la fase más larga y dura unos 100 días. Durante este tiempo, el vello nuevo empuja hacia fuera el vello viejo, permitiendo que el ciclo de crecimiento comience otra vez (fig. 4).

¿Qué se puede esperar de i-Light?


Nuestros estudios han demostrado una significativa reducción del vello tras un solo tratamiento. Sin embargo, normalmente no se obtienen resultados óptimos con una sola sesión. Para obtener los mejores resultados, debe realizar una nueva sesión de tratamiento cada vez que perciba que el pelo vuelve a crecer. Los resultados varían de persona a persona, pero por lo general es necesario realizar tres sesiones espaciadas cada dos semanas hasta lograr los resultados deseados.

Unos pocos días después del primer tratamiento, quizás perciba que se ha caído vello.


Parte del vello crecerá menos denso, más fino y de color más ligero que el vello original. Este crecimiento es perfectamente normal y esperable.



2] Fase anágena



3] Fase catágena



4] Fase telógena



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de comenzar a usar i-Light:

Asegúrese de haber leído todas las Advertencias e información de seguridad

Antes de comenzar, compruebe que i-Light es adecuado para usted.

Utilice la tabla de tonos de piel, que puede encontrar en la caja y al comienzo de este manual, para determinar si este dispositivo es adecuado para usted.

Tipo de piel

- Consulte la tabla de tono de piel en la página 3.
- No utilice en piel naturalmente oscura (tipos V y VI de Fitzpatrick), puesto que puede causar quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel.
- No utilice sobre la piel bronceada o tras una reciente exposición solar ya que puede provocar quemaduras o lesiones dermatológicas.
- i-Light no es efectivo en vello corporal naturalmente blanco, gris, rubio o pelirrojo.

Zonas que no se deben tratar

- No utilice el aparato en el rostro ni el cuello.
- No utilice el aparato en los pezones, la areola o los genitales.
- No utilice el aparato si tiene tatuajes o maquillaje permanente en la zona a tratar.
- No utilice el aparato en puntos de color marrón oscuro o negro, como lunares, marcas de nacimiento o pecas.
- No utilice el aparato en zonas sometidas recientemente a cirugía o tratamiento superficial de láser, que hayan pelado profundamente, que tengan cicatrices o que hayan sido quemadas o escaldadas.

Cuándo no usar/Cuándo evitar el uso de i-Light.

- No utilice el aparato si está embarazada o en periodo de lactancia.
- No utilice el aparato si ha estado expuesto al sol o al bronceado artificial en las últimas 4 semanas.
- No utilice el aparato en piel seca o frágil debido al uso de exfoliantes químicos o glicólicos o de alfa-hidroxiácidos (AHA).
- No aplique más de una vez en la misma zona, ya que puede ocasionar quemaduras.
- No utilice el aparato en la misma zona de su piel más de una vez a la semana.
- No utilice el aparato durante al menos 14 días tras un tratamiento de microdermoabrasión.
- No utilice el aparato si ya está recibiendo tratamientos de eliminación permanente del vello.

- No utilice el aparato si padece una enfermedad de la piel como cáncer de piel activo, si ha padecido cáncer de piel o algún otro cáncer localizado en las zonas a tratar o si tiene lesiones precancerosas o numerosos lunares atípicos en las zonas a tratar.
- No utilice el aparato si padece epilepsia con sensibilidad a la luz de flash.
- No utilice el aparato si tiene un historial de trastornos de colágeno, lo que incluye un historial de formación de cicatrices queloides o un historial de curación deficiente de heridas.
- No utilice el aparato si tiene un historial de trastornos vascular, como presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas a tratar.
- No utilice el aparato si su piel es sensible a la luz y ésta le causa erupciones o reacciones alérgicas. Si está tomando agentes o medicamentos fotosensibilizantes, compruebe el prospecto contenido en el paquete del fármaco. En ningún caso utilice el dispositivo si puede causarle reacciones fotoalérgicas o fototóxicas o si tiene que evitar el sol cuando toma un medicamento.
- No utilice el aparato si tiene diabetes, lupus eritematoso, porfiria o insuficiencia cardíaca congestiva.
- No utilice el aparato en zonas de su piel que estén recibiendo o hayan recibido recientemente tratamiento con alfa-hidroxiácidos (AHA), beta-hidroxiácidos (BHA), isotretinoína tópica y ácido azelaico.
- No utilice el aparato si ha tomado isotretinoína oral en Accutane o Roaccutane en los últimos seis meses. Este tratamiento puede hacer la piel más propensa a desgarros, heridas e irritaciones.
- No utilice el aparato si padece cualquier trastornos hemorrágico o está tomando medicación anticoagulante, lo que incluye un uso intensivo de aspirinas de una forma que no permita un período mínimo de 1 semana de limpieza antes de cada tratamiento.
- No utilice el aparato si padece infecciones, eczemas, quemaduras, folículos inflamados, laceraciones abiertas, abrasiones, cirugía, herpes simplex, heridas o lesiones y hematomas en las zonas a tratar.
- No utilice el aparato si tiene un historial de enfermedad inmunosupresora (lo que incluye infección por VIH o SIDA) o si está tomando medicación inmunosupresora.
- No utilice el aparato si está tomando calmantes, que reducen la sensibilidad al calor.
- No utilice el aparato si emplea desodorantes de larga duración. Esto puede causar reacciones en la piel.
- No utilice el aparato por encima ni cerca de productos artificiales, como implantes de silicona, implantes anticonceptivos de Implanon, marcapasos, puertos de inyección subcutáneos (dispensador de insulina) o piercings.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD
ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS,
DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIO O LESIONES:

Como es el caso de la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos están eléctricamente activos incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte por descarga eléctrica:

- Desenchufe siempre el dispositivo de la toma de red eléctrica inmediatamente tras su uso.
- No utilice el aparato cerca del agua.
- No coloque ni almacene este aparato en un lugar desde el que pueda caer o ser empujado hacia una bañera o lavabo.
- No sumerja ni tire el aparato al agua u otro líquido.
- No intente coger el dispositivo si ha caído al agua u otro líquido. Desenchúfelo inmediatamente.
- Si el dispositivo se ha mojado, no intente cogerlo. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo.
- Mantenga el aparato seco en todo momento.
- Si mueve el aparato de un ambiente muy frío a uno muy cálido, espere unas 2 horas antes de usarlo.
- Nunca deje enchufado un aparato cuando usted no esté presente.
- Mantenga el enchufe y el cable alejados de superficies calientes.
- Asegúrese de que el enchufe y el cable no se mojen.
- No enchufe ni desenchufe el dispositivo con las manos húmedas.
- No utilice este producto si el cable está dañado. Puede obtener un adaptador o un cable nuevos a través de nuestros centros de servicio postventa de Remington®.
- Utilice y guarde el producto a una temperatura de entre 15 °C y 35 °C.
- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o lavarlo con agua corriente.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Este aparato puede ser peligroso si lo utiliza una persona con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o bien, sin la experiencia o los conocimientos necesarios. Las personas responsables de su seguridad y bienestar deberán dar instrucciones claras y detalladas o supervisar el uso de este aparato.



Referencia de diagrama del dispositivo i-Light (página 3)

- | | |
|--|---|
| A Mango de i-Light | K Toma de corriente |
| B Botón de disparo | L Botón de selección del nivel de intensidad |
| C Sensor de contacto con la piel | M Visor de selección del nivel de intensidad |
| D Pantalla de disparo | N Selección del modo de función |
| E Cabezal extraíble | O Visor de selección del modo de función |
| F Botón de liberación del cabezal | P Indicador de la carga de la lámpara |
| G Lámpara | Q Cable de corriente |
| H Cable del mango | R Paño sin pelusa |
| I Unidad de base de i-Light | |
| J Interruptor | |

Familiarícese con las prestaciones de su nuevo dispositivo i-Light.

Pantalla de disparo (fig. 1-D)

La pantalla de disparo es una pantalla de cristal con filtro de protección UV integrado que permite que longitudes de ondas de luz determinadas pasen del mango a la piel y los folículos pilosos.

▲ ADVERTENCIA: Examine siempre la pantalla de disparo antes del uso para asegurarse de que la lente no está dañada.

▲ ADVERTENCIA: Limpie siempre la pantalla de disparo antes del uso con el paño sin pelusa suministrado para asegurarse de que no hay aceite ni residuos en la lente.

Sensor de contacto con la piel (fig. 1-C)

El sensor de contacto con la piel es un mecanismo de seguridad que impide que el dispositivo se active accidentalmente. Para que el dispositivo se active, el sensor de contacto con la piel ha de estar completamente presionado contra la piel.

**Botón de disparo (fig. 1-B)**

El botón de disparo se encuentra en el mango. Para activar la bombilla de disparo, asegúrese de que el sensor de contacto con la piel está completamente activo y presione el botón de disparo.

Indicador de la carga de la lámpara (fig. 1-P)

El dispositivo estará listo para el disparo cuando el indicador de la carga de la lámpara esté iluminado en verde.

NOTA: Si el botón de disparo está presionado Y el sensor de contacto con la piel no está completamente activo O el indicador de la carga de la lámpara no está iluminado, sonará un pitido acústico.

Cuando el indicador de la carga de la lámpara se ilumine en amarillo, quedarán 150 disparos en la bombilla de disparo. Cuando el indicador de la carga de la lámpara parpadee en amarillo, la lámpara se habrá agotado y ya no funcionará. Debe sustituir la lámpara para continuar utilizando el dispositivo.

Botón de liberación del cabezal extraíble (fig. 1-F)

Presione los botones de liberación y empuje ligeramente para retirar el cabezal extraíble.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese SIEMPRE de que el aparato está apagado y el cable de corriente está desconectado antes de retirar el cabezal extraíble. Si el cabezal extraíble se retira mientras el aparato está encendido, todas las luces indicadoras de la unidad de base parpadearán y sonarán pitidos acústicos.

Lámpara (fig. 1-G)

Cada lámpara tiene una vida de 1.500 disparos. Cuando se hayan utilizado todos los disparos, deberá sustituirse..

Modelo de recambio: SP-IPL

Selección de nivel de intensidad (fig. 1-L)

El dispositivo i-Light está equipado con 5 niveles de intensidad. El nivel 1 es el más bajo y el nivel 5 el más alto.

CONSEJO: Para obtener los resultados más efectivos, utilice siempre el nivel más alto de intensidad que no cause molestias en la piel. Para determinar el nivel de intensidad utilizado, observe el número de luces iluminadas en el visor de selección del nivel de intensidad.

Su dispositivo i-Light se configurará automáticamente en el nivel de intensidad 1 cada vez que el dispositivo se encienda. Para cambiar el nivel, presione el botón de selección del nivel de intensidad.

Selección de modo de función (fig. 1-N)

El dispositivo i-Light está equipado con dos modos de función: modo manual y modo automático. Su dispositivo i-Light se configurará automáticamente en modo manual cada vez que el dispositivo se encienda.

Modo manual: el dispositivo i-Light parpadeará una vez cuando esté presionado el botón de disparo Y esté en funcionamiento el sensor de contacto con la piel.


El modo automático: el dispositivo i-Light parpadeará una vez cada dos segundos cuando esté presionado el botón de disparo Y esté en funcionamiento el sensor de contacto con la piel.

El Modo multigestello le permite tratar rápidamente grandes áreas como las piernas, el pecho o la espalda, simplemente se desliza la pieza de mano a una nueva ubicación después de cada flash.


Para conectar el modo automático, presione el botón de selección de modo automático. El visor de selección de modo automático se iluminará. Presione otra vez para desconectar el modo automático y volver al modo manual.

**Pruebe el dispositivo i-Light en su piel (fig. 5)**


1. Revise las advertencias y precauciones de seguridad.
2. Familiarícese con las prestaciones del dispositivo i-Light.
3. Consulte la tabla de tonos de piel para asegurarse de que su tono de piel está en el rango permitido.
4. Pruebe el dispositivo i-Light en una zona pequeña de la piel y espere 48 horas para asegurarse de que no se producen reacciones adversas.

**Trate la zona deseada con el dispositivo i-Light****Prepare la piel para el tratamiento**


1. Asegúrese de que la zona a tratar está limpia y libre de aceites, desodorantes, perfume, maquillaje, lociones y cremas. Afeite el vello de la zona a tratar.
2. No utilice nunca cera, máquinas depiladoras, pinzas o productos de depilación para eliminar el vello porque actúan en contra del proceso de IPL.

**Prepare el dispositivo para el tratamiento**

3. Desenrosque el cable del mango de la base de i-Light y coloque el mango en el cargador base. Busque en la base de i-Light el interruptor y asegúrese de que el aparato está apagado. Conecte el cable de corriente a la base de i-Light en la toma de corriente. Conecte el cable de corriente al enchufe de la pared. Encienda el interruptor (fig. 6).
4. Seleccione el nivel de intensidad deseado. Si se opta por el modo automático, conéctelo con el botón de selección del modo de función (fig 7).

**Trate la zona deseada con el dispositivo i-Light****Modo manual**

1. Coloque el mango de i-Light contra la piel de forma que la pantalla de disparo esté alineada con la superficie de la piel (fig. 8).
2. Asegúrese de que el sensor de contacto con la piel está completamente activo y de que el indicador de la carga de la lámpara está iluminado.
3. Presione el botón de disparo para activar el dispositivo (fig. 9).
4. Mueva el mango a otra zona de tratamiento y repita los pasos 1-3 (fig. 10).


**Trate la zona deseada con el dispositivo i-Light****Modo automático**

1. Coloque el mango de i-Light contra la piel de forma que la pantalla de disparo esté alineada con la superficie de la piel (fig. 8).
2. Asegúrese de que el sensor de contacto con la piel está completamente activo y de que el visor de indicación de estado de la bombilla está iluminado.
3. Presione Y MANTENGA PULSADO el botón de disparo para activar el dispositivo (fig. 9).
4. En cuanto el dispositivo haya parpadeado, deslice el mango a una nueva zona. Tras una breve espera (aproximadamente 2 segundos), el dispositivo volverá a parpadear (fig. 10).



NOTA: ■ En el modo automático, el sensor de contacto con la piel Y el botón de disparo deben permanecer totalmente bajados. Si se suelta alguno de ellos, el dispositivo no funcionará. Para continuar el tratamiento, repita los pasos 1-4.

■ Durante el modo automático, el indicador de la carga de la lámpara permanecerá iluminado mientras el sensor de contacto con la piel y el botón de disparo estén activos.





Consejos de tratamiento

- Para un mejor resultado, evite que se superpongan disparos. Esto ayuda a prevenir la exposición a más energía de la necesaria para eliminar el crecimiento del vello. También le garantizará obtener el máximo uso posible de la lámpara.
- Para obtener los resultados más efectivos, utilice siempre el nivel más alto de intensidad que no cause molestias en la piel. El nivel utilizado debe hacer que sienta calor en la piel, pero no ha de causar incomodidad.
- Normalmente no se obtienen resultados óptimos con una sola sesión. Para obtener los mejores resultados, debe realizar una nueva sesión de tratamiento cada vez que perciba que el pelo vuelve a crecer. Los resultados varían según la persona, pero por lo general es necesario realizar tres sesiones espaciadas cada dos semanas hasta lograr los resultados deseados.
- Tal vez note que las zonas huesudas, como los codos, espinillas y tobillos, se muestran más sensibles durante el tratamiento. Esto es normal y no debe ser causa de alarma. Para evitar esta sensibilidad, intente separar la piel de la zona huesuda durante el tratamiento.

Cuidado postratamiento

Tras el tratamiento, puede que experimente ligeras rojeces o una sensación de calor en la piel. Esto es normal y desaparecerá rápidamente. Para evitar la irritación de la piel tras un tratamiento, tome las siguientes precauciones:

- Evite la exposición al sol durante las 24 horas siguientes a un tratamiento. Proteja la piel con SPF 30 durante las 2 semanas siguientes a cada tratamiento.
- Tras el tratamiento, mantenga la zona limpia y seca y beba abundante agua para mantener la piel hidratada.
- No trate bruscamente la zona tratada.
- No tome baños calientes, duchas ni use baños de vapor o saunas durante las 24 horas siguientes al tratamiento.
- No nade durante las 24 horas siguientes al tratamiento.
- No practique deportes de contacto en las 24 horas siguientes al tratamiento.
- No lleve ropa ceñida en la zona tratada.
- No tome el sol ni acuda al solarío o se autobroncee durante al menos 2 semanas tras el último tratamiento.
- No depile la zona (con cera, pinzas, hilo o cremas) durante el tratamiento; puede afeitarla siempre y cuando no lo haga en las 24 horas siguientes a cada tratamiento.

- No utilice cremas blanqueadoras ni productos perfumados durante las 24 horas siguientes al tratamiento.
- No rasque ni pellizque la zona tratada.

Limpieza de su dispositivo i-Light

▲ ADVERTENCIA: Antes de limpiar su dispositivo i-Light, asegúrese de que el interruptor de corriente está apagado y el cable de corriente está desconectado de la unidad de base.

- Una limpieza regular ayuda a garantizar resultados óptimos y una larga vida para el dispositivo i-Light. La superficie exterior de la unidad de base y el mango pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido.
- Para limpiar la pantalla de disparo, utilice exclusivamente el paño sin pelusa incluido en su dispositivo i-Light. Tenga cuidado de no arañar ni rasguñar la pantalla de disparo. Los arañazos y rasguños pueden reducir la efectividad del aparato.
- Para las manchas resistentes, utilice un algodón humedecido para aplicar una pequeña cantidad de agua a la ventana de destello y límpiela con el paño sin pelusas suministrado.
- Utilice una pequeña aspiradora portátil para retirar el polvo y los residuos de los conductos del mango.

▲ ADVERTENCIA: Si la pantalla de disparo está agrietada o rota, el aparato no debe ser utilizado. Nunca arañe el cristal de filtro ni la superficie metálica que está dentro del cabezal extraíble.

▲ ADVERTENCIA: El i-Light es un dispositivo de alto voltaje. No lo sumerja nunca en agua. No limpie nunca el aparato ni ninguna de sus partes bajo el grifo o en el lavavajillas.

No utilice agentes de limpieza a base de petróleo ni inflamables, pues podrían provocar incendios. No utilice estropajos, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos como aceite o acetona para limpiar el aparato.



Mantenimiento del dispositivo i-Light

▲ ADVERTENCIA: Antes de realizar el mantenimiento de su dispositivo i-Light, asegúrese de que el interruptor de corriente está apagado y el cable de corriente está desconectado de la unidad de base.

Sustitución de la bombilla

1. Presione los botones de liberación del cabezal para extraer el cabezal.
2. Retire la lámpara usada.
3. Sustituya la lámpara usada por una nueva. **Modelo de recambio: SP-IPL**

▲ ADVERTENCIA: Al sustituir la lámpara, no toque las bombillas de disparo directamente, pues puede dejar aceite y residuos. Esto podría reducir la efectividad de las bombillas o provocar que se rompiaran durante el tratamiento.
4. Sustituya el cabezal extraíble asegurándose de que encaja en su sitio.

Almacenamiento

- Apague el dispositivo, desenchúfelo y déjelo enfriarse durante 10 minutos antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en un lugar seco a una temperatura de entre 15° C y 35° C.

Resolución de problemas

Lea siempre estas instrucciones íntegramente antes de usar i-Light.

Consulte esta guía de resolución de problemas si experimenta algún problema con i-Light, puesto que esta sección trata los problemas más frecuentes que podría encontrarse con i-Light.

Si ha seguido las instrucciones de esta sección y sigue teniendo problemas, contacte con el Centro de Servicio de Remington® para recibir asistencia.

Enciendo el interruptor, pero el aparato no funciona.

- Asegúrese de que está conectado a una red eléctrica que funcione.
- Intente conectarlo a otra red.

El aparato parece tener grietas o estar roto.

- Si el aparato está dañado, no lo utilice. Si no se siente tranquilo usándolo, deje de usarlo y contacte con el Centro de Servicio de Remington® para solicitar asistencia.

He encendido el aparato, pero no puedo aumentar ni disminuir la intensidad de la luz.

- Intente resetear el aparato apagándolo y esperando unos segundos antes de encenderlo otra vez.

El indicador de la carga de la lámpara se pone verde, pero el dispositivo no parpadea al presionarse el botón.

- Asegúrese de que el sensor de contacto con la piel está totalmente en contacto con la piel.
- Intente resetear el aparato apagándolo y esperando unos segundos antes de encenderlo otra vez.

Hay un olor extraño.

- Asegúrese de que la zona está completamente afeitada antes del tratamiento.

Las zonas tratadas se enrojecen tras el tratamiento.

- Esto es normal y la rojez debería desaparecer. De lo contrario, utilice una intensidad de luz menor.

No he observado resultados óptimos o el vello ha comenzado a crecer de nuevo.

- El vello puede comenzar a crecer de nuevo después del tratamiento inicial. Esto es perfectamente normal. Para obtener resultados óptimos, repita el tratamiento cuando vea que el vello vuelve a crecer.

ADVERTENCIA:

Si el aparato se usa en modo automático durante largos periodos de tiempo, puede que automáticamente deje de funcionar durante unos instantes (aproximadamente 40 segundos) hasta que se refrigere. Una vez se haya enfriado, podrá volver a utilizarse de nuevo.

Estado del LED y sonido

Intensidad/parpadeo del LED	Indicación
Si todos los LEDs parpadean	El aparato se ha sobrecalentado y ha dejado de funcionar durante unos instantes hasta que se enfríe



Si los LEDs parpadean en secuencia	El aparato no funciona correctamente. Apáguelo y espere unos instantes antes de volver a encenderlo. Si el problema persiste, devuelva el aparato para que sea reparado.
Si todos los LEDs parpadean y emite un sonido de aviso	El cabezal extraíble no está bien colocado
Emisión de sonidos	Indicación
El aparato no está completamente en contacto con la piel	El botón de disparo se ha pulsado cuando el sensor de contacto no estaba completamente colocado sobre la piel
Cambio de lámpara	No hay lámpara o necesita cambiarse
El sensor de contacto con la piel está atascado	El botón de disparo se ha pulsado después de colocar el sensor de contacto en la piel una vez el aparato se había encendido. El sensor de contacto con la piel puede estar atascado.

Preguntas frecuentes (www.remington-ilight.com)

P. ¿Qué es i-Light? ¿Qué es la Luz Pulsada Intensa (IPL)?

R: IPL opera dirigiendo una pulsada extremadamente breve e intensa de luz filtrada hacia la piel. La luz es absorbida por los pigmentos de color que están en y alrededor del vello y deshabilita temporalmente el folículo piloso, impidiendo que crezca de nuevo.

P. ¿Quién puede usar i-Light?

R: Tanto hombres como mujeres pueden usar i-Light para eliminar el vello no deseado en cualquier parte por debajo del cuello. i-Light ha sido pensado para personas con tonos de piel de claro a medio y vello oscuro. Los tonos de piel apropiados son solo blanco, marfil, bronceado, beis y marrón claro. Los colores de vello apropiados son negro, marrón oscuro y marrón medio.

P. ¿Qué zonas de mi cuerpo puedo tratar con i-Light?

R: i-Light está pensado para usarse en zonas por debajo del cuello, incluidas las piernas, axilas, ingles, brazos, pecho y espalda.

P. ¿Qué puedo esperar de i-Light?

R: i-Light elimina el vello de forma segura y profesional mediante el uso de la tecnología IPL.

P. ¿Qué riesgos implica i-Light? ¿Es seguro?

R: i-Light es seguro de usar, pero, como cualquier dispositivo electrónico, es importante que lea y siga sus instrucciones de uso.

P. ¿Con qué frecuencia debo usar i-Light?

R: Debe usar i-Light en cuanto vea que el vello vuelve a crecer.

P. ¿Cuánto duran los tratamientos?

R: El tiempo varía según el tamaño de la zona a tratar, pero una pierna completa no debería llevar más de 15 minutos.

P. ¿Cuándo comenzaré a ver resultados?

R: Los resultados no son inmediatos. Tras el tratamiento, podría percibirse que el vello vuelve a crecer, pero parte de ese vello se caerá en dos semanas. El vello crece siguiendo un ciclo de 3 fases diferentes que dura de 18 a 24 meses. Sólo el vello en fase anágena puede recibir tratamiento, lo que explica que se requiera repetir el tratamiento varias veces para obtener resultados óptimos. Normalmente los resultados se aprecian en pocas semanas después del primer tratamiento. El uso continuo y regular (cada dos semanas para los tres primeros tratamientos) aportará buenos resultados en un plazo de entre 6 y 12 semanas (la piel más oscura puede tardar más).

P. ¿Por qué me crece el vello a pesar de los tratamientos?

R: El vello continúa creciendo durante un período de hasta 2 semanas tras el tratamiento, cuando notará que el vello empieza a caer. Otra razón por la que el vello puede continuar creciendo puede ser que la zona no ha recibido tratamiento. Continúe tratando la zona en la que vea crecimiento.

P. ¿Por qué no puedo usar i-Light tras una exposición reciente al sol?

R: La exposición al sol aumenta los niveles de melanina y expone la piel a mayores riesgos de quemaduras y ampollas tras el tratamiento.

P. ¿Cuáles son las advertencias contra el uso de i-Light?

R: Algunas enfermedades podrían suponer un impedimento para el uso del dispositivo. Por favor, lea integralmente la sección de advertencias y precauciones de seguridad del manual de usuario antes de usar i-Light.

P. ¿Con qué frecuencia debo sustituir la lámpara?

R: La lámpara debe ser sustituida después de 1.500 disparos. El indicador de la carga de la lámpara estará iluminada en verde durante los primeros 1.350 disparos de la vida de la lámpara. Se volverá amarilla para indicar que quedan sólo 150 disparos. Cuando la luz comience a parpadear, la vida de la lámpara se habrá agotado y deberá sustituirla.

Modelo de recambio: SP-IPL

P. ¿Puedo usar iLight en el rostro?

R: No. No se recomienda el uso de i-Light en el rostro o el cuello.



**P. ¿Cómo puedo ocuparme de las zonas tratadas después del tratamiento?**

R. Evite exponer las zonas tratadas sin protección al sol.

P. ¿Debería suspender la actividad normal tras usar i-Light?

R. No hay necesidad de suspender la actividad normal tras el tratamiento si no se producen complicaciones anormales. Se recomienda que realice el tratamiento antes de acostarse para que las posibles rojeas resultantes desaparezcan antes de la mañana.

P. ¿Es i-Light peligroso para la piel tras su uso a largo plazo?

R. No se han detectado efectos secundarios ni daños en la piel resultantes del uso a largo plazo de la luz de pulsada intensa.

P. ¿Con qué frecuencia debo realizar tratamientos con i-Light?

R. Se ha demostrado que un intervalo de 2 semanas para el tratamiento inicial es el más efectivo para eliminar el vello. Debe evitar tratar la misma zona varias veces en una sesión, dado que no mejorará la eficacia pero sí aumentará el riesgo de irritación de la piel.

P. ¿Puedo usar i-Light si tengo vello rubio, pelirrojo, gris o blanco?

R. i-Light funciona mejor en tonalidades oscuras de vello porque contienen más melanina, el pigmento que da su color al pelo y la piel. La melanina es lo que absorbe la energía de la luz utilizada durante el tratamiento i-Light. El vello negro o marrón oscuro es el que mejor responde. El vello marrón y marrón claro también reaccionará, pero normalmente necesitará más tratamientos. El vello pelirrojo puede mostrar también alguna reacción. El vello blanco, gris o rubio normalmente no responde a tratamientos de i-Light, aunque algunos usuarios han percibido resultados tras varios tratamientos.

P. ¿Puedo usar i-Light si tengo una piel naturalmente oscura?

R. No. i-Light está pensado para reaccionar con el pigmento oscuro del vello. Como resultado, la piel marrón oscura y negra podría absorber una cantidad excesiva de la energía del dispositivo (calor), lo que podría causar daños en la piel. No utilice i-Light en la piel naturalmente oscura, puesto que contiene demasiada melanina. El tratamiento de la piel oscura con i-Light puede causar quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiperpigmentación o hipopigmentación.). Consulte la tabla de tono de piel en la página 3 para determinar si i-Light es adecuado para usted.

P. ¿Necesito protección ocular al usar i-Light?

R. No; no es dañino para los ojos, a no ser que se dirija al rostro. i-Light contiene un sistema de seguridad que impide el parpadeo de luz involuntario cuando el dispositivo no está en contacto con la piel. La pequeña cantidad de luz emitida durante el tratamiento es similar a la del flash de una cámara y no es dañina para los ojos, a no ser que se dirija a la cara.

P. ¿Puedo usar i-Light si estoy embarazada o en periodo de lactancia?

R. No. i-Light no ha sido probado en mujeres embarazadas, así que no recomendamos su uso si usted está embarazada o en período de lactancia. Los cambios hormonales podrían aumentar la sensibilidad y el riesgo de daños en la piel.

Tonos de piel aplicables, Tabla de tonos de piel - Tipos de piel de Fitzpatrick 1 – 4

Puede usar esta tabla de tipos de piel para realizar su propia evaluación; para ello ha de sumar la puntuación de cada una de las preguntas contestadas. Al final, hay una escala que proporciona un rango para cada una de las seis categorías de tipo de piel. Tras la escala se puede leer una descripción de cada tipo de piel. Así podrá determinar de forma fácil y rápida su tipo de piel.

Disposición genética

Puntuación	0	1	2	3	4
¿De qué color son sus ojos?	Azul claro, gris, verde	Azul, gris o verde	Azul	Marrón oscuro	Negro cercano al marrón
¿Cuál es el color natural de su cabello?	Rojo arenoso	Rubio	Rubio castaño oscuro	Marrón oscuro	Negro
¿De qué color es su piel (zonas no expuestas)?	Rojizo	Muy pálido	Pálido con matices beis	Marrón claro	Marrón oscuro
¿Tiene pecas en las zonas no expuestas?	Muchas	Bastantes	Pocas	Muy pocas	Ninguna

Puntuación total para disposición genética: _____



Exposición a la reacción al sol

Puntuación	0	1	2	3	4
¿Qué pasa si se expone al sol durante demasiado tiempo?	Rojez dolorosa, ampollas, pelado	Aparecen ampollas y después la piel se pela	Se quema a veces y después la piel se pela	Quemaduras infrecuentes	Nunca me he quemado
¿En qué grado se broncea?	Muy poco o nada en absoluto	Color suave, bronceado	Bronceado moderado	Se broncea muy fácilmente	Se vuelve marrón oscuro rápidamente
¿Se broncea después de varias horas de exposición al sol?	Nunca	Raras veces	A veces	A menudo	Siempre
¿Cómo reacciona su rostro al sol?	Muy sensible	Sensible	Normal	Muy resistente	Nunca he tenido ningún problema

Puntuación total para exposición a la reacción al sol ____

Hábitos de bronceado

Puntuación	0	1	2	3	4
¿Cuándo fue la última vez que expuso su cuerpo al sol (o a la lámpara solar artificial/crema bronceadora)?	Hace más de 3 meses	Hace 2-3 meses	Hace 1-2 meses	Hace menos de un mes	Hace menos de 2 semanas
¿Expuso usted al sol la zona a tratar?	Nunca	Casi nunca	A veces	A menudo	Siempre

Puntuación total para hábitos de bronceado: ____

Suma la puntuación total de cada una de las tres secciones para obtener su puntuación de tipo de piel.



Puntuación de tipo de piel – Tipo de piel Fitzpatrick

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
más de 30	V-VI

No use i-Light

TIPO 1: Altamente sensible, siempre se quema, nunca se broncea.
Ejemplo: pelo rojo con pecas

TIPO 2: muy sensible al sol, se quema fácilmente, se broncea mínimamente.
Ejemplo: caucasianos de piel y pelo claros

TIPO 3: piel sensible al sol, se quema a veces, se broncea lentamente hasta el marrón claro. Ejemplo: los caucasianos más oscuros

TIPO 4: Mínimamente sensible al sol, se quema muy poco, siempre se broncea hasta el marrón moderado.

Ejemplo: caucasianos de tipo mediterráneo, algunos hispanos

TIPO 5: Piel insensible al sol, se quema raramente, se broncea bien.
Ejemplo: algunos hispanos, algunos negros

TIPO 6: Insensible al sol, nunca se quema, muy pigmentada.
Ejemplo: los negros más oscuros



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No deposite el producto en el cubo de la basura al terminar su vida útil. Puede eliminarlo en nuestro centro de servicio postventa de Remington® o en puntos de recogida apropiados.



Para más información sobre reciclaje, visite www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



SERVICIO Y GARANTÍA

Este producto ha sido comprobado y no presenta defectos. Concedemos una garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra para cualquier defecto de material o fabricación. Si el producto se hallara defectuoso dentro del plazo de garantía, nos comprometemos a reparar cualquier defecto de este tipo o a sustituir el producto o cualquier parte del mismo sin coste adicional siempre y cuando se presente el comprobante de compra. Esto no implica una extensión del período de garantía. En caso de garantía, llame al Centro de Servicio Remington® de su región.

Esta garantía excede sus derechos legales estándar como consumidor. La garantía será válida en todos los países en los que nuestro producto haya sido vendido a través de un distribuidor autorizado.

Esta garantía no cubre daños en bombillas, ya que se trata de elementos consumibles. La garantía tampoco cubre ningún tipo de daño del producto debido a un accidente o uso incorrecto, modificación o utilización distinta a lo descrito en las instrucciones técnicas y/o de seguridad. Esta garantía no será válida si el producto ha sido desmontado o reparado por una persona no autorizada por nosotros.

Posventa
+34 902 10 45 17 (08:00h – 13.00h, lunes – viernes)
presat@presat.net

Información consumidor final
+34 932 070 166
informacion@eu.spectrumbrands.com





Che cos'è i-Light?

i-Light è un dispositivo di depilazione per uso domestico che sfrutta la tecnologia della Luce Pulsata Intensa (IPL). Questa è la stessa tecnologia usata per la rimozione dei peli superflui nei saloni di bellezza e nei centri professionali. Se usato correttamente può garantire una rimozione dei peli a lungo termine.

Che cos'è la Luce Pulsata Intensa (IPL) e come funziona l'i-Light?

i-Light funziona emettendo sulla pelle un impulso di luce estremamente breve e intenso. L'energia luminosa viene assorbita dalla melanina nel follicolo pilifero inibendo temporaneamente il meccanismo di rinascita del pelo e ritardandone la crescita.

I follicoli piliferi solitamente vivono tre fasi nel loro ciclo di crescita. Queste fasi sono:

Fase anagen (fase di crescita) – la fase di crescita attiva dei follicoli piliferi.

La concentrazione di melanina è al suo massimo livello poiché è responsabile della pigmentazione del pelo. Soltanto i peli nella fase anagen sono suscettibili al trattamento con IPL (fig. 2).

Fase catagen (fase di involuzione) - è un breve periodo di transizione, che segue la fase anagen e segnala la fine della crescita attiva del pelo. Dura solitamente 2-3 settimane (fig. 3).


Fase telogen (fase di riposo) – il follicolo pilifero è completamente a riposo in questa fase, che è la più lunga e dura circa 100 giorni. In questo periodo, i nuovi peli sostituiscono quelli vecchi, dando quindi di nuovo inizio al ciclo di crescita (fig. 4).

Cosa aspettarsi da i-Light

I nostri studi hanno mostrato una significativa riduzione nella crescita dei peli già dopo un solo trattamento. Tuttavia, risultati ottimali non si ottengono solitamente con una sola applicazione. Per ottenere il risultato migliore, ripetere il trattamento ogni qualvolta i peli iniziano a ricrescere. I risultati variano da persona a persona, tuttavia, la maggior parte delle persone dovrà sottoporsi a un nuovo trattamento ogni due settimane per tre sedute fino a raggiungere il risultato desiderato.

Alcuni giorni dopo il primo trattamento si può riscontrare una caduta dei peli.

I peli ricresciuti potrebbero risultare meno fitti, più fini e chiari rispetto ai peli originali. Questa ricrescita è perfettamente normale.





PRECAUZIONI IMPORTANTI

Prima di usare i-Light

**Accertarsi di avere letto tutte le avvertenze e le informazioni di sicurezza
Prima di iniziare verificare che i-Light sia adatto a voi.**

**Consultare la tabella del colore della pelle che si trova all'inizio del manuale per
determinare se questo dispositivo è adatto a voi.**

Tipo di pelle

- Vedere la tabella del colore della pelle a pagina 3.
- Non usare in caso di pelle naturalmente scura (fototipi Fitzpatrick V e VI) poiché potrebbe provocare ustioni, vesciche e cambiamenti del colore della pelle.
- Non utilizzare sulla pelle abbronzata o subito dopo essersi esposti al sole, in quanto il prodotto potrebbe causare ustioni o ferite alla pelle.
- i-Light non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondi o rossi.

Aree da non trattare

- Non usare sul viso o sul collo.
- Non usare su capezzoli, areole o genitali
- Non usare in caso di tatuaggi o trucco permanente nell'area da trattare.
- Non usare su macchie scure o nere quali nei, voglie o lentiggini.
- Non usare su aree recentemente sottoposte a chirurgia, peeling in profondità, laser resurfacing, cicatrici o pelle che è stata danneggiata da ustioni o scottature.

Controindicazioni all'uso/Quando evitare l'uso di i-Light

- Non usare durante la gravidanza o l'allattamento
- Non usare se vi siete sottoposti ad abbronzatura naturale o artificiale nelle ultime 4 settimane.
- Non usare su pelle secca o delicata dovuta all'uso di peeling chimici, peeling glicolici, alfa-idrossi-acidi (AHA)
- Non emettere più di un impulso di luce sulla stessa area poiché potrebbe causare irritazione.
- Non usare sulla stessa area della pelle più di una volta a settimana.
- Non usare per almeno 14 giorni in seguito a trattamento di microdermoabrasione.
- Non usare se vi state già sottoponendo a altri trattamenti per la rimozione permanente dei peli superflui.

- Non usare in caso di malattie della pelle quale tumore della pelle attivo, se avete avuto in passato un tumore della pelle o qualsiasi altro tumore localizzato nelle aree da trattare, o se avete lesioni precancerose o nevi atipici multipli nelle aree da trattare.
- Non usare in caso di epilessia fotosensibile.
- Non usare se soffrite di collagenopatia, di formazione di cicatrici cheloidi o di scarsa cicatrizzazione.
- Non usare se soffrite di disturbi vascolari quali vene varicose o ectasia vascolare nelle aree da trattare.
- Non usare in caso di pelle fotosensibile, soggetta a rash cutanei o a reazioni allergiche. Se state assumendo agenti o farmaci fotosensibilizzanti, consultare il bugiardino del farmaco. Non usare l'apparecchio in caso di reazioni fotoallergiche o fototossiche, o se dovete evitare di esporvi al sole durante l'assunzione di un farmaco.
- Non usare in caso di diabete, lupus eritematoide, porfiria o disturbi cardiaci congestivi.
- Non usare su aree della pelle attualmente sottoposte a trattamento o recentemente trattate con alfa-idrossi-acidi (AHA), beta-idrossi-acidi (BHA), isotretinoina topica e acido azelaico.
- Non usare se avete assunto isotretinoina per via orale tipo Accutane o Roaccutane negli ultimi sei mesi. Tale terapia infatti può rendere la pelle più suscettibile a esfoliazione, ferite e irritazioni.
- Non usare in caso di disturbi emorragici o di assunzione di farmaci anticoagulanti, incluso un massiccio ricorso all'aspirina tale da non avere un periodo di sospensione di una settimana prima di ogni trattamento.
- Non usare in caso di infezioni, eczema, bruciature, follicolite, lacerazioni aperte, abrasioni, tagli chirurgici, herpes simplex, ferite o lesioni e ematomi nelle aree da trattare.
- Non usare se soffrite di patologie immunosoppressive (incluso HIV o AIDS) o in caso di assunzione di farmaci immunosoppressori.
- Non usare durante l'assunzione di analgesici, che riducono la sensibilità al calore.
- Non usare in caso di applicazione di deodoranti a lunga durata, poiché la pelle potrebbe fare reazione.
- Non usare sopra o vicino a elementi artificiali quali impianti al silicone, impianti contraccettivi Implanon, pacemaker, accessi per iniezioni sottocutanee (dispenser di insulina) o piercing.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI BRUCIATURE, INFORTUNI DA ELETTRICITÀ, INCENDI O LESIONI PERSONALI:

Come per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono sotto tensione anche quando l'apparecchio è spento. Per ridurre il rischio di lesioni o decessi dovuti a elettrocuzione:

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica subito dopo l'uso.
- Non usare in prossimità dell'acqua.
- Non appoggiare o conservare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavandini.
- Non mettere o immergere nell'acqua o in altri liquidi.
- Non prendere in mano l'apparecchio qualora fosse caduto nell'acqua o in altro liquido. Scollegare immediatamente l'unità.
- Non prendere in mano l'apparecchio se è umido. Scollegare immediatamente l'unità.
- Scollegare l'unità prima di procedere alla sua pulizia.
- Mantenere l'apparecchio sempre asciutto.
- Se l'apparecchio è soggetto a bruschi passaggi di temperatura da ambiente molto freddo a ambiente molto caldo, attendere circa 2 ore prima del suo utilizzo.
- Un apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando collegato a una presa elettrica.
- La presa di alimentazione e il cavo elettrico non devono venire a contatto con superfici riscaldate.
- Accertarsi che la presa di alimentazione e il cavo elettrico non vengano a contatto con l'acqua.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica con mani umide.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo danneggiato. Per ottenere un cavo sostitutivo, rivolgersi a uno dei Centri Assistenza Remington®.
- Usare e conservare il prodotto a una temperatura compresa tra i 15°C e i 35°C.
- Durante le operazioni di pulizia o l'utilizzo in presenza di acqua, l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa di corrente.
- Utilizzare solo i componenti forniti con l'apparecchio.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le persone che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali, devono utilizzarlo adottando precauzioni aggiuntive e, possibilmente, dietro indicazioni o supervisione di un responsabile.

Legenda illustrazione dispositivo i-Light (pagina 3)

- | | |
|---|--|
| A Manipolo i-Light | K Ingresso corrente elettrica |
| B Pulsante di emissione flash | L Pulsante del livello di intensità |
| C Sensore di contatto con la pelle | M LED del livello di intensità |
| D Finestra di emissione flash | N Pulsante modalità di emissione flash |
| E Testina | O LED modalità di emissione flash |
| F Pulsante di rilascio della testina | P Indicatore stato lampadina |
| G Lampadina | Q Cavo di alimentazione |
| H Cavo elettrico del manipolo | R Panno per pulire finestra emissione flash |
| I Unità base i-Light | |
| J Interruttore di accensione | |

Conoscere meglio le caratteristiche del nuovo dispositivo i-Light.

Finestra di emissione flash (fig. 1-D)

La finestra di emissione flash è una finestrella in vetro dotata di filtro di protezione contro i raggi UV, che consente alle specifiche lunghezze d'onda della luce di passare dall'apparecchio alla vostra pelle e ai follicoli piliferi.

⚠ ATTENZIONE: Controllare sempre la finestra di emissione flash prima dell'uso per verificare che la lente non sia stata danneggiata.

⚠ ATTENZIONE: Pulire sempre la finestra di emissione flash prima dell'uso con il panno in dotazione per rimuovere eventuali residui o tracce di unto sulla lente.

Sensore di contatto con la pelle (fig. 1-C)

Il sensore di contatto con la pelle è un meccanismo di sicurezza che evita l'accidentale accensione del dispositivo. Per accendere il dispositivo, il sensore di contatto con la pelle deve essere tenuto premuto contro la pelle.

**Pulsante di emissione flash (fig. 1-B)**

Il pulsante di emissione flash si trova sul manipolo. Per attivare la lampadina di emissione flash, assicurarsi che il sensore di contatto con la pelle sia completamente premuto e spingere il pulsante di emissione flash.

Indicatore LED stato lampadina (fig. 1-P)

Il dispositivo è pronto a lampeggiare quando il LED dell'indicatore stato lampadina è di colore verde.

NOTA: Se il pulsante viene premuto e il sensore di contatto con la pelle non è completamente premuto oppure il LED stato lampadina non è illuminato, l'apparecchio emetterà un segnale acustico.

Quando il LED di stato della lampadina diventa giallo, rimangono a disposizione ancora 150 flash nella lampadina. Quando il LED di stato della lampadina lampeggia di colore giallo, la cartuccia della lampadina è terminata e smetterà di funzionare. Occorre sostituire la cartuccia della lampadina per continuare a utilizzare il dispositivo.

Pulsante di rilascio della testina (fig. 1-F)

Premere entrambi i pulsanti e sfilare delicatamente la testina.

⚠ ATTENZIONE: Verificare SEMPRE che l'unità sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato prima di rimuovere la testina. Se la testina viene rimossa mentre l'unità è ancora accesa, tutte le luci dell'indicatore nella base lampeggeranno ed emetteranno un segnale acustico.

Lampadina (fig. 1-G)

Ogni lampadina ha una durata di 1500 flash. Una volta esauriti tali flash, la lampadina deve essere sostituita.

Lampadina di ricambio modello: SP-IPL

Pulsante del livello di intensità (fig. 1-L)

Il dispositivo i-Light è dotato di 5 livelli di intensità. Il livello 1 è il più basso mentre il livello 5 è il più alto.

SUGGERIMENTO: per ottenere risultati ottimali, usare sempre il livello di intensità più elevato che la pelle riesce a sopportare. Per determinare il livello di intensità usato, osservare il numero di luci illuminate sul LED del livello di intensità.

Il vostro dispositivo i-Light viene automaticamente impostato al livello di intensità 1 ogni volta che viene acceso. Per cambiare livello, premere il pulsante del livello di intensità.

Pulsante modalità di emissione flash (fig. 1-N)

Il dispositivo i-Light è provvisto di 2 modalità di funzionamento: una modalità di flash singola e una modalità di flash multipla. Il vostro dispositivo i-Light viene automaticamente impostato alla modalità di flash singola ogni volta che viene acceso.

Modalità di flash singola: Il dispositivo i-Light lampeggerà una volta quando il pulsante di emissione flash viene premuto e il sensore di contatto aderisce perfettamente alla pelle.


Modalità di flash multipla per trattare rapidamente ampie zone, come le gambe, il torace o le braccia.

Modalità di flash multipla: Il dispositivo i-Light lampeggerà automaticamente ogni due secondi quando il pulsante di emissione flash viene premuto e il sensore di contatto aderisce perfettamente alla pelle.


Per attivare la modalità multipla, premere il relativo pulsante. Il LED della modalità di emissione flash multipla si illuminerà. Premere nuovamente per disattivare la modalità multipla e tornare alla modalità singola.

**Provare il dispositivo i-Light sulla vostra pelle (fig. 5)**


1. Leggere bene le avvertenze e misure di sicurezza
2. Conoscere accuratamente le caratteristiche del nuovo dispositivo i-Light.
3. Consultare la tabella del colore della pelle per accertarsi che il vostro colore rientri nelle tonalità accettabili.
4. Provare il dispositivo i-Light su una piccola area della pelle e aspettare 48 ore per accertarsi che non si verifichino reazioni avverse.

**T trattare l'area desiderata con il dispositivo i-Light****Preparare la vostra pelle per il trattamento**


1. Accertarsi che l'area da trattare sia pulita e libera da oli, deodoranti, profumi, cosmetici, lozioni e creme. Radersi i peli dall'area da trattare con un rasoio.
2. Non usare ceretta, epilatori, pinzette o prodotti di depilazione per rimuovere i peli poiché contrasterebbero il processo di IPL.

**Preparare il dispositivo per il trattamento**

3. Stendere il cavo del manipolo dalla base dell'i-Light e posizionarlo sulla base di supporto. Individuare l'interruttore di alimentazione sulla base dell'i-Light e assicurarsi che l'unità sia spenta. Collegare il cavo di alimentazione della base i-Light all'ingresso dell'alimentazione. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Accendere il dispositivo (fig. 6).
4. Selezionare il livello di intensità desiderato. Se si desidera attivare la modalità di flash multipla, azionare il LED della modalità di emissione flash multipla (fig. 7).

**T trattare l'area desiderata con il dispositivo i-Light -****Modalità di flash singola**

1. Posizionare il manipolo i-Light perfettamente sulla pelle in modo che la finestra del flash copra l'intera superficie da trattare (fig. 8).
2. Assicurarsi che il sensore di contatto con la pelle sia completamente premuto e che il LED dell'indicatore dello stato lampadina sia illuminato.
3. Premere il pulsante di flash per accendere il dispositivo (fig. 9).
4. Muovere il manipolo verso una nuova area di trattamento e ripetere le fasi 1-3 (fig. 10).

**T trattare l'area desiderata con il dispositivo i-Light -****Modalità di flash multipla**

1. Posizionare il manipolo i-Light perfettamente sulla pelle in modo che la finestra di flash copra l'intera superficie da trattare (fig. 8).
2. Assicurarsi che il sensore di contatto con la pelle sia completamente premuto e che il LED dell'indicatore dello stato lampadina sia illuminato.
3. Premere E TENERE PREMUTO il pulsante di flash per accendere il dispositivo in modalità flash multipla (fig. 9).
4. Subito dopo l'emissione del flash, spostare il manipolo in una nuova posizione. Dopo un breve lasso di tempo (circa 2 secondi) il dispositivo tornerà a lampeggiare (fig. 10).



NOTA: ■ Nella modalità di flash multipla, il sensore di contatto con la pelle e il pulsante di flash devono rimanere premuti. Se uno dei due si disattiva, il dispositivo non funzionerà. Per riprendere il trattamento, ripetere le fasi 1-4.

■ Nella modalità multipla, il LED dell'indicatore dello stato lampadina rimarrà illuminato mentre il sensore di contatto con la pelle e il pulsante di flash vengono premuti.





Suggerimenti per il trattamento

- Per ottenere risultati ottimali, evitate la sovrapposizione dei flash. Ciò consente di prevenire l'esposizione a più energia del necessario per eliminare la crescita dei peli superflui. Garantisce inoltre di usare al massimo la cartuccia della lampadina.
- Per ottenere risultati ottimali, usare sempre il livello di intensità più elevato che la pelle riesce a sopportare. Il livello ideale si identifica quando si avverte calore sulla pelle, senza tuttavia provare fastidio.
- Risultati ottimali non si ottengono solitamente con una sola applicazione. Per ottenere il risultato migliore, ripetere il trattamento ogni qualvolta i peli iniziano a ricrescere. I risultati variano da persona a persona, tuttavia, la maggior parte delle persone dovrà sottoporsi a un nuovo trattamento ogni due settimane per tre sedute fino a raggiungere il risultato desiderato.
- Le aree in presenza di ossa come gomiti, stinchi, e caviglie sono più sensibili durante il trattamento. Ciò è normale e non deve procurare allarme. Per evitare questa sensibilità, cercare di distendere la pelle lontano dalle zone ossute durante il trattamento.

Cure post-trattamento

- Dopo il trattamento, la pelle può essere leggermente arrossata oppure si può provare una leggera sensazione di calore. Questo fenomeno è normale e scomparirà presto. Per evitare di irritare la pelle dopo un trattamento, adottare le seguenti precauzioni:
- Evitare l'esposizione al sole per 24 ore in seguito al trattamento. Proteggere la pelle con un fattore di protezione 30 per 2 settimane dopo ogni trattamento.
 - In seguito al trattamento, mantenere l'area pulita e asciutta e bere molta acqua per garantire l'idratazione della pelle.
 - Toccare l'area trattata delicatamente
 - Non fare bagni caldi, docce o bagni turchi e saune per 24 ore in seguito al trattamento.
 - Non immergersi in acqua con cloro per 24 ore in seguito al trattamento.
 - Non fare sport di contatto per 24 ore in seguito al trattamento.
 - Non indossare abiti aderenti sopra le aree trattate.
 - Non prolungare l'esposizione ai raggi solari prendendo il sole, facendo lampade abbronzanti o usando autoabbronzanti per almeno 2 settimane in seguito all'ultimo trattamento.
 - Non depilarsi (mediante ceretta, pinzette o creme) durante il trattamento; è possibile rasarsi purché ciò non avvenga nelle 24 ore successive a ogni trattamento.

- Non usare creme schiarenti o prodotti profumati per 24 ore in seguito al trattamento.
- Non grattare o graffiare l'area trattata.
- Rivolgetevi al medico se un'eventuale irritazione cutanea non scompare entro 3 giorni.

⚠ ATTENZIONE: Questo apparecchio non è progettato per l'uso commerciale o professionale. Se l'apparecchio viene utilizzato per scopi commerciali o professionali, se viene utilizzato su aree del corpo diverse da quelle espressamente indicate per l'uso, la garanzia decade automaticamente e Remington declina ogni responsabilità per i danni causati.

Pulizia del vostro i-Light

⚠ ATTENZIONE: Prima di pulire il vostro dispositivo i-Light, accertarsi che sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dall'unità di base.

- Una regolare pulizia consente di ottenere risultati ottimali e una lunga durata del dispositivo i-Light. La superficie esterna dell'unità di base e il manopolo possono essere puliti con un panno leggermente inumidito.
- Per pulire la finestra del flash, usare soltanto il panno apposito in dotazione con il vostro dispositivo i-Light. Attenzione a non graffiare o scalfire la finestra del flash. Graffi e sbecature possono ridurre l'efficacia dell'unità.
- Per macchie ostinate, usare uno strofinaccio di cotone inumidito per applicare una piccola quantità di acqua sulla finestra di lampeggiamento e pulirla poi con il panno in dotazione.
- Utilizzare un piccolo aspiratore per rimuovere la polvere e i detriti dalle aperture di sfato del manopolo.

⚠ ATTENZIONE: Se la finestra del flash è crepata o rotta, l'unità non deve essere usata. Non graffiare mai il vetro del filtro o la superficie metallica all'interno del coperchio.



⚠ ATTENZIONE: L'i-Light è un dispositivo ad alta tensione. Non immergerlo nell'acqua. Non pulire mai l'unità o uno qualsiasi dei suoi componenti sotto l'acqua corrente o nella lavastoviglie.

Non usare agenti chimici pulenti a base di petrolio o infiammabili per evitare il rischio di incendi. Non usare tamponi smacchianti, agenti pulenti abrasivi o liquidi aggressivi quali benzina o acetone per pulire l'unità.

Manutenzione del vostro i-Light

⚠ ATTENZIONE: Prima di eseguire la manutenzione al vostro dispositivo i-Light, accertarsi che sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dall'unità di base.

Sostituzione della lampadina

1. Premere i pulsanti di rilascio della testina e sfilarla delicatamente.
2. Rimuovere delicatamente la vecchia cartuccia della lampadina.
3. Sostituirla con una nuova cartuccia. **Modello per la sostituzione: SP-IPL**

⚠ ATTENZIONE: Quando si sostituisce la cartuccia della lampadina, non toccarla direttamente, poiché si potrebbe lasciare residui di unto. Ciò potrebbe ridurre l'efficacia della lampadina o provocarne la rottura durante il trattamento.

4. Riposizionare la testina, accertandosi che ritorni correttamente in posizione.

Conservazione

- Spegnerne l'unità, scollegarla e lasciarla raffreddare per 10 minuti prima di riporla.
- Conservare l'unità in un posto asciutto a una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.

Risoluzione dei problemi

Fare sempre riferimento a queste istruzioni prima di utilizzare l'i-Light.

Consultare la presente guida di risoluzione dei problemi qualora necessario.

Questa sezione presenta le problematiche più comuni che si potrebbero avere durante l'utilizzo del dispositivo i-Light.

Se avete seguito le istruzioni riportate in questa sezione e continuate a avere problemi, contattate il Centro Assistenza Remington® oppure il numero verde 00 800 821 700 821 per ulteriori informazioni.

Ho acceso il dispositivo, ma non funziona.

- Accertarsi che l'unità sia collegata a una presa elettrica funzionante.
- Provate a cambiare presa.

L'unità sembra avere delle crepe o è rotta.

- Non usare se l'unità è danneggiata. Se avete dei dubbi circa l'utilizzo dell'unità, interrompere l'uso e contattate il Centro Assistenza Remington® oppure il numero verde 00 800 821 700 821 per ulteriori informazioni.

Ho acceso l'unità ma non riesco a aumentare o a diminuire il livello dell'intensità della luce pulsata.

- Provate a reimpostare l'unità spegnendola e aspettando alcuni secondi prima di accenderla nuovamente.

La luce del LED dell'indicatore di stato della lampadina è diventata verde ma l'unità non lampeggia quando il pulsante è premuto.

- Accertarsi che il sensore di contatto con la pelle sia totalmente a contatto con la zona da trattare.
- Provate a reimpostare l'unità spegnendola e aspettando alcuni secondi prima di accenderla nuovamente.

Si sente un odore strano.

- Accertarsi che l'area sia completamente rasata prima di procedere al trattamento.

Le aree trattate diventano rosse dopo il trattamento.

- Questo è normale e il rossore dovrebbe scomparire. In caso contrario, usate un'intensità di luce inferiore.

Non ho ottenuto un risultato ottimale o i peli hanno ripreso a crescere.

- I peli potrebbero ricrescere dopo le prime sedute del trattamento. Questo è perfettamente normale. Per ottenere risultati ottimali, ripetere il trattamento quando notate la ricrescita dei peli.

ATTENZIONE:

Se l'unità funziona in modalità multiflash per un lungo periodo di tempo, può capitare che si disabiliti automaticamente (per circa 40 secondi) per raffreddarsi. Appena l'unità avrà raggiunto la temperatura corretta sarà nuovamente pronta all'uso.



Stato LED & Audio

LED lampeggianti	Indicazioni
Tutti i LED selezionati stanno lampeggiando	L'unità si è surriscaldata e si disabilita momentaneamente per raffreddarsi.
I LED del livello di intensità sianno lampeggiando in sequenza	L'unità ha un malfunzionamento. Spegner l'apparecchio, attendere qualche minuto e riprovare. Se il problema persiste rivolgersi al numero verde per assistenza.
Tutti i LED lampeggiano accompagnati da avviso sonoro	L'estremità della manopola non è ben posizionata.
Avvisi sonori	Indicazioni
Manca il contatto completo	La manopola non è perfettamente aderente alla pelle mentre si è premuto il pulsante del flash.
Sostituire la lampadina	Manca la lampadina oppure è necessaria la sua sostituzione.
Sensore di contatto bloccato	Il pulsante flash è stato premuto senza aver staccato il sensore di contatto dalla pelle. Il sensore di contatto potrebbe non funzionar.

Domande frequenti (www.remington-ilight.com)

Q. Che cos'è i-Light? Che cos'è la Luce Pulsata Intensa (IPL)?

A. i-Light funziona emettendo sulla pelle un impulso di luce filtrata estremamente breve e intenso. La luce viene assorbita dai pigmenti colorati all'interno e in prossimità del pelo inibendo temporaneamente il follicolo, evitando così la ricrescita dei peli.

Q. Chi può usare i-Light?

A. i-Light può essere usato da uomini e da donne per rimuovere i peli superflui in qualsiasi parte al di sotto del collo. i-Light è stato progettato per le persone con una carnagione da chiara a media e peli scuri. Le tonalità sicure di pelle includono soltanto bianco, avorio, abbronzato, beige e marrone chiaro. I colori naturali sicuri dei peli includono nero, castano scuro e castano.

Q. Quali aree del mio corpo posso trattare con l'i-Light?

A. i-Light è stato progettato per essere usato nelle aree sotto il collo, incluse gambe, ascelle, inguine, braccia, petto e schiena.

Q. Cosa aspettarsi da i-Light

A. i-Light garantisce una rimozione dei peli sicura e efficace come quella professionale grazie alla tecnologia IPL.

Q. Quali sono i rischi di i-Light? È sicuro?

A. i-Light è sicuro da usare, ma come qualsiasi altro dispositivo elettronico è importante leggere e seguire il manuale di istruzioni.

Q. Ogni quanto posso usare i-Light?

A. Si deve usare i-Light ogni qualvolta si inizia a vedere la ricrescita dei peli.

Q. Quanto tempo durano i trattamenti?

A. La durata varia a seconda della dimensione dell'area da trattare, ma per una gamba intera ci vogliono circa 15 minuti.

Q. Quando si inizieranno a vedere i risultati?

A. I risultati non sono immediati. I peli possono a volte ricrescere dopo il trattamento ma molti di questi peli inizieranno a cadere dopo due settimane.

I peli crescono in un ciclo di 3 diverse fasi che durano 18-24 mesi. Soltanto i peli nella fase anagen sono suscettibili al trattamento, ecco perché sono necessari diversi trattamenti per ottenere risultati ottimali. I risultati appaiono solitamente dopo poche settimane dal primo trattamento. Un uso continuo, regolare, ogni 2 settimane per tre trattamenti, assicurerà buoni risultati entro 6 - 12 settimane (per le pelli scure potrebbe volerci più tempo).

Q. Perché i miei peli continuano a crescere nonostante i trattamenti?

A. I peli continuano a crescere fino a 2 settimane dopo il trattamento, momento in cui noterete che i peli inizieranno a cadere. Un altro motivo di crescita continua potrebbe essere che l'area non è stata raggiunta dalla luce durante il trattamento. Continuate a trattare l'area ogni volta che si nota una ricrescita.

Q. Perché non posso usare l'i-Light dopo una recente esposizione al sole?

A. L'esposizione ai raggi solari provoca degli elevati livelli di melanina e espone la pelle a un elevato rischio di scottature o vesciche in seguito al trattamento.

Q. Quali sono le controindicazioni nell'uso di i-Light?

A. Alcune condizioni possono limitare la vostra possibilità di usare l'unità. Leggere la sezione avvertenze e misure di sicurezza all'interno del manuale di istruzioni nella sua totalità prima di usare i-Light.

Q. Con quale frequenza devo sostituire la lampadina?

A. La lampadina va sostituita dopo 1500 flash. La luce del LED dell'indicatore di stato della lampadina sarà verde per i primi 1350 lampeggiamenti della cartuccia. Diventerà gialla per indicare che rimangono soltanto 150 flash. Quando la luce inizia a lampeggiare la cartuccia è esaurita e dovete sostituire la lampadina.

Modello di ricambio della lampadina: SP-IPL

**Q. Posso usare i-Light sul viso?**

A. No, i-Light non va usato sul viso o sul collo.

Q. Come posso curare le aree trattate in seguito al trattamento?

A. Evitare l'esposizione non protetta ai raggi solari delle aree trattate.

Q. Devo sospendere la normale attività dopo l'utilizzo di i-Light?

A. Non è necessario sospendere la normale attività in seguito al trattamento supponendo che non si manifestino complicazioni anormali. Si raccomanda di effettuare il trattamento prima di coricarsi in modo che ogni eventuale rossore sparisca durante la notte. Rivolgetevi al medico se un'eventuale irritazione cutanea non scompare entro 3 giorni.

Q. i-Light è pericoloso per la pelle dopo un utilizzo prolungato?

A. Non sono stati segnalati effetti collaterali o danni alla pelle in seguito a un utilizzo a lungo termine della luce pulsata intensa.

Q. Con quale frequenza posso usare i-Light?

A. Un intervallo di 2 settimane per il trattamento iniziale sembra essere efficace per la riduzione dei peli. Evitate di fare applicazioni multiple in una sessione poiché non migliorerà la sua efficacia ma aumenterà il rischio di irritazione della pelle.

Q. Posso usare i-Light se ho peli biondi, rossi, grigi o bianchi?

A. i-Light funziona meglio su peli scuri perché contengono più melanina, il pigmento che dà colore ai peli e alla pelle. La melanina è ciò che assorbe l'energia luminosa usata durante il trattamento con i-Light. I peli neri o castani scuri rispondono meglio al trattamento. Anche i peli castani o castani chiari rispondono bene, ma solitamente richiedono più trattamenti. I peli rossi potrebbero rispondere al trattamento. I peli bianchi, grigi o biondi solitamente non rispondono ai trattamenti con i-Light sebbene alcuni utilizzatori abbiano notato alcuni risultati dopo diversi trattamenti.

Q. Posso usare i-Light se ho una pelle naturalmente scura?

A. No, i-Light è stato creato per fare reazione con il pigmento scuro dei peli. Di conseguenza, le pelli marroni scure e nere possono assorbire troppa energia proveniente dal dispositivo (calore), danneggiando così la pelle. Non usare i-Light su pelli naturalmente scure perché contengono troppa melanina. Il trattamento con i-Light di peli scuri può provocare scottature, vesciche e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipo pigmentazione).

Consultare la tabella del colore della pelle a pagina 3 per determinare se potete usare i-Light.

Q. Necessito di una protezione per gli occhi durante l'uso di i-Light?

A. No, non è pericoloso per gli occhi a meno che la luce non venga direzionata verso il viso. i-Light è dotato di un sistema di sicurezza che previene il flash accidentale quando il dispositivo non è a contatto con la pelle. La piccola quantità di luce emessa durante il trattamento è simile a quella del flash di una macchina fotografia e non è dannosa per gli occhi, a meno che non sia direzionata verso il viso.

Q. Possono usare i-Light in gravidanza o durante l'allattamento?

A. No, i-Light non è stato testato su donne in stato di gravidanza, pertanto non ne raccomandiamo l'uso se siete incinta o allattate. I cambiamenti ormonali potrebbero aumentare la sensibilità e il rischio di danni alla pelle.

Tonalità di pelle applicabili, tabella dei fototipi – fototipi Fitzpatrick 1-4

Potete usare questa tabella dei fototipi per compiere un'auto-valutazione, assegnando un punteggio a ognuna delle domande risposte. Alla fine vi è una scala che fornisce un intervallo per ognuno dei sei fototipi. La scala contiene inoltre una spiegazione per ognuno dei fototipi. Potete quindi individuare rapidamente e facilmente il vostro fototipo.

Disposizione genetica

Punteggio	0	1	2	3	4
Qual è il colore dei vostri occhi?	Azzurri, grigi, verdi	Blu, grigi, verdi	Blu	Marroni scuri	Neri marroni
Qual è il colore naturale dei vostri capelli?	Biondo rosso	Biondi	Castano scuri	Marroni scuri	Neri
Qual è il colore della vostra pelle (aree non esposte)?	Rossastra	Molto pallida	Pallido con tonalità beige	Marrone chiara	Marroni scuri
Le aree non esposte sono caratterizzate da lentiggini?	Molte	Parecchie	Poche	Rare	Nessuna

Punteggio totale per la disposizione genetica: _____



Reazione all'esposizione al sole

Punteggio	0	1	2	3	4
Cosa vi succede quando state troppo al sole?	Rossore doloroso, bolle, spelatura	Bolle seguite da spelatura	Scottature a volte seguite da spelatura	Rare scottature	Nessuna scottatura
Qual è il vostro grado di abbronzatura?	Minimo o inesistente	Leggero colorito, abbronzatura	Ragionevole abbronzatura	Abbronzatura facile	Abbronzatura rapida
Vi abbronzate dopo alcune ore di esposizione al sole?	Mai	Raramente	A volte	Spesso	Sempre
Come reagisce il vostro viso al sole?	Molto sensibile	Sensibile	Normale	Molto resistente	Mai avuto problemi

Punteggio totale per calcolare la reazione all'esposizione al sole: ____

Abitudini di abbronzatura

Punteggio	0	1	2	3	4
Quand'è stata l'ultima volta che vi siete esposti al sole (o lampada abbronzante/crema abbronzante)?	Più di 3 mesi fa	2-3 mesi fa	1-2 mesi fa	Meno di un mese fa	Meno di 2 settimane fa
Avete esposto l'area da trattare ai raggi solari?	Mai	Quasi mai	A volte	Spesso	Sempre

Punteggio totale per le abitudini di abbronzatura: ____

Sommate i punteggi totali per ognuna delle tre sezioni per determinare il vostro fototipo.



Tipo di pelle cliente - fototipi Fitzpatrick

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
Oltre a 30	V-VI

Non usare i-Light

TIPO 1: molto sensibile, si brucia sempre, non si abbronzia mai.
Esempio: Capelli rossi con lentiggini

TIPO 2: molto sensibile al sole, si brucia facilmente, si abbronzia poco.
Esempio: Carnagione chiara, tipo caucasico dai capelli chiari

TIPO 3: pelle sensibile al sole, a volte si brucia, si abbronzia lentamente fino a raggiungere una leggera abbronzatura. Esempio: Caucasico più scuro

TIPO 4: poco sensibile al sole, poco soggetto alle scottature, si abbronzia sempre moderatamente. Esempio: Tipo mediterraneo caucasico, alcuni iberici

TIPO 5: pelle insensibile al sole, si brucia raramente, si abbronzia bene.
Esempio: Alcuni iberici, alcuni neri

TIPO 6: insensibile al sole, non si brucia mai, profondamente pigmentato.
Esempio: Neri più scuri



PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici alla fine della sua vita. Lo smaltimento può avvenire presso il Centro Assistenza Remington® o presso i siti di raccolta specializzati.



Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, visitate www.remington.it
www.remington-iiight.com



ASSISTENZA E GARANZIA

Questo prodotto è stato sottoposto ad accurati controlli di qualità ed è esente da difetti. Remington® garantisce l'apparecchio contro eventuali difetti di materiale o produzione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. In caso di difetto del prodotto durante il periodo di garanzia, Remington provvederà ad effettuare la riparazione o la sostituzione gratuita, completa o dei componenti non funzionanti su presentazione della prova di acquisto. Ciò non comporta alcun prolungamento del periodo di garanzia.

In caso l'apparecchio sia ancora coperto da garanzia, sarà sufficiente rivolgersi al centro di assistenza Remington® locale.

La presente garanzia viene offerta nel rispetto e a tutela dei diritti del consumatore. È da ritenersi valida solo in caso di acquisto del prodotto da un rivenditore autorizzato.

La presente garanzia non include la sostituzione delle lampadine che sono beni di consumo. Né potrà essere ritenuta valida in caso di incidenti, uso improprio o non corretto, modifiche sostanziali del prodotto o mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza e delle informazioni tecniche riportate. La garanzia verrà inoltre a decadere qualora l'apparecchio venga smontato o riparato da persone non esplicitamente autorizzate.

La garanzia decade se il consumatore dovesse compiere modifiche o lavori sul prodotto inerenti al suo funzionamento. Ogni modifica o lavorazione del prodotto va effettuata dal personale specializzato ed autorizzato Remington.

ATTENZIONE Questo apparecchio non è progettato per l'uso commerciale o professionale. Se l'apparecchio viene utilizzato per scopi commerciali o professionali, se viene utilizzato su aree del corpo diverse da quelle espressamente indicate per l'uso, la garanzia decade automaticamente e Remington declina ogni responsabilità per i danni causati.

Il manuale e le specifiche tecniche del prodotto possono subire variazioni senza alcun preavviso.

Hvad er i-Light?

i-Light er en enhed til brug i hjemmet, som du kan bruge til at fjerne kropsbehåring ved hjælp af teknologien Intense Pulsed Light (IPL). Den samme teknologi bruges i professionelle hårfjernelsessaloner og -klinikker. Hvis teknologien bruges korrekt, kan den reducere hårmængden i lang tid.

Hvad er Intense Pulse Light (IPL), og hvordan fungerer i-Light?

i-Light fungerer ved at sende en ekstremt kort, intens lysimpuls ind i huden.

Lysenergien absorberes af melaninet i hårfolliklen, hvilket midlertidigt sætter hårets vækstmekanisme ud af kraft og forsinker hårvæksten. Hårfollikler gennemgår typisk tre faser gennem hårets vækstcyklus. Disse faser er:

Den anagene fase (vækstfasen) – hårfolliklernes aktive vækstfase.

Her er koncentrationen af melanin størst, fordi den sørger for hårets pigmentering. Kun hår i den anagene fase er modtagelige over for behandling med IPL (fig. 2).

Den katagene fase (nedbrydningsfasen) – denne fase er en kort overgangsfase, som følger efter den anagene fase, og som signalerer afslutningen på hårets aktive vækst. Den varer typisk 2-3 uger (fig. 3).


Den telogene fase (hvilefasen) – hårfolliklen er helt i hvile i denne fase, som er den længste og varer i ca. 100 dage. I dette tidsrum skubber de nye hår de gamle ud, således at vækstcyklussen kan begynde igen (fig. 4).

Hvad kan du forvente af i-Light ?

Vores studier viser en betydelig hårreduktion efter kun en enkelt behandling. Men der opnås normalt ikke optimale resultater med kun én behandling. Du får de bedste resultater ved at gentage behandlingen, hver gang du bemærker, at håret begynder at gro igen. Resultaterne varierer fra person til person, men de fleste behandler områderne hver anden uge med tre behandlinger, indtil de opnår de ønskede resultater.

Få dage efter den første behandling vil du begynde at bemærke, at du taber hår.

Der vil forekomme hårvækst, som er mindre tæt, finere og med en lysere farve end det oprindelige hår. Det er helt normalt og forventeligt, at nogle hår gror ud igen.





⚠ VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Før du bruger i-Light:

Læs alle advarsler og sikkerhedsoplysninger
Kontrollér, om i-Light egner sig til dig, før du begynder.

Brug hudnuanceoversigten, som er vist på kartonen og forrest i denne vejledning for at finde ud af, om denne enhed egner sig for dig.

Hudtype

- Se hudfarveoversigten på side 3.
- Brug ikke enheden på naturligt mørk hud (Fitzpatrick type V og VI), da den her kan give forbrændinger, blærer og ændringer i hudfarven.
- Må ikke anvendes på solbrunet hud eller kort efter, at huden har været udsat for solen, da dette kan forårsage forbrændinger eller skader på huden.
- i-Light er effektiv på naturlig hvid, grå, blond eller rød kropsbeholdning.

Områder, der ikke bør behandles

- Brug ikke enheden i ansigtet eller på halsen.
- Brug ikke enheden på brystvorterne, areola eller kønsorganerne.
- Brug ikke enheden, hvis du har tatoveringer eller permanent makeup i det område, der skal behandles.
- Brug ikke enheden på mørkebrune eller sorte pletter som f.eks. skønhedspletter, modernærker eller fregner.
- Brug ikke enheden på områder, der for nyligt har været udsat for kirurgi eller for dybdepeeling, laserbehandling, ar eller hud, der er beskadiget af forbrænding eller skoldning.

Tilfælde, hvor du ikke må/bør undgå at bruge i-Light.

- Brug ikke enheden, hvis du er gravid eller ammer.
- Brug ikke enheden, hvis du har taget naturligt eller kunstigt solbad inden for de seneste fire uger.
- Brug ikke enheden på tør eller sart hud fremkaldt af kemisk peeling, glykol-peeling, alphahydroxysyrer (AHA'er).
- Blitz ikke mere end en gang på samme område, da dette kan fremkalde forbrændinger.
- Brug ikke enheden på samme hudområde mere end en gang om ugen.
- Brug ikke enheden i mindst 14 dage efter behandling med mikrodermabrasion.
- Brug ikke enheden, hvis du allerede får behandling, der skal give permanent hårfjernelse.

- Brug ikke enheden, hvis du har en hudsygdom som f.eks. hudkræft i det aktive stadium, hvis du tidligere har haft hudkræft eller enhver anden form for lokaliseret kræft i de områder, der skal behandles, eller hvis du har læsioner forud for kræftens opståen eller flere atypiske modernærker i de områder, der skal behandles.
- Brug ikke enheden, hvis du har epilepsi med overfølsomhed over for blitzlys.
- Brug ikke enheden, hvis du tidligere har haft en kollagensygdom, inklusive keloid ardannelse eller dårlig sårhelning.
- Brug ikke enheden, hvis du tidligere har haft en karsygdom, som f.eks. åreknuder eller vaskulær ekthasi i de områder, der skal behandles.
- Brug ikke enheden, hvis din hud er lysfølsom eller fremkalder udslett eller allergiske reaktioner. Hvis du tager fotosensibiliserende stoffer eller medikamenter, skal du læse medicinens indlægsseddel. Brug aldrig enheden, hvis den kan fremkalde fotoallergiske eller fototoksiske reaktioner, eller hvis du skal undgå sollys, mens du modtager medicinsk behandling.
- Brug ikke enheden, hvis du har diabetes, Lupus Erythematosus, porfyri eller hjerteinsufficiens.
- Brug ikke enheden på hudområder, som aktuelt behandles med eller for nyligt er blevet behandlet med alphahydroxysyrer (AHA'er), betahydroxysyrer (BHA'er), topisk isotretinoin og azelainsyre.
- Brug ikke enheden, hvis du oralt har indtaget isotretinoin i form af Accutane eller Roaccutan inden for de seneste seks måneder. Denne behandling kan gøre huden mere udsat for rifter, sår og irritation.
- Brug ikke enheden, hvis du har en hæmoragisk forstyrrelse eller tager antikoagulerende medicin, inklusiv kraftig brug af aspirin, på en måde, der ikke tillader en udrensningsperiode på mindst 1 uge før hver behandling.
- Brug ikke enheden, hvis du har infektioner, eksem, forbrændinger, betændte follikler, åbne lacerationer, hudafskrabninger, kirurgiske behandlinger, herpes simplex, sår eller læsioner og hæmatomer i de områder, der skal behandles.
- Brug ikke enheden, hvis du tidligere har haft en immunosuppressiv sygdom (inklusive HIV-infektion eller AIDS), eller hvis du modtager immunosuppressiv medicinsk behandling.
- Brug ikke enheden, hvis du tager smertestillende midler, der reducerer følsomheden over for varme.
- Brug ikke enheden, hvis du bruger langtidssvarende deodoranter. Dette kan medføre hudreaktioner.
- Brug ikke enheden over eller i nærheden af kunstige ting som f.eks. silikoneimplantater, svangerskabsforebyggende Implanon-implantater, pacemakere, subkutane injektionssporer (insulindispenser) eller piercing.



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER:

ADVARSEL - FØLGENDE BØR OVERHOLDES, FOR AT RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER PERSONSKADE REDUCERES:

Som med de fleste elektriske apparater er de elektriske dele elektrisk spændingsførende, selv når kontakten er slået fra. Sådan reducerer du risikoen for personskade eller død på grund af elektrisk stød:

- Træk altid enhedens stik ud af stikkontakten straks efter brug.
- Brug ikke enheden i nærheden af vand.
- Anbring eller opbevar ikke enheden et sted, hvor den kan falde ned eller blive trukket ned i et badekar eller en vask.
- Anbring eller tab ikke enheden ned i vand eller andre former for væske.
- Ræk ikke ud efter enheden, hvis den er faldet ned i vand eller andre former for væske. Afbryd straks strømmen til enheden.
- Ræk ikke ud efter enheden, hvis den er blevet våd. Afbryd straks strømmen til enheden.
- Afbryd strømmen til enheden, før du rengør den.
- Sørg for, at enheden altid er tør.
- Hvis du fjerner enheden fra meget kolde til meget varme omgivelser, skal du vente ca. to timer, før du bruger den.
- Apparatet bør aldrig efterlades uden opsyn, når stikket sidder i stikkontakten.
- Hold netstik og ledning væk fra varme overflader.
- Undgå, at netstik og ledning bliver våde.
- Stikket må ikke sættes i eller trækkes ud med våde hænder.
- Brug ikke produktet med en beskadiget ledning. Du kan få en ny på Remington®-servicecentret.
- Brug og opbevar produktet ved en temperatur på mellem 15°C og 35°C.
- Træk altid stikket ud før rengøring.
- Brug kun de dele, som leveres sammen med apparatet.
- Hold dette produkt uden for børns rækkevidde. Det kan føre til farlige situationer, hvis dette apparat bruges af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. De ansvarlige for disse menneskers sikkerhed bør give dem en udtrykkelig vejledning eller overvåge brugen af apparatet.

Forklaring til diagram over i-Light-enheden (side 3)

- | | |
|--|---|
| A i-Light-håndstykke | K Strømtilslutning |
| B Blitz-knap | L Knap til valg af styrkeniveau |
| C Hudkontaktføler | M Indikator for valg af styrkeniveau |
| D Blitz-rude | N Valg af blitz-tilstand |
| E Endestykke | O Indikator for valg af blitz-tilstand |
| F Udløserknapper til endestykke | P Indikator for pærestatus |
| G Lyspatron | Q El-ledning |
| H Ledning til håndstykke | R Fnugfri klud |
| I i-Light-basisenhed | |
| J Tænd/sluk-knap | |

Lær funktionerne i din nye i-Light-enhed at kende.

Blitz-rude (fig. 1-D)

Blitz-ruden er et glas med filter med indbygget UV-beskyttelse, der tillader lys med bestemte bølgelængder at passere fra håndstykket til din hud og dine hårfollikler.

⚠ ADVARSEL: Kontrollér altid blitz-ruden før brug for at sikre, at linsen ikke er beskadiget

⚠ ADVARSEL: Rengør altid blitz-ruden før brug med den medfølgende fnugfrie klud for at sikre, at der ikke er olie eller snavs på linsen.

Hudkontaktføler (fig. 1-C)

Hudkontaktføleren er en sikkerhedsmekanisme, der forhindrer utilsigtet aktivering af enheden. Hudkontaktføleren skal være trykket helt ind mod huden, før enheden kan aktiveres.

Blitz-knap (fig. 1-B)

Blitz-knappen sidder på håndstykket. Sørg for, at hudkontaktføleren er helt aktiveret, og tryk på blitz-knappen for at aktivere blitz-pæren.

**Indikator for pærestatus (fig. 1-P)**

Enheden er klar til at blitze, når indikatoren for pærestatus lyser grønt.

BEMÆRK: Hvis du trykker på blitz-knappen, OG hudkontaktføleren ikke er helt aktivret, ELLER indikatoren for pærestatus ikke lyser, høres der et "bip".

Når indikatoren for pærestatus lyser, er der 150 blitz-udladninger tilbage i blitz-pæren. Når indikatoren for pærestatus blinker gult, er pærepatronen opbrugt og fungerer ikke længere. Du skal udskifte pærepatronen for stadig at kunne bruge enheden.

Udløserknapper til endestykke (fig. 1-F)

Tryk på begge knapper, og træk forsigtigt endestykket af.

⚠ ADVARSEL: Sørg ALTID for, at enheden er SLUKKET, og at el-ledningen er afbrudt, før du fjerner endestykket. Hvis endestykket fjernes, mens enheden er TÆNDT, blinker alle indikatorlamper på basisenheden, og enheden "bipper".

Lyspatron (fig. 1-G)

Hver lyspatron har en levetid på 1.500 blitz-udladninger. Når alle blitz-udladninger er brugt, skal patronen udskiftes.

Udskiftningsmodel: SP-IPL

Valg af styrkeniveau (fig. 1-L)

i-Light-enheden har 5 styrkeniveauer. Niveau 1 er laveste indstilling, og niveau 5 er højeste indstilling.

TIP: Brug altid det højeste styrkeniveau, der ikke volder ubehag på huden, for at opnå det mest effektive resultat. Hold øje med antallet af lamper, der lyser på indikatoren for valg af styrkeniveau, for at se det anvendte styrkeniveau.

i-Light-enheden indstilles automatisk på styrkeniveau 1, hver gang enheden tændes. Tryk på knappen til valg af styrkeniveau for at ændre niveauet.

Valg af blitz-tilstand (fig. 1-N)

i-Light-enheden har to driftstilstande: Enkelt-blitz-tilstand og multi-blitz-tilstand. i-Light-enheden indstilles automatisk på enkelt-blitz-tilstand, hver gang enheden tændes.


Enkelt-blitz-tilstand: i-Light-enheden blitser én gang, når du trykker på blitz-knappen, OG hudkontaktføleren er aktiveret

Multi-blitz-tilstand: i-Light-enheden blitser hvert andet sekund, når du trykker på blitz-knappen, OG hudkontaktføleren er helt aktiveret.


Tryk på knappen til valg af multi-blitz-tilstand for at slå multi-blitz-tilstanden TIL. Indikatoren for valg af multi-blitz-tilstand tændes. Tryk igen for at slå multi-blitz-tilstanden FRA og gå tilbage til enkelt-blitz-tilstand.

Afprøv i-Light-enheden på din hud (fig. 5)


1. Gennemlæs advarsler og sikkerhedsregler
2. Lær funktionerne i i-Light-enheden at kende.
3. Se i hudnuanceoversigten for at sikre dig, at din hudfarve er inden for det acceptable område.
4. Afprøv i-Light-enheden på et lille område af huden, og vent 48 timer for at sikre dig, at der ikke opstår uønskede reaktioner.

**Behandl de(t) ønskede område(r) med i-Light-enheden****Forbered din hud til behandling**


1. Sørg for, at det område, der skal behandles, er rent og uden olie, deodorant, parfume, makeup, lotion og creme. Barber håret væk fra det område, der skal behandles.
2. Brug aldrig voks, epilering, pincet eller hårfjerningsprodukter til at fjerne håret, da de modvirker IPL-processen.

**Forbered enheden til behandling**

3. Rul ledningen til håndstykket af i-Light-basisenheden, og læg håndstykket i basisholderen. Find tænd/sluk-knappen på i-Light-basisenheden, og kontrollér, at enheden er slukket. Tilslut el-ledningen til strømtilslutningen på i-Light-basisenheden. Slut el-ledningen til en stikkontakt. Tænd på tænd/sluk-knappen (fig. 6).
4. Vælg det ønskede styrkeniveau. Hvis du ønsker multi-blitz-tilstand, skal du slå denne TIL ved hjælp af knappen til valg af blitz-tilstand (fig. 7).

**Behandl de(t) ønskede område(r) med i-Light-enheden – Enkelt-blitz-tilstand**

1. Hold i-Light-håndstykket ind mod din hud, således at blitz-ruden flugter med hudfladen (fig. 8).
2. Sørg for, at hudkontaktføleren er helt aktiveret, og at indikatoren for pærestatus lyser.
3. Tryk på blitz-knappen for at aktivere enheden (fig. 9).
4. Flyt håndstykket til et nyt behandlingsområde, og gentag trin 1-3 (fig. 10).


**Behandl de(t) ønskede område(r) med i-Light-enheden – Multi-blitz-tilstand**

1. Hold i-Light-håndstykket ind mod din hud, således at blitz-ruden flugter med hudfladen (fig. 8).
2. Sørg for, at hudkontaktføleren er helt aktiveret, og at indikatoren for pærestatus lyser.
3. Tryk på blitz-knappen, OG HOLD den nede for at aktivere enheden (fig. 9).
4. Før håndstykket til et nyt område, straks efter at enheden har blitset. Efter en kort pause (ca. 2 sekunder), blitz enheden igen (fig. 10).



BEMÆRK: ■ Under multi-blitz-tilstand skal hudkontaktføleren OG blitz-knappen hele tiden være trykket helt ind. Hvis en af dem ikke er trykket helt ind, fungerer enheden ikke. Genoptag behandlingen ved at gentage trin 1-4.

■ Under multi-blitz-tilstand bliver indikatoren for pærestatus ved med at lyse, mens hudkontaktføleren og blitz-knappen er trykket ind.

**Tips til behandling**

- Du opnår det bedste resultat ved at undgå overlappende blitz-udladninger. Dette hjælper med at undgå, at du bliver udsat for mere energi end nødvendigt til at undertrykke hår-



væksten. Det sikrer også, at du får maksimal udnyttelse af lyspatronen.

- Brug altid det højeste styrkeniveau, der ikke volder ubehag på huden, for at opnå det mest effektive resultat. Det niveau, du anvender, skal føles varmt på huden, men må aldrig volde ubehag.
- Der opnås normalt ikke optimale resultater med kun én behandling. Du får de bedste resultater ved at gentage behandlingen, hver gang du bemærker, at håret begynder at gro igen. Resultaterne varierer fra person til person, men de fleste behandler områderne hver anden uge med de første tre behandlinger, indtil de opnår de ønskede resultater.
- Du vil evt. kunne mærke, at områder med knogler, som f.eks. albuer, skinneben og ankler, er mere følsomme under behandlingen. Dette er normalt og bør ikke give anledning til bekymring. Prøv at strække huden væk fra området med knogler under behandlingen, så du undgår denne følsomhed.

Pleje efter behandling

Efter behandling kan du muligvis se en smule rødmen eller føle, at huden er varm. Det er normalt og forsvinder hurtigt. Træf følgende forholdsregler for at undgå, at din hud bliver irriteret efter en behandling:

- Undgå, at udsætte huden for sollys i 24 timer efter en behandling. Beskyt huden med solbeskyttelsesfaktor 30 i 2 uger efter hver behandling.
- Hold området rent og tørt, og drik rigeligt med vand for at bevare huden hydreret efter behandlingen.
- Udsæt ikke det behandlede område for hård behandling.
- Tag ikke varme bade eller brusebade, og brug ikke damprom eller saunaer i 24 timer efter behandlingen.
- Svøm ikke i 24 timer efter behandlingen.
- Dyrk ikke kontaktsport i 24 timer efter behandlingen.
- Brug ikke tætsiddende tøj over det behandlede område.
- Udsæt ikke dig selv for længere tids sollys som f.eks. solbadning, solarium eller selvbruner i mindst 2 uger efter den seneste behandling.
- Fjern ikke hår (voksning, plukning, fjernelse med tråd eller cremer) under behandlingen – barbering kan anvendes, så længe du undgår barbering i 24 timer efter hver behandling.
- Brug ikke blegecremer eller parfumerede produkter i 24 timer efter behandlingen.
- Krads eller pil ikke i det behandlede område.

Rengøring af i-Light-enheden

▲ FORSIGTIG: Før du rengør i-Light-enheden, skal du kontrollere, at tænd/sluk-knappen er slukket, og at el-ledningen er afbrudt fra basisenheden.

- Regelmæssig rengøring hjælper med at sikre optimale resultater, og at i-Light-enheden holder længe. Du kan tørre den udvendige flade på basisenheden og håndstykket af med en let fugtig klud.
- Brug kun den frugfrie klud, som følger med i-Light-enheden, til at rengøre blitz-ruden. Undgå at ridse eller slå skår af blitz-ruden. Ridser og skår kan reducere enhedens effektivitet.
- Brug en fugtig bomuldsvatpind til genstridige pletter ved at komme en lille mængde vand på blitz-ruden, og rengør derefter med den medfølgende frugfrie klud.
- Brug en lille håndholdt støvsuger til at fjerne støv og snavs fra ventilationsåbningerne i håndstykket.

▲ ADVARSEL: Hvis blitz-ruden er revnet eller itu, må enheden ikke anvendes. Rids aldrig filterglasset eller metaloverfladen inde i endestykket.

▲ FORSIGTIG: FORSIGTIG: i-Light er en enhed med højspænding. Enheden må aldrig nedsænkes i vand. Rengør aldrig enheden eller dele af den under hanen eller i opvaskemaskinen.

Brug aldrig oliebaseerede eller brandfarlige rengøringsmidler, da der i så fald er risiko for brand. Brug aldrig skuresvampe, skurende rengøringsmidler eller skrappe væsker som f.eks. olie eller acetone til at rengøre enheden.



Vedligeholdelse af i-Light-enheden

- ▲ **FORSIGTIG:** Før du vedligeholder i-Light-enheden, skal du kontrollere, at tænd/sluk-knappen er slukket, og at el-ledningen er afbrudt fra basisenheden.

Udskiftning af pæren

1. Tryk på udløserknapperne til endestykket, og træk forsigtigt endestykket af.
2. Træk forsigtigt den gamle pærepatron ud.
3. Udskift med en ny pærepatron. Udskiftningsmodel: SP-IPL

- ▲ **FORSIGTIG:** Når du udskifter pærepatronen, må du ikke berøre blitz-pærerne direkte, fordi du herved efterlader fedt og snavs. Hvis du gør det, reduceres pærenes effektivitet, og de kan revne under behandlingen.

4. Sæt endestykket på igen, og kontrollér, at det klikker på plads.

Opbevaring

- Sluk for enheden, afbryd el-ledningen, og lad enheden køle af i 10 minutter, før du lægger den til opbevaring.
- Opbevar enheden et tørt sted ved en temperatur mellem 15° C og 35° C.

Fejlfinding

Læs altid disse instruktioner helt igennem, før du bruger i-Light.

Læs denne fejlfindingsvejledning, hvis du oplever problemer med i-Light. I dette afsnit behandles de mest almindelige problemer, som du evt. vil kunne opleve med i-Light.

Hvis du har fulgt instruktionerne i dette afsnit og fortsat oplever problemer, bedes du kontakte Remington® servicecenter for at få yderligere hjælp.

Jeg tænder for tænd/sluk-knappen, men enheden fungerer ikke.

- Kontrollér, at enheden er sluttet til en stikkontakt, der fungerer.
- Prøv at skifte til en anden stikkontakt.

Enheden ser ud til at være revnet eller i stykker.

- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Hvis du er betænkelig ved at bruge enheden, må du ikke bruge den længere, men skal kontakte Remington® servicecenter for at få yderligere hjælp.

Jeg har tændt enheden, men jeg kan ikke øge eller reducere lysstyrken.

- Prøv at nulstille enheden ved at slukke den og vente nogle sekunder, før du tænder den igen.

Indikatoren for pærestatus lyser grønt, men enheden blitser ikke, når jeg trykker på knappen.

- Kontrollér, at hudkontaktføleren har fuld kontakt med huden.
- Prøv at nulstille enheden ved at slukke den og vente nogle sekunder, før du tænder den igen.

Der er en underlig lugt.

- Sorg for, at området er helt barberet før behandlingen.

De behandlede områder bliver røde efter behandlingen.

- Dette er normalt, og rødmen bør forsvinde. Hvis ikke, så prøv at bruge en lavere lysstyrke.

Jeg har ikke opnået et optimalt resultat, og håret er begyndt at gro ud igen.

- Håret kan begynde at gro ud igen efter den første behandling. Dette er helt normalt. Hvis du bemærker, at håret begynder at gro ud igen, skal du gentage behandlingen for at opnå et optimalt resultat.

BEMÆRK:

Hvis enheden bruges i et længere tidsrum, deaktiveres enheden muligvis midlertidigt automatisk (ca. 40 sekunder) for at køle af. Når enheden er kølet af, er den klar til brug igen.

Status-LED og -lyd

LED for styrke/blitz-tilstand	Indikation
Alle aktuelt aktiverede LED'er blinker	Enheden er overophedet og deaktiveres midlertidigt for at køle af.
LED'erne for lysstyrke blinker efter hinanden	Enheden har en funktionsfejl. Sluk for enheden, vent nogle få øjeblikke, og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, skal enheden returneres til reparation.
Alle LED'er blinker, og der høres advarselbip	Endestykket er fjernet eller sidder løst.



Hørbare toner	Indikation
Ikke fuld kontakt	Der er trykket på blitz-knappen, mens hudkontaktføleren ikke var helt aktiveret.
Udskift lyspatronen	Lyspatronen mangler eller skal udskiftes.
Kontaktfølerne sidder fast	Der er trykket på blitz-knappen, efter at kontaktføleren blev aktiveret efter enhedens opstart. Kontaktføleren sidder muligvis fast.

Ofte stillede spørgsmål (www.remington-ilight.com)

Spørgsmål: Hvad er i-Light? Hvad er Intense Pulse Light (IPL)?

Svar: IPL fungerer ved at sende en ekstremt kort, intens impuls af filtreret lys ind i huden. Lyset absorberes af de farvede pigmenter i og omkring håret og sætter midlertidigt hårfolliklens vækst ud af kraft, hvilket forhindrer håret i at gro ud igen.

Spørgsmål: Hvem kan bruge i-Light?

Svar: Både mænd og kvinder kan bruge i-Light til at fjerne uønsket hårvækst overalt ned for halsen. i-Light er konstrueret til personer med lyse til medium hudnuancer og mørkt hår. Sikre hudnuancer er kun hvid, elfenben, gyldenbrun, beige og lysebrun. Sikre naturlige hårfarver er sort, mørkebrun og mellebrun.

Spørgsmål: Hvilke områder af kroppen kan behandles med i-Light?

Svar: i-Light er konstrueret til brug på områder ned for halsen, heriblandt benene, under armene, bikinilinjén, på armene, brystet og ryggen.

Spørgsmål: Hvad kan jeg forvente af i-Light?

Svar: i-Light fjerner hår sikkert og effektivt med samme kvalitet som på professionelle saloner ved hjælp af IPL-teknologi.

Spørgsmål: Hvilke risici indebærer i-Light? Er det sikkert?

Svar: i-Light er sikker at bruge, men som med ethvert andet elektronisk apparat er det vigtigt, at du læser og følger betjeningsvejledningen.

Spørgsmål: Hvor ofte skal jeg bruge i-Light?

Svar: Du skal bruge i-Light, så snart du ser, at håret begynder at gro ud igen.

Spørgsmål: Hvor lang tid tager behandlingerne?

Svar: Tiden varierer afhængigt af det område, der behandles, men ét ben bør ikke tage længere end 15 minutter.

Spørgsmål: Hvornår begynder jeg at kunne se resultater?

Svar: Resultaterne kommer ikke med det samme. Håret ser nogle gange ud til at gro ud igen efter behandlingen, men mange af disse hår begynder at falde ud efter to uger. Hår gror i en cyklus med tre forskellige faser, der varer 18-24 måneder. Kun hår i den anagene fase er modtagelige for behandling. Derfor kræves der flere behandlinger for at opnå optimale resultater. Resultaterne kan normalt ses inden for nogle få uger efter den første behandling. Løbende regelmæssig brug hver uge (eller hver anden uge til tre behandlinger) giver gode resultater i løbet af 6 til 12 uger (mørkere hud kan tage længere tid).

Spørgsmål: Hvorfor gror mit hår på trods af behandlingerne?

Svar: Hår fortsætter med at gro i op til to uger efter behandlingen, hvorefter du vil se, at de begynder at falde ud. En anden årsag til den fortsatte vækst kan være, at du kom til at springe over dette område under behandlingen. Fortsæt med at behandle området, når du bemærker, at håret gror ud igen.

Spørgsmål: Hvorfor kan jeg ikke bruge i-Light lige efter, at jeg har været udsat for sollys?

Svar: Sollys skaber et højt melaninniveau og udsætter huden for større risiko for forbrænding eller blærer efter behandling.

Spørgsmål: Hvilke advarsler findes der mod at bruge i-Light?

Svar: Visse forhold kan begrænse dine muligheder for at bruge enheden. Læs afsnittet med advarsler og sikkerhedsregler i betjeningsvejledningen helt igennem, før du bruger i-Light.

Spørgsmål: Hvor ofte skal jeg udskifte pæren?

Svar: Pæren skal udskiftes efter 1.500 blitz-udladninger. Indikatoren for pærestatus lyser grønt under de første 1.350 blitz-udladninger i patronens levetid. Den skifter til gult lys for at angive, at der kun er 150 blitz-udladninger tilbage. Når indikatoren begynder at blinke, er patronen opbrugt, og du skal udskifte pæren. Udskiftningsmodel: SP-IPL.

Spørgsmål: Kan jeg bruge i-Light på mit ansigt?

Svar: Nej. Det anbefales, at du ikke bruger i-Light på ansigtet og på halsen.

Spørgsmål: Hvordan plejer jeg de behandlede områder efter behandlingen?

Svar: Undgå at udsætte de behandlede områder for sollys uden beskyttelse.

Spørgsmål: Skal jeg undlade normale aktiviteter efter at have brugt i-Light?

Svar: Der er ingen grund til at undlade normale aktiviteter efter behandlingen, medmindre der opstår usædvanlige komplikationer. Det anbefales, at du udfører behandlingen, før du går i seng, således at eventuel rødmen er forsvundet om morgenen.

**Spørgsmål: Er i-Light farlig for huden efter længere tids brug?**

Svar: Der er ikke rapporteret om bivirkninger eller hudskader efter længere tids brug af intense lysimpulser.

Spørgsmål: Hvor ofte skal jeg behandle med i-Light?

Svar: Et interval på to uger for den første behandling har vist sig at være det mest effektive til hårfjernelse. Du bør undgå at behandle det samme område flere gange under en behandling, da det ikke forbedrer effektiviteten, men øger risikoen for irritation af huden.

Spørgsmål: Kan jeg bruge i-Light, hvis jeg har blondt, rødt, gråt eller hvidt hår?

Svar: i-Light virker bedst på mørke hårtypen, fordi de indeholder mere melanin, som er det pigment, der giver håret og huden dets farve. Melanin er det, der absorberer den anvendte lysenergi under i-Light-behandling. Sort og mørkebrunt hår reagerer bedst. Brunt og lysebrunt hår reagerer også, men kræver typisk flere behandlinger. Røde hår kan vise en vis reaktion. Hvide, grå eller blonde hår reagerer normalt ikke på i-Light-behandlinger, selvom nogle brugere har bemærket resultater efter flere behandlinger.

Spørgsmål: Kan jeg bruge i-Light, hvis jeg har naturlig mørk hud?

Svar: Nej, i-Light er konstrueret til at reagere med hårets mørke pigment. Derfor kan mørkebrun og sort hud absorbere for meget af enhedens energi (varme), hvilket kan medføre hudskader. Brug ikke i-Light på naturlig mørk hud, da den indeholder for meget melanin. Behandling af mørk hud med i-Light kan medføre forbrændinger, blærer og ændringer i hudfarven (hyper- eller hypo-pigmentering). Gennemse hudfarveoversigten på side 3 for at finde ud af, om du kan bruge i-Light.

Spørgsmål: Skal jeg beskytte øjnene, når jeg bruger i-Light?

Svar: Nej, den skader ikke øjnene, medmindre den rettes mod ansigtet. i-Light har et sikkerhedssystem, der forhindrer utilsigtede blitz-udladninger, når enheden ikke er i kontakt med huden. Den lille mængde lys, som udsendes under behandlingen, svarer til mængden fra en kamerablitz og er ikke skadelig for øjnene, medmindre den rettes mod ansigtet.

Spørgsmål: Kan jeg bruge i-Light, hvis jeg er gravid eller ammer?

Svar: Nej, i-Light er ikke afprøvet på gravide kvinder. Derfor anbefaler vi, at du ikke bruger i-Light, hvis du er gravid eller ammer. Hormonelle ændringer kan øge følsomheden og risikoen for hudskader.

Egnede hudnuancer, hudnuanceskema – Fitzpatrick-hudtyper 1 - 4

Du kan bruge dette hudtypeskema til at bedømme dig selv ved at lægge pointene fra hvert af de besvarede spørgsmål sammen. Til sidst er der en skala, som angiver et interval for hver af de seks hudtypekategorier. Efter skalaen er der en forklaring af hver af hudtyperne. Du kan hurtigt og enkelt finde ud af, hvilken hudtype du har.

Arvelige forhold

Point	0	1	2	3	4
Hvilken øjenfarve har du?	Lyseblå, grå, grøn	Blå, grå eller grøn	Blå	Mørkebrun	Sortbrun
Hvad er din naturlige hårfarve?	Rødblond	Blond	Kastanjebrun, mørkeblond	Mørkebrun	Sort
Hvilken hudfarve har du (normalt tildækkede områder)?	Rødlig	Meget lys	Lys med beige nuance	Lysebrun	Mørkebrun
Har du fregner på normalt tildækkede områder?	Mange	Flere	Få	Af og til	Ingen

Samlet pointtal for arvelige forhold: ____



Reaktion på ophold i solen

Point	0	1	2	3	4
Hvad sker der, hvis du bliver for længe i solen?	Smertende rødmen, blærer, afskalning	Blærer efterfulgt af afskalning	Nogle gange solskoldning efterfulgt af afskalning	Sjældne solskoldninger	Har aldrig været solskoldet
Hvor brun bliver du?	Næsten ikke eller slet ikke	Lys brunning	Mellembrun	Bliver hurtigt brun	Bliver hurtigt mørkebrun
Bliver du brun efter flere timer i solen?	Aldrig	Sjældent	Sommetider	Ofte	Altid
Hvordan reagerer dit ansigt på sollys?	Meget følsom	Følsom	Normal	Meget modstandsdygtig	Har aldrig haft problemer

Samlet pointtal for reaktion på ophold i solen: _____

Solbadningsvaner

Point	0	1	2	3	4
Hvornår udsatte du sidst din krop for sollys (eller solarium/selvbruner)?	Mere end tre måneder siden	For 2-3 måneder siden	For 1-2 måneder siden	For mindre end en måned siden	For mindre end to uger siden
Har du udsat det område, som skal behandles, for sollys?	Aldrig	Næsten aldrig	Sommetider	Ofte	Altid

Samlet pointtal for solbadningsvaner: _____

Læg pointtallene sammen for hvert af de tre afsnit for at få dit hudtype-pointtal.



Hudtype-pointtal – Fitzpatrick-hudtype

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
over 30	V-VI

Brug ikke i-Light

TYPE 1: Meget følsom, bliver altid solskoldet, bliver aldrig brun.
Eksempel: Rødt hår med fregner

TYPE 2: Meget følsom over for solen, bliver let solskoldet, bliver kun lidt brun.
Eksempel: Lyshudede, lyshårede europæere

TYPE 3: Følsom over for solen, bliver nogle gange solskoldet, bliver langsomt lysebrun.
Eksempel: Mørke europæere

TYPE 4: Minimal følsomhed over for solen, får minimale solskoldninger, bliver altid moderat brun. Eksempel: Middelhavseuropæere, visse latinamerikanske typer

TYPE 5: Ufølsom over for solen, bliver sjældent solskoldet, opnår god solbruning.
Eksempel: Visse latinamerikanske typer, visse sorte personer

TYPE 6: Ufølsom over for solen, bliver aldrig solskoldet, dybt pigmenteret.
Eksempel: Mørke sorte personer



BESKYT MILJØET:

Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffaldet, når det er slidt op. Produktet kan bortskaffes via Remington® servicecentret eller på genbrugsstationer.



Yderligere oplysninger om genbrug finder du på adresserne

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



SERVICE OG GARANTI

Dette produkt er kontrolleret og er fri for defekter. Vi yder garanti på dette produkt mod alle defekter, som skyldes materiale- og forarbejdningsfejl i hele garantiperioden regnet fra forbrugers oprindelige købsdato. Hvis produktet skulle gå i stykker inden for garantiperioden, reparerer vi enhver sådan fejl eller vælger at udskifte produktet eller dele af produktet uden beregning, forudsat at der foreligger et købsbevis. Dette indebærer ikke en forlængelse af garantiperioden.

Ring til dit nærmeste Remington®-servicecenter, hvis der opstår et garantitilfælde. Denne garanti er en ekstra service oven i dine almindelige lovfæstede rettigheder. Garantien gælder i alle lande, hvor vores produkt er solgt af en autoriseret forhandler.

Denne garanti omfatter ikke pærer til udskiftning, som er forbrugsdele. Garantien omfatter ikke skader på produktet, som skyldes uheld eller forkert brug, misbrug, ændringer på produktet eller brug i modstrid med de tekniske og/eller sikkerhedsmæssige forskrifter. Denne garanti gælder ikke, hvis produktet er blevet skilt ad eller repareret af en person, som ikke er autoriseret af os.



Vad är i-Light?

i-Light är en apparat för användning i hemmet för borttagning av kroppsbe håring med hjälp av tekniken Intense Pulsed Light (IPL). Det är samma teknik som används i professionella hårborttagningsalonger och -kliniker. Om den används på rätt sätt kan den ge långvarig hårminskning.

Vad är Intense Pulse Light (IPL) och hur fungerar i-Light?

i-Light riktar extremt korta, intensiva ljusimpulser mot huden. Ljusenergin absorberas av melanin i hårsäcken, vilket temporärt sätter hårets växtmekanism ur stånd och fördröjer hårväxt.

Hårsäckar går vanligtvis igenom tre faser under hårets växtcykel. Dessa faser är:

Anagen fas (växtfas) – hårsäckarnas aktiva växtfas.

Melaninkoncentrationen är som högst eftersom den ansvarar för hårets pigmentering. Endast hårstrån i den anagena fasen är mottagliga för behandling med IPL (fig. 2).

Katagen fas (nedbrytningsfas) – detta är ett kort övergångssteg som kommer efter den anagena fasen och signalerar slutet på den aktiva hårväxten. Den pågår vanligtvis 2-3 veckor (fig. 3).


Telogen fas (vilofas) – hårsäcken är helt i viloläge under denna fas, som är den längsta fasen och varar ungefär 100 dagar. Under denna tid knuffar nya hårstrån ut gamla hårstrån, vilket gör att växtcykeln kan börja om på nytt (fig. 4).

Vad man kan förvänta sig av i-Light

Våra studier har visat signifikant hårminskning efter endast en enskild behandling. Emellertid får man vanligtvis inte optimala resultat efter en enskild behandling. För bästa resultat ska du upprepa behandlingen närhelst du upptäcker att hår börjar växa igen. Resultaten varierar för varje individ, men de flesta återbehandlar områden varannan vecka, sammanlagt tre behandlingar, tills man har uppnått önskat resultat.

Ett par dagar efter den första behandlingen kan du märka att hår har fallit bort.

Viss hårväxt förekommer som är mindre tät, finare och har ljusare färg än originalhåret. Denna återväxt är helt normal och förväntad.





VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Innan du börjar använda i-Light:

Se till att du har läst alla varningar och säkerhetsinformationen innan du börjar ska du kontrollera om i-Light passar för dig.

Använd hudfärgstabellen, som du hittar på förpackningen och på framsidan av denna manual, för att fastställa om denna apparat är rätt för dig.

Hudtyp

- Se hudfärgstabell på sidan 3.
- Använd inte på naturligt mörk hud (Fitzpatrick typ V och VI) eftersom det kan resultera i sveda, blåsor och förändring av hudfärgen.
- Använd inte på solbränd hud eller hud som nyligen exponerats för solljus eftersom det kan orsaka sveda eller hudskador.
- i-Light är inte effektiv på naturligt vit, grå, blond eller röd kroppsbehandling.

Områden som inte ska behandlas

- Använd inte på ansiktet eller halsen.
- Använd inte på bröstvårter, värtgård eller könsorgan.
- Använd inte om du har tatueringar eller permanent makeup på området som ska behandlas.
- Använd inte på mörkbruna eller svarta fläckar som hudfläckar, födelsemärken eller fräcknar.
- Använd inte på områden som nyligen opererats, utsatts för djup peeling eller laserbehandling, ärr eller hud som har brännskadats eller skällats.

När ska man inte använda/undvika att använda i-Light.

- Använd inte om du är gravid eller ammar.
- Använd inte om du har exponerats för solljus eller konstgjord solbränna inom de senaste 4 veckorna.
- Använd inte på hud som är torr eller känslig på grund av användning av kemisk peeling, glykol-peeling, alfa-hydroxysyror (AHA).
- Avge inte ljuspulser mer än en gång på samma område eftersom det kan orsaka sveda.
- Använd inte på samma område av din hud mer än en gång i veckan.
- Använd inte på åtminstone 14 dagar efter microdermabrasionsbehandling.

- Använd inte om du redan genomgår behandlingar för permanent hårborttagning.
- Använd inte om du har en hudsjukdom som aktiv hudcancer, om du har haft hudcancer eller annan begränsad cancer på områdena som ska behandlas, eller om du har cancerförstadium eller flera avvikande hudfläckar på området som ska behandlas.
- Använd inte om du har epilepsi med känslighet mot blinkande ljus.
- Använd inte om du har haft kollagena störningar, inklusive keloid ärrformering eller dålig sår läkning.
- Använd inte om du har haft kärlproblem, som förekomst av åderbräck eller kärlutvidgning i områdena som ska behandlas.
- Använd inte om din hud är känslig mot ljus och orsakar utslag eller en allergisk reaktion. Om du tar fotosensibiliserande medel eller mediciner ska du kontrollera informationsbladet i medicinens förpackning. Använd aldrig enheten om den kan orsaka fotoallergiska reaktioner eller fototoxiska reaktioner eller om du bör undvika sol under tiden du tar en medicin.
- Använd inte om du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller hjärtsvikt.
- Använd inte på områden av din hud som för närvarande behandlas med eller nyligen har behandlats med alfa-hydroxysyror (AHA), beta-hydroxysyror (BHA), topisk isotretinoin eller azelainsyra.
- Använd inte om du har tagit oral isotretinoin accutane eller roaccutane under de senaste sex månaderna. Den här behandlingen kan göra huden mer känslig mot tårar, sår och irritation.
- Använd inte om du har någon blödningsjukdom eller tar antikoagulantia, inklusive stor användning av aspirin, på ett sätt som inte tillåter en minst 1 vecka lång spolningsperiod innan varje behandling.
- Använd inte om du har infektioner, eksem, brännskador, inflammerade hårsäckar, öppna sår, skavsår, operationer, herpes simplex, sår eller skador och blåmärken på områdena som ska behandlas.
- Använd inte om du har/har haft immunsuppressiv sjukdom (inklusive HIV-infektion eller AIDS) eller om du tar immunsuppressiv medicin.
- Använd inte när du tar smärtstillande medel som minskar känsligheten mot värme.
- Använd inte om du använder långvariga deodoranter. Det kan resultera i hudreaktioner.
- Använd inte över eller nära något artificiellt, som silikonimplantat, Implanon preventivimplantat (p-stav), pacemaker, subkutan injektionsport (insulin-dispenser) eller piercing.



VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELEKTRISK STÖT, BRAND ELLER PERSONSKADOR:

Som med de flesta elektriska apparater är elektriska delar strömförande även när den är avstängd. För att minska risken för skada eller dödsfall på grund av elstöt:

- Koppla alltid från enheten från eluttaget omedelbart efter användning.
- Använd ej nära vatten.
- Förvara eller lagra inte denna apparat där den kan falla ned eller dras ned i ett badkar eller tvättfat.
- Lägg eller släpp den inte i vatten eller annan vätska.
- Ta inte tag i enheten om den har fallit ned i vatten eller annan vätska. Koppla från enheten omedelbart.
- Ta inte tag i enheten om den har blivit våt. Koppla från enheten omedelbart.
- Koppla från enheten innan du rengör den.
- Se till att enheten alltid är torr.
- Om du flyttar enheten från en mycket kall till en mycket varm miljö ska du vänta ca. 2 timmar innan du använder den.
- Apparaten ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad i ett eluttag.
- Håll kontakten och sladden undan från heta ytor.
- Se till att kontakten och sladden inte blir våta.
- Dra ej ur kontakten med våta händer.
- Använd ej produkten om sladden är skadad. Den kan bytas ut hos våra Remington® Service Center.
- Använd och förvara produkten vid en temperatur mellan 15°C och 35°C.
- Dra alltid ut sladden från eluttaget vid rengöring eller vid användning under rinnande vatten.
- Använd endast de tillbehör som levererades med apparaten.
- Förvara denna produkt oåtkomlig för barn. Personer med nedsatt rörlighet, känsel eller mental kapacitet bör ej använda produkten, då detta kan orsaka olyckor. Personer som ansvarar för dessa människors säkerhet bör ge noggranna instruktioner eller övervaka användandet av produkten.

i-Light Referensdiagram över enheten (sidan 3)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A i-Light handstycke | J Strömbrytare |
| B Ljusimpulsknapp | K Strömringång |
| C Hudkontaktsensor | L Valknapp för intensitetsnivå |
| D Ljusimpulsfönster | M Display för val av intensitetsnivå |
| E Noskon | N Val av ljusimpulsäge |
| F Noskonens frigöringsknappar | O Display för val av ljusimpulsäge |
| G Ljuspatron | P Display för indikering av lampstatus |
| H Handstyckets sladd | Q Strömsladd |
| I i-Light basenhet | R Luddfri duk |

Bekanta dig med din nya i-Light-apparats funktioner.

Ljusimpulsfönster (fig. 1-D)

Ljusimpulsfönstret är ett filtrerat glasfönster med inbyggt UV-skydd som tillåter specifika våglängder av ljus att passera från handstycket till din hud och dina hårsäckar.

⚠ VARNING: Inspektera alltid ljusimpulsfönstret innan användning för att säkerställa att linsen inte är skadad.

⚠ VARNING: Rengör alltid ljusimpulsfönstret innan användning med den medföljande luddfria duken för att säkerställa att det inte finns något fett eller skräp på linsen.

Hudkontaktsensor (fig. 1-C)

Hudkontaktsensorn är en säkerhetsmekanism som förhindrar att apparaten aktiveras oavsiktligt. För att apparaten ska aktiveras måste hudkontaktsensorn vara helt tryckt mot huden.

**Ljusimpulsknapp (fig. 1-B)**

Ljusimpulsknappen är placerad på handstycket. För att aktivera lampan ska du se till att hela hudkontaktsensorn har kontakt med huden och tryck därefter på ljusimpulsknappen.

Display för indikering av lampstatus (fig. 1-P)

Apparaten är redo att avge ljusimpulser när displayen för indikering av lampstatus lyser grönt.

NOTERA: Om ljusimpulsknappen är intryckt OCH inte hela hudkontaktsensorn är i kontakt med huden ELLER displayen för indikering av lampstatus inte lyser hörs ett "pip".

När displayen för indikering av lampstatus lyser gult finns det 150 ljusimpulser kvar i lampan. När displayen för indikering av lampstatus blinkar gult är lampatronen förbrukad och fungerar inte längre. Du måste byta ut lampatronen för att kunna fortsätta använda apparaten.

Noskonens frigöringsknappar (fig. 1-F)

Tryck på båda knapparna och dra försiktigt loss noskonen.

⚠ VARNING: Se ALLTID till att enheten är AVSTÄNGD och att strömledaren är fränkopplad innan du tar bort noskonen. Om noskonen tas bort när enheten är PÅSLAGEN blinkar alla indikeringslampor på basenheten och det hörs ett "pip".

Ljuspatron (fig. 1-G)

Varje ljuspatron har en livslängd på 1 500 ljusimpulser. När alla ljusimpulser har förbrukats måste man byta ut patronen.

Utbytesmodell: SP-IPL

Val av intensitetsnivå (fig. 1-L)

i-Light-apparaten är utrustad med 5 intensitetsnivåer. Nivå 1 är den lägsta inställningen och nivå 5 är den högsta inställningen.

TIPS: För mest effektiva resultat ska man alltid använda den högsta intensitetsnivån som inte orsakar obehag på huden. För att fastställa intensitetsnivån som ska användas observerar man antalet lampor som lyser på displayen för val av intensitetsnivå.

Din i-Light-apparat ställs automatiskt till intensitetsnivå 1 varje gång apparaten slås PÅ. För att ändra nivån trycker man på valknappen för intensitetsnivå.

Val av ljusimpulsläge (fig. 1-N)

i-Light-apparaten är utrustad med två driftlägen: Enkelljusläge och flerjussläge. Din i-Light-apparat ställs automatiskt till enkelljusläge varje gång apparaten slås PÅ.


Enkelljusläge: i-Light-apparaten avger en ljusimpuls när man trycker på ljusimpulsknappen OCH hudkontaktsensorn är i kontakt med huden.

Flerjussläge: i-Light-apparaten avger en ljusimpuls varannan sekund när ljusimpulsknappen är intryckt OCH hela hudkontaktsensorn är i kontakt med huden.


För att slå PÅ flerjussläget trycker man på valknappen för flerjussläge. Displayen för val av flerjussläge lyser. Tryck igen för att stänga AV flerjussläge och gå tillbaka till enkelljusläge.

**Testa i-Light-apparaten på din hud (fig. 5)**


1. Läs igenom varningarna och säkerhetsåtgärderna.
2. Bekanta dig med i-Light-apparatens funktioner.
3. Rådfråga hudfärgstabellen för att säkerställa att din hudfärg är inom det godtagbara intervallet.
4. Test i-Light-apparaten på en liten bit av huden och vänta 48 timmar för att säkerställa att det inte uppkommer några skadliga reaktioner.

**Behandla önskade områden med i-Light-apparaten****Förbered din hud för behandlingen**


1. Se till att området som ska behandlas är rent och fritt från oljor, deodoranter, parfym, makeup, lotioner och krämer. Raka av håret från området som ska behandlas.
2. Använd aldrig vax, epilering, pincett eller hårborttagningsprodukter för att ta bort håret eftersom de motverkar IPS-processen.

**Förbered apparaten för behandling**


3. Veckla upp handstyckets sladd från i-Light-basen och lägg handstycket i basklykan. Leta reda på strömbrytaren på i-Light-basen och säkerställ att enheten är AVSTÄNGD. Anslut strömsladden till i-Light-basen i strömingången. Anslut strömsladden till vägguttaget. Slå PÅ strömbrytaren (fig 6).
4. Välj önskad intensitetsnivå. Om flerjulsåget önskas slår man PÅ det med hjälp av valknappen för flerjulsåge (fig. 7).

**Behandla önskade områden med i-Light-apparaten – Enkelljusläge**

1. Placera i-Light-handstycket mot din hud så att ljusimpulsfönstret är jämnt mot hudens yta (fig. 8).
2. Se till att hela hudkontaktsensorn är i kontakt med huden och displayen för indikering av lampstatus lyser.
3. Tryck på ljusimpulsknappen för att aktivera apparaten (fig. 9).
4. Förflytta handstycket till ett nytt behandlingsområde och upprepa steg 1-3 (fig. 10).

**Behandla önskade områden med i-Light-apparaten – Flerjulsåge**

1. Placera i-Light-handstycket mot din hud så att ljusimpulsfönstret är jämnt mot hudens yta (fig. 8).
2. Se till att hela hudkontaktsensorn är i kontakt med huden och att displayen för indikering av lampstatus lyser.
3. Tryck OCH HÅLL NER ljusimpulsknappen för att aktivera apparaten (fig. 9).
4. Förflytta handstycket till ett nytt ställe omedelbart efter apparaten har avgett en ljusimpuls. Efter en kort fördröjning (ungefär 2 sekunder) avger apparaten en ljusimpuls igen (fig. 10).



NOTERA: ■ I flerjulsåget måste hudkontaktsensorn OCH ljusimpulsknappen vara helt nedtryckta. Om någon av dem släpps fungerar inte apparaten. För att återuppta behandlingen, upprepa steg 1-4.

■ I flerjulsåget fortsätter displayen för indikering av lampstatus att lysa när hudkontaktsensorn och ljusimpulsknappen är aktiverade.



Behandlingstips

- För bästa resultat ska man undvika överlappande ljusimpulser. Det hjälper till att förhindra att man utsätts för mer energi än nödvändigt för att motverka hårväxt. Det garanterar även att du får ut maximal användning av ljuspatronen.
- För mest effektiva resultat ska man alltid använda den högsta intensitetsnivån som inte orsakar obehag på huden. Nivån du använder ska kännas varm på din hud men får aldrig framkalla obehag.
- Man får vanligtvis inte optimala resultat efter en enskild behandling. För bästa resultat ska du upprepa behandlingen närhelst du upptäcker att hår börjar växa igen. Resultaten varierar för varje individ, men de flesta personer återbehandlar områden varannan vecka för de första tre behandlingarna, tills man har uppnått önskat resultat.
- Du kan eventuellt märka att beniga områden, som ambågar, smalben och vrister är mer känsliga under behandlingen. Det är normal och inget att oroa sig över. För att undvika denna känslighet kan man försöka dra bort huden från det beniga området under behandlingen.

Efterbehandlingsvård

Efter behandlingen kan du uppleva en viss rodnad eller varm känsla på din hud. Det är normalt och försvinner snabbt. För att undvika irritation på din hud efter en behandling ska du vidta följande åtgärder:

- Undvik exponering för solljus under 24 timmar efter en behandling. Skydda huden med solskyddsfaktor 30 i 2 veckor efter behandling.
- Efter behandlingen ska du hålla området rent och torrt och dricka mycket vatten för att hålla huden vattenhaltig.
- Hantera det behandlade området varsamt.
- Ta inte varma bad, duschar och använd inte ångrum eller bastu under 24 timmar efter behandlingen.
- Simma inte under 24 timmar efter behandlingen.
- Utöva ingen kontaktsport under 24 timmar efter behandlingen.
- Bär inga åtsittande kläder över det behandlade området.
- Utsätt dig inte för förlängd exponering för solljus, som vid solbad, solarium eller brun utan sol, under minst 2 veckor efter den senaste behandlingen.
- Noppa inte hår (vaxa, plocka, threading eller krämer) under behandlingen – det är godtagbart att raka sig så länge du undviker att raka dig under 24 timmar efter varje behandling.

- Använd inte blekningskrämer eller parfymerade produkter under 24 timmar efter behandlingen.
- Klia eller peta inte på det behandlade området.

Rengör din i-Light-apparat

▲ VARNING: Innan du rengör din i-Light-apparat ska du säkerställa att strömbrytaren är **AVSTÄNGD** och strömledaren inte är kopplad till basenheten.

- Regelbunden rengöring hjälper till att garantera optimala resultat och en lång livslängd för i-Light-apparaten. Den externa ytan av basenheten och handstycket kan torkas ren med en något fuktad trasa.
- Använd endast den luddfria duken som följde med din i-Light-apparat för att rengöra ljusimpulsfönstret. Se till att du inte repar eller slår en flisa ur ljusimpulsfönstret. Repor och flisor kan minska enhetens effektivitet.
- För envisa fläckar kan du använda en fuktad bomullspinne för att applicera en liten mängd vatten på ljusimpulsfönstret och rengör med den medföljande luddfria duken.
- Använd en liten handhållen dammsugare för att avlägsna damm och skräp från handstyckets ventilation.

▲ VARNING: Om ljusimpulsfönstret spricker eller går sönder får enheten inte användas. Repa aldrig filterglaset eller den metalliska ytan inuti noskonen.

▲ VARNING: i-Light är en högspänningseenhet. Sänk aldrig ner i vatten. Rengör aldrig enheten eller någon av dess delar under kranen eller i diskmaskinen.

Använd inte petroleumbaserade eller antändbara rengöringsmedel på grund av brandrisken. Använd aldrig skursvamp, rengöringsmedel med slipmedel eller aggressiva vätskor som olja eller aceton för att rengöra enheten.



i-Light-apparatens underhåll

⚠ VARNING: Innan du underhåller din i-Light-apparat ska du säkerställa att strömbrytaren är **AVSTÄNGD** och att strömladdnen inte är kopplad till basenheten.

Byta ut lampan

1. Tryck på noskonens frigöringsknappar och dra försiktigt för att lossa noskonen.
2. Dra försiktigt ut den gamla lamppatronen.
3. Byt ut den mot en ny lamppatron. Utbytesmodell: SP-IPL

⚠ VARNING: När du byter ut lamppatronen ska du inte vidröra lampan eftersom det lämnar kvar fett och rester. Om man gör så kan det minska lampornas effektivitet eller orsaka att de spricker under behandlingen.

4. Sätt tillbaka noskonen och se till att den klickar på plats.

Lagring

- Stäng av enheten, frånkoppla den och låt den svalna i 10 minuter innan förvaring.
- Förvara enheten på ett torrt ställe med en temperatur mellan 15° C och 35° C.

Felsökning

Läs alltid dessa instruktioner fullständigt innan du använder i-Light. Rådfråga denna felsökningsguide om du har några problem med i-Light eftersom det här avsnittet tar upp de vanligaste problemen du kan stöta på med i-Light. Om du har följt instruktionerna i det här avsnittet och fortfarande har problem kan du kontakta Remington® Service Center för ytterligare hjälp.

Jag slår PÅ strömbrytaren men enheten fungerar inte.

- Försäkra dig om att enheten är ansluten till ett fungerande eluttag.
- Prova ett annat eluttag.

Enheten verkar ha sprickor eller är trasig.

- Använd inte enheten om den är trasig. Om du är orolig för att använda enheten ska du sluta använda den och kontakta Remington® Service Center för ytterligare hjälp.

Jag har slagit PÅ enheten men jag kan inte öka eller minska ljusets intensitet.

- Prova att återställa enheten genom att stänga av den och vänta flera sekunder innan du slår på den igen.

Indikeringslampan för lampstatus är grön men enheten avger inga ljusimpulser när man trycker på knappen.

- Se till att hudkontaktsensorn är i full kontakt med huden.
- Prova att återställa enheten genom att stänga av den och vänta flera sekunder innan du slår på den igen.

Det luktar konstigt.

- Se till att området är helt rakat innan behandlingen.
- De behandlade områdena rodnar efter behandling.
- Detta är normalt och rodnaden bör avta. Om inte kan du försöka använda en lägre ljusintensitet.

Jag har inte sett optimala resultat eller hår har börjat växa igen.

- Hår kan börja växa igen efter din första behandling. Det är helt normalt. För optimala resultat ska du upprepa behandlingen när du märker återväxt av hår.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Om enheten används en längre tid kan enheten temporärt kopplas från automatiskt (ungefär 40 sekunder) för att svalna. När enheten har svalnat kan den användas igen.

Status-LED & ljud

Intensitets-/Ljusimpulsäges-LED	Indikering
Alla för närvarande valda LED-lampor blinkar	Enhetsen är överhettad och temporärt frånkopplad för att svalna.
Intensitets-LED blinkar i sekvens	Enhetsen har en funktionsstörning. Stäng av enheten, vänta en stund och försök igen. Om problemet kvarstår ska enheten returneras för reparation.



Alla LED-lampor blinkar med varningspip.	Noskonen är borttagen eller lös.
Hörbara ljud	Indikering
Inte full kontakt	Ljusimpulsknappen trycktes ned samtidigt som hudkontaktsensorn inte var helt i kontakt med
Byt ut ljuspatron	Ljuspatron saknas eller måste bytas ut.
Kontaktsensorer sitter fast	Ljusimpulsknappen trycktes ned efter att kontaktsensorn hade aktiverats efter att enhetens startats. Kontaktsensorn kan sitta fast.

Frågor och svar (www.remington-ilight.com)

F. Vad är i-Light? Var är Intense Pulse Light (IPL)?

S. IPL riktar extremt korta, intensiva filtrerade ljusimpulser mot huden. Ljuset absorberas av det färgade pigmentet i och omkring håret och sätter temporärt hårsäcken ur stånd, vilket motverkar hårets återväxt.

F. Vem kan använda i-Light?

S. Både män och kvinnor kan använda i-Light för att avlägsna oönskat hår var som helst under halsen. i-Light är konstruerad för personer med ljusa till halvmörka hudfärger och mörkt hår. Säkra hudfärger omfattar endast vit, elfenbensvit, läderfärg, beige och ljusbrun. Säkra naturliga hårfärger omfattar svart, mörkbrun och melanbrun.

F. Vilka områden på min kropp kan jag behandla med i-Light?

S. i-Light är konstruerad att användas på områden under halsen, inklusive benen, underarmarna, bikinilinjén, armar, bröst och rygg.

F. Vad kan jag förvänta mig av i-Light?

S. i-Light ger en säker och effektiv skönhetsalongsmässig hårborttagning med hjälp av IPL-teknik.

F. Vad är riskerna i samband med i-Light? Är den säker?

A. i-Light är säker att använda, men som alla andra elektroniska apparater är det viktigt att du läser och följer drifts-anvisningarna.

F. Hur ofta kan jag använda i-Light?

A. Du bör använda i-Light närhelst du börjar se återväxt av hår.

F. Hur lång tid tar behandlingar?

S. Tiden varierar beroende på storleken på området som behandlas, men ett helt ben ska inte ta mer än 15 minuter.

F. När kommer jag börja se resultat?

S. Resultaten är inte omedelbara. Ibland verkar det som hår börjar komma tillbaka efter behandlingen, men många av dessa hårstrån börjar falla bort efter två veckor.

Hår växer i en cykel med 3 olika faser som varar 18-24 månader. Endast hår i den anagena fasen är mottagliga för behandling, vilket är orsaken till varför det krävs flera behandlingar för optimala resultat. Resultaten är vanligtvis märkbara inom ett par veckor efter den första behandlingen. Kontinuerlig regelbunden användning varje vecka (eller varannan vecka, sammanlagt tre behandlingar) ger goda resultat inom 6 till 12 veckor (mörk hud kan ta längre tid).

F. Varför växer mitt hår trots behandlingar?

S. Hår fortsätter att växa upp till 2 veckor efter behandling, och då kommer du att märka att håret börjar falla bort. Ett annat skäl för att det fortsätter att växa kan vara att man missade området under en behandling. Fortsätt att behandla området om du märker återväxt.

F. Varför kan jag inte använda i-Light efter jag nyligen har solat mig?

S. Exponering för solljus orsakar att höga nivåer av melanin är närvarande och exponerar huden för högre risker för sveda eller blåsor efter behandlingen.

F. Vilka varningar mot användning av i-Light finns det?

S. Vissa tillstånd kan begränsa din förmåga att använda enheten. Läs hela sektionen med varningar och säkerhetsåtgärder i användarmanualen innan du använder i-Light.

F. Hur ofta måste jag byta ut lampan?

S. Lampan måste bytas ut efter 1 500 ljusimpulser. Indikeringslampan för lampstatus lyser grönt under patronens första 1 350 ljusimpulser. Den växlar till ett gult ljus för att indikera att endast 150 ljusimpulser återstår. När den börjar blinka är patronen förbrukad och du måste byta ut lampan.

Utbytesmodell: SP-IPL

F. Kan jag använda i-Light i ansiktet?

S. Nej. Det rekommenderas inte att använda i-Light i ansiktet eller på halsen.

F. Hur tar jag hand om behandlade områden efter behandlingen?

S. Undvik oskyddad exponering för solljus på de behandlade områdena.

**F. Ska jag ställa in normala aktiviteter efter jag har använt i-Light?**

S. Man behöver inte ställa in normala aktiviteter efter behandlingen om inga ovanliga komplikationer inträffar. Det rekommenderas att du utför behandlingen innan du går och lägger dig så att eventuell resulterande rodnad har bleknat innan morgonen.

F. Är i-Light farlig för huden efter långvarig användning?

S. Det finns inga rapporterade bieffekter eller hudskador på grund av långvarig användning av intensiva ljusimpulser.

F. Hur ofta kan jag behandla med i-Light?

S. Ett intervall på 2 veckor för den första behandlingen har visat sig vara mest effektivt för hårminskning. Du ska undvika att behandla samma område flera gånger under samma behandlingstillfälle, eftersom det inte förbättrar verkan men ökar risken för hudirritation.

F. Kan jag använda i-Light om jag har blond, rött, grått eller vitt hår?

S. i-Light fungerar bäst på mörkare typer av hår eftersom de innehåller mer melanin, pigmentet som ger hår och hud sin färg. Melanin är det som absorberar ljusenergin som används under i-Light-behandlingen. Svart och mörkbrunt hår reagerar bäst. Brunt och ljusbrunt hår reagerar också, men kräver i regel fler behandlingar. Rött hår kan uppvisa viss reaktion. Vitt, grått eller blondt hår reagerar vanligtvis inte på i-Light-behandlingar, även om vissa användare har märkt resultat efter flera behandlingar.

F. Kan jag använda i-Light om jag har naturligt mörk hud?

S. Nej. i-Light är konstruerad att reagera med hårets mörka pigment. Det kan resultera i att mörkbrun och svart hud absorberar för mycket av apparatens energi (värme), vilket kan orsaka hudskador. Använd inte i-Light på naturligt mörk hud eftersom den innehåller för mycket melanin. Behandling av mörk hud med i-Light kan resultera i sveda, blåsor och förändringar av hudfärgen (hyper- eller hypopigmentering).

Se hudfärgstabellen på sidan 3 för att fastställa om i-Light är rätt för dig.

F. Behöver jag ögonskydd när jag använder i-Light?

S. Nej, den är inte skadlig för ögonen, om den inte är riktad mot ansiktet. i-Light har ett säkerhetssystem som förhindrar oavsiktliga ljusimpulser när apparaten inte är i kontakt med huden. Den lilla mängden ljus som avges under behandlingen är av samma typ som en karnablix och är inte skadlig för ögonen, om den inte är riktad rakt mot ansiktet.

F. Kan jag använda i-Light om jag är gravid eller ammar?

S. Nej. i-Light har inte testats på gravida kvinnor och därför rekommenderar vi inte att du använder i-Light om du är gravid eller ammar. Hormonförändringar kan eventuellt öka känsligheten och risken för skador på huden.

Tillämpliga hudfärger, hudfärgstabell – Fitzpatrick hudtyper 1 – 4

Du kan använda denna hudtypstabell för egen utvärdering, genom att lägga ihop poängen för varje fråga du svarar på. På slutet finns det en skala som ger ett intervall för var och en av de sex hudtypskategorierna. Efter skalan följer en förklaring av varje hudtyp. Du kan snabbt och enkelt fastställa vilken hudtyp du tillhör.

Genetisk disposition

Poäng	0	1	2	3	4
Vad har du för färg på ögonen?	Ljusblåa, gråa, gröna	Blåa, gråa eller gröna	Blåa	Mörkbruna	Brunaktigt svarta
Vad är din naturliga hårfärg?	Rödblont	Blont	Kastanjebrunt mörkblont	Mörkbrunt	Svart
Vad har du för hudfärg (icke exponerade områden)?	Rödaktig	Mycket blek	Blek med beige nyans	Ljusbrun	Mörkbrun
Har du fräknar på icke exponerade områden?	Många	Flera	Få	Oväsentligt	Inga

Sammanlagd poäng för genetisk disposition: _____



Reaktion på exponering för solljus

Poäng	0	1	2	3	4
Vad händer när du är för länge i solen?	Smärtsam rodnad, blåsor, flagning	Blåsor följt av flagning	Sveda, ibland följt av flagning	Sällan sveda	Har aldrig haft sveda
I vilken utsträckning blir du brun?	Mycket lite eller inte alls	Ljus färg, solbränna	Lagom solbränna	Blir enkelt brun	Blir mörkbrun snabbt
Blir du brun inom flera timmar efter exponering för solljus?	Aldrig	Sällan	Ibland	Ofta	Alltid
Hur reagerar ditt ansikte på solen?	Mycket känsligt	Känsligt	Normalt	Mycket tåligt	Har aldrig haft problem

Sammanlagd poäng för reaktion på exponering för solljus: ____

Solningsvanor

Poäng	0	1	2	3	4
När exponerade du senast din kropp för solljus (eller solarium/ brun utan sol)?	Mer än 3 månader sedan	2-3 månader sedan	1-2 månader sedan	Mindre än en månad sedan	Mindre än 2 veckor sedan
Exponerade du området som ska behandlas för solljuset?	Aldrig	Nästan aldrig	Ibland	Ofta	Alltid

Sammanlagd poäng för solningsvanor: ____

Lägg ihop de sammanlagda poängen för var och en av de tre sektionerna för din hudtypspoäng.

Hudtypspoäng - Fitzpatrick hudtyp

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
över 30	V-VI

Använd inte i-Light

TYP 1: Mycket känslig, alltid sveda, blir aldrig solbränd
Exempel: Rött hår med fräcknar

TYP 2: Mycket känslig mot sol, ofta sveda, minimal solbränna.
Exempel: Ljus hud, ljushårig kaukasisk

TYP 3: Solkänslig hud, ibland sveda, långsam solbränna till ljus brun.
Exempel: Mörkare kaukasisk

TYP 4: Minimal solkänslighet, minimal sveda, alltid solbränna till ganska brun.
Exempel: Medelhavstyp kaukasisk, vissa latinamerikanska

TYP 5: Hud okänslig mot sol, sällan sveda, bra solbränna. Exempel:
Vissa latinamerikanska, vissa svarta

TYP 6: Okänslig mot sol, aldrig sveda, djupt pigmentering.
Exempel: Mörkare svarta



SKYDDA MILJÖN

Kasta inte produkten i hushållssoporna när den är förbrukad. Den kan lämnas in på Remington® Service Center eller andra lämpliga insamlingsplatser.



För ytterligare information om återvinning, se

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



SERVICE OCH GARANTI

Denna produkt har kontrollerats och är felfri. Vi ger 2 års garanti från inköpsdatum för defekter som beror på materialfel eller tillverkningsfel. Om produkten blir defekt under garantitiden reparerar vi antingen produkten eller byter ut produkten eller delar av den utan kostnad, förutsatt att det finns ett inköpsbevis. Detta medför ingen förlängning av garantitiden. Vid garantifall, ring Remingtons® servicecenter i din region.

Denna garanti erbjuds utöver dina normala lagstadgade rättigheter.

Garantin gäller i alla länder där vår produkt sålts via en auktoriserad återförsäljare.

Garantin gäller inte reservlampor, då dessa är förbrukningsvaror. Inte heller täcks skador på produkten som orsakats av olyckor eller felanvändning, våld, ändringar på produkten eller användning som är oförenlig med de tekniska instruktionerna och/eller säkerhetsinstruktionerna. Denna garanti gäller inte om produkten har demonterats eller reparerats av en person som inte är auktoriserad av oss.

Mikä on i-Light?

i-Light on kotikäyttöön tarkoitettu laite, jolla voidaan poistaa ihokarvoja Intense Pulsed Light -teknologian (IPL) avulla. Myös kampaamot ja klinikat käyttävät tätä teknologiaa. Oikein käytettynä laite voi vähentää ihokarvoitusta pitkäaikaisesti.

Mikä on Intense Pulse Light (IPL), ja kuinka i-Light toimii?

i-Light lähettää äärimmäisen lyhyen ja intensiivisen valoimpulssin ihoon. Karvan juurituksen melaniini imee valonenergian ja estää väliaikaisesti karvan kasvumekanismiin ja näin viivyyttää karvan kasvua.

Juuritupet käyvät normaalisti läpi kolme vaihetta karvan kasvujakson aikana. Nämä kolme vaihetta ovat:

Anageenivaihe (kasvuvaihe) – karvatupen aktiivinen kasvuvaihe.


Melaniinipitoisuus on suurimmillaan, koska se vastaa karvan pigmentistä. IPL-käsittely vaikuttaa ainoastaan anageenivaiheessa oleviin karvoihin (kuva 2).

Katageenivaihe (degeneraatiovaihe) – tämä on nopea siirtymävaihe, joka seuraa anageenivaihetta ja signaloi aktiivisen karvan kasvun päättymistä. Tämä vaihe kestää tyypillisesti 2 – 3 viikkoa (kuva 3).

Telogeenivaihe (lepovaihe) – karvatuppi lepää täydellisesti tämän vaiheen aikana. Tämä on kaikista vaiheista pisin kestäen n. 100 päivää. Tänä aikana uudet karvat työntävät vanhat karvat pois ja kasvujakso alkaa uudestaan (kuva 4).

Minkälaisia tuloksia i-Lightin käytöstä on odotettavissa?

Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että karvoitus vähenee huomattavasti jo yhden käyttökerran jälkeen. Parasta mahdollista tulosta ei yleensä kuitenkaan saavuteta vain yhden käyttökerran jälkeen. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi hoito on uusittava karvojen alkaessa jälleen kasvaa. Tulokset ovat yksilökohtaisia, mutta useimmiten käsittely kannattaa suorittaa kolme kertaa aina kahden viikon välein, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Muutaman päivän kuluttua ensikäsitteystä saatat huomata, että karvoja on irronnut. Tilalle kasvaa harvempia, hienompia ja vaaleampia karvoja kuin aikaisemmin. Tällainen karvan kasvu on täysin odotettavaa ja normaalia.





⚠ TÄRKEITÄ TURVAMÄÄRÄYKSIÄ

Ennen i-Lightin käyttöä:

Lue kaikki varoitukset ja turvaohjeet.

Tarkista ennen käyttöä, että i-Light soveltuu käytettäväksi.

Katso pakkauksessa sekä tämän ohjeen etusivulla olevasta ihonsävytaulukosta, sopiiko tämä tuote sinulle.

Ihotyyppi

- Katso ihonväritaulukko sivulta 3.
- Ei sovi käytettäväksi luonnostaan tummilla ihotyypeillä (Fitzpatrickin tyyppi V ja VI), koska laite saattaa aiheuttaa palovammoja, rakkuloita ja ihon värimuutoksia.
- Älä käytä ruskettuneelle iholle. Älä myöskään käytä välittömästi ihon auringolle altistumisen jälkeen, koska tämä saattaa aiheuttaa palovammoja tai ihovaurioita.
- i-Light ei toimi tehokkaasti luonnostaan valkoisten, harmaiden, vaaleiden tai punaisten ihokarvojen kohdalla.

Laite ei sovellu käytettäväksi seuraavilla alueilla:

- Älä käytä kasvojen karvojen tai niskan karvojen poistoon.
- Älä käytä nännien, nännipihan tai sukupuolielinten karvojen poistoon.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on käsiteltävällä alueella tatuointeja tai pysyvä meikki.
- Älä käytä tummanruskeiden tai mustien läikkien, kuten luomien, syntymämerkkien tai pisamien alueella.
- Älä käytä alueilla, joille on hiljattain tehty leikkaus, syväkuorinta tai laserhoito tai joilla on arpia tai palovammoja.

Milloin i-Lightin käyttöä tulee välttää?

- Älä käytä raskauden tai imetyksen aikana.
- Älä käytä, jos olet ottanut aurinkoa tai ollut solariumissa viimeisen 4 viikon aikana.
- Älä käytä kemikaalikuorinnan, glykolikuorinnan tai alfa-hydroksihappojen (AHA) herkistämään ihoon.
- Älä suorita valoimpulssikäsitelyä samaan kohtaan useampaa kertaa, koska tästä saattaa aiheutua palovammoja.
- Älä käytä samaan kohtaan ihoa useammin kuin kerran viikossa.
- Käytä aikaisintaan 14 päivän päästä mikrodermabraasiosta.
- Älä käytä samanaikaisesti muiden karvanpoistokäsittelyjen kanssa.

- Älä käytä, jos sinulla on ihosairauksia, kuten aktiivinen ihosyöpä, tai jos sinulla on aikaisemmin ollut ihosyöpä tai muita syöpiä käsiteltävällä alueella, prekanseroosisia leesioita tai useita epätyypillisiä luomia alueilla, jotka haluat käsitellä.
- Älä käytä, jos sinulla on epilepsia, johon liittyy salamavaloherkkyys.
- Älä käytä, jos sinulla on ollut kollageenisairaus, mukaan lukien arpikasvaimet, tai jos haavasi paranevat hitaasti.
- Älä käytä, jos sinulla on ollut verisuonitauti, kuten suonikohjuja tai verisuonilaajentuma alueella, jonka haluat käsitellä.
- Älä käytä, jos ihosi on herkkä valolle ja taipuvainen ihottumaan tai allergisiin reaktioihin. Jos käytät valolle herkistäviä aineita tai lääkkeitä, lue näiden ohjeet. Älä koskaan käytä laitetta, jos on olemassa riski, että se aiheuttaa fotoallergisia tai fototoksisia reaktioita tai jos sinun on lääkityksen vuoksi vältettävä aurinkoa.
- Älä käytä, jos sinulla on diabetes, SLE (lupus erythematosus), porfyria tai kongestiivinen sydänsairaus.
- Älä käytä ihoalueilla, joita hoidetaan tai on viime aikoina hoidettu alfa-hydroksihapoilla (AHA), beetahydroksihapoilla (BHA), toopisella isotretinoiini-valmisteella tai azelaic-hapoilla.
- Älä käytä, mikäli olet viimeisen kuuden kuukauden aikana ottanut suun kautta isotretinoiinia tai Roaccutanea. Tämä hoito saattaa altistaa ihoa tavallista enemmän nirhaukselle, haavoille ja ärsyyntymiselle.
- Älä käytä, jos sinulla on verenvuotosairaus tai jos olet ottanut veren hyytymistä estäviä lääkkeitä, mukaan lukien aspiriinin runsas käyttö, joka vaatii tämän käytön lopettamista aina vähintään viikon ajaksi ennen jokaista käsittelykertaa.
- Älä käytä alueilla, joilla on tulehduksia, ekseemaa, palovammoja, tulehtuneita karvattupia, avoimia repeämiä, raapiutumia, kirurgisia vammoja, herpes simplex-infektio, haavoja, leesioita tai hematoomia.
- Älä käytä, mikäli sinulla on (tai on ollut) immunosuppressiivinen sairaus (mukaan lukien HIV tai AIDS) tai jos käytät immunosuppressiivisia lääkkeitä.
- Älä käytä yhdessä särky lääkkeiden kanssa, jotka vähentävät kuumuusherkkyyttä.
- Ei sovi käytettäväksi pitkäkestoisten deodoranttien kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa ihoreaktioita.
- Älä käytä minkään keinotekoisien implanttien, kuten silikoni-implanttien, Implanon-ehkäisyimplanttien, sydämentahdistimien, ihonalaisten injektioporttien (insuliiniannostelijaj) tai lävistyskorujen kanssa.



TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
VAROITUS – NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUJEN, TULIPALOJEN JA HENKILÖVAHINKOJEN VÄLTÄMISEKSI:

Kuten lähes kaikkien sähkölaitteiden kohdalla, myös tämän laitteen sähköosissa on jännitettä, vaikka laite olisi pois päältä. Kuoleman- tai sähköiskun riskin vähentämiseksi:

- Irrota laite verkkovirrasta välittömästi käytön jälkeen.
- Älä käytä veden lähettyvillä.
- Älä pidä laitetta paikassa, josta se voi pudota tai josta se voidaan vetää ammeeseen tai lavuaariin.
- Älä pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos laite on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen, älä koske siihen. Irrota laite välittömästi verkkovirrasta.
- Älä koske laitteeseen, mikäli se on kastunut. Irrota laite välittömästi verkkovirrasta.
- Irrota laite verkkovirrasta ennen sen puhdistamista.
- Pidä laite aina kuivana.
- Jos siirät laitteen hyvin kylmästä ympäristöstä hyvin lämpöiseen ympäristöön, odota n. 2 tuntia ennen sen käyttämistä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä virtalähteeseen.
- Pidä pistoke ja virtajohto poissa kuumien pintojen läheisyydestä.
- Huolehdi siitä, että pistoke ja virtajohto eivät pääse kastumaan.
- Älä irrota tätä laitetta sänköverkosta märin käsin.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vahingoittunut. Vaihto-osan voit hankkia Remington®-huoltoliikkeestä.
- Käyttö- ja säilytyslämpötilan tulee olla 15 °C:n ja 35 °C:n välillä.
- Irrota laite aina verkosta, kun puhdistat sitä tai käytät sitä juoksevan veden alla.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja osia.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Voi olla myös vaarallista antaa laite henkilöille, jotka ovat fyysisesti, sielullisesti tai henkisesti vammaisia tai joilla ei ole tarpeeksi kokemuksia ja tietoja laitteen käytöstä. Heistä vastuussa olevien henkilöiden on annettava varmat ohjeet tai heidän on valvottava laitteen käyttöä.

i-Light-laitteen kaaviokuva (sivu 3)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A i-Light-käsikappale | J Virtakytkin |
| B Valoimpulssipainike | K Virran tuloaukko |
| C Ihokosketusanturi | L Tehon valintapainike |
| D Valoimpulssi-ikkuna | M Tehon valintanäyttö |
| E Nokkasuutin | N Valoimpulssin valinta |
| F Nokkasuuttimen vapautuspainikkeet | O Valoimpulssin valintanäyttö |
| G Valopatruuna | P Lampun tilan näyttö |
| H Käsikappaleen johto | Q Virtajohto |
| I i-Light-perusyksikkö | R Nukkaamaton liina |

Tutustu uuden i-Light-laitteesi ominaisuuksiin.

Valoimpulssi-ikkuna (kuva 1-D)

Valoimpulssi-ikkuna on suodatettu lasi-ikkuna, jossa on sisäänrakennettu UV-suoja. Tämä päästää tietyt valoaalot käsikappaleen läpi ihoosi ja karvatuppiin.

⚠ VAROITUS: tarkista aina ennen laitteen käyttöä, ettei valoimpulssi-ikkunassa ole vaurioita.

⚠ VAROITUS: puhdista valoimpulssi-ikkuna aina ennen käyttöä mukana tulevalla, nukkaamattomalla liinalla, jottei linssiin jää öljyä tai käsittelyjätteitä.

Ihokosketusanturi (kuva 1-C)

Ihokosketusanturi on turvamekanismi, joka estää laitteen aktivoinnin vahingossa. Laitteen aktivoimiseksi ihokosketusanturin on oltava tiivistä ihoa vasten.

**Valoimpulssipainike (kuva 1-B)**

Valoimpulssipainike sijaitsee käsikappaleessa. Aktivoiaksesi valoimpulssin varmista, että ihokosketusanturi on ihossa kiinni, ja paina valoimpulssipainiketta.

Lampun tilan näyttö (kuva 1-P)

Laitte on valmis lähettämään valoimpulsseja, kun lampun tilan näyttö loistaa vihreänä.

HUOMAA: Jos valoimpulssipainiketta painetaan JA ihokosketusanturi ei ole tiiviisti ihoa vasten TAI lampun tilan näyttö ei pala, kuuluu äänimerkki.

Kun lampun tilan näyttö palaa keltaisena, lampussa on jäljellä 150 valoimpulssia. Kun lampun tilan näyttö vilkkuu keltaisena, valopatruuna on käytetty loppuun eikä enää toimi. Voitaksesi edelleen käyttää laitetta sinun on vaihdettava valopatruuna.

Nokkasuuttimen vapautuspainikkeet (kuva 1-F)

Paina molempia painikkeita ja vedä nokkasuutinta varovaisesti irrottaaksesi sen.

VAROITUS: varmista AINA, että yksikön virta on POIS PÄÄLTÄ ja että virtajohto ei ole liitettyä verkkovirtaan ennen nokkasuuttimen irrottamista. Jos nokkasuutinta yritetään irrottaa laitteen virran ollessa PÄÄLLÄ, kaikki perusyksikön merkkivalot vilkkuvat äänimerkin kuullessa.

Valopatruuna (kuva 1-G)

Jokainen valopatruuna tuottaa 1500 valoimpulssia. Kun kaikki valoimpulssit on käytetty, patruuna on vaihdettava.

Vaihtomalli: SP-IPL

Tehon valinta (kuva 1-L)

i-Light-laitteessa on 5 tehotasoa. Taso 1 on alhaisin teho ja taso 5 korkein teho.

VINKKI: parhaimman tuloksen saavuttamiseksi käytä aina korkeinta tehoa, joka ei ärsytä ihoasi. Tehon valintanäytössä palavien merkkivalojen määrä ilmoittaa, mikä tehotaso on käytössä.

i-Light-laitteesi on automaattisesti säädetty tehotasolle 1 joka kerran, kun käynnistät laitteen virran. Muuttaaksesi tehotasoa paina tehon valintapainiketta.

Valoimpulssin valinta (kuva 1-N)


i-Light-laitteessa on kaksi käyttötilaa. Yksittäinen valoimpulssi-tila ja useampi valoimpulssi-tila. i-Light-laitteesi on automaattisesti säädetty yksittäinen valoimpulssi-tilaan joka kerran, kun käynnistät laitteen virran.

Yksittäinen valoimpulssi-tila: i-Light-laite vilkkuu yhden kerran, kun valoimpulssipainiketta painetaan JA kun ihokosketusanturi on tiiviisti ihoa vasten.


Useampi valoimpulssi-tila: i-Light-laite vilkkuu kerran kahdessa sekunnissa, kun valoimpulssipainiketta painetaan JA kun ihokosketusanturi on tiiviisti ihoa vasten. Kytke useampi valoimpulssi-tila PÄÄLLE painamalla sen valintapainiketta. Useampi valoimpulssi-tilan valintanäyttö loistaa. Palataksesi yksittäinen valoimpulssi-tilaan paina painiketta toistamiseen.

Testaa i-Light-laitetta ihollasi (kuva 5)


1. Lue varoitus- ja turvaohjeet.
2. Tutustu i-Light-laitteesi ominaisuuksiin.
3. Tarkista ihonsävytaulukosta, että laite soveltuu käytettäväksi ihollasi.
4. Testaa i-Light-laitteen sopivuus pienellä ihoalueella ja odota 48 tuntia varmistaaksesi, ettei ihosi reagoi laitteeseen.

**Käsittele haluamasi alue(et) i-Light-laitteella.****Ihon valmistelu käsittelyä varten**


1. Varmista, että käsiteltävä ihoalue on puhdas, eikä siinä ole öljyjä, deodoranttia, hajuvettä, meikkiä eikä voiteita. Aja ihokarvat käsiteltävältä alueelta.
2. Älä koskaan käytä vahaa, epilaattoria, pinsettejä tai karvanpoistotuotteita karvojen poistamiseen, koska ne ehkäisevät IPL-prosessia.

**Laitteen valmistelu käsittelyä varten**

3. Kierrä käsikappaleen johto auki i-Light-perusosasta ja laita käsikappale sitä varten olevaan alustaan. Etsi i-Light-perusosan virtakytkin ja varmista, että se on asennossa OFF. Liitä virtajohto i-Light-perusyksikön viiran tuloaukkoon. Liitä virtajohto verkkovirtapistorasiaan. Siirrä virtakytkin asentoon ON (kuva 6).
4. Valitse haluamasi tehotaso. Jos haluat käyttää useampi valoimpulssi-tilaa, kytke se PÄÄLLE valoimpulssin valintapainikkeella (kuva 7).

**Käsittele haluamasi alue(et) i-Light-laitteella – Yksittäinen valoimpulssi-tila**

1. Sijoita i-Light-käsikappale ihoasi vasten niin, että valoimpulssi-ikkuna on samalla tasolla ihon pinnan kanssa (kuva 8).
2. Varmista, että ihokosketusanturi on tiiviisti ihoa vasten ja että lampun tilan näyttö palaa.
3. Paina valoimpulssipainiketta aktivoiaksesi laitteen (kuva 9).
4. Siirrä käsikappaletta seuraavaan käsiteltävään kohtaan ja toista vaiheet 1–3 (kuva 10).

**Käsittele haluamasi alue(et) i-Light-laitteella – Useampi valoimpulssi-tila**

1. Sijoita i-Light-käsikappale ihoasi vasten niin, että valoimpulssi-ikkuna on samalla tasolla ihon pinnan kanssa (kuva 8).
2. Varmista, että ihokosketusanturi on tiiviisti ihoa vasten ja että lampun tilan näyttö palaa.
3. Paina valoimpulssipainiketta JA PIDÄ pohjassa aktivoiaksesi laitteen (kuva 9).
4. Heti kun laite on välähtänyt, siirrä käsikappale uuteen kohtaan. Lyhyen viiveen jälkeen (n. 2 sekuntia) laite välähtää jälleen (kuva 10).



HUOMAA: ■ Useampi valoimpulssi-tilan aikana on ihokosketusanturin oltava tiiviisti ihoa vasten JA valoimpulssipainikkeen oltava painettuna. Jos anturi irrotetaan ihosta tai painike vapautetaan, laite ei toimi. Jatkaaksesi käsittelyä toista vaiheet 1–4.

■ Useampi valoimpulssi-tilassa lampun tilan näyttö palaa ihokosketusanturin ollessa kiinni ihossa ja valoimpulssipainikkeen ollessa painettuna.





Hoitovinkejä

- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi vältä limittäisiä valoimpulsseja. Näin vältät käyttämästä enempää energiaa kuin mitä karvan kasvun estämistä varten tarvitaan. Tällöin hyödynnä lisäksi valopatruunaa parhaimmalla mahdollisella tavalla.
- Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi käytä aina korkeinta tehoa, joka ei ärsytä ihoasi. Käyttämäsi tehotaason pitäisi tuntua lämpöiseltä ihollasi eikä se saa koskaan aiheuttaa epämukavaa tunnetta.
- Parasta mahdollista tulosta ei yleensä saavuteta vain yhdellä käyttökerralla. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi hoito on uusittava karvojen alkaessa jälleen kasvaa. Tulokset ovat yksilökohtaisia mutta useimmiten käsittely kannattaa suorittaa kolme kertaa aina kahden viikon välein, kunnes haluttu tulos on saavutettu.
- Havaitset mahdollisesti, että luiset alueet, kuten kyynärpäät, sääret ja nilkat reagoivat hoitoon herkemmin. Tämä on täysin normaalia, eikä vaadi mitään toimenpiteitä. Välttääksesi tämän voit yrittää venyttää luisten alueiden ihoa käsittelyn aikana.

Jälkikäsitely

Käsittelyn jälkeen iho saattaa punoittaa jonkin verran tai tuntua normaalia lämpoisemmältä. Tämä on normaalia ja katoaa nopeasti. Ihoärsytyksen välttämiseksi käsittelyn jälkeen huomioi seuraavat varotoimenpiteet:

- Vältä ihon altistamista auringolle 24 tunnin sisällä käsittelystä. Suojaa ihoa aurinkosuojakertoimella 30 kahden viikon ajan kunkin käsittelyn jälkeen.
- Pidä käsitelty ihoalue puhtaana ja kuivana käsittelyn jälkeen ja juo runsaasti vettä pitääksesi ihosi kosteana.
- Älä koske kovakouraisesti käsiteltyyn ihoon.
- Älä käy kuumassa kylvyssä, suihkussa, höyryhuoneissa tai saunassa 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.
- Älä ui 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.
- Älä harjoita urheilulajeja, joissa joudut kosketuksiin toisten ihmisten kanssa 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.
- Älä käytä tiukkoja vaatteita käsitellyllä alueella.
- Älä tehosta auringon saantia ottamalla aurinkoa, käymällä solariumissa tai käyttämällä itseruskettavia voiteita 2 viikkoon viimeisen käsittelyn jälkeen.
- Älä poista ihokarvoja vahaamalla, nykäisemällä, kiertämällä tai voiteilla käsittelyn aikana – voit ajaa ihoarjoja, älä kuitenkaan tee näin 24 tuntiin kunkin käsittelyn jälkeen.

- Älä käytä vaalentavia voiteita tai hajustettuja tuotteita 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.
- Älä raavi tai nypi käsiteltyä aluetta.

i-Light-laitteen puhdistaminen

VAROITUS: varmista ennen i-Light-laitteen puhdistamista, että virtakytkin on asennossa OFF ja että virtajohto ei ole liitettyä perusyksikköön.

- Säännöllinen puhdistus auttaa parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamisessa ja pidentää i-Light-laitteen elinkaarta. Perusyksikön ulkopinta ja käsikappale voidaan pyyhkiä puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla.
- Käytä valoimpulssi-ikkunan puhdistuksessa ainoastaan i-Light-laitteesi mukana tullutta nukkaamatonta liinaa. Älä naarmuta tai kolhi valoimpulssi-ikkunaa. Naarmut ja kolhut saattavat vähentää yksikön tehoa.
- Puhdista pinttynyt lika kostuttamalla valoimpulssi-ikkuna puuvillatupolla ja vähällä vedellä ja kuivaa ikkuna mukana tulleella nukkaamattomalla liinalla.
- Poista pöly ja käsittelyjätteet käsikappaleen tuuletusaukoista käsi-imurilla.

VAROITUS: Älä käytä laitetta, jos valoimpulssi-ikkunassa on halkeama tai se on hajonnut. Älä koskaan naarmuta suodatinlasia tai metallipintaa nokkasuuttimen sisällä.

VAROITUS: i-Light on suurjännitelaitte. Älä koskaan upota sitä veteen. Älä koskaan puhdista yksikköä tai mitään sen osaa juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

Tulipaloriskin välttämiseksi älä käytä bensiinipohjaisia tai syttyviä puhdistusaineita. Älä käytä kiilotuystyynyjä tai hankaavia tai aggressiivisia nesteitä, kuten öljyä tai asetonaa laitteen puhdistamiseen.

i-Light-laitteen huolto

- ▲ **VAROITUS:** varmista ennen i-Light-laitteen huoltamista, että virtakytkin on asennossa OFF ja että virtajohto ei ole liitettyä perusyksikköön.

Lampun vaihtaminen

1. Paina nokkasuuttimen vapautuspainikkeita ja vedä hellävaraisesti suutin pois.
2. Vedä vanha valopatruuna varovaisesti pois.
3. Aseta uusi valopatruuna paikoilleen. Vaihtomalli: SP-IPL

- ▲ **VAROITUS:** : älä koske suoraan valoimpulssilamppuihin valopatruunan vaihdon yhteydessä, koska tästä näihin tarttuu öljyä ja jäämiä. Tämä saattaa vähentää lampujen tehokkuutta ja ne voivat rikkoutua käsittelyn aikana.
4. Vaihda nokkasuutin varmistaen, että uusi suutin naksahtaa paikoilleen.

Säilytys

- Sammuta laitteen virta, irrota se verkkovirrasta ja anna jäähtyä 10 minuuttia ennen säilytystä.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 15 °C ja 35 °C välillä.

Vianetsintä

Lue nämä ohjeet kokonaisuudessaan ennen i-Lightin käyttöä.

Jos sinulla on ongelmia i-Light-laitteen kanssa, lue nämä vianetsintäohjeet, joissa on kerrottu laitteen yleisimmät ongelmat.

Jos olet lukenut tämän osion ohjeet ja sinulla siitä huolimatta on ongelmia laitteesi kanssa, ota yhteyttä Remington®-huoltoliikkeeseen.

Kytken virtakytkimen ON-asentoon, mutta yksikkö ei siitä huolimatta toimi.

- Varmista, että olet liittännyt laitteen toimivaan verkkopistorasiaan.
- Kokeile toista pistorasiaa.

Laitteessa on naarmuja tai se on hajalla.

- Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Jos et ole varma laitteen käyttöturvallisuudesta, älä käytä sitä, ja ota yhteyttä Remington®-huoltoliikkeeseen.



Olen käynnistänyt laitteen PÄÄLLE, mutta en pysty muuttamaan valotehoa.

- Yritä käynnistää laite uudestaan niin, että sammutat sen virran, odotat muutaman sekunnin ja käynnistät uudestaan.

Lampun merkkivalo muuttuu vihreäksi mutta yksikkö ei lähetä valoimpulsseja painettaessa.

- Varmista, että ihokosketusanturi on tiiviisti ihoa vasten.
- Yritä käynnistää laite uudestaan niin, että sammutat sen virran, odotat muutaman sekunnin ja käynnistät uudestaan.

Laitteen käyttö aiheuttaa omituisen hajun.

- Varmista, että käsittelemäsi ihoalueen karvat on kokonaan poistettu ennen käsittelyä.

Käsittely alue muuttuu punaiseksi käsittelyn jälkeen.

- Tämä on normaalia ja punoituksen pitäisi hävitä. Jos punoitus ei häviä, kokeile alhaisempaa tehotasoa.

En ole saavuttanut haluamaani tulosta tai karvat ovat alkaneet jälleen kasvaa.

- Karvat saattavat alkaa kasvaa ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Tämä on täysin normaalia. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi sinun on uusittava käsittely, kun huomaat karvojen kasvavan uudelleen.

MUISTA

Jos laitetta on käytetty liian pitkään kerrallaan, sen käyttö saattaa automaattisesti keskeytyä (n. 40 sekunniksi), jotta laite jäähtyisi. Kun laite on jäähtynyt, sitä voidaan käyttää uudelleen.

LED-tilamerkkivalo ja äänimerkki

Tehon ja valoimpulssitilan LED-merkkivalo	Merkkivalo
Kaikki tällä hetkellä valitut LED-merkkivalot vilkkuvat	Yksikkö on ylikuumentunut ja jäähtyy.
Tehoa ilmaiseva LED-merkkivalo vilkkuu jaksottain	Laitteessa on vika. Sammuta laite, odota hetki ja yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, palauta laite korjausta varten.



Kaikki LED-valot vilkkuvat ja kuuluu varoitusääni	Nokkasuutin on irronnut tai löysä
Äänimerkit	Merkkivalo
Ihokosketus ei ole riittävä	Valoimpulssipainiketta painettiin, vaikka ihokosketusanturi ei ollut riittävän tiiviisti ihoa vasten.
Valopatruunan vaihtaminen	Valopatruuna puuttuu tai se on vaihdettava.
Kosketusanturi on jumittunut	Valoimpulssipainiketta painettiin sen jälkeen, kun anturi laitettiin ihoa vasten käynnistyksen jälkeen. Kosketusanturi saattaa olla jumittunut.

Usein kysytyt kysymykset (www.remington-ilight.com)

K: Mikä on i-Light? Mikä on Intense Pulse Light (IPL)?

V: i-Light lähettää ihoon äärimmäisen lyhyen ja intensiivisen, suodatetun valopulssin. Karvan ja sen ympäristön värilliset pigmentit imevät valon ja lamauttavat väliaikaisesti karvatupen estäen näin karvan uudelleen kasvun.

K: Kenelle i-Light sopii?

V: Sekä miehet että naiset voivat käyttää i-Lightia ei-toivottujen karvojen poistamiseen niskaan ja kaulan alapuoliselta alueelta. i-Light on kehitetty henkilöille, joiden ihonväri on vaaleasta keskiväleeseen ja joilla on tumma karvoitus. Laitteen käytön kannalta turvallisia ihosävyjä ovat valkoinen, norsunluu, keltaisruskea, beige ja vaaleanruskea. Laitteen käytön kannalta turvallisia ihokarvoituksen värejä ovat musta, tummanruskea ja keskiruskea.

K: Mitä kehonosia voin käsitellä i-Lightilla?

A: i-Light soveltuu käytettäväksi niskaan ja kaulan alapuolisilla alueilla, mukaan lukien sääret, kainalat, bikiniraja, käsivarret, rinta ja selkä.

K: Mitä tuloksia voin odottaa i-Lightilta?

V: i-Light on turvallinen ja tehokas, kampaamokäsittelyä vastaava karvanpoistolaitte, joka käyttää IPL-teknologiaa.

K: Mitä riskejä i-Lightin käyttöön liittyy? Onko sen käyttö turvallista?

V: i-Light on turvallinen käyttää, mutta kuten kaikkien sähkölaitteiden kohdalla on sen käyttöohjeet luettava ja niitä on noudatettava.

K: Kuinka usein minun on käytettävä i-Lightia?

V: Käytä i-Lightia aina, kun huomaat karvojesi kasvaneen.

K: Kuinka kauan käsittely kestää?

V: Aika riippuu käsiteltävän alueen koosta, mutta koko jalan karvojen poisto kestää yleensä alle 15 minuuttia.

K: Koska tulokset ovat nähtävissä?

V: Tulokset eivät näy välittömästi. Joskus karvat näyttävät kasvavan takaisin käsittelyn jälkeen, mutta useat näistä karvoista alkavat irrota kahden viikon kuluttua.

Karvat kasvavat 3 vaiheen jaksossa ja yksi jakso kestää 18 – 24 kuukautta. Ainoastaan anageenivaiheessa olevat karvat reagoivat käsittelyyn ja siksi parasta mahdollista tulosta varten vaaditaan useampi käsittelykerta. Tulokset näkyvät yleensä muutaman viikon kuluttua ensimmäisestä käsitteystä. Jatkuva säännöllinen ja vilkoittainen käyttö (tai 3 kertaa kahden viikon välein) tuo hyviä tuloksia 6 – 12 viikon sisällä (tummempi iho voi vaatia enemmän aikaa).

K: Miksi karvani kasvavat käsitteystä huolimatta?

A: Karva jatkaa kasvuaan aina 2 viikkoa käsittelyn jälkeen ja tällöin sinun pitäisi havaita, että karvat alkavat irrota. Toinen syy karvojen kasvun jatkumiseen on, että osa alueesta unohtui käsitteystä. Jatka käsittelyä aina, jos huomaat karvojen kasvavan.

K: Miksi en voi käyttää i-Lightia auringonoton jälkeen?

V: Auringonvalo synnyttää suuria melaniinimääriä ja altistaa ihoa niin, että se saattaa helpommin palaa ja rakkuloitua käsittelyn seurauksena.

K: Milloin i-Lightia ei saa käyttää?

V: Tietyt olosuhteet saattavat rajoittaa laitteen käyttöä. Lue varoitus- ja turvaohjeosio käyttöoppaasta kokonaisuudessaan ennen i-Lightin käyttöä.

K: Kuinka usein lamppu on vaihdettava?

V: Lamppu on vaihdettava 1500 valoimpulssin jälkeen. Lampun tilamerkkivalo palaa vihreänä patruunan ensimmäisten 1350 valoimpulssin aikana. Kun valo muuttuu keltaiseksi, patruunassa on jäljellä 150 valoimpulssia. Kun valo alkaa vilkkua, patruuna on tyhjä ja lamppu on vaihdettava.

Vaihtomalli: SP-IPL

K: Voinko käyttää i-Lightia kasvojen karvoituksen poistoon?

V: Et. i-Lightia ei suositella käytettäväksi kasvoissa tai niskassa.

K: Kuinka hoidan käsiteltäviä ihoalueita käsittelyn jälkeen?

V: Vältä käsiteltävien alueiden altistamista auringolle, jos et ole suojannut ihoasi.

**K: Onko minun vältettävä normaaleja toimia i-Lightin käytön jälkeen?**

V: Tämä ei ole tarpeellista, mikäli epänormaaleja komplikaatioita ei ilmaannu. Käsittely kannattaa tehdä ennen nukkumaanmenoa, jotta mahdollinen punoitus on kadonnut aamuun mennessä.

K: Onko i-Lightin pitkäaikainen käyttö haitallista iholle?

A: Mittään sivuvaikutuksia tai ihovaurioita pitkäaikaisen intense puls light-käytön seurauksena ei ole raportoitu.

K: Kuinka usein minun on käytettävä i-Lightia?

V: Käyttö 2 viikon välein on osoittautunut tehokkaimmaksi karvojen poistamisessa. Vältä saman ihoalueen käsittelyä useamman kerran yhden käsittelykerran aikana, koska se ei paranna tehokkuutta, vaan lisää ihoärsytyksen riskiä.

K: Voinko käyttää i-Lightia, jos karvani ovat vaaleita, punaisia, harmaita tai valkoisia?

A: i-Light toimii parhaiten tummempien karvojen poistoon, koska ne sisältävät enemmän melaniinia, pigmenttiä, joka antaa karvoille ja iholle värin. Melaniini puolestaan imee i-Light-käsittelyn aikana käytettävän valoenergian. Mustat ja tummanruskeat karvat reagoivat käsittelyyn tehokkaimmin. Myös ruskeat ja vaaleanruskeat karvat reagoivat käsittelyyn, mutta vaativat usein useamman käyttökerran. Punaiset karvat saattavat reagoida jonkin verran käsittelyyn. Valkoiset, harmaat tai vaaleat karvat eivät yleensä reagoi i-Light-käsittelyyn, vaikka jotkut käyttäjät ovat saaneet tuloksia usean käsittelykerran jälkeen.

K: Voinko käyttää i-Lightia, jos ihoni on luonnostaan tumma?

V: Et. i-Light on suunniteltu reagoimaan karvojen tummaan pigmenttiin. Tämän vuoksi tummanruskeaa tai mustaa ihoa saattaa imeä liikaa laitteesta lähtevää energiaa (lämpöä), mikä saattaa aiheuttaa ihovaurioita. Älä käytä i-Lightia luonnollisesti tummalla iholla, koska se sisältää liikaa melaniinia. Tumman ihon käsittely i-Lightilla saattaa johtaa palovammoihin, rakkuloihin ja ihon värimuutoksiin (hyper- tai hypopigmentaatioon).

Sivulla 3 olevasta ihonväritaulukosta näet, sopii i-Light sinulle.

K: Tarvitseeko minun käyttää silmäsuojia i-Light-käsittelyn aikana?

V: Ei. Laite ei ole silmille vaarallinen, jos sitä ei käytetä kasvoihin. i-Lightissa on turvajärjestelmä, joka ehkäisee vahingossa tapahtuvan valoimpulssien lähettämisen, jos laite ei ole ihokosketuksessa. Käsittelyn aikana vapautuva pieni valomäärä vastaa kameran salamavaloa eikä ole silmille haitallinen, jos laitetta ei käytetä kasvoihin.

K: Voinko käyttää i-Lightia, jos olen raskaana tai imetän?

V: Et. i-Lightia ei ole testattu raskaana olevilla naisilla ja siksi emme suosittele sen käyttöä, mikäli olet raskaana tai imetät. Hormonimuutokset saattavat herkistää ihoa, jolloin iho on alttiimpi vaurioille.

Sopivat ihosävyt, ihonsävytaulukko – Fitzpatrickin ihotyyppi 1 – 4

Voit käyttää ihotyypitaulukkoa itsearviointia varten laskemalla yhteen jokaisesta vastaamastasi kysymyksestä saamasi pistemäärän. Lopussa on asteikko kullekin kuudelle ihotyypille. Asteikon jälkeen seuraa kaikkien ihotyyppien kuvaus. Voit nopeasti ja helposti määrittää oman ihotyypin.

Geneettinen taipumus

Tulos	0	1	2	3	4
Minkä on silmiesi väri?	Vaalean-sininen, harmaa, vihreä	Sininen, harmaa, vihreä	Sininen	Tummanruskea	Ruskeanmusta
Mikä on hiustesi luonnollinen väri?	Hiekanpunainen	Vaalea	Pähkinä/tummanvaalea	Tummanruskea	Musta
Mikä on ihosi väri (ei aurin-golle altistuneet alueet)?	Punertava	Vaihtelevan vaalea	Vaalea, hie-man beige	Vaaleanruskea	Tummanruskea
Onko sinulla pisamia altistumattomilla alueilla?	Useampia	Useampia	Useampia	Joitakin	Ei lainkaan

Yhteispisteet geneettisestä taipumuksesta: _____

Auringolle altistumisen reaktioista

Tulos	0	1	2	3	4
Mitä tapahtuu, jos olet liian pitkään auringossa?	Kivulias punoitus, rakkuloita, ihon kuoriutuminen	Rakkuiloita, joita seuraa ihon kuoriutuminen	Iho palaa joskus, mistä seuraa ihon kuoriutuminen	Palan harvoin	En ole koskaan palanut
Kuinka ruskeaksi muutut auringossa?	Erittäin vähän tai ei lainkaan	Vaalea rusketus, keltaisen ruskea	Kohtalainen rusketus	Rusketun hyvin helposti	Ihoni muuttuu tummanruskeaksi helposti
Rusketutko muutaman tunnin auringonoton aikana?	En koskaan	Harvoin	Joskus	Usein	Aina
Kuinka kasvosi reagoivat aurinkoon?	Erittäin herkästi	Herkästi	Normaalisti	Sietävät hyvin	Ei ole koskaan ollut ongelmia

Kokonaispistemäärä auringolle altistumisen reaktioista: ____

Auringonottotavoista

Tulos	0	1	2	3	4
Milloin kehoosi viimeksi altistui auringolle (tai keinotekoiselle valolle / rusketusvoiteelle)?	Yli 3 kuukautta sitten	2 – 3 kuukautta sitten	1 – 2 kuukautta sitten	Alle kuukausi sitten	Alle 2 viikkoa sitten
Altistuiiko käsiteltävä alue auringolle?	Ei koskaan	Tuskin koskaan	Joskus	Usein	Aina

Kokonaispistemäärä auringonottotavoista: ____

Laske yhteen kaikkien kolmen osion kokonaispistemäärät ihotyypipisteitäsi varten.

Ihotyypipisteet - Fitzpatrickin ihotyyppi

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
Yli 30	V-VI

Älä käytä i-Lightia

TYYPPI 1: Erittäin herkkä iho, joka palaa, mutta ei rusketu.
Esimerkki: punaiset hiukset ja pisamia

TYYPPI 2: Erittäin auringolle herkkä iho, palaa helposti ja rusketuu äärimmäisen vähän.
Esimerkki: vaalea iho ja vaaleat hiukset (eurooppalainen)

TYYPPI 3: Auringolle herkkä iho, joka palaa joskus ja rusketuu hitaasti vaaleanruskeaksi.
Esimerkki: tummempi eurooppalainen

TYYPPI 4: Ei juuri lainkaan auringolle herkkä iho, palaa hyvin harvoin, rusketuu usein keskiruskeaksi. Esimerkki: Välimeren alueen eurooppalaiset, muutamat latinalaisamerikkalaiset

TYYPPI 5: Aurinkoa kestävä iho, palaa tuskin koskaan ja rusketuu hyvin.
Esimerkki: muutamat latinalaisamerikkalaiset, muutamat mustaihoiset

TYYPPI 6: Aurinkoa kestävä iho, joka ei koskaan pala, hyvin tumma pigmentti.
Esimerkki: tummemmat mustaihoiset



YMPÄRISTÖNSUOJELU

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen joukossa sen käyttöön päätyttyä. Toimita laite hävitettäväksi Remington®-huoltoilikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Lisätietoja kierrätyksestä on saatavilla sivuilla

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



HUOLTO JA TAKUU

Tämä tuote on tarkistettu ja sen on todettu olevan virheettömässä kunnossa. Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa kaikki viallisista materiaaleista tai valmistuksesta johtuvat mahdolliset viat. Takuu on voimassa 2 vuotta tuotteen ostopäivämäärästä. Mikäli tuote osoittautuu vialliseksi takuuajan puiteissa, korjaamme laitteen tai vaihdamme sen tai minkä tahansa sen osan veloituksetta uuteen ostotositetta vastaan. Tämä ei merkitse takuuajan pidentämistä. Takuuasioissa voit soittaa asuinalueesi Remington®-huoltoon.

Takuu myönnetään muiden kuluttajille kuuluvien tavanomaisten lakisäätteisten oikeuksien lisäksi.

Takuu on voimassa kaikissa maissa, joissa valtuutetut myyjät myyvät tuotteitamme.

Tämä takuu ei koske vaihdettavia lamppeja, jotka ovat kuluvia osia. Takuu ei myöskään korvaa onnettomuudesta tai virheellisestä käytöstä, tuotteen muuttamisesta ja teknisten ja/ tai turvaohjeiden vastaisesta käytöstä tuotteelle aiheutuneita vahinkoja. Takuu raukeaa, jos tuote on purettu tai korjattu jonkun muun kuin valtuuttamamme huoltohenkilön toimesta.



O que é o i-Light?

O i-Light é um dispositivo de utilização doméstica para remoção de pêlos corporais que utiliza a tecnologia de IPL (Intense Pulse Light, Luz Pulsada Intensa). Trata-se da mesma tecnologia usada nos salões e clínicas profissionais de remoção de pêlos. Se for utilizada correctamente, poderá contribuir para a redução de pêlos de longa duração.

O que é a Luz Pulsada Intensa (IPL) e como funciona o i-Light?

O i-Light funciona dirigindo um impulso intenso e muito curto de luz para dentro da pele. A energia da luz é absorvida pela melanina contida no folículo do pêlo, anulando temporariamente o mecanismo de crescimento do pêlo e retardando o crescimento do mesmo.

Os folículos dos pêlos passam, normalmente, por três fases durante o ciclo de crescimento do pêlo. Estas fases são:

Fase de anagénes (fase de crescimento) – a fase de crescimento activo dos folículos do pêlo.

A concentração de melanina está no seu nível mais elevado dado que é responsável pela pigmentação do pêlo. Apenas os pêlos que estiverem na fase de anagénes estão susceptíveis ao tratamento com IPL (fig. 2).

Fase de catagénes (fase de regressão) – trata-se de uma fase de transição curta, que se segue à fase de anagénes e assinala o final do crescimento activo do pêlo. Demora normalmente entre 2-3 semanas (fig. 3).


Fase de telogénes (fase de repouso) – o folículo do pêlo fica totalmente em repouso durante esta fase, que é a fase mais longa e dura cerca de 100 dias. Durante este período, os pêlos novos empurram os pêlos mais antigos, permitindo assim que o ciclo de crescimento recomece (fig. 4).

O que esperar do i-Light

Os nossos estudos confirmaram uma redução significativa de pêlos após apenas um único tratamento. No entanto, normalmente não são obtidos resultados óptimos com apenas uma sessão. Para melhores resultados, repita a sessão de tratamentos sempre que observar o recomeço do crescimento do pêlo. Os resultados variam de pessoa para pessoa, no entanto, a maioria voltará a fazer um tratamento das áreas pretendidas de duas em duas semanas perfazendo três tratamentos até serem alcançados os resultados desejados.

Alguns dias após o primeiro tratamento poderá observar que os pêlos cairão.

Ocorrerá algum crescimento de pêlos que serão menos densos, mais finos e mais claros do que os pêlos originais. Este novo crescimento está previsto e é perfeitamente normal.





PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de começar a usar o i-Light:

Certifique-se de que lê todos os Avisos e Informações de Segurança

Antes de começar, verifique se o i-Light é adequado para si.

Utilize a tabela de tom de pele, fornecida no início deste manual, para determinar se este dispositivo é adequado para si.

Tipo de pele

- Consulte a tabela de tom de pele na página 3.
- Não utilize em pele naturalmente escura (tipo V e VI de Fitzpatrick), pois poderá resultar em queimaduras, bolhas e alterações do tom de pele.
- Não use em pele bronzeada ou após exposição solar recente, pois poderá causar queimaduras ou lesões cutâneas.
- O i-Light não é eficaz em pêlos corporais naturalmente brancos, cinzentos, louros ou ruivos.

Áreas a não tratar

- Não utilize no rosto ou no pescoço.
- Não utilize nos mamilos, na auréola nem nos órgãos genitais.
- Não utilize se tiver tatuagens ou maquiagem permanente na área a ser tratada.
- Não utilize em sinais castanhos-escuros ou pretos como verrugas, marcas de nascença ou sardas.
- Não utilize sobre uma área que tenha sido sujeita recentemente a cirurgia, peeling profundo, abrasão com laser (resurfacing), cicatrizes ou pele que tenha sido lesada com queimaduras ou escaldões.

Quando não utilizar/Quando evitar utilizar o i-Light.

- Não utilizar se estiver grávida ou a amamentar.
- Não utilizar se tiver sido exposta a bronzeamento artificial ou natural nas últimas 4 semanas.
- Não utilizar em pele seca ou frágil causada pela utilização de peelings químicos, peelings glicólicos ou ácidos alfa-hidroxi (AHAs).
- Não aplicar mais do que uma vez na mesma área pois pode causar queimaduras.
- Não utilizar na mesma área da sua pele mais do que uma vez por semana.
- Não utilizar antes de 14 dias após o tratamento de microdermoabrasão.

- Não utilizar se já estiver a fazer tratamentos de remoção permanente de pêlos.
- Não utilizar se tiver doença de pele tal como cancro de pele activo, um historial de cancro de pele ou qualquer outro cancro localizado nas áreas a tratar, ou se tiver lesões pré-cancerosas ou várias verrugas atípicas nas áreas a tratar.
- Não utilizar se tiver epilepsia com sensibilidade à luz.
- Não utilizar se tiver um historial de distúrbio de colagénio, incluindo um histórico de formação de cicatriz de quelóide ou um historial de má cicatrização de feridas.
- Não utilizar se tiver um historial de distúrbio vascular, como presença de varizes ou ectasia vascular nas áreas a tratar.
- Não utilizar se a sua pele for sensível à luz e causar irritação ou reacção alérgica. Se estiver a tomar agentes ou medicamentos fotossensibilizantes, verifique o folheto do medicamento. Nunca utilizar o aparelho se o mesmo puder causar reacções fotoalérgicas ou fototóxicas ou se tiver de evitar a exposição ao sol durante a toma de um medicamento.
- Não utilizar se tiver diabetes, lúpus eritematoso, porfiria ou doença cardíaca congestiva.
- Não utilizar em áreas da pele que estejam a ser tratadas, ou tenham sido recentemente tratadas, com ácidos alfa-hidroxi (AHAs), ácidos beta-hidroxi (BHAs), isotretinoína de aplicação tópica e ácido azelaico.
- Não utilizar se tomou nos últimos seis meses isotretinoína oral de nome comercial Accutane ou Roaccutane. Este tratamento pode tornar a pele mais susceptível a cortes, feridas ou irritações.
- Não utilizar se tiver algum problema hemorrágico ou se toma medicamentos anticoagulantes, incluindo doses elevadas de aspirina de forma a que não seja possível no mínimo uma semana de eliminação antes de cada tratamento.
- Não utilizar se tiver infecções, eczema, queimaduras, folículos inflamados, lacerações abertas, abrasões, cirurgias, herpes simplex, feridas ou lesões e hematomas nas áreas a tratar.
- Não utilizar se tiver um historial de doença imunossupressora (incluindo infecção por VIH ou SIDA) ou se tomar medicação imunossupressora.
- Não usar se estiver a tomar analgésicos, que reduzem a sensibilidade ao calor.
- Não utilizar se costuma usar desodorizantes de longa duração, caso contrário poderá originar reacções de pele.
- Não utilizar por cima ou perto de elementos artificiais tais como implantes de silicone, implantes contraceptivos Implanon, pacemakers, orifícios de injeção subcutâneos (doseador de insulina) ou piercings.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
AVISO – PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUES
ELÉCTRICOS, INCÊNDIO OU FERIMENTOS:

Tal como acontece com a maioria dos aparelhos eléctricos, as partes eléctricas possuem tensão mesmo quando o interruptor está desligado. Para reduzir o risco de ferimentos ou morte por choque eléctrico:

- Desligue sempre a unidade da tomada eléctrica imediatamente após a utilização.
- Não utilize perto de água.
- Não coloque nem guarde este aparelho num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou bacia.
- Não coloque nem deixe cair dentro de água ou outro líquido.
- Não procure agarrar a unidade se a mesma tiver caído dentro de água ou nouro líquido. Desligue a unidade imediatamente.
- Não tente agarrar a unidade se esta tiver ficado molhada. Desligue a unidade imediatamente.
- Desligue a unidade antes de a limpar.
- Mantenha sempre a unidade seca.
- Se deslocar a unidade de um ambiente muito frio para um ambiente muito quente, aguarde aproximadamente 2 horas antes de a usar.
- Nunca deixe o seu aparador sem supervisão se estiver ligado à tomada.
- Mantenha a ficha e o fio afastado de superfícies aquecidas.
- Certifique-se de que a ficha e o fio não ficam molhados.
- Não ligue nem desligue o aparelho à tomada de alimentação com as mãos molhadas.
- Não utilizar o produto quando o cabo estiver danificado. É possível obter um cabo sobressalente através dos Serviços de Assistência Remington® autorizados
- Utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 15°C e 35°C.
- Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 15°C e 35°C.
- Quando estiver a limpar o dispositivo ou a utilizá-lo debaixo de água corrente, desligue sempre o fio da tomada de alimentação.
- Utilize apenas as peças fornecidas com o dispositivo. Mantenha este produto fora do alcance das crianças. A utilização deste aparelho por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento pode originar perigos. Os responsáveis pela segurança dessas pessoas devem fornecer instruções explícitas às mesmas ou supervisionar a utilização do aparelho.



Referência de diagrama da unidade i-Light (página 3)

- | | |
|---|--|
| A Peça de mão do i-Light | J Interruptor de ligação |
| B Botão de disparo | K Entrada de energia |
| C Sensor de contacto com a pele | L Botão de selecção do nível de intensidade |
| D Janela de disparo | M Visor de selecção do nível de intensidade |
| E Extremidade cónica | N Selecção do modo de disparo |
| F Botões de libertação da extremidade cónica | O Visor da selecção do modo de disparo |
| G Cartucho de luz | P Visor do indicador do estado da lâmpada |
| H Cabo da peça de mão | Q Cabo de alimentação |
| I Unidade de base do i-Light | R Pano sem pêlo |

Familiarize-se com as características do seu novo aparelho i-Light.

Janela de disparo (fig. 1-D)

A janela de disparo é uma janela de vidro filtrado com protecção UV incorporada que permite que comprimentos de onda específicos de luz passem da peça de mão para a sua pele e foliculos dos pêlos.

⚠ AVISO: Inspeccione sempre a janela de disparo antes da utilização para assegurar que não existem danos nas lentes.

⚠ AVISO: Antes da utilização, limpe sempre a janela de disparo com o pano sem pêlos fornecido para assegurar que não existe gordura ou resíduos na lente.

Sensor de contacto com a pele (fig. 1-C)

O sensor de contacto com a pele é um mecanismo de segurança que impede que o dispositivo seja activado acidentalmente. Para que o dispositivo seja activado, o sensor de contacto com a pele deverá ser totalmente pressionado contra a pele.

**Botão de disparo (fig. 1-B)**

O botão de disparo está localizado na peça de mão. Para activar a lâmpada de disparo, assegure-se de que o sensor de contacto com a pele está totalmente engatado e prima o botão de disparo.

Visor do indicador de estado da lâmpada (fig. 1-P)

O dispositivo está pronto a disparar quando o visor do indicador do estado da lâmpada estiver iluminado a verde.

NOTA: Se o botão de disparo estiver premido E o sensor de contacto com a pele não estiver totalmente engatado OU o visor do indicador do estado da lâmpada não estiver iluminado, ouvir-se-á um sinal sonoro.

Quando o visor do indicador de estado da lâmpada ficar iluminado em amarelo, existem ainda 150 disparos na lâmpada de disparo. Quando o visor do indicador de estado da lâmpada pisca a amarelo, o cartucho da lâmpada já está gasto e não funcionará. Terá de substituir o cartucho da lâmpada para poder continuar a utilizar o dispositivo.

Botões de libertação da extremidade cónica (fig. 1-F)

Pressione ambos os botões e puxe suavemente para remover a extremidade cónica.

⚠ AVISO: Assegure-se SEMPRE de que a unidade está DESLIGADA e que o cabo de alimentação está desligado antes de remover a extremidade cónica. Se a extremidade cónica for removida com a unidade LIGADA, todas as luzes do indicador na unidade de base pisarão e ouvir-se-ão vários sinais sonoros.

Cartucho de luz (fig. 1-G)

Cada cartucho de luz tem uma vida de 1500 disparos. Quando todos os disparos tiverem sido usados o cartucho tem de ser substituído.

Modelo de substituição: SP-IPL

Seleção do nível de intensidade (fig. 1-L)

O dispositivo i-Light está equipado com 5 níveis de intensidade. O nível 1 é o mais baixo e o 5 o mais alto.

SUGESTÃO: para obter os resultados mais eficazes, utilize sempre o nível de intensidade mais elevado que não cause desconforto na pele. Para determinar o nível de intensidade a usar, observe o número de luzes acesas no visor de selecção do nível de intensidade.

O dispositivo i-Light será automaticamente configurado para o nível de intensidade 1 cada vez que o dispositivo seja ligado. Para alterar o nível, prima o botão de selecção de nível de intensidade.

Seleccção do modo de disparo (fig. 1-N)

O dispositivo i-Light está equipado com dois modos de funcionamento: modo de disparo simples e modo de disparo múltiplo. O dispositivo i-Light será automaticamente configurado para o modo de disparo simples cada vez que o dispositivo seja ligado.

Modo de disparo simples: o dispositivo i-Light piscará uma vez quando o botão de disparo for premido E o sensor de contacto com a pele estiver engatado.

O Modo de disparo múltiplo permite-lhe tratar rapidamente grandes áreas, como as pernas, peito ou costas, simplesmente deslizar a mão peça para um novo local após cada flash.


Modo de disparo múltiplo: o dispositivo i-Light piscará uma vez a cada dois segundos quando o botão de disparo for premido E o sensor de contacto com a pele estiver totalmente engatado.

Para ligar o modo de disparos múltiplos, prima o botão do selector do modo de disparos múltiplos. O selector de modo de disparos múltiplos acende-se. Prima novamente para desligar o modo de disparos múltiplos e regressar ao modo de disparo simples.



Teste o dispositivo i-Light na sua pele (fig. 5)


1. Reveja os avisos e as precauções de segurança.
2. Familiarize-se com as características do aparelho i-Light.
3. Consulte a tabela de tons de pele para garantir que o tom da sua pele está na faixa aceitável.
4. Teste o dispositivo i-Light numa pequena secção da pele e aguarde 48 horas para garantir que não existem reacções adversas.



Trate as áreas pretendidas com o dispositivo i-Light

Prepare a pele para o tratamento

1. Assegure-se de que a área a tratar está limpa e sem gorduras, desodorizantes, perfume, maquilhagem, loções ou cremes. Rape os pêlos da área a tratar.
2. Nunca utilize cera, epilação, tesoura ou produtos de depilação para remover os pêlos uma vez que o seu efeito é contrário ao processo IPL.



Prepare o dispositivo para o tratamento


3. Desenrole o cabo da peça de mão da base do i-Light e pouse a peça de mão no suporte. Localize o interruptor de ligação na base do i-Light e assegure-se de que a unidade está desligada. Ligue o cabo de alimentação à base do i-Light na entrada de alimentação. Ligue o cabo à tomada de parede. Ligue o interruptor de ligação (fig 6).
4. Seleccione o nível de intensidade desejado. Se pretender usar o modo de disparos múltiplos, ligue-o usando o botão do selector de modo de disparo (fig 7).



Trate as áreas pretendidas com o dispositivo i-Light

Modo de disparo simples


1. Coloque a peça de mão do i-Light encostada à sua pele de modo a que a janela de disparo fique preenchida com a superfície da pele (fig. 8).
2. Assegure-se de que o sensor de contacto com a pele está totalmente engatado e que o visor indicador do estado da lâmpada está iluminado.
3. Prima o botão de disparo para activar o dispositivo (fig. 9).
4. Desloque a peça de mão para uma nova área a tratar e repita os passos 1-3 (fig. 10).



Trate as áreas pretendidas com o dispositivo i-Light

Modo de disparo múltiplo

1. Coloque a peça de mão do i-Light encostada à sua pele de modo a que a janela de disparo fique preenchida com a superfície da pele (fig. 8).
2. Assegure-se de que o sensor de contacto com a pele está totalmente engatado e que o visor indicador do estado da lâmpada está iluminado.
3. Prima E MANTENHA PREMIDO o botão de disparo para activar o dispositivo (fig. 9).
4. Logo após o dispositivo ter disparado, desloque a peça de mão para uma nova localização. Após um breve período (aproximadamente 2 segundos) o dispositivo disparará novamente (fig. 10).



NOTA: ■ Durante o modo de disparos múltiplos, o sensor de contacto com a pele E o botão de disparo devem ficar totalmente premidos. Se algum deles ficar desengatado, o dispositivo não funcionará. Para retomar o tratamento, repita os passos 1-4.

■ Durante o modo de disparos múltiplos, o indicador de estado da lâmpada permanecerá iluminado enquanto o sensor de contacto com a pele e o botão de disparo estiverem engatados.



Sugestões de tratamento

- Para obter melhores resultados, evite sobrepor disparos. Assim ajudará a evitar a exposição a mais energia do que a necessária para suprimir o crescimento dos pêlos. Assegura também que obtém a utilização máxima do cartucho de luz.
- Para obter resultados mais eficazes, utilize sempre o nível de intensidade mais elevado que não cause desconforto na pele. O nível que utilizar deve fazer a sua pele sentir-se quente, mas nunca causar desconforto.
- Normalmente não são obtidos resultados óptimos com apenas uma sessão. Para melhores resultados, repita a sessão de tratamentos sempre que observar o recomeço do crescimento do pêlo. Os resultados variam de pessoa para pessoa, no entanto, a maioria voltará a fazer um tratamento das áreas pretendidas de duas em duas semanas nos primeiros três tratamentos até serem alcançados os resultados desejados.
- Poderá notar que as partes com mais osso, tais como os cotovelos, as canelas e os tornozelos são mais sensíveis durante o tratamento. É uma sensação normal sem causa para alarme. Para evitar esta sensibilidade, tente esticar a pele afastando-a da zona óssea durante o tratamento.

Cuidados pós-tratamento

Após o tratamento, poderá sentir uma ligeira vermelhidão ou uma sensação de calor na pele. Isto é normal e desaparecerá rapidamente. Para evitar a irritação da pele após o tratamento, tome as seguintes precauções:

- Evite a exposição ao Sol durante 24 horas após um tratamento. Proteja a pele com um protector solar de nível 30 durante 2 semanas após cada tratamento.
- Após o tratamento, mantenha a área limpa e seca e beba muita água para manter a pele hidratada.
- Não descuide a área sujeita a tratamento.
- Não tome banhos quentes nem use salas de vapor ou de sauna durante 24 horas após o tratamento.
- Não nade durante 24 horas após o tratamento.
- Não participe em desportos de contacto durante 24 horas após o tratamento.
- Não use vestuário justo sobre a área tratada.
- Não prolongue a exposição ao sol, usando uma cama de bronzamento ou auto-bronzadores durante pelo menos 2 semanas após o último tratamento.

- Não faça depilação (com cera, pinça, desbaste ou cremes) durante o tratamento – rapar com lâmina é aceitável desde que evite fazê-lo até 24 horas após cada tratamento.
- Não utilize cremes descolorantes ou produtos perfumados durante 24 horas após o tratamento.
- Não coce nem pique a área tratada.

Limpeza do seu dispositivo i-Light

▲ ATENÇÃO: Antes de limpar o seu dispositivo i-Light, certifique-se de que o interruptor de alimentação está desligado e que o cabo de alimentação está desligado da unidade de base.

- Uma limpeza regular ajuda a garantir resultados óptimos e uma longa duração do dispositivo i-Light. A superfície exterior da unidade de base e a peça de mão podem ser limpas com um pano ligeiramente húmido.
- Para limpar a janela de disparo, utilize apenas o pano sem pêlo fornecido com o seu dispositivo i-Light. Tenha cuidado para não arranhar ou lascar a janela de disparo. Os arranhões e lascas podem reduzir a eficácia da unidade.
- Para manchas mais difíceis, utilize um pouco de algodão húmido para aplicar uma pequena quantidade de água na janela de disparo e limpe com o pano sem pêlo fornecido.
- Utilize um aspirador de mão para remover pó e resíduos dos orifícios de ventilação da peça de mão.

▲ AVISO: Se a janela de disparo estiver rachada ou partida, a unidade não poderá ser usada. Nunca arranhe o vidro do filtro ou a superfície metálica no interior da extremidade cônica.

▲ ATENÇÃO: O i-Light é um dispositivo de alta tensão. Nunca mergulhe em água. Nunca limpe a unidade ou nenhuma das suas peças debaixo de água corrente ou na máquina de lavar loiça.

Nunca utilize agentes de limpeza à base de petróleo ou inflamáveis devido ao risco de incêndio. Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como óleo ou acetona, para limpar a unidade.

Manutenção do dispositivo i-Light

⚠ ATENÇÃO: Antes de fazer a manutenção do seu dispositivo i-Light, certifique-se de que o interruptor de alimentação está desligado e que o cabo de alimentação está desligado da unidade de base.

Substituir a lâmpada

1. Prima os botões de libertação da extremidade cónica e puxe suavemente para remover a extremidade cónica.
2. Puxe suavemente o cartucho da lâmpada antiga.
3. Substitua por um novo cartucho de lâmpada. **Modelo de substituição: SP-IPL**

⚠ ATENÇÃO: Quando substituir o cartucho da lâmpada, não toque nas lâmpadas de disparo directamente pois pode deixar gordura e resíduos nas mesmas. Caso isto aconteça poderá reduzir a eficácia das lâmpadas ou pode causar a respectiva quebra durante o tratamento.

4. Reponha a extremidade cónica, assegurando-se de que encaixa bem no lugar.

Armazenagem

- Desligue a unidade, retire o cabo da tomada e deixe-a a arrefecer durante 10 minutos antes de a guardar.
- Guarde a unidade num local seco a uma temperatura entre 15° C e 35° C.

Resolução de problemas

Leia sempre na íntegra estas instruções antes de utilizar o i-Light. Consulte este guia de resolução de problemas se tiver qualquer problema com o i-Light, uma vez que esta secção aborda os problemas mais comuns que pode encontrar no i-Light.

Se seguiu as instruções desta secção e continua a ter problemas, contacte o service de assistência da Remington® para obter ajuda.

A unidade não funciona, embora o interruptor esteja ligado.

- Certifique-se de que a unidade está ligada a uma tomada eléctrica que funcione correctamente.
- Tente mudar para outra tomada.

A unidade parece ter rachas ou está partida.

- Não utilize a unidade se a mesma estiver danificada. Se tiver dúvidas quanto à utilização da unidade, não a utilize e contacte o serviço de assistência da Remington® para obter ajuda.

O interruptor da unidade foi ligado (ON), mas não consigo aumentar ou diminuir a intensidade da luz.

- Tente reiniciar a unidade desligando-a e esperando alguns minutos antes de a ligar novamente.

A luz do indicador de estado da lâmpada ficou verde mas a unidade não dispara quando se prime o botão.

- Certifique-se de que o sensor de contacto com a pele está em contacto total com a pele.
- Tente reiniciar a unidade desligando-a e esperando alguns minutos antes de a ligar novamente.

Nota-se um cheiro estranho.

- Certifique-se de que a área a tratar está totalmente rapada antes da sessão.

As áreas tratadas ficam vermelhas após o tratamento.

- Isto é normal e a vermelhidão deve desaparecer. Se não desaparecer, tente utilizar uma luz de intensidade mais baixa.

Não obtive resultados óptimos ou os pêlos voltaram a crescer.

- Os pêlos podem voltar a crescer novamente após o tratamento inicial. Isto é perfeitamente normal. Para obter resultados óptimos, repita o tratamento quando notar que os pêlos estão a crescer novamente.

ATENÇÃO:

Se o aparelho for usado no modo multi-flash durante um período de tempo prolongado, poderá desligar-se automaticamente (durante cerca de 40 segundos) para arrefecer mas estará pronto a ser usado novamente quando estiver arrefecido.

Indicadores de estado: Luz LED e Som

Todos os LEDs seleccionados a piscar	Indicação
Todos os LEDs seleccionados a piscar	Aparelho está sobreaquecido e está desligado momentaneamente para arrefecer



LEDs de Intensidade a piscar em sequência	Aparelho está com defeito. Desligue o aparelho, aguarde alguns instantes e tente novamente. Se o problema persistir, o aparelho deverá ser devolvida para reparação
Todos os LEDs a piscar com sinal sonoro de advertência	O cone do nariz foi removido ou está solto
Sons	Indicação
Não está a fazer contacto total	Botão Flash foi pressionado enquanto o sensor de contacto com a pele ainda não estava totalmente ligado
Substitua a lâmpada	Está a faltar a lâmpada ou precisa de ser substituída
Sensores de Contacto encravados	Botão Flash foi pressionado após a ligação do sensor de contacto aquando a ligação do aparelho. O Sensor de contacto pode estar encravado

Perguntas mais frequentes (FAQ) (www.remington-ilight.com)

P. O que é o i-Light? O que é a luz pulsada intensa (IPL)?

R. A IPL funciona dirigindo um impulso intenso e muito curto de luz filtrada para dentro da pele. A luz é absorvida pelos pigmentos de cor no interior e na área circundante do pêlo e desactiva o folículo do pêlo temporariamente, impedindo o novo crescimento dos pêlos.

P. Quem pode usar o i-Light?

R. Tanto homens como mulheres podem usar o i-Light para remover pêlos indesejados em qualquer zona abaixo do pescoço. O i-Light foi concebido para indivíduos com tons de pele claros e médios e com cabelo escuro. Os tons de pele seguros incluem apenas o branco, marfim, moreno claro, bege e castanho claro. As cores de cabelo naturais seguras incluem o preto, castanho-escuro e castanho médio.

P. Que áreas do meu corpo posso tratar com o i-Light?

R. O i-Light foi concebido para ser usado em áreas abaixo do pescoço incluindo pernas, axilas, linha de biquíni, braços, peito e costas.

P. O que posso esperar do i-Light?

R. O i-Light fornece uma remoção segura e eficaz semelhante à fornecida nos salões de beleza utilizando a tecnologia de IPL.

P. Quais são os riscos envolvidos na utilização do i-Light? É seguro?

R. O i-Light é seguro, mas tal como outro dispositivo electrónico é importante que leia e cumpra as instruções de funcionamento.

P. Com que frequência devo usar o i-Light?

R. Deverá usar o i-Light sempre que notar um novo crescimento de pêlos.

P. Quanto tempo demoram os tratamentos?

R. A duração depende da extensão da área a tratar, mas uma perna inteira não deverá demorar mais de 15 minutos.

P. Quando começarei a ver resultados?

R. Os resultados não são imediatos. Pode parecer, por vezes, que os pêlos voltam a crescer após o tratamento mas muitos destes pêlos começarão a cair após duas semanas. Os pêlos crescem com um ciclo de 3 fases diferentes que dura de 18 a 24 meses. Apenas os pêlos na fase de anagénese são susceptíveis de tratamento, razão pela qual são necessários vários tratamentos para obter resultados óptimos. Os resultados notam-se geralmente no período de algumas semanas após o primeiro tratamento. Uma utilização contínua e semanal (ou de 2 em 2 semanas para três tratamentos) dará bons resultados num prazo de 6 a 12 semanas (uma pele mais escura pode demorar mais tempo).

P. Por que razão os meus pêlos voltam a crescer apesar dos tratamentos?

R. Os pêlos continuam a crescer até 2 semanas após o tratamento, altura em que notará que os pêlos começam a cair. Uma outra razão para um crescimento contínuo poderá ser o facto de essa área não ter sido tratada durante uma sessão. Continue a tratar a área sempre que observar novo crescimento.

P. Por que razão não posso usar o i-Light após uma recente exposição ao sol?

R. A exposição ao sol aumenta os níveis de melanina e expõe a pele a um risco maior de queimaduras ou bolhas após o tratamento.

P. Quais são os avisos contra a utilização do i-Light?

R. Algumas condições podem limitar a sua capacidade de utilização da unidade. Leia na íntegra a secção dos Avisos e Precauções de Segurança do manual do utilizador antes de utilizar o i-Light.

P. Com que frequência preciso de substituir a lâmpada?

R. A lâmpada precisa de ser substituída após 1500 disparos. A luz do indicador de estado da lâmpada ficará acesa a verde durante os primeiros 1350 disparos de duração do cartucho. A luz passará a amarelo para indicar que restam apenas 150 disparos. Quando a luz começa a piscar significa que o cartucho esgotou e deverá substituir a lâmpada.

Modelo de substituição: SP-IPL

P. Posso usar o i-Light no meu rosto?

R. Não. O i-Light não é recomendado para ser utilizado no rosto ou no pescoço.

P. Como posso cuidar das áreas tratadas após a sessão?

R. Evite uma exposição ao sol sem protecção das áreas tratadas.

P. Deverei suspender a actividade normal após ter utilizado o i-Light?

R. Partindo do princípio de que não existiram complicações anormais, não é necessário suspender a actividade normal após o tratamento. Recomenda-se que faça o tratamento antes de dormir para que qualquer vermelhidão resultante desapareça durante a noite.

P. O i-Light é perigoso para a pele após uma utilização a longo prazo?

R. Não foram comunicados quaisquer efeitos secundários ou danos na pele devido a uma utilização de longo prazo da luz pulsada intensa.

P. Com que frequência devo fazer tratamentos com o i-Light?

R. Está comprovado que um intervalo de 2 semanas no tratamento inicial é o mais eficaz na redução dos pêlos. Deverá evitar tratar a mesma área várias vezes numa sessão, uma vez que não melhora a eficácia mas aumenta o risco de irritação da pele.

P. Posso usar o i-Light se tiver pêlos louros, ruivos, cinzentos ou brancos?

R. O i-Light funciona melhor em tipos de pêlos mais escuros uma vez que estes contêm mais melanina, o pigmento que dá a cor ao cabelo e à pele. A melanina é que absorve a energia da luz utilizada durante o tratamento com o i-Light. Os pêlos negros e castanhos-escuros são os que respondem melhor. Os pêlos castanhos e castanhos-claros terão também bons resultados, mas normalmente requerem mais tratamentos. Os pêlos ruivos poderão ter alguns resultados. Os pêlos brancos, cinzentos ou louros normalmente não reagem aos tratamentos com o i-Light, embora alguns utilizadores tenham notado resultados após vários tratamentos.

P. Posso usar o i-Light se tiver uma pele naturalmente escura?

R. Não. O i-Light foi concebido para reagir com o pigmento escuro do pêlo. Assim, a pele castanha escura ou negra pode absorver demasiada energia (calor) do aparelho, o que pode causar danos na pele. Não utilize o i-Light em pele naturalmente escura pois esta contém demasiada melanina. O tratamento da pele escura com o i-Light pode resultar em queimaduras, bolhas e alterações da cor da pele (hiper ou hipopigmentação).

Analise a tabela de tons de pele na página 3 para determinar se o i-Light é indicado para o seu caso.

P. Preciso de protecção ocular enquanto estou a usar o i-Light?

A. Não, não é perigoso para os olhos, excepto se for dirigido directamente para o rosto. O i-Light possui um sistema de segurança que impede o disparo acidental quando o dispositivo não está em contacto com a pele. A pequena quantidade de luz emitida durante o tratamento é semelhante à do flash de uma câmara fotográfica e não é perigosa para os olhos, excepto se dirigida para o rosto.

P. Posso usar o i-Light se estiver grávida ou a amamentar?

R. Não. O i-Light não foi testado em mulheres grávidas, pelo que não recomendamos a utilização do i-Light se estiver grávida ou a amamentar. As alterações hormonais poderiam aumentar a sensibilidade e o risco de ferimentos na pele.

Tons de pele aplicáveis, tabela de tons de pele – Tipos de pele 1 – 4 de Fitzpatrick

Pode utilizar esta tabela de tipos de pele para uma auto-avaliação, classificando cada uma das respostas que deu. No final, existe uma escala que fornece um intervalo para cada uma das seis categorias de tipo de pele. A seguir à escala existe uma explicação sobre cada um dos tipos de pele. Poderá determinar rápida e facilmente que tipo de pele possui.

Predisposição genética

Classificação	0	1	2	3	4
Qual a cor dos seus olhos?			Azuis	Castanhos-escuros	Pretos acastanhados
Qual a cor natural do seu cabelo?			Louro escuro cor de avelã	Castanho-escuro	Preto
Qual é a cor da sua pele (partes não expostas)?			Pálida com tom de bege	Morena clara	Morena escura
Tem sardas em áreas não expostas?			Poucas	Acidentalmente	Nenhuma

Classificação total para predisposição genética: _____



Reacção a exposição ao Sol

Classificação	0	1	2	3	4
O que acontece quando permanece demasiado tempo ao Sol?	Vermelhidão dolorosa, formação de bolhas, descamação	Formação de bolhas seguida de descamação	Por vezes queima-se seguido de descamação	Queimaduras raras	Nunca teve queimaduras
Em que altura adquire uma tonalidade castanha?	Difícilmente ou de forma alguma	Bronzeado leve	Bronzeado razoável	Bronzeia muito facilmente	Torna-se castanha escura rapidamente
Adquire uma tonalidade castanha depois de várias horas de exposição ao Sol?	Nunca	Raramente	Às vezes	Frequentemente	Sempre
Como reage o seu rosto ao Sol?	Muito sensível	Sensível	Normal	Muito resistente	Nunca teve um problema

Classificação total para reacção a exposição ao Sol: _____

Abitudini di abbronzatura

Classificação	0	1	2	3	4
Quando foi a última vez que expôs o seu corpo ao Sol (ou lâmpada solar/creme bronzeador)?	Há mais de 3 meses	Há 2-3 meses	Há 1-2 meses	Há menos de um mês	Há menos de 2 semanas
Expôs a área a tratar ao Sol?	Nunca	Quase nunca	Às vezes	Frequentemente	Sempre

Classificação total para hábitos de bronzamento: _____

Adicione as classificações totais para cada uma das três secções para a sua classificação de tipo de pele.

Classificação do tipo de pele – tipo de pele Fitzpatrick

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
superior a 30	V-VI

Não utilize o i-Light

TIPO 1: Altamente sensível, queima-se sempre, nunca se bronzeia.
Exemplo: Tez de ruivos com sardas

TIPO 2: Muito sensível ao Sol, queima-se facilmente, bronzeia-se minimamente.
Exemplo: Tez muito branca, brancos de cabelos louros

TIPO 3: Pele sensível ao Sol, queima-se por vezes, bronzeia-se lentamente com um castanho claro. Exemplo: Tez branca mais escura

TIPO 4: Minimamente sensível ao Sol, queima-se minimamente, bronzeia-se sempre com um tom castanho moderado. Exemplo: Tez branca do tipo mediterrânica, tez de alguns hispânicos

TIPO 5: Pele não sensível ao Sol, raramente se queima, bronzeia-se facilmente.
Exemplo: alguma tez hispânica, alguma tez negra

TIPO 6: Não sensível ao Sol, nunca se queima, muito pigmentada.
Exemplo: Tez negra escura

**PROTEGER O AMBIENTE**

Quando a vida útil do dispositivo terminar, não o coloque juntamente com o lixo doméstico. A eliminação pode ser feita no serviço de assistência da Remington® ou em locais de recolha adequados.



Para mais informações sobre reciclagem, consulte

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA**

Este produto foi testado e não contém quaisquer defeitos. Este produto possui uma garantia contra quaisquer defeitos devidos a material ou mão-de-obra defeituosos para um período de 2 anos a partir da data original de compra pelo consumidor. Se o produto apresentar falhas dentro do período de garantia, procederemos à reparação dessas falhas ou à substituição do produto ou de qualquer peça do mesmo sem qualquer custo, desde que seja apresentada a prova de compra. Isto não significa o alargamento do período de garantia. No caso de ser necessário utilizar a garantia, contacte o Serviço de Assistência Remington® da sua área.

Esta garantia é oferecida para além dos direitos normais legais dos consumidores.

A garantia será válida em todos os países em que o produto tenha sido vendido através de um representante autorizado.

Esta garantia não inclui as lâmpadas de substituição, as quais são consideradas acessórios. Os danos provocados ao produto por acidente ou utilização incorrecta, utilização abusiva, alteração ao produto ou utilização inconsistente com as instruções técnicas e/ou de segurança necessárias não estão também ao abrigo da garantia. Esta garantia não se aplicará se o produto tiver sido desmontado ou reparado por uma pessoa não autorizada pela Remington®.

Čo je i-Light?

i-Light je domáci spotrebič na odstraňovanie chĺpkov použitím technológie intenzívneho pulzného svetla (IPL). Tá istá technológia sa používa na odstraňovanie chĺpkov v profesionálnych salónoch alebo klinikách. Pri správnom použití zabezpečuje dlhodobú redukciu chĺpkov.

Čo je to intenzívne pulzné svetlo (IPL) a ako i-Light funguje?

i-Light funguje prostredníctvom usmernenia extrémne krátko intenzívneho pulzného svetla do pokožky. Svetelná energia sa absorbuje melanínom vo folikule chĺpka a dočasne pozastaví mechanizmus rastu a oddiali rast chĺpka.

Folikuly chĺpkov zvyčajne prechádzajú počas cyklu rastu tromi fázami. Tieto fázy sú:

Anagénna fáza (fáza rastu) - aktívna fáza rastu folikulu chĺpka.

Koncentrácia melanínu dosahuje svoje maximum, keďže je zodpovedná za pigmentáciu chĺpka. Iba chĺpky vo fáze rastu je možné upravovať pomocou IPL (obr. 2).


Katagénna fáza (prechodná fáza) - toto je krátke prechodné obdobie, ktoré nasleduje po anagénnej fáze a predznamenáva koniec aktívneho rastu chĺpka. Zvyčajne trvá 2-3 týždne (obr. 3).

Telogénna fáza (fáza odpočinku) - táto fáza je najdlhšia a trvá približne 100 dní, chĺpok je počas nej v úplnom odpočinku. Počas tejto doby nové chĺpky vytlačia staré a umožnia opätovný začiatok cyklu rastu (obr. 4).

Čo možno očakávať od prístroja i-Light

V našich štúdiách sa dokázala významná redukcia chĺpkov už po prvej úprave. Optimálny výsledok sa však zvyčajne nedosiahne jedným zásahom. Pre najlepší výsledok zopakujte zásah vždy, keď spozorujete opätovný rast chĺpkov. Výsledky sú individuálne, väčšina bude trikrát opakovane upravovať oblasti každé dva týždne, kým sa dosiahnu požadované výsledky.

Niekoľko dní po prvej úprave môžete začať pozorovať, ako chĺpky vypadávajú. Objaví sa rast chĺpkov, ktoré však budú redšie, jemnejšie a ich farba bude svetlejšia, ako bola pôvodná. Tento opätovný rast je celkom prirodzený a treba ho očakávať.





DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred prvým použitím prístroja i-Light:

Určite si prečítajte všetky varovania a informácie o bezpečnosti

Pred tým, ako začnete, overte si, či je i-Light pre vás vhodný.

To, či je prístroj pre vás vhodný, zistíte pomocou tabuľky odtieňov pokožky, ktorá je na obale a na prednej strane tohto návodu.

Typ pokožky

- Pozrite si tabuľku odtieňov pokožky na strane 3.
- Nepoužívajte na prirodzene tmavú pokožku (Fitzpatrickov typ V a VI), pretože výsledkom môžu byť popáleniny, pľuzgiere a zmeny odtieňa pokožky.
- Nepoužívajte na opálenej pokožke alebo po nedávnom opaľovaní na slnku lebo to môže spôsobiť popáleniny alebo poranenie pokožky.
- Prístroj i-Light nie je efektívny na prirodzene bielych, sivých, plavých alebo červených chlpkoch.

Oblasti, ktoré sa neupravujú

- Nepoužívajte na tvár ani na krk.
- Nepoužívajte na bradavkách, dvorci prsnej bradavky ani na pohlavných orgánoch.
- Nepoužívajte na úpravu oblastí, kde máte tetovanie alebo trvalý mejkap.
- Nepoužívajte na tmavohnedých alebo čiernych škvrnách, ako sú znamienka, materské znamienka alebo pehy.
- Nepoužívajte v oblastiach nedávnych operácií, hlbokých pilingov, vyhladzovania laserom, jaziev alebo na pokožke poškodenej popáleninami alebo obarením.

Kedy nepoužívať/Kedy sa vyvarovať používania prístroja i-Light.

- Nepoužívajte v tehotenstve, alebo keď dojčíte.
- Nepoužívajte, ak ste sa počas minulých 4 týždňov opaľovali, alebo používali solárium.
- Nepoužívajte na suchú alebo citlivú pokožku z dôvodu použitia chemického pilingu, glykolickeho pilingu alebo alfa hydroxykyselín (AHA).
- Na to isté miesto neziarte viac ako raz, lebo to môže spôsobiť popáleniny.
- Nepoužívajte na tú istú oblasť pokožky častejšie ako raz týždenne.
- Nepoužívajte minimálne 14 dní po zákroku mikrodermabráziou.

- Nepoužívajte, ak sa už podrobujete úpravám na permanentné odstránenie chlpkov.
- Nepoužívajte, ak máte ochorenie pokožky, ako napríklad aktívnu rakovinu kože, ak ste mali rakovinu kože alebo inú lokálnu rakovinu v upravovaných oblastiach, alebo ak máte predrakovinové poškodenie alebo početné atypické znamienka v oblastiach úpravy.
- Nepoužívajte, ak máte epilepsiu s citlivosťou na blikajúce svetlo.
- Nepoužívajte, ak ste mali poruchy kolagénu alebo tvorby keloidných jaziev, alebo sa vám pomaly hojili rany.
- Nepoužívajte, ak ste mali cievne ochorenia, ako napríklad kŕčové žily alebo dilatácie ciev v upravovaných oblastiach.
- Nepoužívajte, ak máte pokožku citlivú na svetlo, dôsledkom ktorého vznikajú vyrážky alebo alergické reakcie. Ak používate fotosenzitívne činidlá alebo liečivá, skontrolujte príbalový leták k liečivu. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak môže zapríčiniť fotoalergickú reakciu alebo fototoxickú reakciu, alebo ak sa musíte počas užívania liekov vyhnúť slnku.
- Nepoužívajte, ak máte cukrovku, lupus erythematoses, porfýriu, alebo kongestívne ochorenie srdca.
- Nepoužívajte v oblastiach pokožky, ktoré sú ošetrované alebo boli nedávno ošetrované pomocou alfa hydroxykyselín (AHA), beta hydroxykyselín (BHA), lokálnym isotretinoinom a kyselinou azelaickou.
- Nepoužívajte, ak ste počas minulých šiestich mesiacov užívali isotretinoin Cutotane alebo Roaccutane. Táto úprava môže spôsobiť, že pokožka bude náchylnejšia na natrhnutia, poranenia alebo podráždenia.
- Nepoužívajte, ak máte poruchu zrážanlivosti krvi, alebo užívate lieky proti zrážaniu krvi vrátane intenzívneho užívania aspirínu. Nepoužívajte minimálne 1 týždeň po užití lieku, aby bol pred každou úpravou odbúrany.
- Nepoužívajte, ak máte infekciu, ekzém, popáleniny, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, operácie, jednoduché opary, zranenia alebo úrazy a hematómy v oblastiach úpravy.
- Nepoužívajte, ak ste mali imunosupresívnu chorobu (vrátane infekcie HIV alebo AIDS), alebo ak užívate imunosupresívu.
- Nepoužívajte, ak užívate lieky proti bolesti, ktoré znižujú citlivosť na teplo.
- Nepoužívajte, ak používate deodoranty s dlhodobým účinkom. Môžu spôsobiť kožné reakcie.
- Nepoužívajte nad umelými náhradami alebo v ich blízkosti, ak ide napríklad o silikónové implantáty, antikoncepcné implantáty Implanon, kardiostimulátory, podkožné injekčné implantáty (dávkočaciu inzulínu) alebo pírsing.

**DÔLEŽITÉ BEZPEKOSTNÉ POKYNY
UPOZORNENIE – ZNIŽOVANIE RIZIKA POPÁLENIA, SMRTI SPÔSOBENEJ
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU ALEBO ZRANENIA OSÔB:**

Ako pri väčšine elektrických spotrebičov, aj elektrické časti tohto sú pod prúdom, aj keď je spínač vypnutý. Na zníženie rizika úrazu alebo smrti elektrickým prúdom:

- Vždy odpojte prístroj z elektrickej siete ihneď po použití.
- Nepoužívajte v blízkosti vody.
- Tento prístroj nedávajte ani neskladujte tam, kde by mohol padnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
- Nedávajte, ani nepúšťajte ho do vody alebo inej kvapaliny.
- Nechytajte prístroj, ak padol do vody alebo inej kvapaliny. Prístroj ihneď odpojte zo siete.
- Nechytajte prístroj, ak zvlhol. Prístroj ihneď odpojte zo siete.
- Prístroj pred čistením odpojte zo siete.
- Vždy udržiavajte prístroj suchý.
- Ak preniesiete prístroj z veľmi studeného prostredia do veľmi teplého, pred jeho použitím počkajte asi 2 hodiny.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej siete.
- Sieťový kábel a zástrčku nepokladajte na horúce povrchy.
- Zabezpečte, aby sieťový kábel a zástrčka neboli mokré.
- Neodpájajte výrobok z elektrickej siete s mokrymi rukami.
- Prístroj nepoužívajte s poškodeným káblom. Náhradný diel si môžete objednať cez naše servisné strediská Remington*.
- Výrobok používajte a skladujte pri teplotách od 15°C do 35°C.
- Pred čistením prístroja alebo keď ho používate pod tečúcou vodou ho vždy odpojte z elektrickej siete.
- Používajte iba súčasti dodané s prístrojom.
- Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Používanie tohto prístroja osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môže byť príčinou ohrozenia. Osoby zodpovedné za ich bezpečnosť by im mali poskytnúť výslovné pokyny alebo dohliadať na používanie prístroja.

Popis k nákrese prístroja i-Light (strana 3)

- | | |
|--|---|
| A Rukoväť prístroja i-Light | J Spínač |
| B Tlačidlo vyžarovania | K Sieťový konektor |
| C Senzor kontaktu s pokožkou | L Tlačidlo voľby úrovne intenzity |
| D Vyžarovacie okno | M Displej voľby úrovne intenzity |
| E Predný kužeľ | N Voľba režimu žiarenia |
| F Tlačidlá na uvoľnenie predného kužeľa | O Displej voľby režimu žiarenia |
| G Svetelná náplň | P Kontrolný displej stavu žiarovky |
| H Kábel rukoväte | Q Napájací kábel |
| I Základná jednotka i-Light | R Bezchlpová látka |

Zoznámte sa s funkciami vášho nového prístroja i-Light.**Vyžarovacie okno (obr. 1-D)**

Vyžarovacie okno je filtračné sklenené okno so vstavanou UV ochranou, ktoré umožňuje vyžarovanie svetla s určitou vlnovou dĺžkou z rukoväte do pokožky a folikulov chĺpkov.

▲ VAROVANIE: Vždy skontrolujte vyžarovacie okno pred použitím, aby ste sa uistili, že šošovky nie sú poškodené.

▲ VAROVANIE: Pred použitím vždy vyčistite vyžarovacie okno pomocou priloženej bezchlpovej látky, aby na šošovke nebol olej ani nečistoty.

Senzor kontaktu s pokožkou (obr. 1-C)

Senzor kontaktu s pokožkou je bezpečnostný mechanizmus, ktorý chráni prístroj pred náhodným zapnutím. Aby sa prístroj aktivoval, senzor kontaktu s pokožkou musí byť úplne prítlačený k pokožke.

**Tlačidlo vyžarovania (obr. 1-B)**

Tlačidlo vyžarovania sa nachádza na rukoväti. Pred aktiváciou žiarovky sa uistite, či je senzor kontaktu s pokožkou celkom pritlačený a stlačte tlačidlo vyžarovania.

Kontrolný displej stavu žiarovky (obr. 1-P)

Prístroj je pripravený vyžarovať, keď kontrolný displej stavu žiarovky svieti na zeleno.

POZNÁMKA: Ak je stlačené tlačidlo vyžarovania A senzor kontaktu s pokožkou nie je úplne pritlačený, ALEBO kontrolný displej stavu žiarovky nesvieti, zaznie počuťelné pípnutie.

Ak kontrolný displej stavu žiarovky svieti na žltu, v žiarovke zostáva ešte 150 žiarení. Ak kontrolný displej stavu žiarovky bliká na žltu, svetelná náplň sa vyčerpala a už nebude fungovať. Musíte vymeniť svetelnú náplň, aby ste mohli pokračovať v používaní prístroja.

Tlačidlá na uvoľnenie predného kužeľa (obr. 1-F)

Stlačte obe tlačidlá a jemne potiahnite predný kužeľ.

VAROVANIE: Pred odstránením predného kužeľa sa **VŽDY** uistite, či je prístroj vypnutý a napájací kábel odpojený. Ak je predný kužeľ odstránený a prístroj zostal zapnutý, všetky svetelné indikátory na základnej jednotke blikajú a zaznie počuťelné pípnutie.

Svetelná náplň (obr. 1-G)

Každá svetelná náplň má životnosť 1500 žiarení. Po minúti všetkých žiarení sa náplň musí vymeniť.

Náhradný model: SP-IPL

Voľba úrovne intenzity (obr. 1-L)

Prístroj i-Light má 5 úrovní intenzity. Úroveň 1 je najnižšie nastavenie a úroveň 5 je najvyššie nastavenie.

TIP: Najefektívnejšie výsledky dosiahnete používaním najvyššej úrovne intenzity, ktorá nepôsobí nepríjemne na pokožku. Používanú úroveň intenzity zistíte pozorovaním počtu svetiel svietiacich na displeji voľby úrovne intenzity.

Váš prístroj i-Light sa po zapnutí automaticky nastaví na úroveň intenzity 1. Úroveň zmeníte stlačením tlačidla voľby úrovne intenzity.

Voľba režimu žiarenia (obr. 1-N)

Prístroj i-Light má dva režimy prevádzky: Režim jednorazového žiarenia a režim viacnásobného žiarenia. Váš prístroj i-Light sa po zapnutí automaticky vždy nastaví na režim jednorazového žiarenia.


Režim jednorazového žiarenia: Prístroj i-Light zažiarí raz, keď stlačíte tlačidlo žiarenia a senzor kontaktu s pokožkou bude pritlačený k pokožke.

Režim viacnásobného žiarenia: Prístroj i-Light zažiarí raz každé dve sekundy, keď stlačíte tlačidlo žiarenia a senzor kontaktu s pokožkou bude pritlačený k pokožke.


Režim viacnásobného žiarenia zapnete stlačením tlačidla voľby viacnásobného režimu. Zasvieti displej voľby režimu viacnásobného žiarenia. Opätovným stlačením vypnete režim viacnásobného žiarenia a vrátite sa do režimu jednorazového žiarenia.

**Otestujte prístroj i-Light na vašej pokožke (obr. 5)**


1. Pozrite si varovania a bezpečnostné upozornenia.
2. Zoznámte sa s funkciami prístroja i-Light.
3. Pozrite si tabuľku odtieňov pokožky a uistite sa, že odtieň vašej pokožky je v prijateľnom rozsahu.
4. Vyskúšajte prístroj i-Light na malom kúsku pokožky a počkajte 48 hodín, aby ste sa uistili, že nedošlo k nepriaznivým reakciám.

**Upravte požadovanú oblasť/oblasti pomocou prístroja i-Light****Prípravte svoju pokožku na úpravu**


1. Zabezpečte, aby upravovaná oblasť bola čistá, zbavená olejov, dezodorantov, parfumov, mejkapov, telového mlieka a krémov. Oholte si chlpy v upravovanej oblasti.
2. Na odstraňovanie chlpkov nepoužívajte vosk, epilačné alebo depilačné produkty, pretože môžu pôsobiť nepriaznivo na proces IPL.

**Prípravte prístroj na úpravu**

3. Odbalte kábel rukoväte zo základne i-Light a dajte rukoväť do lôžka základne. Nájďte spínač na základni i-Light a skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Pripojte napájací kábel k základni i-Light v mieste sieťového konektora. Pripojte napájací kábel do sieťovej zástrčky. Zapnite spínač (obr. 6).
4. Zvoľte si požadovanú úroveň intenzity. Ak si želáte režim viacnásobného žiarenia, zapnite ho použitím tlačidla volby režimu žiarenia (obr. 7).

**Upravte požadovanú oblasť/oblasti pomocou prístroja i-Light – Režim jednorazového žiarenia**

1. Umiestnite rukoväť i-Light oproti pokožke tak, aby okno vyžarovania osvetlilo povrch pokožky (obr. 8).
2. Uistite sa, že senzor kontaktu s pokožkou je celkom pritlačený a kontrolný displej stavu žiarovky svieti.
3. Na aktivovanie prístroja stlačte tlačidlo žiarenia (obr. 9).
4. Presuňte rukoväť na novú oblasť úpravy a opakujte kroky 1-3 (obr. 10).

**Upravte požadovanú oblasť/oblasti pomocou prístroja i-Light – Režim viacnásobného žiarenia**

1. Umiestnite rukoväť i-Light oproti pokožke tak, aby okno vyžarovania osvetlilo povrch pokožky (obr. 8).
2. Uistite sa, že senzor kontaktu s pokožkou je celkom pritlačený a kontrolný displej stavu žiarovky svieti.
3. Na aktivovanie prístroja stlačte A DRŽTE tlačidlo žiarenia (obr. 9).
4. Ihneď po ožiarení prístrojom posuňte rukoväť na nové miesto. Po krátkej prestávke (približne 2 sekundy) prístroj opäť zasvieti (obr. 10).



POZNÁMKA: ■ Počas režimu viacnásobného žiarenia musí byť senzor kontaktu s pokožkou A tlačidlo žiarenia úplne pritlačené. Ak sa čokoľvek z nich uvoľní, prístroj prestane fungovať. Na opätovné spustenie úpravy opakujte kroky 1-4.

■ Počas režimu viacnásobného žiarenia bude svietiť kontrolný displej stavu žiarovky, pokiaľ bude aktivovaný senzor kontaktu s pokožkou a tlačidlo žiarenia.





Tipy na úpravu

- Pre optimálne výsledky sa vyhňte prekryvaniu zariadení. Toto vám pomôže predchádzať ožarovaniu väčšou energiou, ako je potrebná na potlačenie rastu chlpkov. Zabezpečiť sa aj maximálne využitie svetelnej náplne.
- Najefektívnejšie výsledky dosiahnete používaním najvyššej úrovne intenzity, ktorá nepôsobí nepríjemne na pokožku. Úroveň, ktorú používate, by mala pôsobiť tak, aby ste na pokožke cítili teplo, nemala by však pôsobiť nepríjemne.
- Optimálny výsledok sa zvyčajne nedosiahne jedným zásahom. Pre najlepší výsledok zopakujte zásah vždy, keď spozorujete opätovný rast chlpkov. Výsledky sú individuálne, ale väčšina bude trikrát opakovaně upravovať oblasti každé dva týždne, kým sa dosiahnu požadované výsledky.
- Môžete spozorovať, že kostnaté oblasti, ako napríklad lakte, kolená a členky sú počas úpravy citlivejšie. Je to bežné a nemalo by to byť dôvodom na znepokojenie. Tejto citlivosti zabránite, ak sa počas úpravy budete snažiť natiahnuť pokožku ďalej od kostnatých oblastí.

Starostlivosť po úprave

Po úprave môžete na pokožke zaznamenať jemné začervenanie alebo pocit tepla. Je to normálne a rýchlo to zmizne. Aby ste sa vyhli podráždeniu pokožky po úprave, dodržiavajte nasledovné odporúčania:

- 24 hodín po úprave sa vyhýbajte pobytu na slnku. Dva týždne po každej úprave chráňte pokožku SPF faktorom 30.
- Po úprave udržiavajte oblasť čistú a suchú a pite veľa vody, aby ste udržali pokožku hydratovanú.
- Nezaobchádzajte s upravovanou oblasťou hrubo.
- Nedávajte si horúce kúpele, sprchy, ani nepoužívajte parné kúpele alebo sauny 24 hodín po úprave.
- Neplávajte 24 hodín po úprave.
- Nezúčastňujte sa kontaktných športov 24 hodín po úprave.
- Na upravovaných oblastiach nenoste priliehavé oblečenie.
- Minimálne 2 týždne po úprave nepredlžujte vystavenie slnečnému žiareniu, ako je opaľovanie, solárium alebo samoopaľovanie.
- Počas úpravy si nerobte depiláciu (voskom, trhaním alebo krémom) - holenie je dovolené, ak sa holiťte viac ako 24 hodín po každej úprave.

- Nepoužívajte bieliace krémy alebo výrobky s parfumom 24 hodín po úprave.
- Neškriabte si ani nenaťahujte upravovanú oblasť.

Čistenie vášho prístroja i-Light.

- ▲ **UPOZORNENIE:** Pred čistením vášho prístroja i-Light zabezpečte, aby bol spínač vypnutý a napájací kábel odpojený od základnej jednotky.
- Pravidelné čistenie pomôže zabezpečiť optimálne výsledky a dlhú životnosť prístroja i-Light. Vonkajší povrch základnej jednotky a rukoväť môžete čistiť pretieraním mierne vlhkou handrou.
- Na čistenie vyžarovacieho okna používajte iba bezchlповú látku, ktorá je súčasťou vášho prístroja i-Light. Dajte pozor, aby ste nepoškrabali alebo neodštiepili z vyžarovacieho okna. Škrabance alebo chýbajúce úlomky môžu znížiť efektivitu prístroja.
- Na nepoddajné škrvny použite navlhčený vatový tampón s malým množstvom vody a vyžarovacie okno očistíte s priloženou bezchlповou látkou.
- Na odstránenie prachu a špiny z otvorov rukoväť použite malý ručný vysávač.

▲ **VAROVANIE:** Ak je vyžarovacie okno prasknuté alebo poškodené, prístroj sa nesmie používať. Nikdy neškriabte filtračné sklo ani kovový povrch vo vnútri predného kužeľa.

▲ **UPOZORNENIE:** i-Light je vysokonapäťový prístroj. Nikdy ho neponárajte do vody. Nikdy nečistíte prístroj ani žiadne jeho časti pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze ropy ani horľavých látok z dôvodu rizika vzniku požiaru. Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace hubky, abrazívne čistiace prostriedky, ani agresívne kvapaliny, ako je olej alebo acetón.

Údržba prístroja i-Light

▲ UPOZORNENIE: Pred údržbou vášho prístroja i-Light zabezpečte, aby bol spínač vypnutý a kábel odpojený od základnej jednotky.

Výmena žiarovky

1. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie predného kužela a jemne ho potiahnite.
2. Jemne vytiahnite starú žiarovkovú náplň.
3. Nahradte novou žiarovkovou náplňou. Náhradný model: SP-IPL

▲ UPOZORNENIE: Pri výmene žiarovkovej náplne sa priamo nedotýkajte žiaroviek, pretože by ste ich zamastili alebo zašpinili. Toto by mohlo viesť k zníženiu efektivity žiaroviek alebo ich prasknutiu počas úpravy pokožky.

4. Založte predný kužel a uistite sa, aby zacvakol na miesto.

Skladovanie

- Vypnite prístroj, odpojte ho a pred uskladnením ho nechajte 10 minút vychladnúť.
- Prístroj skladujte na suchom mieste pri teplote od 15° C do 35° C.

Riešenie problémov

Pred použitím prístroja i-Light si úplne prečítajte tieto pokyny. Ak máte problémy s prístrojom i-Light, pozrite si tohto sprievodcu riešeniami problémov, keďže táto časť je venovaná najbežnejším problémom, s ktorými sa môžete stretnúť pri prístroji i-Light. Ak ste dodržali pokyny v tejto časti a problémy pretrvávajú, pre ďalšiu pomoc sa obráťte, prosím, na servisné centrum Remington®.

Zapnem prístroj spínačom, ale nefunguje.

- Uistite sa, či je prístroj pripojený do fungujúcej elektrickej zásrčky.
- Skúste ho prepnúť do inej zásrčky.

Zdá sa, že prístroj má trhliny, alebo je poškodený.

- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený. Ak si nie ste istí používaním prístroja, prestaňte ho používať a pre ďalšiu pomoc sa obráťte na servisné centrum Remington®.



Zapol som prístroj, ale nemôžem zvýšiť alebo znížiť intenzitu svetla.

- Skúste vynulovať prístroj vypnutím, počkajte niekoľko sekúnd a opäť ho zapnite.

Indikátor stavu žiarovky svieti na zeleno, ale prístroj pri stlačení tlačidla nežiari.

- Uistite sa, či je senzor kontaktu s pokožkou úplne v kontakte s pokožkou.
- Skúste vynulovať prístroj vypnutím, počkajte niekoľko sekúnd a opäť ho zapnite.

Cítiť zvláštny zápach.

- Uistite sa, či je oblasť pred úpravou celkom oholená.

Upravované oblasti po úprave sčervenali.

- Je to normálne a sčervenanie ustúpi. Ak nie, skúste znížiť intenzitu žiarenia.

Nepozoroval som optimálne výsledky, alebo chlípky začali opäť rásť.

- Chlípky môžu začať opäť rásť po vašej úvodnej úprave. Je to celkom prirodzené. Pre optimálne výsledky zopakujte úpravu, keď spozorujete opätovný rast chlípok.

POZOR

- Ak sa prístroj používa dlhšiu dobu, môže sa dočasne automaticky vypnúť (približne na 40 sekúnd), aby vychladol. Keď prístroj vychladne, bude znovu pripravený na použitie.

Stavy LED a zvuku

LED pre režim intenzity/žiarenia	Indikácia
Všetky aktuálne zvolené LED svietia	Prístroj je prehriaty a je dočasne vypnutý, aby vychladol.
LED pre intenzitu žiarenia v sekvenciách	Prístroj zle funguje. Vypnite prístroj, počkajte chvíľu a skúste znova. Ak problém pretrváva, prístroj musíte vrátiť na opravu.
Všetky LED svietia spolu s varovným pipaním	Predný kužel je odstránený alebo uvoľnený.



Zvukové tóny	Indikácia
Kontakt nie je úplný	Tlačidlo žiarenia bolo stlačené, zatiaľ čo senzor kontaktu s pokožkou nebol celkom aktivovaný.
Vymeňte svetelnú náplň	Svetelná náplň chýba, alebo je potrebné ju vymeniť.
Kontaktný senzor sa zasekol	Tlačidlo žiarenia bolo stlačené potom, čo bol kontaktný senzor aktivovaný a prístroj bol zapnutý. Kontaktný senzor môže byť zaseknutý.

Často kladené otázky (www.remington-ilight.com)

Ot. Čo je i-Light? Čo je intenzívne pulzné svetlo (IPL)?

Od. IPL funguje prostredníctvom usmernenia extrémne krátkého intenzívneho pulzného alebo filtrovaného svetla do pokožky. Svetlo je absorbované farebným pigmentom v okolí chlípka a odstaví dočasne folikul chlípka, a tak zabráni opätovanému rastu chlípka.

Ot. Kto môže používať i-Light?

Od. Muži aj ženy môžu používať i-Light na odstraňovanie nechcených chlípok kdekoľvek pod krkom. i-Light bol navrhnutý pre osoby so svetlými až stredným odtieňom pokožky a tmavými chlípkami. Bezpečné odtiene pokožky zahŕňajú iba biely, slonovinový, olivový, béžový a svetlo hnedý. Bezpečné prirodzené farby chlípok sú čierna, tmavohnedá a stredne hnedá.

Ot. Ktoré oblasti môjho tela môžem upravovať pomocou prístroja i-Light?

Od. Prístroj i-Light je navrhnutý na používanie na oblasti pod krkom vrátane nôh, predlakti, oblasti bikin, rúk, hrude a chrbta.

Ot. Čo môžem očakávať od prístroja i-Light?

Od. Prístroj i-Light zabezpečuje bezpečné a efektívne odstraňovanie chlípok na úrovni salónu použitím technológie IPL.

Ot. Aké riziká sa spájajú s používaním prístroja i-Light? Je to bezpečné?

Od. Používanie prístroja i-Light je bezpečné, ale ako aj pri iných elektronických spotrebičoch, je dôležité, aby ste si prečítali a dodržiavali pokyny na prevádzku.

Ot. Ako často môžem používať prístroj i-Light?

Od. Prístroj i-Light prístroj by ste mali použiť vždy, keď spozorujete opätovný rast chlípok.

Ot. Ako dlho trvá úprava?

Od. Čas je rôzny, závisí od veľkosti oblasti, ktorá sa upravuje, ale jedna celá noha by nemala trvať dlhšie ako 15 minút.

Ot. Kedy by som mal spozorovať výsledky?

Od. Výsledky nie sú okamžité. Znovu vyrastajúce chlípky sa môžu po úprave opäť objaviť, ale mnohé z nich začnú po dvoch týždňoch vypadávať.

Chlípky rastú v cykle v troch rôznych fázach, čo trvá 18-24 mesiacov. Iba chlípky v anagénnej fáze sú vhodné na úpravu, preto sa na dosiahnutie optimálnych výsledkov požadujú viacsobné úpravy. Výsledky sú všeobecne viditeľné po niekoľkých týždňoch po prvej úprave. Stále pravidelné používanie raz do týždňa (alebo každé 2 týždne po troch úpravách) prinesie dobré výsledky po 6 až 12 týždňoch (pri tmavšej pokožke to môže trvať dlhšie).

Ot. Prečo mi chlípky rastú napriek úpravám?

Od. Chlípky pokračujú v raste až 2 týždne od úpravy a vtedy si všimnete, že chlípky začnú vypadávať. Dalším dôvodom pokračovania rastu môže byť, že ste počas úpravy oblasti vynechali. Pokračujte v úprave oblasti vždy, keď spozorujete opätovný rast.

Ot. Prečo nemôžem používať i-Light, ak som bol nedávno vystavený slnku?

Od. Opaľovanie spôsobuje prítomnosť vysokého množstva melanínu a vystavuje pokožku vyššiemu riziku popálenín alebo plŕzgierov po úprave.

Ot. Aké sú varovania v prípade používania prístroja i-Light?

Od. Isté podmienky môžu obmedziť možnosť, aby ste používali prístroj. Pred použitím prístroja i-Light si, prosím, úplne prečítajte časť Varovania a bezpečnostné upozornenia v návode na použitie.

Ot. Ako často musím vymieňať žiarovku?

Od. Žiarovka musí sa musí vymeniť po 1500 žiareníach. Svetelný indikátor stavu žiarovky bude svietiť na zeleno počas prvých 1350 žiarení životnosti náplne. Zmení sa na žlté svetlo, ktoré naznačuje, že zostáva iba 150 žiarení. Keď svetlo začne blikať, životnosť náplne sa končí a žiarovku musíte vymeniť.

Náhradný model: SP-IPL

Ot. Môžem používať prístroj i-Light na tvár?

Od. Nie. Prístroj i-Light sa neodporúča používať na tvár ani krk.

Ot. Ako sa mám starať o upravované oblasti po úprave?

Od. Zabráňte tomu, aby boli upravované oblasti nechránene vystavené slnku.

**Ot. Mal by som po použití prístroja i-Light pozastaviť bežnú činnosť?**

Od. Nie je dôvod na prerušenie bežných činností po úprave za predpokladu, že sa nevykytnú žiadne nezvyčajné komplikácie. Odporúča sa, aby ste vykonali úpravu pred spaním, takže prípadné výsledné sčervenanie do rána ustúpi.

Ot. Je prístroj i-Light pri dlhodobom používaní nebezpečný pre pokožku?

Od. Doteraz neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky alebo poškodenie pokožky z dôvodu dlhodobého použitia intenzívneho pulzného svetla.

Ot. Ako často môžeme upravovať pokožku pomocou prístroja i-Light?

Od. Dvojťždňový interval úvodnej úpravy sa ukázal ako najefektívnejší v redukcii chĺpkov. Mali by ste sa vyhnúť viacnásobnému upravovaniu tých istých oblastí počas jednej úpravy, lebo sa tým nezlepší efektívnosť, ale zvýši sa riziko podráždenia pokožky.

Ot. Môžeme používať prístroj i-Light, ak mám plavé, ryšavé, sivé alebo biele chĺpky?

Od. Prístroj i-Light funguje najlepšie na tmavých chĺpkoch, pretože obsahujú viac melanínu, teda pigmentu, ktorý dodáva chĺpkom a pokožke farbu. Melanín je to, čo absorbuje svetelnú energiu používanú počas úpravy prístrojom i-Light. Čierne a tmavohnedé chĺpky reagujú najlepšie. Hnedé a svetlohnedé chĺpky budú tiež reagovať, ale zvyčajne si vyžadujú viac zásahov. Červené chĺpky môžu reagovať mierne. Biele, sivé alebo plavé chĺpky zvyčajne nereagujú, hoci niektorí používatelia zaznamenali výsledky po viacerých zásahoch.

Ot. Môžeme používať prístroj i-Light na prirodzene tmavú pokožku?

Od. Nie. Prístroj i-Light je navrhnutý na reakciu s tmavým pigmentom chĺpku. Výsledkom je, že tmavohnedá a čierna pokožka môže absorbovať veľmi veľa energie prístroja (tepla), čo môže spôsobiť poškodenie pokožky. Prístroj i-Light nepoužívajte na prirodzene tmavú pokožku, lebo obsahuje veľmi veľa melanínu. Úprava tmavej pokožky pomocou prístroja i-Light môže spôsobiť popálenie, pluzgiera a zmeny farby pokožky (hyper- alebo hypopigmentáciu).

Pozrite si tabuľku odtieňov pokožky na strane 3 a zistíte, či je prístroj i-Light pre vás vhodný.

Ot. Potrebujem pri používaní prístroja i-Light ochranu zraku?

Od. Nie, nepoškodzuje oči, ak nie je nasmerovaný na tvár. Prístroj i-Light je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý zabráňuje náhodnému žiareniu, keď prístroj nie je v kontakte s pokožkou. Malé množstvo svetla vyžarované počas úpravy je podobné svetlu z blesku fotoaparátu a nepoškodzuje oči, ak nie je nasmerované na tvár.

Ot. Môžeme používať prístroj i-Light, ak som tehotná alebo dojčím?

Od. Nie. Prístroj i-Light nebol skúšaný na tehotných ženách, preto neodporúčame používanie prístroja i-Light, ak ste tehotná alebo dojčíte. Hormonálne zmeny môžu zvýšiť citlivosť a riziko poranenia pokožky.

Vhodné odtiene pokožky, tabuľka odtieňov pokožky – Fitzpatrickove typy pokožky 1 – 4

Túto tabuľku typov pokožky môžete použiť, aby ste sa sami ohodnotili pomocou sčítania skóre za každú zodpovedajúcu otázku. Na konci je škála s rozsahom pre každú zo šiestich kategórií typov pokožky. Po škále nasleduje vysvetlenie pre každý typ pokožky. Takto môžete rýchlo a jednoducho zistiť svoj typ pokožky.

Genetická dispozícia

Skóre	0	1	2	3	4
Akú máte farbu očí?	Svetlomodrá, sivá, zelená	Modrá, sivá alebo zelená	Modrá	Tmavohnedá	Hnedasto čierna
Akú máte prirodzenú farbu vlasov?	Piesková červená	Plavá	Gaštanová tmavoplavá	Tmavohnedá	Čierna
Akú máte farbu pokožky (v neopaľovaných oblastiach)?	Červen-kastá	Veľmi bledá	Bledá s béžovým odtieňom	Svetlohnedá	Tmavohnedá
Máte pehy v neopaľovaných oblastiach?	Veľa	Niekoľko	Málo	Náhodné	Žiadne

Celkové skóre genetickej dispozície: _____



Reakcie na opaľovanie

Skóre	0	1	2	3	4
Čo sa stane, ak zostanete na slnku príliš dlho?	Bolestivé začervenanie, pľuzgiere, šúpanie	Pľuzgiere a následné šúpanie	Popáleniny a niekedy následné šúpanie	Zriedkavé popáleniny	Nikdy som nemal popáleniny
Do akej miery zhnednete?	Sotva alebo vôbec	Svetlá farba, opálenie	Primerané opálenie	Opálenie veľmi ľahko	Rýchlo stmavnem do hneda
Zhnednete po niekoľkých hodinách pobytu na slnku?	Nikdy	Zriedka	Niekedy	Často	Vždy
Ako vaša tvár reaguje na slnko?	Veľmi citlivo	Citlivo	Normálne	Veľmi odolne	Nikdy som nemal problém

Celkové skóre reakcie na opaľovanie: _____

Opaľovacích návykov

Skóre	0	1	2	3	4
Kedy ste naposledy vystavili svoje telo slnku (alebo umelému slnku/ opaľovaciemu krému)?	Pred viac ako 3 mesiacmi	Pred 2-3 mesiacmi	Pred 1-2 mesiacmi	Pred menej ako mesiacom	Pred menej ako 2 týždňami
Vystavili ste oblasť, ktorá sa má upravovať, slnku?	Nikdy	Takmer nikdy	Niekedy	Často	Vždy

Celkové skóre opaľovacích návykov: _____

Na získanie skóre svojho typu pokožky sčítajte skóre zo všetkých troch častí.

**Skóre typov pokožky - Fitzpatrickov typ pokožky**

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
nad 30	V-VI

Nepoužívajte prístroj i-Light

Typ 1: Veľmi citlivá, vždy sa spáli, nikdy sa neopáli.

Príklad: Červené vlasy s pehami

Typ 2: Veľmi citlivá na slnko, ľahko sa spáli, opáli sa minimálne.

Príklad: Beloch – svetlá pokožka, plavé vlasy

Typ 3: Pokožka citlivá na slnko, niekedy sa spáli, pomaly sa opáli do svetlohnedá.

Príklad: Tmavší beloch

Typ 4: Pokožka minimálne citlivá na slnko, spáli sa minimálne, vždy sa mierne opáli do hnedá. Príklad: Stredomorský typ belocha, niektorí hispánci**Typ 5:** Pokožka necitlivá na slnko, málokedy sa spáli, dobre sa opaľuje.

Príklad: Niektorí hispánci, niektorí černosi

Typ 6: Necitlivá na slnko, nikdy sa nespáli, hlboko pigmentovaná.

Príklad: Tmavší černosi

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Na konci životnosti tento produkt nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Likvidáciu vykonávajú naše servisné strediská Remington® alebo príslušné zberné miesta.



Viac informácií o recyklovaní nájdete na stránkach

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com

**SERVIS A ZÁRUKA**

Tento výrobok bol skontrolovaný a neobsahuje žiadne chyby. Poskytujeme naň 2-ročnú záruku na akékoľvek chyby vzniknuté v dôsledku chybného materiálu alebo spracovania, platnú od dátumu zakúpenia zákazníkom. Ak sa výrobok počas záručnej doby pokazí, bezplatne ho opravíme, vymeníme akúkoľvek jeho súčasť alebo aj celý výrobok, za predpokladu, že existuje dôkaz o jeho zakúpení. Toto však neznamená, že sa predĺži záručná doba opraveného alebo vymeneného výrobku.

V prípade reklamácie jednoducho zavolajte servisné stredisko REMINGTON vo svojom regióne.

Ide o záruku mimo bežných zákonných práv zákazníkov.

Táto záruka platí vo všetkých krajinách, v ktorých náš výrobok predávajú autorizovaní dileri.

Táto záruka sa nevzťahuje na výmenu žiaroviek, ktoré sú spotrebnými súčasťami. Nevzťahuje sa ani na škody výrobku, ktoré vznikli ako dôsledok nehody alebo nesprávneho používania, poškodzovania, zmeny výrobku alebo používania v protiklade s nevyhnutnými technickými alebo bezpečnostnými inštrukciami. Záruku nemožno uplatniť, ak výrobok rozobrala alebo opravovala osoba, ktorá nemá našu autorizáciu.

Co je přístroj i-Light?

i-Light je přístroj pro domácí použití na odstraňování ochlupení technologií intenzivního pulzního světla (IPL). Jedná se o stejnou technologii používanou v profesionálních epilačních salónech a klinikách. Je-li přístroj používán správně, poskytuje dlouhotrvající redukci ochlupení.

Co je intenzivní pulzní světlo (IPL) a jak přístroj i-Light funguje?

i-Light pracuje na principu směřování extrémně krátkého, intenzivního světla do pokožky. Světelná energie je absorbována melaninem ve vlasových folikulech, čímž je dočasně omezen růstový mechanismus ochlupení a tím je jeho růst zpoždován. Vlasové folikuly během cyklu růstu vlasu typicky procházejí třemi fázemi. Tyto fáze jsou:

Anagenní fáze (růstová fáze) – fáze aktivního růstu vlasového folikulu.

Koncentrace melaninu je na své nejvyšší úrovni, jelikož je zodpovědný za pigmentaci vlasu. Na ošetření pomocí IPL (obr. 2) je ochlupení citlivé pouze v anagenní fázi.


Katagenní fáze (znehodnocující fáze) – jedná se o krátký přechodný stav, který následuje po anagenní fázi a označuje konec aktivního růstu ochlupení. Obvykle trvá 2–3 týdny (obr. 3).

Telogenní fáze (klidová fáze) – vlasové folikuly během této fáze zcela odpočívají. Tato fáze je nejdélejší a trvá přibližně 100 dní. Během této doby vytlačuje nové ochlupení to staré, čímž dovoluje, aby cyklus růstu mohl začít znovu (obr. 4).

Co můžete očekávat od přístroje i-Light

Naše studie prokázaly významnou redukci ochlupení po pouhém jediném ošetření. Nicméně optimálních výsledků nelze dosáhnout po jediném sezení. Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li ošetření opakovat, kdykoliv zjistíte, že vaše ochlupení začalo opět růst. Výsledky se budou individuálně lišit, nicméně neúčinnější je místa opakovaně každé dva týdny třikrát ošetřovat, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.

Několik dnů po prvním ošetření začnete zjišťovat, že vaše ochlupení vypadává. Objeví se řidší, jemnější a světlejší ochlupení než bylo to původní. Tento opakovaný růst je zcela běžný a předpokládaný.





DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete používat přístroj i-Light:

**Určíte si přečtíte všechny varování a informace o bezpečnosti
Přečtete si veškeré varovné a bezpečnostní informace.**

Před zahájením si zkontrolujte, zda je přístroj i-Light pro vás vhodný.

Použijte tabulku typů pokožky uvedenou na krabičce a na přední straně tohoto návodu a zjistěte, zda je tento přístroj určen pro vás.

Typ pokožky

- Víz tabulku zbarvení pokožky na straně 3.
- Nepoužívejte na přirozeně tmavou pokožku (Fitzpatrickův fototyp V a VI), mohlo by dojít k popálení, vzniku puchýřků a změnám zbarvení pokožky.
- Nepoužívejte na opálenou pokožku nebo po vystavení přímému slunci, toto může způsobit popálení nebo poranění pokožky.
- Přístroj i-Light není účinný na přirozeném bílém, šedivém, blond nebo rezavém ochlupení.

Oblasti, které nejsou určeny k ošetření

- Nepoužívejte na obličej nebo krk.
- Nepoužívejte na bradavky, dvorce nebo genitálie.
- Nepoužívejte, pokud máte v místě ošetření tetování nebo trvalý make-up.
- Nepoužívejte na tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou pigmentové skvrny, mateřská znaménka nebo pihy.
- Nepoužívejte na místa po nedávném chirurgickém zásahu, hlubokém peelingu, laserové rejuvenaci, jizvy nebo pokožku poškozenou popálením nebo opařením.

Kdy přístroj i-Light nepoužívat / kdy se jeho používání vyhnout.

- Nepoužívejte v těhotenství nebo v období kojení.
- Nepoužívejte, pokud jste byli vystaveni slunci nebo umělému opalování v posledních 4 týdnech.
- Nepoužívejte na suchou nebo křehkou pokožku způsobenou použitím chemického peelingu, glykolového peelingu nebo alfa-hydroxikyselin (AHA).
- Na jedno místo nesvíte více než jednou, mohlo by dojít k popálení.
- Nepoužívejte na stejnou oblast své pokožky více než jednou týdně.
- Podstupujete-li exfoliační ošetřování, nepoužívejte po dobu alespoň 14 dní.

- Nepoužívejte, pokud jste již podstoupili ošetření trvalým odstraněním ochlupení.
- Nepoužívejte, máte-li onemocnění pokožky, jako je aktivní rakovina kůže, pokud jste měli rakovinu kůže nebo jinou rozpoznanou rakovinu v místech, která mají být ošetřena, nebo pokud máte předrakovinové léze nebo více atypických pih v oblastech určených k ošetření.
- Nepoužívejte, pokud máte epilepsii s citlivostí na záblesky.
- Nepoužívejte, pokud jste v minulosti měli poruchu v produkci kolagenu, včetně tvoření jizev s výrůstkem nebo hojení ran.
- Nepoužívejte, pokud jste v minulosti měli cévní poruchu, jako je vznik křečových žil nebo cévní ektázie v místech, která mají být ošetřena.
- Nepoužívejte, pokud je vaše pokožka citlivá na světlo, které způsobuje prudkou nebo alergickou reakci. Pokud berete fotosenzibilizující přípravky nebo léky, zkontrolujte příbalový leták léku. Nikdy jednotku nepoužívejte, pokud může způsobit fotoalergické nebo fototoxické reakce, nebo pokud se máte kvůli medikaci vyhybat slunci.
- Nepoužívejte, pokud jste diabetici, máte lupenku, porfyrii nebo městnavé srdeční onemocnění.
- Nepoužívejte v oblastech pokožky, které jsou/byly současně ošetřovány alfa-hydroxikyselinami (AHA), beta-hydroxikyselinami (BHA), místní aplikací isotretinoinem a kyselou azelaovou.
- Nepoužívejte, pokud jste orálně v posledních šesti měsících brali Isotretinoin Accutane nebo Roaccutane. Taková léčba může způsobit vyšší citlivost pokožky na trhliny, rány a podráždění.
- Nepoužívejte, pokud máte poruchu krvácení nebo berete léky proti srážlivosti krve, včetně nadměrného užívání aspirinu způsobem, který neumožňuje minimální jednotýdenní období oslabení účinku léku před každým ošetřením.
- Nepoužívejte, pokud na místech, která mají být ošetřena, máte infekce, ekzémy, záněty folikulů, otevřené tržné rány, odřeniny, chirurgické zákroky, herpes simplex, rány nebo léze a hematomy.
- Nepoužívejte, pokud jste v minulosti prodělali onemocnění snížení imunity (včetně infekce HIV nebo AIDS), nebo pokud berete léky na snížení imunity.
- Nepoužívejte, pokud užíváte léky proti bolesti, které snižují citlivost na teplo.
- Nepoužívejte, pokud užíváte dlouhotrvající deodoranty. Mohou způsobit reakce pokožky.
- Nepoužívejte nad nebo v blízkosti náhrad, jako jsou silikonové implantáty, antikoncepční implantáty Implanon, kardiostimulátory, podkožní injekční porty (dávkováč inzulinu) nebo piercing.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VÝSTRAHA – OMEZTE NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM
PROUDEM, POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

Většina elektrických spotřebičů je elektricky napájena, i když jsou vypnuty. Nebezpečí zranění nebo smrti zásahem elektrickým proudem snižte:

- Jednotku po použití vždy odpojujte z elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte v blízkosti vody.
- Tento spotřebič neumisťujte nebo neskladujte v místech, kde může spadnout nebo být vtáhnut do vany nebo umyvadla.
- Nepokládejte nebo neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Spadne-li jednotka do vody nebo jiné tekutiny, nedotýkejte se jí. Jednotku okamžitě odpojte.
- Nedotýkejte vlhké jednotky. Jednotku okamžitě odpojte.
- Před čištěním jednotku odpojte.
- Jednotku vždy udržujte v suchu.
- Při přechodu jednotky z velmi studeného do velmi teplého prostředí počkejte před jejím používáním přibližně 2 hodiny.
- Pokud je přístroj zapojen do zásuvky, neměl by být nikdy ponechán bez dozoru.
- Napájecí kabel a zástrčku chraňte před stykem s horkými povrchy.
- Dejte pozor, aby se napájecí kabel a zástrčka nenamočily.
- Holicí strojek nezapojujte do zásuvky ani jej z ní nevytahujte mokřima rukama.
- Nepoužívejte přístroj s poškozenou napájecí šňůrou. Náhradní díl si můžete objednat přes naše servisní střediska Remington®.
- Výrobek skladujte při teplotách mezi 15 °C a 35 °C.
- Když stojek čistíte nebo používáte pod tekoucí vodou, vždy jej odpojte od sítě.
- Používejte pouze ty součásti, které byly dodány s přístrojem.
- Udržujte tento výrobek mimo dosah dětí. Používání tohoto zařízení osobami se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností a znalostmi může vést ke vzniku nebezpečných situací. Osoby zodpovědné za jejich bezpečnost by měly poskytnout explicitní pokyny nebo na používání zařízení dohlížet.

Referenční schéma jednotky i-Light (strana 3)

- | | |
|---|--|
| A Rukojeť i-Light | J Napájecí spínač |
| B Zábleskové tlačítka | K Přívod napájení |
| C Čidlo kontaktu s pokožkou | L Volič úrovně intenzity |
| D Zábleskové okénko | M Displej volby úrovně intenzity |
| E Kužel čelní části | N Výběr zábleskového režimu |
| F Uvolňovací tlačítka kuželu čelní části | O Displej volby zábleskového režimu |
| G Světelná kazeta | P Displej signalizace stavu žárovky |
| H Kabel rukojeti | Q Napájecí kabel |
| I Základna i-Light | R Bezprašná látka |

Seznamte se s funkcemi svého nového přístroje i-Light.

Zábleskové okénko (obr. 1-D)

Zábleskové okénko je okno s polarizovaným filtračním sklem s vestavěnou ochranou proti UV, které umožňuje procházet světlu o konkrétní vlnové délce z rukojeti přístroje do vaší pokožky a vlasových folikulů.

▲ VAROVÁNÍ: Před použitím se vždy ujistěte a zkontrolujte, zda nemá zábleskové okénko poškozenou čočku.

▲ VAROVÁNÍ: Před použitím zábleskové okénko vždy očistěte dodávanou bezprašnou látkou a zajistěte, aby se na čočce nenacházela mastnota ani nečistoty.

Čidlo kontaktu s pokožkou (obr. 1-C)

Čidlo kontaktu s pokožkou je bezpečnostní mechanismus, který brání přístroji v náhodné aktivaci. Abyste mohli přístroj aktivovat, musí být čidlo kontaktu s pokožkou zcela stlačeno proti pokožce.

Zábleskové tlačítko (obr. 1-B)

Zábleskové tlačítko je umístěno na rukojeti. Zábleskovou žárovku aktivujete úplným sepnutím čidla kontaktu s pokožkou a stlačením zábleskového tlačítka.

Displej signalizace stavu žárovky (obr. 1-P)

Přístroj je připraven k záblesku, pokud displej signalizace stavu žárovky svítí zeleně.

POZNÁMKA: Stisknete-li zábleskové tlačítko A čidlo kontaktu s pokožkou není zcela aktivováno NEBO displej signalizace stavu žárovky nesvítí, ozve se zvuková signalizace.

Pokud displej signalizace stavu žárovky svítí žlutě, zbývá v zábleskové žárovce 150 záblesků. Bliká-li displej signalizace stavu žárovky, kazeta žárovky je vypotřebována a již nebude dále fungovat. Před dalším použitím přístroje musíte kazetu žárovky vyměnit.

Uvolňovací tlačítka kuželu čelní části (obr. 1-F)

Stiskněte obě tlačítka a jemně zatáhněte, tím kužel čelní části odstraníte.

⚠ VAROVÁNÍ: VŽDY se před odstraňováním kuželu čelní části ujistěte, že je jednotka VYPNUTÁ a napájecí kabel je odpojen. Odstraníte-li kužel čelní části během doby, kdy je jednotka ZAPNUTÁ, všechny světelné signalizace na základně se rozsvítí a ozve se zvuková signalizace.

Světelná kazeta (obr. 1-G)

Každá světelná kazeta má životnost 1500 záblesků. Jakmile jsou všechny záblesky vypotřebovány, je nutné kazetu vyměnit.

Náhradní model: SP-IPL

Volba úrovně intenzity (obr. 1-L)

Přístroj i-Light je vybaven 5 úrovněmi intenzity. Nastavení úrovně 1 je nejnižší, úrovně 5 je pak nejvyšší.

TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete vždy při použití nejvyšší úrovně intenzity, která nezpůsobuje podráždění pokožky. Úroveň intenzity, která má být použita, určíte sledováním počtu světél rozsvícených na displeji volby úrovně intenzity.

Váš přístroj i-Light se při každém ZAPNUTÍ automaticky nastaví na úroveň intenzity 1. Úroveň změníte stisknutím voliče výběru úrovně intenzity.

Volba režimu záblesku (obr. 1-N)

Přístroj i-Light je vybaven dvěma provozními režimy: režimem jednoho záblesku a režimem více záblesků. Váš přístroj i-Light se při každém ZAPNUTÍ automaticky nastaví do režimu jednoho záblesku.


Režim jednoho záblesku: Při stisknutí zábleskového tlačítka A sepnutí čidla kontaktu s pokožkou bleskne přístroj i-Light jednou.

Režim více záblesků: Při stisknutí zábleskového tlačítka A úplného sepnutí čidla kontaktu s pokožkou bleskne přístroj i-Light jednou každé dvě sekundy.


Režim více záblesků ZAPNETE stisknutím voliče režimu více záblesků. Rozsvítí se displej volby režimu více záblesků. Opakovaným stisknutím režim více záblesků VYPNETE a přístroj vrátíte do režimu jednoho záblesku.

**Otestujte přístroj i-Light na své pokožce (obr. 5)**

1. Seznamte se s varováními a bezpečnostními opatřeními.
2. Seznamte se s funkcemi přístroje i-Light.
3. Porovnejte tabulku odstínu pokožky a ujistěte se, že je vaše pokožka v přípustném rozsahu.
4. Na malé oblasti pokožky přístroj i-Light otestujte a počkejte 48 hodin, zda se nedostaví žádné nepříznivé reakce.

**Ošetření požadovaných oblastí přístrojem i-Light****Příprava pokožky na ošetření**


1. Zajistěte, aby byla oblast ošetření čistá, bez mastnot, deodorantů, parfémů, make-upů, tělových mlék a krémů. Z místa ošetření oholte ochlupení.
2. K odstranění ochlupení nikdy nepoužívejte vosk, epilaci, pinzety nebo depilační výrobky, protože působí proti efektům procesu IPL.

**Příprava přístroje na ošetření**

3. Rozbalte kabel rukojeti ze základny i-Light a odložte rukojeť do kolébky základny. Vyhledejte napájecí přepínač na základně i-Light a ujistěte se, že je jednotka VYPNUTÁ. Připojte napájecí kabel do napájecí zdičky základny i-Light. Napájecí kabel připojte k zásuvce ve stěně. ZAPNĚTE napájecí spínač (obr. 6).
4. Vyberte požadovanou úroveň intenzity. Pokud požadujete režim více záblesků, ZAPNĚTE jej voličem zábleskového režimu (obr. 7).

**Ošetření požadovaných oblastí přístrojem i-Light – režim jednoho záblesku**

1. Rukojeť i-Light umístěte proti své pokožce tak, aby zábleskové okénko osvitilo její povrch (obr. 8).
2. Zajistěte úplné sepnutí čidla kontaktu s pokožkou a rozsvícení displeje signalizace stavu žárovky.
3. Stiskněte zábleskové tlačítko a přístroj aktivujte (obr. 9).
4. Posuňte rukojeť na nové místo ošetření a kroky 1–3 opakujte (obr. 10).


**Ošetření požadovaných oblastí přístrojem i-Light – režim více záblesků**

1. Rukojeť i-Light umístěte proti své pokožce tak, aby zábleskové okénko osvitilo její povrch (obr. 8).
2. Zajistěte úplné sepnutí čidla kontaktu s pokožkou a rozsvícení displeje signalizace stavu žárovky.
3. Stiskněte A PODRŽTE zábleskové tlačítko a přístroj aktivujte (obr. 9).
4. Okamžitě po záblesku přístroje přesuňte rukojeť na nové místo. Po malé chvíli (přibližně 2 sekundy) přístroj bleskne znovu (obr. 10).



POZNÁMKA: ■ Během režimu více záblesků musí být čidlo kontaktu s pokožkou A zábleskové tlačítko zcela stisknuté. Pokud jeden z mechanismů nebude sepnutý, přístroj nebude fungovat. Opakováním kroků 1–4 pokračujte v ošetřování.

10]



■ Během režimu více záblesků zůstává po dobu sepnutí čidla kontaktu s pokožkou a zábleskového tlačítka displej signalizace stavu žárovky rozsvícený.



Tipy na ošetření

- Nejlepších výsledků dosáhnete, vyhnete-li se překrývání záblesků. To pomáhá při prevenci vystavení se větší energii, než která je nezbytná k potlačení růstu ochlupení. Zároveň zajistíte, že dosáhnete maximálního využití své zábleskové kazety.
- Nejlepších výsledků dosáhnete vždy při použití nejvyšší úrovně intenzity, která nezpůsobuje podráždění pokožky. Úroveň, kterou na svoji pokožku použijete, byste měli považovat jako teplo, ale nikdy byste se při tom neměli cítit nepohodlně.
- Optimálních výsledků nelze obecně dosáhnout po jediném sezení. Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li ošetření opakovat, kdykoliv zjistíte, že vaše ochlupení začalo opět růst. Výsledky se budou individuálně lišit, nicméně většina lidí bude místa ošetřovat během prvních tří sezení každé dva týdny, dokud nebude dosaženo požadovaných výsledků.
- Můžete zjistit, že kostnaté plochy, jako jsou lokty, holeně a kotníky, jsou během ošetření citlivější. Jedná se o normální jev, kterého se nemusíte obávat. Tato citlivosti můžete předejít natažením pokožky během ošetření mimo oblast

Péče po ošetření

Po ošetření můžete na své pokožce zaznamenat mírné zarudnutí nebo pocit tepla. Jedná se o normální jev, který rychle odezní. Podráždění pokožky po ošetření se vyhnete, pokud učiníte následující opatření:

- Po dobu 24 hodin po ošetření se vyhněte vystavování se slunci. Pokožku chraňte po dobu 2 týdnů po každém ošetření ochranným krémem SPF 30.
- Po ošetření udržujte místo čisté a suché a pijte dostatek vody, čímž udržíte pokožku hydratovanou.
- S ošetřeným místem zacházejte opatrně.
- Po dobu 24 hodin po ošetření neužívejte horké koupele, sprchy nebo parní komory a sauny.
- Po dobu 24 hodin po ošetření neplavte.
- Po dobu 24 hodin po ošetření nedělejte kontaktní sporty.
- Na ošetřené místo nenoste přiléhavé oblečení.
- Po dobu alespoň 2 týdnů po posledním ošetření neprodlužujte vystavování se slunci, jako je opalování, používání solárií nebo samoopalovacích prostředků.
- Během ošetřování nedepilujte (voskem, vytrháváním, řezáním nebo krémy) – holení je přijatelné po uplynutí 24 hodin po každém ošetření.

- Po dobu 24 hodin po ošetření nepoužívejte bělicí krémy nebo parfémované výrobky.
- Ošetřené místo si neškrabejte

Čištění přístroje i-Light

▲ UPOZORNĚNÍ: Před čištením svého přístroje i-Light se ujistěte, že je napájecí spínač **VYPNUTÝ** a napájecí kabel odpojený od základny.

- Pravidelné čištění pomáhá zajistit optimální výsledky a dlouhou životnost přístroje i-Light. Vnější plochy základny a rukojeti by měly být otírány mírně navlhčenou látkou.
- Zábleskové okénko čistěte pouze bezprašnou látkou, dodávanou spolu s přístrojem i-Light. Dbejte na to, abyste zábleskové okénko nepoškrábali nebo neulomili. Poškrábání a ulomení může snížit účinnost jednotky.
- Trvanlivé skvrny odstraňte aplikací menšího množství vody pomocí navlhčeného vatového tamponu na zábleskové okénko a očištěním dodávanou bezprašnou látkou.
- K odstranění prachu a nečistot ve ventilátorech rukojeti použijte malý ruční vysavač.

▲ VAROVÁNÍ: Je-li zábleskové okno prasklé nebo zlomené, jednotka nesmí být používána. Nikdy neškrábejte filtrační sklo nebo kovový povrch uvnitř kuželu čelní části.

▲ UPOZORNĚNÍ: Přístroj i-Light je vysokonapěťové zařízení. Nikdy ho neponechte do vody. Jednotku nebo jakoukoliv z jejích částí nikdy nečistěte pod vodovodním kohoutkem nebo v myčce nádobí.

Nepoužívejte benzínové nebo hořlavé čisticí prostředky z důvodu nebezpečí požáru. Na čištění jednotky nikdy nepoužívejte brusné houbičky, brusné čisticí prostředky nebo agresivní kapaliny, jako je olej nebo aceton.



Údržba přístroje i-Light

▲ UPOZORNĚNÍ: Před prováděním údržby přístroje i-Light se ujistěte, že je napájecí spínač VYPNUTÝ a napájecí kabel odpojený od základny.

Výměna žárovky

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka kuželu čelní části a jemně zatáhněte, čímž kužel čelní části odstraníte.
2. Kazetu staré žárovky jemně vytáhněte.
3. Kazetu nahradte novou. Náhradní model: SP-IPL

▲ UPOZORNĚNÍ: Při výměně kazety žárovky se nedotýkejte přímo výbojek, můžete na nich zanechat mastnotu a nečistoty. Dotýkáním můžete snížit účinnost žárovek nebo způsobit jejich prasknutí během používání.

4. Kužel čelní části vraťte zpět a ujistěte se, že správně dosedne na místo.

Uskladnění

- Jednotku vypněte, odpojte a nechte 10 minut před uskladněním vychladnout.
- Jednotku uskladněte na suchém místě při teplotě mezi 15 °C a 35 °C.

Řešení problémů

Před použitím přístroje i-Light si vždy zcela přečtěte tyto pokyny. Pokud nastane jakýkoliv problém s přístrojem i-Light, podívejte se do tohoto průvodce řešení problémů, jelikož tato kapitola řeší většinu běžných problémů, které mohou nastat při provozu přístroje i-Light.

Pokud jste postupovali podle pokynů v této kapitole, ale problémy přetrvávají i nadále, kontaktujte prosím servisní centrum společnosti Remington* s žádostí o další pomoc.

ZAPNUL(A) jsem napájecí spínač, ale jednotka nefunguje.

- Ujistěte se, že je jednotka zapojena do funkční elektrické zásuvky.
- Zkuste ji zapojit do jiné zásuvky.

Jednotka vypadá, že je prasklá nebo zlomená.

- Pokud je jednotka poškozená, nepoužívejte ji. Pokud máte o používání jednotky pochybnosti, přestaňte ji používat a kontaktujte servisní centrum Remington* s žádostí o další pomoc.

Jednotku jsem ZAPNUL(A), ale nemohu zvyšovat nebo snižovat intenzitu záblesku.

Zkuste jednotku resetovat jejím vypnutím, vyčkejte několik sekund a znovu ji zapněte.

Světlo signalizace stavu žárovky svítí zeleně, ale jednotka při stisknutí tlačítka nevydává záblesky.

Ujistěte se, že je čidlo kontaktu s pokožkou v úplném kontaktu s pokožkou. Zkuste jednotku resetovat jejím vypnutím, vyčkejte několik sekund a znovu ji zapněte.

Cítím podivný zápach.

Před ošetřením se ujistěte, že je místo zcela oholené.

Po ošetření místa zčervenají.

Jedná se o běžný jev, zčervenání by mělo ustoupit. Pokud neustoupí, zkuste použít nižší intenzitu světla.

Nedosáhl(a) jsem optimálních výsledků nebo ochlupení začalo opět růst.

Po vašem počátečním ošetření může ochlupení začít znovu růst. Tento jev je zcela normální. Optimálních výsledků dosáhnete opakovaným ošetřením po zjištění nového růstu ochlupení.

VEZMĚTE NA VĚDOMÍ

Je-li jednotka používána po delší dobu, může se automaticky krátce vypnout (přibližně na 40 sekund), aby vychladla. Po vychladnutí je jednotka opět připravena k použití.

Stavová LED dioda a zvuková signalizace

LED dioda režimu intenzity/záblesku	Signalizace
Všechny aktuálně vybrané LED diody blikají	Jednotka je přehřátá a po krátkou dobu nebude kvůli vychladnutí k dispozici.
LED diody intenzity postupně blikají	Jednotka vykazuje závadu. Vypněte ji, vyčkejte a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, jednotku vraťte k opravě.



Všechny LED diody blikají spolu s varovným zvukovým signálem	Je odebraný nebo uvolněný kužel čelní části.
--	--

Zvukové tóny	Signalizace
Nedostatečný kontakt	Zábleskové tlačítko bylo stisknuto, ale čidlo kontaktu s pokožkou nebylo zcela sepnuté.
Výměna zábleskové kazety	Záblesková kazeta chybí nebo ji je nutné vyměnit.
Slepená kontaktní čidla	Zábleskové tlačítko bylo stisknuto po sepnutí kontaktního čidla již od spuštění jednotky. Kontaktní čidla mohou být slepená.

Často kladené otázky (www.remington-ilight.com)

Ot.: Co je přístroj i-Light? Co je intenzivní pulzní světlo (IPL)?

Odp.: IPL pracuje na principu směřování extrémně krátkého, intenzivního pulzu filtrovaného světla do pokožky. Světlo je absorbováno barevnými pigmenty a okolím ochlupení, čímž se dočasně zabráňuje opětovnému růstu vlasových folikulů, a tím i ochlupení.

Ot.: Kdo může používat přístroj i-Light?

Odp.: Přístroj i-Light na odstraňování nechtěného ochlupení mohou používat muži i ženy kdekoli od krku dolů. Přístroj i-Light byl navržen pro osoby se středním zabarvením pokožky a tmavými vlasy. Bezpečně odstíní pokožky jsou pouze bílá, slonovinová, opálená, běžová a světle hnědá. Bezpečně přírodní barvy vlasů jsou černá, tmavě hnědá a středně hnědá.

Ot.: Která místa svého těla mohou ošetřovat přístrojem i-Light?

Odp.: Přístroj i-Light je navržen pro použití v místech od krku dolů včetně nohou, podpaží, třísel, paží, hrudníku a zad.

Ot.: Co mohu očekávat od přístroje i-Light?

Odp.: Přístroj i-Light poskytuje bezpečně a účinně odstraňování ochlupení na úrovni kvality salónu pomocí technologie IPL.

Ot.: Jaká jsou rizika spojená s přístrojem i-Light? Je bezpečný?

Odp.: Přístroj i-Light je pro používání bezpečný, ale jako u každého elektronického zařízení je důležité, abyste si přečetli a postupovali podle provozních pokynů.

Ot.: Jak často bych měl(a) přístroj i-Light používat?

Odp.: Přístroj i-Light byste měli používat kdykoliv vám začne opakovaně růst ochlupení.

Ot.: Jak dlouho ošetření trvá?

Odp.: Doba se liší podle velikosti ošetřovaného místa, ale jedna celá noha by neměla trvat déle než 15 minut.

Ot.: Kdy budu moci vidět výsledky?

Odp.: Výsledky nejsou okamžité. Ochlupení se může někdy po ošetření opět objevit a začít růst, ale většina tohoto ochlupení začne vypadávat po dvou týdnech.

Ochlupení roste v cyklu 3 různých fází, které trvají 18–24 měsíců. Na ošetření reaguje pouze ochlupení v anagenní fázi. To je důvod, proč je požadováno kvůli optimálním výsledkům vícenásobné ošetření. Výsledky jsou rozpoznatelné obecně v rámci několika týdnů od prvního ošetření. Opakovaným pravidelným týdenním (nebo dvoutýdenním při třech ošetřeních) užíváním dosáhnete dobrých výsledků v rámci 6 až 12 týdnů (tmavší pokožka může trvat déle).

Ot.: Proč mé ochlupení roste navzdory ošetřování?

Odp.: Ochlupení pokračuje v růstu až do 2 týdnů od ošetření, v této době zaznamenáte počátek jeho vypadávání. Dalším důvodem pro pokračující růst by mohlo být vynechání daného místa během ošetření. Jakmile zaznamenáte opakovaný růst, pokračujte v ošetřování daného místa.

Ot.: Proč nemohu přístroj i-Light používat po nedávném pobytu na slunci?

Odp.: Vystavení se slunci způsobuje přítomnost vysoké hladiny melaninu, a tím se pokožka vystavuje vyššímu nebezpečí popálení nebo vzniku puchýřků z důvodu ošetření.

Ot.: Jaká jsou varování proti používání přístroje i-Light?

Odp.: Určité podmínky mohou omezovat vaši schopnost jednotku používat. Před použitím přístroje i-Light si prosím přečtete celou kapitolu Varování a bezpečnostní opatření v návodu k použití.

Ot.: Jak často musím vyměňovat žárovku?

Odp.: Žárovku je potřeba vyměňovat po 1500 záblescích. Světlo signalizace stavu žárovky svítí během prvních 1350 záblesků životnosti kazety zeleně. Jakmile se rozsvítí žlutě, znamená to, že zbývá pouze 150 záblesků. Jakmile začne světlo blikat, je životnost kazety u konce a je třeba vyměnit žárovku.

Náhradní model: SP-IPL

Ot.: Mohu přístroj i-Light používat na obličeji?

Odp.: Ne, přístroj i-Light není doporučován pro použití na obličeji nebo krk.

Ot.: Jak mohu pečovat o ošetřená místa po zákroku?

Odp.: Vyhybejte se nechráněnému vystavování ošetřených míst slunci.

Ot.: Měl(a) bych při používání přístroje i-Light upustit od běžné činnosti?

Odp.: Běžnou činnost není třeba v průběhu ošetřování přerušovat, a to za předpokladu, že nedošlo k nečekaným komplikacím. Doporučujeme, abyste ošetření prováděli před spaním, aby se jakékoliv následné zčervenání mohlo do rána ztratit.

**Ot.: Je přístroj i-Light při dlouhotrvajícím užívání nebezpečný pro pokožku?**

Odp.: Nezaznamenali jsme jakékoliv vedlejší efekty nebo poškození pokožky z důvodu dlouhotrvajícího používání intenzivního pulzního světla.

Ot.: Jak často bych se měl(a) přístrojem i-Light ošetřovat?

Odp.: Osvědčeným intervalem pro počáteční ošetření, které je pro redukci ochlupení neúčinnější, jsou 2 týdny. Měli byste se vyhnout ošetření stejného místa vícekrát během jednoho sezení, protože nezvyšuje účinnost, nýbrž zvyšuje nebezpečí podráždění pokožky.

Ot.: Mohu přístroj i-Light používat, pokud mám blond, rezavé, šedivé nebo bílé vlasy?

Odp.: Přístroj i-Light nejlépe funguje na tmavších typech ochlupení, jelikož obsahují více melaninu, pigmentu, který dává ochlupení a pokožce její barvu. Melanin je látka, která absorbuje účinnou energii ze světla během ošetření přístrojem i-Light. Černé nebo tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe. Hnědé a světle hnědé ochlupení reaguje také, ale obvykle vyžaduje více ošetření. Rezavé ochlupení může vykazovat určitou reakci. Bílé, šedivé nebo blond ochlupení obvykle na ošetření přístrojem i-Light nereaguje, ačkoliv někteří uživatelé výsledky po vícenásobném ošetření zaznamenali.

Ot.: Mohu přístroj i-Light používat, pokud mám přirozeně tmavou pokožku?

Odp.: Ne, přístroj i-Light je navržen tak, aby reagoval s tmavým pigmentem ochlupení. Výsledkem tmavě hnědé a černé pokožky může být absorpce příliš velkého množství energie z přístroje (tepla), což může způsobit poškození pokožky. Přístroj i-Light nepoužívejte na přirozeně tmavou pokožku, obsahuje příliš mnoho melaninu. Ošetření tmavé pokožky přístrojem i-Light může mít za následek popálení, puchýřky a změny barvy pokožky (hyper- nebo hypopigmentaci).

Porovnejte tabulku zbarvení pokožky na straně 3 a určete, zda je pro vás přístroj i-Light vhodný.

Ot.: Měl(a) bych při používání přístroje i-Light používat ochranu očí?

Odp.: Ne, pro oči není přístroj škodlivý, pokud není namířený přímo do obličeje. Přístroj i-Light nabízí bezpečnostní systém, který chrání proti nechtěnému záblesku, pokud přístroj není v kontaktu s pokožkou. Malé množství světla emitovaného během ošetření je podobné světlu z blesku fotoaparátu a pro oči není škodlivé, pokud není namířeno přímo do obličeje.

Ot.: Mohu přístroj i-Light používat, pokud jsem těhotná nebo kojím?

Odp.: Ne, přístroj i-Light nebyl testován na těhotných ženách, proto jeho používání během těhotenství nebo kojení nedoporučujeme. Hormonální změny mohou zvýšit citlivost a nebezpečí poranění pokožky.

Vhodné odstíny pokožky, tabulka odstínů pokožky – Fitzpatrickovy fototypy pokožky 1–4

Tuto tabulku fototypů pokožky můžete použít pro své vlastní hodnocení jako doplněk výše zodpovězených otázek. Na konci je uvedena škála rozsahu každého ze šesti kategorií typů pokožky. Vedle této škály je vysvětlení každého z typů pokožky. Můžete rychle a snadno určit, který typ pokožky máte.

Genetická dispozice

Hodnocení	0	1	2	3	4
Jaká je barva vašich očí?	Světle modrá, šedá, zelená	Modrá, šedá nebo zelená	Modrá	Tmavě hnědá	Hnědočerná
Jaká je přirozená barva vašich vlasů?	Pískově červená	Blond	Oříškové tmavě blond	Tmavě hnědá	Černá
Jaká je barva vaší pokožky (chráněné oblasti)?	Načervenalá	Vybledlá	Vybledlá s béžovým odstínem	Světle hnědá	Tmavě hnědá
Máte pihy na chráněných místech?	Mnoho	Několik	Málo	Nahodile	Žádné

Celkové hodnocení genetické dispozice: _____



Reakce na vystavení se slunci

Hodnocení	0	1	2	3	4
Co se stane, když na slunci zůstanete příliš dlouho?	Bolestivé zarudnutí, puchýřky, olupování	Puchýřky následovné olupováním	Popálení, někdy následovné olupováním	Výjimečné spálení	Nikdy se nespálila
Do jaké míry hnědnete?	Těžko nebo vůbec	Světlá barva, opálená	Rozumné opálení	Velmi snadno opálená	Zhnědne rychle
Hnědnete během několika hodin po opalování?	Nikdy	Zřídka	Někdy	Často	Vždy
Jak na slunce reaguje váš obličej?	Velmi citlivě	Citlivě	Normálně	Velmi odolně	Bez problému

Celkové hodnocení reakce na vystavení se slunci: ____

Opalovacích návyků

Hodnocení	0	1	2	3	4
Kdy jste se naposledy opaloval(a) (na slunci, umělém slunci, pomocí opalovacího krému)?	Před více než 3 měsíci	Před 2–3 měsíci	Před 1–2 měsíci	Méně než před měsícem	Méně než před 2 týdny
Vystavili jste místo, které má být ošetřeno, slunci?	Nikdy	Málokdy	Někdy	Často	Vždy

Celkové hodnocení opalovacích návyků: ____

Výsledek z každé z těchto tří částí přičtete k vašemu hodnocení typu pokožky.

**Hodnocení typu pokožky - Fitzpatrickův fototyp pokožky**

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
více než 30	V-VI

Přístroj i-Light nepoužívejte.

TYP 1: Vysoce citlivá, vždy se spálí, nikdy se neopálí.

Příklad: Žrzavé ochlupení s pihami

TYP 2: Velmi citlivá na slunce, snadno se spálí, opálí se minimálně.

Příklad: Běloch se světlou pokožkou a ochlupením

TYP 3: Pokožka citlivá na slunce, někdy se spálí, pomalu se opaluje do světle hnědé.

Příklad: Tmavší typ bělocha

TYP 4: Minimální citlivost na slunce, spálí se minimálně, vždy se opálí do středně hnědé.

Příklad: Středomořský typ bělocha, mají ji i někteří hispanci

TYP 5: Pokožka bez citlivosti na slunce, zřídka se spálí, dobře se opaluje.

Příklad: Někteří hispanci, někteří černoši

TYP 6: Bez citlivosti na slunce, nikdy se nespálí, hluboce pigmentovaná.

Příklad: Tmavší černoši

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Po uplynutí životnosti výrobek nevyhazujte do domovního odpadu. Likvidaci může provést servisní centrum Remington® nebo příslušná sběrná místa.



Více informací o recyklaci naleznete na adresách

www.remington-europe.comwww.remington-light.com**SERVIS A ZÁRUČNÍ LHŮTA**

Tento stroj prošel kontrolou a je bez závady. Poskytujeme na něj záruku v případě

výskytu závad způsobených vadným materiálem nebo chybou zpracování na dobu 2 let od data prodeje. Pokud se stroj porouchá v záruční době, opravíme vám jej zdarma nebo jej vyměníme buďto v celku, nebo jeho částí, pokud se prokážete dokladem o zaplacení.

To však neznamená prodloužení záruční lhůty.

V případě poruchy v záruční době se spojte se servisním střediskem firmy Remington® v místě Vašeho bydliště.

Tato záruka je poskytována nad rámec obvyklých zákonných práv zákazníka.

Záruka je poskytována ve všech zemích, kde byl náš výrobek zakoupen od autorizovaného prodejce.

Tato záruka se netýká náhrady žárovek, jež se počítají mezi spotřební zboží. Tato záruka také nezahrnuje poškození výrobku způsobené nehodou nebo chybným použitím, zneužitím, změnou konstrukce výrobku nebo používáním v rozporu s nutnými technickými resp. bezpečnostními požadavky. Tato záruka nezahrnuje případ, kdy byl výrobek rozebrán či opraven neoprávněnou osobou.



Mi is az az i-Light?

Az i-Light a testszörzet intenzív pulzáló fényvel (IPL) – vagyis folyamatosan felvillanó fényvel – történő eltávolítására szolgáló, otthoni felhasználásra szánt eszköz. Ez ugyanaz a technológia, amit a szőrtelenítő szalonokban és rendelőkben alkalmaznak. Helyes használat esetén hosszan tartó szőrzetsökkenést biztosít.

Mi az intenzív pulzáló fény (IPL) és hogy működik az i-Light?

Az i-Light rendkívül rövid, intenzív fényimpulzusoknak a bőrre irányításával éri el hatását. A fényenergiát a szőrtüszőben levő melanin elnyeli, ami időlegesen leállítja a szőr növekedési mechanizmusát és késlelteti a szőr növekedését.

A szőrtüszők jellemzően három szakaszon mennek át a szőrnövekedési ciklus során. Ezek a szakaszok:

Anagén szakasz (növekedési szakasz) – a szőrtüszők aktív növekedési szakasza.

A melanin-koncentráció a legnagyobb, mivel ez biztosítja a szőr festékanyaggal való ellátását (pigmentációját). Csak az anagén szakaszban levő szőrszálak reagálnak az IPL-lel végzett kezelésre (2. ábra).


Katagén szakasz (leépülési szakasz) – az anagén szakaszt követő rövid átmeneti szakasz, a szőrtüszők aktív növekedésének végét jelzi. Ez jellemzően 2-3 hétig tart (3. ábra).

Telogén szakasz (nyugalmi szakasz) – a szőrtüsző teljes nyugalomban van ebben a szakaszban, amely a leghosszabb szakasz, mintegy 100 napig tart. Ez idő alatt az új szőrszálak kitolják a régieket, és újrakezdődik a növekedési szakasz (4. ábra).

Mit várhatok az i-Light-tól?

Vizsgálataink már egyetlen kezelés után is jelentős szőrzetsökkenést mutattak. Egyetlen kezeléssel azonban nem lehet optimális eredményeket elérni. A legjobb eredmény érdekében ismétlje meg a kezelést, ha észreveszi a szőr újránövekedését. Az eredmények egyéntől függőek, a legtöbbben azonban kéthetente ismétlik a bőrfelület kezelését mindaddig, amíg a kívánt eredményt el nem érik.

Néhány nappal az első kezelés után észrevehető, hogy megkezdődik a szőr kihullása. Bizonyos szőrnövekedés előfordul, ez azonban ritkább, vékonyabb szálú és halványabb színű lesz, mint az eredeti szőrzet. Ez az újránövekedés teljesen normális és várható dolog.





FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az i-Light használatának megkezdése előtt:

Gondosan olvassa át a Figyelmeztetések és biztonsági óvintézkedések című fejezetet! Az i-Light használatának megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz alkalmas-e Önnek.

Használja a dobozon és a használati utasítás elején levő bőrszín-skálát annak megállapítására, hogy ez az eszköz alkalmas-e az Ön számára.

Bőrtípus

- Lásd a 3. oldalon levő bőrszín-skálát.
- Ne használja a természetes módon sötét árnyalatú (Fitzpatrick V. és VI. típusú) bőrön, mert leégés, felhólyagosodás vagy a bőrszín megváltozása fordulhat elő.
- Ne használja napbarnított bőrön vagy röviddel napozás után, mivel égési sérüléseket vagy bőrkárosodást okozhat.
- Az i-Light nem hatékony a természetes fehér, ősz, szőke vagy vörös testszőrzet esetén.

Kezelésre alkalmatlan felületek

- Ne használja az arcon és a nyakon!
- Ne használja a mellbimbónál, bimbóudvarnál (areola) vagy a nemi szerveknél!
- Ne használja, ha a kezelendő felületen tetoválás vagy tartós smink van!
- Ne használja sötétbarna vagy fekete felületeknél, pl. szemölcsök, anyajegyek vagy szeplők környékén!
- Ne használja friss sebhelyek, mélyhámlesztás, lézeres helyreállítás, forradások környékén vagy égéskárosult, leforrázott bőrfelületen.

Mikor ne használja, illetve mikor kerülje az i-Light használatát?

- Ne használja, ha várandós vagy szoptató!
- Ne használja, ha az elmúlt 4 hétben napozott vagy mesterségesen barnult!
- Ne használja vegyi hámlasztók, glikolos hámlasztók vagy alfa-hidroxil savak (AHA) által okozott száraz vagy töredezett bőrön!
- Adott területen csak egyszer villantson, különben leégést okozhat!

- Adott bőrfelületen hetente csak egyszer használja!
- Ne használja mikrodermabráziós bőrradírt kezelés után legalább 14 napig!
- Ne használja, ha már tartós szőrtelenítő kezelés alatt áll!
- Ne használja, ha bőrbetegségben – pl. aktív bőrrák – szenved, ha korábban bőrrákja vagy a kezelendő felületeken bármely más lokalizált rákja volt, vagy ha a kezelendő felületeken rákot megelőző léziói vagy többszörös atipusos szemölcssei vannak!
- Ne használja, ha villanófényre érzékeny epilepsziában szenved!
- Ne használja, ha korábban kollagén-rendellenességei voltak, ide értve a korábbi keloid hegesedéseket és a korábbi lassú sebgyógyulást is!
- Ne használja, ha a kezelendő felületeken korábban érrendszeri rendellenességei voltak, pl. visszértágulatok, érrendszeri tágulat (ectasia)!
- Ne használja, ha bőre fényre érzékeny, a fény bőrküütést vagy allergiás reakciókat okoz! Olvassa el a gyógyszer csomagolásában levő tájékoztatót, ha fényérzékenyítő szereket kap vagy ilyen gyógyszeres kezelés alatt áll! A készüléket soha ne használja, ha fényre allergiás reakciókat vagy fototoxikus reakciókat okozhat, vagy a gyógyszeres kezelés miatt kerülnie kell a napfényt!
- Ne használja, ha cukorbeteg, bőrfarkas (lupus erythematosus), porphyria vagy kerin-gési elégtelenség betegségben szenved!
- Ne használja azokon a bőrfelületeken, amely jelenleg vagy a közelmúltban alfa-hidroxil savas (AHA), béta-hidroxil savas (BHA), helyi isotretinoin kezelésen és azelainsavas kezelésen estek át!
- Ne használja, ha az elmúlt hat hónapban az isotretinoin-tartalmú Accutane vagy Roaccutane gyógyszert szedte! Az ilyen kezelés érzékenyebbé teszi a bőrt a felszakadásra, sebesedésre és irritációra.
- Ne használja, ha vérzékenységi problémái vannak, vagy ha olyan véralvadást gátló gyógyszert szed – ide értve az aspirin erőteljes használatát is – amely az egyes kezelések előtt nem teszi lehetővé a legalább 1 hetes kiürülési időszakokat!
- Ne használja, ha a kezelendő felületeken ekcémája, bőrpírja, szőrtüsző-gyulladás, horzsolásai, mütéti hegei, herpesze (herpes simplex), sérülései vagy léziói és véraláfutásai vannak!
- Ne használja, ha immunhiányos betegségben szenved (ide értve a HIV-fertőzést vagy az AIDS-t) vagy ha az immunrendszeret elnyomó gyógyszeres kezelés alatt áll!
- Ne használja, ha fájdalomcsillapítót szed, amely csökkenti a hőérzékenységet!
- Ne használja, ha tartós hatású dezodorokat használ! Ez bőrreakciókat válthat ki.
- Ne használja semmiféle mesterséges dolog felett vagy közelében, például szilikon beültetések, Implanon fogamzásgátló beültetések, pacemaker, bőr alatti (szubkután) befecskendezési portok (inzulinadagolók) vagy testékszerek!

**FONTOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK
VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS ÉS EGYÉB SZEMÉLYI
SÉRÜLÉSEK, VALAMINT A TŰZVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:**

A legtöbb villamos készülékhez hasonlóan, a villamos részek áram alatt vannak, még a kapcsoló kikapcsolt állapotában is. A villamos áramütés hatására bekövetkező sérülés vagy halál veszélyének elkerülésének érdekében:

- A használat után minden esetben azonnal húzza ki a készülék vezetékét az erősáramú aljzattól!
- Ne használja víz közelében!
- Ne helyezze el és ne tárolja ezt a készüléket olyan helyen, ahol kádba vagy mosdókagylóba eshet vagy rántható!
- Ne helyezze és ne dobja vízbe vagy más folyadékba!
- Ne nyúljon a készülékhez, ha az vízbe vagy más folyadékba beleesett! Azonnal húzza ki a hálózati vezetékét!
- Ne nyúljon a készülékhez, ha az vizes lett! Azonnal húzza ki a hálózati vezetékét!
- Tisztítás előtt húzza ki a készülék vezetékét hálózatról!
- A készüléket mindig tartsa szárazon!
- Ha a készüléket nagyon hideg helyről nagyon meleg helyre viszi, akkor mintegy 2 órát várjon a használat előtt!
- Ne hagyja őrizetlenül a hálózatra kapcsolt készüléket.
- Tartsa a csatlakozódugót és a vezetékét hőforrásoktól távol.
- Gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugó és a vezeték ne legyen nedves.
- Vizes kézzel soha ne dugja be/húzza ki a csatlakozódugót.
- Sérültl zsinórral ne használja a terméket. Csere kérhető a Remington® Szervizközpontjainkon keresztül.
- A készüléket 15°C és 35°C között használja és tárolja!
- Mielőtt tisztítaná, vagy folyó víz alá tenné a nyírógépet, mindig csatlakoztassa le a készüléket a villamos hálózatról.
- A készülékhez csak a vele együtt szállított kiegészítőket használja.
- Tartsa ezt a terméket gyermekektől elzárt helyen. A készülék csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek által történő használata veszélyekkel járhat. A biztonságukért felelős személyeknek kimerítő magyarázatokkal kell szolgálniuk, vagy felügyelniük kell a készülék használatát.

Az i-Light készülék szerkezeti rajza (3. oldal)

- | | |
|----------------------------------|---|
| A i-Light kezelőfej | J Hálózati kapcsoló |
| B Villanógomb | K Hálózati bemenet |
| C Bőrkontaktus-érzékelő | L Intenzitásint választógombja |
| D Villanóablak | M Intenzitásint választás kijelzője |
| E Orrtoldat | N Villanás üzemmód-választás |
| F Orrtoldat kioldó gombja | O Villanás üzemmód-választás kijelzője |
| G Fényforrás-kazetta | P Izzóállapot-jelző |
| H Kezelőfej vezetéke | Q Hálózati vezeték |
| I i-Light bázisegység | R Szőszmentes törő |

Ismerkedjen meg az új i-Light készülék jellemzőivel!**Villanóablak (1-D. ábra)**

A villanóablak szűrővel ellátott üveglak, beépített UV-védelemmel, amely adott hullámhosszú fényt enged át a kezelőfejből a bőrre és a szőrtüszőkre.

▲ VIGYÁZAT: Használat előtt vizsgálja meg a villanóablakot és győződjön meg arról, hogy a lencsék nem sérültek-e.

▲ VIGYÁZAT: Használat előtt mindig tisztítsa meg a villanóablakot a mellékelt szőszmentes anyaggal, hogy ne maradjon olaj vagy szennyeződés a lencséken.

Bőrkontaktus-érzékelő (1-C. ábra)

A bőrkontaktus-érzékelő olyan biztonsági mechanizmus, amely megakadályozza az eszköz véletlenszerű aktiválódását. Az eszköz aktiválásához a bőrkontaktus-érzékelőt teljes egészében a bőrhöz kell nyomni.

**Villanógomb (1-B. ábra)**

A villanógomb a kezelőfejen található. A villanólámpa aktiválásához a bőrkontaktus-érzékelőnek teljes egészében a bőrhöz kell nyomódnia és a villanógombot meg kell nyomni.

Izzóállapot-jelző (1-P. ábra)

Az eszköz villanásra kész, ha az izzóállapot-jelző zölden világít. Přístroj je připraven k záblesku, pokud displej signalizace stavu žárovky svítí zeleně.

MEGJEGYZÉS: Ha a villanógomb lenyomásra kerül **ÉS** a bőrkontaktus-érzékelő nem nyomódik a bőrhöz **VAGY** az izzóállapot-jelző nem világít, akkor hangjelzés hallható.

Amikor az izzóállapot-jelző sárgán világít, akkor még 150 villanásra elegendő a villanó izzó. Amikor az izzóállapot-jelző sárgán villog, akkor az izzókazetta elhasználódott és többé nem fog üzemelni. Az eszköz további használatához ki kell cserélni az izzókazettát.

Orrtoldat kioldó gombja (1-F. ábra)

Nyomja le mindkét gombot és óvatosan húzza le az orrtoldatot.

▲ VIGYÁZAT: MINDIG gondoskodjon róla, hogy a készülék ki legyen kapcsolva és a hálózati vezeték ki legyen húzva az orrtoldat eltávolítása előtt. Ha az orrtoldat a készülék bekapcsolt állapotában kerül eltávolításra, akkor a bázisegységen levő összes fényjelzés villog és hangjelzés hallható.

Fényforrás-kazetta (1-G. ábra)

A fényforrás-kazetta élettartama 1500 villanás. Az összes villanás elhasználása után a kazettát cserélni kell.

Pótalkatrész típuszáma: SP-IPL

Intenzitásszint választógombja (1-L. ábra)

Az i-Light készüléken 5 intenzitásszint állítható be. Az 1. szint a legkisebb, míg az 5. szint a legnagyobb beállítás.

TIPP: A leghatásosabb eredmény érdekében mindig azt a legnagyobb intenzitásszintet használja, ami még nem okoz kellemetlenséget a bőrön. Az éppen használt intenzitásszint kiolvasható az intenzitásszint választás kijelzőjén világító LED-ek számából.

Az i-Light bekapcsolásakor az intenzitásszint automatikusan az 1. szintre kerül beállításra. A szint módosításához nyomja le az intenzitásszint választógombját.

Villanás üzemmód-választása (1-N. ábra)

Az i-Light készüléken két üzemmód állítható be: egyszeres villanás üzemmód és többszörös villanás üzemmód. Az i-Light bekapcsolásakor az üzemmód automatikusan az egyszeres villanás üzemmódra kerül beállításra.


Egyszeres villanás üzemmód: az i-Light készülék egyszer villan fel, amikor a villanógombot lenyomja **ÉS** a bőrkontaktus-érzékelő teljes egészében a bőrhöz nyomódik.

Többszörös villanás üzemmód: az i-Light készülék két másodpercenként egyszer villan fel, amikor a villanógombot lenyomja **ÉS** a bőrkontaktus-érzékelő teljes egészében a bőrhöz nyomódik.

A többszörös villanás üzemmód bekapcsolásához nyomja le a többszörös villanás üzemmód-választó gombját! A többszörös villanás üzemmód-választás kijelzője világít. A többszörös villanás üzemmód kikapcsolásához és az egyszeres villanás üzemmódra való visszatéréshez ismételtlen nyomja le ezt a gombot!

**Próbálja ki az i-Light készüléket a bőrén (5. ábra)**



1. Olvassa el a Figyelmeztetések és biztonsági óvintézkedések fejezetet!
2. Ismerkedjen meg az i-Light készülék jellemzőivel!
3. Nézze meg a bőrszín-skálán, hogy az Ön bőre az elfogadott tartományba esik-e!
4. Próbálja ki az i-Light készüléket a bőrének egy kis felületén és 48 óra elteltével nézze meg, hogy nincsenek-e káros reakciók!

**Kezelje a kívánt felülete(ke)t az i-Light készülékkel!****Készítse elő kezelésre a bőrt**


1. Akezelendő terület legyen tiszta és olajtól, dezodoroktól, parfümtől, kozmetikumoktól, bőrápolóktól és krémektől mentes. A területről borotválással távolítsa el a szőrzetet!
2. Soha ne használjon gyantát, epilálást, csipeszelést vagy depiláló termékeket a szőrzet eltávolítására, mert ezek hatása ellentétes az IPL-eljárással!

Készítse elő kezelésre az eszközt

3. Tekercselje le a kezelőfej vezetékét az i-Light bázisáról és helyezze a kezelőfejet a bázis foglalatába! Keresse meg az i-Light bázison a hálózati kapcsolót, és ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Csatlakoztassa a hálózati vezetékét az i-Light bázis erősáramú bemenetéhez! Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a fali aljzatba! Kapcsolja be a készüléket!
4. Válassza ki a kívánt intenzitásszintet! Ha a többszörös villanás üzemmód szükséges, akkor ennek bekapcsolásához nyomja le a villanás üzemmód-választó gombját (7. ábra)

**Kezelje a kívánt felülete(ke)t az i-Light készülékkel – Egyszeres villanás üzemmód**

1. Helyezze az i-Light készüléket a bőrre úgy, hogy a villanó ablak párhuzamos legyen a bőrfelülettel (8. ábra).
2. Ügyeljen rá, hogy a bőrkontaktus-érzékelő teljesen a bőrhöz nyomódjon, és az izzóállapot-jelző világítson!
3. Az eszköz aktiválásához nyomja meg a villanógombot!
4. Helyezze át a kezelőfejet egy újabb kezelési felületre és ismételje meg az 1.-3. lépéseket (10. ábra)!

**Kezelje a kívánt felülete(ke)t az i-Light készülékkel – Többszörös villanás üzemmód**

1. Helyezze az i-Light készüléket a bőrre úgy, hogy a villanó ablak párhuzamos legyen a bőrfelülettel (8. ábra).
2. Ügyeljen rá, hogy a bőrkontaktus-érzékelő teljesen a bőrhöz nyomódjon, és az izzóállapot-jelző világítson!
3. Az eszköz aktiválásához nyomja meg **ÉS TARTSA LENOYOMVA** a villanógombot (9. ábra)!
4. A készülék villanása után azonnal helyezze át a kezelőfejet egy újabb kezelési felületre! Egy rövid (mintegy 2 másodperc) késleltetés után az eszköz ismételtlen villanni fog (10. ábra)!



MEGJEGYZÉS: ■ **A többszörös villanás üzemmódban a bőrkontaktus-érzékelőnek ÉS a villanógombnak teljesen lenyomva kell lennie. Ha bármelyik nyomása megszűnik, akkor a készülék nem fog működni. A kezelés újraindításához ismételje meg az 1.-4. lépéseket!**

■ **A többszörös villanás üzemmódban az izzóállapot-jelző világítani fog, amíg a bőrkontaktus-érzékelő és a villanógomb le van nyomva.**





Kezelési tippek

- A legjobb eredmény érdekében kerülje az egymást átfedő villanásokat! Ez segít elkerülni a szőrnövekedés elnyomásához szükségesnél nagyobb energia-behatást. Biztosítja azt is, hogy maximálisan kihasználja az izzókazettát.
- A leghatásosabb eredmény érdekében mindig azt a legnagyobb intenzitásszintet használja, ami még nem okoz kellemetlenséget a bőrön. Az Ön által használt szintnek melegen kell érződnie a bőrén, de soha nem okozhat kellemetlen érzést.
- Egyetlen kezeléssel általában nem lehet optimális eredményeket elérni. A legjobb eredmény érdekében ismételje meg a kezelést, ha észreveszi a szőr újranövekedését. Az eredmények egyéntől függőek, azonban a legtöbbször kéthetente ismételtetik a felületek kezelését mindaddig, amíg a kívánt eredményt el nem éri.
- Észre fogja venni, hogy a csontos területek – könyök, sípcsont, boka – érzékenyebb a kezelés során. Ez normális dolog, ami nem ok az aggodalomra. Az ilyen érzékenységet csökkentésére próbálja meg elhúzni a bőrt a csontos területektől a kezelés során.

Kezelést követő gondozás

Kezelés után enyhe pirt vagy melegérzetet tapasztalhat a bőrön. Ez normális dolog és hamar elmúlik. A bőrkezelést követő irritációjának elkerülésére tegye az alábbi elővigyázatossági lépéseket:

- Kezelés után 24 óráig ne érje nap. Minden kezelés után 2 hétig védje a bőrt SPF 30-cal.
- Kezelés után tartsa a felületet tisztán és szárazon, igyon bőséges mennyiségű vizet a bőr hidratált állapotban tartása érdekében.
- Ne bánjon durván a kezelt felülettel.
- Kezelés után 24 óráig ne vegyen forró fürdőt, zuhanyt és ne használjon gőzfürdőt és szaunát.
- Kezelés után 24 óráig ne ússzon.
- Kezelés után 24 óráig ne vegyen részt kontakt sportokban.
- A kezelt felületen ne viseljen szoros ruházatot.
- Az utolsó kezelést követően legalább 2 hétig ne érje nap hosszabb ideig, azaz ne napozzon, ne feküdjön ki napozóágyra, ne használjon önbarnító szereket.
- A kezelés során ne alkalmazzon depilálást (gyantázást, csipeszelést, fonaldepilálást vagy krémekeket) – a borotválás elfogadható, ha az egyes kezeléseket követően 24 órán belül nem borotvál.

- Kezelés után 24 órán belül ne használjon halványító krémekeket vagy parfümtartalmú termékeket.
- A kezelt felületet ne kaparja és ne húzza a szőrt.

Az i-Light készülék tisztítása

▲ FIGYELEM: Az i-Light tisztítása előtt a hálózati kapcsoló legyen KI állásban és a hálózati vezeték legyen kihúzva a fali aljzatból.

- A rendszeres tisztítás optimális eredményeket és az i-Light készülék hosszú élettartamát biztosítja. A bázisegység külső felülete és a kezelőfej egy nedves ruhadarabbal letörölhető.
- A villanóablak tisztításához csak az i-Light készülékhez mellékelte szőszmentes anyagot használja. Ügyeljen rá, hogy a villanóablakot ne karcolja meg és ne csorbítsa. A karcolás és csorbulás a készülék hatásfokát csökkenti.
- A villanóablak makacs szennyeződéseihez használjon vízben nedvesített vattapálcát, majd törölje át készülékhez mellékelte szőszmentes anyaggal.
- A kezelőfej nyílásaiból kis kézi porszívóval távolítsa el a port és szennyeződést.

▲ VIGYÁZAT: Ha a villanóablak repedt vagy törött, akkor a készülék nem használható. Az orrtoldat belsejében ne karcolja meg a szűrőövet vagy a fémfelületet.

▲ FIGYELEM: Az i-Light készülék nagyfeszültségű eszköz. Soha ne merítse vízbe! A készüléket vagy alkatrészeit soha ne tisztítsa a csap alatt vagy mosogatógépből.

A tűzveszély miatt ne használjon kőolajszármazékokat vagy gyúlékony tisztítószereket. A készülék tisztításához soha ne használjon súroló szivacsokat, súrolószereket vagy agresszív folyadékokat – pl. olaj, aceton.



Az i-Light készülék karbantartása

▲ FIGYELEM: Az i-Light karbantartása előtt a hálózati kapcsoló legyen KI állásban és a hálózati vezeték legyen kihúzva a fali aljzatból.

Az izzó cseréje

1. Nyomja le az orrtoldat kioldó gombjait és óvatosan húzza le az orrtoldatot.
2. Finoman húzza ki a régi izzókazettát.
3. Tegyen be új izzókazettát. Pótalkatrész típuszáma: SP-1PL

▲ FIGYELEM: Az izzókazetta cseréje során ne érintse meg a villanóizzókat, mert ez olaj- és más lerakódást eredményez. Ez pedig csökkentheti az izzók hatásfokát vagy megrepedésükhöz vezethet a kezelések során.

4. Helyezze vissza az orrtoldatot, ügyelve rá, hogy visszapattanjon a helyére.

Tárolás

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót és 10 percig hagyja lehűlni!
- A készüléket száraz helyen használja, 15°C és 35°C között tárolja!

Hibaelhárítás

Az i-Light használata előtt mindig olvassa el ezeket az utasításokat. Nézze meg ezt a hibaelhárítási útmutatót, ha probléma lép fel az i-Light készülékkel, mert itt megtalálhatók az i-Light-tal kapcsolatos leggyakoribb problémák. Ha betartotta a fejezetben levő utasításokat és továbbra is fennáll a probléma, akkor további segítségért keresse meg a Remington® szervizt!

A hálózati kapcsolót BE állásba kapcsolom, de a készülék nem működik.

- Ellenőrizze, hogy a készülék üzemképes villamos aljzatba csatlakozzon!
- Próbálja meg másik aljzatban.

A készüléken repedések látszanak vagy törött lehet.

- Ne használja az eszközt, ha sérült. Ha fenntartásai vannak a készülék használatával kapcsolatban, akkor ne használja tovább és további segítségért keresse meg a Remington® szervizt!

Bekapcsoltam a készüléket, de nem tudom növelni vagy csökkenteni a fény intenzitását.

- Próbálja lenullázni a készüléket úgy, hogy kikapcsolja, majd pár másodperc múlva bekapcsolja.

Az izzóállapot-jelző lámpa zöldre vált, de a készülék nem villan, amikor megnyomom a gombot.

- Ellenőrizze, hogy a bőrkontaktus-érzékelő teljes mértékben érintkezik-e a bőrrel.
- Próbálja lenullázni a készüléket úgy, hogy kikapcsolja, majd pár másodperc múlva bekapcsolja.

Furcsa szag van.

- Győződjön meg róla, hogy kezelés előtt a bőrfelület teljesen leborotvásra került.

A kezelt területek bepirosodnak kezelés után.

- Ez normális dolog és a pir hamar elmúlik. Ha nem, akkor próbálja meg kisebb intenzitású fényel.

Az eredmények nem voltak optimálisak vagy a szőr elkezdett visszanőni.

- Az első kezelés után a szőr elkezdhet visszanőni. Ez teljesen normális. Az optimális eredmény érdekében ismételje meg a kezelést, ha észreveszi a szőr újránövekedését.

ÜGYELJEN ERRE

- Ha a készüléket hosszabb ideig használja, akkor rövid időre (mintegy 40 másodperc) automatikusan letiltásra kerülhet, amíg le nem hűl. A készülék lehűlése után ismét használhatja kész.

Állapotjelző LED és hang

Intenzitás / Villanás üzemmód LED	Jelzés
Az éppen kiválasztott összes LED villog	A készülék túlmelegedett és rövid időre letiltásra kerül, amíg le nem hűl.
Intenzitásjelző LED-ek villognak egymás után	A készülék üzemzavarát jelzik. Kapcsolja ki, várjon pár másodpercet, majd próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a készüléket vissza kell küldeni javításra.



Az összes LED villog és hangjelzés hallható	Az orrtoldat hiányzik vagy laza.
Hangjelzések	Jelzés
Nincs tökéletes kontaktus	A villanógomb lenyomásra került, miközben a bőrkontaktus-érzékelő nem érintkezett teljesen.
Fényforrás-kazetta cseréje	A fényforrás-kazetta hiányzik vagy cseréje szorul.
Kontaktus-érzékelők beragadtak	A villanógomb azután került lenyomásra, miután a bőrkontaktus-érzékelő bőrhöz ért a készülék bekapcsolása óta. A kontaktus-érzékelő beragadt.

Gyakran ismételt kérdések (www.remington-ilight.com)

K: Mi is az az i-Light? Mi az intenzív pulzáló fény (IPL)?

V: Az IPL rendkívül rövid, intenzív, szűrt fényimpulzusoknak a bőrre irányításával éri el hatását. A fényenergiát a szőrszálban és környékén levő festékanyag elnyeli, ami időlegesen leállítja a szőrtüszőt, ez pedig megakadályozza a szőr növekedését.

K: Ki használhatja az i-Light készüléket?

V: Férfiak és nők egyaránt használhatják az i-Light-ot a nemkívánatos szőrzetnek a nyak alatt történő eltávolítására. Az i-Light a halványtól a közepesig terjedő bőrszínű és sötét szőrzetű személyek számára készült. A biztonságos bőrszínek csak a fehér, elefántosont, sárgásbarna, bézs és halványbarna. A biztonságos szőrszínek a fekete, sötétbarna és közepes barna.

K: Mely testrészek kezelhetők az i-Light készülékkel?

V: Az i-Light a nyak alatti területek kezelésére készült – lábak, hónalj, bikinivonal, karok, mellkas és hát.

K: Mit várhatok az i-Light készüléktől?

V: Az i-Light az IPL-technológiával ugyanazt a biztonságos és hatékony szőrtelenítést biztosítja, mint a szőrtelenítő szalonokban.

K: Milyen kockázatai vannak az i-Light készüléknek? Biztonságos?

V: Az i-Light használata biztonságos, de – mint minden elektronikus eszköz esetében – fontos, hogy elolvassa és betartsa a kezelési utasításokat.

K: Milyen gyakran használhatom az i-Light készüléket?

V: Az i-Light készüléket használhatja, ha észreveszi a szőr újránövekedését.

K: Mennyi ideig tartanak a kezelések?

V: Az idő függ a kezelendő területtől, de egy teljes lábhoz 15 percnél több nem kell.

K: Mikor várhatok eredményeket?

V: Az eredmények nem azonnal jelentkeznek. Kezelés után úgy tűnik, hogy a szőr újra nő, de ennek a szőrnek a nagy része két hét elteltével kihullik.

A szőr 3 szakaszban nő, amelyek 18-24 hónapig tartanak. Csak az anagén szakaszban levő szőrszálak reagálnak a kezelésre, ezért van szükség több kezelésre az optimális eredmények érdekében. Az eredmények általában az első kezelést követő pár hét után észlelhetők. A folyamatos rendszeres heti (vagy három kezelés 2 hét alatt) használat 6 – 12 héten belül ad jó eredményeket (a sötétebb bőr esetében hosszabb idő szükséges).

K: Miért nő a szőrzetem a kezeléseim ellenére?

V: Kezelés után a szőr még akár 2 hétig tovább nő, a szőr hullása ezután észlelhető. A folyamatos növekedés másik oka lehet, hogy a kezelés során az adott terület kimaradt. Kezelje tovább a felületet, ha újránövést észlel.

K: Miért nem használhatom az i-Light készüléket napozás után?

V: Napozás után jelentős mennyiségű melanin van jelen és a kezelést követően a bőr nagyobb leégési vagy felhályagosodási kockázatnak van kitéve.

K: Milyen ellenjavallatai vannak az i-Light készülék használatának?

V: Bizonyos állapotok korlátozhatják a készülék használhatóságát. Az i-Light használata előtt olvassa el a teljes Figyelmeztetések és biztonsági óvintézkedések fejezetet a Használati utasításban.

K: Milyen gyakran kell cserélnem a fényforrást?

V: A fényforrást 1500 villanás után kell cserélni. Az izzóállapot-jelző lámpa zölden világít a kazetta élettartamának első 1350 villanásánál. Sárgára vált, jelezve, hogy már csak 150 villanás maradt. Ha villogni kezd, akkor a kazetta élettartamának végéhez közeledik és cserélni kell.

Pótalkatrész típuszáma: SP-IPL

K: Használhatom az i-Light készüléket az arcomon?

V: Nem. Az i-Light használata nem ajánlatos az arcon és a nyakon.

K: A kezelést követően hogyan kell ápolnom a kezelt felületeket?

V: A kezelt felületeket ne érje napsütés.

**K: Fel kell függesztenem a normál tevékenységet az i-Light használata után?**

V: Nem kell felfüggeszteni a normál tevékenységet a kezelés után, amennyiben nem lép fel rendellenes komplikáció. Ajánlatos a kezelést lefekvés előtt elvégezni, így az esetleges bőr-pirregre elmúlik.

K: Az i-Light veszélyes a bőrre hosszú idejű használat után?

V: A villanófény hosszú idejű használata miatt nem jeleztek mellékhatásokat vagy bőrkárosodást.

K: Milyen gyakran végezzek kezelést az i-Light készülékkel?

V: Az első kezeléshez 2 hetes gyakoriság bizonyult a leghatásosabbnak a szőrzet csökkentésére. Egy kezelés során ugyanazt a területet többször nem szabad kezelni, mert ez nem javítja a hatékonyságot, de növeli a bőrirritáció kockázatát.

K: Használhatom az i-Light készüléket, ha szőke, vörös, ősz vagy fehér szőrzetem van?

V: Az i-Light a sötét szőrtípusoknál a leghatásosabb, mert ezek a bőr és a szőrzet színe adó több melanint tartalmaznak. A melanin nyeli el az i-Light kezelés során alkalmazott fény energiáját. A fekete és a sötétbarna szőrzet reagál legjobban. A barna és a halványbarna szőrzet is reagál, de jellemzően több kezelést igényel. A vörös szőrzet is mutathat némi reakciót. A fehér, ősz és szőke szőrzet általában nem reagál az i-Light kezelésekre, bár egyes felhasználók értek el eredményt többszöri kezelés után.

K: Használhatom az i-Light készüléket, ha természetes sötét bőröm van?

V: Nem. Az i-Light készüléket úgy tervezték, hogy a szőrzet sötét pigmentjére hat. Ezért a sötétbarna és fekete bőr túl sokat elnyelhet a készülék energiájából (hő), ami bőrkárosodáshoz vezethet. Ne használja az i-Light készüléket a természetes sötét bőrön, mert az túl sok melanint tartalmaz. A sötét bőr i-Light készülékkel történő kezelése leégéshez, felhólyagosodáshoz és a bőrszín változásához vezethet (hiper- vagy hipo-pigmentáció).

Nézze meg a 3. oldalon levő bőrszín-skálán, hogy az i-Light alkalmas-e Önnek.

K: Szükségem van-e szemvédelemre az i-Light használata során?

V: Nem, nem káros a szemnek, ha nem az arc felé van fordítva. Az i-Light tartalmaz egy biztonsági rendszert, amely megakadályozza a véletlen villanást, ha a készülék nem érintkezik a bőrrel. A kezelés során kibocsátott kis mennyiségű fény hasonló a fényképezőgép villanójához és nem káros a szemnek, ha nem az arc felé van fordítva.

K: Használhatom az i-Light készüléket, ha várandós vagyok vagy szoptatok?

V: Nem. Az i-Light nem került tesztelésre várandós nőknél, ezért nem javasoljuk az i-Light használatát, ha Ön várandós vagy szoptat. A hormonális változások növelhetik az érzékenységet és a bőr sérülésének veszélyét.

Alkalmazható bőrtípusok, Bőrszín-skála – Fitzpatrick 1. - 4. bőrtípus

A bőrtípus-skálát önértékelésre használhatja, az egyes kérdésekre adott pontok összeadásával. A végén megkapja a hat bőrtípus-kategória mindegyikére a tartományt. A skálák után az egyes bőrtípusok magyarázata található. Gyorsan és egyszerűen megállapíthatja, hogy Önnek melyik a bőrtípusa.

Genetikai jellem

Számérték	0	1	2	3	4
Milyen színű az Ön szeme?	Világos kék, szürke, zöld	Kék, szürke vagy zöld	Kék	Sötét barna	Barnás fekete
Milyen az Ön szőrzetének a természetes színe?	Homokvörös	Szőke	Gesztenye sötét szőke	Sötét barna	Fekete
Milyen színű az Ön bőre (a takart területek)?	Vöröses	Nagyon sápadt	Sápadt bézs árnyalattal	Világos barna	Sötét barna
Vannak szeplők a takart területeken?	Sok	Jópár darab	Néhány	Elvétve	Nincs

Genetikai jellem számértéke összesen: ____

Napreakció

Számérték	0	1	2	3	4
Mi történik, ha túl sokáig marad a napon?	Fájdalmas leégés, felhólyagosodás, hámlás	Felhólyagosodás majd hámlás	Leégés majd néha hámlás	Ritkán leégés	Soha nem volt bőrpírulás
Mennyire barnul le?	Alig vagy egyáltalán nem	Halvány szín, barnulás	Eléggé barnul	Nagyon könnyen barnul	Gyorsan leburnul
Napozás után pár órán belül leburnul?	Soha	Ritkán	Néha	Gyakran	Mindig
Hogyan reagál az arca a napsütésre?	Nagyon érzékeny	Érzékeny	Normál	Nagyon ellenálló	Soha nem volt probléma

Napreakció számértéke összesen: ____

Barnulási szokások

Számérték	0	1	2	3	4
Mikor volt teste napon (vagy szoláriumban/használt barnító krémet)?	Több mint 3 hónapja	2-3 hónappal ezelőtt	1-2 hónappal ezelőtt	Kevesebb, mint egy hónapja	Kevesebb, mint 2 hete
A kezelendő területet érte a nap?	Soha	Szinte soha	Néha	Gyakran	Mindig

Barnulási szokások számértéke összesen: ____

Adja össze a három fejezet összes pontértékeit és megkapja a bőrtípus pontszámait.

**Hodnocení typu pokožky - Fitzpatrickův fototyp pokožky**

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
30 felett	V-VI

Ne használja az i-Light készüléket!

2. TÍPUS: Nagyon érzékeny, mindig leég, soha nem barnul le.

Például: Vörös szörzet szeplővel

2. TÍPUS: Nagyon napérzékeny, könnyen leég, alig barnul le.

Például: Halvány bőrű, halvány szőrű kaukázusi típus

3. TÍPUS: Napérzékeny bőr, néha leég, lassan barnul halvány barnára.

Például: Sötétebb kaukázusi típus

4. TÍPUS: Minimális napérzékenység, alig ég le, mindig leburnul közepesen barnára.

Például: Mediterrán típusú kaukázusi, egyes hispán típusok

5. TÍPUS: Napra nem érzékeny bőr, ritkán ég le, jól barnul. Például:

Egyes hispán típusok, egyes fekete típusok

6. TÍPUS: Napra nem érzékeny, soha nem ég le, mélyen pigmentált.

Például: Sötétebb fekete típus

**VÉDJE KÖRNYEZETÉT**

A terméket hasznos élettartama végén ne dobja a háztartási hulladékba! Megsemmisítés a Remington[®] szervizekben vagy megfelelő begyűjtő helyeken történhet.



Az újrahasznosítással kapcsolatban további információ található itt:

www.remington-europe.comwww.remington-ilight.com**JÓTÁLLÁS**

A készülék üzemképességét a gyártás során ellenőriztük, működése hibátlannak bizonyult. A készülék anyag-, vagy gyártási hibából eredő meghibásodásaira a vásárlás napjától kezdődő garanciaidőn belül felelősséget vállalunk. Amennyiben termékünk a garanciaidő alatt hibásodna meg, a vásárlást igazoló dokumentumok ellenében a vásárlás helyén kártalanítják Önt.

Garanciaiis kérdések esetén hívja fel bizalommal szervizközpontunkat vagy ügyfélszolgálatunkat:

Szervizközpont: 06 1 3300 404

Ügyfélszolgálat: 06 1 347 9007 vagy 06 1 347 9000.

A cégünk által biztosított garanciaiis feltételek az adott országban érvényes garanciaiis rendelkezések mellett érvényesek.

A garancia minden olyan országban érvényes, ahol a termék hivatalos viszonteladón keresztül került értékesítésre.

A balesetből, helytelen illetve nem megfelelő használatból, a termék átalakításából és a műszaki és/vagy biztonsági útmutatók be nem tartásából eredő károokra a garancia nem terjed ki. A garancia érvényét veszti, ha a készülék szétszerelését, vagy javítását nem a gyártó által feljogosított személy végzi.

Az újrahasznosításról további információt a www.remington-europe.com oldalon talál.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Importőr: Varta Hungária Kft, 1191, Budapest, Ady Endre út 42-44.

(ez nem szerviz központ, probléma esetén előzetesen egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal)

Gyártmány: REMINGTON

Jótállási idő: 2 év

Eladó szerv által kitöltendő!

Forgalmazó neve, címe:

Típus:

Vásárlás időpontja:



Co to jest i Light?

i Light to przeznaczone do użytku domowego urządzenie do depilacji zbędnego owłosienia przy użyciu technologii intensywnego światła impulsowego (IPL, Intense Pulsed Light). Ta sama technologia jest używana w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych i klinikach. Prawidłowe korzystanie z urządzenia pomoże zapewnić długotrwałą redukcję owłosienia.

Co to jest IPL i jak działa urządzenie i Light?

Działanie urządzenia i Light polega na tym, że na skórę jest kierowany bardzo krótki, intensywny impuls światła. Energia świetlna jest pochłaniana przez melaninę zawartą w mieszkcu włosowym, w wyniku czego mechanizm wzrostu włosów jest tymczasowo blokowany, a ich odrastanie zostaje opóźnione.

W czasie wzrostu włosa mieszek włosowy przechodzi zazwyczaj trzy opisane poniżej fazy.

Faza anagenowa (wzrostu) – faza aktywnego wzrostu mieszków włosowych.

Stężenie melaniny jest na tym etapie najwyższe, ponieważ odpowiada za pigmentację włosów. Za pomocą technologii IPL można usuwać wyłącznie włosy znajdujące się w fazie anagenowej (rys. 2).

Faza katagenowa (degradacji) – bardzo krótki etap przejściowy następujący po fazie anagenowej i sygnalizujący koniec aktywnego wzrostu włosa. Ten etap trwa zazwyczaj 2-3 tygodnie (rys. 3).


Faza telogenowa (spoczynku) – mieszek włosowy jest na tym etapie zupełnie nieaktywny. Jest to najdłuższy etap trwający około 100 dni. W tym okresie nowe włosy wypychają stare. Umożliwia to ponowne rozpoczęcie cyklu wzrostu włosów (rys. 4).

Jakie efekty można uzyskać używając urządzenia i Light?

Badania wykazały znaczne zmniejszenie liczby włosów po zaledwie jednej aplikacji. Jedna sesja nie wystarcza jednak do uzyskania optymalnych efektów. Aby uzyskać lepszy efekt, należy powtarzać aplikację za każdym razem, gdy włosy zaczynają odrastać. Wyniki zależą od rodzaju skóry. Zazwyczaj trzy aplikacje w odstępach co 2 tygodnie dają pożądane rezultaty.

Po kilku dniach od pierwszej aplikacji włosy mogą zacząć wypadać.

Niektóre z nich mogą być rzadsze, cieńsze i jaśniejsze niż dotychczasowe owłosienie. To zjawisko jest całkowicie normalne.





WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem używania urządzenia i Light
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem używania i Light należy upewnić się, że można używać
urządzenia.

Należy to sprawdzić, korzystając z wykresu fototypów skóry umieszczonego na pudełku oraz na początku tej instrukcji.

Typ skóry

- Patrz wykres fototypów skóry na stronie 3.
- Nie używać na naturalnie ciemnej skórze (typ V i VI wg klasyfikacji Fitzpatricka), ponieważ może to spowodować oparzenia, powstawanie pęcherzy i zmiany w kolorze skóry.
- Nie używaj na opalonej skórze lub jeśli skóra była niedawno wystawiona na działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować oparzenia lub obrażenia skóry.
- Urządzenie i Light jest nieskuteczne w przypadku włosów naturalnie białych, szarych, blond lub rudych.

Obszary, na których nie należy stosować urządzenia

- Nie używać na skórze twarzy lub karku.
- Nie stosować na brodawkach sutkowych, otoczkach lub narządach płciowych.
- Nie używać na skórze z tatuażami lub makijażem permanentnym.
- Nie używać na ciemnobrązowych lub czarnych plamkach, takich jak pieprzyki, znamiona lub piegry.
- Nie używać w miejscach po niedawnych zabiegach chirurgicznych, głębokim złuszczeniu, resurfacingu laserowym, na bliznach lub skórze uszkodzonej w wyniku oparzeń.

Urządzenia i Light nie należy używać w następujących przypadkach

- W czasie ciąży lub karmienia piersią.
- W okresie 4 tygodni od sztucznego lub naturalnego opalania.
- Na skórze wysuszonej lub podrażnionej po peelingu chemicznym, peelingu glikolowym lub peelingu z użyciem kwasów alfa-hydroksylowych.
- Nie kierować impulsu światła w jedno miejsce więcej niż raz, w przeciwnym razie może dojść do oparzeń.
- W tym samym miejscu częściej niż raz w tygodniu.
- Po zabiegu mikrodermabrazji wstrzymać się od używania urządzenia przez co najmniej 14 dni.

- W trakcie trwającej kuracji trwałego usuwania włosów.
- W przypadku takich chorób skóry, jak aktywny nowotwór złośliwy skóry, jeśli nowotwór skóry występował w przeszłości lub w przypadku jakiegokolwiek innego nowotworu znajdującego się w obszarach aplikacji, w przypadku przedrakowych zmian patologicznych lub występowania wielu atypowych pieprzyków w obszarach aplikacji.
- Jeśli chorujesz na epilepsję z nadwrażliwością na rozbłyski świetlne.
- Jeśli w przeszłości wystąpiły u Ciebie zaburzenia kolagenowe, w tym bliznowce lub nieprawidłowe gojenie ran.
- Jeśli w przeszłości wystąpiły u Ciebie choroby naczyniowe, takie jak żyłaki lub rozszerzone naczynka w obszarach aplikacji.
- Jeśli skóra jest nadwrażliwa na światło, które powoduje wysypkę lub reakcję alergiczną. Jeśli przyjmujesz leki lub środki intensyfikujące fotoczułość skóry, zapoznaj się z ulotką dołączoną do leku. Nie używaj urządzenia, jeśli może wywołać reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne lub jeśli musisz unikać słońca ze względu na przyjmowanie leku.
- Jeśli chorujesz na cukrzycę, toczeń rumieniowaty, porfirię lub zastoinową niewydolność serca.
- W miejscach aktualnie poddawanych zabiegom z użyciem kwasów alfa-hydroksylowych (AHA), kwasów beta-hydroksylowych (BHA), izotretinoiny podawanej miejscowo lub kwasu azelainowego albo miejscach, w których takie zabiegi były niedawno wykonywane.
- W przypadku doustnego przyjmowania leków z izotretinoiną, takich jak Accutane lub Roaccutane. Przyjmowanie leku może zwiększać podatność skóry na pęknięcie, zranienia i podrażnienia.
- Jeśli masz zaburzenia krzepnięcia lub przyjmujesz leki przeciwkrzepliwne, w tym duże ilości aspiryny, a przebieg kuracji nie umożliwi wstrzymania się od przyjmowania leku co najmniej na tydzień przed zastosowaniem urządzenia.
- Jeśli chorujesz na infekcje, egzemy, masz oparzenia, zapalenie mieszków włosowych, świeże rany szarpane, otarcia, jesteś po operacji, masz opryszczkę pospolitą, rany lub zmiany i krwaki w obszarach aplikacji.
- Jeśli w przeszłości występowały u Ciebie choroby autoimmunologiczne (w tym zakażenie wirusem HIV lub AIDS) lub przyjmujesz leki immunosupresyjne.
- Jeśli zażywasz środki przeciwbólowe, które zmniejszają wrażliwość na ciepło.
- Jeśli używałeś dezodorantów o przedłużonym działaniu. Może to spowodować podrażnienia skóry.
- Na lub w pobliżu implantów, np. implantów silikonowych, implantów antykoncepcyjnych Implanon, rozruszników serca, podskórnych portów do podawania zastrzyków (dozowników insuliny) lub kolczyków.

**BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZENIA, PORAZENIA
PRADEM, POŻARU LUB INNYCH OBRAŻEŃ:**

Tak jak w większości urządzeń elektrycznych części elektryczne znajdują się pod napięciem nawet wtedy, gdy wyłącznik główny jest wyłączony. W celu zmniejszenia zagrożenia obrażeniami lub śmiercią w wyniku porażenia elektrycznego należy przestrzegać następujących zaleceń.

- Zawsze wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazda elektrycznego bezpośrednio po użyciu.
- Nie używaj w pobliżu wody.
- Nie kładź i nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których może spaść lub wpaść do wanny albo zlewu.
- Nie wkładaj i nie upuszczaj do wody lub innych płynów.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody lub innego płynu. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Nie dotykaj zamoczonego urządzenia. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego.
- Urządzenie zawsze musi być suche.
- Po przeniesieniu urządzenia z bardzo zimnego do bardzo ciepłego pomieszczenia odczekaj 2 godziny przed jego użyciem.
- Nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru, urządzenia podłączonego do sieci.
- Trzymaj przewód elektryczny oraz wtyczkę z dala od gorących powierzchni.
- Uważaj, aby przewód elektryczny oraz wtyczka nie uległy zamoczeniu.
- Nie wyjmować wtyczki z kontaktu mokrymi rękami.
- Nie wolno używać produktu z uszkodzonym kablem. Można go wymienić za pośrednictwem naszych Centrów Obsługi Remington®.
- Produkt należy używać i przechowywać w temperaturze 15-35°C.
- Zawsze przed czyszczeniem lub używaniem urządzenia pod bieżącą wodą, wyłącz je z sieci.
- Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dostarczonego wraz z produktem.
- Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Korzystanie z urządzenia przez osoby niesprawne pod względem fizycznym, sensorycznym lub umysłowym albo przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy może być niebezpieczne. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo takich osób powinny udzielić im dokładnych instrukcji korzystania z urządzenia lub zapewnić odpowiedni nadzór.

Diagram referencyjny urządzenia i Light (strona 3)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A Uchwyt i Light | J Wyłącznik |
| B Przycisk uwalniania impulsów | K Gniazdo zasilania |
| C Czujnik kontaktu ze skórą | L Przycisk wyboru poziomu intensywności |
| D Okienko świetlne | M Wyświetlacz wyboru poziomu natężenia |
| E Głowica | N Wybór trybu impulsów |
| F Przyciski zwalniania głowicy | O Wskaźnik wyboru trybu impulsów |
| G Wkład świetlny | P Wskaźnik stanu żarówki |
| H Przewód uchwytu | Q Przewód zasilający |
| I Jednostka bazowa i Light | R Niestrzepiąca się szmatka |

Zapoznaj się z parametrami urządzenia i Light.**Okienko świetlne (rys. 1-D)**

Okienko świetlne jest wykonane ze szkła z filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV. Okienko przepuszcza określone długości fal światła, które są kierowane na skórę i mieszki włosowe.

⚠ OSTRZEŻENIE! Przed każdym użyciem sprawdź, czy soczewka okienka świetlnego nie jest uszkodzona.

⚠ OSTRZEŻENIE! Przed każdym użyciem oczyść okienko świetlne niestrzepiącą się szmatką dołączoną do urządzenia, aby na soczewce nie było tłustych śladów i innych zabrudzeń.

Czujnik kontaktu ze skórą (rys. 1-C)

Czujnik kontaktu ze skórą to mechanizm zabezpieczający, który uniemożliwia przypadkowe włączenie urządzenia. Aby włączenie urządzenia było możliwe, czujnik kontaktu ze skórą musi być całkowicie dociśnięty do skóry.

**Przycisk uwalniania impulsów (rys. 1-B)**

Przycisk uwalniania impulsów znajduje się na uchwycie. Aby włączyć żarówkę błyskową, należy upewnić się, że czujnik kontaktu ze skórą jest w pełni aktywny i nacisnąć przycisk uwalniania impulsów.

Wskaźnik stanu żarówki (rys. 1-P)

Urządzenie jest gotowe do emitowania impulsów, gdy wyświetlacz jest podświetlony na zielono.

WAŻNE! Jeśli przycisk uwalniania impulsów jest wciśnięty, a czujnik kontaktu ze skórą nie jest w pełni uaktywniony lub wskaźnik stanu żarówki nie jest podświetlony, rozlega się słyszalny sygnał akustyczny.

Jeśli wskaźnik stanu żarówki jest podświetlony na żółto, oznacza to, że żarówka wystarczy jeszcze na 150 impulsów. Miganie wskaźnika stanu żarówki oznacza, że żarówka jest zużyta i nie będzie już działać. W celu dalszego używania urządzenia należy wymienić żarówkę.

Przyciski zwalniania głowicy (rys. 1-F)

Wciśnij oba przyciski i delikatnie pociągnij głowicę, aby ją zdjąć.

⚠ OSTRZEŻENIE! Przed KAŻDYM zdjęciem głowicy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a przewód zasilający odłączony. Jeśli głowica jest zdjęta, a zasilanie urządzenia jest włączone, wszystkie wskaźniki na jednostce bazowej migają i słychać sygnały akustyczne.

Wkład świetlny (rys. 1-G)

Każdy wkład świetlny starcza na 1500 impulsów. Po zużyciu wszystkich impulsów należy go wymienić.

Model zamienny: SP-IPL

Wybór poziomu natężenia (rys. 1-L)

W urządzeniu i Light występuje 5 poziomów natężenia. Poziom 1 to natężenie najniższe, a poziom 5 – najwyższe.

WSKAZÓWKA: W celu uzyskania optymalnych rezultatów używaj najwyższego poziomu natężenia, który nie powoduje uczucia dyskomfortu na skórze. Aby określić poziom natężenia, sprawdź liczbę lampek podświetlonych na wskaźniku wyboru poziomu natężenia.

Przy każdym włączeniu urządzenie i Light jest ustawiane automatycznie na poziom 1. Aby zmienić poziom, naciśnij przycisk wyboru poziomu natężenia.

Wybór trybu impulsów (rys. 1 N)

Urządzenie i Light może pracować w dwóch trybach: pojedynczego impulsu i wielokrotnych impulsów. Przy każdym włączeniu urządzenie i Light jest ustawiane automatycznie na tryb pojedynczego impulsu.


Tryb pojedynczego impulsu: urządzenie i Light emituje jeden impuls, gdy przycisk wyzwalania impulsów jest wciśnięty, a czujnik kontaktu ze skórą jest aktywny.

Tryb wielokrotnych impulsów: urządzenie i Light emituje jeden impuls co dwie sekundy, gdy przycisk wyzwalania impulsów jest wciśnięty, a czujnik kontaktu ze skórą jest aktywny.


Aby włączyć tryb wielokrotnych impulsów, naciśnij przycisk wyboru trybu wielokrotnych impulsów. Wskaźnik wyboru trybu wielokrotnych impulsów zostanie podświetlony. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć tryb wielokrotnych impulsów i powrócić do trybu pojedynczego impulsu.

**Przetestuj urządzenie i Light na skórze (rys. 5)**

1. Zapoznaj się z ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
2. Zapoznaj się z parametrami urządzenia i Light.
3. Sprawdź, czy Twój kolor skóry mieści się w dopuszczalnym zakresie, korzystając z wykresu fototypów skóry.
4. Przetestuj urządzenie i Light na małej powierzchni skóry i odczekaj 48 godzin w celu sprawdzenia, czy nie wystąpią niepożądane reakcje.

**Użyj urządzenia i Light w wybranych miejscach****Przygotuj skórę do aplikacji**


1. Upewnij się, że skóra jest czysta i że nie ma na niej pozostałości olejków, dezodorantu, perfum, makijażu, balsamów i kremów. Zgól włosy w miejscu aplikacji.
2. Nie używaj wosku, depilatorów, pęset ani produktów do depilacji do usuwania włosów, ponieważ neutralizują działanie procesu IPL.

**Przygotuj urządzenie do aplikacji**

3. Odwiń przewód uchwytu z jednostki bazowej i Light i połóż uchwyt na jej podstawie. Znajdź wyłącznik zasilania na jednostce bazowej i Light i upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania na jednostce bazowej i Light. Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Włącz wyłącznik zasilania (rys. 6).
4. Wybierz odpowiedni poziom natężenia. Aby włączyć tryb wielokrotnych impulsów, włącz go przy użyciu przycisku wyboru trybu impulsów (rys. 7).

**Użyj urządzenia i Light w wybranych miejscach****Tryb pojedynczego impulsu**

1. Przyłóż uchwyt i Light do skóry w taki sposób, aby okienko świetlne stykało się całkowicie z powierzchnią skóry (rys. 8).
2. Upewnij się, że czujnik kontaktu ze skórą jest w pełni aktywny, a wskaźnik stanu żarówki jest podświetlony.
3. Naciśnij przycisk wyzwalania impulsów, aby aktywować urządzenie (rys. 9).
4. Przesuń uchwyt w następne miejsce i powtórz czynności 1-3 (rys. 10).

**Użyj urządzenia i Light w wybranych miejscach****Tryb wielokrotnych impulsów**

1. Przyłóż uchwyt i Light do skóry w taki sposób, aby okienko świetlne stykało się całkowicie z powierzchnią skóry (rys. 8).
2. Upewnij się, że czujnik kontaktu ze skórą jest w pełni aktywny, a wskaźnik stanu żarówki jest podświetlony.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyzwalania impulsów, aby aktywować urządzenie (rys. 9).
4. Gdy urządzenie wygeneruje impuls, od razu przesuń uchwyt w nowe miejsce. Po krótkiej chwili trwającej około 2 sekund urządzenie wygeneruje ponowny impuls (rys. 10).



WAŻNE! : ■ W trybie wielokrotnych impulsów czujnik kontaktu ze skórą i przycisk wyzwalania impulsów muszą być całkowicie wciśnięte. Jeśli jeden z nich zostanie zwolniony, urządzenie nie zadziała. Aby wznowić aplikację, powtórz kroki 1-4.

■ W trybie wielokrotnych impulsów wskaźnik stanu żarówki jest podświetlony, gdy czujnik kontaktu ze skórą jest aktywny, a przycisk wyzwalania impulsów wciśnięty.





Wskazówki dotyczące aplikacji

- W celu uzyskania najlepszych wyników należy unikać nakładania się impulsów. Dzięki temu skóra nie jest narażona na dawkę energii większą niż konieczna do wstrzymania wzrostu włosów. Umożliwia to także maksymalne wykorzystanie wkładu świetlnego.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy używać najwyższego poziomu natężenia, który nie powoduje uczucia dyskomfortu na skórze. Na skórze powinno być odczuwane ciepło, lecz nie powinno pojawiać się uczucie dyskomfortu.
- Jedna sesja nie wystarcza do uzyskania optymalnych efektów. Aby uzyskać lepszy efekt, należy powtarzać aplikację za każdym razem, gdy włosy zaczynają odrastać. Efekty zależą od rodzaju skóry. Zazwyczaj do uzyskania pożądanych rezultatów wystarczają trzy aplikacje w odstępach co dwa tygodnie.
- W trakcie aplikacji okolice, w których skóra jest blisko kości, takie jak łokcie, golenie i kostki, mogą być bardziej wrażliwe niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno stanowić powodu do obaw. Aby uniknąć nadwrażliwości skóry, w trakcie aplikacji należy spróbować odciągnąć skórę z okolicy kości.

Pielęgnacja po aplikacji

- Po aplikacji skóra może być nieznacznie zaczerwieniona lub może być odczuwane ciepło. Jest to normalny objaw, który szybko ustępuje. W celu uniknięcia podrażnień skóry po aplikacji należy zastosować następujące środki ostrożności.
- Po aplikacji zadbaj o to, aby skóra była czysta i sucha oraz pij duże ilości wody, aby utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry.
 - Obchodź się delikatnie z obszarami poddanymi aplikacji.
 - Unikaj gorących kąpeli i pryszniców, nie korzystaj z sauny lub sauny parowej przez 24 godziny od aplikacji.
 - Nie pływaj przez 24 godziny od aplikacji.
 - Nie uprawiaj sportów kontaktowych przez 24 godziny od aplikacji.
 - Nie noś ubrań obciskających miejsca aplikacji.
 - Nie wystawiaj skóry na dłuższe działanie promieni słonecznych, takie jak np. opalanie na słońcu, nie korzystaj z solarium i samoopalaczy przez co najmniej 2 tygodnie od momentu ostatniej aplikacji.
 - Nie stosuj depilacji (woskowanie, usuwanie pęsetą, nitkowanie lub kremy) w trakcie aplikacji – golenie jest dopuszczalne po upływie 24 godzin od każdej aplikacji.

- Nie używaj kremów rozjaśniających ani produktów perfumowanych przez 24 godziny od momentu aplikacji.
- Uważaj, aby nie zadrapać i nie uszkodzić w inny sposób skóry w obszarze aplikacji.

Czyszczenie urządzenia i Light

▲ UWAGA! Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia i Light upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji OFF, a przewód zasilający jest odłączony od jednostki bazowej.

- Regularne czyszczenie pomaga w uzyskaniu optymalnych rezultatów i zwiększa trwałość urządzenia i Light. Powierzchnię zewnętrzną jednostki bazowej i uchwyt można czyścić wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia okienka świetlnego używaj tylko niestrzępiącej się szmatki dostarczonej razem z urządzeniem i Light. Uważaj, aby okienko nie zostało zarysowane lub rozbite. Zarysowania i pęknięcia mogą zmniejszyć wydajność urządzenia.
- W przypadku uporczywych zabrudzeń nanieś na okienko świetlne odrobinę wody za pomocą zwilżonego patyczka kosmetycznego i wyczyść niestrzępiącą się szmatką dołączoną do urządzenia.
- Użyj małego odkurzacza ręcznego, aby usunąć kurz i pozostałości z otworów uchwyty.

▲ OSTRZEŻENIE! Jeśli okienko świetlne jest zarysowane lub pęknięte, urządzenia nie wolno używać. Unikaj zarysowań szkła z filtrem lub metalowej powierzchni wewnątrz głowicy.

▲ UWAGA! i Light to urządzenie znajdujące się pod wysokim napięciem. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie. Nie czyść urządzenia ani jego części pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

Nie używaj palnych środków czyszczących i środków na bazie nafty ze względu na ryzyko pożaru. Nie używaj do czyszczenia druciaków, ściernych środków czyszczących lub agresywnych płynów, takich jak olej lub aceton.



Konserwacja urządzenia i Light

▲ UWAGA! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia i Light upewnij się, że **wyłącznik zasilania jest w pozycji OFF, a przewód zasilający jest odłączony od jednostki bazowej.**

Wymiana żarówki

1. Wciśnij przyciski zwalnające głowicę i delikatnie pociągnij, aby ją wyjąć.
2. Delikatnie wyjmij stary wkład żarówkowy.
3. Wymień wkład na nowy. Model zamienny: SP-IPL

▲ UWAGA! Podczas wymiany wkładu żarówkowego nie dotykaj żarówek impulsowych, ponieważ powoduje to pozostawianie tłustych śladów i płam. **Może to zmniejszyć wydajność żarówek lub spowodować ich pęknięcie w trakcie aplikacji.**

4. Włóż głowicę i dopilnuj, aby się zablokowała.

Przechowywanie

- Wyłącz urządzenie, odłącz przewód i przed schowaniem odstaw na 10 minut do ostygnięcia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze 15-35°C.

Rozwiązywanie problemów

Przed użyciem urządzenia i Light należy przeczytać całą instrukcję. W razie problemów z urządzeniem i Light skorzystaj z tej instrukcji rozwiązywania problemów, ponieważ zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy. Jeśli mimo zastosowania się do instrukcji zawartych w tym rozdziale problemy występują nadal, skontaktuj się z centrum serwisowym Remington® w celu uzyskania dalszej pomocy.

Urządzenie nie działa mimo ustawienia wyłącznika zasilania w pozycji ON.

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do działającego gniazda elektrycznego.
- Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazda.

Urządzenie wygląda na popękane lub jest pęknięte.

- Nie używaj uszkodzonego urządzenia. W razie wątpliwości przestań używać urządzenia i kontaktuj się z centrum serwisowym Remington® w celu uzyskania dalszej pomocy.

Urządzenie jest włączone, ale nie można zmniejszyć lub zwiększyć poziomu natężenia światła.

- Zresetuj urządzenie przez wyłączenie i odczekanie kilkunastu sekund przed ponownym włączeniem.

Lampka wskaźnika stanu żarówki zaczyna świecić na zielono, ale urządzenie nie generuje impulsów po wciśnięciu przycisku.

- Upewnij się, że czujnik kontaktu ze skórą styka się z nią na całej powierzchni.
- Zresetuj urządzenie przez wyłączenie i odczekanie kilkunastu sekund przed ponownym włączeniem.

Pojawia się dziwny zapach.

- Przed aplikacją upewnij się, że obszar jest całkowicie ogolony.

Po aplikacji skóra jest zaczerwieniona.

- Jest to normalny objaw, zaczerwienienie powinno ustąpić. W przeciwnym razie należy korzystać z niższego poziomu natężenia światła.

Uzyskane rezultaty nie są optymalne lub włosy zaczęły odrastać.

- Po pierwszej aplikacji włosy mogą zacząć odrastać. Jest to całkowicie normalne. W celu uzyskania optymalnych rezultatów aplikację należy powtórzyć, gdy włosy zaczną odrastać.

UWAGA!

- Podczas używania przez dłuższy czas urządzenie może się samoczynnie na krótko wyłączać (ok. 40 sekund) w celu schłodzenia. Po schłodzeniu urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Wskaźniki LED informujące o stanie i sygnały akustyczne

Wskaźnik LED intensywności/ trybu impulsów	Wskazanie
Wszystkie wybrane wskaźniki LED migają	Urządzenie jest przegrzane i zostało tymczasowo wyłączone w celu schłodzenia.



Wskaźniki LED natężenia migają w sekwencji	Urządzenie działa nieprawidłowo. Wyłącz urządzenie, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie zniknie, należy oddać urządzenie do naprawy.
Wszystkie wskaźniki LED migają i słychać sygnał ostrzegawczy	Głowica została zdjęta lub jest obluźwana.

Sygnaly akustyczne	Wskazanie
Brak pełnego styku	Przycisk impulsów został wciśnięty w momencie, gdy czujnik kontaktu nie był w pełni aktywny.
Wymień wkład świetlny	Brak lub konieczna wymiana wkładu świetlnego.
Blokada czujnika kontaktu	Przycisk impulsów został wciśnięty w momencie, gdy po uruchomieniu urządzenia czujnik kontaktu był już aktywny. Czujnik kontaktu może być zablokowany.

Często zadawane pytania (www.remington-ilight.com)

Pytanie: Co to jest i Light? Co to jest intensywne światło impulsowe (IPL, Intense Pulse Light)?

Odp.: Działanie urządzenia i Light polega na tym, że na skórę jest kierowany bardzo krótki, intensywny strumień przefiltrowanego światła. Światło jest pochłaniane przez kolorowe pigmenty i otacza włos, blokując tymczasowo mieszk włosowy i uniemożliwiając odrastanie włosów.

Pytanie: Dla kogo jest przeznaczone urządzenie i Light?

Odp.: Urządzenie i Light może być używane przez kobiety i mężczyzn do usuwania zbędnego owłosienia z ciała od karku w dół. Urządzenie i Light jest przeznaczone dla osób o cerze od jasnej do średniej i posiadających ciemne owłosienie. Można go bezpiecznie używać tylko na skórze o odcieniu białym, kości słoniowej, brązowym i jasnobrązowym. Bezpieczne naturalne kolory włosów to czarny, ciemnobrązowy lub średni brąz.

Pytanie: w jakich miejscach na ciele można stosować urządzenie i Light?

Odp.: Urządzenie i Light można stosować od karku w dół, między innymi na nogach, przedramionach, linii bikini, ramionach, klatce piersiowej i plecach.

Pytanie: Czego mogę oczekiwać po urządzeniu i Light?

Odp.: Urządzenie i Light umożliwia bezpieczne i skuteczne usuwanie owłosienia za pomocą technologii IPL z efektem zbliżonym do uzyskiwanego w salonach kosmetycznych.

Pytanie: Jakie zagrożenia są związane z używaniem urządzenia i Light? Czy urządzenie jest bezpieczne?

Odp.: Używanie urządzenia i Light jest bezpieczne, ale tak jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego należy przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do jej zaleceń.

Pytanie: Jak często należy używać urządzenia i Light?

Odp.: Urządzenia i Light należy używać za każdym razem, gdy włosy zaczną odrastać.

Pytanie: Jak długo trwa aplikacja?

Odp.: Czas jest różny w zależności od powierzchni miejsca na skórze. Aplikacja na całej powierzchni nogi powinna zająć do 15 minut.

Pytanie: Kiedy efekty zaczynają być widoczne?

Odp.: Efekty nie są natychmiastowe. Po aplikacji włosy czasami odrastają, lecz większość z nich powinna zacząć wypadać po upływie dwóch tygodni.

Cykl wzrostu włosa dzieli się na 3 fazy, które razem trwają około 18-24 miesięcy. Włosy są podatne na aplikację tylko w fazie anagenowej, dlatego w celu uzyskania optymalnych efektów niezbędna jest wielokrotna aplikacja. Wyniki zaczynają być zauważalne zazwyczaj w ciągu kilku tygodni od pierwszej aplikacji. Stałe i regularne stosowanie urządzenia co tydzień (lub przeprowadzenie trzech aplikacji co 2 tygodnie) daje dobre wyniki w ciągu 6-12 tygodni (czas może być dłuższy w przypadku ciemniejszej skóry).

Pytanie: Dlaczego włosy odrastają mimo aplikacji?

Odp.: Włosy odrastają w czasie do 2 tygodni od aplikacji. Po upływie tego czasu zaczynają wypadać. Włosy mogą również odrastać z powodu pominięcia danego obszaru w trakcie aplikacji. Aplikacje należy powtarzać za każdym razem, gdy włosy zaczną odrastać.

Pytanie: Dlaczego urządzenia i Light nie wolno używać bezpośrednio po przebywaniu na słońcu?

Odp.: Działanie światła słonecznego powoduje, że poziom melaniny w skórze jest wysoki. To zwiększa narażenie skóry na oparzenia lub powstawanie pęcherzy po aplikacji.

Pytanie: Jakie są przeciwwskazania do używania urządzenia i Light?

Odp.: Określone okoliczności mogą ograniczać możliwość korzystania z urządzenia. Przed użyciem urządzenia i Light zapoznaj się z tematem „Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w instrukcji obsługi.

Pytanie: Jak często należy wymieniać żarówkę?

Odp.: Żarówkę należy wymienić po 1500 impulsach. Wskaźnik stanu żarówki świeci na zielono przez 1350 pierwszych impulsów wkładu. Następnie lampka zaczyna świecić na żółto, co oznacza, że pozostało tylko 150 impulsów. Gdy lampka zaczyna migać, oznacza to, że wkład został wyczerpany i że należy wymienić żarówkę.

Model zamienny: SP-IPL

Pytanie: Czy urządzenia i Light można używać na twarzy?

Odp.: Nie. Używanie urządzenia i Light na twarzy i karku nie jest zalecane.

Pytanie: w jaki sposób pielęgnować skórę po aplikacji?

Odp.: Należy unikać wystawiania nieosłoniętej skóry na działanie słońca.

Pytanie: Czy po użyciu urządzenia i Light należy wstrzymać się od normalnej aktywności?

Odp.: Wstrzymanie się od normalnej aktywności po aplikacji nie jest konieczne, o ile nie wystąpiły nietypowe komplikacje. Aplikację należy wykonać przed snem – zacierwienie skóry zniknie do rana.

Pytanie: Czy długotrwałe używanie urządzenia i Light jest niebezpieczne dla skóry?

Odp.: Nie zostały odnotowane żadne efekty uboczne lub uszkodzenia skóry spowodowane długotrwałym używaniem technologii intensywnego światła impulsowego.

Pytanie: Jak często należy używać urządzenia i Light?

Odp.: Odstęp 2 tygodni w przypadku pierwszej aplikacji daje najbardziej optymalne wyniki zmniejszenia ilości włosów. Należy unikać wielokrotnej aplikacji w tym samym miejscu w trakcie jednej sesji, ponieważ nie zwiększa to skuteczności i może zwiększać ryzyko podrażnień skóry.

Pytanie: Czy urządzenia i Light mogą używać osoby o włosach blond, rudych, siwych lub białych?

Odp.: Urządzenie i Light jest najskuteczniejsze w przypadku ciemniejszych włosów, które zawierają więcej melaniny czyli barwnika, który nadaje kolor skórze i włosom. Melanina pochłania energię świetlną używaną w trakcie aplikacji i Light. Czarne i brązowe włosy są najbardziej podatne na aplikację. Włosy brązowe i jasnobrązowe także reagują na aplikację, lecz zazwyczaj wymagają większej liczby aplikacji. Włosy rude bywają podatne w mniejszym stopniu. Włosy białe, siwe lub blond zazwyczaj nie reagują na aplikację i Light, mimo to niektóre osoby zauważają efekt po wielu aplikacjach.

Pytanie: Czy można używać urządzenia i Light na naturalnie ciemnej skórze?

Odp.: Nie. Urządzenie i Light reaguje z ciemnym barwnikiem zawartym we włosach. Skóra ciemnobrązowa i czarna mogą pochłoniąć zbyt dużą ilość energii emitowanej przez urządzenie (ciepła) i zostać uszkodzone. Nie należy używać urządzenia i Light na naturalnie ciemnej skórze, ponieważ zawiera zbyt dużo melaniny. Używanie urządzenia i Light na ciemnej skórze może spowodować oparzenia, pęcherze i zmiany koloru skóry (odbarwienia lub przebarwienia).

Zapoznaj się z wykresem fototypów skóry na stronie 3, aby się upewnić, czy możesz używać urządzenia i Light.

Pytanie: Czy podczas używania urządzenia i Light konieczna jest ochrona oczu?

Odp.: Nie, urządzenie nie stanowi zagrożenia dla oczu, jeśli nie jest kierowane na twarz. Urządzenie i Light jest wyposażone w system bezpieczeństwa, który zapobiega mimowolnym impulsom, gdy urządzenie nie styka się ze skórą. Mała ilość światła emitowanego w trakcie aplikacji jest podobna do błysku flesza aparatu i nie jest szkodliwa dla oczu, o ile nie jest skierowana w twarz.

Pytanie: Czy urządzenie i Light może być używane przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią?

Odp.: Nie. Działanie urządzenia i Light na kobiety w ciąży nie zostało przetestowane, dlatego jego używanie przez kobiety ciężarne lub karmiące piersią nie jest zalecane. Zmiany hormonalne zwiększają wrażliwość skóry i ryzyko obrażeń.

Odpowiednie koloryty cery, wykres kolorytów cery – typy skóry 1-4 wg klasyfikacji Fitzpatricka

Wykres służy do samodzielnej oceny, polegającej na zsumowaniu punktów za każdą udzieloną odpowiedź. Na końcu została podana skala zakresów dla każdego z sześciu typów skóry. Pod skalą podano opis każdego z rodzajów skóry. Pozwala to szybko sprawdzić typ skóry.

Skłonności genetyczne

Punkty	0	1	2	3	4
Jaki jest kolor Twoich oczu?	Jasnoniebieski, szary, zielony	Niebieskie, szare lub zielone	Niebieskie	Ciemno-brązowe	Bardzo ciemny brąz
Jaki jest naturalny kolor Twoich włosów?	Rudy	Blond	Ciemny blond	Ciemno-brązowy	Czarny
Jakiego koloru jest skóra (w miejscach nieodsoniętych)?	Czerwonawa	Bardzo blada	Blada z odcieniem beżowym	Jasno-brązowa	Ciemno-brązowa
Czy w nieodsoniętych miejscach występują piegę?	Dużo	Kilka	Mało	Sporadycznie	Brak

Suma punktów w kategorii „Skłonności genetyczne”: _____



Reakcja na oddziaływanie promieni słonecznych

Punkty	0	1	2	3	4
Co się dzieje, gdy przebywasz zbyt długo na słońcu?	Bolesne zaczerwienienie, pęcherze, schodzenie skóry	Pęcherze, następnie schodzenie skóry	Oparzenia, następnie czasami schodzenie skóry	Rzadkie oparzenia	Nigdy nie zdarzyły mi się oparzenia
Do jakiego stopnia skóra brązowieje?	Niewiele lub wcale	Delikatny kolor, delikatna opalenizna	Umiarkowana opalenizna	Bardzo łatwo brązowieje	Skóra szybko przybiera ciemno-brązowy kolor
Czy skóra brązowieje w ciągu kilkunastu godzin od przebywania na słońcu?	Wcale	Rzadko	Czasem	Często	Zawsze
Jak reaguje na słońce skóra twarzy?	Jest bardzo wrażliwa	Jest wrażliwa	Normalnie	Bardzo odporna	Nigdy nie powodowało to problemów

Suma punktów w kategorii „Reakcja na oddziaływanie promieni słonecznych”: _____

Zwyczaje związane z opaleniem

Punkty	0	1	2	3	4
Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się opalać (lub korzystać z solarium/kremu samoopalającego)?	Ponad 3 miesiące temu	2-3 miesiące temu	1-2 miesiące temu	Mniej niż miesiąc temu	Mniej niż 2 tygodnie temu
Czy obszary aplikacji były wystawiane na słońce?	Nigdy	Prawie nigdy	Czasami	Często	Zawsze

Suma punktów w kategorii „Zwyczaje związane z opaleniem”: _____

Zsumuj punkty otrzymane w każdej kategorii, aby określić fototyp skóry.

**Typ skóry wg klasyfikacji Fitzpatricka**

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
Ponad 30 punktów	V-VI

Nie używaj urządzenia i Light

TYP 1: Bardzo wrażliwy, oparzenia za każdym razem, nigdy nie brązowieje.
Przykład: osoba rudowłosa z piegami.

TYP 2: Bardzo wrażliwy na słońce, łatwo doznaje oparzeń, minimalnie brązowieje.
Przykład: typ kaukaski o jasnej skórze i włosach.

TYP 3: Skóra wrażliwa na słońce, oparzenia od czasu do czasu, powolne opalenie do koloru jasnobrązowego. Przykład: ciemniejszy typ kaukaski.

TYP 4: Niewielka wrażliwość na słońce, oparzenia w minimalnym stopniu, zawsze opala się do umiarkowanego brązu. Przykład: śródziemnomorski typ kaukaski, niektórzy Latynosi.

TYP 5: skóra niewrażliwa na słońce, rzadkie oparzenia, dobrze się opala.
Przykład: niektórzy Latynosi, niektóre osoby czarnoskóre

TYP 6: niewrażliwy na słońce, nigdy nie doznaje oparzeń, głęboka pigmentacja.
Przykład: ciemniejsze osoby czarnoskóre.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Nie wyrzucać zużytego produktu do domowego pojemnika na śmieci. Urządzenie można przekazać do regionalnego biura obsługi klienta REMINGTON® lub odpowiedniego punktu zbiórki.



Więcej informacji o recyklingu

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com

**SERWIS I GWARANCJA**

Po sprawdzeniu stwierdzono, że niniejszy produkt jest wolny od wad. Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją od wad materiałowych i produkcyjnych liczoną od daty zakupu przez klienta. W okresie gwarancji wszelkie wady urządzenia, które zostaną wykryte w trakcie jego użytkowania, zostaną usunięte bezpłatnie – produkt lub wadliwa część zostaną naprawione lub wymienione na inne, pod warunkiem, że zostanie okazany dowód zakupu. Nie oznacza to jednak wydłużenia okresu gwarancyjnego. Aby skorzystać z gwarancji, skontaktuj się telefonicznie z regionalnym punktem serwisowym Remington®.

Opócz niniejszej gwarancji konsumentowi przysługują standardowe prawa ustawowe.

Niniejsza gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach, w których produkt został zakupiony u autoryzowanego dystrybutora naszej firmy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żarówek zamiennych, które ulegają zużyciu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również przypadkowych uszkodzeń produktu, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem, uszkodzeń wynikających z modyfikacji produktu lub użycia niezgodnego z instrukcją bądź wskazówkami bezpieczeństwa. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku interwencji i napraw urządzenia dokonywanych przez osoby nieupoważnione.



Что такое i-Light?

i-Light - это прибор для удаления волос в домашних условиях с помощью технологии, основанной на действии импульсов высокоинтенсивного света (IPL). Эта же технология применяется в профессиональных салонах и клиниках. При правильном применении она обеспечивает продолжительный эффект.

Что такое импульсы высокоинтенсивного света и как работает прибор i-Light?

Принцип работы прибора i-Light состоит в излучении очень коротких импульсов высокоинтенсивного света на кожу. Энергия света поглощается меланином в волосяных луковицах и временно задерживает механизм роста волос.

Волосяные луковицы в течение цикла роста волос обычно проходят через три фазы:

Фаза анагена (фаза роста) - фаза активного роста волосяной луковицы.

Концентрация меланина достигает своей высшей точки и обеспечивает пигментацию волос. Только в фазе анагена волосы поддаются обработке IPL (рис. 2).

Фаза катагена (фаза деградации) - это короткая переходная стадия, следующая за фазой анагена, сигнализирует об окончании активного роста волос. Обычно она длится 2-3 недели (рис. 3).


Фаза телогена (фаза покоя) - в этой самой продолжительной фазе волосяная луковица находится в состоянии покоя в течение примерно 100 дней. В это время новый волос выталкивает старый, начиная тем самым новый цикл роста (рис. 4).

Результаты применения прибора i-Light

Наши исследования показали значительное уменьшение волосяного покрова уже после одного применения. Однако для достижения оптимального результата разового применения обычно не достаточно. Для максимального эффекта повторяйте процедуру, когда Вы заметите, что волосы снова начинают расти. Результаты различаются у разных людей, однако у большинства желаемый эффект достигаются после трехкратного повторения процедур каждые две недели.

Через несколько дней после проведения первой процедуры Вы можете заметить выпадение волос.

Волосы станут расти реже, тоньше и светлее чем обычно. Такой новый рост является нормальным, ожидаемым явлением.





ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием i-Light:

Обязательно изучите всю предупреждающую информацию и все указания по безопасности

Перед началом процедуры проверьте можно ли Вам применять прибор i-Light.

Для определения пригодности прибора используйте карту тонов кожи, приведенную на коробке и в начале настоящего руководства по эксплуатации.

Тип кожи

- См. карту тонов кожи на странице 3.
- Не используйте для темной кожи (тип V и VI по Фитцпатрику), так как это может вызвать ожоги, волдыри и изменение цвета кожи.
- Не используйте на загорелой коже или после принятия солнечных ванн, так как это может привести к ожогам или повреждениям кожи.
- i-Light не оказывает воздействие на седые, серые, светлые или рыжие волосы.

Не применять в следующих областях

- Не используйте на лице или шее.
- Не используйте в районе сосков и гениталий
- Не используйте в районе имеющихся татуировок или перманентного макияжа.
- Не используйте на темно-коричневых или черных участках кожи, например, родинках, родимых пятнах и веснушках
- Не используйте в области проведенных недавно операций, глубокого пилинга, лазерной шлифовки, шрамов или кожи, пострадавшей от ожога.

Когда нельзя применять/необходимо избегать использования i-Light.

- Не используйте прибор во время беременности и кормления грудью.
- Не используйте прибор, если Вы в течение последних 4 недель загорали на солнце или в солярии.
- Не используйте на сухой или потрескавшейся коже в результате применения химического пилинга, гликолевого пилинга, альфагидрокси кислот (AHA).
- Не облучайте одно место более одного раза, так как это может вызвать ожоги.
- Не используйте на одном и том же участке кожи более одного раза в неделю.
- Не используйте на протяжении по крайней мере 14 дней после микрошлифовки кожи.
- Не используйте в том случае, если Вы уже проводите процедуры постоянного удаления волос.

- Не используйте в том случае, если Вы страдаете какими-либо кожными заболеваниями, раком кожи или каким-либо другим раком, локализованным в обрабатываемой области, или если у Вас имеются предраковые патологические изменения или многочисленные атипичные родинки в обрабатываемых зонах.
- Не используйте при наличии эпилепсии с чувствительностью к вспышкам света.
- Не используйте при нарушениях коллагенообразования, включая образование келоидных рубцов или при плохом заживлении ран.
- Не используйте при сосудистых нарушениях, например при наличии варикозных вен или сосудистой эктазии в обрабатываемых зонах.
- Не используйте при повышенной чувствительности кожи к свету или подверженности быстрым аллергическим реакциям. Если Вы принимаете фотосенсибилизирующие средства или медикаменты, изучите инструкцию по применению такого средства. Ни в коем случае не используйте прибор, если он может вызвать у Вас фотоаллергические или фототоксические реакции, или если Вам рекомендовано избегать солнечных лучей во время приема медикаментов.
- Не используйте прибор, если Вы страдаете диабетом, красной волчанкой, порфирией или застойной сердечной недостаточностью.
- Не используйте прибор на участках кожи, которые в недавнем времени подвергались или подвергаются в настоящее время обработке альфагидрокси кислотой (AHA), бетагидрокси кислотой (BHA), изотретиноином местного применения и азелаевой кислотой.
- Не используйте прибор, если Вы принимаете внутрь изотретиноин, Аккутан или Роаккутан, в течение последних 6 месяцев. Это лечение может сделать кожу более подверженной порезам, ранам и раздражениям.
- Не используйте при нарушении свертываемости крови или при приеме антикоагулянтных препаратов, включая частый прием аспирина, без соблюдения периода очищения не менее 1 недели до начала каждой процедуры.
- Не используйте при наличии инфекций, экзем, ожогов, воспаления фолликул, открытых ран, ссадин, перенесенных операций, простого герпеса, ран или повреждений кожи и гематом в обрабатываемых областях.
- Не использовать при наличии иммунодепрессивных заболеваний (включая ВИЧ-инфекцию или СПИД), или если Вы принимаете иммунодепрессивные препараты.
- Не используйте прибор, если Вы принимаете обезболивающие средства, снижающие чувствительность к жару.
- Не используйте прибор, если Вы пользуетесь дезодорантами длительного действия. Это может стать причиной нежелательных кожных реакций.
- Не используйте в зонах искусственных частей, например силиконовых имплантатов, контрацептивных имплантатов Импланон, кардиостимуляторов, портов подкожных инъекций, инсулиновых систем или пирсингов.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! – для снижения риска ожогов, удара
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

Как и у большинства электроприборов, электрические детали сохраняют ток, даже если они выключены. Для снижения риска травмы или летального исхода от удара током необходимо:

- Всегда выключать прибор из розетки сразу после использования.
- Не применять вблизи воды.
- Не помещать и не хранить прибор в местах, где он может упасть на пол, в ванну или раковину.
- Не погружать и не бросать в воду или другую жидкость.
- Не дотрагиваться до прибора, если он упал в воду или другую жидкость. В этом случае немедленно выключить прибор из розетки.
- Не дотрагиваться до мокрого прибора. В этом случае немедленно выключить прибор из розетки.
- Перед очисткой отключить прибор из розетки.
- Прибор всегда должен быть сухим.
- Если Вы переносите прибор из очень холодного в очень теплое помещение, перед использованием подождите, примерно, 2 часа.
- Никогда не оставляйте подсоединенный к электросети прибор без присмотра.
- Не кладите штепсельную вилку и шнур на горячие поверхности.
- Не позволяйте штепсельной вилке и шнуру намочнуть.
- Не вставляйте и не вынимайте штепсельную вилку из розетки мокрыми руками.
- Не используйте изделие, если шнур поврежден. Новый шнур можно приобрести в любом из сервисных центров Remington®.
- Используйте и храните прибор при температуре от 15°C до 35°C.
- Всегда отключайте прибор от сети при его чистке или использовании под проточной водой.
- Используйте исключительно входящие в комплект детали.
- Хранить в недоступном для детей месте. Использование этого прибора лицами с уменьшенными физическими, чувствительными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний может быть опасным. Лица, ответственные за их безопасность, должны дать четкие инструкции или контролировать использование аппарата.

Схема прибора i-Light (сmp. 3)

- | | |
|------------------------------------|--|
| A i-Light излучатель | J Выключатель |
| B Кнопка вспышки | K Вход силового провода |
| C Сенсор контакта с кожей | L Кнопка выбора уровня интенсивности |
| D Окно вспышки | M Дисплей выбора уровня интенсивности |
| E Наконечник | N Выбор режима вспышки |
| F Кнопка снятия наконечника | O Дисплей выбора режима вспышки |
| G Световой картридж | P Индикатор статуса лампы |
| H Провод излучателя | Q Силовой кабель |
| I База i-Light | R Неволокнистая ткань |

Ознакомьтесь с функциями нового прибора i-Light.

Окно вспышки (рис. 1. D)

Окно вспышки – это окно с фильтрующим стеклом и встроенной УВ-защитой, которая позволяет световым волнам специфической длины проходить из излучателя к коже и к волосяным луковицам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз перед использованием проверяйте окно вспышки на возможное повреждение линзы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз перед использованием протирайте окно вспышки прилагаемой неволокнистой тканью, чтобы на линзе не было масла или инородных частиц.

Сенсор контакта с кожей (рис. 1-С)

Сенсор контакта с кожей - это защитный механизм, предотвращающий случайную активацию прибора. Для активации прибора сенсор должен быть полностью прижат к коже.

**Кнопка вспышки (рис. 1-В)**

Кнопка вспышки находится на излучателе. Для активации вспышки, убедитесь в том, что сенсор контакта с кожей полностью задействован и нажмите кнопку вспышки.

Индикатор статуса лампы (рис. 1-Р)

Прибор готов для включения вспышки, когда индикатор статуса лампы горит зеленым светом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кнопка вспышки нажата, **НО** сенсор контакта с кожей задействован не полностью, **ИЛИ** индикатор статуса лампы не горит, раздается звуковой сигнал.

Если индикатор статуса лампы горит желтым светом, заряда лампы хватит еще на 150 вспышек. Если индикатор статуса лампы мигает желтым светом, ламповый картридж использован полностью и больше не будет работать. Для дальнейшего использования прибора необходимо заменить ламповый картридж.

Кнопка снятия наконечника (рис. 1- F)

Нажмите обе кнопки и снимите наконечник, осторожно потянув за него.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: **КАЖДЫЙ РАЗ** перед снятием наконечника убедитесь в том, что прибор выключен, и кабель отсоединен от сети. Если наконечник удален при включенном приборе, все световые индикаторы на базе начнут мигать, и раздастся звуковой сигнал.

Световой картридж (рис. 1-G)

Каждый световой картридж рассчитан на 1500 вспышек. Когда количество вспышек будет полностью использовано, картридж должен быть заменен. Тип заменяемого картриджа: SP-IPL

Выбор уровня интенсивности (рис. 1-L)

Прибор i-Light оснащен 5 уровнями интенсивности. Уровень 1 является самой низкой настройкой, а уровень 5 - самой высокой настройкой.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: для более эффективного результата всегда используйте самый высокий уровень интенсивности, не вызывающий дискомфорта Вашей кожи. Определить используемый уровень интенсивности можно при помощи дисплея выбора уровня интенсивности, на котором высвечивается его номер.

При включении прибор i-Light автоматически настраивается на уровень интенсивности 1. Для изменения уровня нажмите кнопку выбора уровня интенсивности.

Выбор типа вспышки (рис. 1-N)

Прибор i-Light оснащен двумя оперативными режимами: режим одноразовой вспышки и режим многократной вспышки. При включении прибор i-Light автоматически настраивается на режим одноразовой вспышки.


Режим одноразовой вспышки: прибор i-Light включает вспышку один раз, когда кнопка вспышки нажата И сенсор контакта с кожей полностью задействован.

Режим многократной вспышки: прибор i-Light включает вспышку один раз в две секунды, когда кнопка вспышки нажата И сенсор контакта с кожей полностью задействован.


Для включения режима многократной вспышки, нажмите кнопку выбора режима многократной вспышки. После этого загорится дисплей выбора режима многократной вспышки. Для выключения режима многократной вспышки и перехода в режим одноразовой вспышки нажмите кнопку еще раз.

**Проверьте прибор i-Light на Вашей коже (рис. 5)**


1. Ознакомьтесь с предупреждениями и указаниями по безопасности.
2. Ознакомьтесь с функциями прибора i-Light.
3. С помощью карты тонов кожи удостоверьтесь в том, что цвет Вашей кожи соответствует допустимым оттенкам.
4. Проверьте прибор i-Light на маленьком участке кожи и подождите 48 часов для обнаружения возможных неблагоприятных реакций.

**Обработайте нужную зону или зоны прибором i-Light.****Подготовьте вашу кожу для обработки**


1. Убедитесь в том, что обрабатываемая зона является чистой, без остатков масел, дезодорантов, духов, косметики, лосьонов и кремов. Сбрейте волосы с обрабатываемой поверхности.
2. Ни в коем случае не используйте воск, эпиляцию, щипцы или продукты для депиляции, так как они могут препятствовать процессу IPL.

**Подготовьте прибор для процедуры**

3. Раскрутите провод излучателя на базе i-Light и установите излучатель на базу. Найдите выключатель на базе i-Light и убедитесь в том, что прибор выключен. Подключите провод к базе i-Light через соответствующий вход. Подключите силовую кабель к настенной розетке. Включите выключатель (рис. 6).
4. Выберите нужный уровень интенсивности. Для включения режима многократной вспышки используйте кнопку выбора режима вспышки (рис. 7).

**Обработайте нужную зону или зоны прибором i-Light.****Режим одноразовой вспышки**

1. Приложите излучатель i-Light к коже таким образом, чтобы окно вспышки было на одном уровне с поверхностью кожи (рис. 8).
2. Убедитесь в том, что сенсор контакта с кожей полностью задействован, и горит индикатор статуса лампы.
3. Для активации прибора нажмите кнопку вспышки (рис. 9).
4. Передвиньте излучатель к следующей обрабатываемой поверхности и повторите шаги 1-3 (рис. 10).

**Обработайте нужную зону или зоны прибором i-Light.****Режим многократной вспышки**

1. Приложите излучатель i-Light к коже таким образом, чтобы окно вспышки было на одном уровне с поверхностью кожи (рис. 8).
2. Убедитесь в том, что сенсор контакта с кожей полностью задействован, и горит индикатор статуса лампы.
3. Для активации прибора нажмите И ЗАДЕРЖИТЕ кнопку вспышки (рис. 9).
4. Сразу после вспышки передвиньте излучатель на новое место. После короткой паузы (примерно 2 секунды) прибор вспыхнет снова (рис. 10).



ПРИМЕЧАНИЕ: Во время режима многократной вспышки, сенсор контакта с кожей И кнопка вспышки должны быть полностью нажаты, в противном случае прибор не будет работать. Для возобновления процедуры повторите шаги 1-4.



Во время режима многократной вспышки, индикатор состояния лампы будет постоянно гореть, пока сенсор контакта с кожей и кнопка вспышки будут полностью нажаты.





Рекомендации по проведению процедур

- Для оптимального результата избегайте наложения вспышек. Это поможет избежать чрезмерного воздействия большего количества энергии, чем это необходимо для подавления роста волос. Это также позволит Вам максимально использовать световой картридж.
- Для более эффективного результата всегда используйте самый высокий уровень интенсивности, который не вызывает на коже ощущения дискомфорта. Правильно выбранный уровень должен вызывать чувство тепла без каких-либо неприятных ощущений.
- Обычно для достижения оптимального результата одной процедуры оказывается недостаточно. Наибольший эффект вы сможете достигнуть, повторяя процедуру, как только Вы заметите, что волосы снова начали расти. Результаты у разных людей могут различаться, однако у большинства желаемые результаты достигаются после трех процедур, проводимых раз в две недели.
- Кожа в области кости, например, на локтях, голени или лодыжках может оказаться более чувствительной к обработке. Это - нормальное явление, которое не должно быть поводом для тревоги. Чтобы снизить такую чувствительность, постарайтесь во время обработки оттянуть кожу от области кости.

Последующий уход

- После процедуры кожа может слегка покраснеть или нагреться. Это является нормальным явлением, которое должно быстро пройти. Чтобы избежать раздражения кожи после процедуры необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Избегайте воздействия солнечных лучей в течение 24 часов после процедуры. После каждой процедуры защищайте кожу с помощью солнцезащитного крема с фактором 30 в течение 2 недель.
 - После проведения процедуры поддерживайте обработанную зону в чистоте и пейте достаточное количество воды для поддержания влаги в коже.
 - Осторожно обращайтесь с обработанной зоной.
 - Не принимайте ванну, душ или паровые ванны и сауну в течение 24 часов после проведения процедуры.
 - Не плавайте и не купайтесь в течение 24 часов после проведения процедуры.
 - Не занимайтесь контактным спортом в течение 24 часов после проведения процедуры.
 - Не носите плотно облегающую одежду на обработанных зонах.
 - Не используйте средства, продлевающие загар, например солнечные ванны, солярии или автозагар, в течение, по крайней мере, 2 недель после проведения последней процедуры.

- На все время проведения обработки не используйте средства депиляции (эпиляция воском, выщипывание волос, нитевая эпиляция или крема для удаления волос). Брить волосы можно спустя 24 часа после проведения процедуры.
- Не используйте отбеливающие крема или парфюмированные продукты в течение 24 часов после проведения процедуры.
- Не расчесывайте и не трогайте обработанную поверхность.

Очистка прибора i-Light

▲ ВНИМАНИЕ: перед очисткой прибора i-Light убедитесь в том, что он выключен, а силовой кабель отсоединен от базы.

- Регулярная очистка поможет обеспечить оптимальные результаты и долгую эксплуатацию прибора i-Light. Внешнюю поверхность базы и излучатель можно протереть слегка влажной тряпкой.
- Для очистки окна вспышки, используйте только прилагаемую к прибору i-Light неволокнистую ткань. Старайтесь избегать царапин или сколов на окне вспышки. Царапины и сколы могут снизить эффективность прибора.
- Для удаления особо устойчивых пятен с окна вспышки нанесите на него с помощью влажного хлопкового тампона небольшое количество воды и протрите прилагаемой неволокнистой тканью.
- Для удаления пыли и грязи из отверстий излучателя используйте небольшую ручную пылесос.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окно вспышки треснуло или разбилось использовать прибор нельзя. Ни в коем случае не царапайте фильтрующее стекло или металлическую поверхность внутри наконечника.

▲ ВНИМАНИЕ: i-Light является прибором высокого напряжения. Ни в коем случае не погружайте его в воду. Ни в коем случае не промывайте прибор или какую-либо его часть под краном или в посудомоечной машине.

Не используйте очищающие средства на основе бензина или горючие вещества, так как это может вызвать пожар. Ни в коем случае не используйте для очистки прибора промывающие губки, абразивные очищающие средства или агрессивные жидкости, например масло или ацетон.



Техническое обслуживание прибора i-Light

▲ ВНИМАНИЕ: перед проведением технического обслуживания прибора i-Light убедитесь в том, что он выключен, а силовой кабель отсоединен от базы.

Замена лампы

1. Нажмите кнопку снятия наконечника и снимите наконечник, осторожно потянув за него.
2. Осторожно выньте старый ламповый картридж.
3. Установите новый ламповый картридж типа SP-IPL.
▲ ВНИМАНИЕ: при замене лампового картриджа не трогайте саму лампу, так как это может привести к ее загрязнению, что в свою очередь может снизить эффективность лампы или стать причиной ее повреждения во время проведения процедуры.
4. Установите наконечник на прежнее место, убедитесь при этом, что он правильно защелкнут.

Хранение

- Перед подготовкой к хранению отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течение 10 минут.
- Храните прибор в сухом месте при температуре от 15° С до 35° С.

Устранение неполадок

Перед использованием прибора i-Light полностью прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
При возникновении проблем с использованием прибора i-Light прочитайте настоящее руководство по устранению неполадок, в котором перечислены основные часто встречающиеся проблемы при использовании прибора i-Light. Если после выполнения настоящих указаний проблема остается нерешенной, для дальнейшей поддержки просим вас связаться с сервисным центром компании Remington®

После включения прибор не работает.

- Убедитесь в том, что прибор подключен к работающей розетке.
- Попробуйте подключить прибор к другой розетке.

На приборе имеются трещины, или он сломан.

- Не используйте прибор, если он поврежден. Если у Вас есть сомнения по поводу использования прибора, прекратите его эксплуатацию и обратитесь за помощью в сервисный центр компании Remington®.

Включив прибор, я не могу увеличить или уменьшить интенсивность излучения.

- Попробуйте перезагрузить прибор, выключив его на несколько секунд и снова включив.

Индикатор статуса лампы горит зеленым светом, но прибор не производит вспышку при нажатии кнопки.

- Убедитесь в том, что сенсор контакта с кожей полностью соприкасается с кожей.
- Попробуйте перезагрузить прибор, выключив его на несколько секунд и снова включив.

Появление необычного запаха

- Убедитесь в том, что обрабатываемая зона перед процедурой была полностью выбрита.

Обрабатываемая зона после процедуры покраснела.

- Это является нормальным явлением, и краснота должна вскоре пройти. Если она не проходит, попробуйте использовать более низкий уровень интенсивности.

Оптимальный результат не был достигнут, или волосы растут снова.

- После проведения первой процедуры волосы могут начать расти снова. Это совершенно нормально. Для достижения оптимального результата повторяйте процедуру, когда Вы заметите, что волосы опять начинают расти.

ПОМНИТЕ! Если прибор используется на протяжении долгого промежутка времени, он может автоматически отключаться примерно на 40 секунд для охлаждения. После того как прибор остынет, его снова можно использовать.

Статусные светодиоды и звуковые сигналы

Светодиод режима вспышки/ интенсивности	Показания
Все выбранные светодиоды мигают	Прибор перегрелся и временно отключен для охлаждения.



Последовательное загорание светодиодов интенсивности	Прибор неисправен. Выключите прибор, подождите некоторое время и попробуйте включить снова. Если неисправность осталась, прибор необходимо отдать в ремонт.
Все светодиоды мигают со звуковым сигналом	Наконечник снят или не закреплен.
Звуковые сигналы	Показания
Неполный контакт	Кнопка вспышки была нажата, когда сенсор контакта с кожей не был полностью задействован.
Замените световой картридж	Световой картридж отсутствует или должен быть заменен.
Заклинивание контактного сенсора	Кнопка вспышки была нажата после того, как контактный сенсор был задействован после запуска прибора. Возможное заклинивание контактного сенсора.

Часто задаваемые вопросы (www.remington-ilight.com)

В. Что такое i-Light? Что такое импульсы высокоинтенсивного света (IPL)?

О. Принцип работы импульсов высокоинтенсивного света состоит в излучении очень коротких, интенсивных импульсов фильтрованного света на кожу. Энергия света поглощается пигментами цвета в самих волосах и вокруг них, затормаживая волосяные луковички и временно задерживая механизм роста волос.

В. Кто может пользоваться прибором i-Light?

О. Прибором i-Light могут пользоваться как мужчины, так и женщины для удаления нежелательных волос ниже шеи. Прибор i-Light был разработан для людей с кожей от светлых до средних тонов и темными волосами. Подходящие тона кожи включают в себя только белый, цвет слоновой кости, бронзовый, бежевый и светло-коричневый. Подходящие натуральные цвета волос включают черный, темно-коричневый и средне-коричневый.

В. Какие зоны можно обрабатывать прибором i-Light?

О. Прибор i-Light предназначен для использования в зонах ниже шеи, включая ноги, подмышки, зону бикини, руки, грудь и спину.

В. Какой результат я могу ожидать от применения прибора i-Light?

О. Прибор i-Light на профессиональном уровне обеспечивает безопасное и эффективное удаление волос с использованием технологии импульсов высокоинтенсивного света.

В. Какие риски связаны с использованием прибора i-Light? Насколько он безопасен?

О. Прибор i-Light безопасен в использовании, но как и любой другой электроприбор требует внимательного изучения и выполнения указаний по эксплуатации.

В. Как часто следует применять прибор i-Light?

О. Прибор i-Light следует использовать, как только Вы заметите, что волосы снова стали расти.

В. Как долго должна длиться одна процедура?

О. Время процедуры зависит от размера обрабатываемой зоны, но обработка одной ноги полностью не должна превышать 15 минут.

В. Когда будут заметны первые результаты?

О. Результаты не будут заметны сразу. После проведения процедуры волосы могут начать расти заново, но большинство таких волос начнет выпадать спустя 2 недели. Рост волос представляет собой цикл, длящийся от 18 до 24 месяцев и состоящий из трех фаз. Только волосы в фазе анагена поддаются обработке облучением, вот почему для достижения оптимального результата необходимо многократное применение прибора. Результаты в основном становятся заметными в течение нескольких недель после первого применения. Продолжительное регулярное еженедельное использование (или 3 процедуры раз в две недели) приведет к хорошему стойкому результату в течение 6-12 недель (применение для более темной кожи может длиться дольше).

В. Почему волосы продолжают расти несмотря на проведенные процедуры?

О. Волосы продолжают расти еще до двух недель после проведения процедуры, но в течение этого времени Вы можете заметить, что волосы начинают выпадать. Другой причиной для продолжения роста волос может быть тот факт, что данная зона не была обработана во время процедуры. Продолжайте обрабатывать зоны, в которых Вы заметите новый рост волос.

В. Почему нельзя использовать прибор i-Light после пребывания на солнце?

О. Пребывание на солнце вызывает повышение уровня меланина, что может стать причиной ожогов и волдырей после проведения процедуры.

В. Какие противопоказания имеются к применению прибора i-Light?

О. Определенные обстоятельства могут ограничить возможность использования прибора. Пожалуйста, перед применением прибора i-Light прочитайте всю инструкцию по безопасности в руководстве по эксплуатации.

В. Как часто нужно менять лампу?

А. Лампу необходимо заменять через каждые 1500 вспышек. Индикатор статуса лампы загорается зеленым светом на протяжении всего срока эксплуатации картриджа, рассчитанного на 1350 вспышек. Желтый свет индикатора сигнализирует о том, что в картридже осталось только 150 вспышек. Когда индикатор начнет мигать, лампу необходимо заменить, поскольку срок эксплуатации картриджа закончен.

Тип заменяемого картриджа: SP-IPL

В. Можно ли применять прибор i-Light для лица?

О. Нет. Прибор i-Light не рекомендуется применять на лице или шее.

В. Какой последующий уход нужно обеспечить для обработанных зон?

О. Избегайте незащищенного воздействия солнечных лучей на обработанные зоны.

**В. Можно ли заниматься обычной деятельностью после использования прибора i-Light?**

О. После применения прибора можно заниматься обычной деятельностью, если не возникло необычных осложнений. Проводить процедуры рекомендуется перед отходом ко сну, так как появившаяся краснота должна до утра исчезнуть.

В. Является ли длительное применение прибора i-Light опасным для кожи?

О. Случаев повреждения кожи после длительного применения импульсов высокоинтенсивного света зарегистрировано не было.

В. Как часто нужно проводить обработку кожи прибором i-Light?

О. Доказанный эффективный интервал составляет 2 недели для начального применения. Необходимо избегать обработки одной зоны несколько раз в течение одной процедуры, так как это не увеличит эффективность воздействия, но может повысить риск раздражения кожи.

В. Можно ли использовать прибор i-Light для светлых, рыжих, серых или седых волос?

О. Наилучший эффект достигается при применении прибора для темных волос, так как они содержат большее количество меланина - пигмента, отвечающего за цвет волос и кожи. Меланин является тем веществом, которое поглощает энергию света во время обработки прибором i-Light. Лучше всего это происходит у черных и темно-коричневых волос. Коричневые или светло-коричневые волосы также поддаются обработке, но обычно это требует большего количества процедур. Рыжие волосы могут поддаваться обработке. Седые, серые или светлые волосы обычно не поддаются обработке прибором i-Light, хотя в некоторых случаях после многократного проведения процедуры были также достигнуты результаты.

В. Можно ли использовать прибор i-Light людям с темной кожей?

О. Нет. Прибор i-Light предназначен для воздействия на темные пигменты волос. В результате темно-коричневая и черная кожа может поглотить чрезмерное количество энергии прибора (жара), что может привести к повреждению кожи. Не используйте прибор i-Light на темной коже, так как она содержит большое количество меланина. Обработка темной кожи прибором i-Light может привести к ожогам, волдырям и изменению цвета кожи (гипер- или гипопигментация).

Чтобы определить подходит ли Вам прибор i-Light, ознакомьтесь с картой тонов кожи на странице 3.

В. Нужно ли защищать глаза при использовании прибора i-Light?

О. Нет, прибор не представляет опасности для глаз, если он не направлен на лицо. Прибор i-Light снабжен защитной системой, которая препятствует случайному излучению, если прибор не находится в прямом контакте с кожей. Небольшое количество света, излучаемое во время проведения процедуры, соответствует вспышке фотоаппарата и не является опасным для глаз, за исключением случаев, когда он направлен прямо в лицо.

В. Можно ли использовать прибор i-Light во время беременности или кормления грудью?

О. Нет, прибор i-Light не проходил тестирование на беременных женщинах, поэтому использование прибора не рекомендуется во время беременности или кормления грудью. Гормональные изменения увеличивают чувствительность кожи и могут вызвать ее повреждение.

Допустимые тона кожи, карта тонов кожи - типы кожи по Фитцпатрику 1-4

Для того, чтобы удостовериться в возможности применения прибора, вы можете использовать карту тонов кожи и опросный лист, где вы должны суммировать Ваши ответы. В конце вы найдете шкалу, представляющую оттенки для каждого из шести типов кожи. Ниже приводятся пояснения для каждого типа кожи. Таким образом, вы сможете быстро и легко определить ваш тип кожи.

Генетический тип

Сумма	0	1	2	3	4
Какого цвета ваши глаза?	Светло-голубой, серый, зеленый	Голубой, серый или зеленый	Голубой	Темно-карий	Черно-карий
Какой натуральный цвет ваших волос?	Песочно-рыжий	Светлый	Каштановый, темный блондин	Темно-коричневый	Черный
Какого цвета ваша кожа (без загара)?	С красноватым оттенком	Очень бледный	Светлый с бежевым оттенком	Светло-коричневый	Темно-коричневый
Есть ли у вас веснушки на незагорелых зонах кожи?	Много	Некоторое количество	Небольшое количество	Редко	Нет

Общая сумма для генетического типа: _____



для реакции на солнце

Сумма	0	1	2	3	4
Что происходит с вашей кожей, если вы слишком долго находитесь на солнце?	Болезненная краснота, волдыри, шелушение	Волдыри и шелушение	Ожоги с возможным последующим шелушением	Редкие ожоги	Без ожогов
До какой степени вы загораете?	Редко или никогда	Светлый загар	Умеренный загар	Быстрый загар	Темнеет очень быстро
Коричневее ли ваша кожа спустя несколько часов после воздействия солнца?	Никогда	Редко	Иногда	Часто	Всегда
Как реагирует ваше лицо на солнце?	Очень чувствительно	Чувствительно	Нормально	Очень устойчиво	Никогда не было проблем

Общая сумма для реакции на солнце: _____

баллов для загара

Сумма	0	1	2	3	4
Когда вы последний раз загорали (включая солярий или авто-загар)?	Более 3 месяцев назад	2-3 месяца назад	1-2 месяца назад	Менее месяца назад	Менее 2 недель назад
Подвергались ли загару зона, которую вы хотите обработать?	Никогда	Почти никогда	Иногда	Часто	Всегда

Общая сумма баллов для загара: _____

Суммируйте общее число баллов всех трех разделов вопросов.

Общая сумма баллов для загара:

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
более 30	V-VI

Не используйте прибор i-Light

ТИП 1: очень чувствительный, постоянные ожоги, отсутствие загара.
Например: рыжие волосы с веснушками

ТИП 2: очень чувствительный к солнцу, частые ожоги, минимальный загар.
Например: светлая кожа, рыжие волосы с веснушками, светловолосый кавказский тип

ТИП 3: чувствительная к солнцу кожа, возможные ожоги, медленный загар до светло-коричневого цвета.
Например: темный кавказский тип

ТИП 4: минимальная чувствительность к солнцу, минимальные ожоги, постоянный загар до умеренно-коричневого цвета.
Например: средиземноморский кавказский тип, некоторые испанцы

ТИП 5: нечувствительная к солнцу кожа, редкие ожоги, хороший загар.
Например: некоторые испанцы, некоторые чернокожие

ТИП 6: отсутствие чувствительности к солнцу, отсутствие ожогов, глубокая пигментация.
Например: темные чернокожие



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По окончании эксплуатационного срока не выбрасывайте продукт вместе с бытовым мусором. Утилизация продукта может осуществляться в сервисном центре компании Remington® или на соответствующих пунктах сбора специальных отходов.



Дополнительную информацию Вы найдете на сайте www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Прибор прошел проверку и не имеет дефектов. Мы гарантируем отсутствие в приборе дефектов, возникающих из-за некачественных материалов или некачественной сборки, в течение 2-х лет со дня покупки прибора. Если в течение гарантийного срока Ваш прибор выйдет из строя, мы - при наличии чека - бесплатноотремонтируем его или заменим на новый. Срок гарантии тем самым не продлевается.

В случае поломки прибора свяжитесь по телефону с сервисным центром Remington® в Вашем регионе.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-8011* (*звонки бесплатные по территории РФ)

Данная гарантия предоставляется в дополнение к Вашим законным правам потребителя. Гарантия действительна во всех странах, в которых Вы приобрели прибор у нашего авторизованного дилера.

Данная гарантия не распространяется на бреющие головки, сетки и ножи, являющиеся расходными материалами.

Гарантийные обязательства не включают в себя замену лампы.

Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению, изменения конструкции или несоблюдения инструкций по технической эксплуатации и/или мерам предосторожности. Действие гарантии прекращается, если прибор был разобран или отремонтирован не авторизованным нами лицом.

Гарантия на изделие 2 года с даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____ REMINGTON® IPL5000 _____

Дата продажи _____

Продавец _____
(подпись, печать)

Изделие проверено. Претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____ покупатель

М.П.

i-Light Nedir?

i-Light, Yoğun Atımlı Işık (IPL) teknolojisi kullanılarak vücuttaki tüylerin temizlenmesine yönelik evde kullanım için tasarlanmış bir cihazdır. Profesyonel tüy temizleme salonları ve kliniklerinde kullanılan teknolojiyle aynıdır. Doğru kullanılması durumunda tüylerin uzun süre çıkmaması sağlanabilir.

Yoğun Atımlı Işık (IPL) nedir ve i-Light nasıl çalışır?

i-Light son derece kısa ve yoğun atımlı bir ışığın cilde uygulanmasıyla çalışır. Işık enerjisi, kıl keseciğindeki melanin tarafından emilerek kıldaki uzama mekanizmasını geçici olarak engeller ve kılın uzamasını geciktirir.

Kıl kesecikleri, kıl uzama döngüsü boyunca tipik olarak üç aşamadan geçerler. Bu üç aşama şunlardır:

Anagen Aşaması (uzama aşaması): Kıl keseciklerinin aktif büyüme aşamasıdır.

Kılın pigmentasyonundan sorumlu olduğundan melanin konsantrasyonu en yüksek seviyesindedir. Yalnızca anagen aşamasında olan kıllar IPL uygulamasına duyarlıdır (Şekil 2).

Katagen Aşaması (bozulma aşaması): Anagen aşamasından sonra gelen ve kılın aktif uzamasının sona erdiğini gösteren kısa bir geçiş aşamasıdır. Tipik olarak 2-3 hafta devam eder (Şekil 3).

Telogen Aşaması (pasif aşama): Kıl keseciği bu yaklaşık 100 gün süren en uzun aşamada tamamen pasiftir. Bu süre içerisinde, yeni kıllar eski kılları itirerek uzama döngüsünün yeniden başlamasına olanak sağlar (Şekil 4).


i-Light'tan beklentiler nelerdir?

Çalışmalarımız yalnızca tek bir uygulama sonrası önemli oranda kıl azalması olduğunu göstermiştir. Ancak, optimum sonuçlar genellikle tek bir uygulamayla elde edilememektedir. En iyi sonucu elde etmek için tüylerinizin yeniden uzamaya başladığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın. Sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir, ancak birçok kullanıcı istediği sonucu elde etmek için ilk üç uygulamayı iki haftalık aralıklarla gerçekleştirmektedir.

İlk uygulamadan birkaç gün sonra tüylerinizin dökülmeye başladığını fark edersiniz.

Başlangıçtakinden daha az yoğun, daha ince ve daha açık renkte tüyler çıkacaktır.

Tüylerin bu şekilde tekrar çıkması çok normaldir ve beklenen bir sonuçtur.





ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

i-Light cihazını kullanmaya başlamadan önce:

Обязательно изучите всю предупреждающую информацию и все указания по Түм Уярылар ve Güvenlik Bilgilerini okuduğunuzdan emin olun
Başlamadan önce, i-Light cihazının sizin için uygun olup olmadığını kontrol edin
Cihazın sizin için uygun olup olmadığına karar vermek için kutu üzerinde ve bu kılavuzun ön tarafında verilen cilt tonu çizelgesini kullanın.

Cilt Tipi

- 3. sayfadaki cilt rengi çizelgesine bakın.
- Yanıklara, su toplamasına ve cilt renginde değişikliklere neden olabileceğinden doğal olarak esmer tenlerde (Fitzpatrick Tipi V ve VI) kullanılmamalıdır.
- Yanıklara veya cilt hasarlarına neden olabileceğinden bronz cilt üzerinde veya güneşe çıktıktan kısa bir süre sonra kullanmayın.
- i-Light cihazı doğal beyaz, gri, sarı veya kızıl vücut tüylerinde işe yaramaz.

Uygulama yapılmaması gereken alanlar

- Yüzünüzde veya boynunuzda kullanmayın.
- Göğüs uçlarınızda ve çevresinde ve genital bölgelerinizde kullanmayın.
- Uygulama yapacağınız alanda dövmeleğiniz veya kalıcı makyajınız varsa kullanmayın.
- Benler, doğum lekeleri ve çiller gibi koyu kahverengi veya siyah noktalar üzerinde kullanmayın.
- Yakın bir süre önce ameliyat, derin cilt soyma ve lazerle cilt soyma uygulanmış yerlerde, yaralarda veya cildinizin yanma veya kaynar su dökülmesi sonucu hasar görmüş yerlerinde kullanmayın.

i-Light cihazı ne zaman kullanılmamalıdır?

- Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız kullanmayın.
- Son 4 hafta içerisinde güneşle veya solaryumda yanmışsanız kullanmayın.
- Kimyasal peeling, glikollü peeling, Alfa Hidroksi Asitleri (AHA'lar) nedeniyle kurumuş veya hassas cilt üzerinde kullanmayın.
- Yanıklara neden olabileceğinden aynı alana birden fazla defa atış yapmayın.
- Bir hafta içerisinde cildinizin aynı bölgesinde bir defadan fazla kullanmayın.
- Mikrodermabrazyon uygulamasını takip eden en az 14 gün boyunca kullanmayın.
- Halihazırda kalıcı tüy temizleme seanslarına katılıyorsanız kullanmayın.

- Aktif cilt kanseri gibi bir cilt hastalığınız varsa, cilt kanseri veya uygulama yapılacak cilt bölgenizde başka bir lokal kanser geçmişiniz varsa veya uygulama yapılacak cilt bölgenizde daha önce kanserli lezyonlar veya birden fazla tipik olmayan beniniz varsa kullanmayın.
- Işık atılmasına hassas epilepsi durumunuz varsa kullanmayın.
- Keloid iz oluşumu veya zayıf yara iyileşmesi de dahil herhangi bir kollajen bozukluğu geçmişiniz varsa kullanmayın.
- Cildinizin uygulama yapılacak bölgesinde varisli damarların veya vasküler ektazinin bulunması da dahil herhangi bir vasküler bozukluk geçmişiniz varsa kullanmayın.
- Cildiniz ışığa karşı hassas ve ışığa maruz kaldığında kaşıntı veya alerjik reaksiyon meydana geliyorsa kullanmayın. Fotosensitizan maddeler veya ilaç alıyorsanız, bu ürünlerle birlikte verilen prospektüsleri kontrol edin. Fotoalerjik reaksiyonlara veya fototoksik reaksiyonlara neden olması mümkünse veya kullandığınız bir ilaç nedeniyle güneşe çıkmamanız gerekiyorsa bu cihazı kullanmayın.
- Şeker hastalığınız, lupus eritematozus, porfiri veya konjestif kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayın.
- Cildinizin Alfa Hidroksi Asitleri (AHA'lar), Beta Hidroksi Asitleri (BHA'lar), topik izotretinoin ve azelaik asit ile halen tedavi gören veya kısa bir süre önce tedavi görmüş bölgelerinde kullanmayın.
- Son altı ay içerisinde oral izotretinoin Accutane veya Roaccutane aldıysanız kullanmayın. Bu uygulama cildin yırtılmaya, yaralara ve tahrişlere daha açık hale gelmesine neden olabilir.
- Kanama bozukluğunuz varsa veya her uygulamadan önce minimum 1 haftalık ilaçtan arınma süresine izin vermeyecek şekilde, yoğun aspirin kullanımı da dahil, antikoagulan ilaçlar alıyorsanız bu cihazı kullanmayın.
- Cildinizin uygulama yapılacak bölümlerinde enfeksiyon, egzama, yanık, iltihaplı kıl kesecikleri, açık kesikler, sıyrık, ameliyat izi, herpes simpleks, yara, lezyon veya hematom bulunuyorsa kullanmayın.
- Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık (HIV enfeksiyonu veya AIDS de dahil) geçmişiniz varsa veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alıyorsanız kullanmayın.
- Isıya hassasiyetinizi azaltan ağır kesiciler alıyorsanız kullanmayın.
- Uzun süre etkili deodoranları kullanıyorsanız bu cihazı kullanmayın. Aksi takdirde, cilt reaksiyonları ortaya çıkabilir.
- Silikon implantları, kontraseptif implantlar (Implanon), kalp pili, deri altı enjeksiyon portları (ensülin dağıtıcısı) gibi yapay parçaların üzerinde veya etrafında kullanmayın.



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI UYARI – YANMA, ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN, YARALANMA RİSKLERİNE KARŞI:

Birçok elektrikli cihazda olduğu gibi, kapalı olduğunda bile elektrik cereyanı taşıyan parçalar mevcuttur. Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm riskini düşürmek için:

- Kullandıktan hemen sonra cihazın fişini elektrik prizinden çıkarın.
- Su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı küvete veya lavaboya düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın ve bu tür yerlerde saklamayın.
- Su veya diğer sıvılar içerisine koymayın veya düşürmeyin.
- Su veya başka bir sıvı içerisine düşmüşse cihazı almaya çalışmayın. Derhal fişini prizden çekin.
- Islanmışsa cihaza dokunmayın. Derhal fişini prizden çekin.
- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı her zaman kuru tutun.
- Cihazı çok soğuk bir ortamdan çok sıcak bir yere taşırsanız, kullanmadan önce yaklaşık 2 saat bekleyin.
- Cihazın fişini takılı bırakıp gitmeyiniz.
- Güç kablosu ve kordonunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Güç kablosu ve kordonunun ısınmamasına dikkat ediniz.
- Cihazı ıslak elle prize takıp çıkarmayınız.
- Ürünü hasarlı kablo ile kullanmayınız. Remington® Servis Merkezlerinden yeni bir kablo temin edebilirsiniz.
- Ürünü 15°C ila 35°C sıcaklıklarda kullanın ve muhafaza edin.
- Temizlerken veya akan su altında kullanırken daima prizden çekiniz.
- Sadece cihazla birlikte verilen parçaları kullanınız.
- Bu ürünü çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Bu cihazın fiziksel engelli, algılama veya zeka özürü veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanımı tehlikelere yol açabilir. Bu kişilerin güvenliğinden sorumlu kişiler bu kişileri kullanım konusunda açık ve net olarak bilgilendirmeli veya cihazın kullanımını denetlemelidir.

i-Light Cihazı Parça Tanımları (Sayfa 3)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A i-Light Atış Parçası | J Açma/Kapama Düğmesi |
| B Atış Düğmesi | K Güç Girişi |
| C Cilt Temas Sensörü | L Yoğunluk Düzeyi Seçim Düğmesi |
| D Atış Penceresi | M Yoğunluk Düzeyi Seçim Göstergesi |
| E Başlık | N Atış Modu Seçimi |
| F Başlık Çıkarma Düğmeleri | O Atış Modu Seçim Göstergesi |
| G Işık Kartuşu | P Ampul Durumu Göstergesi |
| H Atış Parçası Kablosu | Q Elektrik Kablosu |
| I i-Light Ana Ünitesi | R Tüy Bırakmayan Bez |

Yeni i-Light cihazınızın özelliklerini tanıyın.

Atış Penceresi (Şekil. 1-D)

Atış Penceresi, belirli bir dalga boyundaki ışığın atış parçasından cildinize ve kıl kesicilerine iletilmesini sağlayan, yerleşik UV korumalı bir filtrelidir.

▲ DİKKAT: Lenste bir hasar olmadığından emin olmak için her kullanımdan önce Atış Penceresini kontrol edin.

▲ DİKKAT: Lens üzerinde yağ veya kir kalmadığından emin olmak için her kullanımdan önce ürünle verilen tüy bıraktıran bezi kullanarak Atış Penceresini temizleyin.

Cilt Temas Sensörü (Şekil 1-C)

Cilt Temas Sensörü, cihazın kazara çalışmasını önleyen bir güvenlik mekanizmasıdır. Cihazın devreye girebilmesi için Cilt Temas Sensörünün mutlaka cilde tam olarak basılması gerekir.

Atış Düğmesi (Şekil 1-B)

Atış Düğmesi atış parçası üzerinde bulunur. Atış ampulünün etkinleştirilmesi için Cilt Temas Sensörünün tam olarak bastırıldığından ve Atış Düğmesine basıldığından emin olun.

Ampul Durumu Göstergesi (Şekil 1-P)

Ampul Durumu Göstergesinin yeşil yanması cihazın atışa hazır olduğunu gösterir.

NOT: Atış Düğmesine basılır VE Cilt Temas Sensörü cilde tam bastırılmaz VEYA Ampul Durumu Göstergesi yanmazsa, bir “bip” sesi duyulur.

Ampul Durumu Göstergesi sarı yanıyorsa, atış ampulünün 150 atış kapasitesi kalmıştır. Ampul Durumu Göstergesi sarı yanıp sönyorsa, ampul kartuşu bitmiştir ve artık kullanılamaz hale gelmiştir. Cihazı kullanmaya devam etmek için ampul kartuşunu değiştirmeniz gerekir.

Başlık Çıkarma Düğmeleri (Şekil 1-F)

Her iki düğmeye basın ve başlığı nazikçe çekerek çıkartın.

DİKKAT: Başlığı çıkartmadan önce DAİMA cihazın KAPALI olduğundan ve elektrik kablosunun prizden çekildiğinden emin olun. Başlık cihaz AÇIK konumdayken çıkartılırsa, ana ünitadaki tüm göstergeler ışıkları yanıp sönmeye başlayacak ve bir “bip” sesi duyulacaktır.

Işık Kartuşu (Şekil 1-G)

Her ışık kartuşunun 1.500 atışlık bir ömrü vardır. Tüm atışlar kullanıldıktan sonra kartuşun değiştirilmesi gerekir. Yedek parça modeli: SP-IPL

Yoğunluk Düzeyi Seçimi (Şekil 1-L)

i-Light cihazında 5 farklı yoğunluk düzeyi bulunur. 1. Düzey en düşük ayarken 5. Düzey en yüksek ayardır.

İPUCU: En etkili sonucu elde etmek için daima cildinize zarar vermeyen en yüksek yoğunluk düzeyini kullanın. Kullanılabilecek yoğunluk düzeyini belirlemek için Yoğunluk Düzeyi Seçim Göstergesinde yanan ışık sayısını gözlemleyin.

i-Light cihazı, cihaz AÇIK konuma getirildiğinde otomatik olarak 1. Yoğunluk Düzeyine ayarlanır. Düzeyi değiştirmek için Yoğunluk Düzeyi Seçim Düğmesine basın.

Atış Modu Seçimi (Şekil 1-N)

i-Light cihazında Tek Atışlı Mod ve Çok Atışlı Mod olmak üzere iki farklı çalışma modu mevcuttur. i-Light cihazı, cihaz AÇIK konuma getirildiğinde otomatik olarak Tek Atışlı Moda ayarlanır.


Tek Atışlı Mod: i-Light cihazı, Atış Düğmesine basıldığında VE cilt temas sensörü cilde bastırıldığında tek bir atış yapar.

Çok Atışlı Mod: i-Light cihazı, Atış Düğmesine basıldığında VE cilt temas sensörü cilde bastırıldığında her iki saniyede bir atış yapar.


Çoklu Atış Modunu AÇMAK için Çoklu Atış Modu Seçim Düğmesine basın. Çoklu Atış Modu Seçim Göstergesi yanacaktır. Çoklu Atış Modunu KAPATMAK ve Tekli Atış Moduna geri dönmek için aynı düğmeye tekrar basın.

i-Light cihazını cildiniz üzerinde test edin (Şekil 5)

1. Uyarıları ve Güvenlik Önlemlerini gözden geçirin.
2. i-Light cihazınızın özelliklerini tanıyın.
3. Cilt renginizin kabul edilebilir aralıkta olduğundan emin olmak için Cilt Tonu Çizelgesine bakın.
4. i-Light cihazını cildinizin küçük bir bölümünde test edin ve hiçbir yan etkisi olmadığından emin olmak için 48 saat bekleyin.

**i-Light cihazının kullanımı****Cildinizi uygulamaya hazırlayın**


1. Uygulama yapılacak bölgenin temiz olduğundan ve yağ, deodorant, parfüm, makyaj, losyon ve krem içermediğinden emin olun. Uygulama yapılacak bölgedeki tüyleri traş edin.
2. IPL sürecini olumsuz yönde etkilediklerinden tüyleri almak için kesinlikle ağda, epilasyon, cımbız veya depilasyon ürünleri kullanmayın.

**Cihazı uygulamaya hazırlayın**

3. i-Light tabanına sarılı atış parçası kablosunu açın ve atış parçasını ana üniteye yerleştirin. i-Light ünitesi üzerindeki açma/kapama düğmesini kontrol edin ve KAPALI konumda olduğundan emin olun. Elektrik kablosunun ucunu i-Light ana ünitesinin güç girişine takın. Ardından elektrik kablosunu prize takın. Açma/kapama düğmesini AÇIK konuma getirin (Şekil 6).
4. İsteddiğiniz Yoğunluk Düzeyini seçin. Çoklu Atış Modu kullanılsaydı, Flaş Modu Seçim Düğmesini kullanarak bu modu AÇIK konuma getirin (Şekil 7).

**i-Light cihazının kullanımı – Tek Atışlı Mod**

1. i-Light atış parçasını, Atış Penceresi cildinizin yüzeyine tam paralel gelecek şekilde tutun (Şekil 8).
2. Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden ve Ampul Durum Göstergesinin yandığından emin olun.
3. Cihazı etkinleştirmek için Atış Düğmesine basın (Şekil 9).
4. Atış parçasını yeni bir uygulama alanına getirin ve yukarıdaki 1-3 adımlarını tekrarlayın (Şekil 10).

**i-Light cihazının kullanımı – Çok Atışlı Mod**

1. i-Light atış parçasını, Atış Penceresi cildinizin yüzeyine tam paralel gelecek şekilde tutun (Şekil 8).
2. Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden ve Ampul Durum Göstergesinin yandığından emin olun.
3. Cihazı etkinleştirmek için Atış Düğmesine basın VE bir süre BASILI TUTUN (Şekil 9).
4. Cihaz atış yaptıktan hemen sonra atış parçasını yeni bir noktaya kaydırın. Kısa bir bekleme süresinden (yaklaşık 2 saniye) sonra cihaz tekrar atış yapacaktır (Şekil 10).



NOT: Çoklu Atış Modu sırasında Cilt Temas Sensörü VE Atış Düğmesi mutlaka tam olarak basırlıdır. Herhangi biri tam basılı olmazsa, cihaz çalışmayacaktır. Uygulamaya devam etmek için 1-4 adımlarını tekrarlayın.





Uygulama İpuçları

- En iyi sonucu elde etmek için aynı noktaya iki defa atış yapmaktan kaçınınız. Bu şekilde, ilgili bölge kıl uzamasının bastırılması için gerekli olandan daha fazla enerjiye maruz kalmaz. Ayrıca, ışık kartuşu daha uzun süre kullanılabilir.
- En etkili sonucu elde etmek için daima cildinize zarar vermeyen en yüksek yoğunluk düzeyini kullanınız. Kullandığınız düzey cildinizde bir sıcaklık hissi yaratmalıdır, ancak hiçbir zaman rahatsızlık yaratmamalıdır.
- Optimum sonuçlar genellikle tek bir uygulamayla elde edilememektedir. En iyi sonucu elde etmek için tüylerinizin yeniden uzamaya başladığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayınız. Sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir, ancak birçok kullanıcı istediği sonucu elde etmek için ilk üç uygulamayı iki haftalık aralıklarla gerçekleştirmektedir.
- Dirsekler, bacaklar ve bilekler gibi kemikli bölgelerin uygulama sırasında daha hassas olduğunu fark edebilirsiniz. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu hassasiyeti ortadan kaldırmak için uygulama sırasında cildinizi kemikli alanları dışarı doğru germeye çalışınız.

Uygulama Sonrası Bakım

Uygulama sonrası cildinizde hafif kızarıklık veya sıcaklık hissi meydana gelebilir. Bu durum normaldir ve kısa bir sürede kaybolacaktır. Uygulama sonrası cildinizin tahriş olması için şu hususları dikkate alın:

- Uygulama sonrası 24 saat içerisinde güneşe çıkmayınız. Her uygulama sonrası cildinizi 2 hafta boyunca 30 koruma faktörlü bir güneş kremiyle koruyunuz.
- Uygulama sonrası uygulama alanını kuru ve temiz tutun ve cildinizin nemli kalması için bol miktarda sıvı tüketiniz.
- Uygulama yapılan alana dikkatli davranınız.
- Uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcak banyo veya duş yapmayınız veya buhar odalarını ve saunaları kullanmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzmeyiniz.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca temaslı sportlardan kaçınınız.
- Uygulama yapılan bölgeyi sıkıca saran kıyafetler giymeyiniz.
- Son uygulamadan sonra en az 2 hafta boyunca uzun süre güneşe maruz kalmayınız; yani güneşlenmeyiniz, solaryum veya bronzlaştırıcı krem kullanmayınız.
- Uygulama sırasında tüylerinizi (ağda, cımbız, ip veya kremle) almayınız. Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde yapmadığınız sürece tüylerinizi tıraş etmeniz de bir sakınca yoktur.
- Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde beyazlaştırma kremleri veya parfümlü ürünler kullanmayınız.
- Uygulama yapılan bölgenin çizilmesine veya sıyrılmasına izin vermeyiniz.

i-Light Cihazının Temizlenmesi

▲ DİKKAT: i-Light cihazınızı temizlemeye başlamadan önce açma/kapama düğmesinin KAPALI olduğundan ve elektrik kablosunun ana üniteden çıkarıldığından emin olun.

- Cihazın düzenli olarak temizlenmesi, en iyi sonuçların alınmasına ve i-Light'in uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Ana ünitenin ve atış parçasının dış yüzeyi hafif nemli bezle silinebilir.
- Atış Penceresini temizlemek için yalnızca i-Light cihazıyla birlikte verilen tüy bırakmayan bezi kullanınız. Atış Penceresinin çizilmemesi ve çatlamaması için dikkatli olun. Çizikler ve çatlaklar cihazın etkinliğini azaltabilir.
- İnatçı lekeler için hafifçe ıslatılmış bir pamuk parçasıyla Atış Penceresine az miktarda su uygulayınız ve ardından ürünle verilen tüy bırakmayan bezle temizleyiniz.
- Atış parçası hava deliklerindeki tozu ve pislikleri temizlemek için küçük bir el süpürgesi kullanınız.

▲ DİKKAT: Atış Penceresi çatlamış veya kırılmışsa, cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır. Filtre camının veya Başlık içerisindeki metali yüzeyini çizilmesine izin vermeyiniz.

▲ DİKKAT: i-Light yüksek gerilimli bir cihazdır. Kesinlikle suya sokmayınız. Cihazı veya herhangi bir parçasını kesinlikle musluk altında veya bulaşık makinesinde temizlemeye çalışmayınız.

Yangın riski bulunduğundan, petrol türevi veya tutuşabilir temizlik maddeleri kullanmayınız. Cihazı temizlerken kesinlikle ovma süngerleri, aşındırıcı temizlik maddeleri veya yağ ya da aseton gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayınız.

i-Light Cihazının Bakımı

▲ **DIKKAT:** i-Light cihazınızda herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce **açma/kapama düğmesinin KAPALI olduğundan ve elektrik kablosunun ana üniteden çıkartıldığından emin olun.**

Ampulün değiştirilmesi

1. Başlık çıkartma düğmelerine basın ve nazikçe çekerek başlığı çıkartın.
2. Eski ampul kartuşunu nazikçe çekerek çıkartın.
3. Yeni bir ampul kartuşu takın. Yedek parça modeli: SP-IPL

▲ **DIKKAT:** Ampul kartuşunu değiştirirken, yağ ve artık madde bırakacağından **doğrudan atış ampullerine dokunmayın. Aksi takdirde, ampullerin etkinliği azalabilir veya ampuller uygulama sırasında çatlayabilir.**

4. Başlığı tam olarak yerine oturacak şekilde takın.

Saklama

- Kaldırmadan önce cihazı kapalı konuma getirin, fişini prizden çekin ve 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Cihazı sıcaklığı 15° C ila 35° C arasında değişen kuru bir yerde muhafaza edin.

Sorum Giderme

Bu sorun giderme kılavuzunda i-Light cihazının kullanımı sırasında en sık karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümler verildiğinden, i-Light cihazıyla ilgili bir sorun yaşıyorsanız bu sorun giderme kılavuzuna bakın.

Bu bölümde verilen talimatları uygulamanıza rağmen sorun yaşamaya devam ediyorsanız, destek almak için lütfen Remington® Servis Merkezine danışın.

Açma/kapama düğmesini AÇIK konuma getiriyorum, ancak cihaz çalışmıyor.

- Cihazın elektrik kablosunun sağlam bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
- Farklı bir prizde tekrar deneyin.

Cihazda çatlak veya kırık var.

- Hasarlıysa cihazı kullanmayın. Cihazın kullanımıyla ilgili şüpheleriniz varsa, kullanmaya ara verin ve destek için Remington® Servis Merkezine danışın.

Cihazı AÇIK konuma getiriyorum, ancak ışık yoğunluğunu arttıramıyorum veya azaltamıyorum.

- Cihazı kapalı konuma getirin ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açık konuma getirin, ardından işlemi tekrar deneyin.

Ampul Durumu Göstergesi yeşil yanıyor, ancak düğmeye bastığımda cihaz atış yapmıyor.

- Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden emin olun.
- Cihazı kapalı konuma getirin ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açık konuma getirin, ardından işlemi tekrar deneyin.

Garip bir koku var.

- Uygulamaya başlamadan önce ilgili bölgenin tamamen traşlandığından emin olun.

Uygulama yapılan alanlar, uygulama sonrası kızarıyor.

- Bu normal bir durumdur ve kızarıklık kısa sürede geçmelidir. Kızarıklık kısa sürede geçmiyorsa, daha düşük bir ışık yoğunluğu kullanın.

İstedğim sonuçları elde edemedim veya tüylerim tekrar uzamaya başladı.

- Tüyleriniz ilk uygulama sonrası tekrar uzayabilir. Bu tamamen normal bir durumdur. Optimum sonuçları elde etmek için tüylerinizin uzadığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın.

DIKKATLİ OLUN Cihaz çok uzun bir süre çalıştırılmışsa, soğuması için otomatik olarak kendini bir süre (tahmini 40 saniye) devre dışı bırakabilir. Cihaz soğuduktan sonra tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Durum LED'i ve Uyarı Sesi

Yoğunluk/Atış Modu LED'i	Sorum
Seçili durumdaki tüm LED'ler yanıp sönüyor	Cihaz aşırı ısınmıştır ve soğuması için kısa bir süre kendini devre dışı bırakmıştır.
Yoğunluk LED'leri sırayla yanıp sönüyor	Cihaz arızalıdır. Cihazı kapalı konuma getirin, birkaç dakika bekledikten sonra tekrar deneyin. Sorun devam ediyorsa, cihazı onarıma göndermeniz gerekir.
Tüm LED'ler bir uyarı sesiyle birlikte yanıp sönüyor	Başlık çıkartılmış veya gevşemiştir.

Uyarı Tonları	Sorun
Tam Temas Yoktur	Atış düğmesine basılmıştır, ancak cilt temas sensörü cilde tam olarak temas etmemiştir.
Işık Kartuşunu Değiştirin	Işık kartuşu takılı değildir veya değiştirilmesi gerekiyordur.
Temas Sensörleri Sıkışmış	Cihazın çalıştırılmasının ardından, temas sensörü cilde bastırıldıktan sonra atış düğmesine basılmıştır. Temas sensörü sıkışmış olabilir.

Sık Sorulan Sorular (www.remington-ilight.com)

S. i-Light Nedir? Yoğun Atımlı Işık (IPL) nedir?

Y. IPL son derece kısa ve yoğun atımlı filtrelenmiş bir ışığın cilde uygulanmasıyla çalışır. Işık, tüylerin içindeki ve çevresindeki renk pigmentleri, bu şekilde kıl kesecikleri geçici süre engellenir ve tüylerin yeniden çıkması önlenir.

S. Kimler i-Light kullanabilir?

A. i-Light cihazı boyunlarının altında kalan bölümden istemedikleri kıllardan kurtulmak isteyen erkek ve kadınlar tarafından kullanılabilir. i-Light cihazı açık ila orta cilt tonlarına ve koyu kıllara sahip kişiler için tasarlanmıştır. Cihazın yalnızca beyaz, fildişi, bronz, bej ve açık kahverengi cilt tonlarında kullanılması güvenlidir. Siyah, koyu kahverengi ve normal kahverengi kıllar ise güvenli doğal kıl renkleridir.

S. i-Light cihazını vücudumun hangi bölgelerinde kullanabilirim?

A. i-Light cihazı bacaklar, koltuk altları, bikini çizgisi, kollar, göğüs ve sırt dahil olmak üzere boyunun altında kalan bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

S. i-Light cihazından beklentilerim ne olmalıdır?

Y. i-Light cihazı, istenmeyen kıllarınızın IPL teknoloji yardımıyla güzellik salonu düzeyinde güvenli ve etkin şekilde giderilmesini sağlar.

S. i-Light cihazının riskleri nelerdir? Cihaz güvenli mi?

Y. i-Light cihazının kullanımı güvenlidir, ancak diğer elektronik cihazlarda da olduğu gibi kullanımı talimatlarını dikkatli bir şekilde okumanız ve uygulamanız önemlidir.

S. i-Light cihazını hangi sıklıkla kullanmalıyım?

Y. i-Light cihazını kıllarınızın uzamaya başladığını gördüğünüzde kullanmalısınız.

S. Uygulamalar ne kadar sürüyor?

Y. Uygulama süresi uygulamanın yapılacağı alanın büyüklüğüne göre değişmektedir, ancak bir tüm bacak için uygulama genellikle 15 dakikayı geçmemektedir.

S. Sonuçları ne zaman görmeye başlarım?

Y. Sonuçları hemen göremezsiniz. Kıllar uygulama sonrası tekrar uzamaya başlayabilir, ancak bu kılların büyük bir bölümü yaklaşık iki hafta içerisinde dökülecektir. Kıllar 3 farklı aşamadan oluşan ve yaklaşık 18-24 ay süren bir döngüde uzar. Yalnızca anagen aşamasındaki kıllar uygulamaya yanıt verir, bu nedenle optimum sonuçların elde edilmesi için birden fazla uygulama yapılması gerekir. Sonuçları genellikle ilk uygulamayı takip eden birkaç hafta içerisinde fark edilir. Düzenli olarak haftalık (veya ilk üç uygulama için 2 haftada bir) kullanım 6 ila 12 hafta içerisinde iyi sonuçlar verecektir (daha koyu tenler için bu süre uzayabilir).

S. Uygulamalara rağmen neden kıllarım uzamaya devam ediyor?

Y. Kıllar uygulama sonrası 2 hafta boyunca uzamaya devam eder, ancak bu sürede kıllarınızın dökülmeye başladığını fark edeceksiniz. Kılların uzamaya devam etmesinin başka bir nedeni, bazı noktaların uygulama sırasında atlanmış olmasıdır. Kılların tekrar uzadığını fark ettiğinizde ilgili alana uygulama yapmaya devam edin.

S. Güneşe çıktıktan kısa bir süre sonra neden i-Light cihazını kullanamıyorum?

Y. Güneşe maruz kalan ciltte yüksek düzeyde melanin oluşur ve bu da cildin uygulama sonrası daha yüksek yanık veya su toplama riskine maruz kalmasına neden olur.

S. i-Light cihazının kullanımına ilişkin uyarılar nelerdir?

Y. Bazı koşullar cihazın kullanımını sınırlandırabilir. Lütfen, i-Light cihazını kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzundaki Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri bölümünü dikkatli bir şekilde okuyun.

S. Ampulü ne sıklıkla değiştirmem gerekiyor?

Y. Ampulün her 1500 atış sonrası değiştirilmesi gerekir. Ampul Durumu Göstergesi, kartuşla yapılan ilk 1350 atış boyunca yeşil yanar. Ardından, yalnızca 150 atışın kaldığını haber vermek üzere sarıya döner. Göstergenin yanıp sönmeye başladığı ve ampulü değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Yedek parça modeli: SP-1PL

S. i-Light cihazını yüzümden kullanabilir miyim?

Y. Hayır. i-Light cihazının yüzde veya boyunda kullanılması önerilmez.

S. Uygulama sonrası uygulamanın gerçekleştirildiği alanların bakımını nasıl yapabilirim?

Y. Uygulanan alanların korumasız bir şekilde güneşe maruz kalmasına izin vermeyin.

S. i-Light cihazını kullandıktan sonra günlük faaliyetlerime ara vermem gerekir mi?

S. Anormal komplikasyonlar oluşmadığı sürece uygulama sonrası günlük faaliyetlerinize ara vermenize gerek olmayacaktır. Uygulamayı yatmadan kısa bir süre önce gerçekleştirmeniz önerilir, böylece sabaha kadar kızarıklıklar azalmış olur.

S. i-Light cihazı uzun süre kullanılması halinde cilde zarar verir mi?

Y. Uzun süreli yoğun atımlı ışık kullanımının yan etkilerinin oluştuğu veya cilde zarar verdiği yönünde bir vaka rapor edilmemiştir.

S. i-Light cihazıyla hangi sıklıkla uygulama yapmalıyım?

Y. Başlangıçta her 2 haftada bir uygulamanın, kılların azalmasında en etkili uygulama aralığı olduğu kanıtlanmıştır. Tek bir seansta aynı bölgeye birden fazla defa uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır, bu şekilde etkinlik artmaz ancak cildin tahriş olma riski yükselir.

S. Sarı, kızıl, gri veya beyaz kıllarım varsa yine de i-Light cihazını kullanabilir miyim?

S. i-Light cihazı, kıla ve tene rengini veren pigment olan melanini daha çok içerdikleri için en iyi koyu kıllı tiplerinde etki gösterir. i-Light uygulaması sırasında kullanılan ışık enerjisi melanin tarafından emilir. Uygulamaya en iyi yanıtı siyah ve koyu kahverengi kıllar verir. Kahverengi ve açık kahverengi kıllar da uygulamaya yanıt verir, ancak tipik olarak daha fazla sayıda uygulama gerektirir. Kızıl kıllar da bir miktar yanıt verirler. Beyaz, gri veya sarı kıllar genellikle i-Light uygulamalarına yanıt vermezler, ancak bazı kullanıcılar çok sayıda uygulama sonrası sonuç elde ettiğini belirtmektedir.

S. Doğal olarak esmer bir tenim varsa, i-Light cihazını kullanabilir miyim?

Y. Hayır. i-Light cihazı yalnızca kılların koyu pigmentlerine etki edecek şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, koyu kahverengi ve siyah cilt cihazın enerjisinin (ısının) büyük bir bölümünü emebilir ve neticesinde ciltte hasarlar meydana gelebilir. Çok fazla miktarda melanin içerdiğinden, i-Light cihazının doğal esmer tenlerde kullanılmaması gerekir. i-Light cihazının esmer tene kullanılması yanıklara, su toplamalarına ve cilt rengi değişimlere (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) yol açabilir.

i-Light cihazının size uygun olup olmadığını görmek için 3. sayfadaki ten rengi çizelgesi-ne bakın.

S. i-Light cihazını kullanırken koruyucu gözlük kullanmama gerek var mı?

Y. Hayır, doğrudan yüze tutulmadığı sürece gözlere zararlı değildir. i-Light cihazı, cihaz cilde temas halinde olmadığına kazara atış yapılmasını önleyen bir güvenlik sistemine sahiptir. Uygulama sırasında kullanılan ışık miktarı, bir fotoğraf makinesinin flaşı kadardır ve doğrudan yüze tutulmadığı sürece gözlere hiçbir zarar yoktur.

S. Hamile veya emziren bayanlar i-Light cihazını kullanabilir mi?

Y. Hayır. i-Light cihazı hamile bayanlar üzerinde test edilmemiştir, bu nedenle hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız i-Light cihazını kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Hormonal değişiklikler hassasiyeti ve dolayısıyla cildin zarar görme riskini artırabilir.

Uygulama Yapılabilecek Cilt Tonları, Cilt tonu çizelgesi – Fitzpatrick cilt tipleri 1 – 4

Yanıtladığınız her bir sorunun puanını alt alta toplayarak, bu cilt tipi çizelgesini kendinizi değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Testin sonunda altı cilt tipi kategorisinin her biri için bir aralığın verildiği bir ölçek bulunmaktadır. Ölçeğin altında da her cilt tipiyle ilgili açıklama verilmiştir. Böylece cilt tipinizi hızlı ve kolayca belirleyebilirsiniz.

Genetik Yatkınlık

Puan	0	1	2	3	4
Gözleriniz ne renk?	Açık mavi, Gri, Yeşil	Mavi, Gri veya Yeşil	Mavi	Koyu Kahverengi	Kahverengimsi Siyah
Saçlarınızın doğal rengi ne?	Sarı Kızıl	Sarı	Kestane Koyu Sarı	Koyu Kahverengi	Siyah
Cildiniz (güneşe maruz kalmayan bölgeler) ne renk?	Kızılımsı	Çok Soluk	Bej tonunda soluk	Açık Kahverengi	Koyu Kahverengi
Güneşe maruz kalmayan bölgelerinizde ciltler var mı?	Çok sayıda	Birkaç tane	Az sayıda	Nadir	Yok

Genetik Yatkınlık için toplam puan: _____



Güneş Maruziyetine Reaksiyon

Puan	0	1	2	3	4
Güneşte çok uzun kaldığınızda ne oluyor?	Ağrılı kızarıklık, su toplama, soyulma	Su toplama ve ardından soyulma	Yanıklar ve ardından bazen soyulma	Nadiren yanıklar	Hiçbir zaman yanık olmaz
Ne derecede bronzlaşıyorsunuz?	Çok az veya hiç	Açık renk, bronz	Makul ölçüde bronz	Çok kolay bronzlaşıyorum	Hızlı bir şekilde koyu kahverengi olur
Güneşe çıktıktan sonra birkaç saat içerisinde bronzlaşıyor musunuz?	Asla	Nadiren	Zaman zaman	Çok sık	Daima
Yüzünüz güneşe nasıl tepki veriyor?	Çok hassas	Hassas	Normal	Çok dayanıklı	Hiçbir sorun yaşamadım

Güneş Maruziyetine Reaksiyon için toplam puan: _____

Bronzlaşma Yapısı

Puan	0	1	2	3	4
Vücudunuz en son ne zaman güneş gördü (veya solaryuma gittiniz / bronzlaştırıcı krem kullandınız)?	3 haftadan daha uzun bir süre önce	2-3 ay önce	1-2 ay önce	Bir aydan daha kısa bir süre önce	2 haftadan daha kısa bir süre önce
Uygulama yapılacak alan güneşe maruz kaldı mı?	Hiç	Çok az	Zaman zaman	Çok sık	Sürekli

Bronzlaşma Yapısı için toplam puan: _____

Üç bölüm için kaydettiğiniz toplam puanları toplayarak Cilt Tipi Puanınızı hesaplayın.

Cilt Tipi Puanı - Fitzpatrick Cilt Tipi

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
30'un üstü	V-VI

i-Light cihazını kullanmayın

TİP 1: Yüksek derecede hassas, her zaman yanar, hiç bronzlaşmaz.
Önek: Kızıl saçlı ve çilli

TİP 2: Güneşe oldukça hassas, kolayca yanar ve çok az bronzlaşır.
Önek: Açık tenli, saç rengi açık Kafkas ırkı

TİP 3: Güneşe hassas cilt, bazen yanar, açık kahverengi olacak şekilde yavaşça bronzlaşır. Önek: Daha Koyu Kafkas ırkı

TİP 4: Güneşe hassasiyeti düşüktür, çok az yanar, her zaman orta derecede bronzlaşır.
Önek: Akdeniz tipi Kafkas ırkı, bazı İspanyol ırklar

TİP 5: Güneş hassasiyeti yoktur, nadiren yanar, iyi bronzlaşır.
Önek: Bazı İspanyol ırkları, bazı Siyah ırklar

TİP 6: Güneşe hassasiyeti yoktur, hiçbir zaman yanmazlar, koyu renktedirler.
Önek: Daha Koyu Siyahlar



ÇEVREYİ KORUMA

Cihazı kullanım ömrü sona erdiğinde normal ev çöpüyle birlikte atmayın. Bu ürün, bir Remington® Servis Merkezinde veya uygun bir toplama alanında bertaraf edilebilir.



Geri dönüşüm ile ilgili daha fazla bilgi için

www.remington-europe.com

www.remington-ilight.com



SERVİS VE GARANTİ

Bu ürün kalite kontrolünden geçirilmiş olan kusursuz bir üründür. Bu ürüne müşteri tarafından ilk olarak satın alındığı tarihten itibaren 2 yıllık bir süre için, hatalı malzeme veya işçilikten doğan tüm kusurlara karşı garanti vermekteyiz. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, söz konusu arıza ücretsiz olarak tamir edilecek veya cihaz ya da cihazın herhangi bir parçası satın alma belgesinin gösterilmesi koşuluyla yenisi ile değiştirilecektir. Bu durum garanti süresi içinde geçerlidir. Garantinin kapsamındaki bir durumda bölgenizdeki Remington® Hizmet Merkezini aramanız yeterlidir.

Bu garanti sizin yasal tüketici haklarınızla ilave olarak sunulmaktadır.

Bu garanti ürünümüzün yetkili bir satıcı tarafından satıldığı bütün ülkeler için geçerlidir.

Yedek ampuller sarf malzemesi olduğundan bu garanti kapsamına girmez. Ayrıca, kaza ya da yanlış kullanım, bilerek zarar verme, üründe değişiklik yapma sonucunda ya da gereken teknik ve/veya güvenlik talimatlarına uymayan kullanım sonucu ürüne verilebilecek hasarları da kapsamaz. Bu garanti ürünün tarafımızdan yetkilendirilmemiş biri tarafından sökülmesi ya da tamir edilmesi durumunda geçerli olmayacaktır.

Ce este i-Light?

i-Light este un dispozitiv pentru epilarea corpului de folosit acasă, ce utilizează tehnologia Intense Pulsed Light (IPL) (lumină pulsatorie intensă). Această tehnologie este aceeași cu cea folosită în saloanele și clinicile profesionale de epilare. Dacă este folosit corect el poate asigura o eliminare de lungă durată a părului.

Ce este Intense Pulse Light (IPL) și cum funcționează i-Light?

i-Light funcționează prin direcționarea în piele a unui puls intens de lumină extrem de scurt. Energia luminii este absorbită de către melanina din foliculul de păr, blocând temporar mecanismul de creștere din păr și întârziind creșterea acestuia.

Foliculii de păr trec, în mod specific, prin trei faze ale ciclului de creștere a părului.

Cele trei faze sunt:

Faza anagenă (faza de creștere) – faza de creștere activă a foliculilor de păr.

Concentrația de melanină este maximă și ea este responsabilă pentru pigmentarea părului. Numai părul în faza anagenă poate fi tratat cu IPL (fig. 2).

Faza catagenă (faza de degradare) – aceasta este o scurtă etapă de tranziție, care urmează fazei anagene și anunță sfârșitul creșterii active a părului. Ea durează în mod obișnuit 2-3 săptămâni (fig. 3).


Faza telogenă (faza de odihnă) – foliculul de păr este complet mort în această fază, care este cea mai lungă fază și durează aproximativ 100 de zile. În această perioadă, părul nou împinge afară părul vechi, permițând ciclului de creștere să înceapă din nou (fig. 4).

Ce puteți aștepta de la i-Light

Studiile noastre au arătat reducerea semnificativă a părului după numai un singur tratament. Oricum, rezultatele optime nu se obțin de obicei cu o singură sesiune. Pentru cele mai bune rezultate, repetați o sesiune de tratament de câte ori observați că părul începe să crească din nou. Rezultatele diferă în funcție de persoană, cei mai mulți vor trata din nou zonele de trei ori la intervale de câte două săptămâni până când se obțin rezultatele dorite.

La câteva zile după primul tratament, veți începe să observați că părul a căzut.

Va apărea o creștere a părului care este mai puțin des, mai fin și mai deschis la culoare decât părul original. Această creștere nouă este perfect normală și e de așteptat.





MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

Înainte de a începe să folosiți i-Light:

Asigurați-vă că ați citit toate avertismentele și măsurile de protecție înainte de a începe, verificați dacă i-Light este potrivit pentru dvs.

Folosiți diagrama de nuanțe a tenului de pe cutie și de pe partea din față a acestui manual, pentru a determina dacă acest aparat este bun pentru dvs.

Tipul tenului

- Vezi diagrama de culori a tenului de la pagina 3.
- Nu-l folosiți pe ten natural închis la culoare (scala Fitzpatrick tip V și VI), deoarece poate duce la arsuri, pustule și modificări ale culorii pielii.
- Nu-l folosiți pe piele bronzată sau după expunere recentă la soare, deoarece poate duce la arsuri sau răniri ale pielii.
- i-Light nu este eficient pe păr corporal natural alb, cărunt, blond sau roșcat.

Zone care nu trebuie tratate

- Nu-l folosiți pe față sau gât.
- Nu-l folosiți pe sfârcuri, pe areola sânelui sau pe organele genitale.
- Nu-l folosiți dacă aveți tatuaje sau machiaj permanent în zona care trebuie tratată.
- Nu-l folosiți pe petele maro închis sau negre cum ar fi alunițe, semne din naștere sau pistrui.
- Nu-l folosiți pe o zonă a unei operații recente, crustă groasă, chirurgie plastică reconstructivă laser, cicatrice sau piele care a fost deteriorată prin arsuri sau opărire.

Când să nu folosiți/când să evitați să folosiți i-Light.

- Nu-l folosiți dacă sunteți gravidă sau alăptați.
- Nu-l folosiți dacă ați fost expuși la soare sau bronzare artificială în ultimele 4 săptămâni.
- Nu-l folosiți pe piele uscată sau fragilă datorată utilizării de substanțe chimice de exfoliere, substanțe glicolice de exfoliere, alfa hidroxi-acizi (AHA).
- Nu emiteți mai mult de o dată lumină pe aceeași zonă, pentru că ar putea cauza arsuri.
- Nu-l folosiți pe aceeași zonă a pielii mai mult de o dată pe săptămână.
- Nu-l folosiți cel puțin 14 zile în urma unui tratament de microdermabraziere.
- Nu-l folosiți dacă vă supuneți deja tratamentelor de îndepărtare permanentă a părului.

- Nu-l folosiți dacă aveți o boală de piele cum ar fi cancer de piele activ, dacă aveți antecedente de cancer de piele sau alt cancer localizat în zonele care trebuie tratate, sau dacă aveți leziuni precanceroase sau multe alunițe atipice în zonele care trebuie tratate.
- Nu-l folosiți dacă aveți epilepsie cu sensibilitate la străfulgerări.
- Nu-l folosiți dacă aveți antecedente de tulburări de collagen, inclusiv o istorie de formațiuni keloide sau o istorie de vindecare dificilă a rănilor.
- Nu-l folosiți dacă aveți antecedente de dereglări vasculare, cum ar fi prezența de vene varicoase sau extazie vasculară în zonele care trebuie tratate.
- Nu-l folosiți dacă pielea dvs. este sensibilă la lumină și duce la urticarie sau reacții alergice. Dacă luați agenți sau medicamente care provoacă fotosensibilitate, verificați fișa din interiorul cutiei medicamentului. Nu folosiți niciodată aparatul dacă această poate provoca reacții fotoalergice sau reacții fototoxice sau dacă trebuie să evitați soarele când luați un medicament.
- Nu-l folosiți dacă aveți diabet, eritematoză lupus, porfirie sau boli cardiace congestive.
- Nu-l folosiți pe zone de piele care sunt tratate în prezent sau care au fost tratate cu alfa-hidroxi acizi (AHA), beta-hidroxi acizi (BHA), isotretinoin local și acid azelaic.
- Nu-l folosiți dacă ați luat isotretinoin oral Accutane sau Roaccutane în ultimele șase luni. Acest tratament face pielea mult mai sensibilă la crăpături, răni și iritații.
- Nu-l folosiți dacă aveți orice dereglări de sângerare sau luați medicamente anticoagulante, inclusiv utilizarea puternică de aspirină, într-un mod care nu permite o perioadă de eliminare de minim 1 săptămână înainte de fiecare tratament.
- Nu-l folosiți dacă aveți infecții, eczeme, arsuri, foliculii inflamați, lacerări deschise, jilituri, operații, herpes simplex, răni, leziuni sau hematoame în zonele care trebuie tratate.
- Nu-l folosiți dacă aveți antecedente de boli imunosupresive (inclusiv infecție HIV sau SIDA) sau dacă luați medicamente imunosupresoare.
- Nu-l folosiți dacă sunteți pe calmante care reduc sensibilitatea la căldură.
- Nu-l folosiți dacă folosiți deodorante cu efect îndelungat. Aceasta poate duce la reacții ale pielii.
- Nu-l folosiți peste sau în apropierea oricărui lucru artificial, cum ar fi implanturi cu silicon, implanturi contraceptive Implanon, stimuloare cardiace, orificii de injecții subcutanate (dozator de insulină) sau piercing-uri.





INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENȚ – PENTRU A REDUCE RISCUL ARSURILOR, ELECTROCUTĂRII, RISCUL DE INCENDIU SAU CEL DE RĂNIRE A PERSOANELOR:

La fel ca toate aparatele electrice, piesele electrice sunt sub tensiune chiar când întrerupătorul este pe poziția oprit. Pentru a reduce riscul de răniri sau moarte prin electrocutare:

- Scoateți întotdeauna aparatul din priză imediat după folosire.
- Nu folosiți în apropierea apei.
- Nu așezați și nu păstrați acest aparat într-un loc din care poate cădea sau poate să fie tras în cadă sau în chiuvetă.
- Nu îl introduceți și nu îl lăsați să cadă în apă sau în alte lichide.
- Nu atingeți aparatul dacă acesta a căzut în apă sau în alte lichide. Scoateți-l imediat din priză.
- Nu atingeți aparatul dacă acesta s-a umezit. Scoateți-l imediat din priză.
- Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța.
- Păstrați aparatul permanent uscat.
- Dacă mutați aparatul dintr-un loc foarte rece într-un loc foarte cald, așteptați aproximativ 2 ore înainte de a-l folosi.
- Un aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat în timp ce este conectat la o priză.
- Țineți ștecărul și cablul departe de suprafețe încinse.
- Asigurați-vă că ștecărul și cablul nu au contact cu apa.
- Nu conectați sau deconectați aparatul de ras cu mâinile ude.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare deteriorat. O componentă de schimb poate fi obținută de la Centrele noastre de Service Remington®.
- Folosiți și păstrați produsul la o temperatură cuprinsă între 15°C și 35°C.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua de alimentare când îl curățați.
- Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul.
- Depozitați produsul în locuri inaccesibile copiilor. Utilizarea acestui produs de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe poate provoca accidente. Persoanele responsabile de siguranța acestora trebuie să ofere instrucțiuni explicite sau să supravegheze utilizarea acestui aparat.

Diagramă de referință pentru aparatul i-Light (pagina 3)

- | | |
|--|--|
| A Piesă de mână i-Light | J Întrerupător de tensiune |
| B Buton de semnal luminos | K Alimentare tensiune |
| C Senzor de contact cu pielea | L Buton de selectare a nivelului de intensitate |
| D Fereastră de semnal luminos | M Ecran de selectare a nivelului de intensitate |
| E Vârf conic | N Selectare a modului luminos |
| F Butoane de eliberare a vârfului conic | O Ecran de selectare a modului luminos |
| G Cartuș luminos | P Ecran indicator al stării becului |
| H Cablu pentru piesa de mână | Q Cablu de alimentare |
| I Unitate de bază i-Light | R Cârpă fără scame |

Familiarizați-vă cu caracteristicile noului dvs. aparat i-Light.

Fereastră de semnal luminos (fig. 1-D)

Fereastră de semnal luminos este o fereastră cu geam filtrant, cu protecție UV, care permite trecerea anumitor lungimi de undă din piesa de mână în pielea dvs. și în foliculii părului.

▲ AVERTISMENȚ: Verificați întotdeauna fereastră de semnal luminos înainte de utilizare pentru a vă asigura că lentila nu este deteriorată.

▲ AVERTISMENȚ: Curățați întotdeauna fereastră de semnal luminos înainte de utilizare cu cârpa fără scame furnizată, pentru a vă asigura că nu există ulei sau mizerie pe lentilă.

Senzorul de contact cu pielea (fig. 1-C)

Senzorul de contact cu pielea este un mecanism de siguranță care împiedică activarea accidentală a aparatului. Pentru ca aparatul să se activeze, senzorul de contact cu pielea trebuie să fie apăsat complet.

**Butonul de semnal luminos (fig. 1-B)**

Butonul de semnal luminos se află pe piesa de mână. Pentru a activa becul de semnal luminos, asigurați-vă că senzorul de contact cu pielea este cuplat complet și apăsați butonul de semnal luminos.

Ecranul indicator al stării becului (fig. 1-P)

Aparatul este gata să transmită semnale luminoase când ecranul indicator al stării becului este luminat în verde.

NOTĂ: Dacă butonul de semnal luminos este apăsat ȘI senzorul de contact cu pielea nu este complet cuplat SAU ecranul indicator al stării becului nu este iluminat, se va auzi un semnal sonor.

Când ecranul indicator al stării becului este iluminat în galben, mai există 150 de semnale în becul de semnal luminos. Când ecranul indicator al stării becului clipește în galben, cartușul becului este epuizat și nu va mai funcționa. Trebuie să înlocuiți cartușul becului pentru a folosi în continuare aparatul.

Butoanele de eliberare a vârfului conic (fig. 1-F)

Apăsați ambele butoane și trageți ușor pentru a scoate vârful conic.

AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA asigurați-vă că aparatul este OPRIT și cablul de alimentare este deconectat înainte de a scoate vârful conic. Dacă vârful conic este scos când aparatul este PORNIT, toate luminile indicatoare de pe unitatea de bază vor clipi și se vor auzi semnale sonore.

Cartușul luminos (fig. 1-G)

Fiecare cartuș luminos are o viață de 1.500 semnale. Când toate semnalele au fost folosite, cartușul trebuie înlocuit.

Model pentru înlocuire: SP-IPL

Selectarea nivelului de intensitate (fig. 1-L)

Aparatul i-Light este echipat cu 5 nivele de intensitate. Nivelul 1 este reglajul cel mai scăzut iar nivelul 5 cel mai ridicat.

SFAT: Pentru cele mai eficiente rezultate, folosiți întotdeauna cel mai ridicat nivel de intensitate care nu provoacă disconfort pielii. Pentru a afla nivelul de intensitate care se folosește, vedeți numărul de lumini de pe ecranul de selectare a nivelului de intensitate.

Aparatul dvs. i-Light va fi reglat automat întotdeauna la nivelul de intensitate 1 de fiecare dată când aparatul este PORNIT. Pentru a modifica nivelul, apăsați butonul de selectare a nivelului de intensitate.

Selectarea modului luminos (fig. 1-N)

Aparatul i-Light este echipat cu două moduri de operare: Modul cu un singur semnal luminos și modul cu semnale luminoase multiple. Aparatul dvs. i-Light va fi reglat automat întotdeauna la modul cu un singur semnal luminos de fiecare dată când aparatul este PORNIT.


Modul cu un singur semnal luminos: Aparatul i-Light va trimite un singur semnal luminos când butonul de semnal luminos este apăsat ȘI senzorul de contact cu pielea este cuplat.

Modul cu semnale luminoase multiple: Aparatul i-Light va trimite câte un semnal luminos la fiecare două secunde când butonul de semnal luminos este apăsat ȘI senzorul de contact cu pielea este cuplat.

Pentru a porni modul cu semnale luminoase multiple, apăsați butonul selector al modului cu semnale luminoase multiple. Ecranul selector al modului cu semnale luminoase multiple se va aprinde. Apăsați din nou pentru a opri modul cu semnale luminoase multiple și a vă întoarce la modul cu un singur semnal luminos.

**Testați aparatul i-Light pe pielea dvs. (fig. 5)**


1. Revedeți avertismentele și măsurile de protecție.
2. Familiarizați-vă cu caracteristicile aparatului i-Light.
3. Consultați diagrama de nuanțe a tenului pentru a vă asigura că culoarea tenului dvs. se află în domeniul acceptat.
4. Testați aparatul i-Light pe o bucată mică de piele și așteptați 48 de ore pentru a vă asigura ca nu există reacții adverse.

**Tratarea zonei (zonelor) dorite cu aparatul i-Light****Pregătiți-vă pielea pentru tratament**


1. Asigurați-vă că zona care trebuie tratată este curată și nu are uleiuri, deodorante, parfum, machiaj, loțiuni și creme. Radeți părul din zona care trebuie tratată.
2. Nu folosiți niciodată ceară, epilator, pensete sau produse de epilare pentru a îndepărta părul, pentru că acestea contracarează procesul IPL.

Pregătiți aparatul pentru tratament

3. Desfaceți cablul piesei de mână de pe baza i-Light și acroșați piesa de mână în furca bazei. Găsiți întrerupătorul de rețea de pe baza i-Light și asigurați-vă că aparatul este OPRIT. Conectați cablul de alimentare la baza i-Light prin alimentarea cu tensiune. Conectați cablul de alimentare la priză. Puneți întrerupătorul de alimentare pe poziția PORNIT (fig. 6).
4. Alegeți nivelul de intensitate dorit. Dacă se dorește modul cu semnale luminoase multiple, porniți-l folosind butonul selector al modului cu semnale luminoase multiple (fig. 7).

**Tratați zona (zonele) dorite cu aparatul i-Light - Modul cu un singur semnal luminos**

1. Puneți piesa de mână i-Light pe piele astfel încât fereastra de semnal luminos să fie la același nivel cu suprafața pielii (fig. 8).
2. Asigurați-vă că senzorul de contact cu pielea este cuplat complet iar ecranul indicator al stării becului este aprins.
3. Apăsăți butonul de semnal luminos pentru a activa aparatul (fig. 9).
4. Mișcați piesa de mână pe o altă zonă de tratament și repetați pașii 1-3 (fig. 10).

**Tratați zona (zonele) dorite cu aparatul i-Light - Modul cu semnale luminoase multiple**

1. Puneți piesa de mână i-Light pe piele astfel încât fereastra de semnal luminos să fie la același nivel cu suprafața pielii (fig. 8).
2. Asigurați-vă că senzorul de contact cu pielea este cuplat complet iar ecranul indicator al stării becului este aprins.
3. Apăsăți ȘI ȚINEȚI APĂSAT butonul de semnal luminos pentru a activa aparatul (fig. 9).
4. Imediat după ce aparatul a transmis un semnal luminos, glisați piesa de mână într-un loc nou. După o scurtă temporizare (aproximativ 2 secunde), aparatul va transmite un nou semnal luminos (fig. 10).



NOTĂ: În timpul modului cu semnale luminoase multiple, senzorul de contact cu pielea ȘI butonul de semnal luminos trebuie să rămână apăsat complet. Dacă oricare din ele este decuplat, aparatul nu va funcționa. Pentru a relua tratamentul, repetați pașii 1-4.

În timpul modului cu semnale luminoase multiple, ecranul indicator al stării becului rămâne luminat în timp ce senzorul de contact cu pielea și butonul de semnal luminos sunt cuplate.



Sfaturi pentru tratament

- Pentru cele mai bune rezultate, evitați semnalele luminoase suprapuse. Aceasta previne expunerea la mai multă energie decât este necesară pentru suprimarea creșterii părului. De asemenea, acest lucru garantează faptul că obțineți utilizarea la maxim a cartușului luminos.
- Pentru cele mai eficiente rezultate, folosiți întotdeauna cel mai ridicat nivel de intensitate care nu provoacă disconfort pielii. Nivelul pe care îl folosiți ar trebui să se simtă cald pe piele, dar niciodată nu trebuie să provoace disconfort.
- Rezultatele optime nu se obțin de obicei cu o singură sesiune. Pentru cele mai bune rezultate, repetați o sesiune de tratament de câte ori observați că părul începe să crească din nou. Rezultatele diferă în funcție de persoană, cei mai mulți vor trata inițial zonele de trei ori la intervale de câte două săptămâni până când se obțin rezultatele dorite.
- Veți observa că zonele osoase, cum ar fi coatele, tibiele și gleznelor sunt mai sensibile în timpul tratamentului. Acest lucru este normal și nu este un motiv de alarmă. Pentru a evita această sensibilitate, încercați să întindeți pielea din zona osoasă în timpul tratamentului.

Îngrijirea după tratament

După tratament, ați putea observa o ușoară roșeață sau senzație de căldură pe piele. Acest lucru este normal și va dispărea rapid. Pentru a evita iritarea pielii după un tratament, luați următoarele măsuri:

- Evitați expunerea la soare 24 de ore după un tratament. Protejați pielea cu factor de protecție solară 30 timp de 2 săptămâni după fiecare tratament.
- După tratament, păstrați zona curată și uscată și beți multă apă pentru a menține pielea hidratată.
- Nu bruscați zona tratată.
- Nu faceți băi și dușuri fierbinți, nu folosiți camere de abur sau saune timp de 24 de ore după tratament.
- Nu înotați 24 de ore după tratament.
- Nu luați parte la sporturi de contact 24 de ore după tratament.
- Nu purtați haine strâmte peste zona tratată.
- Nu prelungiți expunerea la soare cum ar fi băile de soare, folosind un solar sau auto-bronzante, cel puțin 2 săptămâni după ultimul tratament.
- Nu vă epilați (cu ceară, prin smulgere, aplicare de benzi sau creme) în timpul tratamentului - rasul este acceptat atât timp cât evitați să vă radeți 24 de ore după fiecare tratament.
- Nu folosiți creme de albire sau produse parfumate 24 de ore după tratament.
- Nu zgâriați sau pișcați zona tratată.

Curățarea aparatului dvs. i-Light

- ▲ **ATENȚIE:** Înainte de a vă curăța aparatul i-Light, asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția OPRIT și cablul de alimentare este deconectat de la unitatea de bază.
- Curățarea regulată ajută la asigurarea rezultatelor optime și la o durată de viață lungă a aparatului i-Light. Suprafața exterioară a unității de bază și a piesei de mână pot fi șterse cu o cârpă puțin umedă.
- Pentru a curăța fereastra de semnal luminos, folosiți numai cârpa fără scame inclusă cu aparatul dvs. i-Light. Aveți grijă să nu zgâriați sau spargeți fereastra de semnal luminos. Zgărierurile și spărurile pot reduce eficiența aparatului.
- Pentru petele greu de curățat folosiți un tampon de vată umezită pentru a aplica o mică cantitate de apă pe fereastra de semnal luminos și curățați-o cu cârpa fără scame furnizată.
- Folosiți un mic aspirator de mână pentru a îndepărta praful și mizeria de pe orificiile de ventilație ale piesei de mână.
- ▲ **AVERTISMENT:** Dacă fereastra de semnal luminos este crăpată sau spartă, aparatul nu trebuie folosit. Nu zgâriați niciodată geamul filtrant sau suprafața metalică din interiorul vârfului conic.
- ▲ **ATENȚIE:** i-Light este un aparat de înaltă tensiune. Nu îl scufundați niciodată în apă. Nu curățați niciodată aparatul sau oricare din piesele acestuia sub jetul de apă de la robinet sau în mașina de spălat vase.

Nu folosiți substanțe de curățare pe bază de petrol sau inflamabile, din cauza riscului de incendiu. Nu folosiți niciodată bureți de frecare, substanțe de curățare abrazive sau lichide agresive ca ulei sau acetonă pentru a curăța aparatul.



Întreținerea aparatului i-Light

⚠️ ATENȚIE: Înainte de a efectua întreținerea aparatului dvs. i-Light, asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția OPRIT și cablul de alimentare este deconectat de la unitatea de bază.

Înlocuirea becului

1. Apăsăți butoanele de eliberare a vârfului conic și trageți ușor pentru a scoate vârful conic.
2. Trageți cu grijă afară vechiul cartuș al becului.
3. Înlocuiți-l cu un cartuș nou. Model pentru înlocuire: SP-IPL

⚠️ ATENȚIE: Când înlocuiți cartușul becului, nu atingeți becurile în mod direct pentru că aceasta lasă uleiuri și reziduuri. Făcând aceasta ați putea reduce eficiența becurilor sau acestea s-ar putea crăpa în timpul tratamentului.

4. Puneți la loc vârful conic, asigurându-vă că intră la locul său.

Depozitarea

- Opriti aparatul, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească 10 minute înainte de a-l depozita.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, la o temperatură între 15° C și 35° C.

Ghid de remediere a defectelor

Citiți întotdeauna în totalitate aceste instrucțiuni înainte de a folosi i-Light. Apelați la acest ghid de remediere a defectelor dacă aveți orice problemă cu i-Light, deoarece această secțiune se adresează celor mai obișnuite probleme pe care le-ați putea întâlni cu i-Light.

Dacă ați respectat instrucțiunile din această secțiune și totuși aveți probleme, vă rugăm să luați legătura cu centrul de service Remington® pentru asistență ulterioară.

Pornesc aparatul de la buton dar acesta nu funcționează.

- Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză electrică funcțională.
- Încercați să-l mutați la o altă priză.

Aparatul pare să aibă crăpături sau este spart.

- Nu folosiți dacă aparatul este deteriorat. Dacă sunteți îngrijorat în legătură cu folosirea aparatului, nu îl mai folosiți și luați legătura cu centrul de service Remington® pentru asistență ulterioară.

Am pornit aparatul dar nu pot să măresc sau să micșorez intensitatea luminii.

- Încercați să resetați aparatul oprindu-l și așteptând câteva secunde înainte de a-l porni din nou.

Lumina indicatoare a stării becului se face verde dar aparatul nu emite semnale luminoase când butonul este apăsat.

- Asigurați-vă că senzorul de contact cu pielea se află în contact total cu pielea.
- Încercați să resetați aparatul oprindu-l și așteptând câteva secunde înainte de a-l porni din nou.

Există un miros ciudat.

- Asigurați-vă că zona este rasă complet înainte de tratament.

Zonele tratate se înroșesc după tratament.

- Acest lucru este normal și roșeața se va retrage. Dacă nu, încercați să folosiți o intensitate mai mică a luminii.

Nu am văzut rezultate optime sau părul a început să crească la loc.

- Părul ar putea să înceapă să crească din nou după tratamentul inițial. Acest lucru este perfect normal. Pentru rezultate optime, repetați tratamentul când observați că părul crește din nou.

AVEȚI GRIJĂ Dacă aparatul este folosit o perioadă lungă de timp, acesta s-ar putea opri automat în mod temporar (în jur de 40 de secunde) pentru a se răci. După ce aparatul s-a răcit, el va putea fi folosit din nou.

LED de stare și parte audio

LED intensitate/mod semnale luminoase	Indicație
Toate LED-urile selectate clipeșc	Aparatul este supraîncălzit și este oprit momentan pentru a se răci.
LED-urile de intensitate clipeșc succesiv	Aparatul este defect. Opriti aparatul, așteptați câteva momente și încercați din nou. Dacă problema persistă, aparatul trebuie trimis înapoi pentru reparații.
Toate LED-urile clipeșc cu un sunet de avertizare	Vârful conic este scos sau slăbit.



Semnale acustice	Indicație
Nu există contact complet	Butonul de semnal luminos a fost apăsat cât timp senzorul de contact cu pielea nu era cuplat complet.
Înlocuiți cartușul luminos	Cartușul luminos lipsește sau trebuie înlocuit.
Senzorul de contact este blocat	Butonul de semnal luminos a fost apăsat după ce senzorul de contact cu pielea a fost cuplat după pornirea aparatului. Senzorul de contact poate fi blocat.

Întrebări frecvente (www.remington-ilight.com)

Î. Ce este i-Light? Ce este Intense Pulse Light (IPL)?

R. IPL lucrează prin direcționarea în piele a unui puls intens și extrem de scurt de lumină filtrată. Lumina este absorbită de către pigmenții colorați din și în jurul părului și slăbește temporar foliculul, împiedicând părul să crească din nou.

Î. Cine poate folosi i-Light?

R. Atât bărbații cât și femeile pot folosi i-Light pentru a îndepărta părul nedorit din orice zonă situată mai jos de gât. i-Light a fost proiectat pentru persoane cu nuanțe de ten de la deschis la mediu și cu păr închis la culoare. Tonurile de ten sigure includ numai tenul alb, fideș, cafe-niu, bej și maro deschis. Culoarele de păr naturale sigure includ negru, șaten închis și șaten mediu.

Î. Ce zone de pe corp pot trata cu i-Light?

R. i-Light este proiectat să fie folosit în zonele situate mai jos de gât, inclusiv picioarele, axilele, linia bikinilor, brațele, pieptul și spatele.

Î. La ce mă pot aștepta de la i-Light?

R. i-Light asigură o îndepărtare a părului sigură și eficientă ca la saloanele de specialitate, folosind tehnologia IPL.

Î. Care sunt riscurile pe care le implică i-Light? Cât este de sigur?

R. i-Light este sigur de folosit, însă, ca orice aparat electronic, este important să citiți și să respectați instrucțiunile de operare.

Î. Cât de des ar trebui să folosesc i-Light?

R. Ar trebuie să folosiți i-Light de câte ori vedeți că părul crește din nou.

Î. Cât timp durează tratamentele?

R. Timpul variază în funcție de mărimea zonei care trebuie tratată, însă un picior întreg nu ar trebui să vă ia mai mult de 15 minute.

Î. Când încep să văd rezultate?

R. Rezultatele nu sunt imediate. Uneori părul pare să crească la loc după tratament, însă mare parte din acest păr va începe să cadă după două săptămâni.

Părul crește într-un ciclu de 3 faze diferite care durează 18-24 luni. Numai părul în faza anagenă poate fi tratat, de aceea sunt necesare tratamente multiple pentru rezultate optime. Rezultatele se văd de obicei după câteva săptămâni de la primul tratament. Utilizarea continuă săptămânală (sau trei tratamente la intervale de câte 2 săptămâni) va da rezultate bune în decurs de 6 până la 12 săptămâni (la tenul mai închis poate dura mai mult).

Î. De ce părul meu crește în ciuda tratamentului?

R. Părul continuă să crească până la 2 săptămâni după tratament, apoi veți observa că acesta începe să cadă. Un alt motiv pentru creșterea în continuare poate fi faptul că zona a fost ocolită în timpul tratamentului. Continuați să tratați zona de câte ori observați o nouă creștere.

Î. De ce nu pot folosi i-Light după expunerea recentă la soare?

R. Expunerea la soare duce la prezența unor niveluri mari de melanină și expune pielea la un risc crescut de arsuri și pustule ca urmare a tratamentului.

Î. Care sunt avertismentele împotriva folosirii i-Light?

R. Anumite boli și condiții pot limita posibilitatea dvs. de a folosi aparatul. Vă rugăm să citiți în totalitate secțiunea Avertismente și măsuri de protecție din manualul utilizatorului înainte de a folosi i-Light.

Î. Cât de des trebuie să înlocuiesc becul?

R. Becul trebuie înlocuit după 1500 de semnale luminoase. Lumina indicatoare a stării becului va lumina în verde pentru primele 1350 de semnale luminoase ale vieții cartușului. Apoi se va schimba în galben pentru a arăta că au rămas numai 150 de semnale luminoase. Când lumina începe să clipească, viața cartușului s-a încheiat și trebuie să înlocuiți becul.

Model pentru înlocuire: SP-IPL

Î. Pot folosi i-Light pe față?

R. Nu. i-Light nu este recomandat spre a fi folosit pe față sau gât.

Î. Cum îngrijesc zonele tratate după tratament?

R. Evitați expunerea neprotejată la soare a zonelor tratate.

Î. Trebuie să îmi suspend activitatea normală după utilizarea i-Light?

R. Nu trebuie să vă suspendați activitățile normale după tratament, presupunând că nu apare nicio complicație. Se recomandă să faceți tratamentul înainte de a merge la culcare, astfel încât orice roșeață rezultată să dispară până dimineață.

Î. i-Light este periculos pentru piele după o utilizare pe termen lung?



R. Până acum nu au fost raportate efecte secundare sau deteriorări ale pielii de la utilizarea pe termen lung a luminii cu puls intens.

Î. Cât de des ar trebui să mă tratez cu i-Light?

R. Un interval de 2 săptămâni pentru tratamentul inițial s-a dovedit a fi cel mai eficient în reducerea părului. Trebuie să evitați să tratați aceeași zonă de mai multe ori în aceeași sesiune, deoarece aceasta nu îmbunătățește eficiența dar crește riscul de iritare a pielii.

Î. Pot să folosesc i-Light dacă am păr blond, roșcat, grizonat sau alb?

R. i-Light funcționează cel mai bine pe tipuri de păr închise la culoare, deoarece acestea conțin mai multă melanină, pigmentul care dă culoarea părului și a tenului. Melanina este cea care absoarbe energia luminii în timpul tratamentului cu i-Light. Părul negru și cel șaten închis răspund cel mai bine. Părul șaten și șaten deschis răspund de asemenea, dar de obicei necesită mai multe tratamente. Părul roșcat ar putea arăta ceva răspuns. Părul alb, grizonat și blond nu răspund de obicei la tratamentele cu i-Light, cu toate că unii utilizatori au observat rezultate după multiple tratamente.

Î. Pot să folosesc i-Light dacă am ten natural închis la culoare?

R. Nu, i-Light este proiectat să reacționeze cu pigmentul închis la culoare al părului. Ca rezultat, tenul maro închis și cel negru pot absorbi prea mult din energia aparatului (căldură), ceea ce poate duce la deteriorarea pielii. Nu folosiți i-Light pe piele natural închisă la culoare, deoarece conține prea multă melanină. Tratarea pielii închise la culoare cu i-Light poate duce la arsuri, pustule și modificări ale culorii pielii (hiper sau hipo-pigmentare). Vedeți diagrama de culori a tenului de la pagina 3 pentru a determina dacă i-Light este bun pentru dvs.

Î. Am nevoie de protecție pentru ochi când folosesc i-Light?

R. Nu, nu este dăunător pentru ochi, decât dacă este îndreptat către față. i-Light are un sistem de siguranță care împiedică emiterea neintenționată de lumină când aparatul nu este în contact cu pielea. Cantitatea mică de lumină emisă în timpul tratamentului este similară cu cea a blițului unui aparat de fotografiat și nu este dăunătoare pentru ochi decât dacă este direcționată către față.

Î. Pot să folosesc i-Light dacă sunt însărcinată sau alăptez?

R. Nu, i-Light nu a fost testat pe femei însărcinate, de aceea nu recomandăm folosirea i-Light dacă sunteți însărcinată sau alăptați la sân. Schimbările hormonale pot crește sensibilitatea și riscul de lezare al pielii.

Tonuri de ten adecvate, diagrama tonurilor - tipurile de ten Fitzpatrick 1- 4

Puteți folosi pentru autoevaluare această diagramă a tipurilor de ten, adăugând scorul pentru fiecare din întrebările la care ați răspuns. La sfârșit există o scală care dă domeniul pentru fiecare din cele șase categorii de tipuri de ten. După scală există o explicație pentru fiecare din tipurile de ten. Puteți determina repede și ușor ce tip de ten aveți.

Dispoziție genetică

Scor	0	1	2	3	4
Care este culoarea ochilor dvs?	Albastru deschis, gri, verde	Albastru, gri sau verde	Albastru	Căprui închis	Negru maroniu
Care este culoarea naturală a părului dvs?	Roșu ca nisipul	Blond	Castaniu, blond închis	Șaten închis	Negru
Care este culoarea tenului dvs. (zonele neexpușe)?	Roșcat	Foarte deschis	Deschis cu nuanță bej	Maro deschis	Șaten închis
Aveți pistru în zonele neexpușe?	Mulți	Câțiva	Puțini	Întâmplător	Niciunul

Scor total pentru dispoziția genetică: _____



Reacția la expunerea la soare

Scor	0	1	2	3	4
Ce se întâmplă când stați prea mult la soare?	Înroșire dureroasă, formare de bășici, cojire	Formare de bășici urmată de cojire	Arsuri uneori urmate de cojire	Arsuri rare	N-am avut niciodată arsuri
În ce măsură vă bronzati?	Puțin sau deloc	Colorare ușoară, bronzare	Bronzare rezonabilă	Bronzare cu ușurință	Maro închis foarte repede
Vă bronzati în decurs de câteva ore după expunerea la soare?	Niciodată	Rareori	Uneori	Des	Întotdeauna
Cum reacționează fața dvs. la soare?	Foarte sensibilă	Sensibilă	Normal	Foarte rezistentă	Nu am avut niciodată probleme

Scorul total pentru reacția la expunerea la soare: _____

Obiceiurile de bronzare

Scor	0	1	2	3	4
Când v-ați expus corpul la soare ultima dată (sau lampă solară artificială / cremă auto-bronzantă)?	Cu mai mult de 3 luni în urmă	2-3 luni în urmă	1-2 luni în urmă	Cu mai puțin de o lună în urmă	Cu mai puțin de 2 săptămâni în urmă
Ați expus la soare zona care trebuie tratată?	Niciodată	Mai niciodată	Uneori	Des	Întotdeauna

Scor total pentru obiceiurile de bronzare: _____

Însumați scorurile totale pentru fiecare din cele trei secțiuni, pentru a obține scorul aferent tipului de ten.

Cilt Tipi Puani - Fitzpatrick Cilt Tipi

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
peste 30	V-VI

Nu folosiți i-Light

TIP 1: Foarte sensibil, se arde întotdeauna, nu se bronzază niciodată.
Exemplu: păr roșcat cu pistrii

TIP 2: Foarte sensibil la soare, se arde ușor, se bronzază minim.
Exemplu: caucazieni destul de sensibili, cu destul păr

TIP 3: Ten sensibil la soare, uneori arsuri, se bronzază încet în maro deschis.
Exemplu: caucazieni mai închiși la culoare

TIP 4: Minim sensibil la soare, arsuri minime, se bronzază întotdeauna în maro mediu.
Exemplu: caucazieni tip mediteranean, unii hispanici

TIP 5: Ten insensibil la soare, se arde rar, se bronzază bine.
Exemplu: unii hispanici, unele persoane de culoare (negri)

TIP 6: Insensibil la soare, nu se arde niciodată, pigmentat în adâncime.
Exemplu: negri mai închiși la culoare



PROTEJAȚI MEDIUL

La sfârșitul perioadei de funcționare, nu aruncați produsul la gunoiul menajer. Eliminarea se poate face la centrul de service Remington® sau la centrele de colectare corespunzătoare.



Pentru mai multe informații despre reciclare vizitați

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



SERVICE & GARANȚIE

Acest produs a fost verificat și nu are defecte. Garantăm acest produs împotriva oricăror defecte cauzate de materialul defectuos sau manoperei eronate pentru o perioadă de doi ani de la data primei sale achiziționări. Dacă produsul se defectează în perioada de garanție, vom remedia orice defect de acest gen sau vom opta pentru înlocuirea produsului sau a oricărei părți a acestuia fără a percepe nici o taxă cu condiția să existe o dovadă a achiziționării. Acest lucru nu înseamnă extinderea perioadei de garanție.

Pentru garanție apelați simplu Centrul Service REMINGTON® din regiunea dumneavoastră.

Această garanție înlocuiește și e superioară drepturilor normale stipulate prin lege.

Această garanție nu include becuri de rezervă, care sunt piese consumabile. Nu sunt acoperite de asemenea pagubele produse accidental sau în urma utilizării incorecte, abuzului, modificări aduse produsului sau utilizarea necorespunzătoare cu instrucțiunile tehnice și/sau de siguranță solicitate. Această garanție nu se va aplica dacă produsul a fost demontat sau reparat de o persoană neautorizată de către noi.

Nivel de zgomot: 78dB

Declarația de conformitate se găsește pe site-ul: www.remington.com

**Τι είναι το i-Light;**

Το i-Light είναι μια συσκευή οικιακής χρήσης για την αφαίρεση της τριχοφυΐας του σώματος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία έντονου παλμικού φωτός (Intense Pulsed Light / IPL). Πρόκειται για την ίδια τεχνολογία που εφαρμόζεται σε επαγγελματικά κέντρα αποτρίχωσης και κλινικές αφαιρέσεις τριχοφυΐας. Εφόσον χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να διασφαλίσει μεγάλης διάρκειας μείωση της τριχοφυΐας.

Τί είναι το έντονο παλμικό φως (IPL) και πως λειτουργεί το i-Light;

Το i-Light λειτουργεί κατευθύνοντας στο δέρμα έναν εξαιρετικά σύντομο παλμό φωτός υψηλής έντασης. Η ενέργεια του φωτός απορροφάται από τη μελανίνη στο θύλακα αδρανοποιώντας προσωρινά το μηχανισμό ανάπτυξης της τρίχας και καθυστερώντας την ανάπτυξη της τριχοφυΐας.

Οι θύλακες των τριχών κανονικά διατρέχουν τρεις φάσεις κατά τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Οι φάσεις αυτές είναι οι εξής:

Φάση αναγέννησης (φάση ανάπτυξης) – η φάση ενεργούς ανάπτυξης των τριχοθυλακίων.

Η συγκέντρωση μελανίνης βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, καθότι ευθύνεται για τη μελανόχρωση της τρίχας. Μόνον οι τρίχες που βρίσκονται στη φάση αναγέννησης επιδέχονται θεραπείας με IPL (εικ. 2).


Φάση καταγέννησης (φάση αποδόμησης) – αυτό είναι ένα σύντομο μεταβατικό στάδιο, που ακολουθεί τη φάση της αναγέννησης και σηματοδοτεί το τέλος της ενεργούς ανάπτυξης της τρίχας. Κανονικά διαρκεί 2-3 εβδομάδες (εικ. 3).

Φάση τελογέννησης (φάση ανάπαυσης) – στη συγκεκριμένη φάση που είναι η πλέον μακρά με διάρκεια περίπου 100 ημερών, το τριχοθυλάκιο είναι εντελώς αδρανές. Στο διάστημα αυτό η καινούργια τρίχα βγαίνει μέσα από τις παλαιότερες τρίχες, επιτρέποντας στον κύκλο να αρχίσει ξανά (εικ. 4).

Τι να περιμένετε από το i-Light

Οι μελέτες μας κατέδειξαν σημαντική μείωση της τριχοφυΐας μετά από μία μόνον εφαρμογή. Ωστόσο, κατά κανόνα τα βέλτιστα αποτελέσματα δεν επιτυγχάνονται με μία μόνον εφαρμογή. Για καλύτερα αποτελέσματα επαναλαμβάνετε την εφαρμογή όποτε η τρίχα αναπτύχθει πάλι. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με το άτομο, ωστόσο οι περισσότεροι θα πρέπει να επαναλάβουν την εφαρμογή στις περιοχές κάθε δύο εβδομάδες για τρεις εφαρμογές, έως ότου να σημειωθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή ίσως αρχίσετε να παρατηρείτε πως οι τρίχες πέφτουν.

Θα σημειωθεί μία ανάπτυξη τριχοφυΐας η οποία θα είναι λιγότερο πυκνή, πιο λεπτή και πιο ανοιχτόχρωμη από την αρχική τριχοφυΐα. Η ανάπτυξη αυτή είναι απόλυτα κανονική και αναμενόμενη.





ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το i-Light:

Βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε εάν το i-Light είναι κατάλληλο για εσάς.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα δερματικών αποχρώσεων που θα βρείτε στο μπροστά μέρος του εγχειριδίου, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς.

Τύπος δέρματος

- Βλέπε πίνακα αποχρώσεων δέρματος στη σελίδα 3
- Na μη χρησιμοποιείται σε φυσικά σκούρα απόχρωση δέρματος (τύποι V και VI κλίμακας Fitzpatrick), αφού ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές του δέρματος.
- ΝΜΗ χρησιμοποιείτε σε μαυρισμένο δέρμα ή ύστερα από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό του δέρματος.
- Το i-Light δεν είναι αποτελεσματικό σε φυσικά λευκές, γκρι, ξανθές ή κόκκινες τρίχες του σώματος.

Περιοχές στις οποίες αντενδείκνυται η χρήση

- Na μη χρησιμοποιείται στο πρόσωπο ή στο λαιμό.
- Na μη χρησιμοποιείται σε θηλές, περιοχές της θηλής, ή σε γεννητικά όργανα.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε τατουάζ ή μόνιμο μείκapp στην περιοχή εφαρμογής.
- Na μη χρησιμοποιείται σε σκούρα καφέ ή μαύρα σημεία όπως κηλίδες, πανάδες ή φακίδες.
- Na μη χρησιμοποιείται σε πρόσφατα χειρουργημένη περιοχή, βαθιά απολέπιση, αποκατάσταση με λέιζερ, ουλές ή δέρμα που έχει υποστεί βλάβες με εγκαύματα ή πληγές.

Πότε να μη χρησιμοποιείτε / να αποφεύγετε τη χρήση του i-Light.

- Na μη χρησιμοποιείται σε περίοδο εγκυμοσύνη ή θηλασμού.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε εκτεθεί στον ήλιο ή σε τεχνητό μαύρισμα τις τελευταίες 4 εβδομάδες.
- Na μη χρησιμοποιείται σε δέρμα που είναι ξηρό ή ευαίσθητο ως επακόλουθο χημικής απολέπισης γλυκολικού οξέος, ή άλφα υδροξοξέων (AHAs).
- Na μη χρησιμοποιηθεί στην ίδια περιοχή για περισσότερες από μία φορά γιατί ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.
- Na μη χρησιμοποιείται στην ίδια περιοχή του δέρματος σας για περισσότερες της μίας φορές ανά εβδομάδα.
- Na μη χρησιμοποιείται για τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την εφαρμογή μικροδερμαπόξεσης.

- Na μη χρησιμοποιείται εάν εφαρμόζετε ήδη μεθόδους μόνιμης αποτρίχωσης.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν πάσχετε από δερματοπάθειες, όπως καρκίνο του δέρματος, εάν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή άλλων μορφών τοπικού καρκίνου στην περιοχή εφαρμογής ή εάν έχετε προκαρκινικές αλλοιώσεις ή πολλαπλές κηλίδες στις περιοχές εφαρμογής.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν πάσχετε από φωτοεπιληψία.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε ιστορικό διαταραχής κολλαγόνου, συμπεριλαμβανομένου ιστορικού σχηματισμού χηλοειδών ουλών ή ιστορικού αργής επουλώσης πληγών.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε ιστορικό αγγειακής διαταραχής όπως εμφάνιση κίρσων φλεβών ή αγγειακή εκτασία στις περιοχές εφαρμογής.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως και αναπτύσσει εύκολα εξανθήματα ή αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν λαμβάνετε φάρμακα που προκαλούν φωτοευσαισθησία, ελέγξτε τις οδηγίες στη συσκευασία. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ενδέχεται να προκαλέσει φωτοαλλεργικές ή φωτοτοξικές αντιδράσεις ή εάν πρέπει να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια μιας φαρμακευτικής αγωγής.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν πάσχετε από διαβήτη, ερυθματώδη λύκο, πορφυρία ή καρδιακή νόσο.
- Na μη χρησιμοποιείται σε περιοχές του δέρματος που έχουν υποστεί πρόσφατα θεραπεία με υδροξυ-οξέα άλφα (AHAs) ή βήτα (BHAs) ή τοπική εφαρμογή ισοτρετινοΐνη και αζελαϊκού οξέος.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχει προηγηθεί στοματική πρόσληψη ισοτρετινοΐνης Accutane ή Roaccutane τους τελευταίους έξι μήνες. Η εν λόγω αγωγή ενδέχεται να αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος σε τομές, πληγές και ερεθισμούς.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε οποιαδήποτε αιμορραγική διαταραχή ή λαμβάνετε αντιπηκτικά φαρμακευτικά σκευάσματα συμπεριλαμβανομένης της συχνής χρήσης ασπιρίνης, σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η διακοπή της λήψης για διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας πριν την εφαρμογή.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν πάσχετε από μολύνσεις, έκζεμα, εγκαύματα, φλεγμονή των τριχοθυλακίων, ανοιχτές πληγές, αμυχές, χειρουργικές ραφές, απλό έρπητα, πληγές ή κακώσεις και αιματώματα στις περιοχές εφαρμογής.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε ιστορικό ανοσοκατασταλτικής ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης με HIV ή AIDS) ή εάν λαμβάνετε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
- Na μη χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε παυσίπονα που μειώνουν την ευαισθησία στη θερμότητα.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν χρησιμοποιείτε αποσμητικά μακράς διάρκειας. Ενδέχεται να προκληθεί δερματική αλλεργική αντίδραση.
- Na μη χρησιμοποιείται επάνω ή κοντά σε οτιδήποτε πρόσθετο όπως εμφυτεύματα σιλικόνης, αντισυλληπτικά εμφυτεύματα Implanon, βηματοδότες, υποδόριες υποδοχές έγχυσης (διανεμητές ινσουλίνης) ή οπές.





**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:**

- Όπως οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα παραμένουν ηλεκτροφόρα όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. Για να περιορίσετε το ενδεχόμενο τραυματισμού ή θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας:
- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
 - Μην τοποθετείτε ή φυλάσσετε τη συγκεκριμένη συσκευή σε μέρος από το οποίο μπορεί να τραβηχτεί ή να πέσει στη λεκάνη ή το νεροχύτη.
 - Μην τοποθετείτε ή πετάτε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Μην πιάνετε τη συσκευή εάν έχει πέσει σε νερό ή σε άλλο υγρό. Αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως.
 - Μην πιάνετε τη συσκευή εάν έχει βραχεί. Αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
 - Διατηρείτε τη συσκευή πάντοτε στεγνή.
 - Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα πολύ ψυχρό σε ένα πολύ θερμό περιβάλλοντα χώρο, περιμένετε περίπου 2 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε.
 - Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική πρίζα.
 - Το βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκονται μακριά θερμαινόμενες επιφάνειες.
 - Προσέξτε ώστε να μην βραχούν το βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Μην βγάξετε το προϊόν από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει καταστραφεί το καλώδιό του. Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικό από τα κέντρα σέρβις της Remington®.
 - Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.
 - Πάντα να το βγάξετε από την πρίζα πριν το καθαρίσετε.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
 - Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή να υπάρχει επιτήρηση από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλεια των παραπάνω ατόμων.

Διάγραμμα μονάδας i-Light (σελίδα 3)

- | | |
|---|--|
| A Μονάδα χειρός | J Διακόπτης ρεύματος |
| B Πλήκτρο έκλαμψης | K Υποδοχή ρεύματος |
| C Αισθητήρας επαφής δέρματος | L Πλήκτρο επιλογής βαθμού έντασης |
| D Παράθυρο έκλαμψης | M Οθόνη επιλογής βαθμού έντασης |
| E Κώνος μύτης | N Επιλογή λειτουργίας έκλαμψης |
| F Πλήκτρα αποδέσμευσης κώνου μύτης | O Οθόνη επιλογής λειτουργίας έκλαμψης |
| G Φυσίγγιο λυχνίας | P Οθόνη ένδειξης κατάστασης λυχνίας |
| H Καλώδιο εξαρτήματος χειρός | Q Καλώδιο ρεύματος |
| I Μονάδα βάσης i-Light | R Πανί χωρίς χνούδι |

Εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της νέας σας συσκευής i-Light.

Παράθυρο έκλαμψης (εικ. 1-D)

Το παράθυρο έκλαμψης είναι ένα γυάλινο τζάμι με ενσωματωμένη προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία που επιτρέπει σε συγκεκριμένα μήκη κύματος του φωτός να διέλθουν από τη μονάδα χειρός στο δέρμα σας και στα τριχοθυλάκια.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγχετε πάντα το παράθυρο έκλαμψης πριν τη χρήση προκειμένου να διασφαλίσετε πως δεν υφίσταται βλάβη στο φακό.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα καθαρίζετε το παράθυρο έκλαμψης πριν τη χρήση με το παρεχόμενο πανί χωρίς χνούδι, προκειμένου να διασφαλίσετε πως δεν υπάρχει λάδι ή σκόνη στο φακό.

Αισθητήρας επαφής δέρματος (εικ. 1-C)

Ο αισθητήρας επαφής δέρματος είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας που αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή ο αισθητήρας επαφής δέρματος πρέπει να πιεστεί πλήρως στο δέρμα.



Πλήκτρο έκλαμψης (εικ. 1- B)

Το πλήκτρο έκλαμψης βρίσκεται στη μονάδα χειρός. Για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία έκλαμψης βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως και πιέστε το πλήκτρο έκλαμψης.

Οθόνη ένδειξης κατάσταση λυχνίας (εικ. 1-P)

Η συσκευή είναι έτοιμη να εκπέμψει όταν η οθόνη ένδειξης της κατάσταση της λυχνίας γίνει πράσινη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πλήκτρο έκλαμψης ΚΑΙ ο αισθητήρας επαφής δέρματος δεν εφάπτεται πλήρως ή η οθόνη ένδειξης κατάσταση της λυχνίας δεν είναι φωτισμένη, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα (μπιπ).

Όταν η οθόνη ένδειξης κατάσταση της λυχνίας ανάψει κίτρινη, υπάρχουν ακόμα 150 εκλάμψεις στη λυχνία έκλαμψης. Όταν η οθόνη ένδειξης κατάσταση της λυχνίας γίνει κίτρινη, το φυσίγγιο της λυχνίας έχει τελειώσει, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί πλέον. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να αντικαταστήσετε το φυσίγγιο της λυχνίας.

Πλήκτρα αποδέσμευσης κώνου μύτης (εικ. 1-F)

Πιέστε και τα δύο πλήκτρα και τραβήξτε απαλά για να αφαιρέσετε τον κώνο μύτης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: να βεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ πως η μονάδα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (στη θέση OFF) και το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν αφαιρέσετε τον κώνο μύτης. Εάν ο κώνος μύτης αφαιρεθεί όταν η συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ON) θα αναβοσβήσουν όλες οι φωτεινές ενδείξεις στη μονάδα βάσης και θα ηχήσουν ηχητικά σήματα (μπιπ).

Φυσίγγιο φωτός (εικ. 1-G)

Κάθε φυσίγγιο φωτός έχει διάρκεια ωφέλιμης ζωής 1500 εκλάμψεων. Όταν χρησιμοποιηθούν όλες οι εκλάμψεις, το φυσίγγιο πρέπει να αντικαθίσταται. Μοντέλο ανταλλακτικού: SP-IPL

Επιλογής βαθμού έντασης (εικ. 1-L)

Η συσκευή i-Light διαθέτει 5 επίπεδα έντασης. Το επίπεδο 1 είναι η χαμηλότερη ρύθμιση και το επίπεδο 5 είναι η υψηλότερη ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε πάντα το υψηλότερο επίπεδο έντασης που δεν προκαλεί ενόχληση στο δέρμα. Για να διαπιστώσετε το χρησιμοποιούμενο επίπεδο έντασης, παρατηρήστε τον αριθμό των φώτων που εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής επιπέδου έντασης.

Η συσκευή i-Light θα επιλέγει αυτόματα το επίπεδο έντασης 1 κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται (στη θέση ON). Για να αλλάξετε επίπεδο έντασης πιέστε το πλήκτρο επιλογής επιπέδου έντασης.

Επιλογή Λειτουργίας Έκλαμψης (εικ. 1-N)


Η συσκευή i-Light διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας: Λειτουργία μονής έκλαμψης και λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων. Η συσκευή i-Light θα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία μονής έκλαμψης κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται (στη θέση ON).

Λειτουργία Μονής Έκλαμψης: η συσκευή i-Light θα εκπέμψει μία φορά όταν πιεστεί το πλήκτρο έκλαμψης ΚΑΙ ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται στο δέρμα. **Λειτουργία Πολλαπλών Εκλάμψεων:** η συσκευή i-Light θα εκπέμψει μία φορά ανά δύο δευτερόλεπτα όταν πιεστεί το πλήκτρο έκλαμψης ΚΑΙ ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως στο δέρμα.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής. Η οθόνη επιλογής της λειτουργίας πολλαπλών εκλάμψεων θα φωτιστεί. Πιέστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων και να επιστρέψετε στη λειτουργία μονής έκλαμψης.

**Δοκιμάστε τη συσκευή i-Light στο δέρμα σας (εικ. 5)**

1. Διαβάστε την ενότητα Προειδοποιήσεις και Προληπτικά Μέτρα Ασφαλείας
2. Εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της συσκευής i-Light.
3. Συμβουλευθείτε τον πίνακα δερματικών αποχρώσεων για να βεβαιωθείτε ότι η απόχρωση της επιδερμίδας σας βρίσκεται στο αποδεκτό εύρος.
4. Δοκιμάστε τη συσκευή i-Light σε ένα μικρό σημείο δέρματος και περιμένετε 48 ώρες προκειμένου να βεβαιωθείτε πως δεν θα σημειωθούν δυσμενείς αντιδράσεις.

**Δοκιμάστε την/τις επιθυμητές περιοχές του σώματος με τη συσκευή i-Light****Προετοιμασία του δέρματος για την εφαρμογή**

1. Βεβαιωθείτε πως η περιοχή εφαρμογής είναι καθαρή και δεν έχει 6] λάδια, αποσμητικά, άρωμα, μέικαπ, λοσιόν και κρέμες. Ξυρίστε τις τρίχες στην περιοχή εφαρμογής.
2. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κεριά, προϊόντα εκρίζωσης της τρίχας όπως αποτριχωτικές μηχανές για να αφαιρέσετε τις τρίχες γιατί αυτά αντιδρούν ανασταλικά στη διαδικασία IPL.

**Προετοιμασία της συσκευής για την εφαρμογή**

3. Ξετυλίξτε το καλώδιο της μονάδας χειρός από τη μονάδα βάσης του i-Light και τοποθετήστε τη μονάδα χειρός στην προβλεπόμενη υποδοχή. Βρείτε το διακόπτη ενεργοποίησης και βεβαιωθείτε πως η μονάδα είναι απενεργοποιημένη (OFF). Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην προβλεπόμενη υποδοχή της μονάδας βάσης του i-Light. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Ενεργοποιήστε (στη θέση ON) το διακόπτη (εικ. 6) 7]
4. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο έντασης. Εάν το επιθυμείτε, επιλέξτε την λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (εικ. 7).

**Αποτρίχωση επιθυμητών περιοχών με τη συσκευή****Λειτουργία μονής έκλαμψης ή i-Light**

1. Τοποθετήστε τη μονάδα χειρός του i-Light στο δέρμα σας έτσι ώστε το παράθυρο έκλαμψης να εφάπτεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας σας (εικ. 8) 8]
2. Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως και η οθόνη της ένδειξης κατάστασης λυχνίας είναι φωτισμένη.
3. Πιέστε το πλήκτρο έκλαμψης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (εικ. 9).
4. Μετακινήστε τη μονάδα χειρός σε άλλη περιοχή εφαρμογής και επαναλάβετε τα βήματα 1-3 (εικ. 10).

**Αποτρίχωση επιθυμητών περιοχών με τη συσκευή i-Light****Λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων**

1. Τοποθετήστε τη μονάδα χειρός του i-Light στο δέρμα σας έτσι ώστε το παράθυρο έκλαμψης να εφάπτεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας σας (εικ. 8).
2. Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως και η οθόνη της ένδειξης κατάστασης λυχνίας είναι φωτισμένη.
3. Πιέστε ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΠΑΘΗΜΕΝΟ το πλήκτρο έκλαμψης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (εικ. 9).
4. Αμέσως μετά την έκλαμψη σύρετε τη μονάδα χειρός σε άλλο σημείο. Μετά από μία σύντομη καθυστέρηση (περίπου 2 δευτερολέπτων) 9] η συσκευή θα φωτιστεί ξανά (εικ. 10).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων ο**

αισθητήρας επαφής δέρματος ΚΑΙ το πλήκτρο έκλαμψης πρέπει να παραμένουν σε πλήρη επαφή με το δέρμα. Εάν κάποιο από τα δύο σταματήσει να εφάπτεται με το δέρμα η συσκευή δε θα λειτουργήσει. Για να ξαναρχίσετε την εφαρμογή επαναλάβετε τα βήματα 1-4.

Κατά την λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων η οθόνη ένδειξης κατάστασης λυχνίας θα παραμείνει αναμμένη όσο ο αισθητήρας επαφής δέρματος και το πλήκτρο έκλαμψης εφάπτονται στο δέρμα.





Συμβουλές για την εφαρμογή

- Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφεύγετε την επικάλυψη των εκλάμψεων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η έκθεση σε περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται για να εμποδιστεί η ανάπτυξη της τρίχας. Επίσης διασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση του φυσικί-ου φωτός.
- Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε πάντα το υψηλότερο επίπεδο έντασης που δεν προκαλεί ενοχλήσεις στο δέρμα. Το επίπεδο που χρησιμοποιείτε πρέπει να δημιουργεί θερμή αίσθηση στο δέρμα σας, αλλά ποτέ δεν πρέπει να προκαλεί ενόχληση.
- Γενικώς, τα βέλτιστα αποτελέσματα δεν επιτυγχάνονται με μία μόνο χρήση. Για καλύτερα αποτελέσματα επαναλάβετε τη χρήση όταν διαπιστώσετε πως οι τρίχες αρχίζουν να αναπτύσσονται ξανά. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με το άτομο, ωστόσο οι περισσότεροι θα πρέπει να επαναλάβουν την εφαρμογή στις περιοχές κάθε δύο εβδομάδες για τρεις εφαρμογές, έως ότου να σημειωθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Ίσως να παρατηρήσετε ότι οστεώδεις περιοχές όπως οι αγκώνες, επιγονατίδες, και αστραγάλοι είναι πιο ευαίσθητες κατά την εφαρμογή. Αυτό είναι κανονικό και δεν πρέπει να σας ανησυχήσει. Προκειμένου να αποφύγετε αυτήν την ευαισθησία προσπαθήτε να τεντώνετε το δέρμα απομακρύνοντας το από την οστεώδη περιοχή κατά την εφαρμογή.

Φροντίδα μετά την εφαρμογή

- Μετά την εφαρμογή ενδεχομένως να παρατηρήσετε έναν ελαφρύ ερεθισμό ή μία αίσθηση θερμότητας στο δέρμα σας. Αυτό είναι κανονικό και γρήγορα θα εξαφανιστεί. Για να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματός σας μετά τη χρήση, λάβετε τα εξής προληπτικά μέτρα:
- Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο για 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Προστατεύετε το δέρμα σας με αντηλιακό με δείκτη προστασίας SPF 30 για δύο εβδομάδες μετά από κάθε εφαρμογή.
 - Μετά την εφαρμογή, διατηρείτε την περιοχή καθαρή και πίνετε άφθονο νερό για να κρατήσετε το δέρμα σας ενυδατωμένο.
 - Μην φέρεστε άγρια στην περιοχή εφαρμογής.
 - Μην κάνετε θερμό μπάνιο, ντους ή αμλόουτρο και σάουνα για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
 - Μην κολυμπήσετε για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
 - Μην λάβετε μέρος σε αθλήματα που περιλαμβάνουν την επαφή με άλλους για 24 ώρες μετά τη χρήση.
 - Μην φοράτε εφαρμοστά ρούχα στην περιοχή εφαρμογής.
 - Μην επιμηκύνετε την έκθεση στον ήλιο κάνοντας ηλιοθεραπεία, χρησιμοποιώντας σολάριουμ ή προϊόντα αυτομαυρίσματος για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την τελευταία εφαρμογή.
 - Μην χρησιμοποιείτε μεθόδους αποτρίχωσης (κερί, εκρίζωση, σπειροειδείς μηχανές ή κρέμες) κατά την εφαρμογή - το ξύρισμα είναι αποδεκτό στο μέτρο που αποφεύγετε να ξυρίσετε την περιοχή για 24 ώρες μετά από κάθε εφαρμογή.

- Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικές κρέμες ή προϊόντα που περιέχουν άρωμα για 24 ώρες μετά από την εφαρμογή.
- Μην ξύνετε ή τσιμπάτε την περιοχή εφαρμογής.

Καθαρισμός της συσκευής i-Light

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν καθαρίσετε το i-Light σας, βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος (στη θέση OFF) και το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την μονάδα βάσης.

- Ο τακτικός καθαρισμός συμβάλλει στη διασφάλιση των βέλτιστων αποτελεσμάτων και στη μακρά διάρκεια ζωής της συσκευής i-Light. Η εξωτερική επιφάνεια της μονάδας βάσης και της μονάδας χειρός μπορεί να καθαρίζεται με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί.
- Για τον καθαρισμό του παραθύρου έκλαμψης, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το πανί χωρίς χνούδι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της συσκευής i-Light. Προσέξτε ώστε να μην προκληθούν αμυχές ή ρήγματα παράθυρο έκλαμψης. Αμυχές και ρήγματα ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της μονάδας.
- Για επίμονες κηλίδες, χρησιμοποιείτε ένα νοτισμένο βαμβακερό σφουγγαράκι για να απλώσετε μία μικρή ποσότητα νερού στο παράθυρο έκλαμψης και καθαρίστε το με το παρεχόμενο στη συσκευασία πανί χωρίς χνούδι.
- Χρησιμοποιείτε ένα μικρό ηλεκτρικό σκουπάκι αναρρόφησης για να απομακρύνετε σκόνες και αποθέσεις από τις σπές εξαερισμού της μονάδας χειρός.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το παράθυρο έκλαμψης έχει ραγίσει ή σπάσει, η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Ποτέ μην ξύνετε το γυαλί διήθησης ή την μεταλλική επιφάνεια στο εσωτερικό του κώνου μύτης.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το i-Light είναι μια συσκευή υψηλής τάσης. Ποτέ μην την βυθίζετε σε νερό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη μονάδα ή οποιοδήποτε εξάρτημά της στη βρύση ή στο πλυντήριο πιάτων.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που έχουν ως βάση το πετρέλαιο ή εύφλεκτα συστατικά ξειπίας του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πανιά άγριας υφής, διαβρωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως λάδι ή ασετόν για να καθαρίσετε τη μονάδα.



Συντήρηση της συσκευής i-Light

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν εκτελέσετε τις εργασίες συντήρησης στη συσκευή i-Light βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος (στη θέση OFF) και το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από τη μονάδα βάσης.

Αντικατάσταση λυχνίας

1. Πιέστε τα πλήκτρα αποδέσμευσης του κώνου μύτης και τραβήξτε απαλά για να αφαιρέσετε τον κώνο μύτης.
2. Τραβήξτε απαλά το παλιό φυσιγγίο λυχνίας.
3. Αντικαταστήστε το με το νέο φυσιγγίο λυχνίας. Μοντέλο ανταλλακτικού: SP-IPL

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αντικατάσταση του φυσιγγίου της λυχνίας, μην αγγίζετε απευθείας τις λυχνίες έκλαμψης, γιατί αυτό αφήνει λάδια και υπολείμματα. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να μειώσει την αποτελεσματικότητα των λυχνιών ή να προκαλέσει ρήξη τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

4. Τοποθετήστε τον κώνο μύτης στη θέση του, βεβαιωθείτε για τη σωστή εφαρμογή του.

Φύλαξη

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει για 10 λεπτά πριν την αποθηκεύσετε.
- Φυλάσσετε τη μονάδα σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 15° C και 35° C.

Αποκατάσταση προβλημάτων

Πάντα διαβάζετε πλήρως τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το i-Light. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το i-Light συμβουλευθείτε τον προκείμενο οδηγό αποκατάστασης βλαβών, καθώς η εν λόγω ενότητα αφορά τα πλέον κοινά προβλήματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε με το i-Light. Εάν ακολουθήσατε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα αυτή και συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® για περαιτέρω βοήθεια.

Γυρίζω το διακόπτη στη θέση ON (ενεργοποίησης), αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε πως η μονάδα έχει συνδεθεί σε μια πρίζα που λειτουργεί.
- Δοκιμάστε σε άλλη πρίζα.

Η μονάδα φαίνεται πως έχει ρωγμές ή έχει σπάσει.

- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί φθορές. Εάν έχετε αμφιβολίες ως προς τη χρήση της μονάδας, διακόψτε την χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® για περαιτέρω βοήθεια.

Ενεργοποίησα τη μονάδα (στη θέση ON) αλλά δεν μπορώ να αυξήσω την ένταση του φωτός.

- Προσπαθήστε να επαναρυθμίσετε τη μονάδα απενεργοποιώντας την και περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λυχνίας ανάβει πράσινη αλλά η μονάδα δεν εκπέμπει εκλάμψεις όταν το πλήκτρο είναι πιεσμένο.

- Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως με το δέρμα.
- Προσπαθήστε να επαναρυθμίσετε τη μονάδα απενεργοποιώντας την και περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Διαπιστώνω μια περίεργη οσμή.

- Βεβαιωθείτε πως η περιοχή είναι εντελώς ξυρισμένη πριν αρχίσετε την εφαρμογή.

Οι περιοχές εφαρμογής γίνονται κόκκινες μετά την εφαρμογή.

- Αυτό είναι κανονικό και η ερυθρότητα θα υποχωρήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιήστε χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.

Δεν διαπίστωσα ικανοποιητικά αποτελέσματα ή οι τρίχες άρχισαν να αναπτύσσονται ξανά.

- Οι τρίχες ενδέχεται να αναπτυχθούν ξανά μετά από την πρώτη εφαρμογή. Αυτό είναι απόλυτα κανονικό. Για βέλτιστο αποτέλεσμα επαναλάβετε την εφαρμογή όταν διαπιστώσετε πως οι τρίχες αναπτύσσονται ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί στιγμιαία (για περίπου 40 δευτερόλεπτα) για να κρυώσει. Όταν η συσκευή κρυώσει θα είναι πάλι έτοιμη προς χρήση.

Ενδείξεις LED & ηχητικά σήματα

Ένδειξη LED έντασης/λειτουργίας έκλαμψης	Ένδειξη
Όλες οι επιλεγμένες ενδείξεις LED αναβοσβήνουν	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί και έχει απενεργοποιηθεί στιγμιαία προκειμένου να κρυώσει.
Οι ενδείξεις LED έντασης αναβοσβήνουν σε σειρά	Η συσκευή δυσλειτουργεί. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και προσπαθήστε ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί για επισκευή.

Όλες οι ενδείξεις LED αναβοβλύνουν με ηχητικό προειδοποιητικό σήμα	Ο κώνος μύτης έχει αφαιρεθεί ή δεν εφαρμόζει σωστά.
Ηχητικά σήματα	Ένδειξη
Μη πλήρης επαφή	Πατήθηκε το πλήκτρο έκλαμψης ενόσω ο αισθητήρας επαφής δέρματος δεν εφάπτονταν πλήρως.
Αντικατάσταση φυσιγγίου φωτός	Το φυσιγγίο φωτός λείπει ή πρέπει να αντικατασταθεί.
Εμπλοκή αισθητήρα επαφής	Πατήθηκε το πλήκτρο έκλαμψης μετά την τοποθέτηση του αισθητήρα επαφής από τη θέση της συσκευής σε λειτουργία. Ενδεχόμενη εμπλοκή αισθητήρα επαφής.

Συχνές ερωτήσεις (www.remington-ilight.com)

Ε. Τι είναι το i-Light; Τι είναι το έντονο παλμικό φως (Intense Pulse Light-IPL);

Α. Το έντονο παλμικό φως (IPL) λειτουργεί ανακατευθύνοντας έναν εξαιρετικά σύντομο, έντονο παλμό διηθημένου φωτός μέσα στο δέρμα. Το φως απορροφάται από τις χρωστικές ουσίες στο εσωτερικό και γύρω από την τρίχα και αδρανοποιεί προσωρινά το τριχοφυλάκιο εμποδίζοντας την εκ νέου ανάπτυξη της τρίχας.

Ε. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το i-Light;

Α. Άντρες και γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιούν το i-Light για να αφαιρούν ανεπιθύμητες τρίχες σε οποιοδήποτε σημείο χαμηλότερα του λαιμού. Το i-Light έχει σχεδιαστεί για άτομα με ανοιχτή έως μέση δερματική απόχρωση και σκούρες τρίχες. Η χρήση του είναι ασφαλής μόνο στις δερματικές αποχρώσεις του λευκού, εβένινου, σκούρου καφέ, μπτζέ, και ανοιχτού καφέ. Η χρήση του είναι ασφαλής σε μελαχρινό φυσικό χρώμα μαλλιών συμπεριλαμβανομένου του μαύρου, σκούρου καφέ και μέτριου καφέ.

Ε. Σε ποιες περιοχές του σώματός μου μπορώ να χρησιμοποιήσω το i-Light;

Α. Το i-Light είναι σχεδιασμένο για χρήση σε περιοχές χαμηλότερες του λαιμού, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, των χεριών, της γραμμής του μπικίνι, των μητράτων, του στήθους και της πλάτης.

Ε. Τι μπορώ να περιμένω από το i-Light;

Α. Το i-Light προσφέρει ασφαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση επαγγελματικού επιπέδου με χρήση της τεχνολογίας IPL.

Ε. Ποιους κίνδυνους ενέχει η χρήση του i-Light; Είναι ασφαλές;

Α. Το i-Light είναι ασφαλές ως προς τη χρήση του, ωστόσο όπως και με κάθε ηλεκτρονική συσκευή είναι σημαντικό να διαβάσετε και τηρήσετε τις οδηγίες λειτουργίας.

Ε. Πόσο συχνά θα πρέπει να χρησιμοποιώ το i-Light;

Α. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το i-Light όποτε διαπιστώσετε πως η τρίχα αρχίζει να αναπτύσσεται ξανά.

Ε. Πόσο διαρκούν οι εφαρμογές;

Α. Ο χρόνος διαφέρει αναλόγως του μεγέθους της περιοχής εφαρμογής, όμως μία πλήρης αποτρίχωση ενός ποδιού δεν διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά.

Ε. Πότε θα αρχίσω να βλέπω αποτελέσματα;

Α. Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα. Μερικές φορές η τρίχα φαίνεται πως αναπτύσσεται πάλι μετά την εφαρμογή, όμως πολλές από αυτές τις τρίχες θα αρχίσουν να πέφτουν μετά από δυο εβδομάδες.

Η τρίχα αναπτύσσεται σε έναν κύκλο 3 διαφορετικών φάσεων συνολικής διάρκειας 18-24 μηνών. Μόνον οι τρίχες που βρίσκονται στη φάση αναγέννησης επιδέχονται εφαρμογής, και για αυτόν το λόγο απαιτούνται πολλές εφαρμογές για βέλτιστα αποτελέσματα. Γενικά, τα αποτελέσματα είναι ορατά μέσα σε λίγες εβδομάδες από την πρώτη εφαρμογή. Η συνεχής, τακτική εβδομαδιαία (ή κάθε 2 εβδομάδες για τρεις εφαρμογές) χρήση θα επιτύχει καλά αποτελέσματα εντός 6 έως 12 εβδομάδων (η πιο σκούρα δερματική απόχρωση ενδεχομένως να απαιτήσει περισσότερο χρόνο).

Ε. Γιατί οι τρίχες μου αναπτύσσονται παρά τις εφαρμογές;

Α. Η τρίχα συνεχίζει να αναπτύσσεται για έως και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή, διάστημα στο οποίο θα παρατηρήσετε ότι οι τρίχες θα αρχίσουν να πέφτουν. Μια άλλη αιτία για συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τρίχας μπορεί να είναι η μη κάλυψη μιας περιοχής κατά την εφαρμογή. Συνεχίστε τις εφαρμογές στην περιοχή όποτε παρατηρήσετε την τρίχα να αναπτύσσεται εκ νέου.

Ε. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο;

Α. Η έκθεση στον ήλιο προκαλεί την παρουσία υψηλών επιπέδων μελανίνης και εκθέτει το δέρμα σε μεγαλύτερο ενδεχόμενο κίνδυνο εμφάνισης εγκαυμάτων ή φουσκάλων.

Ε. Ποιες είναι οι αντενδείξεις κατά της χρήσης του i-Light;

Α. Ορισμένοι όροι ενδεχομένως να περιορίσουν τη δυνατότητα χρήσης της συσκευής. Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη την ενότητα Προειδοποιήσεις και Προληπτικά Μέτρα Ασφαλείας στο εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το i-Light.

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστώ τη λυχνία;

Α. Η λυχνία πρέπει να αντικαθίσταται μετά από 1500 εκλάμψεις. Το ενδεικτικό φωτάκι κατάστασης της λυχνίας να ανάβει πράσινο για τις πρώτες 1350 εκλάμψεις της διάρκειας ζωής του φυσιγγίου. Θα αλλάξει σε κίτρινο προκειμένου να σας προειδοποιήσει πως παραμένουν μόνο 150 εκλάμψεις. Όταν το φως αρχίσει να αναβοβλίνει ο χρόνος ζωής του φυσιγγίου έχει τελειώσει και πρέπει να αντικαταστήσετε τη λυχνία.

Μοντέλο ανταλλακτικού: SP-IPL

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το i-Light στο πρόσωπο μου;

Α. Όχι. Το i-Light δεν συνιστάται για χρήση στο πρόσωπο ή στο λαιμό.

Ε. Πώς πρέπει να φροντίζω τις περιοχές μετά την εφαρμογή;

Α. Αποφεύγετε την έκθεση χωρίς προστασία των περιοχών εφαρμογής στον ήλιο.

Ε. Θα πρέπει να περιορίσω τις συνήθειες δραστηριότητες μου μετά τη χρήση του i-Light;
Α. Δεν είναι απαραίτητο να περιορίσετε τις κανονικές σας δραστηριότητες μετά την εφαρμογή υπό την προϋπόθεση πως δεν θα παρουσιαστούν μη κανονικές επιπλοκές. Συνιστάται η εφαρμογή να πραγματοποιείται πριν την βροδινή κατάκλιση έτσι ώστε ενδεχόμενη ερυθρότητα του δέρματος να έχει υποχωρήσει έως το πρωί.

Ε. Είναι το i-Light επικίνδυνο για το δέρμα μετά από μακροχρόνια χρήση;

Α. Δεν έχουν αναφερθεί κανενός είδους παρενέργειες ή δερματικές βλάβες από τη μακροχρόνια χρήση έντονου παλμικού φωτός.

Ε. Πόσο συχνά θα πρέπει να πραγματοποιώ εφαρμογές με το i-Light;

Α. Ένα διάστημα 2 εβδομάδων για την πρώτη εφαρμογή έχει αποδειχθεί ως το πλέον αποτελεσματικό για τη μείωση της τριχοφυΐας. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή σε μία περιοχή στο πλαίσιο μιας συνεδρίας πρέπει να αποφεύγεται, αφού δε θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα αλλά θα αυξήσει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light εάν έχω ξανθές, κόκκινες, γκριζές ή λευκές τρίχες;

Α. Το i-Light λειτουργεί καλύτερα σε πιο σκούρες τρίχες γιατί περιέχουν περισσότερη μελανίνη, τη χρωστική ουσία που προσδίδει στην τρίχα και στο δέρμα το χρώμα του. Η μελανίνη απορροφά την ενέργεια του φωτός που χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή με το i-Light. Οι μαύρες και οι σκουρόχρωμες καφέ τρίχες ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Οι καφές και οι ανοιχτόχρωμες καφέ τρίχες ανταποκρίνονται επίσης, όμως κατά κανόνα απαιτούν περισσότερες εφαρμογές. Οι κόκκινες τρίχες ενδοχόμενως να επιδείξουν κάποια ανταπόκριση. Οι λευκές, γκρι ή οι ξανθές συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις εφαρμογές με το i-Light, αν και ορισμένοι χρήστες ανέφεραν αποτελέσματα μετά από πολλαπλές εφαρμογές.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το i-Light εάν έχω ένα φυσικό σκούρο δέρμα;

Α. Όχι. Το i-Light έχει σχεδιαστεί για να αντιδρά με το σκούρα χρωστική ουσία της τρίχας. Ως εκ τούτου, το σκούρο καφέ και μαύρο δέρμα μπορούν να απορροφήσουν υπερβολικά μεγάλη ποσότητα ενέργειας (θερμότητας) από τη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει δερματικές βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε το i-Light σε φυσικά σκούρο δέρμα, καθώς αυτό περιέχει πολλή μελανίνη. Η εφαρμογή του i-Light σε σκούρο δέρμα μπορεί να επιφέρει εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλοιώσεις (υπέρχρωση ή υποχρωση).

Εξετάστε τον πίνακα δερματικών αποχρώσεων στη σελίδα 3 προκειμένου να διαπιστώσετε εάν το i-Light είναι κατάλληλο για εσάς.

Ε. Χρειάζομαι προστατευτικό ματιών καθ' όσο χρησιμοποιώ το i-Light;

Α. Όχι, δεν είναι επιβλαβές για τα μάτια, εκτός από την περίπτωση που κατευθυνθεί στο πρόσωπο. Το i-Light διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο αποτρέπει ακούσια έκλαμψη όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα. Η μικρή ποσότητα φωτός που εκπέμπεται κατά την εφαρμογή είναι ανάλογη τους φλας μιας φωτογραφικής μηχανής και δεν είναι επιβλαβής για τα μάτια, εκτός από την περίπτωση που κατευθυνθεί στο πρόσωπο.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light εάν είμαι έγκυος ή θηλάζω;

Α. Όχι. Το i-Light δεν έχει δοκιμαστεί σε έγκυες γυναίκες, ως εκ τούτου δεν συνιστούμε τη χρήση του εάν εγκυμονείτε ή θηλάζετε. Ορμονικές μεταβολές θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθησία και τον ενδεχόμενο κίνδυνο τραυματισμού του δέρματος.

Ενδεδειγμένες δερματικές αποχρώσεις, Πίνακας δερματικών αποχρώσεων – Τύποι δέρματος Fitzpatrick 1 – 4

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα τύπων δέρματος για αυτοαξιολόγηση, αθροίζοντας τη βαθμολογία από κάθε μία από τις ερωτήσεις που απαντήσατε. Στο τέλος υπάρχει μια κλίμακα που παρέχει ένα εύρος για κάθε μία από τις 6 κατηγορίες τύπων δέρματος. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να διαπιστώσετε σε ποιον τύπο δέρματος ανήκετε.

Γενετική προδιάθεση

Βαθμολογία	0	1	2	3	4
Τι χρώμα είναι τα μάτια σας;	Ανοιχτόχρωμο μπλε, γκρι, πράσινο	Μπλε, γκρι ή πράσινο	Μπλε	Σκούρο καφέ	Καφε-μαύρο
Ποιο είναι το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας;	Καστανό	Ξανθό	Καστανό σκούρο ξανθό	Σκούρο καφέ	Μαύρο
Τι χρώμα είναι το δέρμα σας (οι μη εκτεθειμένες περιοχές);	Πυρόξανθο	Πολύ λευκό	Ωχρο με μπλε απόχρωση	Ανοιχτό καφέ	Σκούρο καφέ
Έχετε κηλιδώσεις σε μη εκτεθειμένες περιοχές;	Πολλές	Αρκετές	Λίγες	Τυχαίες	Καμία

Γενική βαθμολογία γενετικής προδιάθεσης: _____



αντίδρασης στην έκθεση στον ήλιο

Βαθμολογία	0	1	2	3	4
Τι συμβαίνει όταν παραμένετε στον ήλιο για μεγάλο διάστημα;	Εμφανίζεται επίπονη ερυθρότητα, φουσκάλες, ξεφλούδισμα	Εμφανίζει φουσκάλες και μετά ξεφλουδίζει	Καίγεται ορισμένες φορές και ξεφλουδίζει	Καίγεται σπάνια	Δεν καίγεται ποτέ
Σε ποιο βαθμό μαυρίζετε;	Δύσκολα ή καθόλου	Ελαφρύ μαύρισμα	Μέτριο μαύρισμα	Μαυρίζει πολύ εύκολα	Γίνεται σκούρο καφέ γρήγορα
Μαυρίζετε μέσα σε λίγες ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο;	Ποτέ	Σπάνια	Ορισμένες φορές	Συχνά	Πάντα
Πώς αντιδρά το πρόσωπο σας στον ήλιο;	Πολύ ευαίσθητο	Ευαίσθητο	Κανονικό	Πολύ ανθεκτικό	Ποτέ δεν είχα πρόβλημα

Συνολική βαθμολογία αντίδρασης στην έκθεση στον ήλιο: ____

Συνολική βαθμολογία συμπεριφοράς μαυρίσματος

Βαθμολογία	0	1	2	3	4
Πότε εκθέσατε το σώμα σας στον ήλιο τελευταία φορά (ή χρησιμοποιήσατε σολάρיום / κρέμα μαυρίσματος);	Πριν από περισσότερους από 3 μήνες	Πριν από 2-3 μήνες	Πριν από 1-2 μήνες	Πριν από λιγότερο από ένα μήνα	Πριν από λιγότερες από 2 εβδομάδες
Εκθέσατε την περιοχή προς εφαρμογή στον ήλιο;	Ποτέ	Σπάνια	Μερικές φορές	Συχνά	Πάντα

Συνολική βαθμολογία συμπεριφοράς μαυρίσματος: ____

Αθροίστε τις συνολικές βαθμολογίες από κάθε μία από τις τρεις ενότητες για να διαπιστώσετε τη βαθμολογία του δερματικού σας τύπου.

Βαθμολογία Τυπολογίας Δέρματος – Τύπος Δέρματος Fitzpatrick

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
άνω των 30	V-VI

Μη χρησιμοποιείτε το i-Light

ΤΥΠΟΣ 1: Δέρμα με υψηλή ευαισθησία, καίγεται πάντα, δεν μαυρίζει ποτέ.
Παράδειγμα: κόκκινα μαλλιά με φακίδες

Τύπος 2: Δέρμα πολύ ευαίσθητο στον ήλιο, καίγεται εύκολα, μαυρίζει ελάχιστα.
Παράδειγμα: ανοιχτόδερμοι, ξανθοί καυκάσιοι

ΤΥΠΟΣ 3: Δέρμα ευαίσθητο στον ήλιο, ενίοτε καίγεται, αποκτά αργά ένα ελαφρύ καφέ χρώμα.
Παράδειγμα: σκούροι καυκάσιοι

ΤΥΠΟΣ 4: Δέρμα ελάχιστα ευαίσθητο στον ήλιο, καίγεται ελάχιστα, πάντοτε αποκτά μέτριο καφέ μαύρισμα.
Παράδειγμα: καυκάσιοι μεσογειακού τύπου, ορισμένοι λατινοαμερικάνοι

ΤΥΠΟΣ 5: Δέρμα μη ευαίσθητο στον ήλιο, καίγεται σπάνια, μαυρίζει πολύ.
Παράδειγμα: ορισμένοι λατινοαμερικάνοι, ορισμένοι αφρικανοί

ΤΥΠΟΣ 6: Δέρμα μη ευαίσθητο στον ήλιο, δεν καίγεται ποτέ, βαθιά
Παράδειγμα: σκούροι αφρικανοί



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η ανακύκλωσή του μπορεί να γίνεται στο Remington® Service Centre ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση βλέπε
www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



ΣΕΡΒΙΣ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και δεν έχει ελαττώματα. Εγγυόμαστε για αυτό το προϊόν ότι δεν θα παρουσιάσει βλάβες λόγω ελαττωματικών υλικών ή κατασκευής για περίοδο 2 ετών από την πραγματική ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή. Αν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης, θα επιδιορθώσουμε οποιαδήποτε βλάβη ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν ή οποιοδήποτε μέρος του χωρίς χρέωση, εφόσον υπάρχει η απόδειξη αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει παράταση της περιόδου της εγγύησης. Για θέματα εγγύησης απλά καλέστε το Κέντρο Σέρβις της REMINGTON® στην περιοχή σας.

Αυτή η εγγύηση καλύπτει και συμπληρώνει τα κανονικά νόμιμα δικαιώματά σας.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες στις οποίες πωλείται το προϊόν μας από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η εν λόγω εγγύηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση λυχνιών, οι οποίες είναι αναλώσιμα εξαρτήματα.

Επίσης δεν καλύπτει βλάβη του προϊόντος λόγω ατυχήματος ή μη ενδεδειγμένης χρήσης, κακής χρήσης, μετατροπής του προϊόντος ή χρήσης αντίθετα προς τις τεχνικές οδηγίες ή/και οδηγίες ασφαλείας που απαιτούνται. Αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύσει, αν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο από εμάς άτομο.





Kaj je naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe?

Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe je aparat za domačo uporabo, namenjen za odstranjevanje telesnih dlak s tehnologijo intenzivne pulzirajoče svetlobe (angl. Intense Pulsed Light - IPL). To je enaka tehnologija, ki jo uporabljajo v profesionalnih salonih za odstranjevanje dlak ali bolnicah. Pri pravilni uporabi se dolgoročno zmanjša količina dlak.

Kaj je intenzivna impulzna svetloba in kako deluje naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe?

Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe deluje tako, da se v kožo usmeri izredno kratek intenziven impulz svetlobe. Melanin absorbira svetlobno energijo v lasne folikle (lasne mešičke) in začasno onemogoči ter zakasni rast dlak.

Med ciklom rasti las se lasni mešički nenehno razvijajo v treh stopnjah. Te stopnje so:

Anagena stopnja (stopnja rasti) je aktivna stopnja rasti lasnih foliklov.

Koncentracija melanina je na tej stopnji najvišja in odgovorna za pigmentacijo las. V anageni stopnji so samo dlake občutljivi na delovanje pulzirajoče svetlobe (slika 2).


Katagena stopnja (stopnja degradacije) je kratka prehodna stopnja, ki sledi anageni stopnji in opozarja na končano aktivno rast dlak. Ta stopnja običajno traja 2 do 3 tedne (slika 3).

Telogena stopnja (stopnja počivanja): V tej stopnji lasni mešički popolnoma mirujejo. Ta stopnja traja približno 100 dni in je s tem najdaljša. Med tem časom izpodrivajo nove dlake stare dlake, in dopuščajo tako ponoven začetek cikla rasti dlak (slika 4).

Kaj lahko pričakujete od naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe?

Naše študije so pokazale, da se rast las pomenljivo zmanjša že po enkratnem tretmaju. Vendar pa na splošno gledano optimalnih rezultatov ni mogoče doseči z enkratnim tretmajem. Če želite doseči najboljše rezultate, je treba ponoviti tretma, čim opazite, da so dlake ponovno začele rasti. Rezultati se pri posameznih osebah zelo razlikujejo, večina pa bo vsaka dva tedna ponovila tretma na tretiranih delih telesa najmanj trikrat, dokler oseba ne doseže želenega rezultata.

Nekaj dni po prvem tretmaju bi lahko opazili izpad dlak. Pojavi se rast dlak, ki je manj gosta, bolj nežna in barvno svetlejša od vaših običajnih dlak. Ponovna rast dlak je pravilna in pričakovana.



1] Anagena stopnja

2] Katagena stopnja

3] Telogena stopnja



POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Pred začetkom uporabe naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe:

Skrbno preberite vsa opozorila in varnostne informacije

Pred začetkom preverite, če je naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe primerna za uporabo na vašem telesu.

V ta namen uporabite tabelo vrsto kože na škatli in na sprednji strani teh navodil, da ugotovite ali je ta aparat primeren za vas.

Tip kože

- Glejte tabelo barve kože na strani 3.
- Ne uporabljajte na naravno temni koži (tip V in VI po Fitzpatricku), ker so lahko posledice opekline, mehurčki in sprememba barve polti.
- Ne uporabljajte na naravno temni koži (tip V in VI po Fitzpatricku), ker so lahko posledice opekline, mehurčki in sprememba barve polti.
- Uporaba naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe ni uspešna pri naravno belih, sivih, plavolasih in rdečih barvah telesnih dlak.

Področja, ki niso primerna za obdelavo:

- Ne uporabljajte na obrazu ali vratu.
- Ne uporabljajte na bradavičkah, dvoru ali genitalijah.
- Ne uporabljajte, če imate tetovaže ali stalno ličila na območju telesa, ki ga nameravate tretirati.
- Ne uporabljajte na temno rjavih ali črnih pikah, kot so materina znamenja, vrojena znamenja ali pege.
- Ne uporabljajte na območjih telesa, kjer ste imeli nedavno operacijo, imate globoko luščenja kože ali brazgotine, so bila ta območja lasersko tretirana ali so poškodovana z opeklina ali oparinami.

Kdaj ne uporabljati ali preprečiti uporabo naprave s pulzirajočo svetlobo.

- Ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite.
- Ne uporabljajte, če ste v zadnjih 4 tednih bili izpostavljeni soncu ali ste umetno porjavili.
- Ne uporabljajte na suhi ali občutljivi koži, ki jo je povzročila uporaba kemičnih sredstev za piling kože, alfa-hidroksi kisline (AHA).
- Ne tretirajte isto območje več kot enkrat, ker bi sicer to lahko povzročilo opekline.

- Ne tretirajte isti predel svoje kože več kot enkrat na teden.
- Ne tretirajte kože najmanj 14 dni po mikrodermalni abraziji.
- Ne uporabljajte naprave, če ste že začeli s terapijo trajnega odstranjevanja dlak.
- Ne uporabljajte naprave, če imate kožno bolezen, kot je aktivni kožni rak, če ste v preteklosti imeli kožnega raka ali katerih koli drugih lokaliziranih oblik raka, ali če imate predrakave spremembe kože ali več netipičnih znamenj na območju telesa, ki ga nameravate tretirati.
- Ne uporabljajte, če imate epilepsijo z občutljivostjo na bliskavo luč.
- Ne uporabljajte, če ste v preteklosti imeli kolagenske motnje, vključno s koloidnim nastankom brazgotin ali slabo celjenje ran.
- Ne uporabljajte, če ste imeli v preteklosti vaskularne bolezni, kot so krčne žile ali vaskularna ektažija na območju telesa, ki ga nameravate obdelati.
- Ne uporabljajte, če je vaša koža občutljiva na svetlobo in povzroča izpuščaje ali alergijsko reakcijo. Če jemljete fotosenzibilna sredstva ali zdravila preverite embalažni listek z navodili za uporabo zdravila. Nikoli ne uporabljajte naprave, če utegne to povzročati fotoalergične ali fototoksične reakcije ali če se morate izogniti soncu med uporabo zdravil.
- Ne uporabljajte, če imate diabetes, lupus eritematozo, porfirijo ali kongestivno obolenje srca.
- Ne uporabljajte na območju kože, ki ga trenutno zdravite ali ste to območje pred kratkim zdravili z alfa-hidroksi kislinami (AHA), beta-hidroksi kislinami (BHA), topičnim isotretinoinom in azelaično kislino.
- Ne uporabljajte, če ste v zadnjih šestih mesecih jemali oralni Isotretinoin Accutane ali Roaccutane. Zdravljenje s temi zdravili lahko naredi kožo bolj občutljivo na solze, rane in vnetja.
- Ne uporabljajte, če ste imeli nepravilnosti pri krvavenju ali če jemljete protikoagulacijska zdravila vključno s povišanim jemanjem aspirina, na način, ki ne dopušča minimalno enotedenskega obdobja izpiranja na vsak tretma kože.
- Ne uporabljajte, če imate okužbo, ekcem, opekline, vnetje mešičkov, odprte raztrganine, odrgnine, kirurški posek, navadni herpes, rane, telesne poškodbe ali hematome na območjih telesa, ki jih imate namen tretirati.
- Ne uporabljajte, če ste imeli imunosupresivno bolezen (vključno s HIV infekcijo ali AIDS) ali če jemljete imunosupresivna zdravila.
- Ne uporabljajte, če jemljete protibolečinska zdravila, kajti ta zdravila zmanjšujejo občutljivost na toploto.
- Ne uporabljajte dolgotrajne dezodorante. To lahko povzroči kožne reakcije.
- Ne uporabljajte nad ali v bližini umetnih vsadkov, kot so silikonski ali kontracepcijski vsadki Implanon, srčnega spodbujevalnika, mesta podkožnega vbrizgalnega mesta (doziranje insulina) ali prebodov.



**POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
OPOZORILO – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA
UDARA, POŽARA ALI POŠKODB OSEB:**

Kot je pri vseh električnih aparatih, so tudi pri tej napravi električni deli pod nape-
tostjo, četudi je naprava ugasnjena. Za preprečevanje tveganja poškodb ali smrti
zaradi električnega udara upoštevajte sledeče:

- Vedno je treba povleci ven vtič iz vtičnice neposredno po uporabi.
- Ne uporabljajte naprave blizu vode.
- Ne postavljajte ali shranite to napravo na mestih, ker bi lahko padla v kopel ali umivalnik.
- Ne odlagajte ali postavite naprave v vodo ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se naprave, če je ta padla v vodo ali drugo tekočino. Nemudoma izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ne dotikajte se naprave, če je ta postala mokra. Nemudoma izvlecite vtič iz vtičnice.
- Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.
- Hranite napravo vedno na suhem.
- Če imate namen prestaviti napravo iz zelo mrzle okolice na zelo toplo okolico, počakajte pred uporabo najmanj dve uri.
- Ko je naprava priključena na elektriko, je ne pustite brez nadzora.
- Električnega vtiča in kabla za električno napajanje ne približujte ogrevanim površinam.
- Pazite, da se električni vtič in kabel za električno napajanje ne zmočita.
- Naprave ne izklaplajte z mokrimi rokami.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Nadomestni kabel lahko dobite v servi-
snih centrih Remington®.
- Uporabite in shranite izdelek pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Strižnika ni dovoljeno prati. Če vam pade v vodo, ga najprej izključite iz elektrike in nato
sezite v vodo ponj.
- Uporabljajte samo dele, ki ste jih prejeli z napravo.
- Izdelek hranite izven dosega otrok. Če izdelek uporabljajo osebe z zmanjšano fizično,
senzorno ali psihično sposobnostjo ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, lahko pride do
nesreč. Osebe, odgovorne za njihovo varnost, jih morajo natanko poučiti o uporabi izdel-
ka ali jih med uporabo nadzirati.

Referenčni diagram naprava s pulzirajočo svetlobo (stran 3)

- | | |
|---|--|
| A Ročaj naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe | K Vtičnica za napajalni kabel |
| B Gumb za sproženje pulzirajoče svetlobe | L Gumb za izbor stopnje intenzivnosti |
| C Senzor stika s kožo | M Prikazovalnik izbora stopnje intenzivnosti |
| D Odprtina za pulzirajočo svetlobo | N Izbiranje načina pulziranja svetlobe |
| E Nosni konus | O Prikazovalnik izbora načina pulziranja svetlobe |
| F Gumbi za sproščanje nosnega konusa | P Prikazovalnik indikatorja stanja žarnice |
| G Svetlobni vložek | Q Napajalni kabel |
| H Kabel ročne naprave | R Krpa brez volnenih puhkov |
| I Osnovna naprava s pulzirajočo svetlobo | |
| J Omrežno stikalo | |

Seznajte se s funkcijami svojega novega aparata i-luč.

Odprtina za pulzirajočo svetlobo (slika 1-D)

Odprtina za pulzirajočo svetlobo je zaščiten s filtriranim steklom, ki ščiti pred ultravijolični-
mi žarki in dopušča prehod le določenih valovnih dolžin luči od ročne naprave na kožne in
lasne mešičke.

⚠ OPOZORILO: Pred uporabo vedno pregledjte odprtino za pulzirajočo svetlobo, da
se prepričate, da niso poškodovane leče.

⚠ OPOZORILO: Pred uporabo vedno očistite odprtino za pulzirajočo svetlobo s
priloženo krpo, da s tem zagotovite, da na lečah ni olja ali tujkov.

Senzor za stik s kožo (slika 1-C)

Senzor za stik s kožo je varnostni mehanizem, ki preprečuje, da bi se naprava nehote
vklopila. Če želite aktivirati napravo, mora biti senzor za stik s kožo povsem pritisnjen na
kožo.

**Gumb za bliskanje (slika 1-B)**

Gumb za pulzirajočo svetlobo je na ročaju. Za vklop bliskave žarnice, se prepričajte, da je senzor za stik s kožo dela, nato pritisnite gumb za bliskanje.

Prikazovalnik indikatorja stanja žarnice (slika 1-P)

Naprava je pripravljena za bliskanje, ko se je vklopila zelena luč prikazovalnika indikatorja stanja žarnice.

OPOMBA: Če je gumb za sproženje pulzirajoče svetlobe pritisnjen IN senzor za stik s kožo ni aktiven ALI če prikazovalnik indikatorja stanja žarnice ne svetli, odda naprava zvočni signal.

Ko se pri prikazovalniku indikatorja stanja žarnice prižge rumena luč, je v bliskavki še 150 žarkov. Ko utripa v prikazovalniku indikator stanja žarnice rumeno, je vložek žarnice porabljen in ne bo več deloval. Zamenjati morate vložek žarnico, če želite napravo dalje uporabiti.

Gumbi za sproščanje nosnega konusa (slika 1-F)

Pritisnite gumba in nežno potegnite, da se odstrani nosni konus.

OPOZORILO: Pred odstranjevanjem nosnega konusa se **VEDNO** prepričajte, da je naprava izklopljena in napajalni kabel ni priključen. Če je nosni konus odstranjen, medtem ko je aparat vklopljen, bodo na aparatu hkrati zasvetile vse kontrolne lučke in oddan bo zvočni signal.

Svetlobni vložek (slika 1-G)

Vsak svetlobni vložek je dotrajan po 1.500 žarkov. Ko so bile vsi žarki porabljeni, je treba vložek zamenjati.

Nadomestni model: SP-IPL

Izbor stopnje intenzivnosti (slika 1-L)

Naprava s pulzirajočo svetlobo je opremljena s 5 stopnjami intenzivnosti. Stopnja 1 je najnižja nastavitve, 5 pa najvišja.

NASVET: Za najbolj učinkovite rezultate, vedno uporabite najvišjo stopnjo intenzivnosti, ki ne povzroča nevšečnosti na koži. Če želite izvedeti, katero stopnjo intenzivnosti trenutno uporabljate, upoštevajte število osvetljenih luči na ravni intenzivnosti izbor prikaza.

Vaša naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe bo samodejno nastavila 1. stopnjo intenzivnosti vsakič, ko VKLOPITE napravo. Če želite spremeniti stopnjo, pritisnite gumb za izbor stopnje intenzivnosti.

Izbiranje načina pulziranja svetlobe (slika 1-N)

Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe je opremljena z dvema načinoma delovanja: enojnim načinom pulziranja svetlobe ter večkratnim pulziranjem svetlobe. Vaša naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe se samodejno nastavi na enojni način pulziranja svetlobe vsakič, ko napravo VKLOPITE.

Enojni način pulziranja svetlobe: naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe, bo enkrat zabliskala, ko pritisnete na gumb za sproženje pulzirajoče svetlobe IN je senzor za stik s kožo aktiviran.


Večkratno pulziranje svetlobe: Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe zablešči enkrat na dve sekundi, ko pritisnete na gumb za sproženje pulzirajoče svetlobe in je senzor za stik s kožo aktiviran.

Če želite VKLOPITI večkratno pulziranja svetlobe, pritisnite izbirni gumb za večkratno pulziranja svetlobe. Prikazovalnik izbora Večkratno pulziranja svetlobe zasveti. Znova pritisnite ta gumb, da izklopite Večkratno pulziranja svetlobe in se vrnete na enojni način pulziranja svetlobe.



Preverite napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe napravo na koži (slika 5).


1. Preglejte opozorila in varnostne ukrepe.
2. Spoznajte funkcije naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe.
3. Oglejte si tabelo vrsto kože, da se ugotovite ali je vaša barva kože v sprejemljivem obsegu.
4. Preizkusite napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe na majhni delu kože in počakajte 48 ur, da se prepričate, da nimate nobenih neželenih učinkov.



Obdelajte želeno(a) mesto(a) z naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe.


Prpravite svojo kožo na terapijo

1. Območje kože, ki ga nameravate obdelati mora biti čista, brez olja, dezodoranta, parfuma, ličil, losjona ali kreme. Obrijte dlake na območja, ki ga je treba tretirati.
2. Nikoli ne uporabljajte voska, epilacije, pincet ali depilacijskih izdelkov za odstranjevanje dlak, ker ti izdelki preprečujejo postopek IPL.



Prpriavite napravo za terapijo


3. Odvijte kabel ročne baze naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe and in položite ročni del v osnovni nosilec. Poiščite stikalo za vklop na bazi naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe in se prepričajte, da je naprava izklopljena. Priključite napajalni kabel na bazo naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe na električni vtičnici. Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico. VKLOPITE stikalo za vklop (slika 6).
4. Izberite želeno raven intenzivnosti. Če želite uporabiti večkratno pulziranje svetlobe, ga vklopite z uporabo gumbom za izbiranje načina delovanja (slika 7).



Obdelajte želeno območje/želeno območja z napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe.

Enojni način pulziranja svetlobe

1. Usmerite napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe proti soji koži tako, da odprtina pulzirajoče svetlobe podira na površino kože (slika 8).
2. Prepričajte se, da deluje senzor za stik s kožo in je na prikazovalniku prižgan indikator za prikazovanje stanje žarnice.
3. Za vklop naprave pritisnite gumb za sproženje pulzirajočih žarkov svetlobe (slika 9).
4. Premikajte ročni del na novo območje telesa in ponovite korake 1-3 (slika 10).



Obdelajte želeno območje/želeno območja z napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe.

Večkratno pulziranje svetlobe

1. Usmerite napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe proti soji koži tako, da odprtina pulzirajoče svetlobe podira na površino kože (slika 8).
2. Prepričajte se, da deluje senzor za stik s kožo in je na prikazovalniku prižgan indikator stanje žarnice.
3. PRITISNITE in DRŽITE gumb za sproženje pulzirajoče svetlobe (slika 9), če želite aktivirati aparat.
4. Takoj potem, ko je naprava poslala prvi svetlobni žarek, potisnite ročni del na novo območje telesa. Po kratkem premoru (približno 2 sekundi) bo naprava ponovno začela pulzirati svetlobo (slika 10).



OPOMBA: Med večkratnim pulziranjem svetlobe, morata ostati senzor za stik s kožo IN gumb za sproženje pulzirajoče svetlobe povsem potisnjena. Če se ena od teh dveh enot izklopi, naprava ne bo delovala. Za nadaljevanje tretiranja, ponovite korake 1-4.

Med večkratnim pulziranjem svetlobe, ostane prikazovalnik indikatorja za stanje žarnice osvetljen, med tem ko sta senzor za stik s kožo IN gumb za sproženje pulzirajoče svetlobe vklopljena.





Nasveti za terapijo

- Če želite doseči najboljše rezultate, se izogibajte prekrivanju pulzirajočih žarkov. To prepreči izpostavljenost kože večji energiji, kot je potrebno za zaviranje rasti dlak. Prav tako zagotavlja, da boste lahko čim boljše izkoristili svetlobni vložek.
- Če želite doseči najboljše rezultate, uporabljajte vedno najvišjo stopnjo intenzivnosti, ki ne povzroča nevspečnosti na koži. Raven, ki jo boste uporabili, mora vam dati topel občutek na koži in ne sme nikakor povzročati neugodja.
- Optimalne rezultate, na splošno ni mogoče pridobiti z enkratno terapijo. Če želite doseči najboljše rezultate, je treba ponoviti terapijo, čim opazite, da so dlake ponovno začele rasti. Rezultati se razlikujejo glede na posameznika, vendar bo za prve tri terapije večina ljudi obdelala območja telesa vsake dva tedna, dokler niso doseženi želeni rezultati.
- Morda boste opazili, da so območja, kot so komolci, golenice, in gležnji, med terapijo najbolj občutljivi. To je povsem običajno in ne bi smelo biti razlog za preplah. Da bi se izognili tej občutljivosti, poskusite med terapijo raztegniti kožo stran od koščene območja.

Naknadna nega po terapiji

Po terapiji lahko pride do rahle pordele kože ali toplega občutka na koži. To je običajno in hitro izgine. Da bi preprečili draženje kože po terapiji, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Najmanj 24 ur po terapiji se ne izpostavljajte sončnim žarkom. Po vsaki terapiji je treba kožo dva tedna dolgo zaščititi kožo z zaščitnim faktorjem 30.
- Po terapiji ohraniti mesto obdelave čisto in suho in pijte veliko vode, da bo koža dobila vlago.
- Na obdelanih območjih kože ravnajte povsem nežno.
- Najmanj 24 ur po terapiji se ne kopajte v vroči kadi, ne prhajte se z vročo vodo, ne hodite v parne prostore ali savne.
- Najmanj 24 ur po terapiji ne pojdite plavati.
- Najmanj 24 ur po terapiji ne sodelujete pri kontaktnih športnih igrah.
- Ne nosite tesno prilegajoča se oblačila na obdelanih območjih telesa.
- Najmanj 2 tedna po zadnji terapiji se ne smete prekomerno dolgo izpostavljati sončnim žarkom, kot npr. s sončenjem, z uporabo solarija ali sredstvi za samodejno pridobitev temnejše polti kože.
- Med posameznimi terapijami se ne smete depilirati (z voskanjem, striženjem, puljenjem ali uporabljati kreme). Edino britje je sprejemljivo, če ste izognili britju najmanj 24 ur po terapiji.
- Najmanj 24 ur po terapiji ne uporabljajte kreme za beljenje ali dišeče izdelke.
- Ne praskajte ali vbadajte v obdelana območja kože.

Čiščenje naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe

⚠ OPOZORILO: Pred čiščenjem naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe, se prepričajte, da je stikalo za vklop in izklop IZKLOPLJENO in napajalni kabel ni priključen na osnovno enoto.

- Redno čiščenje pomaga pri zagotavljanju, optimalnih rezultatov in omogoča napravi s pulzirajočimi žarki svetlobe dolgo življenjsko dobo. Zunanjo površino osnovne enote ter ročni del lahko obrišete z rahlo vlažno krpo.
- Za čiščenje odprtine pulzirajoče svetlobe uporabite izključno samo krpo, ki je priložena k napravi s pulzirajočimi žarki svetlobe. Pazite, da ne opraskate ali poškodujete odprtino pulzirajoče svetlobe. Praske in drobci lahko zmanjšajo učinkovitost delovanja enote.
- Za trdovratne madeže na odprtini pulzirajoče svetlobe, uporabite navlaženo bombažno palčko z majhno količino vode in obrišite jo s priloženo krpo brez volnenih puhkov.
- Za odstranitev prahu in umazanije iz odprtin ročnega dela naprave uporabite majhen ročni sesalec.

⚠ OPOZORILO: Če je odprtina pulzirajoče svetlobe razpokana ali zdrobljena, naprave ne smete uporabljati. Nikoli ne praskajte po steklenem filtru ali kovinski površini znotraj nosnega konusa

⚠ OPOZORILO: Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe je pod visoko napetostjo. Nikoli ne potopite naprave v vodo. Naprave ali njenih delov ne smete nikoli čistiti pod tekočo vodo ali jih vstaviti v pomivalni stroj za posodo.

Zaradi nevarnosti požara ne uporabljajte čistilnih sredstev na osnovi nafte ali takih, ki so vnetljiva. Za čiščenje enote nikoli ne smete uporabljati grobih čistilnih gob, abrazivnih čistil ali agresivnih tekočin, kot sta nafta ali aceton.



Vzdrževanje naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe

⚠ OPOZORILO: Pred začetkom vzdrževanja naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe, se prepričajte, da je stikalo za vklop/izklop IZKLOPLJENO in napajalni kabel ni priključen na aparat.

Zamenjava žarnice

1. Pritisnite gumba in nežno potegnite, da odstranite nosni konus.
2. Nežno potegnite stari vložek žarnice
3. Nadomestita ga z novim vložkom žarnice. Nadomestni model: SP-IPL

⚠ OPOZORILO: Pri zamenjavi vložka žarnice, se žarnice ne smete dotikati neposredno, ker to pušča na njej maščobo in ostanke, kar zmanjša učinkovitost delovanja žarnice ali pa povzroči, da žarnica počí med terapijo.

4. Zamenjajte nosni konus in pazite, da pravilno zaskoči.

Shranjevanje

- Izklopite napravo, potegnite ven vtič in počakajte najmanj 10 minut, da se naprava ohladi, šele nato jo spravite.
- Shranite napravo na suhem prostoru pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.

Odpravljanje težav

Pred uporabo naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe preberite ta navodila v celoti. Oglejte se ta navodila za odpravljanje težav, če imate kakršnekoli težave z napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe, kajti to poglavje obravnava njene najpogostejše težave. Če ste sledili navodilom v tem poglavju, in težave ni bilo mogoče odpraviti, se obrnite za nadaljnjo pomoč na servisni center podjetja Remington®.

Sem vklopil stikalo, vendar naprava ne deluje.

- Prepričajte se, da je enota priključena na delujočo električno vtičnico.
- Poskusite preklopiti na drugo vtičnico.

Zdi se, da ima naprava razpoke ali je pokvarjena.

- Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte več. Če vas skrbi glede uporabe naprave, prekinite njeno uporabo in se obrnite za nadaljnjo pomoč na servisni center podjetja Remington®.

Imam vklopljeno napravo, vendar ne morem povečati niti zmanjšati intenzivnost svetlobe.

- Poskusite z resetiranjem naprave, tako da jo izklopite in nato počakate nekaj sekund, preden jo ponovno vklopite.

Kontrolna lučka za stanje žarnice sveti zeleno, vendar pa enota ne utripa ob pritisku na gumb..

- Prepričajte se, da je kontaktni senzor za kožo v polnem stiku s kožo.
- Poskusite s ponastavljanjem naprave, tako da jo izklopite in nato počakajte nekaj sekund, preden jo ponovno vklopite.

Naprava ima čuden vonj.

- Prepričajte se, da ste obrili predel kože, na kateri nameravate izvesti terapijo.

Območja, ki so bila podvržena terapiji, so pordela.

- To je običajno in rdečica bi morala kmalu splahneti. Če ne, poskusite z uporabo nižje stopnje jakosti svetlobe.

Nisem še videl optimalnih rezultatov ali pa so dlake začele ponovno rasti.

- Po prvi terapiji začnejo dlake ponovno rasti. To je povsem običajno. Za optimalne rezultate, ponovite terapijo, ko opazite ponovno rast dlak.

POMEMBNO JE VEDETI Če enoto uporabljate v daljšem časovnem obdobju, se lahko zgodi, da se naprava samodejno za kratek čas onemogoči (približno 40 sekund), da se ohladi. Ko se je naprava ohladila, je ponovno pripravljena za uporabo.

Stanje svetlobnih diod & zvočni signali

Intenzivnost / način utripanja svetlečih diod	Naznanitev
Vse trenutno izbrane svetleče diode utripajo.	Naprava se je pregrela in je trenutno onemogočena, da ima možnost se ohladiti.
Svetleče diode intenzivno utripajo v zaporedju	Naprava ne deluje pravilno. Ugasnite napravo in počakajte nekaj časa, nato poskusite znova. Če s tem težava ni odpravljena, je treba napravo vrniti v popravilo.



Vse svetleče diode utripajo z opozorilom	Nos konusa je odstranjen ali ohlapen.
Zvočni signali	Naznanitev
Slab kontakt	Gumb za sproženje pulzirajočih žarkov svetlobe je bil pritisnjen, medtem ko kontaktni senzor za kožo ni bil aktiven.
Zamenjajte svetlobni vložek	Svetlobni vložek manjka ali pa ga je treba zamenjati.
Kontaktni senzor se je lahko zataknil.	Gumb za sproženje pulzirajočih žarkov svetlobe je bil pritisnjen, potem ko je bil kontaktni senzor aktiviran že od začetka delovanja naprave. Kontaktni senzor se je lahko zataknil.

Pogosta vprašanja (www.remington-ilight.com)

V: Kaj je naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe? Kaj je intenzivno pulzirajoča svetloba (IPL)?

A. Το έντονο παλμικό φως (IPL) λειτουργεί ανακατευθύνοντας έναν εξαιρετικά σύντομο, O: IPL dela z usmerjanjem zelo kratkega, intenzivnega impulza filtrirane svetlobe v kožo. Barvni pigmenti namreč vsrkajo svetlobo v in okoli las in začasno onemogočijo lasne mešičke in s tem prepreči rast dlak.

V: Kdo lahko uporablja napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe?

O: Tako moški kot ženske lahko uporabljajo napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe za odstranjevanje dlak kjerkoli pod vratom. Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe je bil zasnovana za posameznike, ki imajo svetlo do srednje temno polt kože in temne dlake. Varne barve kože so samo bela, slonokoščena, rumenkasto rjava, bež in svetlorjava. Varne naravne barve dlak so črna, temno rjava in rjava.

V: Na katerih delih svojega telesa lahko uporabim terapijo z napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe?

O: Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe je namenjena za uporabo na naslednjih telesnih predelih: pod vratom, na nogah, rokah, predelih bikinija, prsih, hrbtu in pazduhi.

V: Kaj lahko pričakujem od naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe?

O.: Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe omogoča varno in učinkovito odstranjevanje dlak z IPL tehnologijo, na kakovostni stopnji, kot jih nudijo v lepotilnih salonih.

V: Kakšna so tveganja v povezavi z uporabo naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe? Ali je uporaba varna?

O: Uporaba naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe je varna, vendar tako kot pri vseh drugih

elektronskih napravah, je zelo pomembno, da si preberete in upoštevate navodila za uporabo.

V: Kako pogosto naj uporabljam napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe?

O: Priporočljivo je, da uporabite napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe vsakič, ko opazite ponovno rast dlak.

V: Koliko časa naj traja tretma?

O: Čas se razlikuje glede na velikost območja, ki ga nameravate tretirati, vendar pa tretma ene noge ne bi smelo trajati dalje kot 15 minut.

V: Kdaj bom začel videti rezultate?

O: Rezultatov ne smete takoj pričakovati. Včasih se po terapiji zdi, kot da zrastejo dlake nazaj, vendar bo velika količina teh dlak odpadla v roku treh tednov.

Cikel rasti las poteka v treh fazah, ki običajno traja med 18 in 24 mesecev. Dlake so samo v anageni fazi dovzetne za terapijo, zato je potrebnih več terapij, če želite optimalne rezultate. Rezultati so običajno opazni v nekaj tednih po prvi terapiji. Dobri rezultati so vidni v 6 do 12 tednov tedaj, ko so terapije redne oz. vsak teden ali vsake dva tedna po tri terapije. (Pri osebah s temnejšo kožo lahko traja to dlje.)

V: Zakaj rastejo moje dlake kljub terapiji?

O: Dlake rastejo še 2 tedna po terapiji, v tem času boste tudi opazili, da začnejo izpasti. Drugi razlog za nadaljnjo rast je lahko, da ste tisto območje izpustili med terapijo. Nadaljujte s terapijami, čim opazite ponovno rast dlak.

V: Zakaj ne smem uporabljati naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe potem, ko sem bil(-a) izpostavljen(-a) sončnim žarkom?

O: Izpostavljenost sončnim žarkom povzroča visoko raven melanina in izpostavlja kožo večjemu tveganju za nastanek opeklin ali mehurjev po terapiji.

V: Katera opozorila je treba upoštevati pri uporabi naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe?

O: Nekateri pogoji omejuje uporabo naprave. Prosimo vas, da si preberete opozorila in varnostne ukrepe v navodilih za uporabo pred začetkom uporabe naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe.

V: Kako pogosto moram zamenjati žarnico?

O: Žarnico je treba zamenjati, potem ko je oddala 1500 žarkov. Po porabljenih 1360 žarkov bo prikazovalnik stanja žarnice pokazal zeleno luč. Rumeno zasveti, ko je ostalo samo še 150 žarkov. Ko začne lučka utripati, je potekla življenjska doba vložka bliskovke in žarnico je treba zamenjati.

Nadomestni model: SP-IPL

V: Ali lahko uporabim napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe na obrazu?

O: Ne. Naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe ne priporočamo za uporabo na obrazu ali vratu.

V: Kako je treba negovati del telesa po terapiji?

O: Izogibajte se izpostavljenosti sončnim žarkom na območjih telesa, ki so bila izpostavljena terapiji.

**V: Naj prekinem običajne aktivnosti po uporabi naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe?**

O: To ni potrebno, razen seveda, če se pojavijo nenormalne komplikacije. Priporočljivo je, da izvedete terapijo pred spanjem, tako da do jutra pobleديو vsa morebitno pordeela mesta.

V: Ali je po dolgoročni uporabi naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe nevarna za kožo?

O: Do sedaj nismo prijeli poročil o neželenih učinkih ali poškodb kože zaradi dolgoročne uporabe intenzivne pulzirajoče svetlobe.

V: Kako pogosto naj izvajam terapije z napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe?

O: Na začetku se držite dvotedenskega intervala, saj se je ta način glede učinkovitosti zmanjševanja dlak najbolje odnesel. Vendar se je treba izogibati temu, da med eno terapijo obdelate večkrat isto telesno območje, ker se s tem učinkovitost ne bo izboljšala. To bo kvečjemu povečalo tveganje za draženje kože.

V: Ali lahko uporabim napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe, če imam plavolase, rdeče, sive ali bele dlake?

O: Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe deluje najbolje na temnejših tipih las, ker vsebujejo več melanina, pigmenta, ki daje lasem in koži značilno barvo. Melanin je tisto, kar absorbira svetlobna energija, uporabljene med obsevanjem naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe. Črne in temno rjave dlake se najbolje odzivajo na terapijo. Čeprav se tudi rjave in svetlo rjave dlake odzovejo na terapijo, bo za rezultat potrebnih več terapij. Tudi rdeče dlake se lahko odzovejo. Bele, sive ali plavolase dlake se običajno ne odzivajo na terapijo z napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe, čeprav so nekateri uporabniki imeli dobro rezultate po večkratni terapiji.

V: Ali lahko uporabim napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe, če imam naravno temno kožo?

O: Ne. Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe je zasnovana tako, da reagira s temnim pigmentom las. Kot rezultat tega, utegneta rjava in črna koža absorbirati prevel preveč energije naprave (toplote), kar lahko povzroči poškodbe kože. Ne uporabljajte naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe na naravni temni koži, saj vsebuje le-ta preveč melanina. Terapija temne kože z napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe lahko povzroči opekline, mehurje in spremembo barve kože (hiper- ali hipopigmentacija).

Oglejte si tabelo z barvo kože, če želite ugotoviti ali je naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe prava za vas.

V: Ali moram pri uporabi naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe zaščititi oči?

O: Ne, to ni škodljivo za oči, razen če žarek usmerite v obraz. Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe ima varnostni sistem, ki preprečuje nenamerno aktiviranje žarkov, ko naprava ni v stiku s kožo. Majhna količina oddane svetlobe med terapijo je podobna bliskovki pri fotoaparatu, ki ni škodljiva za oči, razen če je žarek usmerjen v obraz.

V: Ali lahko uporabim napravo s pulzirajočimi žarki svetlobe, če sem noseča ali dojim?

O: Ne. Naprava s pulzirajočimi žarki svetlobe ni bil preizkušena na nosečnicah, zato ne priporočamo njene uporabe, če ste noseči ali dojite. Hormonske spremembe lahko povečajo občutljivost in tveganje za poškodbe kože.

Uporabni toni kože, tabela tonov kože - tipi kože po Fitzpatricku 1- 4

To tabelo tipov kože lahko uporabite za samocenjevanje svoje vrste kože, tako da seštejete točke vsakega odgovora. Na koncu je lestvica območja za vsak tip kože od skupaj šestih tipov. Ter lestvica z razlago vseh šest tipov kože. Ta pripomoček omogoča hitro in preprosto določitev svojega tipa kože.

Genetske dispozicije

Rezultat	0	1	2	3	4
Kakšno barvo oči imate?	svetlo modre, sive, zelene	modre, sive ali zelene	modre	temnorjave	rjavkasto črne
Kakšno barvo imajo vaše naravne lase?	peščene rdeče	plavolase	kostanjeve, temne, plavolase	temnorjave	črne
Kakšno barvo ima vaša koža (na ne izpostavljenih področjih)?	rdečkasto	zelo blede	blede z bežnim odtenkom	svetlo rjavo	temnorjavo
Ali imate pege na območjih, ki niso izpostavljeni?	veliko	več	malo	naključne	nobenh

Skupna ocena za genetsko dispozicijo: _____



Reakcije pri izpostavljenosti soncu

Rezultat	0	1	2	3	4
Kaj se zgodi, če ostanete predolgo na soncu?	boleča pordelost, mehurji, lupljenje	mehurji, katerim sledi lupljenje	opekline, katerim lupljenje	redke opekline	nikoli nisem imel opekline
V kolikšni meri porjavite?	komaj ali pa sploh ne	svetle barve, zagorelost	sorazmerna zagorelost	hitra zagorelost	se hitro spremeni v temno rjavo
Ali porjavite v nekaj ur, ko ste izpostavljeni soncu?	nikoli	redko kdaj	včasih	pogosto	vedno
Kako reagira obraz na soncu?	zelo občutljivo	občutljivo	običajno	je zelo odporen	nikoli ni bilo težav

Skupna ocena za reakcije pri izpostavljenosti soncu: _____

Običajno porjavele navade

Rezultat	0	1	2	3	4
Kdaj ste nazadnje svoje telo izpostavljali soncu (ali uporabili umetno višinsko kremo)?	pred več kot 3 meseci	pred 2 ali 3 meseci	pred 1 ali 2 mesecem	manj kot mesec dni nazaj	manj kot 2 tedna nazaj
Ali ste izpostavili soncu območje kože, ki ga nameravate obdelati med terapijo?	nikoli	Komaj kdaj	včasih	pogosto	vedno

Skupna ocena za običajno porjavele navade: _____

Seštejte skupno oceno vseh treh skupin, da ugotovite svoj tip kože.

Rezultat tipa kože - tip kože po Fitzpatricku

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
več kot 30	V-VI

Ne uporabljajte naprave s pulzirajočimi žarki svetlobe.

TIP 1: Visoko občutljiv, vedno opekline, nikoli porjavlost.
Primer: rdeči lasje, pegavost

TIP 2: Zelo občutljiv na sonce, pogoste opekline, rahla porjavlost
Primer: svetla polt in svetle lase, večinoma belci s svetlimi lasmi

TIP 3: občutljiva koža za sonce, včasih opekline, zmerna porjavlost.
Primer: temnejši belci

TIP 4: malokdaj opekline, dobra porjavlost do zmerno rjave barve.
Primer: mediteranska vrsta belcev, nekateri Južnoameričani

TIP 5: neobčutljiva koža za sonce, redko opekline, močna porjavlost.
Primer: Nekateri Južnoameričani, nekateri Afričani

TIP 6: neobčutljivi na sonce, nikoli ni opeklin, pigmentirana koža.
Primer: Temni Afričani



VARUJTE OKOLJE

Ne odvrzite izdelka v gospodinjne odpadke na koncu njegove dobe koristnosti. Odstranjevanje lahko poteka v servisnem centru Remington® ali na ustreznih mestih za zbiranje odpadkov.



Za nadaljnje informacije o recikliranju glejte:

www.remington-europe.com
www.remington-llight.com



SERVIS IN GARANCIJA

Ta izdelek je bil pregledan in nima okvar. Zagotavljamo, da ta izdelek nima okvar, ki bi bile posledica poškodovanega materiala ali napake pri izdelavi. Garancija za izdelek velja 2 leti od datuma nakupa izdelka. Če se naprava pokvari med garancijskim obdobjem, vam jo bomo brezplačno popravili ali zamenjali, če boste predložili dokazilo o nakupu. To ne pomeni, da se garancijsko obdobje podaljša. V primeru uveljavljanja garancije enostavno pokličite servisni center Remington® v svoji bližini.

Ta garancija je v skladu z vašimi običajnimi zakonskimi pravicami. Garancija velja v vseh državah, kjer naše izdelke prodaja pooblaščen prodajalec. Ta garancija ne vključuje zamenjave žarnic, ker je to potrošni del. Garancija prav tako ne vključuje poškodb izdelka, ki nastanejo kot posledica nesreče ali nepravilne uporabe, zlorabe, spreminjanja naprave ali uporabe, ki se ne ujema s tehničnimi in/ ali varnostnimi predpisi. Garancija prav tako ne velja, če je izdelek razstavljala ali popravljala oseba, ki nima našega pooblastila.

Proizvode v garancijskem roku, ki ne delujejo brezhibno, dostavite ali pošljite na zgornji naslov preko hitre pošte DPD (Tel.: 01 513 23 00). Naglasiti je potrebno, da stroške pošiljanja po veljavni poštni tarifi, krije podjetje Varta Remington Rayovac, d.o.o.. Servisirani ali nov proizvod boste prejeli v najkrajšem času oziroma najkasneje v 45 dneh.

JEŽEK TRGOVINA, SERVIS, d.o.o.
C. 24. junija 21, 1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01 561 66 30; servis.jezek@siol.si

Uvoznik: VARTA REMINGTON RAYOVAC d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Tel: 041 697 658
orders.slovenia@eu.spectrumbrands.com

Uvoznik:
VARTA REMINGTON RAYOVAC d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Podatki o prodaji

Podatki o prodaji

Podjetje, ki je izdelek prodalo:

Datum prodaje Žig in podpis prodajalca:



Što je i-Light?

i-Light je uređaj za kućnu uporabu za uklanjanje dlaka korištenjem tehnologije intenzivne pulsne svjetlosti (Intense Pulsed Light (IPL)). To je ista tehnologija koja se koristi za profesionalno uklanjanje dlaka u salonima i klinikama. Ako se koristi ispravno, može se postići dugotrajno smanjenje rasta dlaka.

Što je intenzivna pulsna svjetlost (IPL) i kako radi i-Light?

i-Light djeluje tako što usmjerava izuzetno kratak, intenzivan puls svjetlosti u kožu. Melanin u folikulu dlake apsorbira energiju svjetlosti privremeno onemogućujući mehanizam rasta u dlaci i usporavajući rast dlake.

Tijekom ciklusa rasta folikul dlake uobičajeno prolazi kroz tri faze. Te faze su:

Anagena faza (faza rasta) – faza aktivnog rasta folikula dlake.

Koncentracija melanina je najveća i omogućuje pigmentaciju dlake. Samo dlake u anagennoj fazi prikladne su za obradu intenzivnim pulsom svjetlom (Sl. 2).

Katagena faza (početak odumiranja dlake) – ovo je kratkotrajna prijelazna faza koja dolazi nakon anagene faze i označava kraj aktivnog rasta dlake. Uobičajeno traje 2-3 tjedna (Sl. 3).

Telogena faza (faza mirovanja) – tijekom ove faze, koja je najduža, folikul dlake potpuno miruje, što traje oko 100 dana. Tijekom ovog razdoblja nove dlake izbacuju stare čime se omogućuje novi početak ciklusa rasta (Sl. 4).


Što se može očekivati od uređaja i-Light

Naše studije pokazuju značajno smanjenje broja dlaka nakon samo jednog tretmana. No, optimalni rezultati općenito se ne mogu postići samo jednim tretmanom. Za najbolje rezultate treba ponoviti tretman uvijek kada primijetite da dlake ponovno počinju rasti.

Rezultati se razlikuju od osobe do osobe, međutim, većina ljudi će ponoviti tretman svaka dva tjedna sve dok se nakon tri tretmana ne postignu željeni rezultati.

Nekoliko dana nakon prvog tretmana možete primijetiti da dlake otpadaju.

Dlake koje će u određenoj mjeri ponovno izrasti bit će rjeđe, tanje i svjetlije boje od prijašnjih dlaka. Takav ponovni rast je savršeno normalan i očekivan.





VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Prije nego što počnete koristiti i-Light:

Prije početka tretmana provjerite je li uređaj i-Light prikladan za Vas. Pomoću karte tonova kože koja se nalazi na kutiji i na početku ovog priručnika utvrdite je li ovaj uređaj prikladan za Vas.

Tip kože

- Kartu boja kože pogledajte na stranici 3.
- Ne koristite za prirodno tamnu kožu (tip V i VI po Fitzpatricku) jer bi tretman mogao uzrokovati opekline, mjuhure i promjene boje kože.
- Ne koristite na teniranoj koži ili nakon nedavnog izlaganja suncu zbog mogućnosti nastanka opekline ili ozljeda kože.
- i-Light ne djeluje na prirodno bijelu, sijedu, plavu ili crvenu tjelesnu dlaku.

Područja koja se ne smiju tretirati

- Ne koristite na licu ili vratu.
- Ne koristite na bradavicama, aureolama bradavica ili genitalijama.
- Ne koristite na područjima s tetovažom ili trajnom šminkom.
- Ne koristite na tamnosmeđim ili crnim mrljama kao što su madeži ili pjege.
- Ne koristite na području koje je nedavno bilo operirano, podvrgnuto dubinskoj dermoabraziji, laserskom uklanjanju bora (tzv. resurfacing), na području ožiljaka, ili na koži oštećenoj opeklinama ili smrzotinama.

Kada ne koristiti/Kada izbjegavati korištenje uređaja i-Light.

- Ne koristite ga ako ste trudni ili dojite.
- Ne koristite ga ako ste bili izloženi suncu ili umjetnom tamnjenju kože tijekom zadnja 4 tjedna.
- Ne koristite ga za suhu ili tanku kožu tretiranu kemijskim pilinzima, kao i pilinzima glikolnom kiselinom i alfa-hidroksilnim kiselinama (AHA).
- Ne usmjeravajte svjetlost na isto područje više od jedanput jer bi višekratno djelovanje moglo uzrokovati opekline.
- Ne koristite na istom području kože više od jedanput tjedno.
- Ne koristite najmanje 14 dana nakon tretmana mikrodermoabrazije.
- Ne koristite ako već provodite tretmane trajnog uklanjanja dlaka.

- Ne koristite ako imate bolesti kože kao što je karcinom kože, ako u anamnezi imate karcinom kože ili neki drugi karcinom lokaliziran u području koje namjeravate tretirati, ili ako imate prekancerogene lezije ili višestruke netipične madeže
- Ne koristite ako imate epilepsiju s osjetljivošću na blještavo svjetlo.
- Ne koristite ako u anamnezi imate poremećaje stvaranja kolagena, uključujući stvaranje keloidnog ožiljka ili sporo zacjeljivanje rana.
- Ne koristite ako u anamnezi imate krvožilne poremećaje kao što je prisutnost varikoznih vena ili krvožilne ektazije u područjima koja namjeravate tretirati.
- Ne koristite ako vam je koža osjetljiva na svjetlo i ako uzrokuje osip ili alergijsku reakciju. Uzimate li fotosenzibilne agense ili lijekove, provjerite upute u pakiranju lijeka. Nikada ne koristite uređaj ako može uzrokovati fotoalergijske ili fototoksične reakcije, ili ako tijekom uzimanja lijeka trebate izbjegavati sunce.
- Ne koristite ako imate dijabetes, lupus eritematodes, porfiriju ili kongestivnu srčanu bolest.
- Ne koristite na područjima kože koja trenutno tretirate ili ste ih nedavno tretirali alfa-hidroksilnim kiselinama (AHA), beta-hidroksilnim kiselinama (BHA), topičnim izotretinoinom i azelaičnom kiselinom.
- Ne koristite ako ste u posljednjih šest mjeseci uzimali oralni izotretinoin Accutane ili Roaccutane. Ovaj tretman može izazvati povećanu osjetljivost kože na suze, stvaranje rana i iritacije.
- Ne koristite ako ste imali bilo kakve poremećaje krvarenja ili uzimate antikoagulate, uključujući čestu uporabu aspirina, na način koji onemogućuje najmanje jedno tjedno razdoblje čišćenja organizma prije svakog pojedinog tretmana.
- Ne koristite ako na područjima koja namjeravate tretirati imate infekcije, ekcem, opekline, upaljene folikule, otvorene posjekotine, abrazije, tragove kirurškog zahvata, herpes simplex, rane ili lezije i hematome.
- Ne koristite ako u anamnezi imate imunosupresivne bolesti (uključujući infekciju HIV-om ili AIDS) ili ako uzimate imunosupresivne lijekove.
- Ne koristite ako uzimate lijekove protiv bolova koji smanjuju osjetljivost na vrućinu.
- Ne koristite ako upotrebljavate dezodoranse s dugotrajnim učinkom. To može izazvati kožne reakcije.
- Ne koristite na ili blizu područja s bilo kakvim umjetnim umecima, kao što su silikonski umeci, kontracepcijski umeci Implanon, stimulatori srca, mjesta gdje dobivate subkutane injekcije (dozator inzulina) ili imate piercing.

**VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE****UPOZORENJE – KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD OPEKLINA, UDARA STRUJE, POŽARA ILI OZLJEDA OSOBA:**

Kao i većina električnih uređaja, električni dijelovi provode struju čak i kad je prekidač isključen. Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja ili smrti uslijed strujnog udara:

- Uvijek isključite uređaj iz utičnice odmah nakon uporabe.
- Ne koristite u blizini vode.
- Ne stavljajte i ne spremajte uređaj na mjesto s kojeg bi mogao pasti ili biste ga mogli povući u kadu ili umivaonik.
- Ne stavljajte ga i ne bacajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne vadite uređaj koji je pao u vodu ili neku drugu tekućinu. Odmah ga isključite iz mrežne utičnice.
- Ne dirajte uređaj ako je mokar. Odmah ga isključite iz mrežne utičnice.
- Isključite uređaj iz mrežne utičnice prije nego što ćete ga čistiti.
- Uređaj treba uvijek biti suh.
- Ako prenosite uređaj iz vrlo hladne u vrlo toplu okolinu, pričekajte otprilike 2 sata prije upotrebe uređaja.
- Uređaj nikada ne smijete ostaviti bez nadzora kada je uključen u strujnu utičnicu.
- Strujni utikač i kabel držite dalje od zagrijanih površina.
- Uvjerite se da strujni utikač i kabel nisu vlažni.
- Ne isključujte proizvod mokrim rukama.
- Uređaj ne smijete rabiti ako je kabel oštećen. Zamjenski kabel možete dobiti u servisnom centru Remingtona®.
- Ovaj proizvod koristite i čuvajte na temperaturi između 15°C i 35°C.
- Šišač se ne smije prati. Ako padne u vodu, pazite da je isključen iz struje prije vađenja.
- Koristite samo dijelove koje ste dobili s uređajem.
- Držite ovaj proizvod izvan domašaja djece. Ako ovaj uređaj koriste osobe smanjenih fizičkih, perceptivnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje nemaju iskustva, može doći do opasnosti. Osobe koje nadziru njihovu sigurnost trebaju im dati jasne upute ili nadgledati uporabu uređaja.

Slikovni prikaz uređaja i-Light (stranica 3)

- | | |
|--|---|
| A Tijelo uređaja i-Light | J Prekidač za uključivanje/isključivanje |
| B Tipka za aktivaciju bljeska | K Utičnica |
| C Senzor kontakta s kožom | L Tipka za odabir intenziteta |
| D Prozorčić za bljesak | M Prikaz odabira intenziteta |
| E Konusni dio | N Odabir modusa korištenja bljeska |
| F Tipke za otpuštanje konusnog dijela | O Prikaz odabira načina rada bljeska |
| G Patrona (sa žaruljicom) za svjetlo | P Indikator statusa žaruljice |
| H Kabel za tijelo uređaja | Q Strujni kabel |
| I Postolje uređaja i-Light | R Krpica koja ne ostavlja dlačice |

Upoznajte se sa značajkama vašeg novog uređaja i-Light.**Prozorčić za bljesak (SI. 1-D)**

Prozorčić za bljesak je staklo s ugrađenim UV filtrom koji propušta specifične valne duljine svjetlosti iz tijela uređaja u vašu kožu i folikule dlaka.

▲ UPOZORENJE: Prije korištenja uvijek provjerite prozorčić za bljesak kako biste utvrdili da nema oštećenja na leći.

▲ UPOZORENJE: Prije uporabe prozorčić uvijek očistite krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste s leće uklonili ulje ili neke druge ostatke.

Senzor kontakta s kožom (SI. 1-C)

Senzor kontakta s kožom je sigurnosni mehanizam koji sprječava slučajno aktiviranje uređaja. Da biste aktivirali uređaj, senzor kontakta s kožom mora u cijelosti biti pritisnut na kožu.

**Tipka za aktivaciju bljeska (SI. 1-B)**

Tipka za aktivaciju bljeska nalazi se na tijelu uređaja. Da biste aktivirali žaruljicu, provjerite naliježe li senzor kontakta s kožom u cijelosti i pritisnite tipku za aktivaciju bljeska.

Indikator statusa žaruljice (SI. 1-P)

Uređaj je spreman za rad kad je upaljeno zeleno svjetlo indikatora statusa žaruljice.

NAPOMENA: Ako je pritisnuta tipka za aktivaciju bljeska A senzor kontakta s kožom ne naliježe u cijelosti ili indikator statusa žaruljice ne svijetli, oglasit će se zvučni signal “bip”.

Ako je upaljeno žuto svjetlo indikatora statusa žaruljice, znači da žaruljica može bljesnuti još 150 puta. Ako indikator statusa žaruljice treperi žuto, znači da je istrošena patrona sa žaruljicom i uređaj više neće biti u funkciji. Da biste nastavili s korištenjem uređaja, morate zamijeniti patronu sa žaruljicom.

Tipke za otpuštanje konusnog dijela (SI. 1-F)

Pritisnite obje tipke i lagano povucite i uklonite konusni dio.

UPOZORENJE: Prije uklanjanja konusnog dijela UVIJEK provjerite je li uređaj ISKLJUČEN i priključni kabel izvučen. Ako konusni dio uklanjate dok je uređaj UKLJUČEN, svijetlit će sve indikatorske žaruljice na postolju uređaja i oglasit će se zvučni signali “bip”.

Patrona sa žaruljicom (SI. 1-G)

Svaka patrona ima kapacitet od 1500 bljeskova. Kad se iskoriste svi bljeskovi, patrona se mora zamijeniti.

Izbor stopnje intenzivnosti (slika 1-L)

Uređaj i-Light ima 5 razina intenziteta svjetlosti. Razina 1 je najniža postavka, a razina 5 najviša.

SAVJET: Za postizanje najučinkovitijih rezultata uvijek koristite najvišu razinu intenziteta koja neće uzrokovati neugodu na koži. Da biste utvrdili koju razinu intenziteta trenutačno koristite, promatrajte broj upaljenih žaruljica na prikazu odabira intenziteta.

Svaki put kada ga UKLJUČITE, uređaj i-Light automatski će se podesiti na razinu intenziteta 1. Da biste promijenili razinu, pritisnite tipku za odabir intenziteta svjetlosti.

Odabir načina rada bljeska (SI. 1-N)

Uređaj i-Light raspolaže s dva načina rada. Način rada s jednim bljeskom (Single Flash) i način rada s više bljeskova (Multi-Flash). Svaki put kad ga UKLJUČITE, uređaj i-Light automatski će se podesiti na način rada s jednim bljeskom.


Način rada s jednim bljeskom (Single Flash): Kada se pritisne tipka za aktivaciju bljeska i senzor za kontakt s kožom naliježe na kožu, uređaj i-Light bljesnut će jedanput.

Način rada s više bljeskova (Multi-Flash): Kada se pritisne tipka za aktivaciju bljeska i senzor za kontakt s kožom u cijelosti naliježe na kožu, uređaj i-Light bljesnut će jedanput svake dvije sekunde.


Da biste UKLJUČILI način rada s više bljeskova, pritisnite tipku za odabir načina rada s više bljeskova (Multi-Flash). Svijetlit će prikaz odabira načina rada s više bljeskova. Pritisnite ponovno da biste ISKLJUČILI način rada s više bljeskova i vratili uređaj u način rada s jednim bljeskom.

**Isprobajte uređaj i-Light na koži (Sl. 5)**


1. Pogledajte Upozorenja i mjere predostrožnosti.
2. Upoznajte se sa značajkama uređaja i-Light.
3. Na karti tonova boje kože provjerite je li boja vaše kože u prihvatljivom rasponu.
4. Isprobajte uređaj i-Light na malom dijelu kože i pričekajte 48 sati da biste se uvjerali da nema negativnih reakcija.

**Tretirajte željeno(a) područje(a) uređajem i-Light.****Pripremite kožu za tretman**


1. Područje koje ćete tretirati mora biti čisto, bez ostataka ulja, dezodoransa, parfema, šminke, losiona ili krema. Obrijte dlake na području koje ćete tretirati.
2. Nikad ne koristite vosak, epilator, pincetu ili proizvode za depilaciju da biste uklonili dlake zbog njihovog nepovoljnog djelovanja na IPL postupak.

**Pripremite uređaj za tretman**

3. Odmotajte kabel tijela uređaja s postolja uređaja i postavite tijelo uređaja na postolje. Pronađite prekidač za uključivanje /isključivanje na postolju uređaja i-Light i provjerite je li ISKLJUČEN. Utaknite priključni kabel u utičnicu na postolju uređaja i-Light. Utaknite priključni kabel u zidnu utičnicu. UKLJUČITE prekidač (Sl. 6).
4. Odaberite željenu razinu intenziteta svjetlosti. Ako želite raditi u načinu rada s više bljeskova (Multi-Flash), uključite ga pomoću tipke za odabir tog načina rada (Sl. 7).

**Tretirajte željeno(a) područje(a) uređajem i-Light.****Način rada s jednim bljeskom (Single Flash)**

1. Postavite tijelo uređaja i-Light na kožu tako da prozorčić za bljesak bude poravnat s površinom kože (Sl. 8).
2. Provjerite naliježe li senzor kontakta s kožom u cijelosti i svijetli li indikator statusa žaruljice.
3. Da biste aktivirali uređaj, pritisnite tipku za aktivaciju bljeska (Sl. 9).
4. Pomaknite tijelo uređaja na novo područje za tretiranje i ponovite korake 1-3 (Sl. 10).

**Tretirajte željeno(a) područje(a) uređajem i-Light.****Način rada s više bljeskova (Multi-Flash)**

1. Postavite tijelo uređaja i-Light na kožu tako da prozorčić za bljesak bude poravnat s površinom kože (Sl. 8).
2. Provjerite naliježe li senzor kontakta s kožom u cijelosti i svijetli li indikator statusa žaruljice.
3. Da biste aktivirali uređaj, pritisnite I DRŽITE PRITISNUTU tipku za aktivaciju bljeska (Sl. 9).
4. Čim uređaj bljesne, premjestite tijelo uređaja na novo mjesto. Nakon kratke stanke (oko 2 sekunde) uređaj će ponovno bljesnuti (Sl. 10).



- NAPOMENA:** U načinu rada s više bljeskova (Multi-Flash) senzor kontakta s kožom i tipka za aktivaciju bljeska moraju ostati potpuno pritisnuti. Ako jedno od njih nije pritisnuto, uređaj neće raditi. Da biste nastavili s tretmanom, ponovite korake 1-4.



U načinu rada s više bljeskova (Multi-Flash), indikator statusa žaruljice i dalje svijetli dok su senzor kontakta s kožom i tipka za aktivaciju bljeska pritisnuti.





Savjeti u vezi tretmana

- Za postizanje najboljih rezultata, izbjegavajte preklapanje bljeskova. Na taj način sprječava se izloženost većoj količini energije od one koja je potrebna za suzbijanje rasta dlaka. Time se također omogućuje maksimalno iskorištavanje patrone sa žaruljom.
- Za postizanje najučinkovitijih rezultata uvijek koristite najvišu razinu intenziteta koja neće uzrokovati neugodu na koži. Razinu koju koristite trebali biste osjećati kao toplinu na koži, a nikako ne bi smjela uzrokovati neugodu.
- Optimalni rezultati općenito se ne mogu postići samo jednim tretmanom. Za najbolje rezultate treba ponoviti tretman uvijek kada primijetite da dlake ponovno počinju rasti. Rezultat se razlikuju od osobe do osobe, međutim, većina ljudi ponovno će, za prva tri tretmana, tretirati područja svaka dva tjedna dok se ne postignu željeni rezultati.
- Tijekom tretmana možda ćete zamijetiti veću osjetljivost na područjima s izraženijim kostima, kao što su laktovi, goljenice i gležnjevi. To je normalno i ne bi trebalo biti znak za alarm. Da biste izbjegli povećanu osjetljivost, tijekom tretmana pokušajte malo podići kožu s područja kosti.

Njega nakon tretmana

Nakon tretmana moguća je pojava laganog crvenila ili osjećaja topline na koži. To je normalno i brzo će nestati. Da biste izbjegli iritacije kože, nakon tretmana poduzmite sljedeće mjere:

- Izbjegavajte izlaganje suncu 24 sata nakon tretmana. Zaštitite kožu faktorom SPF 30 tijekom 2 tjedna nakon svakog tretmana.
- Nakon tretmana očistite tretirano područje, osušite ga i pijte puno vode kako biste hidratizirali kožu.
- Ne postupajte grubo s tretiranim područjem.
- Ne kupajte se i ne tuširajte se vrućom vodom i ne koristite kabine s parnim tuševima i saune 24 sata nakon tretmana.
- Ne plivajte 24 sata nakon tretmana.
- Ne sudjelujte u kontaktnim sportovima 24 sata nakon tretmana.
- Ne nosite odjeću pripijenu uz tretirana područja.
- Ne produljujte izlaganje suncu primjerice sunčanjem, koristeći solarij, ili preparate za samotamnjenje najmanje 2 tjedna nakon posljednjeg tretmana.
- Ne depilirajte se (voskom, čupanjem, depilacija koncem ili kremama) tijekom tretmana – brijanje je prihvatljivo samo ako ga ne izvodite 24 sata nakon svakog tretmana.
- Ne koristite kreme za izbjeljivanje ili parfimirane proizvode 24 sata nakon tretmana.
- Ne grebite i ne čupkajte tretirano područje.

Čišćenje uređaja i-Light

▲ OPREZ: Prije čišćenja uređaja i-Light, provjerite je li prekidač ISKLJUČEN i priključni kabel izvučen iz postolja).

- Redovito čišćenje pomaže postizanju optimalnih rezultata i dugog vijeka trajanja uređaja i-Light. Vanjsku površinu postolja i tijela uređaja možete obrisati lagano navlaženom krpom.
- Da biste očistili prozorčić za bljesak, upotrijebite samo krpicu koja ne ostavlja dlačice koju ste dobili s uređajem i-Light. Pazite da ne ogrebete ili oljuštite prozorčić za bljesak. Ogrebotine i oljuštena mjesta smanjit će učinkovitost uređaja.
- Za tvrdokorne mrlje koristite vodom natopljenu vatu na štapiću, kapnite malu količinu na prozorčić i obrišite krpicom koja ne ostavlja dlačice.
- Malim ručnim usisavačem iz ventilacijskog otvora tijela uređaja uklonite prašinu i druge ostatke.

▲ UPOZORENJE: Ako je prozorčić za bljesak napuknut ili slomljen, uređaj više ne smijete koristiti. Nikad ne grebite po filterskom staklu ili metalnoj površini unutar konusnog dijela.

▲ OPREZ: i-Light je visokonaponski uređaj. Nikad ga ne uranjajte u vodu. Nikad ne čistite uređaj ili bilo koji njegov dio pod tekućom vodom ili u perilici posuđa.

Ne koristite sredstva za čišćenje na bazi petroleja ili zapaljiva sredstva jer postoji opasnost od požara. Za čišćenje uređaja nikad ne koristite grube spužvice, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine kao što je ulje ili aceton.



Održavanje uređaja i-Light

▲ OPREZ: Prije provođenja postupaka održavanja uređaja i-Light, provjerite je li prekidač ISKLJUČEN i priključni kabel izvučen iz postolja.

Zamjena žaruljice

1. Pritisnite tipke za otpuštanje konusnog dijela, lagano ga povucite i izvadite.
2. Pažljivo izvadite staru patronu sa žaruljicama.
3. Zamijenite je novom patronom. Zamjenski model: SP-IPL

▲ OPREZ: Prilikom zamjene patrone sa žaruljicama ne dodirujte žarulje izravno jer će na njima ostati tragovi ulja i ostalih tvari. Takvim postupkom može se smanjiti učinkovitost žaruljica ili uzrokovati njihovo pucanje tijekom tretmana.

4. Stavite natrag konusni dio pazeci da ulegne točno na svoje mjesto.

Spremanje

- Isključite uređaj, izvucite priključni kabel i ostavite uređaj da se hladi oko 10 minuta prije spremanja.
- Uređaj spremite na suho mjesto na temperaturi između 15°C i 35°C.

Uklanjanje smetnji

Prije uporabe uređaja i-Light uvijek u cijelosti pročitajte ove upute. U slučaju bilo kakvih problema s uređajem i-Light, u ovom vodiču za uklanjanje smetnji pronaći ćete moguća rješenja za većinu najčešćih problema na koje možete naići tijekom uporabe i-Lighta.

Ako unatoč tomu što ste slijedili upute u ovom odlomku i dalje postoje problemi, molimo vas da se za daljnju pomoć obratite servisnoj službi Remington® Service Center.

Prekidač je UKLJUČEN ali uređaj ne radi

- Provjerite je li uređaj priključen na utičnicu .
- Pokušajte ga priključiti na drugu utičnicu.

Uređaj ima ogrebotine ili je slomljen.

- Ne koristite uređaj ako je oštećen. U slučaju dvojbi u vezi s uporabom uređaja, prekinite uporabu i kontaktirajte servisnu službu Remington® Service Center.

Prekidač je UKLJUČEN ali ne mogu povećati ni smanjiti intenzitet svjetlosti.

- Pokušajte resetirati uređaj tako da ga isključite i pričekate nekoliko sekundi prije ponovnog uključivanja.

Upaljeno je zeleno svjetlo indikator statusa žaruljice ali uređaj ne stvara bljesak kada se pritisne tipka.

- Provjerite ima li senzor kontakta s kožom potpuni kontakt s kožom.
- Pokušajte resetirati uređaj tako da ga isključite i pričekate nekoliko sekundi prije ponovnog uključivanja.

Osjeća se čudan miris.

- Prije tretiranja provjerite je li područje potpuno obrijano.

Tretirana područja nakon tretmana postaju crvena.

- To je normalno i crvenilo bi se trebalo postupno smanjiti. Ako se to ne dogodi, koristite manji intenzitet svjetlosti.

Ne postižem optimalne rezultate ili su dlake ponovno počele rasti.

- Dlake počinju ponovno rasti nakon početnog tretmana. To je potpuno normalno. Za optimalne rezultate ponovite postupak kad primijetite ponovni rast dlaka.

OBRTITE POZORNOST Ako se uređaj koristi tijekom duljeg vremena, on će se automatski ugasiti (na 40 sekundi) da bi se ohladio. Čim se uređaj ohladi, opet je spreman za uporabu.

Statusna LED žaruljica & zvuk

LED žaruljica za način rada bljeska i intenzitet	Indikacije
Sve trenutnačno odabrane LED žaruljice trepere	Uređaj je pregrijan i trenutno se ugasio kako bi se ohladio.
LED žaruljice za intenzitet trepere u nizu	Uređaj je u kvaru. Isključite uređaj, pričekajte nekoliko trenutaka i pokušajte ponovno. Ako problem nije riješen, predajte uređaj na popravak.
Sve LED žaruljice trepere uz zvuk upozorenja (bip)	Konusni dio je maknut ili labavo spojen.



Zvučni signali	Indikacije
Nema potpunog kontakta	Tipka za aktivaciju bljeska je pritisnuta dok senzor za kontakt kože još nije potpuno nalijegao.
Zamjena patrone sa žaruljicom	Patrona sa žaruljicom nedostaje ili je treba zamijeniti.
Zalijepljeni senzori kontakta	Od trenutka pokretanja uređaja tipka za aktivaciju bljeska bila je pritisnuta nakon što je senzor za kontakt pritisnut na kožu. Senzor kontakta je zalijepljen.

Često postavljana pitanja (www.remington-ilight.com)

P: Što je i-Light? Što je intenzivna pulsna svjetlost (IPL)?

O: IPL djeluje tako što u kožu usmjerava izuzetno kratak, intenzivan puls filtrirane svjetlosti. Pigmenti boje u dlaci i oko dlake apsorbiraju svjetlost koja privremeno onemogućava aktivnost folikula dlake i sprječava ponovni rast dlake.

P: Tko može koristiti i-Light?

O: I muškarci i žene mogu koristiti i-Light za uklanjanje neželjenih dlaka bilo gdje od vrata na niže. Uređaj i-Light izrađen je za osobe svjetlog do srednjeg tona boje kože i s tamnom dlakom. Sigurni tonovi kože uključuju samo bijelu, boju bjelokosti, žučkastosmeđu, bež i svijetlosmeđu boju. Sigurne prirodne boje dlake uključuju crnu, tamnosmeđu i srednje smeđu.

P: Koja područja tijela mogu tretirati uređajem i-Light?

O: Uređaj i-Light namijenjen je za korištenje na područjima ispod vrata, uključujući noge, podlaktice, bikini zonu, ruke, prsa i leđa.

P: Što mogu očekivati od uređaja i-Light?

O: Uređaj i-Light omogućuje sigurno i učinkovito uklanjanje dlaka primjenom IPL tehnologije pri čemu se dobivaju rezultati kao u profesionalnim salonima.

P: Koji rizici postoje prilikom uporabe uređaja i-Light? Je li siguran?

O: Uređaj i-Light je siguran za korištenje ali, kao i kod svakog elektroničkog uređaja, važno je da pročitate i pridržavate se uputa za rad.

P: Koliko često trebam koristiti i-Light?

O: Uređaj i-Light možete koristiti uvijek kad počinjete primjećivati da dlake ponovno rastu.

P: Koliko dugo traju tretmani?

O: Trajanje ovisi o površini tretiranog područja, no tretman primjerice jednu cijele noge ne bi trebao trajati dulje od 15 minuta.

P: Kada ću vidjeti prve rezultate?

O: Rezultati se ne vide odmah. Nakon tretmana dlake ponekad počinju ponovno rasti, međutim mnoge od njih počinju ispadati nakon dva tjedna.

Dlaka raste u ciklusu koji se sastoji od 3 različite faze, a čitav ciklus traje od 18 do 24 mjeseca. Tretirati se mogu samo dlake u anagenoj fazi i to je razlog zbog kojeg je za postizanje optimalnih rezultata potrebno više tretmana. Primjetni rezultati postižu se uglavnom u roku od nekoliko tjedana od prvog tretmana. Kontinuiranom redovitom uporabom svaki tjedan (ili svaka 2 tjedna za tri tretmana) postižu se dobri rezultati u roku od 6 do 12 tjedana (pa i više ako je koža tamnija).

P: Zašto mi dlake rastu unatoč tretmanima?

O: Dlake nastavljaju rasti još najviše 2 tjedna nakon tretmana i tada ćete primijetiti da počinju ispadati. Drugi razlog za nastavljeni rast možda je u tome što tijekom tretmana neki dio kože nije tretiran. Nastavite tretirati to područje uvijek kada primijetite ponovni rast dlaka.

P: Zašto ne smijem koristiti i-Light nakon nedavnog izlaganja suncu?

O: Izlaganje suncu uzrokuje prisutnost visokih razina melanina i izlaže kožu povećanom riziku od opekline ili mjehurića nakon tretmana.

P: U kojim slučajevima se i-Light ne bi smio koristiti?

O: Određena stanja mogu ograničiti upotrebu uređaja. Prije uporabe uređaja i-Light temeljito pročitajte odlomak Upozorenja i mjere predostrožnosti u Uputama za rad.

P: Koliko često moram mijenjati žarulju?

O: Žarulju treba zamijeniti nakon 1500 bljeskova. Svjetlo indikatora statusa žarulje je zelene boje tijekom prvih 1350 bljeskova vijeka trajanja patrone. Kada preostane još samo 150 bljeskova, svjetlo se promijeni u žuto. Treperenje svjetla označava kraj vijeka trajanja patrone pa morate zamijeniti žarulju.

Zamjenski model: SP-IPL

P: Mogu li i-Light koristiti na licu?

O: Ne. Uređaj i-Light se ne preporučuje za uporabu na licu ili vratu.

P: Kako da njegovim tretirane dijelove tijela nakon tretmana?

O: Izbjegavajte izlaganje suncu tretiranih dijelova bez odgovarajuće zaštite.

P: Trebam li prekinuti s uobičajenim aktivnostima nakon uporabe uređaja i-Light?

O: Nema potrebe za prekidanjem uobičajenih aktivnosti nakon tretmana osim u slučaju nenormalnih komplikacija. Preporučuje se da tretman obavite prije odlaska na spavanje tako da eventualno crvenilo do jutra nestane.

P: Je li i-Light opasan za kožu nakon dugotrajne uporabe?

O: Nisu zabilježene nikakve popratne pojave ili oštećenja kože nakon dugotrajne uporabe intenzivne pulsne svjetlosti.

**P: Koliko često trebam provoditi tretman uređajem i-Light?**

O: Interval od 2 tjedna za početni tretman pokazao se kao najučinkovitiji za smanjenje rasta dlaka. Izbjegavajte tretiranje istog područja više puta tijekom istog tretmana, jer se time neće poboljšati učinkovitost već će se povećati rizik od iritacije kože.

P: Mogu li koristiti i-Light ako su moje dlake plave, crvene, sive ili bijele boje?

O: Uređaj i-Light je najdjelotvorniji na tamnijim vrstama dlaka jer one sadrže više melanina, pigmenta koji dlakama i koži daje boju. Upravo melanin apsorbira energiju svjetlosti koja se koristi tijekom tretmana uređajem i-Light. Najbolje reagiraju crne i tamnosmeđe dlake. Smeđe i svjetlosmeđe dlake također reagiraju, ali u pravilu zahtijevaju više tretmana. Dlake crvene boje reagiraju u manjoj mjeri. Bijele, sive ili plave dlake obično ne reagiraju na tretmane uređajem i-Light, iako su neki korisnici primijetili određene rezultate nakon višekratnih tretmana.

P: Mogu li koristiti i-Light ako imam prirodno tamnu kožu?

O: Ne. Uređaj i-Light namijenjen je za tretiranje tamnog pigmenta dlake. Kao rezultat, tamnosmeđa i crna koža može apsorbirati previše energije (toplina) uređaja, što može uzrokovati oštećenja kože. Ne koristite i-Light na prirodno tamnoj koži jer ona sadrži previše melanina. Tretiranje tamne kože uređajem i-Light može uzrokovati opekline, mjehure i promjene u boji kože (hiper ili hipopigmentaciju).

Pomoću karte tonova boje kože na stranici 3 utvrdite je li i-Light pravi odabir za Vas.

P: Moram li nositi zaštitu za oči tijekom uporabe uređaja i-Light?

O: Ne, uređaj nije štetan za oči, osim ako ga usmjerite prema licu. Uređaj i-Light ima sigurnosni sustav koji sprječava slučajno bljeskanje kada nije u dodiru s kožom. Mala količina svjetlosti koju uređaj emitira tijekom tretmana slična je onoj koju emitira bljeskalica fotoaparata i nije štetna za oči, osim ako se usmjeri prema licu.

P: Mogu li koristiti i-Light tijekom trudnoće ili dojenja?

O: Ne. Uređaj i-Light nije ispitan na trudnicama, stoga ne preporučujemo njegovu uporabu trudnicama ili dojiljama. Zbog hormonalnih promjena moguća je povećana osjetljivost kao i rizik od ozljeđivanja kože.

Važeci tonovi kože, karta tonova kože – tipovi kože 1-4 po Fitzpatricku

Ovaj upitnik možete koristiti za samoprocjenu tako da zbrojite rezultate za svaki odgovor na pitanje. Na kraju je ljestvica s rasponom za svaku od šest kategorija tipova kože. Nakon ljestvice slijedi objašnjenje za svaki tip kože. Brzo i jednostavno možete utvrditi koji je vaš tip kože.

Genetska dispozicija

Rezultat	0	1	2	3	4
Koja je boja vaših očiju?	Svijetloplava, siva, zelena	Plava, siva, ili zelena	Plava	Tamnosmeđa	Smečkasto crna
Koja je prirodna boja vaše kose?	Žućkasto-crvenkasta	Plava	Kestenjasta Tamnoplava	Tamnosmeđa	Crna
Koja je boja vaše kože (neizloženi dijelovi tijela)?	Crvenkasta	Vrlo blijeda	Blijeda s bež tonom	Svijetlosmeđa	Tamnosmeđa
Imate li pjage na neizloženim dijelovima?	Mnogo	Nekoliko	Malo	Tu i tamo	Nijednu

Ukupan rezultat za genetsku dispoziciju : _____



Reakciju na izlaganje suncu

Rezultat	0	1	2	3	4
Što se događa kada ste predugo na suncu?	Bolno crvenilo, pojava mjehura, ljuštenje	Pojava mjehura nakon kojih slijedi ljuštenje	Opekline nakon kojih ponekad slijedi ljuštenje	Rijetke opekline	Nikada se nisu pojavile opekline
Koliko potamnite?	Jedva malo ili nimalo	Lagana boja, preplanulost	Razumna preplanulost	Vrlo lako potamnim	Koža brzo postane tamno-smeđa
Potamnite li u roku nekoliko sati nakon izlaganja suncu?	Nikada	Rijetko	Ponekad	Često	Uvijek
Kako vaše lice reagira na sunce?	Vrlo osjetljivo	Osjetljivo	Normalno	Vrlo otporno	Nikada nije bilo problema

Ukupan rezultat za reakciju na izlaganje suncu: _____

Navike tamnjenja

Rezultat	0	1	2	3	4
Kada ste zadnji put tijelo izlagali suncu (ili bili u solariju / koristili kremu za samo-tamnjenje)?	Prije više od 3 mjeseca	Prije 2-3 mjeseca	Prije 1- 2 mjeseca	Prije manje od mjesec dana	Prije manje od 2 tjedna
Jeste li izlagali dio tijela koji želite tretirati?	Nikada	Gotovo nikad	Ponekad	Često	Uvijek

Ukupan rezultat za Navike tamnjenja: _____

Zbrojite rezultate za sva tri dijela upitnika za određivanje tipa kože.

Rezultat za tip kože – Tip kože po Fitzpatricku

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
iznad 30	V-VI

Ne koristite i-Light

TIP 1: Izrazito osjetljiva, uvijek se pojave opekline, nikad ne potamni.
Primjer: Crvena kosa i pjege.

TIP 2: Vrlo osjetljiva na sunce, lako izgori, minimalno potamni.
Primjer: Bijelci svijetle kože i svijetle kose (kavkaski tip)

TIP 3: Koža osjetljiva na sunce, ponekad izgori, tamni polako do svjetlosmeđe boje.
Primjer: Tamniji bijelci

TIP 4: Minimalna osjetljivost na sunce, minimalno izgori, uvijek potamni do srednje smeđe. Primjer: Mediteranski tip bijelaca, neki Latinoamerikanci

TIP 5: Koža neosjetljiva na sunce, rijetko izgori, dobro tamni. Primjer: Neki Latinoamerikanci, neki crnci

TIP 6: Koža neosjetljiva na sunce, nikada ne izgori, duboka pigmentacija.
Primjer: Tamniji crnci



ZAŠTITA OKOLIŠA

Nakon što mu istekne vijek trajanja, proizvod ne bacajte u komunalni otpad. Proizvod dostavite Servisnom centru Remington® ili na odgovarajuća mjesta za prikupljanje posebnog otpada.



Za ostale informacije o recikliranju posjetite

www.remington-europe.com
www.remington-i-light.com



SERVIS I JAMSTVO

Proizvod je provjeren i nema oštećenja. Jamčimo za ovaj proizvod da nema oštećenja nastala uslijed neispravnog materijala ili izrade 2 godine od početnog datuma kupnje. Ako proizvod postane neispravan unutar jamstvenog razdoblja, izvršit ćemo popravak takvog oštećenja ili se odlučiti za zamjenu proizvoda ili njegova dijela bez naplate, osiguravajući da postoji dokaz kupnji. To ne znači produljenje jamstvenog roka.

U slučaju jamstva samo nazovite REMINGTON® servisni centar u vašoj regiji. Jamstvo je time osigurano prema važećim zakonskim pravima.

Jamstvo se primjenjuje u svim zemljama u kojima je naš proizvod prodan putem ovlaštenih trgovaca.

Zamjenske žarulje su potrošni dijelovi i isključene su iz jamstva. Također nije pokriveno oštećenje proizvoda uslijed nezgode ili nepravilne uporabe, zlorabe, preinaka proizvoda ili nedosljedne primjene tehničkih i/ili zahtjevanih sigurnosnih uputa. Jamstvo ne vrijedi ako je proizvod rastavljan ili popravljan od osoba koje nismo ovlastili.

Remington servisni centar:
Singuli d.o.o., Primorska 3, 10000 Zagreb,
Tel. 01/3772 644, fax. 3772 566, mobile: 091 66 01 777

Uvoznik:
Varta Remington Rayovac d.o.o., 9. Bukova_ki ogranak br. 25,
Zagreb, tel/fax: 01 24 81 155


Prodajno mjesto

Proizvod

Broj ra_una

Potpis prodava_a i pe_at

Datum prodaje



ما هو جهاز i-Light؟

إن i-Light هو جهاز للاستخدام المنزلي يستخدم لإزالة شعر الجسم باستخدام تكنولوجيا الضوء المكثف النبضي (IPL) إنها نفس التكنولوجيا المستخدمة في صالونات وعيادات إزالة الشعر الاحترافية. إذا تم استخدام هذا الجهاز بشكل صحيح فإنه يستطيع أن يوفر انخفاضاً في نمو الشعر بيوم لفترة طويلة.

ما هو الضوء المكثف النبضي (IPL) وكيف يعمل جهاز i-Light؟

يعمل جهاز i-Light عن طريق توجيه نبضة مكثفة من الضوء شديدة القصر نحو الجلد. يتم امتصاص طاقة الضوء بواسطة الميلانين الموجود في بصيلة الشعر مما يضعف بشكل مؤقت من آلية نمو الشعر ويؤخر من نموه.

نموذجياً تعبر بصيلات الشعر خلال ثلاث مراحل في دورة نمو الشعر. المراحل الثلاثة هي:

مرحلة النمو – مرحلة النمو التنشط لبصيلة الشعر.

يكون تركيز الميلانين عند أعلى قيمة له حيث أنه مسؤول عن تصبغ الشعر. فقط الشعر في مرحلة النمو (anagen phase) هو القابل للعلاج بالضوء المكثف النبضي.

مرحلة التوقف (مرحلة التدهور) – هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية مؤقتة. وهي تتبع ححلة النمو وتشير إلى نهاية النمو المنشط للشعر. إنها تستغرق نموذجياً 2-3 أسابيع. (الشكل 3).

مرحلة السقوط (مرحلة الراحة) – تكون بصيلة الشعر في راحة كاملة أثناء هذه المرحلة. والتي تعد أطول مرحلة وتستمر حوالي 100 يوم. أثناء هذا الوقت يدفع الشعر الجديد الشعر القديم مما يسمح لدورة النمو بأن تبدأ مرة أخرى (الشكل 4).

ما الذي يمكن توقعه من جهاز i-Light

أظهرت دراساتنا انخفاضاً كبيراً في الشعر بعد جلسة علاج واحدة فقط. بالرغم من ذلك، لا يتم عادة الحصول على النتائج المثلى بجلسة واحدة فقط. للحصول على أفضل النتائج كرر جلسة العلاج في أي وقت تلاحظ فيه أن الشعر قد بدأ في النمو مرة أخرى. وتختلف النتائج بحسب كل شخص. ومع ذلك يقوم معظم الأشخاص بإعادة العلاج كل أسبوعين لثلاث جلسات علاجية حتى يتم الوصول للنتائج المرغوبة.

يمكنك أن تلاحظ سقوط الشعر بعد جلسة العلاج الأولى بأيام قليلة.

يبدأ بعض الشعر في النمو ويكون أقل في الكثافة وأنعم وأفتح في اللون من الشعر الأصلي. إن هذه العودة لنمو الشعر طبيعية ويجب أن تكون متوقعة.





- لا يُستخدم إذا كنت مصاباً بمرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط. إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المطلوب علاجها. أو إذا كنت مصاباً بالآفات قبل السرطانية أو بالوحامات المتعددة عسيرة التنوع في المناطق المطلوب علاجها.
- لا يُستخدم إذا كنت مصاباً بالصرع مع حساسية لضوء الفلاش.
- لا يُستخدم إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بالاضطراب الكولاجيني. بما في ذلك التاريخ المرضي لتكوّن الندبة الجريفة أو تاريخ من الالتئام الضعيف للجروح.
- لا يُستخدم إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بالاضطرابات الوعائية مثل وجود الدوالي أو التوسع الوعائي في المناطق المطلوب علاجها.
- لا يُستخدم إذا كان الجلد حساساً للضوء حيث يسبب طفح أو تفاعل حساسية. إذا كنت تتعاطى عوامل أو أدوية تسبب حساسية للضوء. راجع النشرة المرفقة مع الدواء. لا تستخدم الوحدة مطلقاً إذا كان من الممكن أن تسبب تفاعلات حساسية أو تفاعلات تسمم ضوئي وإذا كان يجب عليك تجنب الشمس أثناء تناول دواء ما.
- لا يُستخدم إذا كنت مصاباً بالسكري أو الذئبة الحمراء الجهازية أو البورفيريا أو هبوط عضلة القلب.
- لا يُستخدم على المناطق التي تعالج حالياً أو عولجت حديثاً بأحماض الألفا هيدروكسي (AHAs) أو أحماض البيتا هيدروكسي (BHAs) أو أيزوتريتينون الموضعي أو حمض الأزيليك.
- لا يُستخدم إذا تعاطيت أيزوتريتينون أكيوتان أو الرواكتان في السنة أشهر الماضية. قد يتسبب هذا العلاج في جعل الجسم أكثر قابلية للدموع والجروح والتهيجات.
- لا يُستخدم إذا كنت تعاني من أي اضطراب نزفي أو تتناول أية أدوية مضادة للتجلط. بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسبرين بالطريقة التي لا تسمح بفترة انقطاع تبلغ أسبوع واحد قبل كل علاج.
- لا يُستخدم إذا كنت مصاباً بعدوى أو إكزيما أو حروق أو بصيلات مصابة بعدوى أو جروح متأكلة مفتوحة أو قشوظ أو جراحات أو فيروس الهربس البسيط أو جروح أو آفات و تورمات دموية في المناطق المطلوب علاجها.
- لا يُستخدم إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بمرض مثبط للمناعة (ويضم العدوى بفيروس نقص المناعة البشري أو الإيدز) أو إذا كنت تتناول دواء مثبط للمناعة.
- لا يُستخدم أثناء تناولك أدوية مسكنة للألم، والتي تقلل الحساسية للحرارة.
- لا يُستخدم إذا كنت تتناول مزيلات رائحة العرق التي تدوم لفترة طويلة. قد يؤدي هذا الحدوث تفاعلات جلدية.
- لا يُستخدم فوق أو بقرب أي شيء صناعي مثل السيليكون المزروع أو كبسولة منع الحمل المزروعة إميلان أو منظم القلب أو منافذ الحقن تحت الجلد (موزع الإنسولين) أو الأقراط.

⚠️ احتياطات هامة خاصة بالسلامة

قبل أن تستخدم جهاز i-Light
تأكد من أنك قد قرأت جميع التحذيرات ومعلومات السلامة
قبل أن تبدأ تحقق من أنك ترى أن جهاز i-Light مناسب لك.
استخدم مخطط درجات ألوان الجلد. الموجود في الصندوق وفي مقدمة هذا الدليل. لتحديد ما إذا كان الجهاز مناسباً لك.

نوع الجلد

- انظر مخطط ألوان الجلد في الصفحة ٣.
- لا يُستخدم على الجلد الداكن طبيعياً (تصنيف Fitzpatrick النوع الخامس والسادس). حيث قد يؤدي إلى حروق وبثرات وتغيرات في لون الجلد.
- لا يُستخدم على الجلد المسمر أو بعد التعرض للحديث للشمس. حيث قد يسبب حروقاً أو إصابات بالجلد.
- جهاز i-Light غير فعال ضد شعر الجسم الأبيض أو الرمادي أو الأشقر أو الأحمر طبيعياً.

مناطق الجسم التي يجب عدم علاجها

- لا يُستخدم على الوجه أو الرقبة.
- لا يُستخدم على حلقات الصدر أو الهالة أو الأعضاء التناسلية.
- لا يُستخدم إذا كان هناك وشم أو مكياج دائم في المناطق المطلوب علاجها.
- لا يُستخدم على البقعة البنية الداكنة أو السوداء مثل الشامات أو الوحامات أو النمش.
- لا يُستخدم على المناطق التي أجريت بها جراحات حديثة أو تقشير عميق أو إعادة تصحيح الجلد بالليزر أو التي يوجد بها ندبات أو مناطق الجلد التي حدث لها تلف إما بالحروق أو السمط (حروق بالاسونال المغلية).

متم يجب عدم استخدام/ تجنب استخدام جهاز i-Light.

- لا يُستخدم في فترة الحمل أو الرضاعة.
- لا يُستخدم إذا تعرضت لحمام شمس أو حمام شمس اصطناعي خلال الأربعة أسابيع الماضية.
- لا يُستخدم على البشرة الجافة أو الرقيقة وسهلة الإصابة بسبب استخدام التقشير الكيميائي أو التقشير بحمض الجليكوليك أو نتيجة لأحماض الألفا هيدروكسي (AHAs).
- لا ترسل أكثر من ومضة واحدة على نفس المنطقة حيث أن هذا قد يسبب الحروق.
- لا يُستخدم على نفس المنطقة من الجلد أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.
- لا يُستخدم لمدة ١٤ يوماً على الأقل بعد التقشير الكريستالي.
- لا يُستخدم إذا كنت تتعاطى علاجات دائمة لإزالة الشعر.





الرسم التخطيطي المرجعي لوحدة i-Light

J مفتاح الطاقة	A مقبض جهاز i-Light
K منفذ الطاقة	B زر الفلاش (الوميض)
L زر اختيار مستوى الشدة	C حساس الاتصال بالجلد
M شاشة عرض اختيار مستوى الشدة	D نافذة الفلاش
N اختيار وضع الفلاش	E الجزء المحروطي
O شاشة عرض اختيار وضع الفلاش	F زر إطلاق الجزء المحروطي
P شاشة عرض مؤشر حالة الصباح	G خرطوشة الضوء
Q سلك الطاقة	H سلك المقبض
R قماش خالي من النسييل	I وحدة القاعدة لجهاز i-Light

عود نفسك على خصائص جهاز i-Light الجديد الخاص بك.

نافذة الفلاش (الشكل د-1)

نافذة الفلاش هي نافذة زجاجية مرشحة مزودة بوحدات مدمجة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية والتي تسمح لأطوال موجية محددة من الضوء بالعبور من قطعة الرأس إلى جلدك وإلى بصيلات الشعر.

⚠ **تحذير:** قم دائماً بفحص نافذة الفلاش لضمان عدم حدوث تلف للعدسة.

⚠ **تحذير:** قم دائماً بتنظيف نافذة الفلاش قبل الاستخدام باستخدام القماش الخالي من النسييل المرفق مع الجهاز لضمان عدم وجود زيت أو ركام على العدسة.

حساس الاتصال بالجلد (الشكل ج-1)

إن حساس الاتصال بالجلد هو آلية أمان تعمل على منع الجهاز من التشغيل العَرَضِي. من أجل تشغيل الجهاز، يجب أن يكون حساس الاتصال بالجلد منخفض جداً على الجلد.

⚠ تعليمات هامة للأمان تحذير = لتقليل مخاطر الاحتراقات، التكهرب، الحريق أو الإضرار بالأشخاص:

كما هو الحال مع معظم الأجهزة الكهربائية الأخرى، تكون الأجزاء الكهربائية في وضع التشغيل حتى إذا كان مفتاح الطاقة مغلقاً. لتقليل خطر الإصابة أو الموت بالصدمة الكهربائية:

- قم دائماً بفصل الوحدة من منفذ الكهرباء بعد الاستخدام مباشرة.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تضع هذا الجهاز أو تستخدمه في مكان يمكن أن يسقط منه أو يمكن منحه سحبه إلى حوض أو بالوعة.
- لا تضع الجهاز أو تسقطه في الماء أو في سائل آخر.
- لا تقترب من الوحدة إذا سقطت في ماء أو في سائل آخر. انزع القابض الكهربائي للوحدة فوراً.
- لا تقترب من الوحدة إذا كانت مبتلة. انزع القابض الكهربائي للوحدة فوراً.
- انزع القابض الكهربائي للوحدة قبل تنظيفها.
- حافظ على الوحدة جافة طوال الوقت.
- إذا نقلت الوحدة من مكان شديد البرودة لبيئة شديدة الدفء فانتظر حوالي ساعتين قبل استخدامها.
- يجب أن لا يُترك الجهاز من دون مراقبة عندما يكون موصولاً بالتيار الكهربائي
- إبعاد مصدر التيار و الكبل عن الأسطح الساخنة.
- التأكد من جفاف الكبل و المقبس
- لا تقم بفصل المنتج عن الكهرباء بأيدي مبتلة
- لا تستخدم هذا المنتج إذا كان السلك تالفاً. ويمكن الحصول على سلك بديل لدى مراكز خدمة Remington® الخاصة بنا.
- استخدم المنتج وخرنه عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٣٥ درجة مئوية.
- افصله دائماً عن الموصلات الرئيسية عند التنظيف.
- استخدم فقط الأجزاء المرودة مع الجهاز.
- يجب الاحتفاظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال. قد يؤدي استخدام هذا الجهاز بواسطة أشخاص ذي قدرات بدنية أو حسية أو ذهنية منخفضة أو ينقصهم الخبرة والمعرفة إلى حدوث مخاطر. يجب على القائمين على سلامة هؤلاء الأشخاص توفير التعليمات الصريحة أو الإشراف على استخدام هذا الجهاز.



**خرطوشة الضوء (الشكل G-1)**

تبلغ فترة حياة كل خرطوشة ضوء ١٥٠٠ ومضة (فلاش). عند استخدام جميع الومضات يجب استبدال الخرطوشة.
وحدة الاستبدال: SP-IPL

اختيار مستوى الشدة (الشكل L-1)

إن جهاز i-Light مزود بـ ٥ مستويات للشدة. المستوى ١ لضبط على أقل شدة والمستوى ٥ لأقصى شدة.

وضع النظرية محل التطبيق: للحصول على أكثر النتائج فعالية، استخدم دائماً مستوى الشدة الأعلى والذي لا يسبب مشاكل للجلد. لتحديد مستوى الشدة المستخدم، لاحظ عدد الأضواء المضيئة في شاشة عرض اختيار مستوى الشدة.

سوف يتم ضبط جهاز i-Light الخاص بك آلياً على مستوى الشدة ١ في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. لتغيير المستوى اضغط زر اختيار مستوى الشدة.

اختيار وضع الوميض (الفلاش) (الشكل N-1)

إن جهاز i-Light مزود بوضعين لتشغيل: وضع الوميض المفرد ووضع الوميض المتعدد. سوف يتم ضبط جهاز i-Light الخاص بك آلياً على وضع الوميض المفرد في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. وضع الوميض (الفلاش) المفرد: سوف يومض جهاز i-Light مرة واحدة عند ضغط زر الفلاش وتشغيل حساس الاتصال بالجلد.
وضع الوميض (الفلاش) المتعدد: سوف يومض جهاز i-Light مرة واحدة كل ثانيتين عند ضغط زر الفلاش وتشغيل حساس الاتصال بالجلد بشكل كامل.

لتشغيل وضع الوميض المتعدد، اضغط زر اختيار وضع الوميض المتعدد وسوف تضيء شاشة عرض اختيار وضع الوميض المتعدد. اضغط مرة أخرى لغلغ وضع الوميض المتعدد والعودة لوضع الوميض المفرد.

زر الفلاش (الشكل B-1)

يقع زر الفلاش على قطعة اليد. لتشغيل مصباح الفلاش، تأكد من أن حساس الاتصال بالجلد قد تم تشغيله بشكل كامل واضغط زر الفلاش.

شاشة عرض مؤشر حالة المصباح (الشكل P-1)

يكون الجهاز جاهزاً لإصدار الفلاش (الوميض) عندما تضيء شاشة عرض مؤشر حالة المصباح باللون الأخضر.

ملحوظة: إذا تم ضغط زر الفلاش ولم يتم تشغيل حساس الاتصال بالجلد بشكل كامل أو إذا لم تكن شاشة عرض مؤشر حالة المصباح مضيئة، فسيتم سماع صوت صفير.


عندما تضيء شاشة عرض مؤشر حالة المصباح باللون الأصفر، فهناك عدد ١٥٠ فلاش (ومضة) باقى في مصباح الفلاش. عندما تضيء شاشة عرض مؤشر حالة المصباح باللون الأصفر، فإن خرطوشة المصباح قد استهلكت لا يمكن أن تعمل مرة أخرى. يجب عليك استبدال خرطوشة المصباح للاستمرار في استخدام الجهاز.

أزرار إطلاق الجزء المحروطي (الشكل F-1)

اضغط كلي الزرين وأسحب برفق لإزالة الجزء المحروطي.

تحذير: تأكد دائماً من أن الوحدة في وضع عدم التشغيل وأنه قد تم فصل سلك الطاقة قبل إزالة الجزء المحروطي. إذا تمت إزالة الجزء المحروطي والوحدة في وضع التشغيل فسوف تضيء جميع أضواء المؤشر في وحدة القاعدة كما سيتم سماع أصوات صفير.





8]



9]



10]

عالج المناطق المطلوب علاجها بجهاز i-Light - وضع الوميض المفرد:

1. ضع قطعة اليد لجهاز i-Light على جلدك. هكذا تصبح نافذة الفلاش متوهجة مع تشغيل حساس الاتصال بالجلد بشكل كامل ومن أن شاشة عرض مؤشر حالة المصباح مضيئة.
2. تأكد من تشغيل حساس الاتصال بالجلد بشكل كامل ومن أن شاشة عرض زر الفلاش لتشغيل الجهاز (الشكل 9).
3. اضغط زر الفلاش لتشغيل الجهاز (الشكل 9).
4. حرك قطعة اليد إلى منطقة علاجية جديدة وكرر الخطوات 1-3 (الشكل 10).

عالج المناطق المطلوب علاجها بجهاز i-Light - وضع الوميض المتعدد:


1. ضع قطعة اليد لجهاز i-Light على جلدك. هكذا تصبح نافذة الفلاش متوهجة مع سطح الجلد (الشكل 8).
2. تأكد من تشغيل حساس الاتصال بالجلد بشكل كامل ومن أن شاشة عرض مؤشر حالة المصباح مضيئة.
3. اضغط زر الفلاش واضبطه لتشغيل الجهاز (الشكل 9).
4. بعد أن يومض الجهاز مباشرة قم بتزليق قطعة اليد إلى مكان جديد. بعد فترة قصيرة (حوالي ثانيتين) سوف يومض الجهاز مرة أخرى (الشكل 10).

ملحوظة: أثناء تشغيل وضع الوميض المتعدد. يجب أن يظل حساس الاتصال بالجلد وزر الفلاش منخفضين بالكامل إذا تم تعطيل أي من الزرين فلن يعمل الجهاز. لمواصلة العلاج كرر الخطوات من 1-4.

أثناء تشغيل وضع الوميض المتعدد. ستظل شاشة عرض مؤشر حالة المصباح مضيئة بينما يكون كل من حساس الاتصال بالجلد وزر الفلاش في وضع التشغيل.

اختبر جهاز i-Light على جلدك (الشكل 5)

1. راجع التحذيرات واحتياطات السلامة.
2. عود نفسك على خصائص جهاز i-Light الجديد.
3. ارجع إلى مخطط درجات ألوان الجلد لضمان أن لون جلدك يقع في المدى المقبول.
4. اختبر جهاز i-Light على رقعة صغيرة من الجلد وانتظر 48 ساعة لضمان عدم حدوث تفاعلات عكسية.




5]

عود نفسك على خصائص جهاز i-Light الجديد.

قم بإعداد جلدك للعلاج


1. تحقق من أن المنطقة المطلوب علاجها نظيفة وخالية من الدهون ومزيلات رائحة العرق والعمطور والماكياج والغسول (اللوسيون) والكريمات. احلق الشعر في المنطقة المطلوب علاجها.
2. لا تقم مطلقاً باستخدام الشمع أو منتجات نفث الشعر أو اللقطة أو منتجات إزالة الشعر لأنها تبطل عملية العلاج بالضوء المكثف النبضي.



6]

قم بإعداد جلدك للعلاج

3. فك سلك قطعة اليد من قاعدة جهاز i-Light واسند قطعة اليد في حمالة القاعدة، ضع مفتاح الطاقة في قاعدة جهاز i-Light وتأكد من أن الوحدة في وضع عدم التشغيل. صل سلك الطاقة بقاعدة جهاز i-Light في منفذ الطاقة. صل سلك الطاقة إلى مقبس الحائط. شغل مفتاح الطاقة (الشكل).



7]

4. اختر مستوى الشدة الذي ترغبه. إذا كنت ترغب في تشغيل وضع الوميض المتعدد، شغله. باستخدام زر اختبار وضع الوميض (الفلاش) (الشكل 7)

**تنظيف جهاز i-Light الخاص بك**

⚠ **تحذير:** قبل تنظيف جهاز i-Light، تأكد من أن مفتاح الطاقة مغلق وأنه قد تم فصل سلك الطاقة من وحدة القاعدة.

يساعد التنظيف الدوري على ضمان الحصول على أفضل النتائج وعلى عمر طويل لجهاز i-Light. يمكن مسح السطح الخارجي لوحدة القاعدة وقطعة اليد باستخدام قطعة قماش مبتلة قليلاً. لتنظيف نافذة الفلاش استخدم فقط القماش الخالي من النسيل المرقق مع جهاز i-Light. احترس من كشط أو كسر نافذة الفلاش. قد يقلل الكسر أو الكشط من فعالية الوحدة. بالنسبة للصبغات المستعصية، استخدم قطعة قطن مبتلة لوضع كمية قليلة من الماء على نافذة الفلاش ونظفها باستخدام قطعة القماش الخالية من النسيل المرفقة مع الجهاز. استخدم جهاز بخار صغير محمول باليد لإزالة التراب والركام من فتحات قطعة اليد.

⚠ **تحذير:** يجب عدم استخدام الوحدة إذا حدث ثقب أو كسر لنافذة الفلاش. لا تقم أبداً بكسر زجاج المرشح أو السطح المعدني في الجزء المحروطي.

⚠ **تحذير:** إن جهاز i-Light هو جهاز عالي الجهد. لا تغمره مطلقاً في الماء. لا تقم مطلقاً بتنظيف الوحدة أو أي جزء منها تحت الحنفية أو في آلة غسل الأطباق.

لا تستخدم المنظفات المحتوية على البترول أو القابلة للاشتعال بسبب خطر اندلاع النيران. لا تقم مطلقاً باستخدام حشوات التنظيف والمواد المنظفة الكاشطة أو السوائل القوية مثل الزيت أو الأستيون في تنظيف الوحدة.

نصائح العلاج

- للحصول على أفضل النتائج تجنب الومضات المتراكمة. يساعد هذا على منع التعرض لطاقة أعلى من الطاقة الضرورية لتقليل نمو الشعر. كما يضمن هذا حصولك على أقصى استخدام ممكن لخرطوشة الضوء.
- للحصول على أكثر النتائج فعالية، استخدم دائماً مستوى الشدة الأقصى والذي لا يسبب مشاكل للجلد. يجب أن تنشر بالدفء على جلدك عند المستوى الذي تستخدمه. لكنه يجب ألا يسبب أبداً عدم راحة.
- لا يتم عادة الوصول للنتائج المثلى بجلسة واحدة فقط. للحصول على أفضل النتائج كرر جلسة العلاج في أي وقت تلاحظ فيه أن الشعر يبدأ في النمو مرة أخرى. تختلف النتائج بحسب كل شخص. ومع ذلك يقوم معظم الأشخاص بإعادة العلاج كل أسبوعين لأول ثلاث جلسات علاجية حتى يتم الوصول للنتائج المرغوبة.
- قد تلاحظ أن المناطق كثيرة العظام مثل المرفقين والقصبة والركبتين تكون أكثر حساسية أثناء العلاج. إن هذا طبيعي ويجب ألا يسبب إزعاجاً. لتجنب هذه الحساسية جرب شد الجلد بعيداً عن المنطقة العظمية أثناء العلاج.

الرعاية بعد العلاج

- قد تعاني بعد العلاج من احمرار خفيف أو إحساس بالدفء في الجلد. إن هذا طبيعي وسوف يخف سريعاً. لتجنب تهيج الجلد بعد العلاج اتخذ الاحتياطات التالية:
- تجنب التعرض للشمس لمدة 24 ساعة بعد العلاج. قم بحماية الجلد بواسطة عامل الحماية من الشمس SPF 30 بعد كل جلسة علاج.
- بعد العلاج احتفظ بالمنطقة نظيفة وجافة واشرب الكثير من الماء للاحتفاظ بجلدك رطباً.
- لا تعامل مع المنطقة التي تم علاجها بخشونة.
- لا تأخذ حمامات ساخنة أو تستخدم غرف البخار والساونا لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
- لا تمارس السباحة لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
- لا تشترك في رياضات تفاعلية لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
- لا ترتد ملابس ضيقة على المنطقة التي تم علاجها.
- لا تتعرض للشمس لفترات طويلة كما في حمام الشمس. باستخدام سرير حمام الشمس، أو الاسمرار الذاتي (selftan) لمدة أسبوعين على الأقل بعد آخر جلسة علاج.
- لا تقم بإزالة الشعر (الشمع أو التنف أو باستخدام الخيط أو الكرمات) أثناء العلاج – الحلق مقبول طالما تجنبته لمدة 24 ساعة بعد كل علاج.
- لا تستخدم كرمات التبييض أو المنتجات المعطرة لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
- لا تكشط أو خفر في المنطقة التي تم علاجها.



لقد قمتُ بتشغيل الوحدة إلا أنني لا أستطيع أن أزيد أو أقلل من شدة الضوء.
جرب إعادة ضبط الوحدة عن طريق إغلاقها والانتظار لعدة ثواني قبل إعادة تشغيلها.

ضوء مؤشر حالة المصباح يتحول للون الأخضر لكن الوحدة لا تومض عند ضغط الزر.
تأكد من أن حساس الاتصال بالجلد متصل بالكامل مع الجلد.
جرب إعادة ضبط الوحدة عن طريق إغلاقها والانتظار لعدة ثواني قبل إعادة تشغيلها.

هناك رائحة غريبة.
تأكد من أنه قد تم حلق الشعر بالكامل من المنطقة قبل العلاج.

المنطقة التي تم علاجها أصبحت لونها أحمر بعد العلاج.
إن هذا طبيعي وسوف يهدأ الاحمرار. إذا لم يحدث ذلك جرب استخدام شدة ضوء أقل.

لم أحصل على أفضل النتائج أو بدأ الشعر في النمو مجدداً.
قد يبدأ الشعر في النمو مرة أخرى بعد أول جلسة علاج. إن هذا طبيعي للغاية. للحصول على أفضل النتائج، كرر العلاج عندما تلاحظ عودة نمو الشعر مرة أخرى.

كن مدركاً لما يلي إذا تم استخدام الوحدة لفترة طويلة فقد تتوقف الوحدة للحظات (حوالي 40 ثانية) لتبريد. بمجرد أن تبرد الوحدة تكون جاهزة للاستخدام مرة أخرى.

مصباح الحالة والصوت

مصباح وضع الوميض (الفاش)/الشدة	الدلالة
كل ما تم اختياره من المصابيح يومض.	الوحدة قد سخنت للغاية وتوقفت للحظات لتبرد.
مصباح شدة الضوء تومض بالتتابع	هناك خلل بالوحدة. أغلق الوحدة وانتظر ثواني قليلة وحاول مرة أخرى . إذا استمرت المشكلة يجب إعادة الوحدة لإصلاحها.
جميع المصابيح تومض بصوت صفيح	تمت إزالة أو فك الجزء المحروطي.

صيانة جهاز i-Light

⚠ تحذير: قبل عمل صيانة لجهاز i-Light تأكد من أن مفتاح الطاقة مغلق وأنه قد تم فصل سلك الطاقة من وحدة القاعدة.

استبدال المصباح

1. اضغط أزرار إطلاق الجزء المحروطي واسحب برفق لإزالة الجزء المحروطي.
 2. اسحب خرطوشة المصباح برفق للخارج.
 3. استبدلها بخرطوشة مصباح جديدة. وحدة الاستبدال: SP-IPL
- ⚠ تحذير: عند استبدال خرطوشة المصباح لا تلمس مصابيح الفلاش بشكل مباشر حيث أن هذا يترك آثار زيت وبقايا. قد يسبب هذا نقصاً في فعالية المصابيح أو يسبب انشقاقها أثناء العلاج.
4. استبدل الجزء المحروطي وتأكد من عودته بشكل سريع لمكانه.

التخزين

- أغلق الوحدة. انزع القابس الكهربائي لها واتركها لتبرد لمدة 10 دقائق قبل التخزين.
- خزن الوحدة في مكان جاف في درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.

اكتشاف الأخطاء

- اقرأ هذه التعليمات دائماً بالكامل قبل استخدام جهاز i-Light.
- ارجع إلى هذا الدليل لاكتشاف الأخطاء إذا شعرت بأية مشاكل مع جهاز i-Light. حيث أن هذا القسم يعالج أكثر المشاكل شيوعاً التي قد تواجهها مع جهاز i-Light.
- إذا اتبعت التعليمات الموجودة في هذا القسم واستمرت المشاكل، يرجى الاتصال بمركز خدمة رمنجتون لتلقي المساعدة الإضافية.

لقد قمتُ بتشغيل مفتاح الطاقة ولكن الوحدة لا تعمل.

- تأكد من أن الوحدة موصلة بالقابس الكهربائي في منفذ كهرباء يعمل .
- جرب التحويل إلى منفذ آخر.

الوحدة تبدو كما لو أن بها شقوق أو مكسورة.

- لا تستخدم الوحدة إذا كانت مكسورة. إذا كانت لديك مخاوف بخصوص استخدام الوحدة. أوقف الاستخدام واتصل بمركز خدمة رمنجتون لتلقي مساعدة إضافية.



س. كل كم من الوقت يجب أن أستخدم جهاز **i-Light** ؟

ج. يجب أن تستخدم جهاز **i-Light** في الوقت الذي تبدأ فيه مشاهدة عودة نمو الشعر.

س. كم تستغرق عمليات العلاج؟

ج. يختلف الوقت تبعاً لحجم المنطقة التي تم علاجها. لكن ساق واحدة بالكامل لا يجب أن تستغرق أكثر من 15 دقيقة.

س. متى يجب أن ألاحظ النتائج؟

ج. النتائج ليست فورية. يبدو أن الشعر يعود للنمو أحياناً بعد العلاج لكن الكثير من هذا الشعر سيبداً في السقوط بعد أسبوعين.

ينمو الشعر في دورة تتكون من 3 مراحل تستمر من 18-24 شهراً. الشعر في مرحلة النمو هو فقط القابل للعلاج وهو سبب الحاجة لجلسات العلاج المتعددة للحصول على أفضل النتائج. عادة تتم ملاحظة النتائج خلال أسابيع قليلة من أول علاج. يؤدي الاستخدام الدوري المستمر الأسبوعي (أو كل أسبوعين لثلاث جلسات علاجية) إلى الحصول على نتائج جيدة خلال من 6 إلى 12 شهراً (الجلد الداكن قد يستغرق وقتاً أطول).

س. لماذا ينمو شعري بالرغم من العلاج؟

ج. يستمر الشعر في النمو لفترة تصل إلى أسبوعين بعد العلاج. وهو الوقت الذي تلاحظ فيه أن الشعر قد بدأ في السقوط. يمكن أن يكون نسيان المنطقة أثناء العلاج هو سبب آخر لاستمرار نمو الشعر. استمر في علاج المنطقة وقتما تلاحظ عودة نمو الشعر.

س. لماذا لا أستطيع استخدام جهاز **i-Light** بعد التعرض الحديث للشمس؟

ج. يسبب التعرض للشمس وجود مستويات عالية من الميلانين ويعرض الجلد لخطر أعلى للحروق والبرنات بعد العلاج.

س. ما هي مخاطر استخدام جهاز **i-Light**؟

ج. هناك بعض الشروط التي تحد قدرتك على استخدام الوحدة. يرجى قراءة قسم التحذيرات واحتياطات السلامة في دليل المستخدم بالكامل قبل استخدام جهاز **i-Light**.

س. كم مرة يجب أن أستبدل المصباح؟

ج. يحتاج المصباح للاستبدال بعد 1500 ومضة (فلاش). يضيء مؤشر حالة المصباح باللون الأخضر لأول 1350 ومضة من عمر الخرطوشة. يتحول اللون إلى الأصفر للإشارة إلى تبقي 150 ومضة فقط. عندما يبدأ الضوء في الوميض تكون الخرطوشة قد استهلكت ويجب استبدال المصباح.

وحدة الاستبدال: SP-IPL

س. هل يمكنني استخدام جهاز **i-Light** على وجهي؟

ج. لا. لا ينصح باستخدام الجهاز على الوجه أو الرقبة.

س. كيف أعطني بالمناطق العالجة بعد العلاج؟

ج. تجنب التعرض غير المحمي للمناطق المعالجة للشمس.

أصوات مسموعة	الدلالة
لا يوجد اتصال كامل	تم ضغط زر الفلاش بينما لم يكن حساس الاتصال بالجلد مشغلاً بالكامل
استبدل خرطوشة الضوء	خرطوشة الضوء مفقودة أو تحتاج للاستبدال.
حساسات الاتصال ملتصقة	تم ضغط زر الفلاش بعد تشغيل حساس الاتصال منذ بدء تشغيل الوحدة. قد يلتصق حساس الاتصال.

الأسئلة الشائعة (www.remington-ilight.com)

س. ما هو جهاز **i-Light**؟ ما هو الضوء المكثف النبضي (IPL)؟

ج. يعمل الضوء المكثف النبضي عن طريق توجيه نبضة مكثفة شديدة القصر من الضوء المرشح نحو الجلد. يتم امتصاص الضوء عن طريق الأصباغ الملونة داخل الشعرة والمحيط بها مما يعطل الشعرة مؤقتاً ويمنع عودة نمو الشعر.

س. من يستطيع استخدام جهاز **i-Light**؟

ج. يستطيع الرجال والنساء استخدام جهاز **i-Light** لإزالة الشعر غير المرغوب من أي مكان تحت الرقبة. تم تصميم جهاز **i-Light** للأشخاص ذوي البشرة من اللون الفاتح إلى المتوسط وذوي الشعر الداكن. ألوان البشرة الآمن استخدام الجهاز لها تضم الأبيض والعاجي والأسمر والبيج والبنّي الفاتح فقط. وتضم ألوان الشعر الآمن استخدام الجهاز لها الأسود والبنّي الداكن والبنّي المتوسط.

س. ما هي مناطق الجسم التي يمكنني علاجها بجهاز **i-Light** ؟

ج. تم تصميم جهاز **i-Light** بحيث يستخدم في المناطق التي تقع تحت الرقبة. وتضم الساقين والإبطيين وخط البيكيني والذراعين والصدر والظهر.

س. ما الذي يمكن أن أتوقعه من جهاز **i-Light**؟

ج. يقدم جهاز **i-Light** إزالة شعر فعالة على مستوى الصالونات باستخدام تكنولوجيا الضوء المكثف النبضي (IPL).

س. ما هي مخاطر استخدام جهاز **i-Light**؟ هل هو آمن؟

ج. إن جهاز **i-Light** آمن في الاستخدام. لكن كأي جهاز إلكتروني آخر يجب أن تقرأ وتتبع تعليمات التشغيل.



درجات ألوان الجلد القابلة للتطبيق عليها، مخطط درجات ألوان الجلد – تصنيف Fitzpatrick لأنواع الجلد أ – 4

يمكنك استخدام هذا المخطط لأنواع الجلد للتقييم الذاتي. وذلك عن طريق إضافة نقاط كل سؤال قيمت بإجابته. في النهاية يوجد مقياس يقدم مجموعة من ستة فئات من أنواع الجلد. بعد المقياس توضيحاً لكل نوع من أنواع الجلد. يمكنك أن تحدد سريعاً نوع جلدك.

الترتيب الجيني

النقاط	0	1	2	3	4
ما هو لون عينيك؟	أزرق فاتح، رمادي، أخضر	أزرق أو رمادي أو أخضر	أزرق	بني داكن	أسود مائل للبنّي
ما هو اللون الطبيعي لشعرك؟	أحمر رملي	أشقر	كستنائي داكن أشقر	بني داكن	أسود
ما هو لون جلدك (الناطق غير المعرضة)؟	محمّر	بنّاجب جداً	شاحب مع درجة من درجات البيج	بني فاتح	بني داكن
هل يوجد نمش في المناطق غير المعرضة؟	كثير	عديد	قليل	نادر	لا يوجد

مجموع نقاط الترتيب الجيني _____

س، هل أتوقف عن النشاط المعتاد بعد استخدام جهاز i-Light؟

ج. لا توجد حاجة للتوقف عن النشاط الطبيعي بعد العلاج بافتراض عدم حدوث مضاعفات غير طبيعية.

س، هل جهاز i-Light خطر على الجلد بعد الاستخدام طويل المدى؟

ج. لم يتم الإبلاغ عن أية آثار جانبية أو تلف بالجلد بعد الاستخدام طويل المدى للضوء المكثف النبضي.

س، كل كم من الوقت يجب أن أعالج بجهاز i-Light؟

ج. تم إثبات أن ترك فترة فاصلة قدرها أسبوعين في أول علاج يعطي نتائج هي الأكثر فعالية في تقليل

الشعر. يجب أن تتجنب علاج نفس المنطقة مرات عديدة في نفس الجلسة. حيث أن هذا لن يحسن

الكفاءة لكنه سيريد من خطر تهيج الجلد.

س، هل أستطيع استخدام جهاز i-Light إذا كان لدي شعر أشقر أو أحمر أو رمادي أو أبيض؟

ج. يعمل جهاز i-Light بأفضل صورة على أنواع الشعر الداكنة وذلك لأنها تحتوي على ميلانين أكثر. وهو

الصبيغ الذي يعطي للجلد والشعر لونه. إن الميلانين هو الذي يمتص الطاقة الضوئية المستخدمة أثناء

العلاج بجهاز i-Light. لذا يبدي الشعر الأسود والبني الداكن أفضل استجابة. ويستجيب الشعر البني

والبني الفاتح أيضاً لكنه يحتاج لعلاج أكثر. قد يبدي الشعر الأحمر بعض الاستجابة. عادة لا يستجيب

الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر للعلاج بجهاز i-Light بالرغم من أن بعض مستخدمي الجهاز قد

لاحظوا نتائج بعد علاجات متعددة.

س، هل أستطيع استخدام جهاز i-Light إذا كان جلدي داكن اللون طبيعياً؟

ج. لا فقد تم تصميم جهاز i-Light للتفاعل مع الأصباغ الداكنة في الشعر. ونتيجة لذلك قد يمتص

الجلد البني الداكن والأسود الكثير جداً من طاقة الجهاز (الحرارة) مما قد يسبب ضرر للجلد. لا تستخدم

جهاز i-Light على الجلد الداكن طبيعياً. حيث أنه يحتوي على الكثير من الميلانين. قد يؤدي علاج الجلد

الداكن بجهاز i-Light إلى حروق وبثرات وتغيرات في لون الجلد (زيادة أو نقص التصبغ).

راجع مخطط درجات ألوان الجلد في الصفحة رقم 3 لتحديد ما إذا كان جهاز i-Light مناسباً لك.

س، هل أحتاج إلى حماية العين أثناء استخدام جهاز i-Light؟

ج. لا. إن الجهاز غير ضار للعينين ما لم يتم توجيهه للوجه. يتميز الجهاز بنظام أمان يعمل على منع الفلاش

(الوميض) غير المقصود الصادر من الجهاز عندما لا يكون الجهاز على اتصال بالجلد. إن الكمية الضئيلة

من الضوء المنبعث أثناء العلاج مساوية لتلك الصادرة من فلاش الكاميرا وهي غير ضارة للعينين ما لم يتم

توجيه الجهاز نحو الوجه.

س، هل أستطيع استخدام جهاز i-Light إذا كنت حامل أو مرضعة؟

ج. لا. لم يتم اختبار جهاز i-Light على السيدات الحوامل. لذا لا ننصح باستخدامه إذا كنت حامل أو

مرضع. قد تزيد التغيرات الهرمونية من الحساسية ومن خطر إصابة الجلد.





4	3	2	1	0	النقاط
لا ڇڏڻ حروق اُبدأ	حروق نادره	حروق يتبعها أحياناً تقشير	تكون بثرات يتبعه تقشير	احمرار مؤلم، تكون بثرات. تقشير	ما الذي يحدث إذا مكثت في الشمس لفترة طويلة جداً؟
يتحول للبنّي الداكن سريعاً	اسمرار بسّهولة جداً	اسمرار معتدل	لون فاخ. أسمر	بالكاد أو لا على الإطلاق	إلى أي درجة تتحول للون البنّي؟
دائماً	غالباً	أحياناً	نادراً	لا أبداً	هل تتحول للون البنّي خلال بضع ساعات بعد التعرض للشمس؟
لا ڇڏڻ مشاكل أبدأ	مقاوم جداً	طبيعي	حساس	حساس جداً	كيف يتفاعل وجهك مع الشمس؟

إجمالي نقاط رد الفعل للتعرض للشمس: _____

4	3	2	1	0	النقاط
منذ أقل من أسبوعين	منذ أقل من شهر	منذ شهر- شهرين	من ٢-٣ أشهر	منذ أكثر من ٣ أشهر.	متى كانت آخر مرة تعرض فيها جسديك للشمس (أو حمام الشمس الصناعي/ كرم التسمير)؟
دائماً	غالباً	أحياناً	على نحو شديد الصعوبة	لا أبداً	هل تعرضت المنطقة المطلوب علاجها للشمس؟

إجمالي نقاط عادات التسمير: _____

أضف إجمالي النقاط لكل قسم من الأقسام الثلاثة إلى نقاط نوع جلديك.





حافظ على البيئة

لا تتخلص من المنتج في النفايات المنزلية بعد انتهاء عمر الخدمة. يمكن التخلص من المنتج في مركز خدمة رينجتون أو في مواقع الجمع الملائمة.



للمزيد من المعلومات الخاصة بإعادة التدوير قم بالاطلاع على

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



مخاضاو ةمخدلا

نم جتنهيا ليلخ يا حض جتنهيا اذه نمضن نحنو .بويعلنا نم لاخه نأ نم دكلألاو جتنهيا اذه صحف مة اذاو .جتنهيا ليمعللا ءالصلاا خريأتلنا نم اذيت يذلا نماضلا قدم لاوط ةعانصلا وأ دلولما بويع نم يا وأ جتنهيا لاديتسا وأ بييع وأ ليلخ يا حلاصا بوتن فيوسف نماضلا قدم ليلخ جتنهيا ليطعة .
نماضلا قدم ديدتم ينعير لا اذهو .ءاللا ليلصيا يرفوت طبر موسر ليصحة نودب هئازجا

للتقطنم® Remington ةمدخ زكرم ليلصنا نماضلا تامدخ عتمتت تنك اذو .
ةيداعلا ةنوناقلا لئلهتسلا قوقحل لقيط نماضلا اذه يرفوت مة .
لا يتضمن هذا الضمان المصايح المستبدلة والتي تعتبر أجزاء مستهلكة.

حمتعلا ليكوللا ليلخ نم جتنهيا عيب لهيف مة يذلا نلحلبلا ةفاك نماضلا اذه يذ .
جتنهيا ع تاريعة ليلخ اذو وأ ماحختسلا عوسد وأ نداوللا ببسبب جتنهيا فسلت نماضلا اذه لمشد لاو نماضلا اذه يذ لاو .ةبولطلا ةملاسلا عمالعة وأ ةينفلا عمالعة قباطلا يرغ ملدختسلا وأ .أنتهجد نم حمتعم يرغ صخش ةفرعم حلاصا وأ جتنهيا لئيكفة مة اذو

نقاط نوع الجلد – تصنيف Fitzpatrick لأنواع الجلد

I	7-0
II	16-8
III	25-17
IV	25-30
VI-V	أكثر من 30

لا تستخدم جهاز: i-Light

النوع الأول: حساس جداً، دائماً تحدث حروق. لا يحدث اسمرار أبداً.
مثال: شعر أحمر وشم

النوع الثاني: حساس جداً للشمس. تحدث حروق بسهولة. قليلاً جداً ما يحدث اسمرار.
مثال: الجنس القوقازي جميل الجلد والشعر

النوع الثالث: جلد حساس للشمس. أحياناً تحدث حروق. اسمرار بطيء إلى اللون البني الفاتح. مثال: الجنس القوقازي ذو اللون الأكثر اسمراراً.

النوع الرابع: حساسية قليلة جداً للشمس. قليلاً جداً ما تحدث حروق. دائماً يحدث اسمرار إلى اللون البني المتوسط. مثال: الجنس القوقازي من النوع البحر متوسطي. بعض الآسيان.

النوع الخامس: جلد غير حساس للشمس. نادراً ما تحدث حروق. يحدث اسمرار بشكل جيد. مثال: بعض الآسيان. بعض السود.

النوع السادس: غير حساس للشمس. لا تحدث حروق أبداً. تصبغ شديد.
مثال: السود ذوي اللون الداكن.

מהו i-Light?


i-Light הוא מכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי בטכנולוגיית Intense Pulsed Light (IPL). טכנולוגיה זו משמשת גם במכונים מקצועיים להסרת שיער. המכשיר יכול להבטיח את הפחתה כמות השיער לטווח ארוך אם נעשה בו שימוש נכון.

מהי טכנולוגיית Intense Pulsed Light (IPL). ואיך עובד ה-i-Light? מהי i-Light עובד על ידי העברת פעימה חזקה וקצרה במיוחד של אור לתוך העור. אנרגיית האור נספגת על ידי המלנין המצוי בזקיק השערה ומנטרלת באופן זמני את מנגנון הצמיחה של השערה ובכך מעכבת את צמיחתה. מחזור הצמיחה של זקיק שערה כולל בדרך כלל שלושה שלבים. שלושת השלבים:


שלב הצמיחה (Anagen) – שלב הצמיחה הפעיל של זקיקי השערה. ריכוז המלנין הוא הגבוה ביותר בשלב זה משום שהוא אחראי לפיגמנטציה של השערה. רק שערות המצויות בשלב הצמיחה רגישות לטיפול באמצעות IPL (ראה תמונה 2).
שלב ההרס (Catagen) – זהו שלב מעבר קצר המתרחש לאחר שלב הצמיחה ומסמל את סיום הצמיחה הפעילה של השערה. שלב זה נמשך בדרך כלל שבועיים-שלושה (ראה תמונה 3).
שלב המנוחה (Telogen) – שלב זה הוא הארוך ביותר ונמשך כמאה ימים. בשלב זה זקיק השערה נמצא במצב מנוחה מוחלטת. במשך זמן זה, השערות החדשות דוחפות החוצה את השערות הישנות ומאפשרות את תחילתו של מחזור צמיחה חדש (ראה תמונה 4).

למה אוכל לצפות מ-i-Light?


המחקרים שלנו הוכיחו כי כמות השיער הפוחתה משמעותית כבר לאחר טיפול אחד. עם זאת, בדרך כלל לא ניתן להשיג את התוצאות המרביות בטיפול יחיד. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חזור/חזרי על מחזור טיפול בכל פעם שתראה/י כי השיער מתחיל שוב לצמוח. התוצאות שונות אצל כל אדם, אך עם זאת, אצל רובם תירש חזרה על הטיפול בכל שבועיים במשך שלושה טיפולים לפחות עד להשגת התוצאות הרצויות. כמה ימים לאחר הטיפול הראשון ייתכן שתתחיל/י להבחין בגשירת שיער. עדיין תתכן צמיחה של שיער, אך זו תהיה צפופה פחות והשערות יהיו דקות ובהירות יותר מהשיער המקורי. הצמיחה המחודשת היא נורמלית לחלוטין.



2] החימצה בלב (Anagen)



3] טרהה בלב (Catagen)



4] החונה בלב (Telogen)



- אין להשתמש אם את/ה חולה במחלת עור כגון סרטן עור פעיל, אם יש לך היסטוריה של סרטן עור או כל סרטן מקומי אחר באזורים המיועדים לטיפול, או אם יש לך נגעים טרום-סרטניים או שומות לא טיפוסיות מרובות באזורים המיועדים לטיפול.
- אין להשתמש אם את/ה סובל/ת מאפילסיה עם רגישות להבזקים.
- אין להשתמש אם יש לך היסטוריה של הפרעת קולגן כולל היסטוריה של היווצרות צלקות גדולות (keloid) או היסטוריה של התלמה לקויה של פצעים.
- אין להשתמש אם יש לך היסטוריה של הפרעות וסקולריות כגון דליות vascular ectasia (אנומליה של כלי דם הגורמת לדימומים) באזורים המיועדים לטיפול.
- אין להשתמש אם עורך רגיש לאור באופן שגורם לפריחה או לתגובה אלרגית. אם את/ה נוטל/ת תרופות או סוכני photosensitizing בדוק/בדקי את ההתוויה הרפואית של התרופה. לעולם אין להשתמש ביחידה אם היא עלולה לגרום לתגובות רגישות לאור או phototoxic אם עליך להימנע מחשיפה לשמש בעת נטילת התרופה.
- אין להשתמש אם את/ה חולה בסוכרת, זאבת, פורפיריה, או אי ספיקת לב מוגדש.
- אין להשתמש באזורים בעור אשר מטופלים או טופלו לא מזמן באמצעות Alpha Hydroxy Acids (BHA's), Beta Hydroxy Acids (AHA's), איזוטרטינואין טופיקלי וחומצה אזלאית.
- אין להשתמש אם נטלת איזוטרטינואין אקוטן או רואקוטן בששת החודשים האחרונים. טיפול זה עשוי לגרום לעור להיות רגיש יותר לדמועות, פצעים וגירויים.
- אין להשתמש אם יש לך הפרעה הקשורה לדימום או אם את/ה נוטל/ת תרופות נוגדות קרישה, כולל שימוש נרחב באספירין באופן שאינו מאפשר תקופת ניקוי מינימלית של שבוע אחד לפני כל טיפול.
- אין להשתמש אם יש לך דלקות, אקזמה, כוויות, זקיקים מודלקים, חתכים פתוחים, שריטות, ניתוחים, הרפס, פצעים או נגעים ושטפי דם במקום המיועד לטיפול.
- אין להשתמש אם יש לך היסטוריה של מחלות הגורמות לדיכוי המערכת החיסונית (כולל חשיפה ל-HIV או AIDS) או אם את/ה נוטל תרופות הגורמות לדיכוי המערכת החיסונית.
- אין להשתמש כאשר את/ה נוטל/ת משככי כאבים הגורמים להפחתת הרגישות לחום.
- אין להשתמש אם את/ה משתמש בדאודורנט שנשאר על הגוף זמן רב. זה יכול לגרום לתגובות בעור.
- אין להשתמש מעל או קרוב לכל דבר מלאכותי כגון שתלי סיליקון, שתלים המשמשים כאמצעי מניעה מסוג Implanon, קוביב לב, פתחי זריקות תת-עוריות (התקן אינוסילין) או פריסג'ינג.

אמצעי זהירות חשובים



לפני התחלת השימוש ב-i-Light:
קרא/י את כל הפרטים אודות אזהרות ואמצעי זהירות
לפני שתחילי, בדוק/בדקי אם i-Light מתאים לך.
השתמש/י בטבלת סיווגי גוון העור, הנמצאת בטבלה המופיעה בקדמת מדריך זה כדי לקבוע אם מכשיר זה מתאים לך.

סוג העור

- ראה/י את טבלת צבע העור בעמוד 3.
- אין להשתמש על עור כהה מטבעו (פיצפטרטיק סוג V1-V), משום שהשימוש עלול לגרום לכוויות, שלפוחיות ושינויים בגוון העור.
- אין להשתמש על עור שזוף או מיד לאחר חשיפה לשמש משום שהדבר עלול לגרום לכוויות או לפגיעה בעור.
- i-Light אינו יעיל עבור שיער גוף בצבע לבן, אפור, בלונד או אדום.

אזורים שבהם אסור לטפל

- אין להשתמש על הפנים או הצוואר.
- אין להשתמש בפטמות, רקמת החיבור שמסביב לפטמות או באיברי המין.
- אין להשתמש אם יש לך קעקועים או איפור קבוע באזור המיועד לטיפול.
- אין להשתמש על נקודות בצבע חום כהה או שחור כגון נקודות חן, כתמי לידה או נמשים.
- אין להשתמש על אזור שנותח לאחרונה, אזור שיש בו קילוף עמוק, צמיחה מחדש אחרי לייזר, צלקות או על עור שניזוק כתוצאה מכוויות או צריבות.

מתי אין להשתמש/מתי להימנע משימוש ב-i-Light.

- אין להשתמש ב-i-Light אם את/ה בהריון או מניקה.
- אין להשתמש אם נחשפת לשמש או לשיזוף מלאכותי במשך ארבעת השבועות האחרונים.
- אין להשתמש על עור יבש או רגיש כתוצאה מפילינג כימי, פילינג שטחי, או פילינג באמצעות Alpha Hydroxy Acids (AHA's).
- אין להקרין יותר מפעם אחת על אותו אזור מחשש לכוויות.
- אין להשתמש על אותו אזור בעור יותר מפעם בשבוע.
- אין להשתמש במשך לפחות 14 יום לאחר טיפול בשיוף של העור (microdermabrasion).
- אין להשתמש אם את/ה כבר נמצא בטיפולים להסרה קבועה של שיער.



הפניה לתרשים יחידת i-Light (עמוד 3)

J מתג הפעלה	A יחידת i-Light
K שקע חשמל	B כפתור הבזק
L כפתור בחירת עוצמה	C חיישן מגע עם העור
M תצוגת בחירת עוצמה	D חלופית הבזק
N בחירת מצב הבזק	E קונוס לאף
O תצוגת בחירת מצב הבזק	F כפתורי שחרור קונוס אף
P תצוגת מחוון מצב נורה	G מחסנית תאורה
Q כבל חשמל	H כבל ידית
R בד נטול מוך	I יחידת בסיס i-Light

הכרי/ את התכונות של מכשיר i-Light החדש שלך.

חלופית הבזק (תמונה I-D)

חלופית ההבזק מסוננת כחלון זכוכית עם הגנה מובנית נגד קרינת UV המאפשרת לאורכי גל מסוימים של אור לעבור מהידית אל העור שלך ואל זקיקי השיער.

⚠ אזהרה: בזק/בדקי תמיד את החלופית "הבזק" לפני השימוש כדי לוודא שלא נגרם נזק לעדשה.

⚠ אזהרה: נקה/י תמיד את חלופית ההבזק לפני השימוש באמצעות הבד נטול המול שסופק לך כדי לוודא שאין שומן או לכלוך על העדשה.

חיישן מגע עם העור (תמונה I-C)

חיישן המגע עם העור הוא מנגנון ביטחון המונע הפעלה לא מכוונת של המכשיר. על מנת שהמכשיר יופעל, חיישן המגע עם העור חייב להיות לחוץ לגמרי אל העור.

⚠ הנחיות בטיחות חשובות אזהרה – הקפד על קיום הנחיות הבאות כדי להפחית את הסיכון לכוויות, התחשמלות, שרפה או פציעה:

כמו בכל מכשירי החשמל, החלקים החשמליים פעילים מבחינה חשמלית גם כאשר המתג כבוי. להפחתת סכנת פציעה או מוות מהתחשמלות:

- נתק/י תמיד את המכשיר משקע החשמל מיד לאחר השימוש.
- אין להשתמש בקרבת מים.
- אין לאחסן מכשיר זה במקום שממנו יוכל ליפול לאמבטיה או לכיור.
- אין לשים או להפיל את המכשיר לתוך מים או כל נוזל אחר.
- אין לנסות להוציא את המכשיר אם הוא נפל למים או נוזל אחר. נתק/י את המכשיר מיד.
- אין לנסות לגעת במכשיר אם הוא נרטב. נתק/י את המכשיר מיד.
- נתק/י את המכשיר לפני שתנקה אותו.
- הקפד/י שהמכשיר יהיה יבש בכל עת.
- אם העברת את המכשיר ממקום קר מאוד למקום חם מאוד, המת/י כשעתיים לפני הפעלתו.
- בשום אופן אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- הרחק את התקע החשמלי והכבל ממשטחים מחוממים.
- הימנע מהרטבתם של התקע החשמלי והכבל.
- אין לחבר או לנתק את המכשיר מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין להשתמש במוצר כאשר הכבל החשמלי שלו פגום. ניתן להשיג כבל החלפה במרכזי השירות של Remington®.
- יש להשתמש במוצר ולאחסנו בטמפרטורות שבין 15°C ו-35°C.
- בעת הניקוי, הקפד לנתק את המכשיר מרשת החשמל.
- השתמש אך ורק בחלקים שקיבלת עם המכשיר.
- הרחק את המכשיר מיהיג ידם של ילדים. השימוש במכשיר זה על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגבלות או אנשים חסרי ניסיון יודע עלול להוביל למצבים מסוכנים. על האחראים לביטחונם לתת להם הנחיות מפורשות או להשגיח עליהם בזמן השימוש במכשיר.





מחסנית תאורה (תמונה I-G)

כל מחסנית תאורה מחזיקה למשך 1500 הבזקים. כאשר נוצלו כל הבזקים, יש להחליף את המחסנית. דגם להחלפה: SP-IPL

בחירת עוצמה (תמונה I-L)

למכשיר ה-i-Light חמש עוצמות. עוצמה I היא הנמוכה ביותר ועוצמה 5 היא הגבוהה ביותר.

עצה: לקבלת התוצאות היעילות ביותר, השתמש/י תמיד ברמת העוצמה הגבוהה ביותר שאינה גורמת לאי-נוחות בעור. לקביעת רמת העוצמה, הבחן/י במספר הנורות הדולקות בתצוגה של בחירת העוצמה.

בכל פעם שתפעיל/י את מכשיר ה-i-Light שלך הוא יוגדר אוטומטית לעוצמה I. לשינוי הרמה, לחץ/י על כפתור בחירת העוצמה.

בחירת מצב הבזק (תמונה I-N)

למכשיר ה-i-Light שני מצבי הפעלה: מצב הבזק יחיד ומצב הבזקים מרובים. בכל פעם שתפעיל/י אותו, מכשיר ה-i-Light שלך יוגדר אוטומטית למצב הבזק יחיד.

מצב הבזק יחיד: מכשיר ה-i-Light יבהב פעם אחת כאשר הכפתור 'הבזק' לחוץ וכאשר חיישן המגע עם העור פועל.

מצב הבזקים מרובים: מכשיר ה-i-Light יבהב פעם אחת בכל שתי שניות כאשר הכפתור 'הבזק' לחוץ וכאשר חיישן המגע עם העור פועל במלואו.

כדי להפעיל את מצב 'הבזקים מרובים', לחץ/י על כפתור הבחירה 'הבזקים מרובים'. התצוגה של בחירת הבזקים מרובים תידלק. לחץ/י שוב כדי לכבות את מצב הבזקים מרובים ולחזור למצב הבזק יחיד.

חלופית הבזק (תמונה I-B)

כפתור הבזק ממוקם על הידית. להפעלת נורת הבזק, ודא/י שחיישן המגע עם העור פועל באופן מלא ולחץ על הכפתור «הבזק».

תצוגת מחוון מצב נורה (תמונה I-P)

המכשיר מוכן להקרנה כאשר התצוגה של מחוון מצב הנורה מוארת בירוק.

שים לב: אם הכפתור 'הבזק' לחוץ וחיישן המגע עם העור לא פעיל לחלוטין או שתצוגת מחוון נורת המצב לא מוארת, יושמע צפצוף.


כאשר התצוגה של מחוון מצב הנורה דולקת בצבע צהוב, זה אומר שנתרן 150 הבזקים בנורת הבזק. כאשר התצוגה של מחוון מצב הנורה מהבהבת בצהוב, מחסנית הנורה התרוקנה ולא תפעל יותר. עליך להחליף את מחסנית הנורה כדי להמשיך להשתמש במכשיר.

כפתורי שחרור קונוס אף (תמונה I-F)

לחץ/י על שני הכפתורים ומשך/משיכי בעדינות להסרת קונוס האף.

אזהרה: יש לוודא תמיד כי המכשיר כבוי וכי כבל החשמל מנותק לפני הסרת קונוס האף. אם קונוס האף יוסר כאשר המכשיר פועל, כל נורות המחוונים שעל הבסיס יבהבו ויישמע צפצוף.





טפנלי באזורים הרצויים באמצעות מכשיר ה-i-Light -

- מצב הבק יחיד
1. הנח/י את ידית ה-i-Light על גבי העור כך שניתן לראות באופן מלא את העור דרך חלונית ההבק (תמונה 8).
2. ודא/י כי היישן המגע עם העור פועל לגמרי וכי התצוגה של מחוון מצב הנורה מוארת.
3. לחץ/י על הכפתור 'הבק' להפעלת המכשיר (תמונה 9).
4. הזז/י את הידית לאזור טיפול חדש וחזור/חזרי על השלבים 1-3 (תמונה 10).

טפנלי באזורים הרצויים באמצעות מכשיר ה-i-Light -


- מצב הבקיים מרובים
1. הנח/י את ידית ה-i-Light על גבי העור כך שניתן לראות באופן מלא את העור דרך חלונית ההבק (תמונה 8).
2. ודא/י כי היישן המגע עם העור פועל לגמרי וכי התצוגה של מחוון מצב הנורה מוארת.
3. לחץ/י והחזק/י את הכפתור 'הבק' להפעלת המכשיר (תמונה 9).
4. מיד לאחר ההבק, החלק/החליקי את הידית למקום חדש. לאחר שהיה קצרה (כשתי שניות) המכשיר יבהב שוב (תמונה 10).

שים/י לב: בעת השימוש במצב 'הבקיים מרובים' היישן המגע עם העור וגם הכפתור 'הבק' צריכים להיות לחוצים לחלוטין. אם אחד מהם אינו לחוץ, המכשיר לא יפעל. להמשך הטיפול, חזור/חזרי על השלבים 1-4.

בעת השימוש במצב 'הבקיים מרובים', התצוגה של מחוון מצב הנורה תישאר דולקת כאשר היישן המגע עם העור וכפתור ההבק פועלים.

דוק/בדקי את מכשיר i-Light על העור (תמונה 5)


1. בחו/י את האזהרות ואמצעי הזהירות.
2. הכר/י את התכונות של מכשיר i-Light.
3. עייני/י בטבלת 'גוון עור' כדי לוודא שצבע העור שלך נמצא בטווח המקובל.
4. דוק/בדקי את מכשיר ה-i-Light על חלק קטן של העור והמתן/י 48 שעות כדי לוודא שאין תגובות נגד.



טפנלי באזורים הרצויים באמצעות מכשיר ה-i-Light


הנח/י את עורך לטיפול

1. ודא/י כי האזור המיועד לטיפול נקי ואין עליו שמן, דאודורנט, בושם, איפור, תחליבים או קרמים. גלח/י את השיער מהאזור המיועד לטיפול.
2. אין להשתמש בשעווה, אפילציה, פינצטה או מוצרי הסרת שיער כדי להסיר את השיער משום שהם סותרים את תהליך ה-IPL.



הנח/י את המכשיר לטיפול

3. התר/י את כבל הידית מבסיס ה-i-Light והנח/י את הידית בתושבת הבסיס. אתר/י את מתג ההפעלה על בסיס ה-i-Light וודא/י כי המכשיר כבוי. חבר/י את כבל החשמל לבסיס ה-i-Light בשקע החשמל. חבר/י את כבלי החשמל לשקע בקיר. לחץ/י על מתג ההפעלה (תמונה 6).
4. חבר/י את העוצמה הרצויה. אם ברצונך להשתמש במצב 'הבקיים מרובים', הפעל/י אותו באמצעות כפתור בחירת 'מצב הבקיים' (תמונה 7).





ניקוי מכשיר ה-i-Light

⚠ **זהירות:** לפני ניקוי מכשיר ה-i-Light יש לוודא כי מתג ההפעלה כבוי וכבל החשמל מנותק מיחידת הבסיס.

ניקוי קבוע מסייע בהבטחת התוצאות הטובות ביותר ויחיים ארוכים של מכשיר ה-i-Light. ניתן לנגב את המשטח היציבני של יחידת הבסיס ושל הידית בסמרטוט לה. לניקוי חלונית ההבזק, השתמש/י רק בכד נטול המרססופק עם מכשיר ה-i-Light. הימנע/י משריטה או קילוף של חלונית ההבזק. שריטות וקילופים עלולים להפחית את יעילות המכשיר. להסרת כתמים קשים, השתמש/י בפד גזה לח כדי לשים מעט מים על חלונית ההבזק ואז נקה/י אותה עם הכד נטול המרססופק. השתמש/י בשואב אבק ידני קטן לניקוי האבק והלכלוך ממאוורי הידית.

⚠ **אזהרה:** אם חלונית ההבזק סדוקה או שבורה, אין להשתמש במכשיר. אין לשרוט את זכוכית המסגן או את המשטח המתכתי בתוך קונוס האף.

⚠ **זהירות:** מכשיר ה-i-Light הוא מכשיר מתח גבוה. אין לטבול אותו במים. אין לנקות את היחידה או את חלקיה מתחת לברז או במדיח כלים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי מבוססי נפט או דליקים בשל סכנת שריפה. לעולם אין להשתמש בסקוטש, בחומרי ניקוי שורטים או נוזלים אגרסיביים כגון שמן או אצטון לניקוי המכשיר.



עצות לטיפול

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, המנע/י מהבזקים חוזרים באותו מקום. זה יסייע במניעת החשיפה ליותר אנרגיה מזו הדרושה לדיכוי צמיחת השיער. פעולה זו גם תבטיח את השימוש המרבי במחסנית התאורה.
- לקבלת התוצאות היעילות ביותר, השתמש/י תמיד ברמת העוצמה הגבוהה ביותר שאינה גורמת לאי-נוחות בעור. העוצמה שבה את/ה משתמש/ת לצריכה לגרום לתחושה חמימה על העור, אך לעולם אינה צריכה לגרום לאי-נוחות.
- בדרך כלל לא ניתן להשיג את התוצאות המרביות בטיפול יחיד. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חזור/חזרי על מחזור טיפול בכל פעם שתראה/י כי השיער מתחיל שוב לצמוח. התוצאות שונות אבל כל אדם, אך עם זאת, רוב האנשים יצטרכו לחזור על הטיפול בכל שבועיים במשך שלושת הטיפולים הראשונים עד להשגת התוצאות הרצויות.
- את/ה עשוי/ה להבחין שאזורים הסמוכים לעצמות כמו מרפקים, השוק והקרסוליים רגישים יותר בזמן הטיפול. זהו מצב נורמלי שאינו צריך לעורר דאגה. כדי להימנע מרגישות זו, נסה/י למתוח את העור הרחק מהעצם במשך הטיפול.

שמירה לאחר הטיפול

- לאחר הטיפול, עשויה להופיע אדמומיות או תחושת חום על העור. זהו מצב נורמלי והתחושות ייעלמו במהרה. כדי להימנע מגירוי העור לאחר הטיפול, פענ/י בהתאם לאמצעי הזהירות הבאים:
- יש להימנע מחשיפה לשמש במשך 24 שעות לאחר טיפול. יש למרוח קרם הגנה SPF 30 במשך שבועיים לאחר כל טיפול.
- לאחר הטיפול, יש להקפיד לשמור על האזור נקי ויבש ולשתות הרבה מים לשמירה על לחות העור.
- אין לגעת באזור המטופל באופן חזק שיגרם לגירוי.
- אין להתרחץ במים חמים או לטבול באמבטיה חמה או להשתמש בחדרי אדים וסאונות במשך 24 שעות לאחר הטיפול.
- אין לשחות במשך 24 שעות לאחר הטיפול.
- אין להשתתף בספורט מגע במשך 24 שעות לאחר הטיפול.
- אין ללבוש בגדים צמודים על גבי האזור המטופל.
- אין להיחשף לשמש למשך זמן רב לצורך שיוף, שימוש במיטת שיוף או שיוף עצמי במשך לפחות שבועיים לאחר הטיפול.
- אין להסיר שיער (באמצעות שעווה, מריטה, חוטים או משחות) במשך הטיפול. ניתן לגלח את השיער, אך יש להימנע מגילוח במשך 24 שעות לאחר כל טיפול.
- אין להשתמש במשחות הלבנה או מוצרים מבושמים במשך 24 שעות לאחר הטיפול.
- אין לגרד או לחטט באזור המטופל.



הפעלתי את המכשיר (ON) אך אני לא מצליח להגביר או להנמיך את עוצמת האור. נסה/י לאפס את המכשיר על ידי כך שתכבה/י אותו ותמתין/י במשך מספר שניות לפני שתפעיל/י אותו שוב.

האור של מחוון מצב הנורה הופך לירוק אבל המכשיר לא מהבהב כשהכפתור לחוץ. ודא/י כי חיישן המגע עם העור נמצא במגע מלא עם העור.
נסה/י לאפס את המכשיר על ידי כיבו והמתנה במשך מספר שניות לפני שתפעיל/י אותו שוב.

יש ריח מזרח. ודא/י שהאזור מגולח לחלוטין לפני תחילת הטיפול.

האזורים המטופלים הופכים לאדומים לאחר הטיפול. זהו מצב תקין והאדמומיות אמורה לעבור. אם לא, נסה/י להשתמש בעוצמת אור נמוכה יותר.

לא קיבלתי את התוצאות המרביבות או שהשיער צומח בחזרה. השיער עשוי לצמוח בחזרה לאחר הטיפול הראשון. זה נורמלי לחלוטין. לקבלת התוצאות המרביבות, חזור/חזרי על הטיפול כאשר את/ה מבחין/ה בצמיחה מחודשת של השיער.

שים/י לב אם את/ה משתמש/ת במכשיר במשך זמן ממושך, המכשיר עשוי לכבות את עצמו זמנית (כ-40 שניות) כדי להתקרר. כאשר המכשיר התקרר, הוא יהיה מוכן לשימוש חוזר.

LED מצב ושמע

נורת עוצמה LED מצב הבקז	חיוני
כולם נבחרו נורות LED מהבהבות	המכשיר חם מדי וכבה זמנית כדי להתקרר.
נורות LED של עוצמה מהבהבות	המכשיר לא תקין. כבה/י את המכשיר, המתן/י מספר שניות ונסה/י
כל הנורות מהבהבות ללא צפצוף אזהרה	קונוס האף הוסר או שהוא רופף.

תחזוקת מכשיר i-Light

⚠️ **זהירות:** לפני ביצוע תחזוקה למכשיר ה-i-Light יש לוודא כי מתג ההפעלה כבוי וככל החשמל מנותק מיחידת הבסיס.

החלפת נורה

1. לחץ/י על כפתור השחרור של קונוס האף ומשוך/משכי בעדינות להסרת קונוס האף.
2. משוך/משכי בעדינות את מחסנית הנורה הישנה.
3. החלף/י אותה במחסנית נורה חדשה. דגם להחלפה: SP-IPL



זהירות: בעת החלפת מחסני הנורה, אין לגעת בנורות ההבקז ישירות כדי לא להשאיר כתמי שמן ולכלוך. אם תעשה/י זאת, את/ה עלולה לפגוע ביעילות הנורות או לגרום להם להיסקד בעת הטיפול.

4. החזר/י את קונוס האף ודא/י שהוא נכנס למקומו.

אחסון

- כבה/י את המכשיר, נתק/י אותו מהחשמל והנח/י לו להתקרר במשך 10 דקות לפני האחסון.
- אחסן/י את המכשיר במקום יבש בטמפרטורה שבין 15°C ל-35°C.

פתרון תקלות

- יש לקרוא תמיד את ההנחיות הללו לפני השימוש ב-i-Light.
- עיין/י במדריך זה לפתרון בעיות אם תתקל/י בבעיה עם מכשיר ה-i-Light, משום שתלך זה מספק פתרונות לרוב הבעיות הנפוצות שבהן את/ה עלולה להיתקל עם i-Light.
- אם פעלת בהתאם להנחיות המופיעות בחלק זה ואת/ה ממשיך/ה להיתקל בבעיות אנא צור/צרי קשר עם מרכז השירות של Remington® לקבלת עזרה נוספת.

אני לוחץ על מתג ההפעלה (ON) אך המכשיר אינו פועל.

- ודא/י כי המכשיר מחובר לשקע חשמלי תקין.
- נסה/י לחבר את המכשיר לשקע אחר.

נראה שהמכשיר סדוק או שבור.

- אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום. אם את/ה חושש/ת להשתמש במכשיר, הפסק/י את השימוש וצור/צרי קשר עם מרכז השירות של Remington® לקבלת עזרה נוספת.





ש: כמה זמן נמשך טיפול?

ת: הזמן משתנה בהתאם לגודל האזור המטופל, אך הטיפול ברגל אחת לא אמור להימשך יותר מ-15 דקות.

ש: מתי אתחיל לראות תוצאות?

ת: התוצאות אינן מיידידות. לפעמים אתה עשוי לראות שהשיער צומח לאחר הטיפול אך רבות מן השערות הללו יחלו ליפול לאחר שבועיים.

צמיחת השיער מתרחשת בשלושה שלבים שונים ונמשכת 18-24 חודשים. רק שערות המצויות בשלב הצמיחה רגישות לטיפול, ולכן נדרשים מספר טיפולים לקבלת התוצאות הטובות ביותר. בדרך כלל ניתן להבחין בתוצאות תוך מספר שבועות מן הטיפול הראשון. שימוש קבוע ומתמשך (או כל שבועיים עבור שלושה טיפולים) יבטיח תוצאות טובות תוך 6-12 שבועות (לעור כהה יותר יכול לקחת זמן רב יותר).

ש: למה השיער שלי צומח על אף הטיפול?

ת: שערות ממשכות לצמוח עד לשבועיים לאחר הטיפול, בזמן זה תתחיל להבחין בגשירת השיער. ייתכן גם שדילגת על אזור מסוים בעת טיפול ולכן השיער ממשיך לצמוח. המשיך לטפל באזור בכל פעם שאתה מבחין בצמיחה מחודשת.

ש: מדוע לא ניתן להשתמש ב-i-Light לאחר חשיפה לשמש?

ת: חשיפה לשמש גורמת להימצאות רמות גבוהות של מלנין וחושפת את העור לסכנה מוגברת להופעת כוויות או שלפוחיות בעקבות הטיפול.

ש: מתי אהזרחו נגד השימוש ב-i-Light?

ת: נתאים מסוימים עשויים להביל את יכולתך להשתמש במכשיר. קרא/י את כל החלק אודות אזהרות והנחיות הזהירות במדריך להשתמש לפני השימוש ב-i-Light.

ש: כל כמה זמן צריך להחליף נורה?

ת: יש להחליף את הנורה לאחר 1500 הבזקים. האור במחונן מצב הנורה יידלק בצבע ירוק במשך 1350 הבזקים הראשונים של חיי המחסנית. הצבע ישתנה לצהוב כדי להתרעך כי נותרו רק 150 הבזקים. כאשר הנורה מתחילה להבהב, חיי המחסנית הסתיימו ויש להחליף את הנורה.

דגם להחלפה: SP-IPL

ש: האם מותר להשתמש ב-i-Light על הפנים?

ת: לא. לא מומלץ להשתמש ב-i-Light על הפנים או הצוואר.

ש: איך לדאוג לאזורים שעבור טיפול?

ת: יש להימנע מחשיפת האזורים המטופלים לשמש ללא הגנה.



צפופים	חיווי
אין מגע מלא	כפתור ההבזק נלחץ בעוד שחיישן המגע עם העור לא הופעל במלואו.
החלפת מחסנית אור	אין מחסנית אור או שיש להחליפה.
חיישני המגע תקועים	כפתור ההבזק נלחץ לאחר שחיישן המגע הופעל מאז הפעלת המכשיר. ייתכן שחיישן המגע תקוע.

שאלות נפוצות (www.remington-ilight.com)
ש: מהו i-Light? מהי שיטת Intense Pulse Light (IPL)?

ת: i-Light עובד על ידי העברת פעימה חזקה וקצרה במיוחד של אור מסוגן לתוך העור. האור נספג על ידי פיגמנטי הצבע בתוך השערה וסביבה ומנטרל זמנית את זיקי השערה ובכך מונע צמיחה מחודשת של השערה.

ש: מי יכול להשתמש ב-i-Light?

ת: גברים ונשים יכולים להשתמש ב-i-Light להסרת שיער לא רצוי בכל מקום בגוף מתחת לצוואר. i-Light עובד למען אנשים בעלי גוון עור בהיר עד בינוני ושיער כהה. גווני העור הבטוחים לשימוש הם: לבן, שנהב, שזוף, ב' וחסם בהיר בלבד. צבעי השיער הבטוחים לשימוש הם: שחור, חום כהה וחום בינוני.

ש: באילו אזורים בגופי אוכל לטפל באמצעות i-Light?

ת: i-Light מיועד לשימוש באזורים שמתחת לצוואר כולל רגליים, בתי שחי, קו המפשעה, זרועות, חזה וגב.

ש: למה אוכל לצפות מ-i-Light?

ת: i-Light מספק הסרת שיער בטוחה ויעילה ברמה של מכונים באמצעות השימוש בטכנולוגיית IPL.

ש: מהם הסיכונים הכרוכים בשימוש ב-i-Light? האם הוא בטוח?

ת: i-Light בטוח לשימוש, אך כמו בכל מכשיר חשמלי, חשוב לקרוא ולפעול בהתאם להוראות ההפעלה.

ש: כל כמה זמן עלי להשתמש ב-i-Light?

ת: עליך להשתמש ב-i-Light בכל פעם שתבחין בצמיחה מחודשת של השיער.





גווי עור מתאימים, טבלת סיווג פיצפטרק סוגי עור I-4

ניתן להשתמש בטבלת סיווג סוג העור להערכה עצמית על ידי חיבור הניקוד של כל אחת מהשאלות שעליהן השבת. בסוף ישנו סולם המספק את הטווח עבור שש הקטגוריות של סוגי העור. לאחר הסולם מופיע הסבר עבור כל אחד מסוגי העור. באפשרותך לקבוע במהירות ובקלות מהו סוג העור שלך.

נטייה גנטית

ניקוד	0	I	2	3	4
מהו צבע עיניך?	כחול בהיר, אפור, ירוק	כחול, אפור או ירוק	כחול	חום כהה	שחור-חום
מהו צבע שיערך הטבעי?	אדום חולי	בלונדיני	ערמוני	חום כהה	שחור
מהו צבע עורך (האזורים שאינם חשופים)?	אדמוני	חיזור מאוד	חיזור עם גוון בז'	חום בהיר	חום כהה
האם יש לך נמשים באזורים לא חשופים?	רבים	אחדים	מעטים	בודדים	ללא

ניקוד כולל עבור נטייה גנטית: _____

האם עלי להימנע מפעילות שגרתית לאחר השימוש ב-i-Light?

ת: אין צורך להימנע מפעילות שגרתית לאחר הטיפול בהנחה שלא אירעו סיבוכים חריגים. מומלץ לבצע את הטיפול לפני השינה כדי שהאדמומיות שתופיע תחלוף עד הבוקר.

ש: האם i-Light מסוכן לעור לאחר שימוש ממושך?

ת: לא דווח על תופעות לוואי או נזקים לעור שנבעו משימוש ארוך טווח בטכנולוגיית intense pulse light.

ש: כל כמה זמן עלי לבצע טיפול ב-i-Light?

ת: נמצא שמרווח של שבועיים עבור הטיפול הראשון הוא היעיל ביותר להפחתת השיער. יש להימנע מטיפול באותו אזור יותר מפעם אחת בכל טיפול משום שהדבר לא יגביר את היעילות אלא יגביר את הסכנה לגירוי העור.

ש: האם אוכל להשתמש ב-i-Light אם יש לי שיער בלונדיני, ג'ינג'י, אפור או לבן?

ת: i-Light פועל במיטבו עבור סוגי השיער הכהים יותר משום שהם מכילים יותר מלנין, הפיגמנט המעניק לשיער ולעור את צבעם. המלנין הוא שסופג את אנרגיית האור המשמשת במהלך הטיפול ב-i-Light. שיער שחור חום כהה מגיבים בצורה הטובה ביותר. שיער חום חום בהיר יגיבו גם הם, אך עשויים לדרוש מספר רב יותר של טיפולים. שיער אדמוני עשוי להראות תגובה מסוימת. שיער לבן, אפור או בלונדיני בדרך כלל לא מגיב לטיפול i-Light, אך היו משתמשים שהבחינו בתוצאות לאחר מספר טיפולים.

ש: האם אוכל להשתמש ב-i-Light אם יש לי עור כהה?

ת: לא, i-Light מגיב לפיגמנט כהה של השיער. לכן, שיער חום כהה ושחור עלולים לספוג יותר מדי מהאנרגיה של המכשיר (חום) מה שעלול לגרום לנזק לעור. אין להשתמש ב-i-Light על גבי עור כהה מטבעו משום שהוא מכיל יותר מדי מלנין. טיפול בעור כהה עם i-Light עלול לגרום לכוויות, שלפוחיות ושינויים בצבע העור (hyperpigmentation או hypopigmentation). בדוק/בדקי את טבלת צבעי העור בעמוד 3 כדי לקבוע אם i-Light מתאים לך.

ש: האם עלי להשתמש במגן לעיניים בעת השימוש ב-i-Light?

ת: לא, הוא אינו מזיק לעיניים, אלא אם מכוונים אותו לפנים. i-Light מערכת בטיחות המונעת הבזקים לא מכוונים כאשר המכשיר אינו בא במגע עם העור. הכמות הקטנה של אור המופצת במהלך הטיפול זהה להבזק של מצלמה ואינה מזיקה לעיניים אלא אם מכוונים אותה לפנים.

ש: האם אוכל להשתמש ב-i-Light אם אני בהריון או מניקה?

ת: לא, i-Light לא נבדק על נשים הרות ולכן איננו ממליצים לך להשתמש ב-i-Light אם את בהריון או מניקה. שנויים הורמונאליים עשויים להגביר את הרגישות ואת סכנת הפגיעה בעור





ניקוד	0	1	2	3	4
מתי חשפת את גופך לאחרונה לשמש (או מנורת שמש מלאכותית / קרם משזף)?	לפני יותר משלושה חודשים	לפני חודשיים-שלושה	לפני חודש-חודשיים	לפני פחות מחודש	לפני פחות משבועיים
האם חשפת את האזור המיועד לטיפולי?	מעולם לא	כמעט אף פעם	לעיתים	לעיתים קרובות	תמיד

ניקוד כולל עבור הרגלי שיזוף: _____

חבר! את סך כל הניקוד עבור כל אחד משלושת החלקים לקבלת ניקוד סוג העור שלך.



ניקוד כולל עבור חשיפה לשמש: _____

ניקוד	0	1	2	3	4
מה קורה כאשר את/ה שוהה בשמש זמן רב מדי?	אדום כאב, שלפוחיות, קילופים	שלפוחיות ולאחר מכן קילופים	כוויות ולעיתים קילופים	כוויות נדירות	מעולם לא היו לי כוויות
באיזו מידה צבע עורך הופך לחום?	בקושי או אף פעם לא	צבע בהיר, שזוף	שזוף סביר	משתזף בקלות רבה	הופך לחום כהה מהר
האם צבע עורך הופך לחום תוך כמה שעות לאחר שהות בשמש?	לעולם לא	לעיתים רחוקות	לעיתים	לעיתים קרובות	תמיד
איך מגיב עור הפנים שלך בשמש?	רגיש מאוד	רגיש	רגיל	עמיד מאוד	מעולם לא הייתה לי בעיה





הגנה על הסביבה

אין להשליך את המוצר לפח אשפה ביתי בתום חיי השירות שלו. ניתן למסור את המכשיר לצורך סילוק למרכז השירות של Remington® או לאתר איסוף פסולת אחר העומד בדרישות.



למידע נוסף על מחזור יש לעיין ב-

www.remington-europe.com
www.remington-ilight.com



שירות ואחריות

מוצר זה נבדק ואין בו תקלות. אנו מעניקים אחריות על מוצר זה על כל פגמים שנגרמו עקב חומרים לקויים או עבודת ייצור לקיחה במשך תקופת האחריות מתאריך הקנייה המקורי של הצרכן. אם המוצר ייפגע במהלך תקופת האחריות, נתקן כל פגמים שכאלה או שנבחר להחליף את המוצר או כל חלק בו ללא חיוב בתנאי שתוצג האכחת קנייה. משמעות הדבר אינה הארכה של תקופת האחריות. במקרה אירוע אחריות יש להתקשר למרכז השירות של Remington® באזורך.

אחריות זו מוצעת מעל ומעבר לזכויות הרגילות המעוגנות בחוק. האחריות תחול בכל הארצות שבהן המוצר שלנו נמכר על ידי ספק מורשה. אחריות זו אינה כוללת החלפת נורות המחוות חלקים מתכלים.

כמו כן לא מכוסה נזק למוצר כתוצאה מתאונה או שימוש שלא כהלכה, שימוש לרעה, הכנסת שניונים במוצר או שימוש שאינו תואם את ההנחיות הטכניות i/או הוראות הבטיחות הנדרשות. אחריות זו לא תהיה תקפה אם המוצר פורק או תוקן על ידי אדם שאינו מוסמך לעשות כן.

ניקוד סוג עור - סיווג פיצפטריק

7-0	I
16-8	II
25-17	III
25-30	IV
יותר מ-30	VI-V

אין להשתמש ב-i-Light

סוג 1: רגישות גבוהה, תמיד נשרף, לעולם אינו משתזף
 דוגמה: שיער ג'ינג'י עם נמשים

סוג 2: רגיש מאוד לשמש, נשרף בקלות, משתזף מעט מאוד.
 דוגמה: בעלי גוון עור בהיר ושיער בהיר

סוג 3: עור רגיש לשמש, נשרף לעתים, הופך לאט לאט לחום בהיר. דוגמה: בעלי גוון עור לבן כהה

סוג 4: רגישות מינימלית לשמש, נשרף מעט, תמיד משתזף לחום מתון. דוגמה: בעלי גוון עור מזרח תיכוני, חלק מההיספנים

סוג 5: עור רגיש לשמש, כמעט ולא נשרף, משתזף טוב. דוגמה: חלק מההיספנים, חלק משחורי העור

סוג 6: רגיש לשמש, לעולם אינו נשרף, פיגמנטציה עמוקה
 דוגמה: שחורי עור כהים יותר

